

DEFIRO MEDIA PRODUCTION

Manual de utilizare



Monitor DEFIRO-Viatom pentru verificarea tensiunii arteriale

Model BP2 (cu EKG/ECG)

Dispozitiv atestat medical

Importator: Defiro Media Production. Sediul in Bd. Pipera nr. 1/VII, cladirea Nord City Tower, Localitatea Voluntari, Jud Ilfov, Romania, CP 077190, website: www.defiromed.com, email: contact@defiromed.com

CUPRINS

1. Informații de bază.....	3
1.1 Siguranță.....	3
2. Noțiuni introductive.....	7
2.1 Utilizare.....	7
2.2 Contraindicații.....	8
2.3 Despre produs.....	8
2.4 Despachetare.....	9
2.5 Simboluri.....	10
3. Folosirea dispozitiv.....	13
3.1 Încărcare baterie.....	13
3.2 Măsurarea tensiunii arteriale.....	13
3.2.1 Instrucțiuni înainte de a începe măsurătorile.....	13
3.2.2 Aplicarea manșetei.....	14
3.2.3 Poziția corectă.....	15
3.2.4 Pașii de urmat pentru a începe măsurătorile.....	15
3.2.5 Ce se întâmplă după finalizarea măsurătorilor.....	16
3.3 Măsurare EKG/ECG.....	16

3.3.1 Pași înainte de măsurătoare.....	16
3.3.2. Măsurare EKG/ECG fără cabluri.....	17
3.4 Vizualizare valori/măsurători înregistrate.....	18
3.5 Conectare cu aplicația mobilă.....	19
4. Depanare.....	20
5. Mentenanță.....	21
5.1 Mentenanță.....	21
5.2 Curățare.....	21
5.3 Stocare.....	22
6. Specificații.....	22
7. Compatibilitatea electromagnetică.....	25

1. Informații de bază

Acest manual conține instrucțiunile necesare pentru a utiliza dispozitivul în condiții de siguranță și în conformitate cu funcțiile acestuia. Respectarea acestui manual este o condiție prealabilă pentru a folosi produsul la performanțele adecvate și în mod corect, asigurând siguranța utilizatorului.

1.1 Siguranță

Avertismente și recomandări

- Înainte de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să vă asigurați că ați citit cu atenție acest manual și că înțelegeți pe deplin precauțiile și riscurile corespunzătoare.
- Acest dispozitiv a fost conceput pentru utilizare practică, și nu înlocuiește vizita la medic.
- Datele și rezultatele afișate pe dispozitiv sunt doar cu titlu de referință și nu pot fi utilizate direct pentru interpretarea sau tratamentul diagnosticului.
- Vă recomandăm să nu utilizați acest dispozitiv dacă aveți un stimulator cardiac sau alte dispozitive implantate. Urmați sfatul medicului dumneavoastră, dacă este cazul.
- Nu utilizați acest dispozitiv cu un defibrilator.
- Nu utilizați acest dispozitiv în timpul unui examen RMN.
- Nu utilizați dispozitivul într-un mediu combustibil (adică în mediu îmbogățit cu oxigen).

- Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide.
- Nu curățați dispozitivul cu acetonă sau alte soluții volatile.
- Nu aruncați acest dispozitiv și nu-l supuneți la impacturi puternice.
- Nu amplasați acest dispozitiv în vase sub presiune sau gaz, dispozitive de sterilizare.
- Nu demontați dispozitivul, deoarece acest lucru ar putea provoca daune sau disfuncționalități sau poate împiedica funcționarea dispozitivului.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu perspicacitate fizică, senzorială sau mentală limitată sau lipsă de experiență și / sau lipsă de cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați de cineva responsabil pentru siguranța lor sau primesc instrucțiuni de la această persoană despre modul de utilizare a dispozitivului. Copiii trebuie supravegheați în jurul dispozitivului pentru a se asigura că nu se joacă cu el.
- Nu utilizați dispozitivul pe nimeni cu piele sensibilă sau alergii.
- Nu depozitați dispozitivul în următoarele locații: locații în care dispozitivul este expus la lumina directă a soarelui, temperaturi ridicate sau niveluri de umiditate sau contaminare puternică; locații lângă surse de apă sau incendiu; sau locații care sunt supuse unor puternice influențe electromagnetice.

- Nu rotiți dispozitivul cu cureaua, ceea ce poate duce la răniri.
- Acest dispozitiv afișează modificări ale bătăilor inimii, tensiunii arteriale etc., care pot avea cauze variate. Acestea pot fi inofensive, dar pot fi declanșate și de boli sau boli cu grade diferite de severitate. Vă rugăm să consultați un medic specialist dacă credeți că ați putea avea o boală sau o boală.
- Măsurătorile funcțiilor vitale, precum cele luate cu acest dispozitiv, nu pot identifica toate bolile. Indiferent de măsurătorile efectuate cu ajutorul acestui dispozitiv, trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră dacă aveți simptome care ar putea indica o boală gravă.
- Nu vă autodiagnosticați și nu vă auto-medicați pe baza acestui dispozitiv fără a vă consulta medicul. În special, nu începeți să luați medicamente noi sau să schimbați tipul și / sau doza oricărui medicament existent fără aprobarea prealabilă.
- Nu este posibil să utilizați acest dispozitiv pentru a diagnostica boli. Aceasta este exclusiv responsabilitatea medicului dumneavoastră.
- Curățați dispozitivul și manșetele cu o cârpă moale uscată sau cu o cârpă umezită cu apă și un detergent neutru. Nu folosiți niciodată alcool, benzen, diluanți sau alte substanțe chimice dure pentru a curăța dispozitivul sau manșetele.
- Evitați pliarea strânsă a manșetelor sau înfășurarea furtunurilor pentru perioade lungi de timp, pentru a

evita scurtarea perioadei de utilizare a componentelor.

- Dispozitivul și manșetele nu sunt rezistente la apă. Asigurați-vă că ploaia, transpirația și apa să nu intre pe dispozitiv și pe mansete.
- Măsurătorile pot fi distorsionate dacă dispozitivul este utilizat aproape de televizoare, cuptoare cu microunde, telefoane mobile, raze X sau alte dispozitive cu câmpuri electrice puternice.
- Nu modificați dispozitivul. Poate provoca deteriorarea dispozitivului.
- Pentru a măsura tensiunea arterială, brațul trebuie strâns de manșetă suficient de tare pentru a opri temporar fluxul de sânge prin arteră. Acest lucru poate provoca durere, amorțeală sau o urmă roșie temporară pe braț. Această condiție va apărea mai ales atunci când sunt luate în mod repetat măsurători. Orice durere, amorțeală sau urme roșii vor dispărea cu timpul.
- Nu aplicați manșeta pe un braț cu alt dispozitiv medical electronic. Este posibil ca echipamentul să nu funcționeze corect.
- Persoanele care au o deficiență circulatorie severă în braț trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a evita problemele medicale.
- Nu autodiagnosticați rezultatele măsurătorilor și nu începeți singur tratamentul. Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră pentru a evalua rezultatele și tratamentul ulterior.

- Nu aplicați manșeta pe un braț cu o rană nevindecată.
- Nu aplicați manșeta pe un braț care primește picurare intravenoasă sau transfuzie de sânge. Poate provoca răniri sau accidente.
- Nu utilizați dispozitivul acolo unde sunt prezente gaze inflamabile, precum gazele anestezice. Poate provoca o explozie.

Nu utilizați dispozitivul în medii de oxigen foarte concentrate, cum ar fi o cameră de oxigen de înaltă presiune sau un cort de oxigen. Poate provoca un incendiu sau o explozie.

2. Noțiuni introductive

2.1 Utilizare

Dispozitivul este destinat să fie utilizat pentru măsurarea, afișarea, revizuirea și stocarea variațiilor tensiunii arteriale la domiciliu sau în instituțiile medicale.

Datele și rezultatele furnizate de acest dispozitiv au doar scop de screening înainte de verificare și nu pot fi utilizate direct pentru diagnostic sau tratament medical.

Specificații produs

Model	Măsurare tensiune arterială	Măsurare EKG/ECG
-------	-----------------------------	------------------


BP2	✓	✓
BP2A	✓	

2.2 Contraindicații

Acest dispozitiv este contraindicat pentru utilizare în medii ambulatorii.

Acest dispozitiv este contraindicat pentru utilizare pe aeronave.

2.3 Despre produs



1. Buton Start/Stop

- Pornire/oprire On/Off
- Apăsați butonul Start/Stop pentru începerea măsurătorii

2. Funcții buton

- Apăsați pentru a începe măsurătoarea EKG.
- Apăsați timp de 2 secunde pentru a vizualiza valori măsurători înregistrate;

3. Ecran dispozitiv

4. Indicator LED

- Lumina albastră este aprinsă: bateria se încarcă.
- Lumina albastră este stinsă: bateria este complet încărcată.

5. Electrocul pentru EKG/ECG

Apăsați pe electrod în timpul măsurătorii EKG/ECG









6. Cablu de conectare; Conectați la cablu de încărcare




2.4 Despachetare


Unitate principală; cablu de încărcare; manual de utilizare;

ghid rapid de instrucțiuni.

2.5 Simboluri

Symbol	Description
	Producător
	Data de fabricație
SN	Număr de serie
	Indică un dispozitiv medical care nu trebuie depus la deșeurile municipale nesortate.
	Respectați instrucțiunile de utilizare
	Cerere piesă tip BF
	Nesigur la MRI. Prezintă pericole în toate mediile cu radiații magnetice (MR), deoarece dispozitivul conține materiale feromagnetice puternice.
IP22	Rezistent la pătrunderea lichidelor
	Marcaj CE
	Reprezentanță Europeană

	<p>Marcaj UKCA</p>
	<p>Reprezentant autorizat în Regatul Unit</p>
	<p>Acest produs este conform regulilor și reglementărilor Comisiei Federale de Comunicare.</p>
	<p>Radiații neionizante</p>
	<p>Produsele și ambalajele noastre pot fi reciclate, prin urmare nu trebuie să le aruncați!</p> <p>Găsiți unde le puteți depune pe site-ul www.quefairedemesdechets.fr (Valabil doar pentru piața din Franța).</p>
	<p>Simbol Bătaie inimă</p>
	<p>Simbol baterie</p>
	<p>Simbol bluetooth</p>
	<p>Simbol transmitere date</p>
	<p>Simbol formă de undă EKG/ECG</p>

	Bara de progres a măsurătorii EKG/ECG
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">NEXT</div>	Apăsați pentru a afișa următoarea valoare a măsurătorii înregistrare
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">HOME</div>	Apăsați pentru a reveni la ecranul principal
13/50	Valoare înregistrare curentă / Total valori înregistrări
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Poor Signal</div>	Semnal de amplitudine scăzută sau zgomot
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Check connection</div>	Deconectați pentru măsurătoare EKG/ECG
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Regular ECG</div>	Măsurătoarea EKG se încadrează într-un model regulat, comun.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Irregular ECG</div>	Măsurătoare EKG neregulată. Măsurătoarea poate fi cauzată de probleme cardiace sau de alte afecțiuni.

3. Folosirea dispozitiv

3.1 Încărcare baterie

Utilizați cablul USB pentru a încărca dispozitivul. Conectați cablul USB la un încărcător USB sau la computer. Durează 2 ore până se încarcă complet bateria. Când bateria este complet încărcată, indicatorul led va fi stins.

Dispozitivul funcționează la un consum foarte redus de energie, iar o încărcare completă durează de obicei luni de zile. Pe ecran este afișat un simbol al bateriei, care indică starea bateriei.

Notă: Dispozitivul nu poate fi utilizat în timpul încărcării

3.2 Măsurarea tensiunii arteriale

3.2.1 Instrucțiuni înainte de a începe măsurătorile

Pentru a obține măsurători precise, urmați aceste instrucțiuni:


- Odihnește-te cel puțin 5 minute înainte de a lua măsurători.
- Stresul crește tensiunea arterială. Evitați să faceți măsurători atunci când sunteți stresat.
- Îndepărtați orice îmbrăcăminte strânsă de pe braț.
- O singură măsurare nu oferă o indicație exactă a tensiunii arteriale adevărate. Trebuie să luați

și să înregistrați mai multe rezultate pe o perioadă de timp.

- Încercați să vă măsurați tensiunea arterială la aceeași oră în fiecare zi pentru a menține consistența.

3.2.2 Aplicarea manșetei

1. Înfășurați manșeta în jurul brațului superior, la aproximativ 1 până la 2 cm deasupra articulației cotului, ca în figura de mai jos.
2. Așezați manșeta direct pe piele, deoarece îmbrăcămintea poate provoca un puls slab și poate duce la erori de măsurare.
3. Constricția brațului superior, cauzată de înfășurarea mânecii cămășii, poate împiedica citirea corectă.
4. Confirmați că semnul poziției arterei este aliniat cu artera.



Notă: Mențineți poziția de uzură a gazdei aliniată cu degetul mijlociu.

3.2.3 Poziția corectă

Pentru a realiza măsurătorile, trebuie să fiți relaxat și așezat confortabil. Așezați-vă pe un scaun cu picioarele neîncrucșate și cu picioarele direct pe podea. Așezați brațul pe o masă, astfel încât manșeta să fie la același nivel cu inima.



3.2.4 Pașii de urmat pentru a începe măsurătorile

1. Porniți tensiometrul.
2. Apăsați butonul Start / Stop pentru a începe măsurătorile.
3. Dispozitivul va dezumfla încet manșeta în timp ce luați măsurătorile. O măsurare completă durează aproximativ 30 de secunde.
4. Rezultatele vor fi afișate la finalizarea măsurătorii.

Puteți apăsa din nou butonul Start / Stop pentru a opri măsurarea tensiunii arteriale.

Notă: În timpul măsurătorii, ar trebui să rămâneți nemișcat

3.2.5 Ce se întâmplă după finalizarea măsurătorilor

Tensiometrul va elibera automat gazul din manșetă odată ce ați terminat de efectuat măsurătorile.

Apăsați butonul pentru a opri alimentarea după efectuarea măsurătorilor. Îndepărtați manșeta.

Notă: Dispozitivul are o funcție de oprire a alimentării, care oprește alimentarea automat la 2 minute după efectuarea măsurătorilor.

3.3 Măsurare EKG/ECG

3.3.1 Pași înainte de măsurătoare

Pentru a avea măsurători precise, urmați aceste instrucțiuni:


- Înainte de a utiliza funcția de EKG, acordați atenție următoarelor puncte pentru a obține măsurători precise.
- Electrocul EKG/ECG trebuie poziționat direct pe piele.
- Dacă pielea sau mâinile sunt uscate, umeziți-le cu o cârpă umedă înainte de a lua măsurătorile.
- Dacă electrozii EKG/ECG sunt murdari, îndepărtați murdăria folosind o cârpă moale de bumbac umezită în alcool de dezinfectare.
- În timp ce luați măsurători, nu vă atingeți corpul cu mâna cu care luați măsurătorile.
- Vă rugăm să rețineți că nu trebuie să existe contact direct piele cu piele între mâna dreaptă și cea stângă.

În caz contrar, măsurătorile nu pot fi efectuate corect.

- Rămâneți nemișcat în timp ce luați măsurători, nu vorbiți și țineți dispozitivul nemișcat. Mișcările de orice fel vor afecta măsurătorile.
- Dacă este posibil, luați măsurători când stați așezați și nu când stați în picioare.
- Urmați textul și semnalele vocale din aplicație pentru a termina de efectuat măsurătorile.

3.3.2. Măsurare EKG/ECG fără cabluri

Există patru metode pentru a realiza măsurătoarea fără cabluri.



1. Mâna dreapta pe piciorul stâng 2. Mână lângă mână



3. Mâna dreaptă pe abdomen 4. Mâna dreaptă pe piept.

Pentru a porni măsurătoarea:

1. Puneți palma dreaptă pe electrozii din dreapta tensiometrului;

2. Puneți electrozii din partea stângă lângă poziția corpului pe care doriți să o măsurați.

3. Odată ce părțile corpului sunt plasate pe electrozi, apăsați butonul Funcție pentru a porni înregistrarea EKG.

4. Interpretarea va apărea pe ecran după 30 de secunde.

Pentru a începe o nouă măsurătoare, apăsați butonul Start / Stop pentru a reveni la ecranul de pornire, apoi apăsați butonul Funcție.

Notă: Puteți obține valori diferite în funcție de metodele diferite în care va luați măsurătorile. Utilizați modulul Tipul II dacă semnalul este prea scăzut în modulul Tipul I.

3.3.3. Activați / dezactivați sunetul bătăilor inimii

Semnalul sonor emite un bip când se detectează bătăile inimii în timpul măsurătorii. Puteți activa / dezactiva sunetul bătăilor inimii din aplicație.

3.4 Vizualizare valori/măsurători

Înregistrate


Puteți vizualiza istoricul măsurătorilor și reda forma de undă înregistrată pentru EKG/ECG pe ecranul Istoric. Țineți apăsat

butonul Funcție timp de 2 secunde pentru a accesa ecranul Istoric. Ultimul rezultat al măsurătorilor va fi afișat în mod implicit.



Rezultat măsurători tensiune arterială

Pentru EKG/ECG, va fi afișat mai întâi ritmul cardiac și apoi redată forma de undă pentru EKG/ECG timp de 30 de secunde.



Rezultat măsurătoare EKG/ECG

Pentru vizualizare înregistrare nouă, apăsați butonul NEXT/Următorul.

Pentru a ieși din ecranul Istoric, apăsați butonul HOME/Acasă.

3.5 Conectare cu aplicația mobilă

Dispozitivul deține funcția de conectivitate wireless/Bluetooth încorporată, care permite exportul valorilor măsurătorilor înregistrărilor, pe telefoane mobile și tablete pe care rulează iOS sau Android.

Țineți apăsat butonul funcției și butonul Start / Stop simultan pentru a activa Bluetooth și astfel se va începe asocierea cu dispozitivul dvs. inteligent.

4. Depanare

Problemă	Cauza problemei	Soluția
Fără alimentare Nu apare niciun afișaj pe dispozitiv.	Bateria este descărcată	Reîncărcați bateria
Citirile tensiunii arteriale apar prea mari sau prea mici	Tensiunea arterială variază constant. Mulți factori, inclusiv stresul, ora din zi și / sau modul în care aplicați manșeta brațului, vă pot afecta măsurătorile.	Stați nemișcat pentru o clipă și încercați din nou
Eroare 1 Aplicați manșeta mai strâns	Manșeta de braț este aplicată prea slab	Strângeți manșeta și încercați din nou.
Eroarea 2 Nu vă mișcați sau vorbiți, rămâneți	Mișcarea sau vorbitul în timp ce luați măsurători, iar presiunea manșetei	Rămâneți nemișcat și nu vorbiți în timp ce luați

nemișcat	este interferată.	măsurători
Eroarea 3 Îndepărtați orice îmbrăcăminte	Semnalul este slab în timpul măsurării tensiunii arteriale.	Realizați măsurătoarea pe un braț gol.
Eroare x ($x > 4$) Contactați serviciul relații cu clienți.	Dispozitivul nu funcționează în mod corespunzător	Contactați serviciul relații cu clienți

5. Mentenanță

5.1 Mentenanță

Pentru a vă proteja dispozitivul, depozitați produsul și componentele într-un loc curat și sigur.

Atenție: NU dezasamblați sau încercați să reparați dispozitivul sau componentele sale. Acest lucru poate cauza inexactități ale măsurătorilor.

5.2 Curățare

- Nu utilizați detergenți abrazivi sau volatili.
- Utilizați o cârpă moale uscată sau o cârpă moale umezită cu detergent (neutru) pentru a curăța dispozitivul și manșeta brațului și apoi ștergeți-le cu o cârpă uscată.

- Nu utilizați benzină, diluanți sau solvenți similari pentru a curăța monitorul și manșeta brațului sau alte componente.

5.3 Stocare

Păstrați dispozitivul și celelalte componente în cutia de depozitare atunci când nu este utilizat.

- Păstrați monitorul și celelalte componente într-un loc curat și sigur.
- Nu depozitați dispozitivul în locuri expuse la temperaturi extreme, umiditate, lumina directă a soarelui, praf sau vapori corozivi, precum înălțitor.

6. Specificații

Certificări		
MDD, 93/42/EEC	MDD, 93/42/EEC	
RED, 2014/53/EU	RED, 2014/53/EU	
ROHS 2.0, 2011/65/EU	ROHS 2.0, 2011/65/EU	
Tip BF	Tip BF	
Condiții de mediu		
Item	Operare	Stocare
Temperatură	5 - 40°C	-25 - 70°C
Umiditate relativă (fără condensare)	10% - 95%	10% - 95%

Barometric	700 -1060 hPa	700 - 1060 hPa
Grad de rezistență la praf și apă	IP22	
Test de cădere	1.0 m	
Fizice		
Dimensiune	135mm(L)×45mm(W)×20mm(H)	
Greutate	240 g	
Dimensiune manșetă	<p>Manșetă pentru adulți: 22-42cm</p> <p>Manșetă pentru adulți talie mică (opțional): 17-22cm</p> <p>Manșetă pentru adulți (opțional): 22-32cm</p>	
Conectivitate wireless	Bluetooth 4.0 BLE încorporat	
Sursă de alimentare		
Tip de încărcare	Micro USB, DC5V	
Tip baterie	Baterie reîncărcabilă litiu-polimer	
Tip de funcționare baterie	500 măsurători	
Timp de încărcare	2 h	
Măsurare tensiune arterială		
Tehnologie	Metoda oscilometrică	

Interval de măsurare	0 – 300mmHg
Precizie măsurători	±3mmHg
Intervalul puls	40 to 200 /min
Acuratețe măsurare puls	±2 /min
Precizie clinică	Meet IEC80601-2-30
Măsurare EKG/ECG	
Tipul de electrod pentru EKG/ECG	Electrozi integrați
Setul de electrozi	Tip I, Tip II, electrod pentru piept
Durata	30s
Interval de măsurare ritm cardiac	30 - 250/min
Precizie măsurători	±2 /min or ±2%, oricare dintre ele este mai mare
Stocare	
valori măsurate tensiune arterială	50
valori măsurate EKG	10
Bluetooth RF	
Frequency range	2.402 – 2.480 GHz

Max RF power	-10 dBm
--------------	---------

7. Compatibilitatea electromagnetică

Dispozitivul îndeplinește cerințele EN 60601-1-2.



Avertismente și recomandări

- Utilizarea altor accesorii decât cele specificate în acest manual poate duce la creșterea emisiilor electromagnetice sau la scăderea imunității electromagnetice a dispozitivului.
- Dispozitivul sau componentele sale nu trebuie utilizate adiacent sau suprapuse cu alte echipamente.
- Dispozitivul are nevoie de precauții speciale în ceea ce privește EMC și trebuie instalat și pus în funcțiune conform informațiilor EMC furnizate mai jos. Alte dispozitive pot interfera cu acest dispozitiv, chiar dacă îndeplinesc cerințele CISPR.
- Când semnalul introdus este sub amplitudinea minimă prevăzută în specificațiile tehnice, ar putea rezulta măsurători eronate.
- Echipamentele de comunicații portabile și mobile pot afecta performanța dispozitivului.
- Alte dispozitive care au transmițătoare FR sau alte surse pot afecta acest dispozitiv (de exemplu, telefoane mobile, PDA-uri și PC-uri cu funcționalitate wireless).

Informațiile din tabelul EMC sunt listate pe site-ul nostru:

www.defiromed.com

PN: 255-03194-00 Version: C Mar. 2022



Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.

4E, Building 3, Tingwei Industrial Park, No.6 Liufang Road,
Block 67, Xin'an Street, Baoan District, Shenzhen, 518101,
Guangdong, China



Well Kang Limited

The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07
P4AX, Ireland

Tel 1: +353(1)2542900

Tel 2: +353 (1)4433560

Fax: +353(1)6864856

Email:AR@Well-Kang.com



Wellkang Ltd (www.UKCA-marking.com)

16 Castle St., Dover, CT16 1PW, England

Tel 1: +353(1)2542900

Tel 2: +353 (1)4433560

Fax: +353(1)6864856

Email:AR@Well-Kang.com



FR

Vous êtes responsable de remettre tous
les appareils électroniques et électroniques
usagés à des points de collecte
correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quelquesdechets.fr