



# PACEY CUFF™

TURBO

URETHRAL CONTROL DEVICE

APPAREIL CONTRE L'INCONTINENCE URINAIRE

Hulpmiddel voor urine-incontinentie



Pacey Cuff™ Size Chart - Guide des tailles Pacey Cuff™ Pacey-Cuff™-Maattabel											
Circumference - Circonférence - Omtrek (cm)											
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
In - Lorangeur	3	SUCD - T									
	3.5										
	4					MUCD -T					
	4.5					2					
	5+									LUCD -T	
		3									

## INDICATIONS FOR USE

The Pacey Cuff™ is indicated for provision of male urinary continence. The device may be used during waking hours as required. A light pad is recommended for use with the device.

## INSTRUCTIONS FOR USE

**NOTE:** Compression and tightening of the Velcro® strap may need to be attempted a few times to determine the correct compression needed to occlude the urethra.

If leaking occurs after first application:

1. Check the bottom strap setting (the Pacey Cuff should arrive set at around 2-3 on the bot-tom).
2. Slide the bottom strap to a higher setting (4-5).

**Recommended:** The use of brief-style undergarments (form-fitting) rather than looser boxer shorts

## INDICATIONS D'UTILISATION

Le Pacey Cuff™ est indiqué pour l'incontinence urinaire masculine. L'appareil peut être utilisé pendant les heures d'éveil si nécessaire. L'utilisation de serviettes légères est recommandée en conjonction avec l'appareil.

## MODE D'EMPLOI

**REMARQUE :** Il se peut qu'il faille compresser et serrer la bande Velcro® plusieurs fois afin de déterminer le bon niveau de compression nécessaire pour occlure l'urètre.

Si une fuite se produit après la première application :

1. Vérifier le réglage de la sangle inférieure (le brassard Pacey Cuff devrait arriver à un réglage entre 2 et 3 en bas).
2. Faire glisser la sangle inférieure pour obtenir un réglage plus élevé (4-5).

**Recommandé :** L'utilisation de sous-vêtements de style court (près du corps) plutôt que des caleçons plus amples.

## GEBRUIKSINDICATIES

De Pacey Cuff™ is geïndiceerd voor mannelijke urine-incontinentie. Het apparaat kan tijdens de dag worden gebruikt zoals vereist. Een lichte pad wordt aanbevolen voor gebruik met het apparaat.


## GEBRUIKSAANWIJZING

**OPMERKING:** het kan nodig zijn om enkele malen de Velcro®-band strakker aan te trekken om de juiste compressie te bepalen die nodig is om de urethra af te sluiten.

Als er toch een lek is na de eerste toepassing:

1. Controleer de instelling van de onderste riem (de Pacey-manchet moet rond de 2-3 op de onderkant staan).
2. Schuif de onderste riem naar een hogere stand (4-5).


**Aanbevolen:** het gebruik van korte-stijl ondergoed (nauw aansluitend) in plaats van losse boxershorts



1. Thread the Velcro® strap through the guide on the top hood.

1. Enfiler la bande Velcro® à travers le guide sur le capot supérieur.


1. Trek de Velcro®-riem door de geleider op de bovenste kap.



2. Slide over penis to rest mid-shaft. Press top hood and bottom urethral compressor together with your dominant hand. Ensure the top hood and bottom compressor are centered.

2. Faire glisser autour du pénis jusqu'à la moitié de la verge. Appuyer sur le capot supérieur et le compresseur urétral inférieur avec votre main dominante. Veiller à ce que le capot supérieur et le compresseur inférieur soient centrés.

2. 2. Schuif over de penis om op de middelste as te rusten. Druk op de bovenste kap en onderste urethrale compressor samen met je dominante hand. Zorg ervoor dat de bovenste kap en de onderste compressor gecentreerd zijn.



3. While maintaining compression, pull up on the Velcro® strap to tighten. Attach strap to the top hood and note the number.

3. Tout en maintenant la compression, tirer sur la bande Velcro® avec l'autre main pour serrer. Fixer la bande au capot supérieur et noter le chiffre.

3. Trek het klittenband aan om de compressie te behouden. Bevestig de riem aan de bovenste kap en noteer het nummer.



4. Secure the remaining Velcro®. Ensure top hood and bottom compressor are centered on the penis. Inspect and treat any skin pinching that may have occurred between upper and lower parts.

4. Fixer le reste du Velcro®. Veiller à ce que le capot supérieur et le compresseur inférieur soient centrés sur le pénis. Inspecter et soigner tout pincement de la peau pouvant s'être produit entre les parties supérieure et inférieure.

4. Plak de overgebleven Velcro® vast. Zorg ervoor dat de bovenste kap en de onderste compressor gecentreerd zijn op de penis. Inspecteer en corrigeer huidknellingen die zich mogelijk hebben voorgedaan tussen de bovenste en onderste delen.

