

 LUSTRE

ClearSkin  
*pure light treatment for acne™*

Instructions for Use

ENGLISH

**Indication for use**

LUSTRE ClearSkin Blue Light Technology is indicated for the treatment of mild to moderate acne. It can be used on the face, back and shoulders.

**Benefits**

Fights acne spots and blemishes naturally and safely without any harsh chemicals.

Promotes clearer, cleaner, healthier looking skin day after day.

Used daily, contributes to the prevention of future outbreaks.

FRANÇAIS

**Indications**

La technologie LUSTRE ClearSkin Blue Light est indiquée pour le traitement de l'acné légère à modérée. Elle peut être utilisée sur le visage, le dos et les épaules.

**Avantages**

Combat l'acné, les boutons et les imperfections de manière naturelle et sûre, sans produits chimiques agressifs.

Favorise une peau plus claire, plus propre et plus saine, jour après jour.

Utilisée quotidiennement, contribue à la prévention de futures poussées.

ESPAÑOL

**Indicaciones para su uso**

La tecnología de luz azul de LUSTRE ClearSkin está indicada para tratar el acné leve y moderado. Puede usarse en rostro, espalda y hombros.

**Beneficios**

Combate el acné y las manchas de forma natural y segura sin usar químicos perjudiciales.

Ayuda a mantener una piel limpia, uniforme y con aspecto saludable día tras día.

Contribuye a la prevención de brotes acnéicos con un uso diario.

DEUTSCH

**Verwendungszweck**

LUSTRE ClearSkin Blue Light Technology ist für die Behandlung leichter bis mittelschwere Akne besonders im Gesicht, am Rücken und den Schultern.

**Vorteile**

Bekämpft natürlich und sicher Akne, Pickel und Unreinheiten ohne scharfe Chemikalien.

Die tägliche Pflege für eine klare, reine und gesünder aussehende Haut.

Die tägliche Anwendung trägt zur Prävention künftiger Ausbrüche bei.

English

4

Français

13

Español

22

Deutsch


31

LUSTRE can be used on areas prone to acne such as face, shoulders and back.

LUSTRE peut être utilisé sur les zones sujettes à l'acné telles que le visage, les épaules et le dos.

LUSTRE puede utilizarse en zonas propensas al acné como el rostro, los hombros y la espalda.

LUSTRE kann an für Akne anfälligen Stellen wie Gesicht, Schultern und Rücken angewendet werden.



# English

What's in the Box	5
Testing your Skin	6
Charging LUSTRE ClearSkin	7
How to use LUSTRE ClearSkin	8
Cautions, Contraindications and Warnings	9
Cleaning, Disposal and Contact Info	10
Warranty and Specifications	11
General/EMC Safety and Symbol Glossary	12

## What's in the box?

Blue Light Technology System. Safe, gentle & easy to use: No UV, no Chemicals & hands-free. Suitable for face, shoulders & back.

### LUSTRE ClearSkin Device

1 Pod with Solo, 3 Pods with Trio



### Charger Cable



### LUSTRESTRIPS


30 strips with Solo,  
90 Strips with Trio




### Instruction Manual




ON/OFF Button



LEDs



USB Port



# Before you start treatment

## Testing Your Skin

A small number of people have a skin type which is more sensitive to the normal level of adhesion of the LUSTRESTRIPS.

The best way to check whether your skin is more sensitive is to carry out a short test before your first treatment.

Attach a LUSTRESTRIP to a LUSTRE ClearSkin device and place on your inner forearm, just below the elbow. The LUSTRE ClearSkin treatment head should be switched on and left in place for at least 20 minutes before being removed carefully by lifting from one edge. If there is any discomfort, then we recommend applying a very small amount of moisturising cream to the skin before attaching LUSTRESTRIP next time and this will normally solve the problem. Because of the strength of the adhesive, with 40 mins sessions, temporary marks can occur. These marks are only temporary and will disappear progressively and naturally. Some skin types may display a temporary darkening which usually fades in 48 hours.

# Charging LUSTRE ClearSkin

## Charging

Connect the supplied charging cable to the LUSTRE ClearSkin device. Insert the charging cable into a suitable USB port delivering 5 volts DC at 1 amp maximum. If using a mains adaptor it is recommended that the device is charged using an IEC60601-1 compatible mains adaptor.

The ON/OFF button will turn green when LUSTRE is fully charged

- LUSTRE will provide three 20 minute treatments when fully charged
- Do not start the treatment if the ON/OFF button is red as this signifies the battery needs to be charged

# How to use LUSTRE ClearSkin



**Step 1** – Ensure skin is clean and dry and all make up is removed before treatment.



**Step 2** – Attach a LUSTRESTRIP to the LUSTRE ClearSkin device. Peel the blue tab together with the cover paper from the backing sheet and apply to the device.



**Step 3** – Remove the cover paper and place LUSTRE ClearSkin over the treatment area, press down.



**Step 4** – Press the ON/OFF button for 1 second to begin treatment. The device should only be switched on AFTER it has been affixed to the treatment area of skin.



20 min

**Step 5** – LUSTRE will turn off automatically after 20 mins. A short beep will signal the end of the treatment.



**Step 6** – To remove The LUSTRE ClearSkin device from the treatment area carefully and very slowly pull the LUSTRESTRIP using the adhesive strip tab. Remove and discard the LUSTRESTRIP.

## Cautions and contraindications

Read all of the instructions before using LUSTRE ClearSkin. Please consult your healthcare provider before using LUSTRE ClearSkin if you have been prescribed any medication for Acne.

- Pigment darkening caused by visible wavelengths, i.e. blue light, may be seen in darker skin types and is transient.
- Blue light therapy has not been tested with pregnant women. We recommend that you speak with your GP or midwife before considering using LUSTRE if you are pregnant.
- Not recommended for children under 13 years old. If you are unsure, please speak to a healthcare professional.

## Contraindications

**Do Not use** LUSTRE ClearSkin if you have a history of porphyria, solar urticaria, chronic actinic dermatitis, photosensitivity.

**Do Not use** LUSTRE ClearSkin over any suspicious or cancerous lesions.

**Do Not use** LUSTRE ClearSkin if you are taking Amiodarone.

**Do Not use** LUSTRE ClearSkin if you are taking any photosensitising treatment.

**Do Not use** LUSTRE ClearSkin over or near a recent steroid injection.

**Do Not use** LUSTRE ClearSkin if you suspect that you have had an adverse/allergic reaction.

## Warnings

The operator is considered the patient.

**Do Not** place LUSTRE ClearSkin over the eyes, or where the light will shine into the eyes during treatment.

**Do Not** look directly at the LED screen when it is switched on.

**Always** keep LUSTRE ClearSkin away from water and moisture.

**Never** insert objects into the openings of the LUSTRE ClearSkin.

**Never** use LUSTRE ClearSkin if it appears damaged or if any of the power cables appear damaged

**Never** disassemble LUSTRE ClearSkin.

**Do Not** allow any fluid to enter LUSTRE ClearSkin at any time. If this happens do not use.

Under normal use the LUSTRE ClearSkin will not exceed a temperature of 43°C.

Keep the device out of reach of children.

Contains a cable that may pose a risk of strangulation.

The LUSTRESTRIPS should always be carefully removed after use to help avoid damage to the skin.

### Cleaning

LUSTRE ClearSkin is not waterproof. If the LUSTRE ClearSkin device requires cleaning at any time, use a soft dry cloth or a cleansing wipe.

Do not allow any fluid to enter any part of LUSTRE ClearSkin device, this includes cleaning detergent. If this happens do not use.

For hygiene reasons, do not share your LUSTRE ClearSkin device with anyone else.

The cleaning of LUSTRE ClearSkin device shall be capable of being performed by the operator in the home healthcare environment.

### Disposal

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Do not dispose of the device with normal domestic waste at the end of its life.

Please take it to an official recycling point to be disposed of correctly.

In order to recycle this device you can return it to Ambicare Health Ltd.

### Contact info

Ambicare Health Limited  
Alba Innovation Centre  
Alba Campus  
Livingston  
Scotland  
UK  
EH54 7GA

T +(44)1506 592239

E info@ambicarehealth.com

W www.lustreclearskin.com

Ambicare is an ISO 13485:2016 certified company



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2<sup>nd</sup> Flr.,  
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

### Warranty

LUSTRE ClearSkin treatment for acne is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of 12 months from its original purchase date under normal use. This warranty extends only to the original retail purchaser with original proof of purchase and only when purchased from an authorised retailer or reseller.

This warranty only extends if the LUSTRE ClearSkin device is used in conjunction with authorised LUSTRESTRIPS.

If the product should become defective within the warranty period, contact the retailer that you purchased the device from.

This warranty does not cover products damaged by:

- Accident, misuse, abuse or alteration.
- Use with unauthorised accessories or use other than as instructed.
- Connecting to incorrect current and voltage.

To register your product and be kept up-to-date with new and exciting developments from the LUSTRE team, please take a moment to sign up on our website [www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com)

To complete your registration online you will need to enter your LUSTRE ClearSkin batch number.

### Specifications

#### Operating Wavelength:

415nm +/- 15nm

#### Operating Temperature / Humidity:

10°C to 30°C / 20% to 85%

#### Operating Irradiance:

5mw/cm<sup>2</sup>

#### Storage and Transport Temperature / Humidity:

5°C to 60°C / less than 85%

#### Mains Electrical Input:

If using a mains adaptor, it is recommended that the device is charged using an IEC60601-1 or equivalent compatible mains adaptor delivering 5VDC/1A max per port.

#### Life of the Device:

The expected service life of the LUSTRE ClearSkin device is 2 years.










## General Safety/EMC and Electrical Information for the LUSTRE ClearSkin Device

### 1. General Safety

1. LUSTRE ClearSkin is an electrical device, which under certain circumstances could present an electrical shock hazard to the user
- 1.2 EN 60601-1:2006
  - 1.2.1 Protection against electrical shock – Class II
  - 1.2.2 Degree of protection against electrical shock – Type BF Applied Part
  - 1.2.3 Protection against dripping water when tilted up to 15° – IP22
- 1.3 EMI/EMC
  - 1.3.1 Compliance with standard EN 60601-1-2:2015
- 1.4 LED lighting (Blue Light)
  - 1.4.1 Compliance with standard EN62471:2008 - Photobiological safety of lamps and lamps system

For more info regarding EMC consult [www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com)

## Symbol Glossary

-  Refer to operating Instructions
-  Class II equipment – provides double Isolation to protect against electric shock
- IP22** Degree of protection – IP22 Protection against penetration by solid objects with diameters larger than 12.5 mm. Protection against dripping water when tilted up to 15°.
-  Type BF Applied Part
- LOT** Batch/Lot/ID Number  
This is the unique identifying number for each batch
- REF** Catalogue number
-  Manufacturer
-  Store in a clean dry area up to 24°C - LUSTRESTRIPS
-  Expiry date of the LUSTRESTRIPS
-  WEEE Compliance
-  Keep Dry
-  Do not reuse – single use

# Français

Contenu de la boîte	<b>14</b>
Tester votre peau	<b>15</b>
Chargement du LUSTRE ClearSkin	<b>16</b>
Comment utiliser LUSTRE ClearSkin	<b>17</b>
Précautions, contre-indications et avertissements	<b>18</b>
Entretien, élimination et informations de contact	<b>19</b>
Garantie et spécifications	<b>20</b>
Généralités/Sécurité CEM et glossaire des symboles	<b>21</b>

# Contenu de la boîte

Système Blue Light Technology. Sûr, doux et facile à utiliser : pas d'UV, pas de produits chimiques et les mains libres. Convient pour le visage, les épaules et le dos.

## Appareil LUSTRE ClearSkin

1 Pod avec Solo, 3 Pods avec Trio



## LUSTRESTRIPS

30 bandelettes avec Solo,  
90 bandelettes avec Trio




## Câble de recharge




## Manuel d'instructions




Bouton ON/OFF



LEDs



Port USB



# Avant de commencer le traitement

## Tester votre peau

Un petit nombre de personnes ont un type de peau plus sensible au niveau normal d'adhérence des LUSTRESTRIPS.

La meilleure façon de vérifier si votre peau est plus sensible est de faire un petit test avant votre premier traitement.

Fixez une LUSTRESTRIP à un appareil LUSTRE ClearSkin et placez-le sur la face interne de votre avant-bras, juste en dessous du coude. La tête de traitement LUSTRE ClearSkin doit être allumée et laissée en place pendant au moins 20 minutes avant d'être retirée avec précaution en la soulevant par un des côtés. En cas d'inconfort, nous recommandons d'appliquer une très petite quantité de crème hydratante sur la peau avant de fixer LUSTRESTRIP la prochaine fois, ce qui normalement résoudra le problème. En raison de la force de l'adhésif, avec des séances de 40 minutes, des marques temporaires peuvent apparaître. Ces marques ne sont que temporaires et disparaîtront progressivement et naturellement. Certains types de peau peuvent présenter un assombrissement temporaire qui disparaît généralement en 48 heures.



# Chargement du LUSTRE ClearSkin

## Chargement

Connectez le câble de chargement fourni à l'appareil LUSTRE ClearSkin. Insérez le câble de chargement dans un port USB approprié délivrant 5 volts CC à 1 ampère maximum. Si vous utilisez un adaptateur secteur, il est recommandé de charger l'appareil à l'aide d'un adaptateur secteur compatible avec la norme CEI60601-1.

Le bouton ON/OFF devient vert lorsque LUSTRE est complètement chargé

- LUSTRE fournira trois traitements de 20 minutes à pleine charge
- Ne commencez pas le traitement si le bouton ON/OFF est rouge, car cela signifie que la batterie doit être chargée

# Comment utiliser LUSTRE ClearSkin



**Étape 1** – Assurez-vous que la peau est propre et sèche et que tout le maquillage est enlevé avant le traitement.



**Étape 2** – Fixez une LUSTRESTRIP à l'appareil LUSTRE ClearSkin. Ôtez l'onglet bleu et la protection de la feuille de support et appliquez sur l'appareil.



**Étape 3** – Retirez le papier de protection et placez LUSTRE ClearSkin sur la zone de traitement,



**Étape 4** – Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 1 seconde pour commencer le traitement. L'appareil ne doit être mis en marche **qu'APRÈS avoir été fixé sur la zone de la peau à traiter.**



20 min

**Étape 5** – LUSTRE s'éteindra automatiquement après 20. Un bip sonore court signalera la fin du traitement.



**Étape 6** – Pour retirer l'appareil LUSTRE ClearSkin de la zone de traitement, tirez doucement et très lentement sur la LUSTRESTRIP à l'aide de la languette de la bande adhésive. Retirez et jetez la LUSTRESTRIP.

## Précautions et contre-indications

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser LUSTRE ClearSkin. Veuillez consulter votre professionnel de santé avant d'utiliser LUSTRE ClearSkin si on vous a prescrit des médicaments contre l'acné.

- Une pigmentation sombre, causée par les longueurs d'onde visibles, c'est-à-dire la lumière bleue, peut être observée sur les types de peau plus foncés et est transitoire.
- La thérapie à la lumière bleue n'a pas été testée chez les femmes enceintes. Parler à votre médecin généraliste ou à votre sage-femme avant d'envisager d'utiliser LUSTRE si vous êtes enceinte
- Non recommandé pour les enfants de moins de 13 ans. En cas de doute, veuillez-vous adresser à un professionnel de santé.

## Contre-indications

**Ne pas utiliser** LUSTRE ClearSkin si vous avez des antécédents de porphyrie, d'urticaire solaire, de dermatite actinique chronique, de photosensibilité.

**N'utilisez pas** LUSTRE ClearSkin sur des lésions suspectes ou cancéreuses..

**N'utilisez pas** LUSTRE ClearSkin si vous prenez de l'amiodarone.

**N'utilisez pas** LUSTRE ClearSkin si vous suivez un traitement photosensibilisant.

**N'utilisez pas** LUSTRE ClearSkin sur ou à proximité d'une injection récente de stéroïdes.

**N'utilisez pas** LUSTRE ClearSkin ClearSkin si vous pensez que vous avez eu une réaction indésirable ou allergique.

## Avertissements

L'opérateur est considéré comme le patient.

**Ne placez pas** LUSTRE ClearSkin sur les yeux, ou à un endroit où la lumière brillera dans les yeux pendant le traitement.

**Ne regardez pas** directement l'écran DEL lorsqu'il est allumé.

**Gardez toujours** toujours LUSTRE ClearSkin à l'abri de l'eau et de l'humidité.

**N'insérez jamais** d'objets dans les ouvertures du LUSTRE ClearSkin.

**N'utilisez jamais** LUSTRE ClearSkin s'il semble endommagé ou si l'un des câbles d'alimentation semble endommagé.

**Ne démontez jamais** LUSTRE ClearSkin.

**Ne laissez aucun liquide entrer dans** LUSTRE ClearSkin à aucun moment. Si cela se produit, ne l'utilisez pas.

En utilisation normale, le LUSTRE ClearSkin ne dépassera pas une température de 43°C.

Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

Contient un câble qui peut présenter un risque d'étranglement.

Les LUSTRESTRIPS doivent toujours être retirées avec précaution après utilisation pour éviter d'endommager la peau.

## Entretien

LUSTRE ClearSkin n'est pas imperméable. Si l'appareil LUSTRE ClearSkin doit être nettoyé à tout moment, utilisez un chiffon doux et sec ou une lingette nettoyante.

**Ne laissez aucun liquide pénétrer dans aucune** partie de l'appareil LUSTRE ClearSkin, y compris le détergent de nettoyage. Si cela se produit, ne l'utilisez pas.

Pour des raisons d'hygiène, ne partagez votre appareil LUSTRE ClearSkin avec personne d'autre.

Le nettoyage de l'appareil LUSTRE ClearSkin doit pouvoir être effectué par l'opérateur dans un environnement de soins de santé à domicile.

## Élimination

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En fin de vie, ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers normaux.

**Veuillez l'apporter** à un point de

recyclage officiel pour qu'il soit éliminé correctement.

Afin de recycler cet appareil, vous pouvez le retourner à Ambicare Health Ltd.

## Contact

Ambicare Health Limited  
Alba Innovation Centre  
Alba Campus  
Livingston  
Écosse  
Royaume-Uni  
EH54 7GA

T +(44)1506 592239

E info@ambicarehealth.com

W www.lustreclearskin.com

Ambicare est une entreprise certifiée ISO  
13485:2016



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2<sup>nd</sup> Flr.,  
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

## Garantie

Le traitement LUSTRE ClearSkin contre l'acné est garanti contre tout défaut matériel et de fabrication pendant une période de 12 mois à compter de sa date d'achat originale, dans le cadre d'une utilisation normale. **Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur au détail original avec la preuve d'achat originale et uniquement lorsqu'il a été acheté auprès d'un détaillant ou d'un revendeur agréé**

**Cette garantie ne s'applique que si** l'appareil LUSTRE ClearSkin est utilisé en conjonction avec des LUSTRESTRIPS autorisés.

Si le produit présente un défaut pendant la période de garantie, contactez le détaillant chez qui vous avez acheté l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par :

- Accident, mauvais usage, abus ou altération.
- Utilisation avec des accessoires non autorisés ou utilisation autre que celle indiquée.
- Connexion à un courant et une tension incorrects.

Pour enregistrer votre produit et être tenu au courant des nouvelles et **des développements passionnants** de l'équipe LUSTRE, veuillez prendre un moment pour vous inscrire sur notre site [www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com)

Pour terminer votre inscription en ligne, vous devrez saisir le numéro de lot de votre LUSTRE ClearSkin.

## Spécifications

**Longueur d'onde opérationnelle :**  
415nm +/- 15nm

**Température de fonctionnement / Humidité:**  
10°C à 30°C / 20% à 85%

**Irradiance de fonctionnement:**  
5mw/cm<sup>2</sup>

**Température/humidité de stockage et de transport :**  
5°C à 60°C / moins de 85%

Alimentation électrique secteur :

Si vous utilisez un adaptateur secteur, il est recommandé de charger l'appareil à l'aide d'un adaptateur secteur CEI60601-1 ou d'un adaptateur secteur compatible équivalent délivrant 5VCC/1A **max par port.**

**Durée de vie de l'appareil:**  
**La durée de vie prévue** de l'appareil LUSTRE ClearSkin est de 2 ans.

## Sécurité générale/CEM et informations électriques pour l'appareil LUSTRE ClearSkin

### 1. Sécurité générale

1. LUSTRE ClearSkin est un appareil électrique qui, dans certaines circonstances, peut présenter un risque de choc électrique pour l'utilisateur

### 1.2 EN 60601-1:2006


- 1.2.1 Protection contre les chocs électriques - Classe II
- 1.2.2 Degré de protection contre les chocs électriques - Partie appliquée de type BF
- 1.2.3 Protection contre les gouttes d'eau en cas d'inclinaison jusqu'à 15° - IP22


### 1.3 IEM/EMC

- 1.3.1 Conformité à la norme EN 60601-1-2:2015
- 1.4 Eclairage DEL (Lumière bleue)
  - 1.4.1 Conformité à la norme EN62471:2008 - Sécurité photobiologique des lampes

Pour plus d'informations [www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com)

## Glossaire des symboles

 Se référer aux instructions de fonctionnement

 Équipement de classe II-fournit une double isolation pour protéger contre les chocs électriques

**IP22** Degré de protection - Protection IP22 contre la pénétration d'objets solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm. Protection contre les gouttes d'eau en cas d'inclinaison jusqu'à 15°

 Partie appliquée type BF

**LOT** Numéro de lot/de série Il s'agit du numéro d'identification unique de chaque lot

**REF** Numéro de catalogue


 Fabricant

 Stocker dans un endroit propre et sec jusqu'à 24°C - LUSTRESTRIPS

 **Date d'expiration** des LUSTRESTRIPSWEEE

 Conformité DEEE

 Conserver au sec

 Ne pas réutiliser - usage unique

# Español

¿Qué hay en la caja?	23
Haz una prueba	24
Cómo cargar LUSTRE ClearSkin	25
Cómo usar LUSTRE ClearSkin	26
Precauciones, contraindicaciones y advertencias	27
Limpieza, desecho e información de contacto	28
Garantía y especificaciones	29
Seguridad general/CEM y glosario de símbolos	30

## ¿Qué hay en la caja?

Sistema con tecnología de luz azul. Seguro, suave y fácil de usar: Sin rayos UV, sin químicos y sin necesidad de usar las manos. Puede usarse en cara, hombros y espalda.

### Dispositivo LUSTRE ClearSkin

1 aparato con Solo, 3 aparatos con Trio



### LUSTRESTRIPS

30 tiras adhesivas con Solo,  
90 tiras adhesivas con Trio




### Cable de carga




### Manual de instrucciones




Botón ON/OFF



LEDs



Puerto USB



# Antes de empezar el tratamiento

## Haz una prueba

Algunas personas pueden tener una piel más sensible a la adhesión de las tiras LUSTESTRIPS.

Para comprobar la sensibilidad de tu piel puedes realizar una pequeña prueba antes de comenzar el tratamiento.

Coloca una tira adhesiva LUSTRESTRIP en un dispositivo LUSTRE ClearSkin y posicónalo en el interior de tu antebrazo, por debajo del codo. Enciende el dispositivo LUSTRE ClearSkin y déjalo actuar al menos 20 minutos antes de despegarlo levantándolo con cuidado desde los bordes. En caso de molestias, recomendamos aplicar una pequeña cantidad de loción hidratante antes de utilizar una tira LUSTRESTRIP para solventar el problema. Debido a la fuerza del adhesivo, este puede dejar marcas tras una sesión de 40 minutos. Las marcas son temporales y desaparecen con el tiempo de forma natural. Algunos tipos de piel pueden presentar un oscurecimiento temporal que suele desaparecer a las 48 horas.

# Cómo cargar LUSTRE ClearSkin

## Carga

Conecta el cable de carga al dispositivo LUSTRE ClearSkin. Inserta el cable de carga a un puerto USB adecuado que proporcione 5 voltios CD a un máximo de 1 amp. Si utilizas un adaptador de corriente, es recomendable utilizar un adaptador compatible IEC60601-1.

El botón de ON/OFF se enciende en color verde cuando LUSTRE está totalmente cargado.

- LUSTRE puede utilizarse para tres tratamientos de 20 minutos con una carga completa
- No comiences un tratamiento si el botón ON/OFF está en rojo, esto indica que la batería necesita cargarse

# Cómo usar LUSTRE ClearSkin



**Paso 1** — Limpia y seca la piel y retira cualquier resto de maquillaje antes de comenzar.



**Paso 3** — Despega el protector, coloca LUSTRE ClearSkin sobre la zona a tratar y presiona hasta que



20 min

**Paso 5** — LUSTRE se apaga automáticamente pasados 20 minutos. Una señal sonora indica el final del tratamiento.



**Paso 2** — Coloca una tira LUSTRESTRIP al dispositivo LUSTRE ClearSkin. Despega el protector trasero con la pestaña azul y pégalo en el dispositivo.



**Paso 4** — Pulsa el botón ON/OFF durante un segundo para comenzar el tratamiento. El dispositivo **solo debe encenderse TRAS ser colocado en la piel.**



**Paso 6** — Para despegar el dispositivo LUSTRE ClearSkin de la piel, tira despacio y con cuidado de la tira LUSTRESTRIP utilizando la pestaña adhesiva. Una vez despegada, desecha la tira LUSTRESTRIP.

## Precauciones y contraindicaciones

Lee al completo las instrucciones antes de utilizar LUSTRE ClearSkin. Por favor, consulta con tu médico antes de utilizar LUSTRE ClearSkin si tomas algún medicamento para el acné.

- Las pieles oscuras pueden presentar un oscurecimiento temporal causado por la luz azul.
- La terapia de luz azul no se ha probado durante el embarazo. En caso de embarazo, recomendamos hablar con tu médico de cabecera o matrona antes de utilizar LUSRTE
- No recomendado para niños menores de 13 años. En caso de duda, consulta a un profesional.

## Contraindicaciones

**No uses** LUSTRE ClearSkin si tienes antecedentes de porfiria, urticaria solar, actínica crónica dermatitis o fotosensibilidad.

**No uses** LUSTRE ClearSkin sobre lesiones de la piel cancerosas o sospechosas de serlo.

**No uses** LUSTRE ClearSkin si estás tomando amiodarona.

**No uses** LUSTRE ClearSkin si estás tomando cualquier tratamiento fotosensibilizante.

**No uses** LUSTRE ClearSkin en la zona superior o colindante de una inyección de esteroides reciente.

**No uses** LUSTRE ClearSkin si crees haber sufrido una reacción adversa / alérgica.

## Advertencias

El usuario se considera el paciente.

**No** coloques LUSTRE ClearSkin sobre los ojos o donde la luz pueda dar sobre los ojos durante el tratamiento.

**No** mires directamente a la pantalla LED cuando esté encendida.

**Siempre** mantén el dispositivo alejado del agua y la humedad.

**Nunca** insertes objetos en los huecos de LUSTRE ClearSkin.

**Nunca** uses el dispositivo si este o alguno de los cables de alimentación están dañados.

**Nunca** desmontes el dispositivo LUSTRE ClearSkin.

**No** dejes que entren fluidos dentro de LUSTRE ClearSkin. Si eso ocurre, no lo uses.

Con un uso normal, LUSTRE ClearSkin no supera la temperatura de 43°C. C. atemperature of 43°C.

Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños.

Contiene un cable que puede suponer riesgo de estrangulamiento.

Las tiras LUSTRESTRIP deben despegarse con cuidado para no dañar la piel.

### Limpieza

LUSTRE ClearSkin no es resistente al agua. Si necesitas limpiar el dispositivo LUSTRE ClearSkin, utiliza un trapo seco o una toallita.

**No dejes que ningún fluido entre** en cualquier parte del dispositivo, incluyendo detergente. Si ocurre, no lo uses.

Por motivos de higiene, no compartas el dispositivo LUSTRE ClearSkin.

La limpieza del dispositivo LUSTRE ClearSkin debería poder realizarse a manos del propio usuario en un ambiente sanitario dentro del domicilio.

### Desecho

Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). No deseche el dispositivo junto con el resto de residuos domésticos al final de su vida útil.

**Por favor, llévelo a un punto**

**oficial de reciclaje** para que se deseche de forma correcta.

Para reciclar el dispositivo puede devolverlo a Ambicare Health Ltd.

### Información de contacto

Ambicare Health Limited  
Alba Innovation Centre  
Alba Campus  
Livingston  
Escocia  
Reino Unido  
EH54 7GA

Teléfono +(44)1506 592239

Mail [info@ambicarehealth.com](mailto:info@ambicarehealth.com)

Web [www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com)

Ambicare es una compañía certificada ISO 13485:2016



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2<sup>nd</sup> Flr.,  
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

### Garantía

El tratamiento para el acné LUSTRE ClearSkin tiene una garantía de defectos materiales y de fabricación de 12 meses a partir del momento de la compra y bajo un uso normal. **La garantía tendrá efecto únicamente** en el lugar original de la compra y presentando una prueba original de compra, solo si es un vendedor autorizado.

**La garantía solo tendrá efecto** si el dispositivo LUSTRE ClearSkin se utiliza con las tiras autorizadas LUSTRESTRIPS.

Si el producto se volviera defectuoso durante el periodo cubierto por la garantía, contacte con el punto de venta donde lo compró.

La garantía no cubre productos dañados por:

- Accidente, uso incorrecto, mal trato o alteración.
- Uso de accesorios no autorizados o uso distinto al instruido.
- Conectar a una corriente o voltaje incorrectos.

Para registrar tu producto y **estar al día con el desarrollo del equipo** de LUSTRE, puedes inscribirte en tan solo unos segundos en nuestra web

[www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com)

Para completar el registro en línea necesitarás el número de lote de tu LUSTRE ClearSkin.

### Especificaciones

Longitud de onda operativa:  
415nm +/- 15nm

Temperatura / Humedad de funcionamiento:  
Entre 10°C y 30°C / 20% y 85%

Irradiancia en funcionamiento:  
5mw/cm<sup>2</sup>

Temperatura / humedad de almacenamiento y transporte:  
Entre 5°C y 60°C / menos de 85%

Entrada de corriente eléctrica:  
Si utilizas un adaptador de corriente, se recomienda cargar el dispositivo con un adaptador compatible IEC60601-1 o compatible que proporcione 5V CD/1A **máximo por puerto.**

Vida útil del dispositivo:  
**La expectativa de vida útil** del dispositivo son 2 años.











## Seguridad general/CEM e información eléctrica para el dispositivo LUSTRE ClearSkin

### 1. Seguridad general

1. LUSTRE ClearSkin es un dispositivo electrónico que, bajo ciertas circunstancias, puede presentar peligro de descarga para el usuario.
- 1.2 **EN 60601-1:2006**
  - 1.2.1 Protección contra descargas eléctricas Clase II
  - 1.2.2 Grado de protección contra descargas eléctricas - Parte Aplicable Tipo BF
  - 1.2.3 Protección contra gotas de agua en un ángulo de hasta 15° - IP22
- 1.3 EMI/CEM
  - 1.3.1 Cumple la norma EN 60601-1-2:2015
- 1.4 Luz LED (Luz azul)
  - 1.4.1 Cumple la norma EN62471:2008 - Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas.

Para más información sobre CEM [www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com)

## Glosario de símbolos

-  Consulte instrucciones de funcionamiento
-  Equipamiento de clase II - contiene doble aislamiento para proteger de descargas eléctricas
- IP22** Grado de protección - Protección IP22 contra penetración de objetos sólidos de un diámetro superior a 12.5 mm. Protección contra gotas de agua a una inclinación de hasta 15°
- Parte Aplicable Tipo BF
-  Número de lote/ identificación
-  Número de identificación único de cada lote
-  Número de catálogo
-  Fabricante
-  Guardar tiras en lugar limpio y seco menos de 24°C
- Fecha de caducidad** de las LUSTRESTRIPS
-  Cumplimiento de la RAEE
-  Mantener seco
-  No reutilizar - un solo uso

# Deutsch

Was ist in der Box	32
Testen Sie Ihre Haut	33
Aufladen des LUSTRE ClearSkin-Geräts	34
Verwendung des LUSTRE ClearSkin-Geräts	35
Sicherheitshinweise, Kontraindikationen und Warnungen	36
Reinigung, Entsorgung und Kontakte	37
Garantie und Spezifikationen	38
Allgemeine/EMV-Sicherheit und Symbol Glossar	39



# Was ist in der Box?

Blue Light Technology System. Sicher, schonend & einfach in der Anwendung: Kein UV, keine Chemikalien & handfrei. Geeignet für Gesicht, Schultern & Rücken.

## LUSTRE ClearSkin-Gerät

1 Gerät mit Solo, 3 Geräte mit Trio



## LUSTRESTRIPS

30 Strips mit Solo,  
90 Strips mit Trio




## Ladekabel




## Gebrauchsanleitung




EIN/AUS Taste



LEDs



USB-Anschluss



# Vor Beginn der Behandlung

## Testen Sie Ihre Haut

Einige Menschen haben einen Hauttyp, der empfindlich auf die normale Adhäsion der LUSTRESTRIPS reagiert.

Ob Ihre Haut empfindlich ist, lässt sich am besten durch einen kurzen Test vor der ersten Behandlung feststellen.

Kleben Sie ein LUSTRESTRIP auf ein LUSTRE ClearSkin-Gerät and kleben Sie dieses auf Ihren inneren Unterarm unter dem Ellenbogen. Lassen Sie den eingeschalteten LUSTRE ClearSkin-Behandlungskopf für mindestens 20 Min. dort bevor Sie ihn durch vorsichtiges Anheben der Seite entfernen. Bei Beschwerden, empfehlen wir, vor dem nächsten Aufkleben von LUSTRESTRIP eine geringe Menge Feuchtigkeitscreme aufzutragen. Aufgrund der Haftfestigkeit können bei 40-minütigen Anwendungen Flecken auftreten. Diese Flecken sind nur temporär und werden allmählich von alleine verschwinden. Einige Hauttypen könnten eine temporäre Verdunkelung aufweisen, die meist innerhalb von 48 Stunden verblasst.

# Aufladen des LUSTRE ClearSkin

## Aufladen

Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an das LUSTRE ClearSkin-Gerät an. Stecken Sie das Ladekabel in einen geeigneten USB-Anschluss, 5 V DC bei maximal 1 A.

Bei Nutzung eines Netzadapters wird empfohlen, zum Aufladen des Geräts einen IEC60601-1 kompatiblen Netzadapter zu verwenden.

Die EIN/AUS-Taste wird grün, wenn LUSTRE vollständig aufgeladen ist.

- LUSTRE ermöglicht bei vollständiger Aufladung drei 20-minütige Behandlungen
- Beginnen Sie die Behandlung nicht, wenn die EIN/AUS-Taste rot ist. Dies zeigt an, dass die Batterie aufgeladen werden muss

# Verwendung des LUSTRE ClearSkin



**Schritt 1** – Die Haut muss sauber, trocken und frei von Make-up sein, bevor sie behandelt wird.



**Schritt 2** – LUSTRESTRIP auf das LUSTRE ClearSkin-Gerät kleben. Den blauen Streifen samt Deckblatt von dem Strip abziehen und aufkleben.



**Schritt 3** – Deckblatt entfernen und LUSTRE ClearSkin auf die Behandlungsstelle kleben,



**Schritt 4** – Zum Start der Behandlung 1 Sekunde lang die EIN/AUS-Taste drücken. Das Gerät erst einschalten, NACHDEM es auf der Behandlungsstelle fixiert ist. area



20 min

**Schritt 5** – LUSTRE schaltet nach 20 Minuten automatisch ab. Ein kurzer Piepton signalisiert das Ende der Behandlung.



**Schritt 6** – Zur Entfernung des LUSTRE ClearSkin-Gerätes von der Haut, den LUSTRESTRIP mittels der Lasche vorsichtig und langsam abziehen. LUSTRESTRIP entfernen und entsorgen. LUSTRESTRIP.

## Sicherheitshinweise und Kontraindikationen

Lesen Sie vor der Anwendung von LUSTRE ClearSkin alle Anweisungen und konsultieren Sie zuerst Ihren Arzt wenn Sie verschriebene Medikamente gegen Akne einnehmen.

- Pigmentdunkelung durch sichtbare Wellenlänge, z.B. blaues Licht, kann bei dunkler Haut auftreten und ist vorübergehend.
- Blaulichttherapie bei Schwangeren ist ungetestet. Wir empfehlen Ihnen vor einer eventuellen Anwendung von LUSTRE mit Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hebamme zu sprechen
- Nicht empfohlen für Kinder unter 13 Jahren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an eine medizinische Fachkraft.

## Kontraindikationen

LUSTRE ClearSkin **nicht benutzen** bei einer bekannten, Porphyrie, Urticaria Solaris, chronischer aktinischer Dermatitis, Lichtempfindlichkeit

LUSTRE ClearSkin **nicht benutzen** bei suspekten/bösartigen Wunden

LUSTRE ClearSkin **nicht benutzen** bei Amiodaron-Einnahme.

LUSTRE ClearSkin **nicht benutzen** während einer Behandlung für Lichtempfindlichkeit.

LUSTRE ClearSkin **nicht benutzen** über oder nahe einer frischen Steroidinjektion.

LUSTRE ClearSkin **nicht benutzen** bei Verdacht auf eine negative/allergische Reaktion.

## Warnungen

Der Benutzer gilt als der Patient. LUSTRE ClearSkin **Nicht** über oder nahe der Augen platzieren.

**Nicht** direkt auf die LED-Fläche schauen, wenn sie an ist.

LUSTRE ClearSkin **stets** von Wasser und Feuchte fernhalten.

**Keine** Objekte in die Öffnungen von LUSTRE ClearSkin stecken.

LUSTRE ClearSkin **Nicht** benutzen, wenn das Gerät und Stromkabel Schäden aufweist.

LUSTRE ClearSkin **Nicht** zerlegen.

**Flüssigkeit darf nicht** in LUSTRE ClearSkin eindringen. Wenn dies geschieht, nicht benutzen.

Bei normalem Gebrauch, übersteigt LUSTRE ClearSkin

Eine Temperatur von 43°C nicht.

Gerät außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Enthält ein Kabel, mögliches Strangulationsrisiko.

Nach Gebrauch LUSTRESTRIPS stets vorsichtig entfernen, um eine Beschädigung der Haut zu vermeiden.

## Reinigung

LUSTRE ClearSkin ist nicht wasserdicht. Wenn das Gerät gereinigt werden muss, verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.

Flüssigkeiten dürfen nicht in das LUSTRE ClearSkin-Gerät gelangen, inklusive Reinigungsmittel. Wenn dies geschieht, nicht benutzen.

Aus hygienischen Gründen sollte Ihr LUSTRE ClearSkin nicht mit Anderen geteilt werden.

LUSTRE ClearSkin-Gerät kann vom Benutzer zu Hause gereinigt werden.

**Entsorgung** Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Bitte bringen Sie es zu einer offiziellen Recyclingstelle zur sachgerechten Entsorgung.

Um dieses Gerät zu recyceln,

können Sie es an Ambicare Health Ltd. zurückgeben.

## Kontakte

Ambicare Health Limited  
Alba Innovation Centre  
Alba Campus  
Livingston  
Scotland  
UK  
EH54 7GA

T +(44)1506 592239

E [info@ambicarehealth.com](mailto:info@ambicarehealth.com)

W [www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com)

Ambicare ist ein ISO 13485:2016 zertifiziertes Unternehmen



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2<sup>nd</sup> Flr.,  
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

## Garantie

Für LUSTRE ClearSkin zur Behandlung von Akne gilt ab dem Kaufdatum und unter normaler Anwendung eine 12-monatige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer unter Vorlage des Original-Kaufbelegs und nur bei einem Kauf bei einem autorisierten Fachhändler oder einem autorisierten Wiederverkäufer. Diese Garantie erstreckt sich lediglich auf die Verwendung des LUSTRE ClearSkin-Geräts mit den offiziellen LUSTRESTRIPS. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Diese Garantie gilt nicht für Produktschäden durch:

- Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung oder Änderung.
- Verwendung mit nicht autorisiertem Zubehör oder durch nicht Beachtung der Bedienungsanleitung.
- Anschluss an die falsche Stromstärke oder Spannung

Zur Registrierung Ihres Produkts und um über interessante Neuigkeiten des LUSTRE-Teams auf dem Laufenden gehalten zu werden, melden Sie sich bitte kurz auf unserer Website [www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com) an.

Bei der Online-Registrierung müssen Sie die Chargennummer Ihres LUSTRE ClearSkin-Produktes eingeben.

## Technische Daten

**Betriebswellenlänge:**  
415nm +/- 15nm

**Betriebstemperatur / Feuchtigkeit:**  
10°C bis 30°C / 20% bis 85%

**Wirkende Bestrahlungsstärke:**  
5mw/cm<sup>2</sup>

**Lagerung und Transport Temperatur / Feuchtigkeit:**  
5°C bis 60°C / < 85%

Bei Nutzung eines Netzadapter wird empfohlen, zum Aufladen des Geräts einen IEC60601-1 kompatiblen Netzadapter zu verwenden, 5VDC/1A max. pro Anschluss.

**Lebensdauer des Geräts:**  
Lebensdauer des LUSTRE ClearSkin-Geräts beträgt 2 Jahre

## Allgemeine Sicherheit/EMV und elektrische Information für das LUSTRE ClearSkin-Gerät

### 1. Allgemeine Sicherheit

1. LUSTRE ClearSkin ist ein elektrisches Gerät, durch das unter bestimmten Umständen ein Stromschlagrisiko für den Benutzer entstehen kann

1.2 EN 60601-1:2006

1.2.1 Schutz vor Stromschlag – Klasse II

1.2.2 Schutzgrad gegen Stromschlag – Anwendungsteil des Typ BF

1.2.3 1.2.3 Schutz gegen Tropfwasser bei einer Neigung bis 15° – IP22

1.3 EMI/EMC

1.3.1 Erfüllung der Norm EN 60601-1-2:2015


1.4 LED Beleuchtung (Blaulicht)

1.4.1 1.4.1 Erfüllung der Norm EN62471:2008 - Photobiologische Sicherheit v. Lampen

**Für weitere Info über EMC: [www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com)**


## Symbol Glossar

 Siehe Bedienungsanleitung

 Klasse II-Gerät – doppelte Isolierung zum Schutz vor Stromschlag


**IP22** Schutzgrad – IP22 Schutz gegen das Eindringen von festen Gegenständen mit einem Durchmesser größer als 12,5 mm. Schutz gegen Tropfwasser bei einer Neigung von 15°.

 Typ BF Anwendungsteil

 Chargen/Los/ID Nummer  
Unikale ID-Nummer für jede Charge

 Katalog-Nummer

 Hersteller

 Sauber und trocken lagern  
bei bis zu 24°C -

 Verfallsdatum der LUSTRESTRIPS

 WEEE Einhaltung

 Trockenhalten

 Nicht wiederverwenden – einmalige Verwendung



**1639**

©Ambicare Health Ltd 2020. All rights reserved, LUSTRE, LUSTRE ClearSkin, and LUSTRESTRIPS are trademarks of Ambicare Health