

 **LUSTRE**  
CLEAR**SKIN**

LUSTRE® ClearSkin

**3XPRESS**

Light Beauty Therapy Patches

**Gebrauchsanweisung**

LUSTRE® ClearSkin

3XPRESS

Light Beauty Therapy Patches

## **Stellen wir vor: LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster. Entdecken Sie die revolutionäre Kraft des Lichts, um das Aussehen Ihrer Haut zu verändern.**

**Unsere revolutionären Innovationen werden von Wissenschaftlern für schöne Ergebnisse entwickelt. Unser Ziel ist es, Konventionen zu hinterfragen und die Hautpflege mit innovativen, sicheren und bewährten Technologien neu zu erfinden, um erstaunliche Hautvorteile zu liefern.**

Die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster wurden entwickelt, um die Ausstrahlung der Haut zu fördern und gegen Hautstumpfheit zu bekämpfen. Dank ihrer bahnbrechenden Technologie sind die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster für die Anwendung im Gesicht und am Körper geeignet. Sie wirken schnell und helfen dabei, eine energetisierte und frisch aussehende Haut mit einem sichtbaren strahlenden Glanz zu zeigen.

Erleben Sie einen entspannenden Moment der Hautpflege und lassen Sie Ihre Haut von einer bewährten Technologie profitieren - ganz bequem von zu Hause aus. Die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster sind einfach zu verwenden,

leicht und flexibel für höchsten Komfort und eine perfekte Passform. Einfach aufsetzen und genießen! Es dauert nur 3 Minuten.

Vorteile von LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflastern.



PFLEGEN/ENERGETISIEREN TEINT  
für eine frischeraussehende Haut



STRAHLENDER GLANZ  
für eine ebenmäßig  
aussehende Haut

## Wichtige Sicherheitsinformationen

- Bedienen Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** dort, wo es mit Wasser in Berührung kommen könnte.
- Verwenden oder laden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** mit einem Netzteil, das beschädigt und/oder defekt ist.
- Der Draht des USB-Kabels mit integriertem Controller **DARF NICHT** verbogen oder missbraucht werden.
- Falten/biegen oder missbrauchen Sie Ihre LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT**, da dies die LED-Leuchten beschädigen könnte.

- Versuchen Sie **NICHT**, die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster auseinander zu nehmen. Dadurch erlischt die Garantie.

- Beenden Sie die Verwendung der LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster sofort, wenn Sie glauben, dass es defekt ist. Wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter [info@lustreskin.com](mailto:info@lustreskin.com).

## Haftungsausschluss

Das Produkt ist ein Schönheitsgerät und nicht zur Diagnose, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt. LUSTRE® ClearSkin macht keinerlei Ansprüche, Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Fähigkeit dieses Produkts, um Gesundheits-, Haut- oder Geisteszustand zu behandeln. Bei Erkrankungen, die eine ärztliche Behandlung erfordern, sollte ein qualifiziertes medizinisches Fachpersonal konsultiert werden.

## Produktdarstellung

LUSTRE® ClearSkin verbessert ständig die Produkte mit der neuesten Technologie. Infolgedessen kann das tatsächliche Produkt etwas von den Produkten abweichen, die auf den Abbildungen auf der Verpackung und im Benutzerhandbuch abgebildet sind.

## Warnhinweise

- Schauen Sie **NICHT** direkt in die Lichter. Dies kann zu vorübergehenden Sehstörungen führen.
- Stellen Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** in der Nähe von Wasser oder nassen Oberflächen auf.
- Die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster werden für Erwachsene ab 18 Jahren empfohlen, können aber auch von Jugendlichen ab 13 Jahren unter Aufsicht eines Elternteils/Erziehungsberechtigten ab 18 Jahren verwendet werden.
- Dieses Produkt darf nicht von Kindern unter 13 Jahren verwendet werden.
- Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Hausarzt, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, dass Sie schwanger sind.
- Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Hausarzt, wenn Sie Krebs haben oder vermuten, Krebs zu haben.
- Wir empfehlen den Benutzern dringend, vor dem ersten Gebrauch der LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster einen Lichtempfindlichkeitstest durchzuführen.

## Inhaltsverzeichnis

1. Was ist in der Box	8
2. Produktübersicht	8
3. Bevor du anfängst	9
- Vorbereiten Ihres Geräts	9
- Testen Sie Ihre Haut	9
4. Entdecken Sie die revolutionäre Kraft des Lichts, um das Erscheinungsbild Ihrer Haut zu verändern	12
5. Überblick	12
6. So verwenden Sie das Gerät	12
- Allgemeiner Gebrauch	12
- Reinigung	14
- Speicherung	15
7. Warnungen	15
8. Fehlerbehebung	22
9. Verfügung	23
10. Spezifikationen	23
11. Garantie	24
12. Symbol-Glossar	26
13. Kontaktinformation	26


## Was ist in der Box

- 2 Licht-Schönheitstherapie Pflaster
- 1 USB-Kabel mit integriertem Controller
- 1 Reisetasche
- 1 56 LUSTRESTRIPS® Mini Dots
- 1 Bedienungsanleitung

## Produktübersicht

- 1. Aufladestation
- 2. Leuchtdioden
- 3. Magnetischer Anschlusskopf
- 4. Controller (EIN/AUS-Taste)
- 5. USB-Anschluss

Abhängig von der Form der gekauften LUSTRE®  
ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster:



Sollte eine der genannten Komponenten fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter [info@lustreskin.com](mailto:info@lustreskin.com).



# Bevor Sie beginnen

## 1. Vorbereiten Ihres Geräts

Verbinden Sie den Ladeanschluss (1) eines Pflasters über das USB-Kabel mit dem magnetischen Anschlusskopf (3).

Stecken Sie die USB-A-Seite des Kabels in ein USB-Netzteil oder einen tragbaren Batterienpack ein. Die Betriebsanzeige am Controller leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist.

Hinweis: Stecken Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster vor dem Gebrauch immer an ein geeignetes USB 5V DC Netzteil oder eine Spannungsversorgung ein. Die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster funktionieren nicht, wenn sie nicht an ein Netzteil angeschlossen sind.

## 2. Testen Sie Ihre Haut

Eine kleine Anzahl von Personen hat einen Hauttyp, der empfindlicher auf die normale Haftfähigkeit der LUSTRESTRIPS® Mini Dots und/oder das Licht reagiert. Ob Ihre Haut empfindlicher ist, lässt sich am besten mit einem kurzen Test vor der ersten Behandlung durchführen.

1. Befestigen Sie 3 LUSTRESTRIPS® Mini Dots an einem LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster.
2. Kleben Sie das LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster am inneren Unterarm knapp unterhalb des Ellenbogens an. Schalten Sie das Pflaster für einen vollen 3-minütigen Zyklus ein.
3. Schauen Sie nicht direkt ins Licht, da es schädlich für Ihre Augen sein könnte. Vorsicht ist geboten.
4. Wenn sich Ihre Haut während der Sitzung heiss, unangenehm oder juckend anfühlt, hören Sie sofort auf!
5. Warten Sie, bis die Sitzung vollständig abgeschlossen ist. Eine vollständige Sitzung dauert 3 Minuten.
6. Das LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster schaltet sich nach Abschluss der Sitzung automatisch ab. Entfernen Sie das Pflaster durch vorsichtiges Anheben an einer Kante, Es wird empfohlen, das Produkt nur einmal täglich pro Zielgebiet anzuwenden.
7. Kontrollieren Sie Ihre Haut regelmäßig bis zu 6 Stunden nach dem Auftragen. Wenn Ihre Haut rot und/oder juckend erscheint, sind die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster

für Sie ungeeignet.

8. Bei einigen Hauttypen kann es zu einer vorübergehenden Dunkelfärbung kommen, die normalerweise innerhalb von 48 Stunden abklingt. Diese Markierungen sind nur vorübergehend und verschwinden allmählich und natürlich.

9. Bei Lichtempfindlichkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Gesundheitsdienstleister.

# Entdecken Sie die revolutionäre Kraft des Lichts, um das Aussehen Ihrer Haut zu verändern

LED steht für die Lichtemitterdioden. Wir verwenden eine Auswahl von zwei verschiedenen Leuchten, die die perfekte Kombination sind, um eine frischer aussehende Haut zu erzielen und einen strahlenden Glanz zu zeigen.

Bohnenförmig: 24 einadrige LEDs (12 ROTE + 12 BLAUE Lichter)

Dreieck: 24 einadrige LEDs (12 ROTE + 12 BLAUE Lichter)

## Überblick

Zeit der Sitzung	Drei (3) Minuten
BLAUE & ROTE LEDs für eine frischer aussehende Haut und einen sichtbar strahlenden Glanz.	Täglich einsetzbar, einmal täglich pro Zielgebiet.

## Wie man das Gerät verwenden

### Allgemeine Verwendung

#### SCHRITT 1


Achten Sie darauf, dass Ihre Haut sauber und trocken ist und



dass alle Make-up vor der Sitzung entfernt werden.

## SCHRITT 2

Entfernen Sie drei LUSTRESTRIPS® Mini Dots von der durchsichtigen Trägerfolie und drücken Sie fest auf die empfohlenen Positionen auf dem LUSTRE® Pflaster.



## SCHRITT 3

Entfernen Sie das Deckblatt von jedem LUSTRESTRIPS® Mini Dot mit Hilfe der Lasche (Lift Tab) mit dem Gesichtssymbol. Diese Seite des Mini Dot dient dazu, das Pflaster sicher auf Ihrer Haut zu halten. Kleben Sie das Pflaster auf die gewünschte Hautstelle und achten Sie darauf, dass kein Licht ins Auge gelangt. Drücken Sie fest, bis es sich sicher anfühlt.



## SCHRITT 4

Verbinden Sie den magnetischen Anschlusskopf mit jedem Pflaster und mit einer geeigneten USB 5V




3 min

Gleichstromversorgung und drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Sitzung zu starten. Der Controller schaltet sich nach 3 Minuten automatisch ab.

## SCHRITT 5

Um das Pflaster zu entfernen, ziehen Sie das Pflaster langsam ab. Entfernen Sie die LUSTRESTRIPS® Mini Dots und ersetzen Sie sie bei Bedarf durch neue. Sobald die Sitzung abgeschlossen ist, tragen Sie Ihre üblichen Seren und Cremes auf.



## Reinigung

Es ist wichtig, sich um Ihr Gerät zu kümmern. Reinigen Sie die Pflaster nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch. Hartnäckige Flecken können durch vorsichtiges Abwischen mit einer 70%igen Alkohollösung entfernt werden. Keine Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.

- Reinigen Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** im eingeschalteten Zustand.

- Reinigen Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS

Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** während des Ladevorgangs.

- Verwenden Sie **KEINE** anderen Reinigungsmittel, da diese die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster beschädigen können.

## Aufbewahrung

Bewahren Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster in dem mitgelieferten Beutel oder in der Verpackung auf. Achten Sie darauf, dass die Pflaster während der Aufbewahrung oder während der Reise nicht gebogen, gedehnt oder zerdrückt werden.

## Warnhinweise

- Die Hauttypen V und VI nach Fitzpatrick können die Pflaster sicher verwenden. Wir empfehlen jedoch dringend, Ihre Haut nach jeder Sitzung sorgfältig zu untersuchen, da bei diesen Hauttypen ein erhöhtes Pigmentierungsrisiko besteht.

### Die Fitzpatrick-Skala



**Typ I**  
hell, blass weiß



**Typ II**  
weiß, hell



**Typ III**  
Mittel, weiß  
bis oliv



**Typ IV**  
Olivgrün, mäßiges  
Braun



**Typ V**  
Braun,  
dunkelbraun



**Typ VI**  
Schwarz, sehr  
dunkelbraun bis  
schwarz

- Leuchten Sie das Licht von den LEDs **NICHT** direkt in Ihre Augen oder in die Augen anderer Personen. Dies kann zu vorübergehenden Sehstörungen führen.
- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** unter 13 Jahren. Jugendliche im Alter von über 13 Jahren müssen die Pflaster unter Aufsicht eines Elternteils/ Erziehungsberechtigten ab 18 Jahren verwenden.
- Lassen Sie die Kinder unter 18 Jahren die Pflaster **NICHT** ohne Aufsicht von Erwachsenen reinigen, aufladen oder verwenden.
- Lassen Sie Kinder **NICHT** mit den LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflastern spielen. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Führen Sie **KEINE** Wartungsarbeiten durch und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Bei Fehlfunktionen oder Beschädigungen wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter [info@lustreskin.com](mailto:info@lustreskin.com).
- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** im Freien, um Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.
- Biegen oder verdrehen Sie die Pflaster **NICHT**.



Vorsichtig behandeln.

- Setzen, legen oder treten Sie **NICHT** auf die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster. Dadurch werden die Pflaster gebrochen.

- Verwenden Sie **KEINE** Lösungs- oder Scheuermittel für die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster, es sei denn, dies wird ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung oder vom Kundendienstteam angegeben.

- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT**, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktionieren, oder wenn sie heruntergefallen oder beschädigt wurden. Für Garantie und Reparaturen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.

- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT**, wenn Sie Medikamente einnehmen, die eine Lichtempfindlichkeit verursachen können. Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Medikamente nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal.

- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT**, wenn Sie schwanger sind, eine Schwangerschaft planen oder stillen.

- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT**, wenn Sie an Lupus erythematodes, lichtempfindlichem Ekzem, Albinismus oder anderen Hauterkrankungen leiden. Wenn Sie die Pflaster zur Behandlung von Lupus erythematodes, lichtempfindlichem Ekzem oder Albinismus verwenden, können Sie eine schwere Hautreaktion hervorrufen.
- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT**, wenn Sie an einer lichtempfindlichen Störung (Lichtempfindlichkeit) leiden.
- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** bei einer bakteriellen Infektion, da dies zu einer Verschlechterung der Symptome führen kann.
- Stellen Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** direkt auf eine offene Wunde.
- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT**, wenn Sie an Epilepsie leiden.

- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** über Bereichen mit Phlebitis, Thrombophlebitis und Krampfadern.
- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT**, wenn Sie unter den lichtbedingten Kopfschmerzen leiden
- Verwenden Sie **NICHT** weiter, wenn es sich heiss anfühlt oder Ihre Haut sich unangenehm warm anfühlt.
- Verwenden oder lagern Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Lagern Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** bei extremer Hitze oder Kälte.
- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT**, wenn diese in der Nähe von Wasser sind oder mit Wasser in Berührung kommen können.
- Setzen Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** dem direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS

Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT**, wenn Sie eine bekannte allergische Reaktion auf Silikon haben. Die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster enthalten Silikon und Kunststoffe, die während der Anwendung mit der Haut in Kontakt kommen. Im Zweifelsfall bei Allergien wenden Sie sich zuerst an Ihren Gesundheitsdienstleister, bevor Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster anwenden.

- Versuchen Sie **NICHT**, die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster in irgendeiner Weise zu verändern. Eine Veränderung der LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster führt zum Erlöschen Ihrer Garantie. Die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster enthalten keine zu wartenden Teile.

- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT**, wenn sie beschädigt sind oder wenn das USB-Kabel mit integriertem Controller beschädigt ist.

- Verwenden Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster **NICHT** mit nicht vom Hersteller zugelassenem Zubehör.

- Das Produkt ist ein Schönheitsgerät und nicht zur Diagnose, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten

bestimmt.

Hinweis: The LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster sollten nur mit einer 5V DC Niederspannung versorgt werden. Wenn ein Teil des USB-Kabels mit integriertem Controller beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr. Wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter [info@lustreskin.com](mailto:info@lustreskin.com), um einen Ersatz zu beschaffen.

Hinweis: Konsultieren Sie Ihren Gesundheitsdienstleister, bevor Sie die LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster verwenden, wenn Sie Fieber, eine akute Entzündung, eine schwere Durchblutungsstörung, Lichtempfindlichkeit, Betäubung oder desensibilisierte Bereiche haben.


Hinweis: Hautreizungen, Blutergüsse, Kontaktverbrennungen, Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen sind seltene, aber mögliche Nebenwirkungen. Beenden Sie die Verwendung der LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Licht-Schönheitstherapie Pflaster sofort und wenden Sie sich an Ihren Gesundheitsdienstleister.

Hinweis: Wir empfehlen dringend, bei der Einnahme von Medikamenten, die mit der Haut in Verbindung stehen oder verschrieben werden, Vorsicht walten zu lassen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Gesundheitsdienstleister.

## Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Die Patches schalten sich nicht ein.	Das USB-Kabel mit integriertem Controller ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt.	Stecken Sie das Kabel richtig in die Steckdose
	Das USB-Kabel mit integriertem Controller ist nicht richtig in die Patches eingesteckt	Befestigen Sie den magnetischen Verbindungskopf ordnungsgemäß am Ladeanschluss des Patches.
	Steckdose funktioniert nicht.	Probieren Sie eine andere Steckdose aus.
	Die Ein-/Aus-Taste wurde nicht 1 volle Sekunde lang gedrückt.	Drücken Sie die Taste 1 Sekunde lang, um die Patches einzuschalten.  Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um die Pflaster während einer Behandlung auszuschalten.
Die Pflaster schalten sich unerwartet aus.	Der Strom reicht nicht aus, um die Pflaster einschalten zu ermöglichen.	Schließen Sie die Pflaster an eine andere Stromquelle an.


## Entsorgung

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE ) (2012/19/EU) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu wiederverwerten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Stoffe zu behandeln und die zunehmende Mülldeponie zu vermeiden. Dieses Produkt ist als elektrisches oder elektronisches Gerät eingestuft. Stellen Sie daher sicher, dass es am Ende der Lebensdauer des Produkts ordnungsgemäss entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt wird.

Entsorgen Sie die Pflaster **NICHT** im Hausmüll.

## Spezifikationen

LED-Wellenlängen	415 ± 10 nm (Blau) 630 ± 10 nm (Rot)
Max. optische Ausgangsleistungsdichte	30mW/cm <sup>2</sup> für eine energiegeladene und frischer aussehende Haut und einen sichtbar strahlenden Glow
Leuchtdioden	Bean: 24 Single-Core-LEDs (12 ROT + 12 BLAU leuchtet) Dreieck: 24 Single-Core-LEDs (12 ROT + 12 BLAU leuchtet)
Betriebs- und Lagertemperatur	0°C to 40°C   32°F to 104°F

Betreiben und Speichern von Feuchtigkeit	30% –85%
Energieversorgung	5V  2A
Anschlussport	USB-C
Verbindungskabel	USB-C to USB -A
Länge des Ladekabels	1,2 meter
Sitzungszeit	3 minuten
Abmessungen des Geräts	Bean: 86 x 45mm Dreieck: 72 x 65 mm
Gewicht des Geräts	Bean: 10,2 gramm / stk Dreieck: 9,6 gramm / stk

## Garantie

Für LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Light Beauty Therapy Patches wird bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem ursprünglichen Kaufdatum garantiert, dass sie frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Diese Garantie erstreckt sich nur auf den ursprünglichen Einzelhandelskäufer mit Original-Kaufnachweis und nur, wenn das Gerät bei einem zuständigen Einzelhändler oder Wiederverkäufer gekauft wurde.



Diese Garantie erstreckt sich nur, wenn LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Light Beauty Therapy Patches in Verbindung mit entsprechenden LUSTRE® ClearSkin Mini Dots verwendet werden.

Wenn das Produkt innerhalb der Garantiezeit defekt ist, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.


Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die beschädigt wurden durch:

- Unfall, unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Abänderung.**
- Verwendung mit nicht genehmigten Zubehör oder Verwendung anders als angewiesen.**
- Anschluss an falsche Stromstärke und Spannung.**

Um Ihr Produkt zu registrieren und über neue und spannende Entwicklungen des LUSTRE®-Teams auf dem Laufenden zu halten, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie sich auf unserer Website [www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com).

Um Ihre Registrierung online abzuschließen, müssen Sie Ihre LUSTRE® ClearSkin Chargennummer eingeben.

## Symbol-Glossar

Symbol	Beschreibung
! WARNING	WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
! CAUTION	VORSICHT weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
CE	Zeigt an, dass das Produkt CE-zertifiziert ist.
	Zeigt an, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall verworfen darf.

## Contact Information

### Lustre Skin Ltd

Alba Innovation Centre, Alba Campus, Livingston  
Scotland, UK, EH54 7GA

T: +44 (0)1506 592 239

E: [info@lustreskin.com](mailto:info@lustreskin.com)

W: [www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com)

Lustre Skin Ltd ist ein nach ISO 13485:2016 zertifiziertes Unternehmen



International Associates Auditing & Certification Limited  
The Black Church, St Mary's Place,  
Dublin 7, D07 P4AX Ireland  
[EUAR@ie.ia-net.com](mailto:EUAR@ie.ia-net.com)

 **LUSTRE**  
CLEAR**SKIN**

DECEMBER.2022-900008.3