



PROTECTION IMPERMÉABLE

pour plâtres et pansements



GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

FR Les protections imperméables Bloccs® sont spécialement conçues pour protéger plâtres, pansements et bandages, afin de permettre à l'utilisateur de prendre un bain ou une douche sans changer ses habitudes. Ces protections submersibles forment une barrière imperméable et peuvent également s'utiliser à la plage ou à la piscine.

ATTENTION : le latex de caoutchouc naturel peut provoquer une réaction allergique. Si vous êtes sous surveillance médicale, veuillez obtenir l'accord de votre praticien avant d'utiliser cette protection. **NE PAS UTILISER SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX.**

Bloccs®

Unit J, Lawrence Drive, Yate,
South Gloucestershire,
BS37 5PG
Téléphone: +44 (0) 1454 318197
E-mail: info@bloccs.com
www.bloccs.com



La reproduction, la copie, la création de travaux dérivés, la distribution et l'exposition publique de cette notice sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de Bloccs®.

Fabriqué au Royaume-Uni

Tous nos produits sont fabriqués dans le respect de la norme ISO 9001 pour les systèmes de management de la qualité.

©Bloccs® 2023



**Precision Dippings
Manufacturing Ltd**
Unit J, Lawrence Drive
Stover Trading Estate, Yate,
Bristol, BS37 5PG
UK



Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030, Brussels
Belgium



Obelis SWISS GmbH
Ruessenstrasse 12
6340 Baar/ZG
Switzerland

UTILISATION ET ENTRETIEN DE VOTRE PROTECTION BLOCCS®

Merci d'avoir choisi Bloccs®. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre protection Bloccs® ou de surveiller un enfant portant une telle protection. Elles garantissent une utilisation sans danger de la protection ainsi que l'étanchéité de la barrière imperméable.

Utiliser les protections Bloccs® pour prendre un bain, une douche ou pour toute autre activité aquatique se fait à vos propres risques. Il est conseillé de demander l'avis d'un professionnel de santé afin de vous assurer que l'activité n'aura aucune incidence sur la blessure.

Comment mettre une protection Bloccs® ?

Votre protection Bloccs® est fabriquée en latex de caoutchouc naturel ; veuillez donc à ne porter aucun bijou pointu et à ne pas la percer avec vos ongles. Recouvrez les extrémités pointues avec du ruban adhésif ou un bandage élastique.

Avant d'utiliser la protection, frottez l'extrémité ouverte entre vos mains puis étirez-la légèrement. Essayez la protection sur le bras ou la jambe sans plâtre afin de vérifier que la taille convient. Si elle est trop serrée ou trop lâche, veuillez choisir une autre taille de protection.

Cette protection imperméable et lisse est conçue pour s'étirer facilement par-dessus un pansement et le maintenir fermement.

Suivez le guide en cinq étapes simples inclus dans cette notice afin d'enfiler sans problème vos protections de bras/jambe et de coude/genou Bloccs®.

Comment utiliser une protection Bloccs® ?

Grâce aux protections Bloccs®, vos pansements restent secs même en cas d'exposition à l'eau ou d'immersion dans celle-ci. Les protections Bloccs® utilisent la même technologie d'étanchéité que celle des combinaisons de plongée.

Avant d'entrer dans l'eau, expulsez entièrement l'air de la protection Bloccs®. Pour cela, deux

méthodes sont possibles : soit vous massez la protection de bas en haut en direction de l'extrémité de la barrière afin de libérer l'air emprisonné, soit vous plongez graduellement le membre immobilisé dans l'eau. La pression de l'eau obligera alors l'air à remonter vers le haut de la protection.

Il vous suffira ensuite de tirer délicatement sur la barrière pour laisser s'échapper l'air, en prenant garde à ne pas laisser d'eau pénétrer sous la protection.

Cette dernière doit être enfilée juste avant d'entrer dans l'eau, et retirée dès que vous en sortez.

Vous prenez la décision d'entrer dans l'eau à vos propres risques. Il est déconseillé de sauter ou de plonger dans l'eau avec votre protection. Ces protections ne sont pas conçues pour la plongée, le snorkeling ou tout autre sport aquatique.

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement la protection Bloccs® lors de son utilisation, afin de vous assurer que la barrière est toujours imperméable et ne crée aucun inconvénient.

Vous pouvez porter cette protection jusqu'à 30 minutes d'affilée dans la mesure où celle-ci vous paraît toujours confortable, où elle n'est pas trop serrée et pourvu que son état soit vérifié régulièrement.

Évitez de porter cette protection au-delà de 30 minutes, l'air emprisonné pourrait provoquer une transpiration excessive et une sensation d'inconvénient.

LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE SURVEILLÉS EN PERMANENCE, QUE CE SOIT DANS UNE PISCINE OU À LA MER.

Comment retirer votre protection ?

Pour enlever la protection, glissez-la délicatement sur le pansement ou le plâtre de votre bras ou de votre jambe. Faites preuve de précaution afin de ne pas détériorer la barrière imperméable avec vos ongles ou vos bijoux.

Entretien de votre protection Bloccs®

Cette protection est sujette à l'usure ; il est néanmoins possible de s'en servir pendant 4 semaines, sous réserve d'une utilisation normale.

Vérifiez son état avant chaque utilisation afin de contrôler l'absence de toute trace de dommage ou de dégradation.

Dans le cas où la protection serait détériorée ou endommagée, il vous faudra la remplacer.

Conservez votre protection à une température inférieure à 26 °C et à l'abri de tout appareil de chauffage. En cas de froid extrême, cette dernière

peut devenir raide ; il s'agit d'un état temporaire qui peut être corrigé en l'exposant à la chaleur.

Conservez la protection dans un endroit sec. Évitez de l'exposer longuement à la lumière, en particulier les rayons du soleil et la lumière artificielle à fort rayonnement UV.

Lavez la protection Bloccs® à l'eau tiède, puis séchez soigneusement l'intérieur comme l'extérieur. Saupoudrez l'intérieur de talc afin de pouvoir l'enfiler plus facilement. Ne séchez pas la protection au sèche-linge ou sur un radiateur.

Évitez tout contact avec des surfaces en cuivre ou en alliage de cuivre, des solvants, des huiles ou des lubrifiants, ces derniers pouvant endommager la protection Bloccs®.

Tenez la protection à l'écart des flammes afin d'éviter toute blessure grave, voire mortelle.

Pour toute question relative à la protection Bloccs®, veuillez consulter notre site Web www.bloccs.com ou nous contacter par e-mail à l'adresse info@bloccs.com

Retrouvez une copie de cette notice, notre guide des tailles ainsi que la garantie Bloccs® sur notre site Web www.bloccs.com et notre page www.bloccs.com/warranty

Bloccs® se réserve le droit de modifier la présente notice à sa convenance. En tant qu'utilisateur, il vous incombe de vérifier sa version en ligne en cas de modifications.

Attention : les protections Bloccs® peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Utilisez un tapis de bain antidérapant dans votre douche ou votre baignoire ainsi qu'un autre tapis de bain ou une serviette lorsque vous en sortez. Vous ne devez pas marcher au bord d'une piscine lorsque vous portez une protection Bloccs® et devez faire très attention lorsque vous empruntez les marches d'une piscine, car ces dernières peuvent être glissantes. Agrippez-vous fermement à la rampe.

Attention : les protections Bloccs® ne sont pas des jouets. Afin d'éviter tout risque d'étouffement, le produit et son emballage doivent être tenus hors de portée des enfants.

Attention : le latex de caoutchouc naturel peut provoquer une réaction allergique. Si vous êtes sous surveillance médicale, veuillez obtenir l'accord de votre praticien avant d'utiliser cette protection.

Attention : nous vous recommandons de faire preuve d'une vigilance particulière lorsque vous immergez un plâtre pour jambe dans l'eau, ce dernier pouvant être lourd et limiter les mouvements. N'essayez jamais de nager avec un plâtre pour jambe.


Attention : faites preuve de précaution lorsque vous utilisez une protection Bloccs® avec un cathéter PICC ou une perfusion en intraveineuse.

Nous ne pouvons fournir une liste exhaustive des dangers pouvant survenir lors de l'utilisation de ce produit. Nous demandons donc aux utilisateurs de protections Bloccs® d'être raisonnables et de faire preuve de bon sens.

BLOCCS®

ENFILER UNE PROTECTION DE BRAS OU DE JAMBE BLOCCS®

Veillez respecter les instructions d'entretien et d'utilisation lorsque vous utilisez nos protections. Retrouvez des vidéos explicatives et notre FAQ sur le site www.bloccs.com



Sortez votre protection de son emballage et dépliez-la. Retirez toute bague ou tout autre bijou pointu.



Avant d'utiliser la protection, frottez l'extrémité ouverte entre vos mains puis étirez-la légèrement.



Repliez l'extrémité ouverte vers l'extérieur jusqu'à mi-chemin.



Dans un premier temps, essayez la protection sur le bras ou la jambe sans plâtre ou pansement afin de vérifier que la taille convient.

Enfilez ensuite le membre plâtré dans l'ouverture de sorte que le pied ou la main se retrouve au fond de la protection.




Déroulez la protection sur votre bras ou votre jambe jusqu'à ce que la barrière adhère confortablement à la peau. Si cette dernière est trop serrée ou trop lâche, veuillez choisir une autre taille de protection.

Faites ensuite sortir l'air afin éviter que la protection ne flotte.

BLOCCS®

ENFILER UNE PROTECTION DE GENOU OU DE COUDE BLOCCS®

Veillez respecter les instructions d'entretien et d'utilisation lorsque vous utilisez nos protections. Retrouvez des vidéos explicatives et notre FAQ sur le site www.bloccs.com




Sortez votre protection de son emballage et dépliez-la. Retirez toute bague ou tout autre bijou pointu.


L'extrémité la plus large entoure le biceps ou la cuisse (B), tandis que l'autre, plus petite, assure l'étanchéité autour du poignet ou du bas du mollet (C).



Avant d'utiliser la protection, frottez les extrémités entre vos mains puis étirez-les légèrement.




Pour mettre aisément la protection, prenez l'extrémité B et repliez-la vers l'extérieur jusqu'à mi-chemin, afin qu'elle se situe juste au-dessus de l'extrémité C.



Essayez d'abord la protection sur le bras ou la jambe valide afin de vérifier que la taille convient.

Enfilez délicatement la main ou le pied à travers les deux extrémités, en commençant par la B, puis la C.























Déroulez ensuite l'extrémité B sur le bras ou la cuisse jusqu'à ce qu'elle adhère confortablement à la peau.



La protection doit couvrir l'intégralité du pansement et former une barrière imperméable et lisse, maintenue fermement autour du bras ou de la jambe grâce à ses deux extrémités. Si cette dernière est trop serrée ou trop lâche, veuillez choisir une autre taille de protection.

Faites ensuite sortir l'air afin éviter que la protection ne flotte.

GLOSSAIRE DES SYMBOLES

	Fabricant
	Marquage CE indiquant la conformité du produit avec les directives de l'Union européenne Medical Device
	Dispositif médical
	Identifiant unique du dispositif
	Quantité de dispositifs
	Code de lot
	Date de fabrication
	Distributeur
	Représentant agréé pour l'Union européenne
	Représentant agréé de la Suisse
	Importateur
	AVERTISSEMENT
	Teneur en ou présence de latex de caoutchouc naturel
	Avertissement de surface glissante
	Risque d'étouffement
	Conserver à l'abri du soleil
	Conserver entre 5 °C et 26 °C (41-78°F)
	Utilisable plusieurs fois sur le même patient
	Non stérile
	Consulter les instructions d'utilisation
	Emballage recyclable
	Flammes nues interdites