



koala
babycare

koala perfect head breastfeeding

gebrauchsanleitung

1.



2-3.



4.



5.



6.



7.



Wie verwende ich Koala Perfect Head Breastfeeding ?

Ich stelle Ihnen Koala Perfect Head Breastfeeding vor Koala Perfect Head Breastfeeding ist ein Medizinprodukt der Klasse 1. Es wurde entwickelt zum Schutz des Kopfes des Babys während des Stillens und wann immer Sie das Baby halten.

- 1. Führen Sie Ihren Arm in die Öffnung des Kissens ein** und schieben Sie es bis zum Ellbogen oder bis zu der Stelle, an der Sie normalerweise den Kopf Ihres Babys ablegen.
- 2. Positionieren Sie den Kopf des Babys in die Mitte des Lochs:** Der Druck wird gleichmäßig über den gesamten Schädel verteilt.
- 3. Die Schultern müssen außerhalb des Kissens bleiben, um die richtige Haltung beizubehalten.**
- 4.** Verwenden Sie das Kissen immer, wenn Sie Ihr Baby stillen, wiegen oder halten.
- 5.** Wechseln Sie den Arm, mit dem Sie den Kopf des Babys stützen
- 6.** Gleichzeitig mit dem Koala Perfect Head Breastfeeding sollten Sie beim Stillen verschiedene Positionen einnehmen. Mit Hilfe des Koala Hug Baby Stillkissens kannst du während des Stillens bequem alle geeigneten Positionen einnehmen.

Weitere Tipps zur Vermeidung von Plagiozephalie während des Stillens

- 7.** Nehmen Sie Positionen ein, bei denen Sie den Kopf nicht stützen müssen.

Wie kann Koala Perfect Head Breastfeeding Ihnen helfen ?

- Zum Schutz des Köpfchens Ihres Babys während des Stillens, künstlich oder natürlich
- Nach dem Stillen ist es ganz natürlich, das Baby zu wiegen oder es in Ihren Armen einschlafen zu lassen. In diesen Fällen neigen wir dazu, immer denselben Arm zu verwenden (denjenigen, der für Kraft und Haltung bevorzugt wird), um das Baby lange Zeit in derselben Position zu halten. Mit dem Koala Perfect Head Breastfeeding können Sie Ihr Baby weiterhin wiegen, ohne befürchten zu müssen, dass der Kopf des Babys beeinträchtigt wird.

- Koala Perfect Head Breastfeeding wird besonders für Mütter empfohlen, die während des Stillens eine Mastitis entwickelt haben und deshalb die Rückenlage des Babys während des Stillens bevorzugen müssen.

Wie Koala Perfect Head Breastfeeding waschen ?

Wie Koala Perfect Head **Breastfeeding** waschen

Der äußere Kissenbezug ist abnehmbar und bei 30° in der Maschine waschbar.

Waschanleitung für den Kissenbezug

- Wenn der Kissenbezug besonders schmutzig ist, kann er auch bei 40° gewaschen werden. Allerdings garantiert das Waschen bei dieser Temperatur nicht die gleiche Widerstandsfähigkeit der Baumwolle.
 - Wir empfehlen Ihnen, nicht zu bleichen, nicht zu bügeln, nicht chemisch zu reinigen und keine Fleckenentferner mit Lösungsmitteln zu verwenden.
- Es ist sehr wichtig, dass Sie den Memory-Foam nicht waschen. Wenn der Memory Foam in Wasser getaucht wird, nimmt er dieses auf, verliert seine Form und wird unbrauchbar.

Aus was besteht Koala Perfect Head Breastfeeding ?

Kopfkissenbezug: 75% Baumwolle, 25% Polyester
Kissen: 100% Memory Foam



koalababycare.com
help@koalababycare.com