



koala  
babycare

# koala perfect head breastfeeding

manuale d'uso

1.



2-3.



4.



5.



6.



7.



## Come usare Koala Perfect Head Breastfeeding?

Koala Perfect Head Breastfeeding è un dispositivo medico di Classe 1 studiato per proteggere la testa del tuo piccolo durante l'allattamento e ogni volta che lo tieni in braccio.

- 1. Inserisci il braccio nella tasca del cuscino** e fallo scorrere fino al gomito o nella posizione in cui normalmente appoggi la testa del tuo bambino.
- 2. Posiziona la testa del piccolo al centro del foro:** la pressione sarà distribuita in modo uniforme su tutto il cranio
- 3. Le spalle devono rimanere fuori dal cuscino per mantenere** la postura corretta.
- 4. Usare sempre il cuscino durante l'allattamento e** quando culli o tieni in braccio il tuo bambino
- 5. Alternare il braccio con cui si sorregge la testa del piccolo**
- 6. Contemporaneamente a Koala Perfect Head Breastfeeding,** usare posizioni diverse durante l'allattamento. Aiutati con il cuscino allattamento Koala Hug Baby che ti permette di assumere comodamente tutte le posizioni più adatte durante l'allattamento.

### **Altri consigli di prevenzione della Plagiocefalia durante l'allattamento**

- 7. Utilizzare posizioni che non prevedano l'appoggio della testa**

## **In che cosa può aiutarti Koala Perfect Head Breastfeeding ?**

- Per proteggere la testolina del tuo bambino durante l'allattamento, artificiale o naturale
- Dopo l'allattamento viene naturale cullare il bambino o farlo addormentare tra le braccia. In questi casi si tende ad utilizzare sempre lo stesso braccio (quello preferito per forza e postura) mantenendo il piccolo nella stessa posizione per un lungo periodo. Utilizzando Koala Perfect Head Breastfeeding puoi continuare a cullare il tuo bambino senza paura che la sua testolina ne risenta.

- Koala Perfect Head Breastfeeding è particolarmente consigliato per le mamme che hanno sviluppato la mastite durante l'allattamento e che dunque devono preferire la posizione supina del bambino durante l'allattamento.

## **Come lavare Koala Perfect Head Breastfeeding?**

La federa esterna è sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30°.

Indicazioni per il lavaggio della federa:

- Se la federa è particolarmente sporca è possibile lavarla anche a 40°. Tuttavia, con lavaggi a questa temperatura non è garantita la medesima resistenza del cotone.
- Ci raccomandiamo di non candeggiare, non stirare, non pulire a secco e non utilizzare smacchiatori con solventi.

È fondamentale non lavare il cuscino interno in memory foam. Se immerso in acqua, il memory foam la assorbirà, perdendola sua forma e diventando inutilizzabile

## **Come è fatto Perfect Head Breastfeeding?**

Federa: 75% Cotone, 25% Polyester

Cuscino: 100% Memory Foam



[koalababycare.com](https://koalababycare.com)  
[help@koalababycare.com](mailto:help@koalababycare.com)