

Istruzioni per l'uso

ConnectClip



2.4 GHz

oticon
life-changing technology

Introduzione al presente opuscolo

Questo libretto rappresenta una guida all'uso e manutenzione della sua nuova ConnectClip. Si prega di leggere attentamente l'opuscolo, inclusa la sezione **Avvertenze**.

Ciò le consentirà di utilizzare al meglio la sua nuova ConnectClip. Per qualsiasi ulteriore domanda sull'uso di ConnectClip, contattare il proprio professionista dell'udito.

A scopo di praticità, l'opuscolo contiene una barra di riferimento qui sotto che consente di scorrere con facilità tra una sezione e l'altra.

| **Informazioni** | [Come iniziare](#) | [Funzioni](#) | [Avvertenze](#) | [Maggiori informazioni](#) |

Destinazione d'uso

Destinazione d'uso	La ConnectClip è intesa come ricevitore e trasmettitore wireless del suono tra gli apparecchi acustici wireless Oticon e l'ambiente circostante, compresi i dispositivi audio elettronici vocali e wireless. La ConnectClip aiuta inoltre gli utenti di apparecchi acustici a controllare la funzionalità del proprio apparecchio acustico.
Indicazioni per l'uso	Nessuna indicazione d'uso.
Tipo di utilizzatori	Adulti e bambini di età superiore ai trentasei mesi.
Ambienti d'uso	Interni/Esterni.
Controindicazioni	Gli utilizzatori di dispositivi impiantabili attivi devono prestare un'attenzione particolare quando usano il dispositivo. Per maggiori informazioni, leggere la sezione avvertenze.
Benefici clinici	Vedere i benefici clinici dell'apparecchio acustico.

Indice

Informazioni

Contenuto della confezione	6
Per iniziare	8
Panoramica di ConnectClip - funzioni principali	10
Panoramica degli indicatori luminosi	12

Avvio

Associare gli apparecchi acustici a ConnectClip	14
Associare i cellulari a ConnectClip	16
Accendere e spegnere la ConnectClip	18
Ricaricare la ConnectClip	20

Funzioni

Utilizzare la ConnectClip con un cellulare	22
Ascoltare musica	28
Utilizzare ConnectClip con un microfono a distanza	30
Utilizzare ConnectClip come telecomando per apparecchi acustici	35
Altre caratteristiche e funzioni	36

Avvertenze

Avvertenze	38
------------	----

Informazioni aggiuntive

Condizioni d'uso	42
Garanzia internazionale	43
Informazioni tecniche	44

Contenuto della confezione

La confezione contiene:



ConnectClip



Questo opuscolo
(Istruzioni per l'uso)



Cordino - lungo



Cordino - normale



Astuccio



Caricabatterie a parete
(diverso da Paese a Paese)



Cavetto per ricarica USB




Custodia protettiva


Per iniziare

Prima di poter utilizzare ConnectClip con gli apparecchi acustici, sia gli apparecchi acustici che ConnectClip devono essere associati (collegati). L'uso di ConnectClip con un telefono cellulare richiede inoltre che ConnectClip sia associata al telefono cellulare.


Associare un apparecchio acustico con ConnectClip




Associare ConnectClip con un telefono cellulare



Panoramica di ConnectClip - funzioni principali




Fronte




Retro

Indicatore di stato
Indicatore di alimentazione



Porta per ricarica (Micro USB)

Gancio per indossare la ConnectClip



Panoramica degli indicatori luminosi


Indicatore di stato		Descrizione
	Giallo lampeggiante	Ricerca di apparecchi acustici in corso
	Giallo fisso	Inattivo. Apparecchi acustici connessi. Non connessi a un cellulare.
	Blu lampeggiante	Ricerca di un cellulare in corso (associazione)
	Blu fisso	Associato a un cellulare
	Verde fisso	In chiamata. Auricolare o cellulare
	Verde lampeggiante	Chiamata in arrivo
	Arancione fisso	Musica; cellulare
	Magenta fisso	Modalità microfono a distanza

Indicatore di alimentazione		Descrizione
	Rosso fisso	Livello di batteria basso
	Verde fisso	Acceso - non in ricarica
	Verde lampeggiante	Acceso - in ricarica
	Verde in dissolvenza	Acceso - ricarica completata
	Arancione lampeggiante	Spento - in ricarica
	Arancione fisso	Spento - ricarica completata

Associare gli apparecchi acustici a ConnectClip

1. Assicurarsi che la ConnectClip sia spenta

Tenere premuto il pulsante multifunzione per circa 6 secondi fino **allo spegnimento dell'indicatore di alimentazione** ●



2. Impostare gli apparecchi acustici in modalità associazione


Riavviare gli apparecchi acustici per attivare la modalità associazione. Vedere come accendere e spegnere gli apparecchi acustici nelle relative Istruzioni per l'uso.

3. L'apparecchio acustico è pronto

per la connessione con ConnectClip. Si hanno a disposizione 3 minuti per completare l'associazione.

4. Accendere ConnectClip

Premere e tenere premuto il pulsante multiplo per circa 3 secondi fino a quando l'indicatore di alimentazione diventa **VERDE FISSO** ●



5. Quando ConnectClip cerca gli apparecchi acustici

l'indicatore di stato è **GIALLO LAMPEGGIANTE** ●



6. Posiziona ConnectClip ed entrambi gli apparecchi acustici l'una vicina agli altri (distanza massima 20 cm)



20 cm



7. Connessione stabilita con gli apparecchi acustici, l'indicatore di stato è **GIALLO FISSO** ●




Associare i cellulari a ConnectClip



Mettere ConnectClip in modalità associazione

Premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione "E" il pulsante di aumento del volume per circa 6 secondi fino a quando l'indicatore di stato diventa BLU LAMPEGGIANTE

ConnectClip rimarrà in modalità associazione per circa 3 minuti.



Abilitare la modalità associazione sul cellulare

Accendere il Bluetooth. Cercare e associare con ConnectClip.

Di solito questa modalità si trova nella sezione Impostazioni/Bluetooth del proprio telefono.

Inserire il codice pin

Se il telefono richiede un codice pin inserire 0000 (quattro zeri).



Associazione completata

Ad associazione con il cellulare completata, l'indicatore di stato è BLU FISSO

Accendere e spegnere la ConnectClip



ON ●

Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per circa 3 secondi fino a quando l'indicatore di alimentazione diventa VERDE FISSO.



OFF ●

Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per circa 6 secondi fino a quando l'indicatore di alimentazione è SPENTO.

Uso	Capacità
Uso quotidiano tipico	16 ore: Fino a 2 ore di streaming musicale + 2 ore di telefono + 12 ore in standby
Stanby (Acceso, senza streaming)	Fino a 36 ore
Musica o microfono remoto	Fino a 5 ore
Chiamate telefoniche	Fino a 6 ore

AVVERTENZA IMPORTANTE

Per pulire la ConnectClip, utilizzare un panno morbido e asciutto. ConnectClip non deve mai essere lavata o immersa in acqua o in altri liquidi.

Non indossare la ConnectClip durante la doccia o durante le attività in acqua.
Non immergere la ConnectClip in acqua o in altri liquidi.

Ricaricare la ConnectClip




● Livello di batteria basso ●

Con circa 30 minuti rimanenti di streaming, l'indicatore di alimentazione diventa ROSSO FISSO.



● In ricarica ●

Collegare il caricabatterie in dotazione tramite il connettore micro USB nella parte inferiore del ConnectClip. L'indicatore di alimentazione è VERDE LAMPEGGIANTE o ARANCIONE.



AVVERTENZA IMPORTANTE

Per la ricarica della ConnectClip, utilizzare l'alimentatore in dotazione da 5 V/1 A, CE e con marchio di sicurezza.



Indicatori di ricarica


Ricarica in corso (ConnectClip accesa)	Luce lampeggiante	●
Ricarica completa (ConnectClip accesa)	In dissolvenza	●
Ricarica in corso (ConnectClip spenta)	Luce lampeggiante	●
Ricarica completa (ConnectClip spenta)	Luce fissa	●

Tempo di ricarica:
Utilizzando l'alimentatore fornito, una ricarica completa impiega 2 ore.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Durante la ricarica, gli indicatori di ricarica devono essere accesi come descritto in questo manuale. Se gli indicatori di ricarica non sono accesi, scolleghi il dispositivo dal caricabatterie e consulta il professionista dell'udito.

Utilizzare la ConnectClip con un cellulare



ConnectClip deve essere indossata come indicato per le migliori prestazioni possibili. È importante che il microfono sia rivolto verso la bocca (A), assicurarsi che ConnectClip non sia coperta da indumenti, ecc. La distanza massima tra ConnectClip e cellulare è di 10 metri.

Assicurarsi che ConnectClip sia collegata al telefono



Selezionare la modalità telefono
Per cambiare modalità tenere premuto il pulsante multifunzione per circa 3 secondi. Il cambio di modalità è confermato da un'indicazione acustica negli apparecchi acustici. l'indicatore di stato è BLU FISSO ●



Stato	Modalità
●	Inattivo. Apparecchi acustici connessi. Non connessi a un cellulare.
●	Connesso al telefono cellulare
●	Modalità microfono a distanza

Ricevere telefonate



Telefono connesso

Quando ConnectClip è accesa e si trova nel range operativo del cellulare, si conetterà automaticamente al cellulare.

L'indicatore di stato è BLU FISSO ●



Telefono che squilla

Quando il telefono squilla si sentirà un segnale acustico e, se disponibile, la suoneria del proprio telefono negli apparecchi acustici.

L'indicatore di stato è VERDE LAMPEGGIANTE ●



Rispondere a telefonate

Fare clic rapidamente sul pulsante multifunzione o rispondere alla chiamata dal proprio cellulare.

Una volta collegata la chiamata, l'indicatore di stato diventa VERDE FISSO ●




Terminare una chiamata

Premere brevemente il pulsante multifunzione o chiudere la chiamata dal proprio cellulare.

L'indicatore di stato è BLU FISSO ●

Effettuare chiamate



Per effettuare una chiamata è sufficiente utilizzare il cellulare. La chiamata verrà automaticamente connessa alla ConnectClip.

Una volta collegata la chiamata, l'indicatore di stato diventa VERDE FISSO ●

Funzionalità avanzate dell'auricolare

Composizione vocale / comando vocale

Quando si è collegati a un cellulare, premere due volte il pulsante multifunzione per attivare la composizione vocale se supportata dal telefono.

Rifiutare una chiamata

Per rifiutare la chiamata mentre il telefono squilla, premere a lungo sul pulsante inferiore del volume.

Attivare la modalità muto sugli apparecchi acustici

Per silenziare gli apparecchi acustici, tenere premuto il pulsante inferiore del volume per circa 3 secondi.

Una breve pressione sul pulsante superiore o inferiore del volume riattiverà l'audio degli apparecchi acustici.

Ascoltare musica



Audio wireless

Se si è connessi a un telefono cellulare o ad altro dispositivo tramite Bluetooth, la musica riprodotta sul telefono/dispositivo verrà trasmessa automaticamente negli apparecchi acustici.

L'indicatore di stato è ARANCIONE FISSO ●


Non è necessario operare su ConnectClip.

Regolazione del volume

Durante l'ascolto della musica, è possibile regolare il volume del segnale in streaming utilizzando i pulsanti superiore e inferiore del volume.


Interruzione dell'audio dal telefono

Una breve pressione sul pulsante multifunzione interromperà l'audio. Utilizzare i comandi sul telefono per avviare l'audio.



Stato	Descrizione
●	ConnectClip è attiva e trasmette musica in streaming dal telefono


Utilizzare ConnectClip con un microfono a distanza



Microfono a distanza
In questa modalità la voce della persona che indossa la ConnectClip verrà trasmessa direttamente agli apparecchi acustici.

Nota: Assicurarsi che il microfono sia rivolto verso la bocca dell'altoparlante e che non sia coperto da indumenti, ecc.


Selezionare la modalità microfono



Selezionare la modalità microfono
Per cambiare modalità tenere premuto il pulsante multifunzione per circa 3 secondi. Il cambio di modalità è confermato da un'indicazione acustica negli apparecchi acustici.
L'indicatore di stato è MAGENTA FISSO ●

Stato	Descrizione
●	La ConnectClip è acceso. Inattivo. Non connessi a un cellulare.
●	Connesso al cellulare
●	La ConnectClip è accesa e in modalità microfono a distanza

Avviare/interrompere l'audio dal microfono a distanza



• Premere e tenere premuto

Interrompere l'audio dal microfono

Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per circa 3 secondi per interrompere il segnale dal microfono agli apparecchi acustici. Ciò ripristina anche gli apparecchi acustici al loro normale programma.

L'indicatore di stato è GIALLO ● o BLU ●

Regolazione del volume dal microfono a distanza


Volume su o volume giù

È possibile regolare il volume del segnale in streaming utilizzando i pulsanti superiore e inferiore del volume.

Disattivare l'audio dei microfoni per gli apparecchi acustici (solo suono proveniente dal microfono a distanza).

Tenere premuto il pulsante inferiore del volume per circa 3 secondi.

Una breve pressione sul pulsante superiore o inferiore del volume riattiva l'audio degli apparecchi acustici.



• Volume su

• Volume giù

Avviare/interrompere l'audio dal microfono a distanza utilizzando gli apparecchi acustici



P1 --> P2 --> TV --> Microfono

Una pressione sul pulsante dell'apparecchio acustico cambierà programma negli apparecchi acustici.

Una volta raggiunto il programma microfono a distanza, si sentirà il relativo indicatore acustico.


Per interrompere l'audio del microfono a distanza, modificare il programma dell'apparecchio acustico.

AVVERTENZA IMPORTANTE


Per maggiori informazioni sulle funzioni degli apparecchi acustici, consultare le relative Istruzioni per l'uso.

Utilizzare ConnectClip come telecomando per apparecchi acustici

Quando ConnectClip non riproduce lo streaming audio, diventa un telecomando per gli apparecchi acustici.



- **Volume su**
- pressione breve
- **Volume giù**
- pressione breve



- **Programma successivo**
Premere e tenere premuto per 3 secondi per il programma successivo
- **Silenziare gli apparecchi acustici (muto) - pressione lunga**
Riattivare l'audio - premere brevemente il pulsante superiore o inferiore del volume

Nota: La distanza massima tra ConnectClip e apparecchi acustici deve essere di 2 metri.

Altre caratteristiche e funzioni

Una connessione alla volta

Se associata a più dispositivi (fino a otto), la ConnectClip si conatterà solo al primo telefono disponibile.

Nessuna chiamata se utilizzata come microfono

Quando si utilizza la ConnectClip come microfono a distanza, non ci sarà alcuna connessione col cellulare.

Fuori portata - in modalità microfono

Se ConnectClip è fuori dalla portata degli apparecchi acustici, gli apparecchi acustici torneranno al loro normale programma dopo 90 secondi.

Eliminare le associazioni Bluetooth

Premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione e volume su o volume giù per 10 secondi, per cancellare tutte le associazioni Bluetooth. L'indicatore di stato è ROSSO FISSO.

Avvertenze

Per la propria sicurezza e per garantire un uso corretto, assicurarsi di aver familiarizzato appieno con le seguenti avvertenze generali prima di utilizzare ConnectClip. Consultare il professionista dell'udito se si verificano funzionamenti inaspettati o incidenti gravi con la propria ConnectClip, durante o a causa del suo utilizzo. Il professionista dell'udito potrà fornire l'assistenza per gestire tali problemi e, se necessario, comunicare tali eventi al produttore e/o alle altre autorità locali.

Rischi di soffocamento e di ingestione di componenti di piccole dimensioni

La ConnectClip e le parti di cui si compone devono essere tenute lontano da bambini o persone che potrebbero ingerirli od usarli impropriamente. Se un componente viene ingerito, contattare immediatamente un medico.

Esplosivi

La ConnectClip è sicura da usare in normali condizioni d'uso. La ConnectClip non è stata testata per la conformità con gli standard

internazionali in materia di atmosfere esplosive. Pertanto, non usare la ConnectClip in ambienti con pericolo di esplosioni, ad esempio miniere, ambienti ricchi di ossigeno o aree dove si manipolano sostanze infiammabili.

Raggi X/CT/RM/TAC/PET, elettroterapia e interventi chirurgici

Rimuovere sempre la ConnectClip prima di eseguire esami radiografici, CT, RM, PET, elettroterapia, interventi chirurgici, poiché l'esposizione a forti campi magnetici potrebbe danneggiarla.

Fonti di calore e sostanze chimiche

Non lasciare mai la ConnectClip vicino a fonti di calore estreme, ad esempio, in una macchina parcheggiata al sole. La ConnectClip non deve essere asciugata in forni a microonde o altri tipi di forni.

I prodotti chimici presenti in cosmetici, come lacche, profumi, dopobarba, creme solari o repellenti per insetti possono danneggiare la

ConnectClip. Rimuovere sempre la ConnectClip prima di utilizzare questi prodotti e attendere il tempo necessario alla loro asciugatura prima di utilizzarla nuovamente.

Interferenze

La ConnectClip è stata testata ampiamente in base ai massimi standard internazionali riguardanti le interferenze. Tuttavia, è possibile che si generino interferenze tra ConnectClip e altri dispositivi (ad es. alcuni telefoni cellulari, dispositivi che usano la banda urbana, sistemi di allarme antifurto e altri dispositivi wireless). Se ciò accadesse, allontanare la ConnectClip da tali dispositivi che interferiscono.

Uso a bordo di autovetture

L'uso di ConnectClip può distrarre durante la guida. Prestare attenzione all'ambiente circostante quando si utilizza ConnectClip. Fare riferimento alle norme nazionali del codice della strada sull'utilizzo di dispositivi di comunicazione durante la guida.

Uso a bordo di velivoli

Il ConnectClip integra il Bluetooth. Non usare il ConnectClip a bordo di aeroplani, salvo specifica autorizzazione del personale di volo.

Dispositivi impiantabili attivi

La ConnectClip è stata testata e caratterizzata ampiamente per la salute umana in base agli standard internazionali sull'esposizione umana (tasso di assorbimento specifico - SAR), potenza elettromagnetica e tensioni indotte nel corpo umano.

I valori di esposizione sono molto inferiori ai limiti di sicurezza accettati per il SAR, la potenza elettromagnetica e le tensioni indotte nel corpo umano definiti dagli standard per la salute umana e la coesistenza con dispositivi medici impiantabili attivi, come cardiostimolatori e defibrillatori.

Avvertenze

Batteria ricaricabile

Non tentare di aprire la ConnectClip perché si potrebbe danneggiare la batteria.

Non cercare mai di sostituire la batteria.

Qualora la batteria sia da sostituire, inviare il dispositivo al proprio fornitore. Eventuali segni di manomissione annulleranno la garanzia di assistenza prevista.

La sicurezza nel ricaricare la batteria con il cavetto USB dipende dall'apparecchiatura esterna. Quando si collega questo prodotto ad un dispositivo alimentato da rete elettrica, tale dispositivo deve essere conforme agli standard di sicurezza IEC 62368-1 o standard di sicurezza equivalenti.

Collegamento con un dispositivo esterno

L'uso sicuro della ConnectClip, quando è collegata ad un dispositivo esterno (con cavo d'ingresso ausiliario, cavo USB o direttamente), dipende dalla fonte del segnale esterna.

Quando si collega questo prodotto ad un dispositivo alimentato da rete elettrica, tale

dispositivo deve essere conforme agli standard di sicurezza IEC 62368-1 o standard di sicurezza equivalenti.

Controllo incrociato

Per garantire la sicurezza personale ed evitarne l'utilizzo improprio, la ConnectClip deve essere tenuta fuori dalla portata dei bambini o da chiunque ne possa assumere il controllo.

Utilizzo di accessori di terze parti

Usare soltanto accessori, trasduttori o cavi forniti dal produttore. Gli accessori incompatibili possono causare una ridotta compatibilità elettromagnetica (EMC) del dispositivo.

Uso del cordino

Se per sbaglio il cordino si impigliasse in qualcosa mentre lo si indossa, esso è progettato per rompersi automaticamente. Pertanto, non tentare mai di accorciare o modificare il cordino in modi non consentiti. Il cordino non deve essere usato da bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Possibili effetti collaterali

I materiali non-allergenici con cui è realizzata la ConnectClip, in rari casi, possono provocare un'irritazione della pelle o altri effetti collaterali. Se si verificano tali effetti collaterali, consultare un medico.

In ricarica

Per prevenire possibili danni alla batteria nei periodi di non utilizzo, ricaricare la ConnectClip ogni 6 mesi.

Compatibilità con i cellulari

Fare riferimento a www.oticon.it per un elenco di telefoni cellulari che sono stati testati in modo completo da Oticon e che hanno dimostrato di soddisfare i requisiti minimi di compatibilità al momento del test. Tuttavia, Oticon non si assume alcuna responsabilità per tale compatibilità in generale. In particolare, Oticon non sarà responsabile dell'incompatibilità derivante da futuri aggiornamenti dei telefoni cellulari, né da eventi di incompatibilità non coperti da e/o riscontrati in questi test. Oticon non si assume alcuna responsabilità finanziaria relativamente a rimborsi di cellulari che non funzionano come previsto.

Prima di acquistare un nuovo cellulare, si consiglia di consultare l'elenco sopra menzionato.

Condizioni d'uso

Condizioni di operatività	Temperatura: da +5°C a 40°C Umidità: dal 15 al 93% di umidità relativa, senza condensa Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa
Condizioni di trasporto e stoccaggio	Durante il trasporto e lo stoccaggio, temperatura e umidità non devono superare i limiti seguenti per periodi prolungati di tempo: Temperatura: da -20°C a +60°C Umidità: dal 15 al 93% di umidità relativa, senza condensa Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa

Garanzia internazionale

I dispositivi OTICON sono coperti da una garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia offerta dalla OTICON consiste nell'eliminazione del difetto attraverso la riparazione del dispositivo, effettuata presso il Centro Assistenza Tecnica Nazionale OTICON. L'invio dovrà avvenire per tramite dell'Azienda Audioprotesica di fiducia dell'utente che descriverà compiutamente i difetti lamentati. La garanzia copre i costi di manodopera, dei pezzi di ricambio e l'I.V.A., non copre gli eventuali costi di spedizione e dell'eventuale copertura assicurativa della spedizione del dispositivo al e dal Centro Assistenza Tecnica Nazionale OTICON. La garanzia decade se il difetto di funzionamento è causato da cattiva manutenzione, da uso improprio e/o danneggiamenti, conseguentemente a incidenti, cadute e traumi meccanici che coinvolgano il dispositivo e/o sue parti. La garanzia decade, inoltre, qualora il dispositivo venga manomesso da personale non autorizzato e/o riparato con

pezzi non originali OTICON. La suddetta garanzia non influenza eventuali altri diritti legali a cui l'utente possa avere diritto ai sensi della normativa nazionale in vigore relativa alla vendita di beni di consumo. Il Professionista dell'udito potrebbe aver stipulato un contratto di garanzia a copertura delle esclusioni previste dalla presente. Per ulteriori informazioni consulti il Professionista dell'udito.

Se serve assistenza

Portare il dispositivo al professionista dell'udito che provvederà a risolvere immediatamente i problemi di entità minore. Il professionista dell'udito può aiutarla ad ottenere assistenza in garanzia dal produttore. Il professionista dell'udito potrebbe addebitare un costo per i suoi servizi.

Informazioni tecniche

Modello	AC1A
GTIN	05714464006755

La ConnectClip comprende un ricetrasmittitore radio che usa il Bluetooth a bassa energia (BLE) e una tecnologia radio proprietaria che funziona con la banda ISM di 2,4 GHz. I radiotrasmettitore GHz radio sono deboli e sempre inferiori ai 50 mW, pari ad un totale della potenza di emissione di 17 dBm. La ConnectClip è conforme agli standard internazionali sui radiotrasmettitori, sulla compatibilità elettromagnetica e sull'esposizione umana.

Per motivi di spazio limitato sulla ConnectClip, tutti i contrassegni di approvazione più importanti sono presenti in questo libretto.

Per il funzionamento a contatto con il corpo, questo dispositivo soddisfa i limiti di esposizione RF FCC e IC ed è stato testato a contatto con il corpo umano. Il dispositivo non deve essere collocato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulle schede dei dati tecnici (TD) sul sito www.oticon.it

Stati Uniti e Canada

Questo dispositivo contiene un modulo radio con i seguenti numeri ID di certificazione:

FCC ID: ZACAHAC01
IC: 11936A-AC01

Il presente dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle normative FCC e agli standard RSS esenti da licenza dell'Industria del Canada.

L'operatività è soggetta al rispetto delle due condizioni seguenti:

1. questo dispositivo non deve causare interferenze dannose
2. e questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono provocare funzionamenti indesiderati.

Nota

Cambiamenti o modifiche eseguite sul dispositivo non espressamente approvate da Oticon potrebbero annullare l'autorizzazione all'operatività del dispositivo stesso.

Il produttore dichiara che questa ConnectClip è conforme ai requisiti standard e ad altre condizioni essenziali previste dalla direttiva 2014/53/UE.

Questo dispositivo medico è conforme al Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745.

CE 0543 (DGM) Medical Device Directive

CE 0682 (CETECOM) Radio & Telecommunications Terminal Equipment

 Non smaltire insieme ai rifiuti solidi urbani, ma raccogliere separatamente. Le sostanze e i componenti elettrici contenuti nel presente apparecchio, se abbandonati od utilizzati in modo improprio, potrebbero rivelarsi dannosi per l'ambiente. Il simbolo del "bidone rifiuti su ruote" indica che il presente apparecchio è soggetto a raccolta differenziata. Lo smaltimento abusivo dell'apparecchio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



Complies with
IMDA Standards
DA103820



La dichiarazione di conformità è disponibile presso il produttore.

 SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca

Descrizione dei simboli e delle abbreviazioni usati in questo libretto.



Avvertenze

Il testo contrassegnato da un simbolo di avvertenza deve essere letto prima di usare il dispositivo.



Produttore

Il dispositivo è prodotto da un'azienda il cui nome e indirizzo sono indicati accanto al simbolo. Indica il produttore del dispositivo medico, come definito nei Regolamenti UE 2017/745 e 2017/746.



Marchio CE

Il dispositivo è conforme a tutti i regolamenti e le direttive UE richiesti.



I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Riciclare gli apparecchi acustici, gli accessori o le batterie secondo le normative locali. Gli utilizzatori degli apparecchi acustici possono anche consegnare i rifiuti elettronici al proprio professionista dell'udito ai fini del loro smaltimento. Apparecchiature elettroniche contemplate dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Marchio di conformità normativa (RCM)

Il dispositivo è conforme ai requisiti in materia di sicurezza elettrica, CEM e di spettro radio per i dispositivi forniti al mercato di Australia e Nuova Zelanda.



Logo Bluetooth

Marchio di fabbrica registrato di Bluetooth SIG, Inc, il cui utilizzo richiede una licenza.



Doppio isolamento

L'alimentatore del prodotto ha un doppio isolamento. Questo significa che c'è un basso rischio di guasto singolo.



Uso interno

Solo per uso interno.

Descrizione dei simboli e delle abbreviazioni usati in questo libretto.

GTIN

Numero globale di prodotto commerciale

Un numero univoco a livello globale di 14 cifre utilizzato per identificare i dispositivi medici, incluso il relativo software. In questo libretto, il GTIN è relativo al firmware dei dispositivi medici. Il GTIN presente sull'etichetta della confezione normativa è correlato all'hardware dei dispositivi medici.

Etichetta IMDA per Singapore

Il dispositivo è conforme agli standard e alle specifiche pubblicate da Info-Communications Media Development Authority (IMDA), è compatibile con le reti di telecomunicazioni pubbliche di Singapore e non causa interferenze di frequenza radio ad altre reti di radiocomunicazione autorizzate.

Complies with
IMDA Standards
DA103820

220078IT / 2020.03.13 / v1

Descrizione degli altri simboli presenti sulle etichette



Dispositivo medico

Il dispositivo è di tipo medico.



Mantenere asciutto

Indica un dispositivo medico che deve essere protetto dall'umidità.



Simbolo di attenzione

Consultare le istruzioni per l'uso riguardo alle avvertenze e alle precauzioni.



Numero di catalogo

Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo medico può essere identificato.



Numero di serie

Indica il numero di serie del produttore in modo che il dispositivo medico può essere identificato.



Simbolo di riciclo delle batterie

Simbolo di riciclo delle batterie agli ioni di litio.

5V 200mA

Uscita dell'alimentatore

Indica la potenza nominale della corrente elettrica inviata dall'alimentatore al dispositivo.



Etichetta ICASA per il Sudafrica

Il dispositivo ha la licenza per essere venduto in Sudafrica.



Simbolo TELEC per il Giappone

Contrassegno per l'apparecchiatura radio certificata.



Etichetta ANATEL di Brasile

Il dispositivo è certificato e omologato in Brasile.

220078IT / 2020.03.13 / v1



oticon
life-changing **technology**