


# EXP PRO

## EXP PRO Batteries Handheld Power EXP48PRO & EXP96PRO

### User Manual



## Power to Explore

[www.EXPPROPOWER.com](http://www.EXPPROPOWER.com)

Spanish & French translations available on our website

# Table of Contents

## General Battery Information

1. Introduction
2. Description
3. Contents
4. Charging Your Battery
5. Other Information About Charging Your Battery
6. Charging Your Battery with a Solar Panel
7. Capacity/Specifications
8. Powering From the DC Output Port
9. Pass-Through Technology
10. Parallel Connection of Batteries (Parallel Connection)
11. Operating the White Light/Emergency Amber Flashing Light
12. Battery Management System (BMS)
13. Airline Travel
14. Battery Storage
15. Safe Use of Lithium Batteries
16. FAQs

## CPAP User Information

17. Powering Your PAP Machine from the DC Output Port  
(Recommended)
18. PAP Machine DC Power Cords
19. Powering Your PAP Machine from the AC Output Port (Using a Pure  
Sine Inverter)
20. PAP Machine Runtimes
21. Notes

## Warranty Information


22. Limited Warranty
23. Register Your EXP PRO Product

# General Battery Information

## 1. Introduction

Thank you for purchasing an EXP PRO Battery. This instruction manual contains important information about usage and safety. Use the product as described and keep this manual for future reference. Before reading through the manual, you can begin to charge your EXP PRO Battery by connecting it to the AC power supply cord provided and plugging into a wall socket. See *Section 4 - Charging Your Battery*.

## 2. Description



\*Please note the EXP96PRO Battery has 2 DC Output Ports

### 3. Contents

- EXP48PRO or EXP96PRO Battery
- Protective Sleeve for Battery
- AC Charger: Input 110V-240V / Output 15V@2A (2000mA)
- DC Charger: Input 12V-24V / Output 15V@2A (2000mA)
- User Manual

### 4. Charging Your Battery

- A. Select the method of charging. AC (plugs into the wall) and DC (plugs into the car) cords are both included.
- B. Plug the charging cable into the charging input port located on the battery and the other end into the appropriate power source.
- C. Charging will begin automatically.
- D. Battery is fully charged when all power indicator lights have been solidly lit for at least 30 minutes.
- E. Indicator Lights:
  - 1 light lit = 0-25% battery charge
  - 2 lights lit = 25-50% battery charge
  - 3 lights lit = 50-75% battery charge
  - 4 lights lit = 75-100% battery charge

### 5. Other Information About Charging Your Battery

- Never leave the battery unattended for long periods of time while charging.
- Do not charge below 32°F. Optimum ambient charge temperature is 40°F - 110°F.
- Do not charge the battery if the charge cord or battery has obvious damage or if the battery appears to be bulging. A bulging battery is a potential sign of damaged lithium cells.
- Do not charge the battery if it feels excessively hot. The battery should not reach more than 120°F while charging or discharging and should not feel hotter than a warm cup of coffee to the touch.

## 6. Charging Your Battery with a Solar Panel

EXP PRO offers a high efficiency monocrystalline panel that is designed to be a genuinely portable charging solution for the EXP48PRO and EXP96PRO Battery line. It is soft and foldable, allowing easy portability for your adventures. See [www.EXPPROPOWER.com](http://www.EXPPROPOWER.com)

If you choose to use your own solar panel EXP PRO offers a cord that will connect most other solar panels to the battery.

### EV-SOLAR-C

This solar panel adapter charge cord allows you to charge the EXP PRO batteries using an 18-22V 40W non-regulated solar panel. Uses a popular SAE style connector on the solar end.



## 7. Capacity/Specifications


Full capacity and specification information can also be found on the back of each battery.

- DC Output Port: DC12V@10A Continuous / 15A Peak (5Min)
- Type C Input: DC5V@3A / 9V@3A / 15V@3A / 20V@2.25A
- Type C Output: DC5V@3A / 9V@3A / 12V@3A / 15V@3A / 20.3V@3A
- USB Output 1: DC5V@2.4A
- USB Output 2: DC3.6V-6.5V@3A / 6.5V-9V@2A / 9-12V@1.5A

**EXP48PRO: 153.6-Watt Hours (Wh) / 12.8 Amp Hours (Ah) @ 12V / 48,000 Milli Amp Hours (mAh) @ 3.2V.**



**EXP96PRO: 307.2-Watt Hours (Wh) / 25.6 Amp Hours (Ah) @ 12V / 96,000 Milli Amp Hours (mAh) @ 3.2V.**



## 8. Powering From the DC Output Port

- A. Plug your device into the main round power port ensuring a secure fit, using a 12V cigarette style plug that is meant to power your device.
- B. The port(s) will automatically turn on and provide power to the connected device.
- C. To turn off the device, simply unplug it from the power port.

## 9. Pass-Through Technology

The EXP48PRO and EXP96PRO are equipped with “Pass Through” technology. This allows you to charge devices connected to the battery while the battery is being charged. The battery will automatically detect a power outage and switch to battery power. Please note to get the most life out of your EXP PRO battery, we suggest only using this option if there is concern about a potential power outage.

## 10. Parallel Connection of Batteries (Daisy Chaining)

You can parallel connect no more than two batteries by plugging in the provided DC charge cord to the charge port on one battery and the main power port marked 12V/15A on the other battery in order to double the available capacity.

## 11. Operating the White Light/Emergency Amber Flashing Light

**White Light:** Press and hold the power button to turn on. Press and hold the power button, again, to turn off.

**Emergency Amber Flashing:** Quickly press the power button twice to turn on. Quickly press the power button twice, again, to turn off.

## 12. Battery Management System (BMS)

The EXP PRO battery line has a built-in BMS that controls balanced charging and discharging of the individual Lithium cells contained within. It also provides protection from:

- Over-Charging
- Over-Discharging
- Over-Current
- Over-Temperature
- Short Circuit

If the BMS has been tripped to protect the lithium cells and has shut down the battery simply plug in the AC charge cord as if charging and the BMS will reset itself and resume normal operation.

## 13. Airline Travel



### **EXP48PRO:** TSA COMPLIANT

Up to two of the EXP48PRO batteries can be brought with you in your carry-on luggage. While the FAA regulations state the limit is 160 watts, and the EXP48PRO only contains 153.6 watts per battery, ultimately the final decision rests with the TSA officer on whether an item is allowed through the checkpoint.



### **EXP96PRO:** ~~TSA COMPLIANT~~

The EXP96PRO contains 307.2 watts per battery and does not meet FAA regulations for airline travel.

Please check current FAA regulations and the individual airline rules prior to airline travel. Do not put EXP PRO batteries or any other lithium batteries or devices containing lithium batteries in checked baggage of any type. If allowed by FAA regulations and individual airline rules only take in carry-on baggage. Current FAA regulations can be found on their website at [www.faa.gov](http://www.faa.gov) search "Pack Safe Lithium Batteries". The major airlines list rules for lithium batteries on their websites.

## 14. Battery Storage

Your battery is initially packed and shipped at roughly 10-30% charge. It is best practice to fully charge your battery before the first use. For storage greater than 3 months, the general rule is to store at 40-50% of capacity, or having only 2 indicator lights lit. We have provided a "Notes" section for you to keep track of your battery maintenance.



## 15. Safe Use of Lithium Batteries

- Never expose the battery to liquids, especially saltwater. This can cause internal corrosion and damage to the lithium cells and/or the BMS, causing them to malfunction.
- Although the battery consists of a shock absorbing case, handle with as much care as possible to avoid dropping the battery. This can damage the lithium cells, or more likely the BMS, causing them to malfunction.
- Never operate the battery in direct sunlight. This is hard on the BMS electrical components and the lithium cells. Prolonged use in direct sunlight can damage the battery.

## 16. FAQs

### **How long will it take to charge my battery?**

EXP48PRO: Approximately 3.25 hours ± @ 2A.

EXP96PRO: Approximately 8.5 hours ± @ 2A.

### **Can I use an inverter?**

An inverter can be used with EXP PRO Battery Line. Please note that using an inverter will draw additional power from the battery to convert DC to AC power. Visit [www.EXPPROPOWER.com](http://www.EXPPROPOWER.com) for more information.

### **How many life cycles (discharge and recharge) should I expect from my EXP PRO battery?**

Up to 5000.

### **What are some common devices I can charge with my EXP PRO battery?**

Cell Phones, Go Pros, Laptops, Tablets, Bluetooth Speakers, Drones, LED Lights, CPAP machines, BiPAP machines, Cameras, Air Pods and more.

## **Can I use a different charge cord other than the two supplied with my battery?**

Use of a different charge cord may damage the battery and is not recommended. Replacement cords may be available to purchase through your battery retailer, or you can find them on [www.EXPPROPOWER.com](http://www.EXPPROPOWER.com).

## **Can I run 2 PAP devices off of the EXP96PRO battery?**

Yes. There are 2 DC output ports available on the EXP96PRO battery. A PAP device may be plugged into each of these ports and run at the same time.

## **CPAP User Information**

### **17. Powering Your PAP Machine From The DC Output Port (Recommended)** See website for ordering or more information

- A. Obtain the DC power cord for your PAP machine. This cord is a 12V cigarette style plug that is meant to power your *specific* PAP machine and is sold separately from this battery.
- B. Using the DC power cord *specific* to the individual PAP machine being powered, plug your device into the DC Output Port on the battery ensuring a secure fit.
- C. The port(s) will automatically turn on and provide power to the connected device.
- D. To turn off the device, simply unplug it from the power port.
- E. To get the most run time from the battery we recommend turning off all auxiliary features such as heated hose and humidifier.

# CPAP User Information

## 18. PAP Machine DC Power Cords

### RM-11

Fits Models: Resmed Airsense 11 CPAP, Airsense 11 Elite CPAP, Airsense 11 Autoset CPAP.



### RM-10

Fits Models: Resmed Airsense 10 CPAP, Airsense Elite CPAP, Airsense 10 Autoset CPAP, Airstart 10 CPAP, Airstart 10 Auto CPAP, Aircurve 10 S Bilevel, Aircurve 10 Vauto Bilevel.



### RM-9

Fits Models: Resmed S9 Escape CPAP with ERP, S9 Elite CPAP with ERP, S9 Autoset CPAP, S9 VPAP S Bilevel.



### DS-12V:

Fits Models: Philips Respironics Dreamstation CPAP, Dreamstation Pro, Dreamstation Auto, Dreamstation BiPAP & Auto.



**S1-60:**

Fits Models: Philips Respironics Remstar 60 Series, Auto CPAP, Pro CPAP, Plus CPAP/C-Flex, SE CPAP, BiPAP Pro/Bi-Flex, BiPAP Auto/Bi-Flex BiPAP AutoSV Advanced.



**EV-VP-DC:**

Fits Models: Z1 CPAP, Z1 Auto, Z2 CPAP, Z2 Auto (included with EXP PRO Battery)



**DCPOW:**

Fits Models: Resvent iBreeze CPAP, APAP, BPAP



**AIRMINI DC:**

Fits Model: Resmed Airmini CPAP.



## 19. Powering Your PAP Machine Using An Inverter (not included)

- A. Plug the AC power cord included with the PAP machine into the AC outlet on a pure sine wave inverter.
- B. Plug the inverter into the DC output port found on the battery. The inverter will convert DC power from the battery to AC power required for the factory AC power cord.
- C. Please note that using an inverter will draw more of your battery power than just using a DC power cord.
- D. To ensure the integrity of your PAP machine, please check with your PAP machine manufacturer regarding the type of inverter to use. Most manufacturers recommend a pure sine wave inverter as opposed to a modified sine wave inverter.

## 20. PAP Machine Runtimes

**EXP48PRO: 2-3 Nights**

**EXP96PRO: 4-6 Nights**

To get the most run time from the battery we recommend turning off all auxiliary features such as humidifier and heated hose if possible. These features use a large amount of amperage and will draw most of the available power from the battery.

PAP machine nightly run times for the EXP48PRO and EXP96PRO are figured using the average night sleep in the US of 7 hours and with auxiliary features turned off. Power requirements will vary greatly from one PAP machine to the next and with different prescribed pressure settings. We recommend you test your PAP machine with the battery prior to depending on it for emergency or off-grid power use. Mask fit is also important. Air leakage will result in higher power consumption and reduced run times.



**Remedy:** EXP PRO will repair or replace (at EXP PRO's option) any EXP PRO product that fails to operate during the applicable warranty period due to defect in workmanship or materials. If a valid claim is made during the applicable period, EXP PRO, at its options, will either (1) repair the product, or (2) replace the product with a product of equal value. Whether a product is repaired or replaced, it assumes the remaining warranty of the original product or ninety (90) days from the date of repair or replacement, whichever is greater.

**Limited to Original Consumer Purchaser:**

The warranty on EXP PRO's product is limited to the original consumer purchaser and not to any subsequent owner.

**Exclusions:** EXP PRO's warranty does not apply to (i) any product that is misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in EXP PRO's current product literature, or (ii) any product purchased through an online auction house. EXP PRO's warranty does not apply unless the battery cell is stored at the proper charge level as laid out in section 14.

**How to Receive Service:**

To obtain warranty service, contact our customer service team at [orders@EXPPROPOWER.com](mailto:orders@EXPPROPOWER.com)

## **23. Register Your EXP PRO Product**

You will need:

Product Name

Date of Purchase (must match date on purchase receipt)

Email Address

Serial Number

Go to <https://exppropower.com/pages/product-registration>

**Español**



# Tabla de contenido

## Información general de la batería

1. Introducción
2. Descripción
3. Contenido
4. Carga de la batería
5. Otra información sobre la carga de la batería
6. Cargar su batería con un panel solar
7. Capacidad / Especificaciones
8. Alimentación desde el puerto de salida de DC
9. Tecnología de transferencia
10. Conexión en paralelo de baterías
11. Funcionamiento de la luz blanca / luz intermitente ámbar de emergencia
12. Sistema de gestión de baterías (BMS)
13. Viajes en avión
14. Almacenamiento de baterías
15. Uso seguro de baterías de litio
16. Preguntas frecuentes

## Información del usuario de CPAP

17. Encendido de su máquina PAP desde el puerto de salida de CC (Recomendado)
18. Cables de alimentación de CC de la máquina PAP
19. Encendido de su máquina PAP desde el puerto de salida de CA (utilizando un Inversor de seno puro)
20. Tiempos de ejecución de la máquina PAP
21. Notas

## Información de garantía


22. Garantía limitada
23. Registre su producto EXP PRO

# Información general de la batería

## 1. Introducción

Gracias por comprar una batería EXP PRO. El manual contiene información importante sobre el uso y la seguridad. Utilice el producto como se describe y conserve este manual para futuras consultas. Antes de leer el manual, puede comenzar a cargar su Batería EXP PRO conectándola al cable de alimentación de CA proporcionado y enchufado a una toma de corriente. Véase la *Sección 4 - Carga de la Batería*.

## 2. Descripción



\* Tenga en cuenta que la batería EXP96PRO tiene 2 puertos de salida de CC

## 3. Contenido

- Batería EXP48PRO o EXP96PRO
- Funda protectora para batería
- Cargador de CA: entrada 110 V-240 V / salida 15 V a 2 A (2000 mA)
- Cargador DC: Entrada 12V-24V / Salida 15V @ 2A (2000mA)
- Manual de usuario

## 4. Carga de la batería

- A. Seleccione el método de carga. AC (se conecta a la pared) y los cables de CC (se conectan al automóvil) están incluidos.
- B. Enchufe el cable de carga en el puerto de entrada de carga ubicado en la batería y el otro extremo en la fuente de energía apropiada.
- C. La carga comenzará automáticamente.
- D. La batería está completamente cargada cuando se encienden todos los indicadores de energía han estado sólidamente encendidas durante al menos 30 minutos.
- E. Direccionales:
  - 1 luz encendida = 0-25% de carga de la batería
  - 2 luces encendidas = 25-50% de carga de la batería
  - 3 luces encendidas = 50-75% de carga de la batería
  - 4 luces encendidas = 75-100% de carga de la batería

## 5. Otra información sobre la carga de la batería

- Nunca deje la batería olvidada durante largos períodos de tiempo mientras se carga.
- No cargue por debajo de 32 ° F. Carga ambiental óptima la temperatura es de 40 °F a 110 ° F.
- No cargue la batería si el cable de carga o la batería tiene daño evidente o si la batería parece estar abultada. UN La batería abultada es un signo potencial de que las celdas de litio están dañadas.
- No cargue la batería si se siente excesivamente caliente. Aunque el rango de temperatura de carga y descarga es de -4 ° F a 132 ° F, el BMS puede activarse para protegerse si la batería alcanza más de 120 ° F mientras se carga o descarga.

## 6. Cargar su batería con un panel solar

EXP PRO ofrece un panel monocristalino que está diseñado para ser una solución de carga verdaderamente portátil para la línea de baterías EXP48PRO y EXP96PRO. Es suave y plegable, lo que permite un fácil transporte para sus aventuras. Ver [www.EXPPROPOWER.com](http://www.EXPPROPOWER.com)

Si elige usar su propio panel solar, EXP PRO ofrece un cable que conectará la mayoría de los otros paneles solares a la batería.

### EV-SOLAR-C

Este cable de carga del adaptador del panel solar le permite cargar el EXP Baterías PRO utilizando un panel solar no regulado de 18-22V 40W. Utiliza un conector de estilo SAE popular en el extremo solar.

## 7. Capacidad / Especificaciones

La información completa de capacidad y especificaciones también se puede encontrar en la parte posterior de cada batería.

- Puerto de salida DC: DC12V @ 10A continuo / 15A pico (5 min)
- Entrada tipo C: DC5V @ 3A / 9V @ 3A / 15V @ 3A / 20V@2.25A
- Salida tipo C: DC5V @ 3A / 9V @ 3A / 12V @ 3A / 15V @ 3A / 20.3V@3A
- Salida USB 1: DC 5V@2.4A
- Salida USB 2: DC3.6V-6.5V@3A / 6.5V-9V@2A / 9-12V@1.5A

**EXP48PRO:** 153,6 vatios hora (Wh) / 12,8 amperios hora (Ah)  
@ 12V / 48,000 Milli Amp-hora (mAh) @ 3.2V.



**EXP96PRO:** 307,2 vatios hora (Wh) / 25,6 amperios hora (Ah)  
@ 12V / 96,000 Milli Amp-hora (mAh) @ 3.2V.



## 8. Alimentación desde el puerto de salida de CC

- A. Conecte su dispositivo en el puerto de alimentación principal redondo asegurando su ajuste, usando un enchufe estilo cigarrillo de 12V que está diseñado para alimentar su dispositivo.
- B. Los puertos se encenderán automáticamente y proporcionarán energía al dispositivo conectado.
- C. Para apagar el dispositivo, simplemente desconéctelo de la corriente Puerto.

## 9. Tecnología de transferencia

EXP48PRO y EXP96PRO está equipados con "Pass Through" tecnología. Esto le permite cargar dispositivos conectados a la batería mientras se carga la batería. La batería detecta automáticamente un corte de energía y cambia a batería. Tenga en cuenta que para aprovechar al máximo la batería EXP PRO, sugiera usar esta opción solo si existe alguna preocupación sobre un corte de energía.

## 10. Conexión en paralelo de las baterías

Puede conectar en paralelo no más de dos baterías enchufando el cable de carga de CC provisto al puerto de carga de una batería y el puerto de alimentación principal marcado 12V / 15A en la otra batería en orden para duplicar la capacidad disponible.

## 11. Funcionamiento de la luz blanca / ámbar de emergencia

### Luz intermitente

**Luz blanca:** mantenga presionado el botón de encendido para encender. Presione y mantenga presionado el botón de encendido, nuevamente, para apagar.

**Intermitente ámbar de emergencia:** presione rápidamente el botón de encendido dos veces encender. Presione rápidamente el botón de encendido dos veces, nuevamente, para apagar.

## 12. Sistema de gestión de baterías (BMS)

La línea de baterías EXP PRO tiene un BMS incorporado que controla el equilibrio carga y descarga de las celdas de litio individuales contenidas dentro. También proporciona protección contra:

- Sobrecarga.
- Descarga excesiva.
- Sobrecorriente.
- Sobre Temperatura
- Cortocircuito

Si el BMS se ha disparado para proteger las celdas de litio y se ha cerrado Baje la batería, simplemente conecte el cable de carga de CA como si estuviera cargando y el BMS se reiniciará y reanudará el funcionamiento normal.

## 13. Viajes en avión



### EXP48PRO:

TSA COMPLIANT

Se pueden llevar hasta dos baterías EXP48PRO en su equipaje de mano. Si bien las regulaciones de la FAA establecen que el límite es 160 vatios, y el EXP48PRO solo contiene 153,6 vatios por batería, en última instancia, la decisión final recae en el oficial de la TSA si permite que un artículo pase por el punto de control.



### EXP96PRO:

TSA COMPLIANT

El EXP96PRO contiene 307,2 vatios por batería y no Cumplir con las regulaciones de la FAA para viajes aéreos.

Consulte las regulaciones actuales de la FAA y las reglas de cada aerolínea. Antes de viajar en avión. No coloque pilas EXP PRO ni ningún otro baterías de litio o dispositivos que contengan baterías de litio en equipaje de cualquier tipo. Si lo permiten las regulaciones de la FAA y las reglas de la aerolínea solo aceptan equipaje de mano. Las regulaciones actuales de la FAA se pueden encontrar en su sitio web en [www.faa.gov](http://www.faa.gov) búsqueda "paquete de seguridad Baterías de litio". Las principales aerolíneas enumeran las reglas para las baterías de litio en sus sitios web.

## 14. Almacenamiento de baterías

Inicialmente, su batería está empacada y enviada aproximadamente al 10-30% cargar. Es una buena práctica cargar completamente la batería antes de la primera utilizar. Para almacenamiento superior a 3 meses, la regla general es almacenar a

40-50% de capacidad, o con solo 2 luces indicadoras encendidas.

## **15. Uso seguro de baterías de litio**

- Nunca exponga la batería a líquidos, especialmente agua salada, ésta puede causar corrosión interna y daño a las celdas de litio y / o el BMS, provocando un mal funcionamiento.
- Aunque la batería consta de un estuche amortiguador, manipule con el mayor cuidado posible para evitar dejar caer la batería. Esto puede dañar las celdas de litio o, más probablemente, el BMS, provocando un mal funcionamiento.
- Nunca opere la batería bajo la luz solar directa. Esto es difícil para los componentes eléctricos del BMS y las pilas de litio. El uso prolongado bajo la luz solar directa puede dañar la batería.

## **16. Preguntas frecuentes**

### **¿Cuánto tiempo se tarda en cargar mi batería?**

La tasa de carga será la misma para CA o CC, ya que la batería solo extraerá 2AH. El enchufe de CC de un automóvil producirá 10-15 AH

**EXP48PRO:** Aproximadamente 3.25 horas ± @ 2A.

**EXP96PRO:** Aproximadamente 8.5 horas ± @ 2A.

### **¿Puedo usar un inversor?**

Si. Tenga en cuenta que el uso de un inversor consumirá energía adicional de la batería para convertir CC en CA. Visita [www.EXPPROPOWER.com](http://www.EXPPROPOWER.com) para obtener más información.

### **¿Cuántos ciclos de vida (descarga/recarga) debo esperar? de mi batería EXP PRO?**

Hasta 5000. El número de ciclos de vida que se espera de su batería EXP PRO dependerá de las temperaturas de funcionamiento y almacenamiento, las tasas de carga y descarga, así como la profundidad de descarga.

### **¿Cuáles son algunos dispositivos comunes que puedo cargar con mi EXP PRO? batería?**

Teléfonos móviles, Go Pros, portátiles, tabletas, altavoces Bluetooth, Drones, luces LED, máquinas CPAP, máquinas BiPAP, cámaras, air Pods y más. Puede encontrar un cuadro que muestra un número aproximado de cargas para varios dispositivos en [www.EXPPROPOWER.com](http://www.EXPPROPOWER.com).

### **¿Puedo usar un cable de carga diferente a los dos suministrados con mi batería? El**

uso de un cable de carga diferente puede dañar la batería y no es recomendado.

Puede haber cables de repuesto disponibles para comprar a través de su distribuidor de baterías, o puede encontrarlos en [www.EXPPROPOWER.com](http://www.EXPPROPOWER.com).

## ¿Cómo afecta la temperatura a mi batería?

Afortunadamente, las baterías EXP PRO tienen un amplio rango de temperatura de funcionamiento. Aquí están las recomendaciones:

Almacenamiento -4 ° F a 132 ° F.

Descarga en funcionamiento -4 ° F a 132 ° F.

Carga en funcionamiento 32 ° F a 132 ° F.

## Información del usuario de CPAP

### 17. Encendido de su máquina PAP desde la CC Puerto de salida (recomendado)

- Obtenga el cable de alimentación de CC para su máquina PAP. El cable es un enchufe estilo cigarrillo de 12V que está diseñado para alimentar su máquina específica de PAP y se vende por separado de esta batería.
- Utilizando el cable de alimentación de CC *específico* para el individuo PAP máquina encendida, conecte su dispositivo a la CC Puerto de salida de la batería que garantiza un ajuste seguro.
- Los puertos se encenderán automáticamente y proporcionarán energía al dispositivo conectado.
- Para apagar el dispositivo, simplemente desconéctelo de la corriente Puerto.
- Para aprovechar al máximo el tiempo de funcionamiento de la batería, recomendamos apagar todas las funciones auxiliares como la manguera calentada y humidificador.

### 18. Cables de alimentación de CC de la máquina PAP

#### RM-11

Compatible con modelos: Resmed Airsense 11 CPAP, Airsense 11 Elite CPAP, Airsense 11 Autoset CPAP.



#### RM-10

Se adapta a modelos: Resmed Airsense 10 CPAP, Airsense Elite CPAP, Airsense 10 Autoset CPAP, Airstart 10 CPAP, Airstart 10 Auto CPAP, Aircurve 10 S binivel, Aircurve 10 Vauto binivel.



#### RM-9

Compatible con modelos: CPAP Resmed S9 Escape con ERP, CPAP S9 Elite con ERP, S9 Autoset CPAP, S9 VPAP S binivel.





### **DS-12V:**

Compatible con modelos: Philips Respironics Dreamstation CPAP, Dreamstation Pro, Dreamstation Auto, Dreamstation BiPAP y Auto.



### **S1-60:**

Compatible con modelos: Philips Respironics Remstar 60 Series, Auto CPAP, Pro CPAP, Plus CPAP / C-Flex, SE CPAP, BiPAP Pro / Bi-Flex, BiPAP Auto / Bi-Flex BiPAP AutoSV Advanced.



### **DCPOW:**

Compatible con modelos: Resvent iBreeze CPAP, APAP, BPAP



### **AIRMINI DC:**

Compatible con modelos: Resmed Airmini CPAP



## **19. Alimentación de la máquina PAP Usando Un inversor (no incluido)**

- A. Enchufe el cable de alimentación de CA incluido con la máquina PAP en la toma de CA de un inversor de onda sinusoidal pura.
- B. Enchufe el inversor en el puerto de salida de CC que se encuentra en la batería. El inversor convertirá la energía CC de la batería a la alimentación de CA requerida para la alimentación de CA de fábrica cable.
- C. Tenga en cuenta que el uso de un inversor atraerá más energía de la batería que simplemente usar un cable de alimentación de CC.
- D. Para garantizar la integridad de su máquina PAP, verifique con el fabricante de su máquina PAP con respecto al tipo de inversor a utilizar. La mayoría de los fabricantes recomiendan un puro inversor de onda sinusoidal en lugar de una onda sinusoidal modificada inversor.

## 20. Tiempos de ejecución de la máquina PAP

Para aprovechar al máximo el tiempo de funcionamiento de la batería, recomendamos apagar todas las características auxiliares como humidificador y manguera calentada si es posible. Estas funciones utilizan una gran cantidad de amperaje y consumirá la mayor parte de la energía disponible de la batería.

Los tiempos de funcionamiento nocturno de la máquina PAP se enumeran a continuación para EXP48PRO y EXP96PRO se calcula utilizando el promedio de sueño nocturno en los EE. UU. De 7 horas y con las funciones auxiliares desactivadas. Los requisitos de energía varían mucho de una máquina de PAP a otra y con diferentes ajustes de presión prescritos. Le recomendamos que pruebe su PAP máquina con la batería antes de depender de ella para emergencias o uso de energía fuera de la red. Es importante que su mascarilla le quede bien. Las fugas de aire resultará en un mayor consumo de energía y tiempos de funcionamiento reducidos.

**EXP48PRO: 2-3 noches**

**EXP96PRO: 4-6 noches**

## 21. Notas

Utilice esta sección para anotar su fecha de compra y cualquier fecha de almacenamiento a largo plazo (más de 3 meses) que pueda ocurrir.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Información de garantía

## 22. Garantía limitada

EXP PRO garantiza al comprador consumidor original que el producto EXP PRO estará libre de defectos de mano de obra y materiales bajo uso normal por parte del consumidor durante el período de garantía identificado en la sección "Período de garantía", sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación. Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de EXP PRO. Nosotros no asumimos, ni autorizamos a ninguna persona a asumir por nosotros, ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

### **Período de garantía:**

El período de garantía es de 2 años. En cada caso, el período de garantía se mide a partir de la fecha de compra por el comprador original y consumidor. El recibo de venta original de compra, u otra prueba documental razonable que se requiera para establecer la fecha de inicio del período de garantía.

### **Remedio:**

EXP PRO reparará o reemplazará (a opción de EXP PRO) cualquier EXP Producto PRO que no funciona durante la garantía aplicable al período debido a defectos en mano de obra o materiales. Si una reclamación válida se realiza durante el período aplicable, EXP PRO, es su elección, (1) reparar el producto o (2) reemplazar el producto con un producto de igual valor. Si un producto se repara o reemplaza, asume la garantía restante del producto original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación o reemplazo, el que sea mayor.

### **Limitado al comprador consumidor original:**

La garantía del producto EXP PRO se limita al comprador original y no a ningún propietario posterior.

**Exclusiones:**

La garantía de EXP PRO no se aplica a (i) ningún producto que sea mal utilizado, abusado, modificado, dañado por accidente o utilizado para cualquier cosa que no sea el uso normal por parte del consumidor según lo autorizado en EXP Las indicaciones actuales del producto PRO, o (ii) cualquier producto comprado a través de una casa de subastas en línea. La garantía de EXP PRO no aplica a menos que la celda de la batería esté almacenada al nivel de carga adecuado como se establece en la sección 14.

**Cómo recibir el servicio:**

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente. en [orders@EXPPROPOWER.com](mailto:orders@EXPPROPOWER.com)

## 21. Registre su producto

**Necesitará:**

Nombre del producto

Fecha de compra (debe coincidir con la fecha del recibo de compra)

Dirección de correo electrónico

Vaya a [www.EXPPROPOWER.com/pages/product-registration](http://www.EXPPROPOWER.com/pages/product-registration)

**Français**

# Table des matières

## Informations générales sur la batterie

1. Introduction
2. Description
3. Contenu
4. Chargement de votre batterie
5. Autres informations sur la charge de votre batterie
6. Charger votre batterie avec un panneau solaire
7. Capacité / Spécifications
8. Alimentation à partir du port de sortie DC
9. Technologie d'intercommunication
10. Connexion parallèle des batteries
11. Fonctionnement de la lumière blanche / lumière émettrice orange d'urgence
12. Système de gestion de la batterie (BMS)
13. Voyage en avion
14. Stockage de la batterie
15. Utilisation sûre des piles au lithium
16. FAQ

## Informations sur l'utilisateur CPAP

17. Alimentation de votre appareil PAP à partir du port de sortie CC (Conseillé)
18. Cordons d'alimentation CC de la machine PAP
19. Alimentation de votre appareil PAP à partir du port de sortie CA (à l'aide d'un Onduleur sinusoïdal pur)
20. Runtimes de la machine PAP
21. Remarques

## Informations de garantie


22. Garantie limitée
23. Enregistrez votre produit EXP PRO

# Informations générales sur la batterie

## 1. Introduction

Merci d'avoir acheté une batterie EXP PRO. Ce manuel d'instruction contient des informations importantes sur l'utilisation et la sécurité. Utiliser le produit tel que décrit et conservez ce manuel pour future référence. Avant de lire le manuel, vous pouvez commencer à charger votre EXP PRO Battery en la connectant au cordon d'alimentation secteur fourni et branché sur une prise murale. Voir la section 4 - Charge de Batterie.

## 2. Description



\* Veuillez noter que la batterie EXP96PRO dispose de 2 ports de sortie CC

## 3. Contenu

- Batterie EXP48PRO ou EXP96PRO
- Housse de protection pour batterie
- Chargeur CA: Entrée 110V-240V / Sortie 15V @ 2A (2000mA)

- Chargeur CC: Entrée 12V-24V / Sortie 15V @ 2A (2000mA)
- Manuel de l'utilisateur

## 4. Chargement de votre batterie

- A. Sélectionnez la méthode de charge. AC (se branche dans le mur) et les cordons CC (prises dans la voiture) sont tous deux inclus.
- B. Branchez le câble de charge dans le port d'entrée de charge situé sur la batterie et l'autre extrémité dans la source d'alimentation appropriée.
- C. La charge commencera automatiquement.
- D. La batterie est complètement chargée lorsque tous les voyants d'alimentation sont complètement allumés et se pendant au moins 30 minutes.
- E. Indicateurs lumineux:
  - 1 voyant allumé = 0-25% de charge de la batterie
  - 2 voyants allumés = 25-50% de charge de la batterie
  - 3 lumières allumées = 50-75% de charge de la batterie
  - 4 voyants allumés = 75-100% de charge de la batterie

## 5. Autres informations sur la charge de votre batterie

- Ne laissez jamais la batterie sans surveillance pendant de longues périodes pendant la charge.
- Ne chargez pas en dessous de 32 ° F. Charge ambiante optimale la température est de 40 ° F à 110 ° F.
- Ne chargez pas la batterie si le cordon de charge ou la batterie à des dommages évidents ou si la batterie semble bombée. UNE une batterie gonflée est un signe potentiel de cellules au lithium endommagées.
- Ne chargez pas la batterie si elle semble excessivement chaude. La batterie ne doit pas atteindre plus de 120 ° F pendant la charge ou décharge et ne devrait pas être plus chaud qu'une tasse de café au toucher.



## 6. Charger votre batterie avec un panneau solaire

EXP PRO propose un panneau monocristallin à haut rendement conçu pour être une véritable solution de charge portable pour la gamme de batteries EXP48PRO et EXP96PRO. Il est doux et pliable, permettant une portabilité facile pour vos aventures. Voir [www.EXPPROPOWER.com](http://www.EXPPROPOWER.com)

Si vous choisissez d'utiliser votre propre panneau solaire, EXP PRO propose un cordon qui connectera la plupart des autres panneaux solaires à la batterie.

### EV-SOLAR-C

Ce cordon de charge adaptateur panneau solaire vous permet de recharger les batteries EXP PRO à l'aide d'un panneau solaire non régulé 18-22V 40W. Utilisez un connecteur de style SAE populaire à l'extrémité solaire.



## 7. Capacité / Spécifications

Des informations complètes sur la capacité et les spécifications peuvent également être trouvées sur le dos de chaque batterie.

- Port de sortie CC: DC12V @ 10A continu / 15A Peak (5Min)
- Entrée de type C: DC5V @ 3A / 9V @ 3A / 15V @ 3A / 20V@2.25A
- Sortie de type C: DC5V @ 3A / 9V @ 3A / 12V @ 3A / 15V @ 3A / 20.3V@3A
- Sortie USB 1: DC 5V@2.4A
- Sortie USB 2: DC3.6V-6.5V@3A / 6.5V-9V@2A / 9-12V@1.5A

**EXP48PRO:** 153,6 watts-heures (Wh) / 12,8 ampères-heures (Ah) @ 12 V / 48 000 milli ampères-heures (mAh) à 3,2 V.



**EXP96PRO:** 307,2 watts-heures (Wh) / 25,6 ampères-heures (Ah) @ 12 V / 96 000 milli ampères-heures (mAh) @ 3,2 V.



## 8. Alimentation à partir du port de sortie CC

- A. Branchez votre appareil sur le port d'alimentation rond principal en vous assurant un ajustement sûr, en utilisant une prise de style cigarette 12V qui est destinée pour alimenter votre appareil.
- B. Le (s) port (s) s'activeront automatiquement et alimenteront l'appareil connecté.
- C. Pour éteindre l'appareil, débranchez-le simplement du port d'alimentation.

## 9. Technologie d'intercommunication

Les EXP48PRO et EXP96PRO sont équipés de la technologies «Pass Through». Cela vous permet de charger les appareils connectés à la batterie pendant que la batterie est en cours de chargement. La batterie détecte automatiquement une panne de courant et passe à l'alimentation par batterie. Veuillez noter que pour optimiser la durée de vie de votre batterie EXP PRO, nous vous suggérons de n'utiliser cette option qu'en cas de problème de panne de courant.

## 10. Connexion en parallèle des batteries

Vous pouvez connecter en parallèle pas plus de deux batteries en branchant le cordon de charge CC fourni au port de charge d'une batterie et au port d'alimentation principal marqué 12V / 15A sur l'autre batterie afin de doubler la capacité disponible.

## 11. Fonctionnement de la lumière blanche / orange d'urgence

### Lumière aveuglante

**Lumière blanche:** maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer. Appuyez et maintenez à nouveau le bouton d'alimentation pour éteindre.

**Clignotement orange d'urgence:** appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation pour allumer. Appuyez à nouveau rapidement sur le bouton d'alimentation deux fois pour l'éteindre.

## 12. Système de gestion de la batterie (BMS)

La gamme de batteries EXP PRO dispose d'un BMS intégré qui contrôle la charge et la décharge équilibrées des cellules au lithium individuelles contenues à l'intérieur.

Il offre également une protection contre:

- Surcharge
- Sur-décharge
- Surintensité
- Surchauffe

- Court-circuit

Si le BMS a été déclenché pour protéger les cellules au lithium et a éteint la batterie, branchez simplement le cordon de charge CA comme s'il était en charge et le BMS se réinitialisera et reprendra son fonctionnement normal.

### 13. Voyage en avion



**EXP48PRO:** TSA COMPLIANT

Jusqu'à deux des batteries EXP48PRO peuvent être emportées avec vous dans votre bagage à main. Alors que les règlements de la FAA stipulent que la limite est 160 watts et que l'EXP48PRO ne contient que 153,6 watts par batterie, la décision finale appartient finalement à l'agent de la TSA de savoir si un article est autorisé à passer le point de contrôle.



**EXP96PRO:** TSA COMPLIANT

L'EXP96PRO contient 307,2 watts par batterie et ne respecte pas les règlements de la FAA pour les voyages en avion.

Veuillez vérifier les règlements actuels de la FAA et les règlements de chaque compagnie aérienne avant le voyage en avion. Ne placez pas les batteries EXP PRO ou toute autre batterie au lithium ou appareil contenant des batteries au lithium dans les bagages enregistrés de quelque type que ce soit. Si les réglementations de la FAA et les règles individuelles des compagnies aériennes le permettent, n'accepter que les bagages à main. Les réglementations actuelles de la FAA peuvent être consultées sur leur site Web à l'adresse [www.faa.gov](http://www.faa.gov), recherchez « Pack Safe Lithium Batteries ». Les principales compagnies aériennes répertorient les règles relatives aux batteries au lithium sur leurs sites Web.

## 14. Stockage de la batterie

Votre batterie est initialement emballée et expédiée avec une charge d'environ 10 à 30%. Il est recommandé de charger complètement votre batterie avant la première utilisation. Pour un stockage supérieur à 3 mois, la règle générale est de stocker à 40-50% de sa capacité, ou de n'avoir que 2 voyants allumés. Nous avons fourni une section « Remarques » pour vous permettre de suivre l'entretien de votre batterie.

## 15. Utilisation sûre des piles au lithium

- N'exposez jamais la batterie à des liquides, en particulier de l'eau salée. Cela peut provoquer une corrosion interne et endommager les cellules au lithium et / ou le BMS, entraînant leur dysfonctionnement.
- Bien que la batterie se compose d'un boîtier absorbant les chocs, manipulez-la avec autant de soin que possible pour éviter de faire tomber la batterie. Cela peut endommager les cellules au lithium, ou plus probablement le BMS, entraînant leur dysfonctionnement.
- N'utilisez jamais la batterie à la lumière directe du soleil. C'est dur pour les composants électriques du BMS et les cellules au lithium. Une utilisation prolongée à la lumière directe du soleil pourrait endommager la batterie.

## 16. FAQ

### Combien de temps faut-il pour charger ma batterie?

EXP48PRO: environ 3,25 heures ± @ 2A.

EXP96PRO: environ 8,5 heures ± @ 2A.

### Puis-je utiliser un onduleur?

Un onduleur peut être utilisé avec EXP PRO Battery Line. Veuillez noter que l'utilisation d'un onduleur tirera une puissance supplémentaire de la batterie pour convertir l'alimentation CC en CA. Visitez [www.EXPPROPOWER.com](http://www.EXPPROPOWER.com) pour plus d'informations.

## **À combien de cycles de vie (décharge et recharge) dois-je m'attendre de ma batterie EXP PRO?**

Jusqu'à 5000.

## **Quels sont les appareils courants que je peux charger avec ma batterie EXP PRO?**

Téléphones portables, Go Pros, ordinateurs portables, tablettes, haut-parleurs Bluetooth, Drones, lumières LED, machines CPAP, machines BiPAP, caméras, air Pods et plus encore.

## **Puis-je utiliser un autre cordon de charge que les deux fournis avec ma batterie?**

L'utilisation d'un autre cordon de charge peut endommager la batterie et n'est pas recommandée. Des cordons de remplacement peuvent être achetés auprès de votre revendeur de batteries ou vous pouvez les trouver sur [www.EXPPROPOWER.com](http://www.EXPPROPOWER.com).

# **Informations sur l'utilisateur CPAP**

## **17. Alimentation de votre appareil PAP à partir du port de sortie CC (recommandé) Voir le site Web pour commander ou plus d'informations**

- A. Procurez-vous le cordon d'alimentation CC pour votre appareil PAP. Ce cordon est une fiche de type cigarette 12V destinée à alimenter votre machine PAP spécifique et est vendue séparément de cette batterie.
- B. À l'aide du cordon d'alimentation CC spécifique à la machine PAP individuelle alimentée, branchez votre appareil dans le port de sortie CC de la batterie pour garantir un ajustement sûr.
- C. Le (s) port (s) s'activeront automatiquement et alimenteront le périphérique connecté.
- D. Pour éteindre l'appareil, débranchez-le simplement du port d'alimentation.
- E. Pour tirer le meilleur parti de la batterie, nous vous recommandons de désactiver toutes les fonctions auxiliaires telles que le tuyau chauffant et l'humidificateur.

## 18. Cordons d'alimentation CC de la machine PAP

### RM-11:

Convient aux modèles: Resmed Airsense 11 CPAP, Airsense 11 Elite CPAP, Airsense, 11 Autoset CPAP.



### RM-10:

Convient aux modèles: Resmed Airsense 10 CPAP, Airsense Elite CPAP, Airsense, 10 Autoset CPAP, Airstart 10 CPAP, Airstart 10 Auto CPAP, Aircurve 10 S Bilevel, Aircurve 10 Vauto Bilevel.



### RM-9:

Convient aux modèles: Resmed S9 Escape CPAP avec ERP, S9 Elite CPAP avec ERP, S9 Autoset CPAP, S9 VPAP S Bilevel.



### DS-12V:

Compatible avec les modèles: Philips Respironics Dreamstation CPAP, Dreamstation Pro, Dreamstation Auto, Dreamstation BiPAP et Auto.



### S1-60:

Convient aux modèles: Philips Respironics Remstar 60 Series, Auto CPAP, Pro Convient aux modèles: Philips Respironics Remstar 60 Series, Auto CPAP, Pro AutoSV Advanced.



### EV-VP-DC:

Convient aux modèles: Z1 CPAP, Z1 Auto, Z2 CPAP, Z2 Auto (inclus avec la batterie EXP PRO)



### DCPOW:

Convient aux modèles: Resvent iBreeze CPAP, APAP, BPAP



### AIRMINI DC:

Convient aux modèles: Resmed Airmini CPAP



## 19. Mise sous tension de votre appareil PAP Utilisation d' un onduleur (non inclus)

- A. Branchez le cordon d'alimentation CA fourni avec la machine PAP dans la prise CA d'un onduleur à onde sinusoïdale pure.
- B. Branchez l'onduleur dans le port de sortie CC situé sur la batterie. L'onduleur convertira l'alimentation CC de la batterie en alimentation CA requise pour le cordon d'alimentation CA du fabricant.
- C. Veuillez noter que l'utilisation d'un onduleur consommera plus de puissance de la batterie que d'utiliser simplement un cordon d'alimentation CC.
- D. Pour garantir l'intégrité de votre machine PAP, veuillez vérifier auprès de votre fabricant de machine PAP le type d'onduleur à utiliser. La plupart des fabricants recommandent un onduleur à onde sinusoïdale pure par opposition à un onduleur à onde sinusoïdale modifié.

## 20. Runtimes de la machine PAP

Pour tirer le meilleur parti de la batterie, nous vous recommandons d'éteindre toutes les fonctions auxiliaires telles que l'humidificateur et le tuyau chauffant si possible. Ces fonctionnalités utilisent une grande quantité d'ampérage et tireront la majeure partie de l'énergie disponible de la batterie.

Les durées de fonctionnement nocturnes de la machine PAP indiquées ci-dessous pour l'EXP48PRO et EXP96PRO sont calculés en utilisant le sommeil nocturne moyen aux États-Unis sur 7 heures et avec les fonctions auxiliaires désactivées. Les besoins en énergie varient considérablement d'une machine PAP à l'autre et avec différents réglages de pression prescrits. Nous vous recommandons de tester votre PAP machine avec la batterie avant d'en dépendre en cas d'urgence ou utilisation de l'énergie hors réseau. Il est important que votre masque s'adapte correctement. Air une fuite entraînera une consommation d'énergie plus élevée et un fonctionnement réduit fois.

**EXP48PRO: 2-3 nuits**

**EXP96PRO: 4-6 nuits**



## 21. Remarques

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Informations de garantie

### 22. Garantie limitée

EXP PRO garantit à l'acheteur original que le produit EXP PRO sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions d'utilisation normales par le consommateur pendant la période de garantie applicable identifiée dans la section «Période de garantie» ci-dessous, sous réserve des exclusions énoncées ci-dessous. Cette déclaration de garantie définit l'obligation de garantie totale et exclusive d'EXP PRO. Nous n'assumerons, ni n'autoriserons quiconque à assumer pour nous, toute autre responsabilité en relation avec la vente de nos produits.

### **Période de garantie:**

La période de garantie est de 2 ans. Dans chaque cas, la période de garantie est mesurée à partir de la date d'achat par l'acheteur consommateur d'origine. Le reçu de vente de l'achat original, ou toute autre preuve documentaire raisonnable, est nécessaire pour établir la date de début de la période de garantie.

### **Remède:**

EXP PRO réparera ou remplacera (au choix d'EXP PRO) tout produit EXP PRO qui ne fonctionne pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériaux. Si une réclamation valide est faite pendant la période applicable, EXP PRO, à ses choix, soit (1) réparera le produit, soit (2) remplacera le produit par un produit de valeur égale. Qu'un produit soit réparé ou remplacé, il assume la garantie restante du produit d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réparation ou de remplacement, selon la plus élevée des deux.

### **Limité à l'acheteur original:**

La garantie sur le produit EXP PRO est limitée à l'acheteur consommateur d'origine et non à tout propriétaire ultérieur.

### **Exclusions:**

La garantie d'EXP PRO ne s'applique pas (i) à (i) tout produit qui est mal utilisé, maltraité, modifié, endommagé par accident ou utilisé pour autre chose que l'usage normal du consommateur tel qu'autorisé dans la documentation produit actuelle

d'EXP PRO, ou (ii) tout produit acheté via une maison de vente aux enchères en ligne. La garantie d'EXP PRO ne s'applique que si l'élément de la batterie est stocké au niveau de charge approprié, comme indiqué dans la section 14.

### **Comment recevoir un service:**

Pour obtenir un service de garantie, contactez notre équipe de service à la clientèle à [orders@EXPPROPOWER.com](mailto:orders@EXPPROPOWER.com)

## **23. Enregistrer votre produit EXP PRO**

Vous aurez besoin de :

Nom du produit

Date d'achat (doit correspondre à la date figurant sur le reçu d'achat)

Adresse e-mail

Allez sur <https://exppropower.com/pages/product-registration>

# EXP PRO

## Power to Explore

Contact us:

 @exppropower

 @exppropower

 @exppropower

[www.EXPPROPOWER.com](http://www.EXPPROPOWER.com)

Spanish & French translations available on our website

