

VEST SHOULDER IMMOBILIZER

DEUTSCH

INDIKATIONEN:

Patientenpopulation: Erwachsene und Kinder mit identifizierten Indikationen

- Postoperative Unterstützung und Positionierung
- Verletzung, die eine Immobilisierung erfordert

WARNUNG: Dieses Produkt ist für den einmaligen Gebrauch durch einen Arzt auf Anweisung eines Arztes vorgesehen und verhindert oder verringert nicht das Verletzungsrisiko. Nicht überdrehen. Wenn bei diesem Gerät plötzlich Schmerzen, Taubheitsgefühle oder ungewöhnliche Aktivitäten auftreten, stellen Sie die Anwendung sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

PFLEGE: Handwäsche mit einem milden Reinigungsmittel. Gründlich ausspülen. Nur an der Luft trocknen. Nicht im Trockner trocknen.

FRANÇAIS

INDICATIONS :

Population de patients Adultes et enfants ayant des indications identifiées

- Soutien et positionnement postopératoires
- Blessures nécessitant une immobilisation

AVERTISSEMENT: Ce produit est destiné à une utilisation sur un seul patient sous la direction d'un professionnel de la santé et ne prévient ni ne réduit le risque de blessure. Ne pas trop serrer. Si vous ressentez une augmentation soudaine de la douleur, un engourdissement ou une activité inhabituelle avec cet appareil, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez votre professionnel de la santé.

SOINS: Lavage des mains à l'aide d'un détergent doux. Rincer abondamment. Air Sec seulement. Ne pas dégringoler.



Scan for application and accessories.



54 Hugh Adams Rd., Defuniak Springs, FL 32435
National: (800) 234-9004
International: (850) 892-5731
Fax: (800) 274-9006

© 2022 Professional Products, Inc.
www.ezywrap.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41, 30175
Hannover, Germany
Made in the USA

R&ID# *283790*



REV A 9/22



GEBRAUCHSANWEISUNG





1. Lösen Sie Riemen und legen Sie Weste über Kopf mit Velcro Pad nach vorne
2. Sichere Seitenriemen mit Schnallen
3. Legen Sie den Arm in die Schlingentasche und fixieren Sie Velcro
4. Tragen Sie Schwaden für Schulterimmobilisierung

Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite nach Dimensionierung und Zubehör.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Desserrez les sangles et placez le gilet au-dessus de la tête avec la bande Velcro face à l'avant
2. Fixez les sangles latérales avec des boucles
3. Placez le bras dans la poche de la sangle et fixez le Velcro
4. Appliquez la bande pour immobiliser l'épaule

Scannez le code QR au dos pour dimensionnement et accessoires.



INDICATIONS:

Patient Population: Adults and Children with identified indications

- Postoperative support and positioning
- Injury requiring immobilization

WARNING: This product is intended for single patient use at the direction of a medical professional and will not prevent or reduce the risk of injury. Do Not Over Tighten. If you experience a sudden increase in pain, numbness, or unusual activity with this device, discontinue use immediately and consult your healthcare provider.

CARE: Hand wash using a mild detergent. Rinse thoroughly. Air Dry only. Do not tumble dry.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Loosen straps and place vest overhead with Velcro pad facing front
2. Secure side straps with buckles
3. Place arm in the sling pocket and fix Velcro
4. Apply swathe for shoulder immobilization

Scan QR code on back for sizing and accessories.

INDICACIONES:

Población del paciente Adultos y Niños con indicaciones identificadas

- Posicionamiento y apoyo posoperatorio
- Lesión que requiere inmovilización

ADVERTENCIA: Este producto está destinado al uso de un solo paciente bajo la dirección de un profesional médico y no prevendrá ni reducirá el riesgo de lesiones. No apriete demasiado. Si experimenta un aumento repentino del dolor, entumecimiento o actividad inusual con este dispositivo, deje de usar inmediatamente y consulte a su proveedor de atención médica.

CUIDADO: Lavar a mano con un detergente suave. Enjuague bien. Sólo aire seco. No seque

INSTRUCCIONES DE USO

1. Afloje las correas y coloque el chaleco por encima de la cabeza con la almohadilla de velcro hacia el frente
2. Asegure las correas laterales con hebillas
3. Coloque el brazo en el bolsillo del cabestrillo y fije el velcro
4. Aplique una franja para inmovilizar el hombro

Escanee el código QR en la parte posterior para tallaje y accesorios.