

THE BOXER ORTHOSIS



Scan for application and accessories.



54 Hugh Adams Rd., Defuniak Springs, FL 32435
National: (800) 234-9004
International: (850) 892-5731
Fax: (800) 274-9006

© 2024 Professional Products, Inc.
www.ezywrap.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41, 30175
Hannover, Germany
Made in the USA

ID# *286138*



GDD.QD.0014.01 REV.0



DEUTSCH

INDIKATIONEN:

Patientenpopulation: Erwachsene und Kinder mit identifizierten Indikationen

- Frakturen des 4. und 5. Mittelhandknochens
- Frakturen des 2. und 3. Mittelhandknochens

WARNUNG: Dieses Produkt ist für den einmaligen Gebrauch durch einen Arzt auf Anweisung eines Arztes vorgesehen und verhindert oder verringert nicht das Verletzungsrisiko. Nicht überdrehen. Wenn bei diesem Gerät plötzlich Schmerzen, Taubheitsgefühle oder ungewöhnliche Aktivitäten auftreten, stellen Sie die Anwendung sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

PFLEGE: Handwäsche mit einem milden Reinigungsmittel. Gründlich ausspülen. Nur an der Luft trocknen. Nicht im Trockner trocknen.

FRANÇAIS

INDICATIONS :

Population de patients Adultes et enfants ayant des indications identifiées

- Fractures des 4ème et 5ème métacarpiens
- Fractures des 2ème et 3ème métacarpiens

AVERTISSEMENT: Ce produit est destiné à une utilisation sur un seul patient sous la direction d'un professionnel de la santé et ne préviendra ni ne réduira le risque de blessure. Ne pas trop serrer. Si vous ressentez une augmentation soudaine de la douleur, un engourdissement ou une activité inhabituelle avec cet appareil, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez votre professionnel de la santé.

SOINS: Lavage des mains à l'aide d'un détergent doux. Rincer abondamment. Air Sec seulement. Ne pas dégringole.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Maak de banden los en breng de pols aan in de handpalmzak en leid de aangetaste vingers in de metacarpale zak van de orthese.
2. Lijn de palmaire steun uit met het midden van de pols en bevestig de vinger en vervolgens de palmaire banden.
3. Maak de polsband vast en vervolgens de onderarmbanden.

Anpassung






4. Pas de dorsale metacarpale steun aan in de gewenste hoek en plaats deze op de aangedane vingers in het midden.
5. Installeer een optionele palmaire vingersteun voor extra ondersteuning.
6. Pas de steunriemen naar wens aan voor ondersteuning.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Desserrez les sangles et appliquez le poignet dans la poche palmaire en guidant les doigts affectés dans la poche métacarpienne de l'attelle.
2. Alignez le support palmaire au centre du poignet et fixez le doigt puis les sangles palmaires.
3. Fixez la dragonne puis les sangles d'avant-bras.

Personnalisation

4. Ajustez le support métacarpien dorsal à l'angle souhaité et placez-le au centre des doigts affectés.
5. Installez un support de doigt palmaire en option pour un soutien supplémentaire.
6. Réajustez les sangles de maintien comme vous le souhaitez pour le soutien.



ENGLISH

INDICATIONS:

Patient Population: Adults and Children with identified indications

- Fractures of the 4th and 5th metacarpals
- Fractures of the 2nd and 3rd metacarpals

WARNING: This product is intended for single patient use at the direction of a medical professional and will not prevent or reduce the risk of injury. Do Not Over Tighten. If you experience a sudden increase in pain, numbness, or unusual activity with this device, discontinue use immediately and consult your healthcare provider.

CARE: Hand wash using a mild detergent. Rinse thoroughly. Air Dry only. Do not tumble dry.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Loosen straps and apply wrist into palmar pocket guiding affected fingers into metacarpal pocket of the brace.
2. Align palmar stay to center of wrist and secure finger then palmar straps.
3. Secure wrist strap then forearm straps.

Customization

4. Adjust dorsal metacarpal stay to desired angle and place on center of affected fingers.
5. Install optional palmar finger stay for additional support.
6. Readjust stay straps as desired for support.

ESPAÑOL

INDICACIONES:

Población del paciente Adultos y Niños con indicaciones identificadas

- Fracturas del cuarto y quinto metacarpianos
- Fracturas del segundo y tercer metacarpianos

ADVERTENCIA: Este producto está destinado al uso de un solo paciente bajo la dirección de un profesional médico y no prevendrá ni reducirá el riesgo de lesiones. No apriete demasiado. Si experimenta un aumento repentino del dolor, entumecimiento o actividad inusual con este dispositivo, deje de usar inmediatamente y consulte a su proveedor de atención médica.

CUIDADO: Lavar a mano con un detergente suave. Enjuague bien. Sólo aire seco. No seque

INSTRUCCIONES DE USO

1. Afloje las correas y coloque la muñeca en el bolsillo palmar, guiando los dedos afectados hacia el bolsillo metacarpiano del aparato ortopédico.
2. Alinee el soporte palmar con el centro de la muñeca y asegure los dedos y luego las correas palmares.
3. Asegure la muñequera y luego las correas del antebrazo.

Personalización

4. Ajuste el soporte metacarpiano dorsal al ángulo deseado y colóquelo en el centro de los dedos afectados.
5. Instale un soporte para el dedo palmar opcional para soporte adicional.
6. Vuelva a ajustar las correas de sujeción según lo desee para obtener apoyo.