



IPL FOTOEPILIATORIUS

Naudojimo Instrukcija

Turinys

Turinys	02
Jūsų saugumui	03
Produkto informacija	03
Produktas	04
Techniniai Parametrai	05
Kontrastų lentelė	06
Instrukcijos naudojimui	07
Intensyvumo lygiai	08
Instrukcijos naudojimui	09
Testavimas	10
Pastabos	11
Kontrastų lentelė	12

Jūsų saugumui

Jūsų saugumui, foto-epiliatoriaus naudojimas nepatartinas paminėtais atvejais:

- Turintiems odos ligų
- Turintiems odos problemų kaip: dermatitas, egzema ir kt.
- Turintiems foto-jautrumą
- Menstruacijų ar nėštumo metu
- Po deginimosi saulėje (nudegus). (10d. laukimo periodas)
- turint, tamsią/įdegusią odą (atidžiai perskaitykite jums tinkamo režimo bei spalvų kontrasto skiltis)
- Ant tamsių, susiliejusių apgamų
- Turint odos įtrukimų, šašų, gyjančių žaizdų, hemangiomą ar vėžį.
- Draudžiama šviesti į akis!

Produkto informacija

Įpakavimą sudaro:

IPL fotoepiliatorius, Maitinimo adapteris, Garantijos kortelė, naudojimo instrukcija

Produktas

Jūsų saugumui, foto-epiliatoriaus naudojimas nepatartinas paminėtais atvejais:



Techniniai Parametrai








Lempa	Xenon quartz tube
Šviesos šaltinis	Intensyvi pulsuojanti šviesa
Energijos dažnis	1.5-3.9J/cm ²
Fokusavimo apimtis	33*10mm ²
Srovės ilgis	470nm~1100nm
Lemputės gyvenimo trukmė	500.000 blyksnių

Maitinimo adapteris	AC100~240V @ 12V DC 2.5~3A
Svoris	186g
Dydis	124*83*48.5mm ³
Veikimo temperatūros amplitudė	5~30°C
Veikimo drėgmės amplitudė	30%~60%

Funkcijų apibūdinimas

Šis produktas gali būti naudojamas: lūpų, pažastų, kūno, kaktos, bikini ir kt. Plaukelių šalinimui. Neskausmingas plaukelių šalinimas bus aktyvus tamsiems plaukeliams. Netinkamas šviesiems ar pilkiems plaukeliams.

KONTRASTŲ LENTELE

Odos spalva / Plaukelių spalva		Odos spalva					
		Balta	Geltona	Vidutiniškai ruda	Šviesiai ruda	Ruda	Tamsiai ruda/juoda
Balti pilki		X	X	X	X	X	X
Raudoni		X	X	X	X	X	X
Auksiniai		X	X	X	X	X	X
Švies. Rudi		V	V	V	V	X	X
Rudi		V	V	V	V	X	X
Tams. Rudi		V	V	V	V	X	X
Juodi		V	V	V	V	X	X

Instrukcijos naudojimui

1. Dezinfekuokite stikliuką prieš ir po naudojimo
2. Paspauskite įjungimo mygtuką (1-ą sekundę) Aparatas įsijungs į darbinį režimą. (Įsijungs žalia lemputė ir girdėsite sistemos darbą)

Pastaba: Pradėjus matysite raudoną indikacijos šviesą.

3. Pridėkite fotoepiliatoriaus stiklinį langą prie odos, pamatysite raudoną indikacijos lemputę mirksint, žmogaus kūno jutiklis įmontuotas į fotoepiliatorių užfiksuos odą prie jos priartėjus.
4. Raudonas šviesinis signalas turi mirksėti, kitaip prietaisas neveiks. Jei raudonas indikatorius nemirksi pridėkite fotoepiliatorių arčiau odos.


ĮJUNGIMO MYGTUKAS

Paspauskite įjungimo mygtuką, intensyvumo lygiui nustatyti. 5 Intensyvumo lygiai bus pažymėti mėlyna šviesele.


Diagrama žemiau nurodo intensyvumą nuo žemo iki aukšto lygio.

Pirmas lygis pats žemiausias, tuo tarpu 5-as lygis yra pats intensyviausias.


Intensyvumo lygiai




Pirmas intensyvumo lygis




Antras intensyvumo lygis




Trečias intensyvumo lygis



Ketvirtas intensyvumo lygis



Penktas intensyvumo lygis



Darbinis lygis

Instrukcijos naudojimui

5. Nusistačius tinkamą lygį, pridėkite stiklinį langelį prie odos, be tarpelio, pamatysite mirksint raudoną odos atpažinimo lemputę ir galite spausti Blyksnio mygtuką, raudona lemputė išsijungs 1-3 sekundėms pasikrauti po blyksnio. Lemputei vėl pradėjus mirksėti tęskite fotoepiliaciją

PASTABA:

Tobulam rezultatui procesas turėtų būti kartojamas 2-3 kartus visose kūno vietose.

6. Užtikrinkite, jog blykstė pridėta pakankamai arti odos.

Palikus įjungtą ir nenaudojant po 5 min. aparatas persijungs į laisvąjį režimą. Paspauskite įjungimo mygtuką, pradėti veikimą. Intensyvumas automatiškai bus pakeistas į pirmąjį lygį.

7. Norint išjungti palaikykite įjungimo mygtuką 2 sekundes

AUTOMATINIS RĖŽIMAS

Norint įjungti automatinį režimą, blykstės mygtuką paspauskite dvi sekundes. Mėlyna lemputė pradės mirksėti ir fotoepiliatorius veiks automatiškai. Norint išeiti iš automatinio režimo, paspauskite blykstės mygtuką dvi sekundes, ir režimas išsijungs.

PASTABA

Po dažno naudojimo lemputėje gali atsirasti keli balti taškeliai, tai neįtakos naudojimo ar IPL gyvenimo trukmės

Instrukcijos naudojimui

APSAUGA NUO PERKAITIMO

Naudojant ilgą laiką be pertraukų, vėdinimo sistema gali nepajėgti pakankamai atvėsinti, ir aparatas pereis į perkaitimo apsaugos režimą. raudona lemputė išsijungs kartu su blykste. Palaukite kol aparatas atvės, ir naudokitės toliau. Vėdinimosi laikas 2-5min.

TESTAVIMAS (2val. prieš naudojimą)

Metodas:

Nedidelį odos plotą, vidinėje rankos viršaus dalyje, blystelkite 1-2 kartus toje pačioje vietoje. Jei po poros valandų jaučiate raudonumą, deginimą, skausmą ar kitokio tipo sudirgimus, prieš naudojimą pasikonsultuokite su daktaru ar savo odos specialistu. Naudojan režesnio intensyvumo režime, jei diskofortas tęsiasi, pasitarkite su daktaru.

PASTABOS:

- Naudokite 6-10 kartų plaukų šalinimo ciklui užbaigti.
- Jei maži, ploni plaukeliai vis dar atauginėja po naudojimo, tęskite naudojimą, rečiau kas 2-3 mėnesius.
- Plotuose su tankiau augančiais plaukeliais naudokite dažniau ir daugiau kartų
- Jei atauginėti pradeda apie 30% plaukelių naudojimus retinkite
- saugokite akis nuo blykstės šviesos, galite naudoti UV apsaugą turinčius akinius

Instrukcijos naudojimui

PASTABOS:

- Po naudojimo, atšaldykite paveiktą odą, šaltu vandeniu ar drėgnu atvėsintu rankšluoščiu
- Nevalykite blykstės langelio tiesiogiai purškiant alkoholinį valiklį. Sudrėkinkite šluostę.
- Pasistenkite nevalgyti skrandžio jautrumą skatinančio maisto prieš fotoepiliaciją.
- Geriausiam rezultatui naudokite aukštesnės energijos nustatymus.
- Esant tamsesnei odai, odos reakcija į IPL Fotoepiliatorių gali būti nepastebima. Užtikrinkite 2val. testavimą.
- Drėkinkite savo odą, ir naudokite kremą nuo saulės po naudojimo.
- Venkite deginimose, UV spindulių naudojant Fotoepiliatorių.
- Naudojant neužblokuokite oro išėjimo, vėdinimo angų.
- Saugokite nuo vandens, IPL **nėra** atsparus vandeniui.
- Jei sudužęs stikliukas, ar matote kažkokių gamybos problemų, nenaudokite, ir atsiūskite prietaisą atgal.
- Nelaikykite arti magnetinių laukų, , drėgmės, dulkių ar temperatūros pokyčių.
- Saugokite nuo vaikų.
- Nenaudokite su kitais mūsų nepatvirtintais prietaisais.
- Draudžiama išrinkinėti ar taisyti patiems ar mūsų nautorizuotiems asmenims, tai gali sukelti pavojų.

Instrukcijos naudojimui

KONTRASTŲ LENTELĖ 2

Odos spalva Kūno dalys	Balta	Geltona	Vidutiniškai ruda	Šviesiai ruda	Ruda	Tamsiai ruda/juoda
Pažastys	3-5 Lygis 3-4 kartai	3-5 Lygis 3-4 kartai	3-4 Lygis 2-3 kartai	2-3 Lygis 2-3 kartai	2-3 Lygis 2-3 kartai	netaikytina
Rankos	3-5 Lygis 3-4 kartai	2-4 Lygis 3-4 kartai	2-4 Lygis 2-3 kartai	3-5 Lygis 3-4 kartai	1-3 Lygis 2-3 kartai	netaikytina
Kojos	3-5 Lygis 3-4 kartai	2-4 Lygis 3-4 kartai	2-4 Lygis 2-3 kartai	1-3 Lygis 2-3 kartai	1-3 Lygis 2-3 kartai	netaikytina
Aplink burną	3-4 Lygis 3-4 kartai	2-3 Lygis 3-4 kartai	1-2 Lygis 2-3 kartai	1-3 Lygis 2-3 kartai	1-3 Lygis 2-3 kartai	netaikytina
Veidas	3-4 Lygis 3-4 kartai	2-3 Lygis 3-4 kartai	2-3 Lygis 2-3 kartai	1-3 Lygis 2-3 kartai	1-3 Lygis 2-3 kartai	netaikytina

