

IPL-KARVANPOISTOLAITE

KAITLYN
SKIN ARTIST PRODUCTS

Kotikäyttöön

Käyttöopas

Kiitos kun valitsit IPL-laitteemme.
Käyttääksesi tuotetta mahdollisimman
tehokkaasti, lue käyttöohje huolellisesti
ennen käyttöä.

kaitlynskinartistproducts@gmail.com

1. Turvallisuusvinkit

Suojataksemme ihoa, tuote ei sovellu seuraaville asiakkaille.

- Sinulla on havaittu ihosairaus.
- Sinulla on ihosairaus, kuten allerginen dermatiitti, ekseema jne.
- Sinulla on valoherkistyminen.
- Jos sinulla on kuukautiset, olet raskaana tai imetät.
- Jos sinulla on auringonpolttama.
- Mustia tai tummia luomia.
- Rikkoontunut iho, rupi tai parantunut haava, syöpä tai verisuoniluomi
- Ei silmille tai millekään keinotekoisille, proteeseille tai muovisille alueille.

2. Tuote-esittely

2.1. Pakkauslista:

IPL-laite, virta-adapteri, käyttöopas.

2.2. Rakenteen kuvaus

Jäähdytysilman ulostulo

Virta-/
voimakkuusnappi

Jäähdytysilman
sisääntulo

Valoikkuna

Voimakkuus/
virta-adapteri

Valonappi



3. Tekniset tiedot

Lamppu	Xenon-kvartsilamppu
Valolähde	Intensiivinen pulssivalo
Energiataajuus	1,5-3,9 J/cm ²
Kohdennusalue	33*10 mm ²
Aallontaajuus	470 nm~1000 nm
Lampun käyttöikä	500 000 kertaa
Adapteri	AC100~240V @ 12V DC 3A
Paino	186 g
Koko	124*83*48,5 mm ³
Käyttölämpötila	5~30 C
Käyttöilmankosteus	Suhteellinen kosteus 30 % ~ 60 %

4. Toimintojen esittely

Tätä tuotetta voidaan käyttää: ylimääräisille karvoille, kuten huulen yläpuolen karvoille, kainalokarvoille, raajojen karvoitukselle, otsan karvoitukselle jne.; Kivuton karvanpoisto soveltuu mustille ja tummille karvoille. Valkoisille, harmaille tai vaaleille karvoille toistojen määrä pitää olla suurempi (Katso oheinen värikontrastikortti).

Hair color \ Skin color	Skin color					
	White	Yellow	Medium brown	Light brown	Brown	Dark brown/black
White/grey	X	X	X	X	X	X
Red	X	X	X	X	X	X
Light gold	X	X	X	X	X	X
Light brow	✓	✓	✓	✓	✓	X
brow	✓	✓	✓	✓	✓	X
Dark brow	✓	✓	✓	✓	✓	X
Black	✓	✓	✓	✓	✓	X

Skin and Hair color contrast card


5. Käyttöohjeet

5.1. Käytä desinfiointipyyhettä pyyhkiäksesi laitteen lasi-ikkunan
 5.2. Paina virtanappia noin yhden sekunnin ajan, jolloin se käynnistyy ja menee työskentelytilaan (Vihreä merkkivalo palaa ja kuulet laitteen olevan käynnissä).

Huomio:

1. Huomaat, että punainen merkkivalo palaa käynnistämisen jälkeen
2. Sitten sinun tulisi asettaa valoikkuna ihollesi. Näet punaisen merkkivalon vilkkuvan, sillä siinä on sisäänrakennettu sensori valoikkunassa, joka tunnistaa ihmisihon.
3. Punaisen merkkivalon tulee vilkkua, muuten laite ei toimi. Jos huomaat, että punainen merkkivalo ei vilku, aseta se lähemmäs ihoasi kunnes se vilkkuu.

5.3. Paina virtanappia valitaksesi sopivan voimakkuustason. Laitteessa on viisi voimakkuustasoa, joita ilmaisevat siniset merkkivalot. Alla oleva kaavio näyttää voimakkuustasot alhaisimmasta korkeimpaan. Taso 1 on pienin asetus, taso 5 on suurin asetus. Tasoa voi vaihtaa painamalla virtanappia.



5.4. Kun voimakkuustaso on asetettu, aseta valoikkuna iholle niin, että se peittää valoikkunan kokonaan. Kun näet punaisen merkkivalon vilkkuvan, paina valonappia, jolloin laite välähtää kerran; jokaisen käytön jälkeen punainen merkkivalo sammuu ja laite alkaa latautumaan. 1~3 sekunnin jälkeen valo palaa taas ilmaisemaan, että se on valmiina käyttöön.

Huomio:

-Täydelliselle tulokselle suositellaan, että karvanpoisto-operaatio toistetaan 2-3 kertaan, ja varmistetaan, että vartalon osia ei ole toistettu tai jätetty huomioimatta.

-Jos punainen merkkivalo palaa ilman vilkkumista, laite ei toimi oikein. Tässä tapauksessa seuraa alla olevia ohjeita.

1. Varmista että valoikkuna on riittävän lähellä ihoa.
2. Jos punainen merkkivalo palaa yhä, aseta laite ihollesi 3-5 sekunnin ajaksi, ja tarkista palaako laite normaaliin toimintoon.
3. Käynnistä laite uudelleen jos operaatio ei onnistunut.
4. Jos yllä olevat vaiheet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

5.5. Kun laitetta ei käytetä, se palautuu valmiustilaan 5 minuutin jälkeen. Paina virtanappia herättääksesi laitteen. Huomioi, että uudelleen käynnistyksen yhteydessä laite palaa tasolle 1.

5.6. Paina virtanappia 3 sekunnin ajan pistääksesi laitteen pois päältä.

5.7. Kun lopetat käytön, pyyhi valoikkuna

Huomioi:

Toistuvan käytön jälkeen valoikkunan sisällä näkyy vaaleaa huurretta, joka ei vaikuta laitteen käyttöön tai käyttöikään.

6. Karvanpoistoprosessi

6.1. Testi ennen käyttöä

Ennen käyttöä on suositeltavaa, että laitetta testataan ihoreaktioita varten 2 tuntia ennen karvanpoistoprosessin aloittamista.

Testitapa:

Pienellä alueella käsivarren yläosan sisäpuolella. Käytä samaan kohtaa 1~2 kertaa matalalla ja korkealla voimakkuudella. Jos huomaat punoitusta, palovammoja, sykkivää kipua tai muita oireita 2 tunnin jälkeen, konsultoi lääkäri ennen käytön jatkamista. Jos tunnet pientä epämukavuutta, kokeile alhaisempaa voimakkuutta. Jos epämukavuuden tunne jatkuu, konsultoi lääkäriä ennen käytön jatkamista.

6.2. Käyttövaiheet

6.2.1 Pyyhi valoikkuna, aja ihokarvat ja pyyhi irtokarvat pois.

6.2.2 Käynnistä laite ja valitse sopiva voimakkuustaso karvanpoistoon.

6.2.3 Kun lopetat käytön, viilennä ihoa käyttäen kylmää vettä tai pyyhettä.

6.2.4 Voit käyttää ihollesi kosteusrasvaa säilyttääksesi ihon kosteuden karvanpoiston jälkeen.

6.2.5 Katso alla olevaa taulukkoa, josta löydät voimakkuustasojen suositukset eri ihotyypeillä ja kehon osille.

6.2.6 On suositeltavaa, että et käytä laitetta samaan kohtaan ihoa useampaa kertaan. Sinun tulisi valaista ihoa alle kaksi kertaa peräkkäin yhdessä kohtaa. Käyttökertoja tulisi vähentää, kun käytetään korkeaa voimakkuustasoa.

Parts \ Skin color	white	yellow	Medium Brown	Light Brown	Brown	Dark brown/black
Armpit	3-5 level 3-4 times	3-5 level 3-4 times	3-4 level 2-3 times	2-3 level 2-3 times	2-3 level 2-3 times	inapplicable
Arm	3-5 level 3-4 times	2-4 level 3-4 times	2-4 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	inapplicable
Leg	3-5 level 3-4 times	2-4 level 3-4 times	2-4 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	inapplicable
Around Mouth	3-4 level 3-4 times	2-3 level 3-4 times	2-3 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	inapplicable
Face	3-4 level 3-4 times	2-3 level 3-4 times	2-3 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	inapplicable

Intensity Level and skin color contrast table

Huomio:

-Toista käyttö viikottain. 6 - 10 kertaa tuottaa useimmin tuloksia.

Tulokset voivat olla yksilöllisiä. Tämän jälkeen:

-Käytä kerran kahdessa viikossa ensimmäisten toistokertojen jälkeen ja tämän jälkeen

-Käytä neljän viikon välein.

-Jos huomaat ohutta karvan kasvua käytön jälkeen, käytä laitetta kerran joka 2-3 kuukausi samassa kohtaa, ja saat miellyttäviä tuloksia.

-Saadaksesi parhaan tuloksen, on suositeltavaa että kohdissa, joissa kasvaa tuuheaa karvaa, laitetta käytetään useamman kerran.

-Käyttötapa vaihtelee henkilön mukaan, käytä alempaa voimakkuutta kohtiin, joissa karvaa kasvaa vähän, noin 30 %.

7. Laitteen käyttöohjeet

7.1 Älä valaise silmiin tai niiden lähelle kun käytät laitetta.

7.2 Käytön jälkeen pieni ihon punoitus on normaalia. Voit viilentää ihoa kylmällä vedellä tai pyyhkeellä.

7.3 Älä puhdista valoikkunaa suihkuttamalla siihen suoraan alkoholia.

7.4 Älä käytä laitetta yhdessä kosmetiikan tai vesigeelipohjaisten tuotteiden kanssa.

7.5. Älä syö valolle herkistävää ruokaa ennen operaatiota (kuten pinaattia, lehtikaalia, sinappia jne.).

7.6 Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä korkeinta voimakkuutta. (Varoitus – vain sen jälkeen, kun olet noudattanut edeltäviä ohjeita).

7.7 Mitä tummempi ihosi on, sitä vaikeampi ihoreaktioita on huomata tai ne tulevat viiveellä. Tässä tapauksessa varmista, että 2 tunnin odotusaikaa noudatetaan, ennen kuin nostat voimakkuustaso.

7.8 Laitteen käytön jälkeen pidä ihostasi huolta käyttämällä kosteusvoidetta ja aurinkovoidetta normaaliin tapaan.

7.9 Vältä UV-valoa käytön aikana ja suojaa ihosi aina auringolta. Vältä myös pitkää altistumista tietokonesäteilylle kun käytät laitetta.

7.10 Älä tuki ilman sisääntuloa tai ulostuloa, jotta laite toimii oikein.

7.11 Laitteeseen kiinnittyvät karvat voivat aiheuttaa tyhjiä kohtia, mutta eivät vaikuta laitteen suorituskykyyn tai normaaliin käyttöön.

7.12 Laitteen käyttöiän lähentyessä loppuaan, lamppuun ilmestyy eriasteisia tummia kohtia. Tämä on normaalia lampun ikääntymistä. Voit jatkaa laitteen normaalia käyttöä ohjeita noudattamalla.

7.13 Tämä laite ei ole vedenkestävä, vältä kosketusta veden kanssa.

7.14 Jos laitteessa ilmenee vikaa, irrota laite virtalähteestä välittömästi. Jos huomaat, että tuotteen kuori tai valoikkunan lasi on rikki, palauta se tehtaalte huoltoa varten.

7.15 Älä säilytä laitetta vahvojen magneettikenttien, kosteuden tai pölyn läheisyydessä. Vältä myös korkeita lämpötiloja.

7.16 Pidä lasten ulottumattomissa välttääksesi vahinkoa.

7.17 Älä käytä muiden laitteiden kanssa

7.18 Salli käyttö vain valtuutetuille henkilöille välttääksesi sähköiskun vaaran.