

IPL-HÅRBORTTAGNINGSSYSTEM

KAITLYN
SKIN ARTIST PRODUCTS

ENDAST FÖR HEMMABRUK ANVÄNDARHANDBOK

Tack för att du valde vårt IPL-system. För att produkten ska användas så effektivt som möjligt ska du läsa igenom användarhandboken noggrant före användning.

kaitlynskinartistproducts@gmail.com

1. Säkerhetstips

För att skydda huden är denna produkt inte lämplig för följande kunder:


- . Du har en känd hudsjukdom.
- . Du har en hudsjukdom som allergisk dermatit, eksem etc.
- . Som har fotosensitivitet.
- . Om du har menstruation, är gravid eller ammar.
- . Om du har solbränna.
- . Svart eller solbränd hud (se färgkonstrasttabellen nedan)
- . Svart eller fuscescens nevus.
- . Skadad hud, sårskorpa eller läkt sår, cancer eller hemangiom.
- . Dina ögon och eventuella artificiella estetiska, protetiska eller plastiska områden.

2. Produktinformation

2.1 Förpackningslista:

IPL-maskin, nätadapter, instruktionsanvisning.

2.2 Strukturbeskrivning



33. Tekniska parametrar

Lamprör Kvartsxenonrör
 Ljuskälla Intensivt pulserande ljus
 Energifrekvens 1,5–3,9 j/cm²
 Fokusstorlek 33*10 mm²
 Våglängd – 370 nm–1 100 nm
 Lamprörets livslängd – 500 000 gånger
 Adapter – AC 100–240 V vid 12 V DC 3A
 Vikt – 186 g
 Storlek – 124*83*48,5 mm³
 Drifttemperaturområde – 5–30 °C
 Driftfuktighetsområde – Relativ fuktighet 30–60 %

4. Introduktion av funktioner

Denna produkt kan användas för: överflödigt hår såsom hår på läppar, armhåll, armar eller ben, pannan etc. Smärtfri hårborttagning för personer med svart och mörkt hår. Den är ej lämplig för vitt, grått eller blont hår I det här fallet måste antalet repetitioner vara högre (se kontrasttabellen nedan)

Skin color \ Hair color	Skin color					
	White	Yellow	Medium brown	Light brown	Brown	Dark brown/black
White/grey	X	X	X	X	X	X
Red	X	X	X	X	X	X
Light gold	X	X	X	X	X	X
Light brow	✓	✓	✓	✓	✓	X
brow	✓	✓	✓	✓	✓	X
Dark brow	✓	✓	✓	✓	✓	X
Black	✓	✓	✓	✓	✓	X

Skin and Hair color contrast card


5.5. Bruksanvisning

5.1 Använd en medicinsk spritservett för att rengöra glasfönstret
 5.2 Tryck på strömknappen i 1 sekund för att den ska starta och gå in i arbetsläge (den gröna indikatorlampan lyser och du kan höra att systemet är igång).

Obs:

1. Den röda indikatorlampan lyser efter uppstart.
2. Flytta sedan blixtfönstret till huden. Du kan se att den röda indikatorlampan blinkar eftersom det finns en indikeringssensor för människokroppen inbyggd i blixtfönstret och sensorn känner av när den närmar sig huden.
3. Den röda indikatorlampan måste blinka, annars fungerar inte enheten. Om du upptäcker att den röda indikatorn inte blinkar kan du föra den närmare huden tills den blinkar.

5.3 Tryck på strömknappen för att välja lämplig intensitetsnivå. Det finns fem intensitetsnivåer som anges med de blå indikatorlamporna. Nedanstående bilder visar intensitetsnivån från låg till hög effekt, där nivå 1 är lägsta effektinställningen och nivå 5 är högsta effektinställningen. Tryck på strömknappen för att justera intensitetsnivån enligt sekvensen nedan.



5.4 När intensitetsnivån är inställd flyttar du blixtfönstret till huden som kan täcka blixtfönstret helt. När den röda indikatorlampan blinkar trycker du på blixtknappen. Enheten blinkar en gång. Efter varje blinkning stängs den röda indikatorlampan av för att ladda upp. Efter 1–3 sekunder återgår lampan till att indikera att den är redo att användas igen.

Obs:

För perfekt resultat rekommenderas att processen för hårborttagning upprepas 2–3 gånger och att alla kroppsdelar inte undantas.

. Enheten fungerar inte korrekt om den röda indikatorlampan fortsätter att blinka. I det här fallet ska du följa stegen nedan.

1. Se till att blixtfönstret är tillräckligt nära huden.

2. Om den röda indikatorlampan fortfarande lyser ska du flytta huden i 3–5 sekunder och kontrollera om den har återgått till normal funktion.

3. Starta om enheten om den här åtgärden misslyckas.

4. Om ovan åtgärder inte löser problemet kontaktar du vår kundtjänst.

5.5 Om enheten är inaktiv i 5 minuter går den in i standby-läge. Tryck bara på strömknappen för att väcka den igen. Observera att intensiteten återgår till nivå 1 efter omstart.

5.6 Tryck på strömknappen i 3 sekunder för att stänga av den.

5.7 Efter användning bör du rengöra blixtfönstret med den föreslagna medicinska spritvåtservetten.

Obs:

Efter frekvent användning kan det förekomma daggvita fläckar på insidan av linsen. Detta påverkar inte normal användning eller instrumentets livslängd.

6. Hårhanteringsprocess

6.1 Hudtest innan användning

Det rekommenderas starkt att du kontrollerar efter eventuella biverkningar genom att genomföra ett hudtest 2 timmar före hårborttagningsproceduren.

Testmetod:

På ett litet område av huden på insidan av överarmen (medial). Från låg energi till hög energi tillämpa 1–2 gånger på samma plats. Om du känner rodnad, att det bränner, stickande smärta eller andra symtom efter två timmar, kontakta läkare innan du använder den igen. Vid lätt obehag kan du använda produkten igen med lägre intensitet, men om obehaget fortsätter ska du rådfråga läkare innan du använder den igen.

6.2 Steg för användning

6.2.1 Rengör blixtfönstret, raka sedan håret på kroppen och rengör kvarvarande hår.

6.2.2 Starta enheten och välj önskad intensitetsnivå för hårborttagning.

6.2.3 Efter hårborttagning bör du svalka huden med isvatten eller en kall fuktig handduk.

6.2.4 Du kan använda en toner för att hjälpa huden att behålla fukt efter hårborttagning.

6.2.5 Se nedanstående jämförelsetabellen för förslag om intensitetsnivå för alla hudtyper och olika kroppsdelar.

6.2.6 Det rekommenderas starkt att du inte använder enheten flera gånger på samma del av huden. Du bör blinka högst två gånger i följd på en och samma plats. Användningsfrekvensen bör minskas när du använder högre energiintensitetsnivå.

Skin color Parts	white	yellow	Medium Brown	Light Brown	Brown	Dark brown/ black
Armpit	3-5 level 3-4 times	3-5 level 3-4 times	3-4 level 2-3 times	2-3 level 2-3 times	2-3 level 2-3 times	inapplicable
Arm	3-5 level 3-4 times	2-4 level 3-4 times	2-4 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	inapplicable
Leg	3-5 level 3-4 times	2-4 level 3-4 times	2-4 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	inapplicable
Around Mouth	3-4 level 3-4 times	2-3 level 3-4 times	2-3 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	inapplicable
Face	3-4 level 3-4 times	2-3 level 3-4 times	2-3 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	inapplicable

Intensity Level and skin color contrast table

Huomio:

-Upprepa varje vecka. 6 till 10 gånger ger flest resultat. Resultaten kan vara individuella. efter det här

. Använd en gång varannan vecka i upp till 6 gånger

. Använd en gång var fjärde vecka när du använder 6–10 gånger

. Om du upptäcker ny tunn hårväxt efter användning kan du använda enheten en gång varannan månad eller var tredje månad på denna plats och fortsätt tills du uppnår tillfredsställande resultat.

. För att få bästa resultat rekommenderas att du använder enheten på områden med tjockt hår många gånger under en tidsperiod.

. Användningen varierar från person till person. Använd mindre ofta när hårområdet växer med en liten mängd, cirka 30 %.

7. Anmärkningar om användning av enheten

7.1 Blinka inte nära eller direkt i ögonen när den används.

7.2 Efter användning är det normalt med viss hudrodnad. Du kan svalka området med isvatten eller en kall fuktig handduk.

7.3 Använd inte sprayalkohol direkt på blyxtfönstret vid rengöring.

7.4 Använd inte tillsammans med andra kosmetiska preparat såsom gelprodukter.

7.5 Ät inte ljuskänsliga livsmedel under användning (som spenat, kål, senap etc.).

7.6 Använd den högre energiinställningen för bästa resultat.

(Varning: Endast efter att ha följt de tidigare instruktionerna).

7.7 Vid mörkare hud kanske inte hudreaktionen är så uppenbar och reaktionen kan fördröjas. I detta fall ska du vänta i 2 timmar innan du ökar intensitetsnivån.

7.8 Fortsätt att ta hand om huden efter du använt denna produkt med hudåterfuktare och solskydd på ett normalt sätt.

7.9 Undvik UV-ljus under användning och skydda alltid huden när du är ute i solen. Försök också att undvika lång exponering för datorstrålning när du jobbar och skydda dig med solskyddande eller -solblockerande medel.

7.10 Blockera inte luftinloppet och kylutloppet för att inte påverka kylningen av enheten.

7.11 Hår som fastnat i enheten kan orsaka vissa svarta fläckar, men det påverkar inte enhetens prestanda och normala användning.

7.12 I slutet av enhetens livslängd kan lampans inre vägg vara olika grader av svart. Detta beror på rörens onormala åldringsprocess. Du behöver inte oroa dig och kan fortsätta att använda den som vanligt inom de angivna områdena.

7.13 Denna produkt är inte vattentät. Undvik kontakt med vatten.

7.14 Vid eventuella fel, dra omedelbart ur kontakten. Om du upptäcker att produktens hölje eller glaset i blyxtfönstret är trasigt ska du returnera den till fabriken.

7.15 Förvara inte enheten nära starka magnetfält, fukt, damm eller höga temperaturer.

7.16 Undvik skador och förvara utom syn- och räckhåll för barn.

7.17 Förbjudet att använda produkten för andra tillämpningsområden än de som är tillåtna.

7.18 Förbjudet att öppna denna enhet förutom för våra auktoriserade personer, annars kan det leda till elektrisk stöt.