

EPILATORE A LUCE PULSATA

KAITLYN
SKIN ARTIST PRODUCTS

Per uso domestico
Manuale d'uso

Grazie per aver scelto il nostro epilatore a luce pulsata (IPL). Per un uso più efficace del prodotto, leggere prima il manuale utente con attenzione.

kaitlynskinartistproducts@gmail.com

1. Consigli per la sicurezza

Per proteggere la pelle, non è adatto a chi sta fronteggiando le seguenti patologie/situazioni:

- patologia cutanea nota;
- malattia della pelle come dermatite allergica, eczema, ecc.;
- fotosensibilizzazione;
- mestruazioni, gravidanza o allattamento;
- scottature solari;
- pelle nera o bruciata dal sole (fare riferimento alla seguente tabella di contrasto di colore specifica);
- nevo nero o fuscificante;
- pelle lacerata, crosta o ferita cicatrizzata, cancro o emangioma;
- gli occhi e qualsiasi area con protesi artificiali o plastiche.

2. Presentazione del prodotto

2.1 Elenco del contenuto:

Dispositivo IPL, adattatore per l'alimentazione, scheda di garanzia, manuale di istruzioni.

2.2 Descrizione del prodotto



3. Parametri tecnici

Lampada	Lampada al quarzo allo xeno
Sorgente luminosa	Luce pulsata intensa
Frequenza energetica	1.5-3.9J/cm2
Dimensioni della messa a fuoco	33x10mm2
Lunghezza d'onda	470nm-1100nm
Durata della lampada	500000 volte
Adattatore	AC100-240V @ 12V DC 3A
Peso	186g
Dimensioni	124x83x48.5mm3
Intervallo di temperatura di funzionamento	5-30 C°
Intervallo di umidità di funzionamento	Umidità relativa 30% - 60%

4. Introduzione alle funzioni

- Ringiovanimento della pelle
- Depilazione

Questo prodotto può essere utilizzato per: peli in eccesso come peli su labbra e ascelle, gambe e braccia, peli sulla fronte, ecc. La depilazione indolore è adatta a persone dai capelli neri o comunque scuri, non è adatta a chi ha capelli bianchi, grigi o biondi (fare riferimento alla seguente tabella di contrasto del colore)

Colore pelle \ Colore capelli	Bianco	Giallo				Marrone scuro/nero
Bianco/Grigio	X	X	X	X	X	X
Rosso	X	X	X	X	X	X
Biondo chiaro	X	X	X	X	X	X
Castano chiaro	✓	✓	✓	✓	✓	X
Castano	✓	✓	✓	✓	✓	X
Castano scuro	✓	✓	✓	✓	✓	X
Neri	✓	✓	✓	✓	✓	X

Tabella contrasto del colore di pelle e capelli

5. Istruzioni per l'uso


5.1 Utilizzare una salvietta imbevuta d'alcol per pulire lo schermo di vetro;

5.2 Premere il "pulsante di accensione" per 1 secondo, si accenderà ed entrerà in modalità lavoro (la spia verde sarà accesa e potrai sentire che il dispositivo è in funzione).


Nota:

1. Noterai che la spia rossa è accesa dopo l'avvio.
2. Quindi, sposterai lo schermo lampeggiante sulla pelle; vedrai la spia rossa lampeggiare, in quanto lo schermo contiene un sensore di induzione del corpo umano che percepisce la pelle quando si avvicina ad essa.
3. L'indicatore luminoso rosso deve lampeggiare, altrimenti il dispositivo non funzionerà. Se vedi che l'indicatore rosso non lampeggia, avvicinalo alla pelle finché non lampeggia.


5.3 Clicca sul "pulsante di accensione" per selezionare il corretto livello di intensità, ci sono cinque livelli di intensità indicati con le spie blu. Il seguente diagramma mostra il livello di intensità dalla potenza più bassa a quella più alta, il livello 1 è l'impostazione di potenza minima, il livello 5 è quella di potenza massima. La sequenza mostrata può essere regolata con un semplice clic del pulsante di accensione.



Livello di intensità 1



Livello di intensità 2



Livello di intensità 3

R = pronto per il lavoro

5.4 Una volta impostato il livello di intensità, sposta lo schermo del flash sulla pelle, che può anche coprirlo completamente. Vedrai la spia rossa lampeggiare, clicca sul pulsante del flash, il dispositivo lampeggerà una volta. Dopo ogni operazione col flash, la spia rossa si spegnerà per effettuare una ricarica, dopo 1-3 secondi la luce si accenderà di nuovo a indicare che il dispositivo è di nuovo pronto per l'uso.

Nota:

- Per risultati perfetti, si suggerisce di ripetere il processo di depilazione 2-3 volte, facendo attenzione a non ripassare o omettere tutte le parti del corpo.
- Se la spia rossa rimane accesa senza lampeggiare, significa che il dispositivo non funziona correttamente, in questo caso, attenersi alla seguente procedura:
 1. assicurati che lo "schermo del flash" sia abbastanza vicino alla pelle;
 2. se la spia rossa è ancora accesa, spostati sulla pelle per 3-5 secondi e controlla se è tornata a funzionare normalmente;
 3. riavvia, se questa operazione non è riuscita;
 4. se l'operazione di cui sopra non ha risolto il problema, contatta il nostro servizio clienti;

5.5 Se lasciato inattivo, dopo 5 minuti il dispositivo andrà in modalità stand-by; sarà sufficiente cliccare sul pulsante di accensione per riattivarlo. Nota: al riavvio, l'intensità tornerà al livello 1.

5.6 Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnerlo.

5.7 Al termine dell'utilizzo, pulire la finestra del flash utilizzando la salvietta imbevuta d'alcol consigliata.

Nota:

Dopo un uso frequente del dispositivo, si formerà della condensa bianca all'interno dell'obiettivo, ciò non influirà sul normale utilizzo né sulla durata del dispositivo.

6. Processo di gestione dei capelli

6.1 Fai un test sulla pelle prima dell'uso

Si consiglia vivamente di verificare la presenza di reazioni allergiche eseguendo un test cutaneo 2 ore prima di qualsiasi procedura di rimozione dei peli.

Metodo per il test:

Su una piccola area di pelle all'interno della parte superiore del braccio (la parte mediale). Partendo dall'energia più bassa a quella più alta, applica 1-2 volte nello stesso punto. Se dopo 2 ore avverti arrossamento, ustioni, dolore lancinante o altri sintomi consulta un medico prima di riutilizzare il dispositivo. In caso di leggero fastidio, riutilizza il prodotto con un'intensità inferiore, ma se il fastidio persiste consulta un medico prima di un successivo utilizzo.

Colore pelle \ Parti corpo	Bianco	Giallo	Marrone medio	Marrone chiaro	Marrone	Marrone scuro/nero
Ascelle	Livelli 3-5 3-4 volte	Livelli 3-5 3-4 volte	Livelli 3-4 2-3 volte	Livelli 2-3 2-3 volte	Livelli 2-3 2-3 volte	non applicabile
Braccia	Livelli 3-5 3-4 volte	Livelli 2-4 3-4 volte	Livelli 2-4 2-3 volte	Livelli 1-3 2-3 volte	Livelli 1-3 2-3 volte	non applicabile
Gambe	Livelli 3-5 3-4 volte	Livelli 2-4 3-4 volte	Livelli 2-4 2-3 volte	Livelli 1-3 2-3 volte	Livelli 1-3 2-3 volte	non applicabile
Contorno bocca	Livelli 3-4 3-4 volte	Livelli 2-3 3-4 volte	Livelli 2-3 2-3 volte	Livelli 1-2 2-3 volte	Livelli 1-2 2-3 volte	non applicabile
Viso	Livelli 3-4 3-4 volte	Livelli 2-3 3-4 volte	Livelli 2-3 2-3 volte	Livelli 1-2 2-3 volte	Livelli 1-2 2-3 volte	non applicabile

Tabella contrasto livelli intensità e colore della pelle

Nota:

- Usalo per 6-10 volte come depilazione regolare:
- utilizzalo una volta ogni due settimane per un massimo di sei volte;
- utilizzalo una volta ogni quattro settimane quando lo usi 6-10 volte;
- se scopri che nuovi peli sottili crescono dopo l'uso, ripeti una volta ogni 2-3 mesi sullo stesso punto, e continua a ottenere risultati soddisfacenti.
- per ottenere migliori risultati, consigliamo di utilizzarlo più volte in un periodo di tempo sulle aree coperte da folta peluria.
- l'uso varia da persona a persona, usalo meno frequentemente quando l'area viene ricoperta da poca peluria, circa il 30%.

7. Note sul funzionamento del dispositivo

- 7.1 Non puntare il flash vicino o direttamente sugli occhi durante l'uso.
- 7.2 Dopo l'operazione, un certo rossore della pelle è normale, è possibile raffreddare l'area con acqua ghiacciata o un asciugamano umido freddo.
- 7.3 Non pulire lo schermo del flash direttamente con alcol spray.
- 7.4 Non utilizzare in combinazione con altri cosmetici come prodotti in gel a base d'acqua.
- 7.5 Cerca di non mangiare cibi sensibili alla luce durante il funzionamento (come spinaci, kola, senape, ecc.).
- 7.6 Per ottenere i migliori risultati, utilizza l'impostazione di energia più alta. (Attenzione: solamente dopo aver seguito le istruzioni precedenti).

7.7 Più scura è la tua pelle meno evidenti saranno eventuali reazioni cutanee, che potrebbero anche ritardate, in questo caso, assicurati di far trascorrere almeno 2 ore prima di aumentare l'impostazione dell'intensità.

7.8 Dopo aver usato questo prodotto, continua a prenderti cura della tua pelle, idratando e usando la crema solare in modo normale.

7.9 Evita i raggi UV durante l'uso e proteggi sempre la tua pelle durante l'esposizione al sole. Cerca anche di evitare una lunga esposizione alle radiazioni del computer quando lavori, proteggendoti con la crema solare ad alta protezione.

7.10 Non ostruire la presa d'aria e l'uscita di raffreddamento per non pregiudicare il raffreddamento del dispositivo.

7.11 I peli incastrati nel dispositivo possono causare alcuni punti vuoti, ma ciò non influisce sulle prestazioni del dispositivo e sul normale utilizzo.

7.12 Quando il dispositivo invecchia, nella parete interna della lampada appariranno diverse formazioni nere, questo è un effetto del normale processo di invecchiamento della lampada. Non preoccuparti, continua a utilizzare normalmente il dispositivo entro i parametri specificati.

7.13 Questo prodotto non è impermeabile, evita il contatto con l'acqua.

7.14 In caso di mal funzionamento, scollega immediatamente il dispositivo; se scopri che il coperchio del prodotto o il vetro dello schermo sono rotti, rimanda il prodotto al costruttore per riparazione/manutenzione.

7.15 Non conservare il dispositivo vicino a forti campi magnetici, in zone polverose, umide o ad alte temperature.

7.16 Evita di danneggiarlo e tienilo fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

7.17 È vietato l'uso con altre applicazioni non consentite.

7.18 È vietato ad altre persone di aprire questo dispositivo ad eccezione del nostro personale autorizzato, in caso contrario esiste il rischio di scossa elettrica.