

SISTEMA DE DEPILAÇÃO IPL
Para Uso Doméstico
Manual do Utilizador



Obrigado por escolher o nosso sistema IPL. Para um uso mais eficaz do produto, queira ler atentamente o manual do utilizador antes da utilização.

1.Dicas de Segurança .

Para a proteção da pele, não é adequado aos seguintes clientes.

- Tiver uma doença de pele conhecida.
- Tiver uma doença de pele como dermatite alérgica, eczema, etc.
- Quem tiver fotossensibilização.
- Se estiver com Menstruação, Grávida ou a Amamentar.
- Se tiver queimaduras solares.
- Pele preta ou queimada do sol (Por favor, consulte o seguinte cartão de contraste da cor específica)
- Nevo preto ou fiiscescente.
- Pele gretada, uma crosta ou ferida cicatrizada, cancro ou hemangioma.
- Os seus olhos e qualquer área estética, protética ou plástica artificiais.

2.Apresentação do Produto

2.1. Lista de embalagem:

Máquina IPL, Adaptador de energia, Cartão de garantia e Manual de instruções.

2.2. Descrição da Estrutura



3. Parâmetros Técnicos

Tubo da lâmpada	Tubo de quartzo xénon
Fonte de luz	Luz Pulsada Intensa
Frequência de Energia	1.5-3.9J/cm2
Tamanho do foco	33*10 mm2
Comprimento de onda	470 nm~1100 nm
Vida útil da lâmpada	300 000 vezes
Adaptador	AC100-240V @ 12V DC 3A
Peso	186 g
Tamanho	124*83*48.5 mm3
Gama da temperatura de operação	5~30 °C
Gama da humidade de operação	Humidade relativa 30% ~ 60%

4. Introdução às Funções

- Rejuvenescimento da pele
- Depilação

Este produto pode ser usado para: excesso de pelos, como pelos nos lábios, axilas, pelos corporais dos membros, pelos na testa, etc.; A depilação indolor dos pelos é adequada a pelos pretos e pessoas com pelos escuros, não é adequada a pelos brancos, grisalhos ou loiros (Consulte a seguinte tabela de contraste de cores)

Cor da pele Cor do cabelo	Branco	Louro	Castanho médio	Castanho claro	Castanho	Castanho escuro/preto
Branco/grisalho	X	X	X	X	X	X
Vermelho	X	X	X	X	X	X
Louro claro	X	X	X	X	X	X
Sobrancelha clara	✓	✓	✓	✓	✓	X
Sobrancelha	✓	✓	✓	✓	✓	X
Sobrancelha escura	✓	✓	✓	✓	✓	X
preto	✓	✓	✓	✓	✓	X

Tabela de contraste da cor de Pele e Cabelo

5. Instruções de Utilização

5.1 Use um toalhete medicinal de álcool para limpar a janela de vidro

5.2 Prima o "botão de energia" durante 1 segundo, ele iniciará e entrará no estado de funcionamento (O indicador de luz verde está aceso e consegue ouvir que o sistema está a funcionar).

Nota:

1. Verá que o indicador de luz vermelha acende depois de iniciar.






2. Depois, deve mover a janela de *flash* para a sua pele, verá o indicador de luz vermelha a piscar porque há um sensor de indução do corpo humano embutido na janela de *flash* e este detetará a pele ao aproximar-se dela.

3. O indicador de luz vermelha deve piscar, caso contrário o aparelho não funcionará. Nesse caso, aproxime-o da sua pele até este piscar.



Botão de energia

5.3 Clique no "botão de energia" para escolher o nível de intensidade próprio; há cinco níveis de intensidade exibidos com os indicadores a azul. O diagrama abaixo mostra o nível de intensidade de baixa a alta potência, o 1 é a definição de potência mínima, o 5 a de potência máxima. Faça qualquer ajuste na sequência exibida com um clique do botão de energia.



Nível de intensidade 5

\dot{R} = pronto a funcionar

5.4 Uma vez definido o nível de intensidade, mova a janela do *flash* para a pele, a qual pode cobrir totalmente a janela do *flash*, verá o indicador de luz vermelha a piscar e, de seguida, clique no botão do

flash, o dispositivo piscará uma vez; após cada operação do *flash*, o indicador de luz vermelha desligar-se-á para carregar a energia, após 1~3 segundos a luz voltará a indicar que está pronto a ser usado novamente.

Nota:

- Para resultados perfeitos, sugere-se que o processo de depilação seja repetido 2-3 vezes garantindo que todas as partes do corpo não deverão ser repetidas e omitidas.
- O dispositivo não está a funcionar corretamente se o indicador de luz vermelha continuar aceso sem piscar, neste caso, por favor, siga os passos abaixo.

1. Assegure-se de que a * janela do *flash* está suficientemente perto da pele.

2. Se o indicador de luz vermelha ainda estiver aceso, por favor, mova-o para a sua pele durante 3-5 segundos e verifique se voltou à função normal.

3. Por favor, reinicie se esta operação falhar

4. Se a operação acima não o resolver, por favor, contacte o nosso serviço ao cliente

5.5 Se ficar inativo, 5 minutos depois o dispositivo entrará no modo de espera, basta clicar no botão de energia para o reativar. Note que, ao reiniciar, a intensidade voltará ao nível 1.

5.6 Prima o botão de energia durante 3 segundos para o desligar.

5.7 Quando terminar de usar, limpe a janela do *flash* com o toalhete húmido com o álcool medicinal sugerido.

Nota:

Após a utilização frequente do dispositivo, haverá uma mancha branca de orvalho dentro da lente, isto não afetará a utilização normal e a vida útil do instrumento.

6. Processo de Gestão dos Pelos

6.1 Em teste antes de utilizar

Recomenda-se vivamente verificar se há reações adversas efetuando um teste cutâneo 2 horas antes de qualquer procedimento de depilação.

Método do teste:

Numa pequena zona da pele na parte interna do braço (medial). A partir de baixa para alta energia, aplique 1~2 vezes no mesmo lugar. Após 2 horas, se sentir vermelhidão, queimaduras, pontadas ou outros sintomas, consulte um médico antes de voltar a usar. Em caso de leve desconforto, use o produto novamente numa definição de mais baixa intensidade, mas, se o desconforto persistir, consulte um médico antes de continuar a usá-lo.

6.2 Etapas operacionais

- 6.2.1 Limpe a janela de *flash*, depois depile os pelos do seu corpo e limpe os pelos residuais.
- 6.2.2 Inicie o aparelho, escolha o nível de intensidade mais adequado à depilação.
- 6.2.3 Depois de terminar a depilação, deverá arrefecer a pele com água gelada ou uma toalha húmida e fria.
- 6.2.4 Pode utilizar um tóner para ajudar a sua pele a reter a humidade após a depilação.
- 6.2.5 Para sugestões sobre operações de nível de intensidade para todos os tipos de pele e diferentes partes do corpo, por favor, consulte a tabela de comparação abaixo.
- 6.2.6 Recomenda-se vivamente que não use várias vezes na mesma parte da pele. Deverá piscar menos de duas vezes consecutivas num só local. Os tempos de frequência do funcionamento deverão ser reduzidos ao usar um nível de intensidade de energia elevada.

Cor da pele Partes	Branco	Louro	Castanho médio	Castanho claro	Castanho	Castanho escuro/preto
Axila	Níveis 3-5 3-4 vezes	Níveis 3-5 3-4 vezes	Níveis 3-4 2-3 vezes	Níveis 2-3 2-3 vezes	Níveis 2-3 2-3 vezes	não aplicável
Braço	Níveis 3-5 3-4 vezes	Níveis 2-4 3-4 vezes	Níveis 2-4 2-3 vezes	Níveis 1-3 2-3 vezes	Níveis 1-3 2-3 vezes	não aplicável
Perna	Níveis 3-5 3-4 vezes	Níveis 2-4 3-4 vezes	Níveis 2-4 2-3 vezes	Níveis 1-3 2-3 vezes	Níveis 1-3 2-3 vezes	não aplicável
Ao redor da boca	Níveis 3-4 3-4 vezes	Níveis 2-3 3-4 vezes	Níveis 2-3 2-3 vezes	Níveis 1-2 2-3 vezes	Níveis 1-2 2-3 vezes	não aplicável
Rosto	Níveis 3-4 3-4 vezes	Níveis 2-3 3-4 vezes	Níveis 2-3 2-3 vezes	Níveis 1-2 2-3 vezes	Níveis 1-2 2-3 vezes	não aplicável

Nível de intensidade e tabela de contraste da cor da pele

Nota:

- Utilização durante 6-10 vezes como um ciclo de depilação
- Use uma vez de duas em duas semanas durante até seis vezes
- Use uma vez de quatro em quatro semanas quando usar 6 a 10 vezes
- Se descobrir novos cabelos finos a crescerem após o uso, opere uma vez a cada 2-3 meses neste local e continue para obter resultados satisfatórios.

• Para obter os melhores resultados sugere-se que, nas zonas de pelos grossos, utilize muitas vezes ao longo de um período de tempo.

7.1 O uso varia de pessoa para pessoa, use com menos frequência quando a zona dos pelos crescer um pouco, cerca de 30%.

7.2 Ao utilizar, não faça *flash* perto ou diretamente nos olhos.

7.3 É normal que exista alguma vermelhidão na pele após a operação; pode arrefecer a zona com água gelada ou uma toalha fria húmida.

- 7.4 Não limpe a janela do *flash* diretamente com álcool pulverizado.
- 7.5 Não use conjuntamente com outros cosméticos como produtos de gel aquosos.
- 7.6 Tente não comer alimentos sensíveis à luz durante a operação (como espinafres, couve, mostarda, etc.).
- 7.7 Para obter melhores resultados, use a configuração de energia mais alta. (Aviso – unicamente depois de seguir as instruções anteriores).
- 7.8 Quanto mais escura for a sua pele, qualquer reação cutânea pode não ser muito aparente e esta pode ser tardia. Neste caso, certifique-se de seguir o período de espera de 2 horas antes de aumentar a configuração de intensidade.
- 7.9 Continue a cuidar da sua pele hidratando e usando protetor Solar de maneira normal depois de utilizar este produto.
- 7.10 Evite a luz UV durante a utilização e proteja sempre a sua pele ao sol. Tente também evitar a longa exposição do computador ao trabalhar, protegendo-se com filtro solar ou creme de proteção solar.
- 7.11 Não bloqueie a entrada de Ar e a saída de arrefecimento para não afetar o arrefecimento do dispositivo.
- 7.12 Pelos presos no dispositivo podem provocar manchas brancas, mas isso não afeta o seu desempenho e a utilização normal.
- 7.13 No período tardio de vida, a parede interna da Lâmpada apresentará graus diferentes de um fenómeno preto em consequência do processo de envelhecimento normal dos tubos. Não se preocupe, continue a utilizar como normalmente dentro dos parâmetros especificados.
- 7.14 Este produto não é à prova de água, evite o contacto com a água.
- 7.15 Quaisquer avarias, desligue de imediato o dispositivo. Se encontrar a tampa do produto ou o vidro da janela de *flash* partida, devolva à fábrica para reparação.

- 7.16 Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos Fortes, poeira húmida a altas temperaturas.
- 7.17 Evite os danos e mantenha fora do alcance e da vista das crianças.
- 7.18 Proíba o seu uso com outra utilização que não seja permitida.
- 7.19 Proíba que outras pessoas abram este dispositivo, à exceção de pessoas autorizadas, de outro modo pode ocorrer risco de choque elétrico.

Este manual é apenas para consulta