

MAMBA

Ultrasonic Face Cleansing Device & EMS
Ultraschallreinigung für Gesichtsgerät und EMS
Ультразвуковой прибор для лица и EMS
Бет ультрадыбыстық және EMS

USER'S MANUAL



GESS®
Expert

Thank you for purchasing ultrasonic face cleansing device «Mamba»!

We reserve the right to modify the design and additions to the description of our products. Changes may be made without notice, it refers to the color and components.

Please, read the instructions for use before using the appliance. Keep the instructions in good condition for a possible appeal to it if necessary.

Pay particular attention to the «Safety Cautions».

Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt sind.

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

CONTENTS

Description and purpose	2	Preparation and carrying out of the procedure	8
Indications and contraindications.....	3	Recommendations	12
Safety precautions	5	Cleaning and care	14
Device components.....	6	Troubleshooting.....	14
Device charger	7	Disposal	15
Control	7	Specifications.....	16

DESCRIPTION AND PURPOSE

All skin types need a complex treatment, which includes cleansing, moisturizing and nourishing, lifting and toning. Ultrasonic device «Mamba» combines several types of action: ultrasonic peeling, phonophoresis, micromassage, miostimulation (EMS), roller massage with pinching function, as well as gentle cleansing using a silicone brush. The possibilities of the device make face and neckline skin care more effective.

ULTRASOUND ACTION

A course of cleansing will give your skin a fresh and well-groomed appearance. The device cleanses and narrows pores, exfoliates keratinized particles, smoothes mimic wrinkles, and tightens the facial oval.

- **Cleansing mode (Ultrasonic peeling).** An effective stimulating facial treatment for skin care at any age. The skin is being gently and slowly exfoliated and cleansed without stretching or mechanical damaging. In just a few sessions acne disappears, sebaceous glands function becomes normalized, the upper layer of the epidermis is renewed and the skin becomes noticeably softer and more elastic.
- **Nutrition mode (Nutrition/ phonophoresis).** Ultrasound makes the preparations more active. It improves the process of penetration of valuable nutrients into the deepest layers of the skin, thereby multiplying the effectiveness of cosmetic products.
- **Up mode (Lifting/Micromassage).** A deep ultrasound massage tones muscles, massages tissues at the cellular level, visibly rejuvenates the skin, and tightens the facial oval.

MIOSTIMULATION (EMS)

It stimulates muscle contractions, making the facial muscles work, it allows you to tighten skin that has lost its elasticity. The metabolic processes and blood circulation are intensified, which improves the condition of the skin. Electric muscle stimulation (EMS) has proven to be an active technique, resulting in the correction of the oval shape and strengthening of the tone of skin that has lost elasticity, reduction of «creases» and

wrinkles, strengthening of muscles, and tightening of the skin. Renewed skin becomes fresher, more elastic and tighter, wrinkles are smoothed, and the facial contour is lifted.

ROLLER MASSAGE WITH ELECTRODE HEADS.

It provides a delicate pinching massage with 3D-rollers and acupuncture effect on the skin. The rotating rollers grab the skin for effective kneading, pinching and massaging. The cooling action of the rollers is helpful in reducing swelling and puffiness. The massage tones up the muscles, thereby tightening the face and slowing down its aging.

* The massage can be done without turning the device on.

SILICONE CAP (BRUSH HEAD)

The silicone cap has soft silicone fluff, so it functions as a brush for gentle daily cleansing to keep your skin clean between ultrasound cleansings.

INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS

Indications for use:

- Blackheads, enlarged pores, skin inflammation;
- The presence of a keratinized layer of the skin, peeling, post-acne;
- Edema, formation of nasolabial folds;
- Disorders of the sebaceous glands: dry and dehydrated skin or excessively oily skin;
- Age-related changes: deep and mimic wrinkles, decreased skin tone, unhealthy skin color, double chin formation;
- Sagging skin;
- Scars and post-acne;

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

- Loss of muscle tone;
- Face contour changing.

Contraindications:**Do not use the device:**

- on inflamed and burned skin areas;
- in case of skin allergy to cosmetics;
- in case of infectious skin lesions;
- in case of infectious diseases aggravation;
- in case of oncological diseases;
- on damaged skin areas;
- herpes and the presence of unhealed scratches;
- the presence of pathologies of the cardiovascular system;
- pregnancy and lactation period;
- diseases of the blood vessels;
- The presence of implants located under the skin or in the muscles (gold threads and other frame installations used for facelifts, metal postoperative braces, silicone). This contraindication does not apply to dental crowns, posts and braces.

Not recommended:

- To carry out the EMS procedure up to 18 years, since the procedure stimulates the collagen production, and before this age, collagen is naturally produced in a sufficient amount.
- Carry out the EMS procedure for injections (botox, dysport, fillers, gels, mesothreads).

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the safety instructions before using the device. The safety cautions noted below are to reduce unpredicted danger and reduce loss through the safe and correct use of the product.

Attention!

- Do not use the device near flammable liquids (gasoline, thinner, spray, etc.). Doing so could result in a fire.
- Do not touch the device with wet hands. Doing so may result in electric shock and / or short circuit.
- Do not keep this apparatus near water (baths, swimming pools, etc.) Doing so may result in electric shock and / or short circuits.
- Keep the device out of the reach of children. Do not let children play with the appliance. Failure to do so may result in burns, electric shock, or other injury.
- Use only the USB cable supplied with the product.
- Remove jewelry and metal objects from your body before use.

Avoid mechanical shock

- In case of malfunction, do not try to disassemble the device yourself.
- Do not open the instrument case. In case of malfunction, contact a specialist in the service center.

It is prohibited to use this device on the following areas:


- Eyes;
- The area above your heart and thyroid gland;
- Reproductive organs;
- The area with silicone implant and gel wrinkle filling;

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

DEVICE COMPONENTS

Complete set: device, silicone cap, usb cable, manual, warranty card.

DEVICE CHARGER

Make sure to charge the device fully before the first use. Full charging of the device takes no more than 2 hours (when it is completely discharged).

1. To charge the device, use the USB cable supplied with the device.
2. During charging the light indicator will be on, when the device is fully charged the light indicator will turn off.
3. The duration of charging may vary depending on operating time and conditions.
4. During long-term storage, the device will be discharged even without use. In this case, it is necessary to recharge the device at least monthly.
5. The battery charge lasts for 2.5 hours of continuous operation.

CONTROL

1. To turn the device on and off, press and hold the power button  for 2 seconds. The default setting is «Cleansing» mode.
2. To select the necessary ultrasonic mode, press the same button, the light indicator will tell you which mode is selected.
3. To switch to the EMS mode press the button  (see picture) and the miostimulation function using the electrodes balls will start working on the minimum intensity mode. There are 3 modes in total: L, M, H (low, medium, high).
4. To select the necessary intensity, press the same button, the light indicator will tell you which mode is selected.

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

5. To return from EMS mode to ultrasonic modes, press the power button again 

*The device has an auto-off function after 10 minutes of operation, so there is no need to monitor the time of the procedure. If necessary, turn on the device again and continue operation.

PREPARATION AND CARRYING OUT OF THE PROCEDURE

PREPARATION

- Before starting the procedure, it is necessary to remove impurities and makeup from the skin of the face and décolleté.
- To increase the effectiveness of the ultrasound procedure, you can prepare the skin with a light scrub.
- **Ultrasound procedures** — should be performed using a water-based gel/serum/lotion designed for ultrasound procedures. The main function of using cosmetics is that ultrasound increases the activity of drugs and enhances the penetration of valuable nutrients into the deepest layers of the skin. An important parameter is that the gel / serum / lotion is an ideal conductor of ultrasonic waves.
- **EMS** — Apply a gel that acts as a conductor for current pulses on the skin or a special GEES lifting gel for all skin types.
- Perform procedures with progressive movements along the massage lines of the face, neck and décolleté.
- After the procedure, it will be helpful to apply a face mask suitable for the skin type.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

1. ULTRASONIC PEELING (mode Cleansing)

- Press the power button to select this mode.
- Clean your face in the direction of the massage lines shown in the drawing.
- Correct position of the device spatula during the ultrasonic face cleaning procedure. The spatula is positioned at an angle of 35°-45°



2. PHONOPHORESIS (mode Nutrition)

- Press the power button to select this mode.
- Turn the device with the other side of the shoulder spatula and
- perform the facial phonophoresis procedure in the direction of the
- massage lines shown in the drawing.
- Correct position of the instrument blade during the phonophoresis
- procedure. The spatula is positioned with the reverse side at an angle
- of 45°.



English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

3. MICROMASSAGE (mode Up)


- Press the power button to select this mode.
- Turn the device with the other side of the shoulder spatula and perform the facial micromassage procedure in the direction of the massage lines shown in the drawing.
- Correct position of the instrument blade during the procedure. The spatula is positioned with the reverse side at an angle
- of 45°.



5. EMS (Miostimulation mode)

- Press the corresponding button to select the EMS mode.
- Adjust the intensity as needed.
- Carry out miostimulation of the face and body by smoothly rolling the electrode rollers over the desired areas.

Basic schemes of massage lines:



Facial skin «lifting»:
from the corners of the mouth toward the outer corners of the eyes.

Forehead:
up and down,
left and right

Eyes:
around the eye area

Neck and decollete area:
up and down along the line of the neck,
avoiding the thyroid area.

Waist:
up and down
the waistcurve

Body:
vertically along
the bodyline

6. ROLLER MASSAGE

Without turning the device on, perform a roller massage of the face along the massage lines.

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

RECOMMENDATIONS

Ultrasound care

- **For oily and combination skin** an intensive treatment course of 10–15 procedures, 1–2 times a week. Then an upkeep treatment — one procedure, once a month.
- **For dry and sensitive skin** an intensive treatment course of 10–12 procedures, not more than once a week. Then an upkeep treatment — one procedure, once a month.
- **For normal skin** an intensive treatment course of 10–15 procedures, 1–2 times a week. Then an upkeep treatment — one procedure, every two weeks.

EMS

Procedure time:

- Up to 30 minutes for the whole body (about 5–10 minutes for each individual site)
- The recommended frequency of use is 2–3 times a week.

Use original GEES gels they are specially designed for different skin types:



1. Cleaning gel for ultrasonic peeling. For oily and combination skin. Effectively cleans pores; gently exfoliates skin; removes oily sheen; normalizes skin acidity; moisturizes and makes skin matte and fresh. Gel has antiseptic effect and does not overdry skin.
2. Cleaning gel for ultrasonic peeling. Suitable for dry and sensitive skin. Gently cleans pores and exfoliates; starts skin refreshing; calms skin and prevents irritation or redness; moisturizes; softens; evens out skin tone.
3. For phonophoresis, microcurrents, myostimulation use original GEES lifting gel for all skin types. Smoothens deep and small wrinkles, lifts skin, prevents new wrinkles. Rejuvenates and nourishes.
4. Cleansing gel by GEES for desincrustation of all skin types. It is suitable for ultrasonic peeling and Ion cleansing.



* After the procedure, it will be helpful to apply a face mask suitable for the skin type.

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

CLEANING AND CARE

Cleaning

Make sure the unit is unplugged and the OFF button is pressed before cleaning the unit. Use the soft, and dry cloth for the device cleaning.

ATTENTION

Do not use petrol, thinner or other volatile liquids for cleaning the appliance because it may damage the product serious.

Care

Make sure that the unit is turned off and the power cord is disconnected from the network. Keep it in a clean, dry place at temperatures between 5° to 45 °C and a humidity of 60%. Avoid direct sunlight on the unit.

TROUBLESHOOTING.

Problem	Cause	Elimination
The device does not turn on	1.The device is discharged2.The device is not working properly	1.Charge the device2. Call for service.
The device has shut down	1.The device is discharged2. The 10 minute mode has ended and the device automatically turned off	1.Charge the device2. Press the ON button to continue.

DISPOSAL

ATTENTION

It is not recommended to dispose of the device at the end of its service life with household waste. Disposal must be carried out through the appropriate waste collection points. If you have any questions, please contact the local municipal service responsible for waste disposal.



Do not dispose with household waste

Packaging is also a subject to recycling. Paper, wood, polyethylene and plastic must be disposed of separately in accordance with the rules of collection, accounting and disposal of packaging. The packaging is disposed of in waste paper for further recycling.



Paperboard, paper

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

SPECIFICATIONS

Article	GESS-689 ems
Ultrasound frequency, kHz	25
Current strength, μ A	Pulse current: 200, 300 и 400
Pulse frequency, Hz	28
Voltage in electrodes, V	2; 2,5 and 3
Source of power	accumulator
Battery capacity, mAh	600
Rated voltage, V	3,7
Battery rated power, W	1,9
Charging current V/A	5/0.38
Charger	usb

Full charge time, h	2
Time of continuous work, h	2,5
Auto power off, min	10
Number of ultrasound modes	3
Number of EMS intensity	3
Moisture protection	IPX5
Electric shock protection class	III
Video instruction	yes, by QR
Net / gross weight, g	120/350
Packing size, mm	210 x 110 x 35

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Einkauf des Geräts für die Ultraschall gesichtsreinigung «Mamba»!

Vor dem Beginn der Verwendung des Geräts lesen Sie, bitte, die Gebrauchsvorschrift durch. Nach der Lesung behalten Sie, bitte, die Vorschrift im guten Zustand für die mögliche Verwendung dieser Vorschrift im Bedarfsfall. Wir behalten uns das Recht für die Modifizierung des Designs und die Ergänzung der Beschreibung unserer Produkte vor. Die Änderungen können ohne Vorbenachrichtigung erfolgt werden, das betrifft die Farbe und den Zubehör.

Eine Besondere Aufmerksamkeit lenken Sie, bitte, auf den Abschnitt «Sicherheitsmaßnahmen».

Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt sin

INHALTSVERZEICHNIS

Beschreibung und Bestimmung.....	19	Vorbereitung und die Durchführung der Prozedur	26
Indikationen und Kontraindikationen	21	Empfehlungen.....	30
Sicherheitsmaßnahmen	22	Reinigung und Pflege	32
Teile des Geräts.....	24	Fehlerbehebung.....	32
Aufladen des Geräts	25	Entsorgung.....	33
Steuern.....	25	Technische Daten.....	34

BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNG

Jeder Hauttyp braucht eine umfassende Pflege, die Reinigung, Befeuchtung und Nahrung, Lifting, und Tonisierung umfasst. Das Ultraschallgerät „Mamba“ vereint mehrere Wirkungsarten: Ultraschallpeeling, Phonophorese, Mikromassage, Muskelstimulation (EMS), Rollenmassage mit Greiffunktion, sowie sanfte Reinigung mit einer Silikonbürste. Dank der Fähigkeiten des Gerätes wird die Hautpflege für Gesicht und Dekolleté noch effektiver.

ULTRASCHALLBEHANDLUNG

Die kurmäßige Reinigung verleiht der Haut ein frisches und gepflegtes Aussehen. Dank des Gerätes werden Poren gereinigt und verengt, keratinisierte Partikel werden gepeelt, Mimikfalten werden geglättet, das Gesichtsoval wird gestrafft.

- **Modus Cleansing (Ultraschallpeeling).** Eine wirksame und stimulierende Gesichtsbehandlung für jedes Alter. Der Prozess des Peelings und der Reinigung der Haut erfolgt sanft und allmählich ohne Dehnung und mechanische Beschädigung der Haut. Nach wenigen Behandlungen verschwindet die Akne, normalisiert sich die Arbeit der Talgdrüsen, erneuert sich die obere Schicht der Epidermis und die Haut wird spürbar weicher und elastischer.
- **Modus Nutrition (Nahrung/Phonophorese).** Der Ultraschall erhöht die Wirkung von Medikamenten. Stärkt das Eindringen wertvoller Nährstoffe in die tiefsten Hautschichten und erhöht dadurch deutlich die Wirksamkeit der Anwendung von Kosmetika.
- **Modus Up (Heben/Mikromassage).** Tiefe Ultraschallmassage tonisiert die Muskeln, massiert das Gewebe auf Zellebene, verjüngt die Haut sichtbar und strafft die Gesichtskonturen.

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

MUSKELSTIMULATION (EMS)

Stimuliert die Muskelkontraktionen, indem sie die Gesichtsmuskeln zum Arbeiten bringt, dies hilft, die Haut zu straffen, die ihre Elastizität verloren hat. Stoffwechselprozesse und Durchblutung werden gefördert, was den Zustand der Haut verbessert. Die elektrische Muskelstimulation (EMS) hat als aktives Instrument ihre Wirksamkeit erwiesen: Korrektur des Gesichtsovals und Stärkung des Tonus der Haut, die an Elastizität verloren hat, Reduzierung von Falten und Fältchen, Stärkung der Muskulatur und Hautstraffung. Die erneuerte Haut wird frischer, elastischer und gestrafft, Fältchen werden geglättet, die Gesichtskontur wird gestrafft.

ROLLENMASSAGE MIT ELEKTRODENKÖPFEN

Sichert eine sanfte, kneifende Massage mit 3D-Rollen und hat eine Akupunktur-Wirkung auf die Haut. Die Rollen drehen durch und erfassen die Hautbereiche, was eine effektive Knetmassage, Kribbeln und Massieren sichert. Die kühlende Wirkung der Rollen hilft, Schwellungen zu reduzieren. Dank der Massage werden die Muskeln tonisiert, wodurch das Gesichtoval aufgezogen und der Alterungsprozess verlangsamt wird.

* Die Massage kann durchgeführt werden, ohne das Gerät einzuschalten.

SILIKONKAPPE (DÜSENBURSTE)

Der Silikonkappe hat weiche Silikonborsten, sodass sie eine sanfe tägliche Bürstenfunktion hat, um Ihre Haut zwischen den Ultraschallreinigungssitzungen sauber zu halten.

INDIKATIONEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Indikationen zur Anwendung:

- Schwarze Punkten, dilatierten Poren, Hautentzündungen;
- Vorhandensein der hornigen Hautschicht, Schuppung, Aknenarbe;
- Ödeme, Bildung der Nasenlippenfalten;
- Störungen in der Arbeit der Talgdrüsen: trockene und entfeuchtete Oder enorm fette Haut;
- Altersveränderungen: tiefe und mimische Falten, das Hauttonusabfall, die ungesunde Hautfarbe, die Bildung des Doppelkinns;
- Schlaffe Haut;
- Narben und Post-Akne;
- Verlust des Muskeltonus;
- Änderung der Gesichtskontur.

Kontraindikationen

Verboten ist die Benutzung des Geräts in folgenden Fällen:

- auf den entzündeten und abgebrannten Hautbereichen;
- im Fall der Hautallergie gegenüber Kosmetik;
- ansteckende Hautläsionen;
- Infektionskrankheiten im akuten Zustand;
- Tumorerkrankungen;
- auf den beschädigten Hautbereichen;

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

- Vorhandensein von Herpes und Offenkratzern;
- Vorhandensein von Herz-Kreislauf-Erkrankungen;
- Schwangerschaft und Stillzeit;
- Gefäßerkrankungen;
- Das Vorhandensein von Implantaten, die sich unter der Haut oder in den Muskeln befinden (Goldfäden usw. Rahmeninstallationen für Facelifts, postoperative Metallspangen, Silikon). Die Kontraindikation gilt nicht für Zahnkronen, Stifte und Zahnsplagen.

Nicht empfohlen:

- Es wird nicht empfohlen, das EMS-Verfahren vor dem 18. Lebensjahr durchzuführen, da das Verfahren die Kollagenproduktion anregt und vor diesem Alter Kollagen in ausreichender Menge auf natürliche Weise produziert wird.
- Es wird nicht empfohlen, das EMS-Verfahren mit Injektionen (Botox, Dysport, Füllstoffe, Gele, Mesothreads) durchzuführen.

SICHERHEITSMÄßNAHMEN

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden. Diese Regeln helfen Ihnen, das Gerät richtig und sicher zu bedienen und die Menschenmenge vom Wagen fernzuhalten.

Warnung von einer Gefahr!


- Das Gerät darf man nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Flüssigkeiten (Benzin, Lösemittel, Spray etc.) verwenden. Eine ähnliche Handlung kann zum Brand führen.
- Das Gerät darf man mit den nassen Händen nicht berühren. Eine solche Handlung kann zum elektrischen

Unfall und / oder zum Kurzschluss führen.

- Halten Sie das Gerät nicht in der Nähe des Wassers (Bad, Schwimmbecken etc.). Eine solche Handlung kann zum elektrischen Unfall und / oder zum Kurzschluss führen.
- Bewahren Sie das Gerät unzugänglich für Kinder auf. Gestatten den Kindern nicht mit dem Gerät zu spielen. Im gegebenen Fall kann das zu den Brandwunden, dem elektrischen Unfall und den anderen Traumen führen.
- Verwenden Sie nur den zusammen mit dem Produkt gelieferten USB Kabel.
- Vor Gebrauch Schmuck und Metallgegenstände vom Körper entfernen.
- **Vermeiden Sie mechanische Stöße.**
- Im Falle der Störungen versuchen Sie nicht das Gerät selbstständig zu zerlegen.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts nicht. Im Falle der Störungen wenden Sie sich an den Spezialisten des Servicezentrums.

Mit Hilfe des Apparats ist verboten, die Prozeduren an den folgenden Zonen durchzuführen:

- Augen.
- Bereich über dem Herzen und der Schilddrüse.
- Geschlechtsorgane.
- Bereiche mit den Silikonimplantaten und der Gelkorrekturplastik.

TEILE DES GERÄTS

Lieferumfang: Gerät, Silikonkappe, USB-Anschluss, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte.

AUFLADEN DES GERÄTS

Vor dem ersten Gebrauch ist das Gerät völlig aufzuladen. Die Ladezeit des Geräts beträgt maximal 2 Stunden (bei vollständiger Entladung).

1. Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts das mit dem Gerät gelieferte USB-Anschluss.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeige.
3. Die Ladezeit kann sich je nach Betriebsdauer und Bedingungen unterscheiden.
4. Bei längerer Aufbewahrung wird das Gerät sich entladen, selbst wenn es nicht benutzt wird. In diesem Fall sollte das Gerät wenigstens einmal monatlich aufgeladen werden.
5. Die Akkuladung reicht für 2,5 Stunden Dauerbetrieb.

STEUERN

1. Halten Sie die Taste  „Einspeisung EIN/AUS“ 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten. Standardmäßig wird der Modus „Reinigung“ aktiviert.
2. Um den gewünschten Ultraschallmodus auszuwählen, drücken Sie dieselbe Taste, die Leuchtanzeige zeigt an, welcher Modus ausgewählt ist.
3. Um in den EMS-Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste  (siehe Abb.) und die Muskelstimulation in den Kugelelektroden beginnt bei minimaler Intensitätseinstellung zu arbeiten. Es gibt insgesamt 3 Betriebsarten: L, M, H (niedrig, mittel, hoch).
4. Um die gewünschte Intensität auszuwählen, drücken Sie dieselbe Taste, die Leuchtanzeige zeigt an, welcher Modus ausgewählt ist.

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

5. Um vom EMS-Modus in den Ultraschallmodus zurückzukehren, drücken Sie die Taste „Einspeisung EIN/AUS“ erneut 

*Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltung nach 10 Minuten Betrieb, sodass Sie die Verfahrensdauer nicht im Auge behalten müssen. Schalten Sie das Gerät nach Bedarf wieder ein und setzen Sie die Behandlung fort.

VORBEREITUNG UND DIE DURCHIHRUNG DER PROZEDUR

Vorbereitung

- Vor dem Beginn der Prozedur ist es notwendig die Verschmutzungen und das Make-up von der Gesichtshaut und des Dekolletébereiches zu entfernen.
- Für die Erhöhung der Effektivität der Ultrascha 11 prozedur kann man die Haut mit Hilfe des leichten Peelings vorbereiten.
- **Ultraschallverfahren** — Die Arbeit sollte durchgeführt werden, indem man ein Gel/Serum/eine Lotion auf Wasserbasis anwendet, die für Ultraschallprozeduren vorgesehen sind. Die Hauptfunktion der Nutzung der Kosmetikerzeugnisse ist das, dass der Ultraschall die Aktivität der Mittel steigert und den Prozess der Aufnahme der wertvollen Nährstoffe in die tiefsten Hautschichten verstärkt. Ein wichtiger Parameter ist das, dass das Gel/Serum/die Lotion ein idealer Leiter von Ultraschallwellen ist.
- **EMS** — Auf die Haut soll unbedingt das Gel aufgetragen werden. Dieses Gel ist ein Leiter für Stromimpulse. Sie können ein spezielles Lifting-Gel von GESS für alle Hauttypen benutzen.
- Führen Sie die prozedur mittels der Fortbewegungen durch die Massagelinien des Gesichts, des Hals und des Dekolletébereiches durch.
- Nach der Prozedur wird behilflich die Verwendung der Maske für das Gesicht, die sich dem Hauttyp eignet.

Durchführung des verfahrens

1 ULTRASCHALLPEELING (Modus «Cleansing»)

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für die Auswahl dieses Modus.
- Führen Sie die Reinigung des Gesichts in der Richtung der Massagelinien durch, wie auf der Abbildung gezeigt ist.
- Richte Lage der Schaufel des Geräts während der Prozedur der Ultraschallreinigung des Gesichts. Die Schaufel wird unter einem Winkel von 35°-45° gehalten.



2. PHONOPHORESE (Modus Nutrition)

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für die Auswahl dieses Modus.
- Drehen Sie das Gerät mit einer anderen Schaufelseite zum Körper zugewandt und führen Sie die Prozedur der Phonophorese des Gesichts in Richtung der Massagelinien durch, wie die Abbildung verdeutlicht.
- Richte Lage der Schaufel des Geräts während der Prozedur der Phonophorese. Die Schaufel wird mit der Kehrseite unter einem Winkel von 45° zugewandt.



English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

3. MIKROMASSAGE (Modus Up)

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für die Auswahl dieses Modus.
- Drehen Sie das Gerät mit einer anderen Schaufelseite zum Körper zugewandt und führen Sie die Prozedur der mikromassage des Gesichts in Richtung der Massagelinien durch, wie die Abbildung verdeutlicht.
- Richte Lage der Schaufel des Geräts während der Prozedur der. Die Schaufel wird mit der Kehrseite unter einem Winkel von 45° zugewandt.



5. EMS (Muskelstimulationsmodus)

- Drücken Sie die entsprechende Taste, um den EMS-Modus auszuwählen.
- Passen Sie die Intensität nach Bedarf an.
- Führen Sie eine Muskelstimulation von Gesicht und Körper durch, indem Sie die Rollenelektroden sanft über die erforderlichen Zonen rollen.

Grundschema der Massagelinien:



Facelifting:
von den
Mundwinkeln
zu den äußen
Augenwinkeln.




Stirn:
hoch und
runter, links
und rechts




Augen:
rund um die
Augen



Hals und
Dekolleté:
entlang der
Halslinie
auf und ab,
wobei die
Schilddrüsenzone
vermieden
wird.



Taille:
rauf und
runter in der
Taillenbeuge



Körper:
entlang der
Körperlinie
vertikal

6. ROLLENMASSAGE

Ohne das Gerät einzuschalten, führen Sie eine Rollenmassage des Gesichts entlang der Massagelinien durch.

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

EMPFEHLUNGEN

Ultraschallpflege

- Bei **fettiger und kombinierter Haut** eine Intensivpflege 10–15 Behandlungen 1–2 mal pro Woche. Darüber hinaus unterstützende Pflege — 1 Behandlung einmal im Monat.
- Bei **trockener und empfindlicher Haut** eine Intensivpflege 10–12 Behandlungen, nicht mehr als 1 Mal pro Woche. Darüber hinaus ist einmal im Monat eine unterstützende Behandlung 1 durchzuführen.
- Für **normale Haut** eine Intensivpflege 10–15 Behandlungen, 1–2 mal pro Woche. Darüber hinaus unterstützende Pflege — 1 Behandlung jede 2 Wochen.

EMS

Verfahrensdauer:

- Bis zu 30 Minuten für den ganzen Körper (ca. 5–10 Minuten für jede einzelne Stelle)
- Die empfohlene Anwendungshäufigkeit beträgt 2–3 mal pro Woche.

Verwenden Gele der Marke GESS, die speziell für verschiedene Hauttypen geeignet sind:



1. Reinigungsgel für Ultraschall-Peeling für fettige und Mischhaut bietet eine effective Reinigung der Poren von Schmutz, exfoliert die Haut, ohne sie zu beschädigen, beseitigt fettige Glanz, normalisiert den Säuregehalt der Haut, spendet Feuchtigkeit, macht sie matt und frisch..



3. Für Phonophorese, Mikroströme, Myostimulation verwenden liftinggel für alle Hauttypen von GESS. Es glättet bestehende auf der Haut tiefe Falten und feine Linien, „zieht“ die Haut, sorgt für die Verhinderung der Bildung neuer Falten. Es verjüngt und nährt.



2. Reinigungsgel für Ultraschall-Peeling für trockene und empfindliche Haut reinigt sanft die Poren von Verunreinigungen, exfoliert die Haut, ohne sie zu beschädigen, aktiviert die natürliche Zellerneuerung, beruhigt die Haut, verhindert das Auftreten der Rötungen und Reizungen, spendet Feuchtigkeit, erweicht und glättet das Hautbild..



4. Entkrustungsgel für alle Hauttypen von GESS. Für uz-pilign und ionische Reinigung.

*Nach der Prozedur wird behilflich die Verwendung der Maske fur das Gesicht, die sich dem Hauttyp eignet.

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Reinigung

Vor der Reinigung des Geräts vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Netz abgeschaltet und der Knopf AUS gedrückt ist. Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes und weiches Tuch.

ACHTUNG

Verwenden Sie nicht bei der Reinigung des Geräts Benzin, Verdünnung und andere aggressive Flüssigkeiten. Im gegebenen Fall kann ein erheblicher Schaden des Geräts erfolgt werden.

Pflege

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzkabel vom Netz getrennt ist. Bewahren Sie das Gerät in der sauberen und trockenen Stelle bei der Temperatur von 5 °C bis 45 °C und bei der Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 60% auf. Vermeiden Sie die Bestrahlung des Geräts durch das direkte Sonnenlicht.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ein mögliche Lösung des Problems	Maßnahmen zur Fehlerbehebung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	1. Das Gerät ist entladen. 2. Das Gerät funktioniert nicht.	1. Laden Sie das Gerät auf. 2. Rufen Sie den Kundendienst an.
Das Gerät wurde ausgeschaltet	1. Das Gerät ist entladen. 2. Die 10-minütige Betriebsart ist beendet und das Gerät hat sich automatisch ausgeschaltet.	1. Laden Sie das Gerät auf. 2. Drücken Sie die EIN-Taste, um fortzufahren

ENTSORGUNG

AUFMERKSAMKEIT!

Es wird nicht empfohlen, das Gerät am Ende seiner Lebensdauer über den Hausmüll zu entsorgen. Die Entsorgung muss über die entsprechenden Sammelstellen erfolgen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige kommunale Entsorgungsstelle.



Nicht im Hausmüll entsorgen

Auch Verpackungen unterliegen dem Recycling. Papier, Holz, Polyethylen und Kunststoff sind nach den Regeln der Sammlung, Abrechnung und Entsorgung von Verpackungen getrennt zu entsorgen. Die Verpackung wird zur weiteren Wiederverwertung im Altpapier entsorgt.



Karton, Papier

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

TECHNISCHE DATEN

Artikel	GESS-689 ems
Ultraschallfrequenz, kHz	25
Stromstärke, µA	Pulsstrom: 200, 300 и 400
Pulsfrequenz, Hz	28
Spannung in Elektroden, V	2; 2,5 und 3
Energiequelle	der Akkumulator
Akkuvolumen, mAh	600
Nennspannung, V	3,7
Batterie-Nennleistung, W	1,9
Ladestrom V / A	5/0.38
Ladegerät	usb

Volle Ladezeit, h	2
Zeit der kontinuierlichen Arbeit, h	2,5
Selbstauslöser, min	10
Anzahl der Ultraschallmodi	3
Anzahl der EMS-Intensität	3
Wasserdichtes Niveau	IPX5
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Videoanleitung	есть, по QR
Netto-/Bruttogewicht, g	120/350
Verpackungsgröße, mm	210 x 110 x 35

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

Благодарим Вас за покупку ультразвуковой чистки для лица «Mamba»!

Перед началом использования прибора, пожалуйста, прочтите инструкцию по применению. После прочтения сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения к ней в случае необходимости. Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

Особое внимание обратите на раздел «Меры предосторожности».

Изделие не предназначено для применения в медицинских целях.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание и назначение	37	Подготовка и проведение процедуры	44
Показания и противопоказания	39	Рекомендации.....	48
Меры предосторожности.....	40	Очистка и уход.....	50
Детали прибора	42	Неполадки и способы их устранения.....	51
Зарядка прибора.....	43	Утилизация.....	51
Управление.....	43	Технические характеристики.....	52

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Кожа любого типа нуждается в комплексном уходе, который предполагает очищение, увлажнение и питание, лифтинг уход и тонизирование. Ультразвуковой прибор «Mamba» совмещает в себе несколько видов воздействия: ультразвуковой пилинг, фонофорез, микромассаж, миостимуляция (EMS), роликовый массаж с функцией защипывания, а также деликатное очищение с помощью силиконовых щеточки. Благодаря возможностям прибора уход за кожей лица и областью декольте становится более эффективным.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Курсовой подход к очищению подарит коже свежий и ухоженный вид. Благодаря прибору очищаются и сужаются поры, отшелушиваются ороговевшие частички, разглаживаются мимические морщинки, подтягивается овал лица.

- **Режим Cleansing (Ультразвуковой пилинг).** Эффективная стимулирующая процедура по уходу за кожей лица в любом возрасте. Процесс отшелушивания и чистки кожи происходит мягко и постепенно, без растяжений и механических повреждений кожи. Уже через несколько сеансов исчезает угревая сыпь, нормализуется работа сальных желез, обновляется верхний слой эпидермиса, кожа становится заметно более мягкой и эластичной.
- **Режим Nutrition (Питание/Фонофорез).** Ультразвук повышает активность препаратов. Усиливает процесс проникновения ценных питательных веществ в самые глубокие слои кожи, тем самым в разы повышает эффективность применения косметических средств.
- **Режим Up (Лифтинг/Микромассаж).** Глубокий УЗ-массаж тонизирует мышцы, осуществляет массаж тканей на клеточном уровне, заметно омолаживает кожу и подтягивает овал лица.

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

МИОСТИМУЛЯЦИЯ (EMS)

Стимулирует мышечные сокращения, заставляя лицевые мышцы работать, это помогает подтянуть кожу, потерявшую эластичность. Усиливаются обменные процессы и кровообращение, что улучшает состояние кожи. Электростимуляция мышц (EMS) доказала свою эффективность в качестве активного инструмента, как результат — коррекция овала и укрепление тонуса кожи, потерявшей эластичность, уменьшение «заломов» и морщин, укрепление мышц и подтяжка кожи. Обновленная кожа становится более свежей, эластичной и подтянутой, морщины разглаживаются, контур лица подтягивается.

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ ГОЛОВКАМИ-ЭЛЕКТРОДАМИ

Обеспечивает деликатный защищающий массаж 3D-роликами и оказывает акупунктурное воздействие на кожу. Ролики прокручиваются, захватывая участки кожи, что обеспечивает эффективное разминание, пощипывание и массирование. Охлаждающий эффект от роликов помогает уменьшить отеки и припухлости. Благодаря массажу тонизируются мышцы, за счет чего подтягивается овал лица и замедляются процессы старения.

* Массаж можно проводить не включая прибор.

СИЛИКОНОВАЯ КРЫШЕЧКА (НАСАДКА-ЩЕТОЧКА)

Силиконовая крышечка имеет мягкие силиконовые ворсинки, поэтому обладает функцией щеточки для ежедневного деликатного очищения, чтобы поддерживать кожу в чистоте между процедурами уз-чистки.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Показания к применению:

- Черные точки, расширенные поры, воспаления на коже;
- Наличие ороговевшего слоя кожи, шелушение;
- Отеки, образование носогубных складок;
- Нарушения в работе сальных желез: сухая и обезвоженная кожа или чрезмерно жирная кожа;
- Возрастные изменения: глубокие и мимические морщины, снижение тонуса кожи, нездоровый цвет кожи, образование второго подбородка;
- Дряблость кожи;
- Шрамы и постакне;
- Утрата тонуса мышц;
- Изменение контура лица.

Противопоказания:

Запрещается использовать устройство:

- на воспаленных и обгоревших участках кожи;
- в случае аллергии на косметические средства;
- инфекционные поражения кожи;
- инфекционные заболевания в период обострения;
- онкологические заболевания;
- на поврежденных участках кожи;

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

- герпес и наличие незаживших царапин;
- присутствия патологий сердечно-сосудистой системы;
- беременности и период лактации;
- заболеваний кровеносных сосудов;
- Наличие имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (золотые нити и пр. каркасные установки, применяемые при подтяжке лица, металлические послеоперационные скобки, силикон). Данное противопоказание не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты.

Не рекомендуется:

- Проводить процедуру EMS до 18 лет, так как процедура стимулирует выработку коллагена, а до этого возраста коллаген вырабатывается естественным образом в достаточном количестве.
- Проводить процедуру EMS при инъекциях (ботокс, диспорт, филлеры, гели, мезонити).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами безопасности перед началом использования прибора. Данные правила помогут вам правильно и безопасно эксплуатировать прибор, а также уберегут от возможных травм.

Внимание опасно!

- Не используйте прибор вблизи легковозгораемых жидкостей (бензин, растворитель, спрей и т.д.). Подобное действие может привести к пожару.
- Не трогайте прибор мокрыми руками. Подобное действие может привести к поражению электрическим током и/или короткому замыканию.
- Не держите прибор вблизи воды (ванны, бассейны и т.д.). Подобное действие может привести к по-

ражению электрическим током и/или короткому замыканию.


- Храните прибор вдали от детей. Не позволяйте детям играть с прибором. В противном случае это может привести к ожогам, поражению электрическим током и другим травмам.
- Используйте только USB кабель, поставляемый вместе с продуктом.
- Перед использованием снимите с тела украшения и металлические предметы.

Избегайте механических ударов.

- В случае неполадок не пытайтесь разобрать прибор самостоятельно.
- Не вскрывайте корпус прибора. В случае неполадок обратитесь к специалисту в сервисный центр.

Запрещается проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах:

- Глаза;
- Область над сердцем и щитовидной железой;
- Половые органы;
- Области с силиконовыми имплантами и гелевой контурной пластикой.

ДЕТАЛИ ПРИБОРА

Комплектация: прибор, силиконовая крышечка, usb кабель, инструкция, гарантийный талон.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить прибор. Максимальное время зарядки прибора 2 часа (если он полностью разряжен).

1. Для зарядки устройства используйте USB кабель, поставляемый в комплекте к прибору.
2. Во время зарядки будет гореть индикатор, когда прибор полностью зарядится, индикатор погаснет.
3. Время зарядки может отличаться в зависимости от продолжительности работы и условий.
4. Во время длительного хранения прибор будет разряжаться даже без использования. В этом случае необходима подзарядка прибора хотя бы 1 раз в месяц.
5. Заряда батареи хватает на 2,5 часа непрерывной работы.

УПРАВЛЕНИЕ

1. Для включения и выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку питания  в течение 2 секунд. По умолчанию включится режим «Cleansing».
2. Для выбора нужного ультразвукового режима нажмите эту же кнопку, световой индикатор подскажет какой режим выбран.
3. Для перехода в режим EMS нажмите кнопку  (см. рис.) и миостимуляция в шариках-электродах начнет работать на минимальном режиме интенсивности. Всего 3 режима: L, M, H (низкий, средний, высокий).
4. Для выбора нужной интенсивности нажмите эту же кнопку, световой индикатор подскажет какой режим выбран.
5. Чтобы вернуться из режима EMS в ультразвуковые режимы, вновь нажмите кнопку питания .

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

*Прибор имеет функцию автоотключения через 10 минут работы, благодаря чему нет необходимости следить за временем процедуры. При необходимости заново включите прибор и продолжите работу.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОДГОТОВКА

- Перед началом процедуры необходимо устраниТЬ загрязнения и макияж с кожи лица и области декольте.
- Для повышения эффективности ультразвуковой процедуры можно подготовить кожу при помощи легкого скраба.
- УЗ-процедуры необходимо проводить используя гель/сыворотку/лосьон на водной основе, предназначенные для ультразвуковых процедур. Основной функцией использования косметических средств является то, что ультразвук повышает активность препаратов и усиливает процесс проникновения ценных питательных веществ в самые глубокие слои кожи. Важным параметром является то, что гель/сыворотка/лосьон — это идеальный проводник ультразвуковых волн.
- **EMS** — Обязательно нанесите на кожу гель, который выступает проводником для токовых импульсов, или специальный лифтинг гель от GEES для всех типов кожи.
- Проводите процедуры поступательными движениями по массажным линиям лица, шеи и области декольте.
- После процедуры будет полезным применение маски для лица, подходящей по типу кожи.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

1. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ (режим Cleansing)

- Нажмите на кнопку включения для выбора этого режима.
- Проведите чистку лица в направлении массажных линий, указанных на рисунке.
- Правильное положение лопатки прибора во время процедуры ультразвуковой чистки лица. Лопатка располагается под углом 35–45°



2. ФОНОФОРЕЗ (режим Nutrition)

- Нажмите на кнопку включения для выбора этого режима.
- Поверните прибор другой стороной лопатки и проведите процедуру фонофореза лица в направлении массажных линий, указанных на рисунке.
- Правильное положение лопатки прибора во время процедуры фонофореза. Лопатка располагается обратной стороной под углом 45°



English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

3. МИКРОМАССАЖ (Режим Up)


- Нажмите на кнопку включения для выбора этого режима.
- Поверните прибор другой стороной лопатки и проведите процедуру микромассажа лица в направлении массажных линий, указанных на рисунке.
- Правильное положение лопатки прибора во время процедуры. Лопатка располагается обратной стороной под углом 45°



5. EMS (Режим миостимуляции)

- Нажмите на соответствующую кнопку для выбора режима EMS.
- Отрегулируйте интенсивность по необходимости.
- Проведите миостимуляцию лица и тела, плавно прокатывая ролики-электроды по необходимым зонам.

Базовые схемы массажных линий:



«Подтяжка»
кожи лица:
от уголков
рта по
направлению
к внешним
уголкам глаз.

Лоб:
вверх-вниз,
влево
и вправо

Глаза:
вокруг обла-
сти глаз

Шея и зона
деольте:
по линии шеи
вверх и вниз,
избегая зону
щитовидки.

Талия:
вверх и вниз
по изгибу
талии

Тело:
по линии тела
вертикально

6. РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

Не включая прибор проводите роликовый массаж лица по массажным линиям.

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

РЕКОМЕНДАЦИИ

УЗ уход

- Для жирной и комбинированной кожи курс интенсивного ухода 10–15 процедур, 1–2 раза в неделю. Далее поддерживающий уход — 1 процедура, 1 раз в месяц.
- Для сухой и чувствительной кожи курс интенсивного ухода 10–12 процедур, не чаще 1 раза в неделю. Далее поддерживающий уход 1 процедура, 1 раз в месяц.
- Для нормальной кожи курс интенсивного ухода 10–15 процедур, 1–2 раза в неделю. Далее поддерживающий уход — 1 процедура, раз в 2 недели.

EMS

Время проведения процедур:

- До 30 минут для всего тела (около 5–10 минут для каждого отдельного участка)
- Рекомендованная частота использования — 2–3 раза в неделю.

Используйте гели от бренда GESSION, они разработаны специально для разных типов кожи:



1. Очищающий гель для ультразвукового пилинга для жирной и комбинированной кожи. Эффективно очищает поры от загрязнений, отшелушивает кожу, не травмируя ее, устраниет жирный блеск, нормализует кислотность кожи, увлажняет, делает ее матовой и свежей.
2. Очищающий гель для ультразвукового пилинга для сухой и чувствительной кожи. Бережно очищает поры от загрязнений, отшелушивает кожу, не травмируя ее, запускает процесс обновления клеток, успокаивает кожу, предотвращая появление каких-либо покраснений и раздражения, увлажняет смягчает, выравнивает цвет лица.
3. Для фонофореза, микротоков, миостимуляции используйте лифтинг-гель для всех типов кожи от GESSION. Помогает разгладить имеющиеся на коже глубокие и мелкие морщины, «подтягивает» кожу, обеспечивает профилактику образования новых морщин. Омолаживает и питает.
4. Гель для дезинкрустации для всех типов кожи от GESSION. Для уз-пилигна и ионного очищения.



* После процедуры будет полезным применение маски для лица, подходящей по типу кожи.

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

ОЧИСТКА И УХОД

Очистка

Перед очисткой прибора убедитесь, что прибор отключен от сети и нажата кнопка ВЫКЛ. Используйте для чистки сухую мягкую ткань.

Лопатку помойте водой или протрите антибактериальным средством с помощью ватного диска.

ВНИМАНИЕ

Не используйте бензин, разбавитель или другие агрессивные жидкости при чистке прибора. В противном случае может произойти серьезное повреждение прибора.

Уход

Убедитесь в том, что прибор выключен и шнур питания отсоединен от сети. Храните прибор в чистом, сухом месте при температуре от 5 °C до 45 °C и при влажности воздуха не более 60%.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор.

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор не включается	1.Прибор разряжен 2.Прибор неисправен	1.Зарядите прибор 2.Обратитесь в сервисную службу.
Прибор отключился	1.Прибор разрядился 2.Закончился 10 минутный режим и прибор автоматически отключился.	1.Зарядите прибор 2.Нажмите кнопку ВКЛ, чтобы продолжить.

УТИЛИЗАЦИЯ**ВНИМАНИЕ!**

Не рекомендуем выбрасывать прибор по завершении срока его службы вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора. В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Не утилизировать с бытовыми отходами

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

Утилизации так же подлежит упаковка. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, дерево, полиэтилен и пластмасса в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации упаковки. Упаковка утилизируется в макулатуру для переработки.



Картон, бумага

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GESS-689 ems
Частота ультразвука, кГц	25
Сила тока, мкА	Импульсный ток: 200, 300 и 400
Частота импульсов, Гц	28
Напряжение в электродах, В	2; 2,5 и 3
Источник питания	аккумулятор

Объем батареи, мАч	600
Номинальное напряжение, В	3,7
Номинальная мощность аккумулятора, Вт	1,9
Ток при зарядке В/А	5V/0.38A
Зарядка	usb
Время полной зарядки, ч	2
Время непрерывной работы, ч	2,5
Автотаймер, мин	10
Кол-во УЗ-режимов	3
Кол-во EMS интенсивности	3
Уровень водонепроницаемости	IPX5
Класс защиты от поражения электрическим током	III
ВидеоИнструкция	есть, по QR
Вес нетто/брutto, гр	120/350
Размер упаковки, мм	210 x 110 x 35

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

Сізге «Mamba» бетке арналған ультрадыбыстық тазалағыштық сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

Массажерді пайдаланудың алдында қолдану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз. Оқып болғаннан кейін нұсқаулықты қажет болған жағдайда оған жүргіну мүмкін болуы үшін жақсы қалыпта сақтаңыз.

«Сақтық шаралары» бөліміне ерекше назар аударыңыз.

Біз өнімдеріміздің сипаттамасына толықтыруды және дизайнын түрлендіру құқығын өзімізге қалдырамыз. Өзгерістер алдын ала хабарламасыз жүргізілуі мүмкін, бұл түсіне және жиынтықтаушы бүйымға қатысты.

Аспап медициналық жабдық болып табылмайды.

МАЗМҰНЫ

Сипаттамасы және мақсаты.....	55	Процедураны дайындау және өткізу	62
Қолдануға көрсетілімдер:.....	57	Ұсыныстар	63
Сақтық шаралары	58	Болуы мүмкін ақаулар және оларды жою тәсілдері..	64
Аспаптың схемасы	60	Қызмет көрсету және күтім жасау.....	64
Аспапты зарядтау.....	61	Кәдеге жарату	65
Басқару.....	61	Техникалық сипаттамалар	66

СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ МАҚСАТЫ

Кез-келген түрдегі теріге кешенді күтім қажет, ол тазартуды, ылғалдандыруды және нәрлендіруді, лифтинг күтім және сергітуді қамтиды. «Mamba» ультрадыбыстық құралы әсер етудің бірнеше түрін біріктіреді: ультрадыбыстық пилинг, фонофорез, микромассаж, миостимуляция (EMS), қысу функциясы бар роликті массаж, сондай-ақ силикон щеткасымен нәзік тазарту. Құрылғының мүмкіндітерінің арқасында бет терісі мен декольте аймагына күтім жасау тиімдірек болады..

УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ЭКСПОЗИЦИЯ

Аппараттың арқасында ұсақ тесіктер тазартылады және тарылады, қыртыстанған бөлшектер қабыршақтанады, мимикалық әжімдер тегістеледі, бет сопақшасы тарылады. Бірнеше процедурадан кейін тері айтарлықтай жақсарады.

- **«Cleansing» режимі — ультрадыбыстық пилинг режимі.** Кез келген жаста бет терісіне күтім жасау бойынша тиімді ынталандыруши процедура. Терінің қабыршықтану және тазалау процесі теріні созбай және механикалық зақымдарсыз жұмсақ және біртіндеп болады. Бірнеше сеанстан кейін безеу жоғалады, май бездерінің жұмысы қалыпқа келеді, эпидермистің жоғарғы қабаты жаңарады, тері айтарлықтай жұмсақ және ілімді болады.
- **«Nutrition» режимі — питание/фонофорез режимі.** Ультрадыбыс препаратордың белсенділігін арттырады. Терінің ең терен қабаттарына құнды қоректік заттардың ену процесін күшайтеді, осылайша косметикалық заттарды қолдану тиімділігін арттырады.
- **«Up» режимі — лифтинг/микромассаж режимі.** Уд-уқалау бұлшықеттерді сергітеді, тіндерге жасушалық деңгейде үқалауды жасайды, теріні айтарлықтай жасартады және бет сопақшасын тартып қатайтады.

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

МИОСТИМУЛЯЦИЯ (EMS)

Бет бұлшықеттерін жұмыс істету арқылы, бұлшықет жиырылуын ынталандырады, бұл серпімділікті жоғалтқан теріні қатайтуға көмектеседі. Алмасу үрдістері мен қан айналымы жақсарады, бұл терінің күйін жақсартады. Бұлшықеттерді электростимуляциялау (EMS) белсенді құрал ретінде өзінің тиімділігін дәлелдеді, нәтиже ретінде — түзету және серпімділігін жоғалтқан тері өні нығайтылады, «қыртыстар» мен әжімдер азаяды, бұлшықеттерді нығайту және теріні қатайту жүзеге асырылады. Жаңартылған тері балғын, серпімді және тартымды болады, әжімдер тегістеледі, бет контуры қатаяды.

ЭЛЕКТРОД БАСТИЕГІМЕН РОЛИКТІ МАССАЖ

3D роликтермен нәзік шымшу массажын қамтамасыз етеді және теріге акупунктуралық әсер етеді. Роликтер илеу, шымшу және уқалауды тиімді ету үшін тері аймақтарын қамтып, айналдырылады. Роликтердің салқыннату әсері ісіну мен беріппелерді азайтуға көмектеседі. Массаждың арқасында бұлшықеттер сергітіледі, соның арқасында бет сопақшасы тартылып, қартаю процестері баяулайды.

* Массажды құрылғыны қоспай ақ жасауға болады.

СИЛИКОН ҚАҚПАҒЫ (Қылشاқты саптама)

Силикон қақпағында жұмсақ силикон түктөрі бар, сондықтан ультрадыбыстық тазалау процедуралары арасында теріні таза үстай үшін күнделікті нәзік тазалауға арналған қылшақ функциясы бар.

ҚОЛДАНУҒА КӨРСЕТІЛІМДЕР:

Қолдану көрсеткіштері:

- Қара нүктелер, кеңейтілген тері саңылауы, терінің қабынуы;
- Терінің қабыршықтанған қабатының болуы, терінің түлеуі;
- Ісіну, мұрын-ерін қатпарларының пайда болуы;
- Май бездерінің бұзылуы: құргақ және сусындардырылған тері немесе шамадан тыс майлышы тери;
- Жасқа байланысты өзгерістер: терең және мимикалық әжімдер, тері тонусының төмендеуі, терінің зиянды түсі, екінші иектің пайда болуы;
- Терінің салбырауы;
- Тыртықтар және безеуден кейінгі түр;
- Бұлшықет тонусының жоғалуы;
- Бет контурын өзгерту.

Ұсынылмайды:

- 18 жасқа дейін EMS процедурасын орындауға, өйткені процедура коллаген өндірісін ынталандырады

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

және осы жасқа дейін коллаген табиги түрде жеткілікті мөлшерде өндіріледі.

- Инъекция кезінде EMS процедурасын орындауға (ботокс, диспорт, филлер, гельдер, мезожіптер).

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Аспапты қолданар алдында қауіпсіздік шараларымен танысуыңызды өтінемін. Осы қагидалар сізге аспапты дұрыс әрі қауіпсіз пайдалануға көмектеседі, сондай-ақ болуы мүмкін жарақаттардан қорғайды.

Назар аударыңыз қауіпті!

- Аспапты тех жанатын сүйиқтардың (бензин, ерітінді, спрей және т.с.с.) маңында пайдаланбаңыз. Мұндай әрекет өртке әкелуі мүмкін.
- Аспапты дымқыл қолмен ұстамаңыз. Мұндай әрекет электр тогымен зақымдануына және/немесе қысқа түйікталуға әкелуі мүмкін.
- Аспапты судың жанында (ванна, бассейндер және т.с.с.) ұстамаңыз. Мұндай әрекет электр тогымен зақымдануына және/немесе қысқа түйікталуға әкелуі мүмкін.
- Аспапты балалардан алыс сақтаңыз. Балаларға аспаппен ойнауға мүмкіндік бермеңіз. Әйтпесе, бұл күйікке, электр тогымен зақымдануына және басқа жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- Өніммен бірге жеткізілетін USB кабельді ғана пайдаланыңыз.

Механикалық соққылардан абай болыңыз.

- Ақаулар болған жағдайда аспапты өз бетінше бөлшектеуге тырыспаңыз.
- Аспаптың корпусын ашпаңыз. Ақаулар болған жағдайда сервистік орталықтағы маманға хабарла-сыңыз.

Қолдануға қарсы көрсетілімдер:

- Үстамалы сипатқа тән жүрек ырғағының (аритмиясының) бұзылуы (жыбырлақ ырғақсыздық, пароксизмальды тахикардия, топтық экстрасистолия).
- Қан айналуының жеткіліксіздігі.
- Қан аурулары, тромбофлебиттер.
- Электр стимуляторын немесе басқа электронды импланттарды киоі.
- Тері аурулары.
- Онкологиялық аурулар.
- Тері жамылғылары тұтастығының бұзылуы — жаралар, терісі сыйдырылған жерлер, трофикалық жарагалар.
- Жіті қабыну және ірінді процестер.
- Жарақаттар немесе жүйке аурулары нәтижесінде терінің сезімталдығының бұзылуы.
- Психикалық аурулар.
- Тері астында немесе бүлшүқеттерде орналасқан имплантанттардың болуы (алтын жіптер, операциядан кейінгі металл жақшалар, силикон). Осы қарсы көрсетілім тіс сауыттарына, сүққыштарға және брекеттерге қолданылмайды.
- Өзін нашар сезінүі.
- Мас болу.

Келесі аймақтарға аппараттың көмегімен процедураларды жасауға тыйым салынады:

- Көз;
- Жүрек пен қалқанша без үстіндегі аймақ;
- Жыныс органдары;
- Силиконды импланттары және гелді контурлы пластикасы бар аймақтар.


English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

АСПАПТЫҢ СХЕМАСЫ



Жиынтықтау: аспап, силиконды қақпақ, usb кабель, нұсқаулық, кепілдік талон.

АСПАПТЫ ЗАРЯДТАУ

Алғашқы қолданар алдында құрылғыны толығымен қуаттау қажет. Құрылғының максималды қуаттау уақыты-2 сағат (егер ол толығымен таусылған болса).

1. Құрылғыны зарядтау үшін құрылғыға жинақталған USB кабелін пайдаланыңыз.
2. Қуаттау кезінде индикатор жанады, құрылғы толық қуатталған кезде индикатор сөнеді.
3. Қуаттау уақыты жұмыс ұзақтығы мен жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін.
4. Ұзақ мерзімді сақтау кезінде құрылғы тіпті пайдаланусыз да таусылады. Бұл жағдайда құрылғыны айна кемінде 1 рет қайта қуаттау қажет.
5. Батарея 2,5 сағат үздіксіз жұмыс істеуге жеткілікті.

БАСҚАРУ

1. Құрылғыны қосу және өшіру үшін  қуат түймесін 2 секунд басып тұрыңыз. Әдепті бойынша «Cleansing» режимі қосылады.
2. Қажетті ультрадыбыстық режимді таңдау үшін сол батырманы басыңыз, индикатор шамы сізге қай режим таңдалғанын көрсетеді.
3. EMS режиміне өту үшін  батырмасын басыңыз (суретті қараңыз) және электрод шарларындағы миостимуляция минималды қарқындылық режимінде жұмыс істей бастайды. Барлығы 3 режим: L, M, H (төмен, орташа, жоғары).
4. Қажетті қарқындылықты таңдау үшін сол батырманы басыңыз, индикатор қай режим таңдалғанын көрсетеді.
5. EMS режимінен ультрадыбыстық режимдерге оралу үшін  қуат түймесін қайта басыңыз.

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

* Құрылғы 10 минут жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшіру функциясына ие, соның арқасында процедуралық уақытын бақылаудың қажеті жоқ. Қажет болса, құрылғының қайта қосып, жұмысын жалғастырыңыз.


ПРОЦЕДУРАНЫ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

* Процедуралық бастамас бұрын бет терісі мен декольте аймағындағы ластанған жерлер мен маки-яжды кетіру керек.

АҚШ ПРОЦЕДУРАЛАРЫ

- Жұмыс ультрадыбыстық процедураларға арналған су негізінде гель / сарысу / лосьонды қолдану арқылы жүргізуі қажет. Ультрадыбыс препараттардың белсенділігін арттыратыны және терінің терең қабаттарына құнды қоректік заттардың ену процесін күшайттеп косметикалық заттарды пайдаланудың негізгі функциясы болып табылады. Гель/сарысу/лосьон ультрадыбыстық толқындардың тамаша өткізгішінің маңызды параметрі болып табылады.
- Бет, мойын және декольте аймағын үқалau сзықтары бойымен біртіндеген қозғалыстармен ультрадыбыстық тазалау немесе фонофорез процедурасын орындаңыз.

***Скапуланың дұрыс орналасуы, суретті қараңыз**



*Бетті ультрадыбыстық тазалау процедурасы кезінде аспап қалағының дұрыс орналасуы



*Фонофорез процедурасы кезінде аспап қалағының дұрыс орналасуы.

EMS (МИОСТИМУЛЯЦИЯ РЕЖИМІ)

- Теріңзеге ток импульстары үшін өткізгіш ретінде әрекет ететін гельді немесе барлық тері түрлеріне арналған GESS арнайы лифтинг гелін жағуды ұмытпаңыз.
- Бет, мойын және декольте аймағының массаж сзызықтары бойынша ұдемелі қозғалыстармен процедураларды жүргізіңіз.

Процедурадан кейін терінің түріне сәйкес келетін бет маскасын қолдану пайдалы болады.

РОЛИКТІ МАССАЖ

- Құрылғыны қоспай, массаж сзызықтары бойымен бетке роликті массаж жасаңыз.

ҰСЫНЫСТАР

УД күтім

- Майлы және аралас тері үшін қарқынды күтім курсы 10–15 процедура, аптасына 1–2 рет. Әрі қарай, күтімді қолдау-1 процедура, айына 1 рет.
- Құрғақ және сезімтал теріге қарқынды күтім курсы 10–12 процедура, аптасына 1 реттен көп емес. Әрі қарай, күтімді қолдау 1 процедура, айына 1 рет.
- Қалыпты тері үшін қарқынды күтім курсы 10–15 процедура, аптасына 1–2 рет. Әрі қарай, күтімді қолдау — 1 процедура, 2 аптада бір рет.

EMS

Процедуралы өткізу уақыты:

- Бүкіл дене үшін 30 минутқа дейін (әрбір жеке аймақ үшін шамамен 5–10 минут)
- Ұснылған пайдалану жиілігі аптасына 2–3 рет.

БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Проблема	Ықтимал себебі	Жою
Аспапты қосу мүмкін емес	Аспап тоқтан ажыратылды	Құрылғыны зарядтаңыз
	Аспап жарамсыз	Сервистік қызметке хабарла-сыңыз
Аспаптың нашар жұмысы	Аспап тоқтан ажыратылды	Құрылғыны зарядтаңыз
Аспап тоқтап қалды	10 минуттық үқалау сеансы аяқталды және аспап автоматты түрде өшірілді.	Үқалау сеанстары арасындағы уақыт аралығы 10–15 минутты құрауы тиіс. Егер сіз үқалауды жалғастыргыңыз келсе, ҚОСУ/ ӨШІРУ батырмасын қайта басыңыз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

Сақтау:

- Массажердің желіден ажыратылғанына және ӨШІРУ батырмасының басылғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты құргақ, салқын жерде сақтаңыз.
- Тікелей күн сәулесінің түсуінен аулақ болыңыз.

- Шпательді сумен жуыңыз немесе мақта жастықшасын пайдаланып бактерияға қарсы агентпен сұртіңіз

Күтім жасау:

- Тазалауды бастардың алдында массажердің желіден ажыратылғанына және ӨШІРУ батырмасының басылғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты құрғақ жұмсақ матамен тазалаңыз.
- Сәл дымқыл матаның көмегімен тазалауы мүмкін. Дымқыл тазалағаннан кейін массажер табиги жолмен кебуй қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Аспапты тазалау кезінде бензин, сүйылтқыш немесе басқа да агрессиялық сүйкіткіштерді пайдаланбаңыздар. Әйтпесе, құрылғыға елеулі зақым келуі мүмкін.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Тұрмыстық қалдықтармен бірге оның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты лақтыруға кеңес бермейміз. Кәдеге жарату жинаудың тиісті пункттері арқылы жүргізілуге тиіс. Сұрақтар туындаған жағдайда қалдықтарды кәдеге жаратуға жауапты жергілікті коммуналдық қызметке хабарласыңыз.



Тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратпаңыз

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

Қаптама да кәдеге жаратуға жатады. Кәдеге жаратуға қаптаманы жинау, есепке алу және кәдеге жарату қағидаларына сәйкес қағаз, ағаш, полиэтилен және пластмасса жеке ұшырауға тиіс. Қаптама қайта өндөу үшін макулатурамен кәдеге жаратылады.



Қатырма қағаз, қағаз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Артикул	GESS-689 ems
Ультрадыбыс жиілігі, кГц	25
Номиналды кернеу, В	3,7
Батарея сыйымдылығы, мАч	600
Номиналды қуат, Вт	1,9
Номиналды ток, В/А	5/0,38
Зарядтау	USB
Толық зарядтау уақыты, сағ	2

Үздіксіз жұмыс уақыты, сағ	2,5
Автотаймер, мин	10
Ультрадыбыстық режимдердің саны	3
Саны EMS қарқындылығы	3
Су өткізгіштік деңгейі	IPX5
Электр тогының соғуынан қорғау класы	III
Бейне нұсқау	иә, QR арқылы
Салмағы нетто/брутто, гр	120/350
Қаптаманың өлшемі, мм	210x110x35

English

Deutsch

Русский

Қазақ тілі

Article/ Artikel/ Артикул: GESS-689 ems German Trademark

Factory/Fabrik/Завод-изготовитель/Дайындаушы:
GESS International Trading (Shanghai) Co., LTD

Address/Adresse/Адресс/Мекенжайы: Room 601, building B, No.2163,
Wanyuan road, Minhang district, Shanghai, China 201103, Китай

Authorized organization by the manufacturer in Europe: GESS MARKET OÜ
Reg.code: 127106981; VAT No.: EE101758947
Room No. 219, 2nd floor, Tulika 19 (A) 10613 Tallinn, Estonia | EU
Phone: +372 51990171 info@gessmarket.com

Организация, уполномоченная производителем в России: ООО «ПраймЛайн»
193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, литер «Р», пом. 9-Н, оф. 23.
Тел.: +7 (812) 507-93-64 WhatsApp: +7 (911) 160-11-42

Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии и предложения (импортер): Товарищество с ограниченной ответственностью «GESSMARKET.KZ (Гессмаркет.kz)». Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 282, офис 206, индекс 050020. Казахстан Республикасының аумагында шағымдар мен ұсыныстарды қабылдайтын үйім (импорташы): «GESSMARKET.KZ (Gessmarket.kz)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Орналасқан жері: Казақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достык даңылы, 282 үй, 206 кабинет индекс 050020
Tel. +7 (705) 953 42 78 info@gessmarket.kz

Guarantee period/Garantiezeit/Гарантийный срок/Кепілдік мерзімі:
1 year/Jahr/год/жыл

Service life/Lebensdauer/Срок службы/Қызымет мерзімі: **5 years / Jahre / лет /жыл.**

Соответствует требованиям/Таярлар сертификаттالған: TP TC 020/2011

Manufacturing date on the packaging/Herstellungsdatum auf der Verpackung finden/
Дату изготовления смотри на упаковке/ Қантамадағы өндірілген күнін қараңыз.

Product is not intended for medical use.

Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt sind.

Изделие не предназначено для применения в медицинских целях.

Аспап медициналық жабдық болып табылмайды.

Made in PRC.

GESS®



Warranty Maintenance (provided warranty provisions are complied with) includes warranty repair of the items within the warranty period or replacing them with equivalent good ones if repairing is impossible.



Die Nachverkaufsservice zieht nach sich bei der Einhaltung der Garantie-bedingungen eine kostenlose Instand-setzung der Geräte während der Garantiezeit im Laufe oder der Ersatz dieser gegen die gleiche Geräte, falls die Instandsetzung unmöglich ist. Die Verpflichtungen für die Nachverkaufsservice übernimmt das Verkäuferunternehmen.



Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделий в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичные в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.



Кепілдік талаптарын сақтаған кезде кепілдік мерзімі ішінде бұйы мдарды тегін жөндеу не оларды жөндеу мүмкін болмаған жағдайда үкіс атқарға алмастыру кепілдікті қызмет көрсетуді білдіреді. Кепілдік жөндеу бойынша міндеттемені сатушы-ұйым өзіне алады.

gessmarket.com | gessmarket.ru | gessmarket.kz

