

tria.

SMOOTHBEAUTY™ LASER

Instructions for Use

WELCOME

START YOUR PATH TO YOUTHFUL SKIN WITH TRIA BEAUTY. ENJOY PROFESSIONAL WRINKLE-REDUCING RESULTS AT HOME.

With the Tria SmoothBeauty™ Laser you can treat multiple signs of aging, restoring your skin's natural radiance. Your new device offers a true revolution in personal skincare giving you professional wrinkle-reducing results with short, simple, daily treatments in the comfort of your own home.

Youthful skin is rich in collagen, which is what gives your skin lift and support. Over time, the body produces less collagen, and exposure to sunlight slows the development of new collagen. This can result in wrinkles, especially around the eyes ("crow's feet"). The laser light can activate your body's own natural collagen renewal process to stimulate the growth of new skin cells to reduce fine lines and produce smoother skin.

Now you have the professional technology dermatologists have been using for years and can start enjoying visible results in as few as two weeks.

Before you use your Tria SmoothBeauty™ Laser, please read these *Instructions for Use* and watch the *How to Use* video available on our website, for important safety information and to ensure best results (see back cover).

TABLE OF CONTENTS


GETTING TO KNOW YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER.....	2
WHO SHOULD USE THE TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER (INDICATIONS FOR USE)..	4
WHEN NOT TO USE THE TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER (CONTRAINDICATIONS)..	4
IMPORTANT SAFETY INFORMATION	6
BEFORE USING YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER FOR THE FIRST TIME.....	13
HOW TO USE YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER.....	15
HOW OFTEN TO USE YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER.....	19
WHAT TO EXPECT	19
HELPFUL TIPS FOR BEST RESULTS	20
TAKING CARE OF YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER.....	21
TROUBLESHOOTING	22
WARRANTY	26
TECHNICAL SPECIFICATIONS	31

GETTING TO KNOW YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER

WHAT'S INCLUDED:

- **TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER**
- **CHARGING CRADLE**
- **POWER SUPPLY AND CORD**
- **INSTRUCTIONS FOR USE**
- **QUICK START GUIDE**

IMPORTANT FEATURES:



TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER

DISPLAY

DEVICE LOCK INDICATOR

Lights if the device is locked, turns off if the device is unlocked.

DEVICE FAULT INDICATOR

Lights if there is a device fault/error.

TREATMENT COMPLETION INDICATOR

Lights when treatment is complete.

TREATMENT LEVEL INDICATOR

Shows the selected treatment level.

POWER BUTTON

Turns the device on/off and adjusts the treatment level.

BATTERY INDICATOR


Lights when battery is low, flashes when charging, turns off when charging is complete.

LOCK FEATURE

When the device is locked it will not power on. The blue padlock icon will light when you press the power button.

To lock the device: First, turn on your Tria SmoothBeauty™ Laser. Then press the power button for several seconds until the padlock icon illuminates on the display.

To unlock the device: Press and hold the power button until you hear four beeps. Then release your finger from the power button.








WHO SHOULD USE THE TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER (INDICATIONS FOR USE)

The Tria SmoothBeauty™ Laser is indicated for the treatment of periorbital wrinkles (“crow’s feet”), which may result in smoother appearing skin in the treated area.

Use this chart to see if the Tria SmoothBeauty™ Laser is right for you. The Tria SmoothBeauty™ Laser can be used to treat the skin condition marked “OK to use”. If you are not sure whether the SmoothBeauty™ Laser is right for you do not use your device until you have contacted Tria Beauty Customer Care or a health care professional for more information.

WHEN NOT TO USE THE TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER (CONTRAINDICATIONS)

Do not use the device on skin that is infected, burned, or cut as this could cause discomfort or irritation. Wait until the infection, burn, or cut has healed before using the laser.

SKIN CONDITION	DESCRIPTION	USE TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER	EXAMPLES
Periorbital wrinkles	Wrinkles around the eye (also called “crow’s feet”).	✓ OK to use.	
Other skin conditions Skin conditions other than wrinkles may not be treated effectively by the Tria SmoothBeauty™ Laser.	Pimples	X Do not use. The laser may not be effective on pimples.	
	Veins	X Do not use. The laser may not be effective on veins.	
	Dyschromia	X Do not use. The laser may not be effective on dyschromia. You may want to see your doctor.	
	Freckles	X Do not use. The laser may not be effective on freckles.	

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read the following important safety information before using the device. If you have any questions contact Tria Beauty Customer Care or a health care professional.

WARNINGS

- Do not use to treat your eye or eyelids or aim the device directly into your eyes. Doing this could cause serious eye injury such as a permanent or temporary decrease in vision or permanent blindness. Treat around the eyes only where you can feel bone beneath the skin.
- Do not use on tattooed skin or areas with permanent makeup. Doing this could result in a damaged tattoo or increased risk of skin injury.
- Do not treat a zone on your face more than once per day (once every 24 hours). Doing this could result in increased risk of skin irritation.
- After treatment is completed and the device automatically turns off, wait at least 24 hours to begin a new treatment session. Failure to do so may increase skin irritation.
- Do not use the device if you are under the age of 18. The use of the device on or by anyone under the age of 18 has not been tested and could result in serious skin or eye injury.
- Do not use if you are pregnant. The device has not been tested for safety on pregnant women and the risks are unknown.
- Do not use the device if it is wet, or if it or the charger could fall into water while it is plugged in. If the device or charger has fallen into water, do not touch until you first unplug it. Touching the device while it is wet could result in possibly fatal electric shock.
- Do not use the device if you experience skin color darkening. Failure to follow these instructions may cause further skin color darkening that may take more than 3 months to diminish.
- Do not use the device to treat skin which is painful to touch, raised (higher than surrounding skin), crusting or bleeding. This may be a sign of a more serious condition and should be checked by your doctor.
- Do not treat if your skin is significantly red or swollen from a previous treatment.

Wait until the redness and swelling have disappeared before treating again. If you have skin redness or swelling that lasts for more than a week, stop using the device and contact a health care professional.

- Invisible laser light. Do not view directly with optical instruments. Class 1M Laser Product.

PRECAUTIONS

- Do not treat body areas other than the face. Using this device on other areas of the body has not been tested and the risks are unknown.
- The device has only been clinically tested on periorbital wrinkles. Using the device on other wrinkle areas may not improve their appearance.
- Applying treatment applications in the exact same spot without moving the device will increase redness and swelling and could potentially lead to blisters or scabs.
- Do not use the device if you have a skin condition or are recovering from professional cosmetic treatments, such as a skin peel, skin resurfacing, injectable toxins or fillers.

- If the area of skin for which you are using the device to treat wrinkles appears to be worsening, you should cease use and check with your doctor to make sure you do not have a more serious condition.
- Only store the device in a dry room at a temperature between -20°C and +50°C. (-4 °F and +122°F). Use the device only in a normal room temperature environment.
- Do not drop the device on hard surfaces, as this could damage it. Using a damaged device could result in serious skin or eye injury.
- Only use the provided charging cradle and power supply to recharge the device. Using different equipment could damage the device.
- Do not attempt to open or repair the device, charging cradle, or power supply.

BENEFITS AND RISKS

The benefits and risks of the Tria SmoothBeauty™ Laser were tested in a clinical study involving 60 participants, ages 32-70. Participants treated the skin on their face 5 days a week for 12 weeks and were evaluated throughout the study for skin improvement and side effects.

BENEFITS

Based on the clinical study, Treatment Levels 2 and 3 were shown to significantly improve periorbital wrinkles for most participants. Better results were obtained when using Treatment Level 3. Improvements were determined by doctors who graded the fine lines and wrinkles around the eyes using photographs and who did not know which photographs were before or after treatment. Improvement was defined as at least a 1-point change on a 9-point scale, as judged by at least 2 of the 3 grading doctors. Participants also evaluated their own level of improvement.

Four weeks after the last treatment, 45 of 60 participants (75%) had improvement in periorbital wrinkles. Twelve weeks after the last treatment, 37 of 60 participants (62%) had improvement in periorbital wrinkles. Please note that the observed improvement could be in part due to other non-device-specific effects. Based on subject satisfaction results, 36 of 47 participants (77%) noted improvement in their periorbital wrinkles 4 weeks after the last treatment and 41 of 55 participants (75%) noted improvement in their periorbital wrinkles 12 weeks after the last treatment.

Your results may vary because of how you use your Tria SmoothBeauty™ Laser or how your skin responds to treatment.

RISKS

The side effects that appeared most frequently after treatment in the clinical trial included: redness (57 of 60 subjects), stinging or prickling sensation (55 of 60 subjects), burning sensation (50 of 60

subjects) and warmth sensation (47 of 60 subjects). Clinical results show that these side effects usually resolved within several minutes or hours after a treatment. When using the device daily, these side effects may diminish and resolve before your next daily treatment, however, depending on how your skin responds to treatment, some may not fully resolve before your next daily treatment. Do not perform another treatment until all side effects have fully resolved. In the clinical study, all of these side effects resolved within 4 weeks after stopping treatment.

Other side effects reported in the clinical study included: dry skin (21 of 60 subjects), temporary skin darkening (16 of 60 subjects), acne flare (14 of 60 subjects), headache (4 of 60 subjects), temporary small brown dots (8 of 60 subjects), skin sensitivity (9 of 60 subjects), macule (6 of 60 subjects), skin roughness (3 of 60 subjects), skin tenderness (3 of 60 subjects), skin peeling (2 of 60 subjects), and cold sore flare

(2 of 60 subjects). Other side effects that were each reported in one subject included dry lips, ecchymosis, excoriation, and venodilation. Not all of these side effects may have been caused by the device.

Skin darkening that lasted more than 3 months after treatment was reported in 5 of 60 subjects. If you experience skin darkening, you should discontinue use of the device.

If the Tria SmoothBeauty™ Laser is used improperly or malfunctions, there are other risks. The following chart lists some of these risks:

POTENTIAL ADVERSE EVENT	POTENTIAL ADVERSE EFFECT	LIKELIHOOD OF POTENTIAL ADVERSE EFFECT
Use of the Tria SmoothBeauty™ Laser on skin that is infected, burned or cut.	Discomfort or irritation.	Unlikely. Not reported in the clinical study.
Use of the Tria SmoothBeauty™ Laser to treat your eye, or eyelids or aiming the Tria SmoothBeauty™ Laser directly into your eyes.	Serious eye injury such as a permanent or temporary decrease in vision or permanent blindness.	Very unlikely. Not reported in the clinical study.
Use of the Tria SmoothBeauty™ Laser on tattooed skin.	Damaged tattoo or increased risk of skin injury.	Very unlikely. Not reported in the clinical study.

POTENTIAL ADVERSE EVENT	POTENTIAL ADVERSE EFFECT	LIKELIHOOD OF POTENTIAL ADVERSE EFFECT
<p>Treating each zone more than once per day (once every 24 hours).</p>	<p>Increased risk of skin irritation.</p>	<p>Very unlikely with normal use. The Tria SmoothBeauty™ Laser was used only once per day in the clinical study with participants experiencing only minor skin irritation, such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redness: 57 out of 60 participants (95%) • Stinging: 55 out of 60 participants (92%) • Burning sensation: 50 out of 60 participants (83%) • Warmth: 47 out of 60 participants (78%) <p>More noticeable skin irritation may result if treating each zone more than once per day.</p>


POTENTIAL ADVERSE EVENT	POTENTIAL ADVERSE EFFECT	LIKELIHOOD OF POTENTIAL ADVERSE EFFECT
Use on or by anyone under the age of 18.	If not used properly could result in serious injury.	Very unlikely. Not reported in the clinical study.
Use by a pregnant woman.	Safety risks to pregnant women are unknown.	Unlikely. Not reported in the clinical study.
Failure to stop use of the Tria SmoothBeauty™ Laser on skin that is darkening.	Temporary skin darkening	<p>Unlikely with normal use.</p> <p>In the clinical study, 16 out of 60 participants (27%) experienced temporary skin darkening, 5 of which experienced skin darkening lasting longer than 3 months.</p> <p>Users with darker skin tones are more prone to persistent redness that can result in skin darkening. If persistent redness occurs, discontinue use until it resolves.</p>

BEFORE USING YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER FOR THE FIRST TIME

CHARGE YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER

- Insert the cord into the power supply and the charging cradle. Then plug the power supply into an outlet.
- Place your Tria SmoothBeauty™ Laser into the charging cradle.
- When your Tria SmoothBeauty™ Laser is charging, the battery indicator will flash. When fully charged, the indicator will turn off. Your device may arrive fully charged and not require additional charging before first use.
- For your convenience, we recommend storing your Tria SmoothBeauty™ Laser in its charging cradle between treatments. This ensures that it is always fully charged and ready for treatment.

NOTE: The battery indicator will illuminate when the battery is low. If the indicator turns on during treatment, you can complete your treatment before charging the device. The battery indicator will blink while the



Tria SmoothBeauty™ Laser is charging, and turn off when charging is complete (up to 2½ hours). The device is charged if the battery indicator remains off after turning on the Tria SmoothBeauty™ Laser.

WATCH THE HOW TO USE VIDEO

Visit our website for helpful information and techniques for using your Tria SmoothBeauty™ Laser.

TEST THE LASER ON AN AREA OF SKIN

If using the Tria SmoothBeauty™ Laser for the first time, we recommend you test the device on your outer forearm at the treatment level you wish to use. This will help you determine what the treatment feels like. Most users report becoming used to the sensation after several days of treatment. If a reaction such as blistering or scabbing occurs, do not use the Tria SmoothBeauty™ Laser. This type of reaction is very rare.

1. Wash and dry the area on your outer forearm that you wish to treat.
2. Unlock your device. The SmoothBeauty™ Laser will be set to Training Level 1.
3. Place the treatment tip flat against your skin and glide the laser slowly side-to-side across an area on your outer forearm for several seconds.
4. Wait 24 hours and then examine the tested area. If the skin appears normal, start with your first treatment.

HOW TO USE YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER

THE INSTRUCTIONS BELOW DESCRIBE HOW TO USE YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER CORRECTLY.

1. PREPARE YOUR SKIN

- Wash and dry your face.
- For best results, use the **Tria Priming Cleanser**, which is specially formulated to remove makeup, sunscreen, and other products that can block the laser light and make it less effective.

2. SELECT YOUR TREATMENT LEVEL

- Remove your Tria SmoothBeauty™ Laser from its charging cradle and press the power button to turn it on. Make sure the device is unlocked.
- Use the power button to select your desired treatment level (Training Level 1, Treatment Level 2, Treatment Level 3).

- Use Training Level 1 to become adjusted to the sensation of your Tria SmoothBeauty™ Laser. Once you are comfortable with the device, begin your treatment on Treatment Level 2 or 3.
- For convenience, your Tria SmoothBeauty™ Laser remembers the treatment level you last used.



TRAINING
LEVEL 1



TREATMENT
LEVEL 2



TREATMENT
LEVEL 3


3. TREAT YOUR SKIN

- When treating, divide your face into 4 zones as shown in the picture below to ensure even treatment over the entire face. Treat zone 1 until the device beeps, then move on to zones 2, 3, and 4.

⚠ WARNING: Do not use to treat your eye or eyelids or aim the device directly into your eyes. Doing this could cause

serious eye injury such as a permanent or temporary decrease in vision or permanent blindness. Treat around the eyes only where you can feel bone beneath the skin.

⚠ WARNING: Do not treat each zone more than once per day (once every 24 hours). Doing this could result in increased risk of skin irritation.




- To treat each zone, place the entire laser treatment tip flat against your skin, and glide it slowly from side-to-side to cover the entire zone as shown in the pictures below. Keep the device moving and in good skin contact to keep the purple contact light glowing.

✓ CORRECT
SKIN CONTACT



✓ CORRECT
MOTION



✗ INCORRECT
SKIN CONTACT




✗ INCORRECT
MOTION




- Treat each zone until your Tria SmoothBeauty™ Laser beeps. This will take about 30 seconds for each zone on Training Level 1, 1 minute for each zone on Treatment Level 2, and 2.5 minutes for each zone on Treatment Level 3.

✓ CORRECT
MOTION 1



✓ CORRECT
MOTION 2



- Your Tria SmoothBeauty™ Laser will beep once after the first zone is treated, twice after the second zone is treated and three times after the third zone is treated.
- After you treat all four zones, the treatment completion indicator (checkmark) will light, a special tone will sound, and the Tria SmoothBeauty™ Laser will automatically turn off.

NOTE: Moving to the next zone before the beep may cause inadequate treatment of that zone. For best results, do not move to the next zone until you hear the beep.

HOW OFTEN TO USE YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER

Use your Tria SmoothBeauty™ Laser 5 days a week for 12 weeks. Do not use for longer than a 12 week course of treatment.

WHAT TO EXPECT

- We recommend making the Tria SmoothBeauty™ Laser treatment part of your evening skincare routine. This allows the skin renewal to begin and side effects to diminish overnight.
 - Users typically notice an improvement in their skin in as few as 2 weeks, with the best results occurring a few weeks after the 12 week course of treatment.
 - During or immediately after treatment, you may feel mild discomfort such as stinging, itching, or prickling. There can also be a warming or heat sensation similar to that caused by sunburn. These sensations are normal and generally subside within minutes or hours and lessen with continued use.
 - During or immediately after treatment, you may also develop temporary redness on your skin. This is normal and typically resolves overnight or within 3 days and lessens with continued use.
 - Other side effects that may occur in normal use include:
 - o Skin swelling. This generally diminishes overnight.
 - o Flaking or dryness.
 - o Temporary small brown dots on the skin.
 - Apply a soothing post-treatment serum or moisturizer to help alleviate skin discomfort after treatment. For best results try **Tria's Finishing Serum**.
- NOTE:** If you have more significant or persistent side effects, discontinue treatment and contact Tria Beauty Customer Care or a health care professional.

HELPFUL TIPS FOR BEST RESULTS

WATCH THE HOW TO USE VIDEO

Visit our website to watch our *How to Use* video and see how best to hold and move your Tria SmoothBeauty™ Laser across your skin.

PRACTICE IN A MIRROR

Watch yourself in a mirror the first few times you treat. You'll see the glow of the purple contact light when you keep the device flat against your skin and continually moving.

TREAT AT NIGHT

Treat in the evening before bedtime to allow any redness or swelling to diminish overnight.

INCREASE YOUR TREATMENT LEVEL

It may take a week or so for your skin to adjust to the laser treatment. During this period you may want to use Training Level 1. Once your skin has adjusted, begin your regimen on Treatment Level 2 or 3.

PROTECT YOUR SKIN FROM SUNLIGHT

Apply a premium quality sunscreen every morning. With daily sunscreen, you'll protect the benefits from your Tria SmoothBeauty™ Laser treatments, maintain results longer, and help prevent new photodamage.

TAKING CARE OF YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER

CLEANING

For best results, keep the laser treatment tip clean. Oils, lotions, makeup, or other debris can block the laser light or keep the device from functioning properly.

If the laser window or device tip does become visibly dirty, clean it with a lint-free cloth.

If other parts of the device or charging cradle become dirty, clean as needed with a soft cloth moistened with rubbing alcohol.

Make sure the charging cradle is not plugged in when cleaning. Avoid getting water or other liquid inside any part of the Tria SmoothBeauty™ Laser or the charging cradle.

MAINTENANCE

The device does not need regular or special maintenance. If you think your device or charging cradle is not working properly or is damaged, do not use the device. Contact Tria Beauty Customer Care for assistance.

STORAGE

Keep the device and charging cradle away from water, dampness, or debris that may get inside the device or the charging cradle.

DISPOSAL

This device contains lithium batteries. Please follow the regulations where you live for recycling or disposing of electrical devices.

TRAVEL

If you travel with your Tria SmoothBeauty™ Laser, pack the device and charging cradle in its original packaging to prevent damage.

The charging cradle will operate properly at all common household voltages (any supply between 100 and 240 VAC at 50/60 Hz). You may need a plug adapter so that the charging cradle can plug into the wall socket.

TROUBLESHOOTING

Use this chart to help solve any problems that come up. If you still have problems, please contact Tria Beauty Customer Care.

YOUR QUESTION	IT'S POSSIBLE THAT	HOW TO TROUBLESHOOT
My Tria SmoothBeauty™ Laser won't turn on.	Your Tria SmoothBeauty™ Laser is locked.	Unlock your Tria SmoothBeauty™ Laser. (see page 3)
My Tria SmoothBeauty™ Laser won't turn off.	You accidentally released the power button too quickly.	Hold down the power button for 1-2 seconds, then release.
The device fault indicator (!) is lit.	Your Tria SmoothBeauty™ Laser isn't working properly.	Turn your Tria SmoothBeauty™ Laser off, then back on. If the indicator remains lit, contact Tria Beauty Customer Care.

YOUR QUESTION	IT'S POSSIBLE THAT	HOW TO TROUBLESHOOT
<p>My Tria SmoothBeauty™ Laser doesn't charge when I place it in the charging cradle.</p>	<p>Your Tria SmoothBeauty™ Laser isn't connected properly.</p>	<p>Check that the device is sitting correctly in the charging cradle. Then check that the cable is properly connected at both ends and fully plugged into the wall outlet. (see page 13)</p>
	<p>The outlet in your home isn't working.</p>	<p>Try a different outlet.</p>
	<p>Your Tria SmoothBeauty™ Laser isn't sitting in the charging cradle properly.</p>	<p>Re-position your Tria SmoothBeauty™ Laser in the charging cradle, making sure it rests against the bottom of the cradle. Check that the battery indicator is flashing. (see page 13)</p>
	<p>Your Tria SmoothBeauty™ Laser is already charged.</p>	<p>Turn on your Tria SmoothBeauty™ Laser. If the battery indicator remains off, then your device is already charged and ready for use.</p>

YOUR QUESTION	IT'S POSSIBLE THAT	HOW TO TROUBLESHOOT
<p>When I am using my Tria SmoothBeauty™ Laser the contact light doesn't glow purple or stops completely during treatment.</p>	<p>Your Tria SmoothBeauty™ Laser isn't charged.</p>	<p>Charge your Tria SmoothBeauty™ Laser by placing it in the charging cradle.</p>
	<p>The laser treatment tip isn't making good contact with your skin.</p>	<p>Make a slow, steady gliding motion with good skin contact. (see page 17)</p>
	<p>Your Tria SmoothBeauty™ Laser isn't working properly.</p>	<p>Charge your Tria SmoothBeauty™ Laser and restart your treatment session. If the problem persists, contact Tria Beauty Customer Care.</p>
<p>When I am using my Tria SmoothBeauty™ Laser the contact light illuminates intermittently.</p>	<p>The laser treatment tip isn't making good contact with your skin.</p>	<p>Make a slow, steady gliding motion with good skin contact. (see page 17)</p>
	<p>Dirt or debris is blocking the laser treatment tip.</p>	<p>Clean the laser treatment tip with a dry lint-free cloth. (see page 21)</p>

YOUR QUESTION	IT'S POSSIBLE THAT	HOW TO TROUBLESHOOT
<p>I am using my Tria SmoothBeauty™ Laser and the treatment sensation greatly changed.</p>	<p>The laser treatment tip isn't making good contact with your skin.</p>	<p>Check the setting of the treatment level indicator on the display. Change the level if necessary.</p>
	<p>Dirt or debris is blocking the laser treatment tip.</p>	<p>Clean the laser treatment tip with a lint-free cloth. (see page 21)</p>
<p>My Tria SmoothBeauty™ Laser won't lock.</p>	<p>Your Tria SmoothBeauty™ Laser isn't turned on.</p>	<p>First, turn on your Tria SmoothBeauty™ Laser. Then press the power button for several seconds until the padlock icon illuminates on the display.</p>
<p>My Tria SmoothBeauty™ Laser is locked/the device lock indicator is lit.</p>	<p>You accidentally locked your Tria SmoothBeauty™ Laser.</p>	<p>Unlock your Tria SmoothBeauty™ Laser. (see page 3)</p>

LIMITED WARRANTY

The Tria SmoothBeauty™ Laser comes with a 1-year limited warranty detailed below.

WHAT IS COVERED BY THE LIMITED WARRANTY?

This 1-year limited warranty covers defects in materials and workmanship in your Tria SmoothBeauty™ Laser if you purchased it from an authorized partner or directly from the manufacturer (Tria Beauty). Your 1-year limited warranty is valid for you alone, the original purchaser, and cannot be transferred.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY?

This limited warranty is effective only if the Tria SmoothBeauty™ Laser is purchased and used in the United States, Canada or the United Kingdom. This limited warranty does not cover damage, defects, or failure caused by abuse or misuse; improper care; impact or insertion of foreign objects; vandalism; improper storage; improper or incorrectly performed maintenance or

repair; application of harmful chemicals; Acts of God, fire, or water; abrasives; negligence; failure to follow manufacturer's instructions; loss of the Tria SmoothBeauty™ Laser; normal wear and tear; alteration; overuse; professional use; or commercial use.

HOW LONG DOES THIS LIMITED WARRANTY LAST?

The limited warranty begins on the date of purchase and expires one year later. The warranty period is not extended for any period during which the Tria SmoothBeauty™ Laser (or any parts thereof) is in repair or if your Tria SmoothBeauty™ Laser is replaced by Tria Beauty during the warranty period.

WHAT WILL TRIA BEAUTY DO IF YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER IS DEFECTIVE?

If you discover a covered defect in your Tria SmoothBeauty™ Laser before the

1-year warranty period expires, contact Customer Care for assistance.

If we confirm a defect covered by this limited warranty, it will be Tria Beauty's decision as to whether we will: (i) replace your Tria SmoothBeauty™ Laser with either a new or a refurbished Tria SmoothBeauty™ Laser that is the same as or similar to the Tria SmoothBeauty™ Laser you purchased; or (ii) repair your Tria SmoothBeauty™ Laser using either new or refurbished parts.

If we find that the defect in your Tria SmoothBeauty™ Laser is not covered under this limited warranty, we will notify you about the service alternatives that are available on a fee basis.

If we find that your Tria SmoothBeauty™ Laser is not defective, we will notify you and return your Tria SmoothBeauty™ Laser to you.

All Limited Warranty services must be authorized and performed by Tria Beauty or

a service provider authorized by Tria Beauty.

WARRANTY LIMITATIONS AND DISCLAIMERS

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND IS IN ADDITION TO YOUR STATUTORY RIGHTS.

YOUR REMEDIES FOR THE BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY ARE LIMITED SOLELY TO THE REPAIR AND REPLACEMENT OF YOUR TRIA SMOOTHBEAUTY™ Laser AS SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TRIA BEAUTY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES. IF APPLICABLE LAW DOES NOT PERMIT THE DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES, THEN THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES ARE HEREBY EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE. IN NO EVENT SHALL

TRIA BEAUTY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR INDIRECT DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR STRICT PRODUCT LIABILITY), OR OTHERWISE, EVEN IF TRIA BEAUTY IS ADVISED OR AWARE THAT SUCH DAMAGES MIGHT ARISE. SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, LOSS OF USE OF THE TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER, COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT, THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, OR DAMAGE TO PROPERTY.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL TRIA BEAUTY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR INDIRECT DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH

OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT PRODUCT LIABILITY, TORT OR OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF TRIA BEAUTY IS ADVISED OR AWARE THAT SUCH DAMAGES MIGHT ARISE. SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, LOSS OF USE OF THE TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER, COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT, THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, OR DAMAGE TO PROPERTY. IF THE APPLICABLE LAW DOES NOT ALLOW LIMITS ON WARRANTIES, OR ON REMEDIES FOR BREACH IN CERTAIN TRANSACTIONS, THE LIMITS IN THIS PARAGRAPH AND THE DISCLAIMER OR EXCEPTIONS FROM WARRANTY MAY NOT APPLY. THIS LIMITATION DOES NOT APPLY TO CLAIMS FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY A DEFECT IN THE TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER OR ANY OTHER LIABILITY THAT CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED BY LAW.

THESE WARRANTY TERMS, CONDITIONS, AND LIMITATIONS ALLOCATE THE RISKS OF PRODUCT FAILURE BETWEEN TRIA BEAUTY AND YOU, THE PURCHASER OF THE TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER. THIS ALLOCATION IS RECOGNIZED BY BOTH PARTIES AND IS REFLECTED IN THE PRICE OF THE TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER. BY USING THE TRIA SMOOTHBEAUTY™ LASER YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THESE TERMS, CONDITIONS, AND LIMITATIONS, UNDERSTAND THEM AND ARE BOUND BY THEM.

PRODUCT CHANGES

Tria Beauty reserves the right to make changes and improvements to its products without incurring any obligation to incorporate such improvements in products previously sold.

DISPUTES

This warranty and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of the country of purchase (US, Canada or England and Wales).

You agree that the courts of the country where you purchased the Tria SmoothBeauty™ Laser shall have non-exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim that arises out of or in connection with this warranty or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).

TIME FOR FILING CLAIMS

Any claim for breach of this limited warranty must be commenced within twelve (12) months following the original purchase of the Tria SMOOTHBEAUTY™ LASER.

NO OTHER WARRANTIES

Unless modified in a writing signed by both parties, these warranty terms, conditions, and limitations are understood to be the complete and exclusive agreement between the parties, superseding all prior agreements and representations, oral or written, and all other communications between the parties relating to the subject matter of these warranty terms. No employee of Tria Beauty or any other party (including without limitation distributors, dealers, and retailers) is authorized to make any warranty in addition to those made herein.

MISCELLANEOUS TERMS

As used in this contract, “we” and “us” refer to Tria Beauty. “You” refers to the original purchaser of the Tria SmoothBeauty™ Laser. A waiver of strict compliance with any term herein shall not be deemed a continuing waiver or waive any other terms or conditions. We shall be excused from performance to the extent of any delay or inability to perform arising due to weather events, disasters, acts of terror, governmental action or regulation, labor or materials shortages or disputes, or other circumstances not under our control. If any term herein is illegal, invalid, or unenforceable, then such term shall be ignored, but the remaining terms and conditions shall remain in effect.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL: SRL

LASER TYPE: Diode laser

LASER CLASS: 1M, in accordance with IEC 60825-1:2007 (2nd edition)

NOTE: This Class 1M laser emits invisible laser radiation. Do not treat the eye, eyelids, or point directly at the eye. Do not view directly with optical instruments, such as microscopes and telescopes. This product is safe to eyes and skin if used in accordance with these *Instructions for Use*.

OUTPUT WAVELENGTH: 1440 nm

OUTPUT LASER ENERGY: 5-12 mJ/pulse

BATTERY CHARGER INPUT:

100-240 V - 50/60 Hz, 0.15A

BATTERY CHARGER OUTPUT:

5V DC, 1.0 A, alternatively USB connection

PHYSICAL



Operating Temperature:
5°C to 30°C

Operating Relative Humidity:
Non-condensing 15-95%

Operating Atmospheric Pressure:
700 hPa to 1060 hPa



Transport and Storage Temperatures:
-20°C to 50°C

Transport Relative Humidity:
Non-condensing 0-95%

The device is designed to work for 3 years or more of normal use. There are no parts that need regular replacement. The device is working properly if it functions as described in this booklet.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SYMBOL GLOSSARY



Warning Symbol



Laser Warning Symbol



Type BF Symbol



Serial Number Symbol



Manufacturer Symbol



Class II Equipment



Date of Manufacture



Power On/Off Symbol



Accompanying Documentation
Must be Consulted Symbol



Temperature Limitation Symbol



WEEE Symbol



CE Mark



Part Number



Class 1M Laser Product



FCC Declaration of Conformity

LASER SMOOTHBEAUTY^{MC}

Instructions d'utilisation

BIENVENUE

ENTAMEZ VOTRE CHEMINEMENT VERS UNE PEAU PLUS JEUNE AVEC TRIA BEAUTY. POUR UNE RÉDUCTION DES RIDES ET DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS À DOMICILE.

Grâce au laser SmoothBeauty[™] de Tria, vous pouvez traiter plusieurs signes du vieillissement et restaurer l'aspect rayonnant naturel de votre peau. Votre nouvel appareil offre une véritable révolution dans les soins de la peau personnels. Ses traitements quotidiens, simples et rapides dans le confort de votre domicile réalisent de résultats professionnels en matière de réduction des rides.

Le collagène procure à la peau maintien et soutien; une peau jeune en contient beaucoup. Au fil du temps, le corps produit moins de collagène et l'exposition au soleil diminue la production de nouveau collagène. Ainsi, des rides peuvent apparaître, surtout autour des yeux (« pattes d'oies »). La lumière du laser peut activer le processus naturel de renouvellement du collagène de votre corps afin de stimuler la création de nouvelles cellules cutanées et ainsi réduire les ridules et rendre la peau plus lisse.

Vous possédez maintenant la technologie professionnelle que les dermatologues utilisent depuis des années et vous pouvez commencer à bénéficier de résultats visibles en aussi peu que deux semaines.

Avant d'utiliser votre laser SmoothBeauty[™] de Tria, veuillez lire ces *Instructions d'utilisation* et regarder la vidéo *Mode d'emploi* accessible sur notre site Web. Vous pourrez y consulter des renseignements importants en matière de sécurité et vous assurer d'obtenir les meilleurs résultats (reportez-vous à la couverture arrière).

TABLE DES MATIÈRES

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA	38
À QUI S'ADRESSE LE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA (INDICATIONS D'UTILISATION)	40
CIRCONSTANCES OÙ IL NE FAUT PAS UTILISER LE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA (CONTRINDICATIONS)	40
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ	42
AVANT D'UTILISER VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA POUR LA PREMIÈRE FOIS	51
MODE D'EMPLOI DE VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA	53
À QUELLE FRÉQUENCE UTILISER VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA	57
À QUOI S'ATTENDRE	58
CONSEILS UTILES POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS	59
ENTRETIEN DE VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA	60
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES	62
GARANTIE	66
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	71

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA

CE QUI EST COMPRIS :

- LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA
- STATION DE RECHARGE
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET CORDON
- INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

LUMIÈRE DE CONTACT

Émet une lumière violette lorsque l'appareil glisse sur la peau et maintient un bon contact avec la peau.

STATION DE RECHARGE

Tient et recharge l'appareil.

AFFICHAGE

EXTRÉMITÉ DU LASER

Émet une lumière laser pendant le traitement.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET CORDON

Relie la station de recharge à une prise de courant.

LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA

AFFICHAGE

INDICATEUR DE VERROUILLAGE

S'allume lorsque l'appareil est verrouillé, s'éteint si l'appareil est déverrouillé.

INDICATEUR DE FIN DE TRAITEMENT

S'allume lorsque le traitement est terminé.

BOUTON D'ALIMENTATION

Allume ou éteint l'appareil et règle le niveau de traitement.

FONCTION DE VERROUILLAGE

Lorsque l'appareil est verrouillé, il ne s'allumera pas. L'icône de verrou bleue s'allumera lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.

Pour verrouiller l'appareil : D'abord, mettez votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria en marche. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que l'icône de verrou s'allume sur l'affichage.

Pour déverrouiller l'appareil : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez quatre « bips ». Puis retirez votre doigt du bouton d'alimentation.

INDICATEUR D'ERREUR


S'allume lorsque l'appareil détecte une défaillance/ une erreur.

INDICATEUR DU NIVEAU DE TRAITEMENT

Indique le niveau de traitement sélectionné.

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE

S'allume lorsque la batterie est faible, clignote lorsqu'elle se recharge, s'éteint une fois qu'elle est chargée.



À QUI S'ADRESSE LE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA (INDICATIONS D'UTILISATION)






Le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria est approprié pour le traitement des rides périorbitaires (les « pattes d'oie »). Il peut diminuer le nombre de rides et ainsi rendre la peau de la région traitée plus lisse.

Consultez ce tableau pour déterminer si le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria vous

convient. Le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria peut être utilisé pour traiter la peau dans les cas marqués « peut être utilisé ». Si vous n'êtes pas certain que le laser SmoothBeauty^{MC} vous convient, n'utilisez pas votre appareil avant de communiquer avec le service à la clientèle de Tria Beauty ou un professionnel de la santé qui saura vous fournir les renseignements nécessaires.

CIRCONSTANCES OÙ IL NE FAUT PAS UTILISER LE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA (CONTRINDICATIONS)

N'utilisez pas l'appareil sur une peau infectée, brûlée ou coupée afin d'éviter un inconfort ou une irritation. Attendez que l'infection, la brûlure ou la coupure soit guérie avant d'utiliser le laser.

AFFECTION DE LA PEAU	DESCRIPTION	UTILISER LE LASER SMOOTHBEAUTY ^{MC} DE TRIA	EXEMPLES
Rides périorbitaires	Les rides autour des yeux (communément appelés « pattes d'oie »).	✓ Peut être utilisé	
Autres affections de la peau Le laser SmoothBeauty ^{MC} de Tria ne traitera pas de manière efficace les affections de la peau autres que les rides.	Boutons	X Ne pas utiliser. Le laser ne sera pas efficace pour traiter les boutons.	
	Veines	X Ne pas utiliser. Le laser ne sera pas efficace pour traiter les veines.	
	Dyschromie	X Ne pas utiliser. Le laser ne sera pas efficace pour traiter la dyschromie. Vous devriez consulter votre médecin.	
	Taches de rousseur	X Ne pas utiliser. Le laser ne sera pas efficace pour traiter les taches de rousseur.	

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lisez les renseignements suivants importants en matière de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle de Tria Beauty ou un professionnel de la santé.

MISES EN GARDE

- N'utilisez pas le laser pour traiter vos yeux ou vos paupières et ne le dirigez pas directement vers vos yeux. Vos yeux pourraient être gravement blessés et vous pourriez souffrir d'une baisse de vision permanente ou temporaire ou devenir aveugle de manière permanente. Traitez seulement la région autour des yeux où vous pouvez sentir l'os sous la peau.
- N'utilisez pas le laser sur une région tatouée ou sur laquelle il y a un maquillage permanent. Vous pourriez endommager le tatouage ou augmenter le risque de blessure cutanée.
- Ne traitez pas la même région de votre visage plus d'une fois par jour (une fois toutes les 24 heures). Vous pourriez augmenter le risque d'irritation.
- Une fois le traitement terminé, l'appareil s'éteint automatiquement. Veuillez attendre un minimum de 24 heures avant de traiter la peau à nouveau. Le non-respect de ce délai peut augmenter le risque d'irritation.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez moins de 18 ans. L'utilisation de l'appareil par des personnes de moins de 18 ans ou sur ces personnes n'a pas été mise à l'essai et pourrait causer des blessures graves à la peau ou aux yeux.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte. L'appareil n'a pas été mis à l'essai pour vérifier sa sécurité lorsqu'utilisé par des femmes enceintes et les risques sont inconnus.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est mouillé ou si la station de recharge risque de tomber dans l'eau pendant qu'elle est branchée. Si l'appareil ou la station de recharge sont tombés dans l'eau, ne les touchez pas avant de les avoir débranchés. Si vous touchez l'appareil lorsqu'il est mouillé, vous pourriez subir une décharge électrique mortelle.

- N'utilisez pas l'appareil si votre peau s'assombrit. Si vous ne respectez ces instructions, votre peau pourrait s'assombrir davantage et cet effet pourrait prendre plus de trois mois pour s'estomper.
- N'utilisez pas l'appareil pour traiter une peau douloureuse au toucher, une peau surélevée (plus haute que la peau qui est autour), ou qui présente une croûte ou un saignement. Ces symptômes peuvent indiquer une affection plus grave et vous devriez consulter votre médecin.
- Ne procédez pas au traitement si votre peau est considérablement rouge ou gonflée par suite d'un traitement précédent. Attendez que la rougeur et le gonflement disparaissent avant de procéder à un autre traitement. Si votre peau est rouge ou gonflée pendant plus d'une semaine, cessez d'utiliser l'appareil et communiquez avec un professionnel de la santé.
- Lumière laser invisible. Ne regardez pas directement avec des instruments optiques. Laser de classe 1M.

MESURES DE PRÉCAUTION

- Ne traitez pas d'autres parties du corps que le visage. L'utilisation de cet appareil sur d'autres parties du corps n'a pas été mise à l'essai et les risques sont inconnus.
- Les essais cliniques de l'appareil ont été effectués seulement sur les rides périorbitaires. L'utilisation de l'appareil sur d'autres régions présentant des rides pourrait être inefficace.
- Effectuer des traitements au même endroit sans déplacer l'appareil augmentera la rougeur et le gonflement et pourrait entraîner des cloques ou des croûtes.
- N'utilisez pas l'appareil si votre peau présente une affection ou si vous vous remettez de traitements cosmétiques professionnels tels qu'une dermabrasion, un relissage de la peau, une injection de toxines ou de produits de remplissage cutané.
- Si la région de la peau sur laquelle vous utilisez l'appareil pour traiter des rides semble s'aggraver, vous devriez cesser l'utilisation et consulter votre médecin pour vous assurer que vous n'avez pas une affection plus grave.

- Ne rangez l'appareil que dans une salle dont l'air est sec à une température entre - 20 °C et 50 °C (- 4 °F et 122 °F). N'utilisez l'appareil que dans un lieu qui a une température ambiante normale.
- Ne laissez pas tomber l'appareil sur des surfaces dures, car cela pourrait l'endommager. L'utilisation d'un appareil endommagé pourrait causer des blessures graves à la peau ou aux yeux.
- N'utilisez que la station de recharge et l'alimentation électrique fournies pour recharger l'appareil. L'utilisation d'un équipement différent pourrait endommager l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir, ni de réparer l'appareil, la station de recharge ou l'alimentation électrique.

AVANTAGES ET RISQUES

Les avantages et les risques du laser SmoothBeauty^{MC} de Tria ont été mis à l'essai lors d'une étude clinique impliquant 60 participants âgés de 32 à 70 ans. Les participants ont traité la peau de leurs visages cinq jours par semaine pour une période de 12 semaines. L'amélioration de l'apparence de la peau et les effets secondaires ont été évalués tout au long de l'étude.

AVANTAGES

Selon l'étude clinique, les niveaux de traitement 2 et 3 ont amélioré de façon importante les rides chez la plupart des participants. Les meilleurs résultats ont été obtenus grâce au niveau de traitement 3. Les améliorations ont été évaluées par des médecins qui ont comparé les rides et les ridules autour des yeux des participants à l'aide de photographies. Les médecins ne savaient pas quelles photographies avaient été prises avant ou après le traitement. Au moins deux des trois médecins évaluateurs ont déterminé que le changement représentait au moins un point sur une

échelle de neuf points. Les participants ont aussi évalué leur propre niveau d'amélioration.

Quatre semaines après le dernier traitement, 45 des 60 participants (75 %) ont constaté une diminution des rides périorbitaires. Douze semaines après le dernier traitement, 37 des 60 participants (62 %) ont constaté une diminution des rides périorbitaires. Veuillez noter que l'amélioration observée pourrait en partie être due à des effets liés à autre chose que le laser. Selon les résultats de satisfaction des participants, 36 participants sur 47 (77 %) ont remarqué une diminution des rides périorbitaires quatre semaines après le dernier traitement, et 41 participants sur 55 (75 %) ont remarqué une diminution 12 semaines après le dernier traitement. Vos résultats peuvent varier selon votre façon d'utiliser le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria ou selon la réaction de votre peau au traitement.

RISQUES

Lors de l'étude clinique, les effets secondaires après traitement suivants étaient les plus

fréquents : rougeur (57 participants sur 60), sensation de pincement ou de picotement (55 participants sur 60), sensation de brûlure (50 participants sur 60) et une sensation de chaleur (47 participants sur 60). Les résultats cliniques prouvent que ces effets secondaires disparaissent normalement plusieurs minutes ou plusieurs heures après le traitement. Lorsque vous utilisez l'appareil de façon quotidienne, ces effets secondaires peuvent diminuer et disparaître avant votre traitement du jour suivant; cependant, selon la réaction de votre peau au traitement, les effets secondaires peuvent ne pas disparaître entièrement jusqu'au traitement du jour suivant. N'effectuez pas de traitement tant que les effets secondaires aient disparu. Lors de l'étude clinique, tous les effets secondaires ont disparu dans les quatre semaines suivant le traitement.

Les effets secondaires suivants ont aussi été signalés durant l'étude clinique :
peau sèche (21 participants sur 60),

assombrissement temporaire de la peau (16 participants sur 60), éruption d'acné (14 participants sur 60), maux de tête (4 participants sur 60), apparition temporaire de petits points bruns (8 participants sur 60), sensibilité cutanée (9 participants sur 60), apparition de macules (6 participants sur 60), rugosité de la peau (3 participants sur 60), douleurs cutanées (3 participants sur 60), desquamation de la peau (2 participants sur 60) et éruption de feu sauvage (2 participants sur 60). D'autres effets secondaires signalés par seulement un candidat incluent des lèvres sèches, des ecchymoses, une excoriation et une dilatation veineuse. Certains de ces effets secondaires peuvent avoir été causés par autre chose que l'appareil.

Cinq des 60 candidats ont subi un assombrissement de la peau pendant de plus de trois mois suivant le traitement. Si vous remarquez un assombrissement de la peau, vous devez cesser d'utiliser l'appareil.

Si le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria est utilisé incorrectement ou s'il est défectueux, d'autres risques s'appliquent. Le tableau suivant énumère certains de ces risques :

ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES POSSIBLES	EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES	PROBABILITÉ DES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES
L'utilisation du laser SmoothBeauty ^{MC} de Tria sur la peau infectée, brûlée ou coupée.	Inconfort ou irritation.	Peu probable. N'a pas été signalé lors de l'étude clinique.
L'utilisation du laser SmoothBeauty ^{MC} de Tria pour traiter les yeux ou les paupières, ou l'orientation du laser directement vers les yeux.	Blessures graves aux yeux comme une baisse de vision permanente ou temporaire ou la cécité permanente.	Très peu probable. N'a pas été signalé lors de l'étude clinique.
L'utilisation du laser SmoothBeauty ^{MC} de Tria sur une peau tatouée.	Tatouage endommagé ou risque accru de blessure cutanée.	Très peu probable. N'a pas été signalé lors de l'étude clinique.

ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES POSSIBLES	EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES	PROBABILITÉ DES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES
<p>Le traitement de chaque région plus d'une fois par jour (une fois toutes les 24 heures).</p>	<p>Risque accru d'irritation de la peau.</p>	<p>Très peu probable si l'appareil est utilisé correctement. Lors de l'étude clinique, le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria était utilisé une fois par jour et les participants ont remarqué des irritations mineures seulement, telles que les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une rougeur : 57 participants sur 60 (95 %) • Un picotement : 55 participants sur 60 (92 %) • Une sensation de brûlure : 50 participants sur 60 (83 %) • Une sensation de chaleur : 47 participants sur 60 (78 %) <p>Une irritation plus prononcée peut se présenter si chaque région est traitée plus d'une fois par jour.</p>

ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES POSSIBLES	EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES	PROBABILITÉ DES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES
L'utilisation du laser par une personne de moins de 18 ans ou sur cette personne.	Si l'appareil n'est pas utilisé correctement, des blessures graves peuvent survenir.	Très peu probable. N'a pas été signalé lors de l'étude clinique.
L'utilisation par une femme enceinte.	Les risques liés à la sécurité qui concernent les femmes enceintes sont inconnus.	Peu probable. N'a pas été signalé lors de l'étude clinique.


ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES POSSIBLES	EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES	PROBABILITÉ DES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES
<p>Le défaut de cesser l'utilisation du laser SmoothBeauty^{MC} de Tria sur une peau qui s'assombrit.</p>	<p>Assombrissement temporaire de la peau.</p>	<p>Peu probable si l'appareil est utilisé correctement.</p> <p>Lors de l'étude clinique, 16 participants sur 60 (27 %) ont remarqué un assombrissement temporaire de la peau, et la peau de cinq de ces participants est demeurée sombre pendant plus de trois mois.</p> <p>Les utilisateurs avec un teint foncé sont plus à risque de développer des rougeurs persistantes qui peuvent se transformer en un assombrissement de la peau. Si des rougeurs persistent, cessez l'utilisation jusqu'à ce qu'elles disparaissent.</p>

AVANT D'UTILISER VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA POUR LA PREMIÈRE FOIS

CHARGEZ VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA

- Insérez le cordon dans l'alimentation électrique et la station de recharge. Puis branchez l'alimentation électrique dans une prise.
- Placez votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria sur la station de recharge.
- Quand votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria se charge, l'indicateur du niveau de la batterie clignotera. Quand le chargement sera terminé, l'indicateur s'éteindra. Votre appareil sera livré chargé et aucun chargement additionnel ne sera requis avant la première utilisation.
- Pour des raisons de commodité, nous vous recommandons de ranger votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria sur sa station de recharge entre les traitements. Cela assurera que l'appareil soit toujours entièrement chargé et prêt pour le traitement.

REMARQUE : L'indicateur du niveau de la batterie s'allumera lorsque la batterie



est faible. Si l'indicateur s'allume pendant le traitement, vous pouvez terminer votre traitement avant de charger l'appareil. L'indicateur du niveau de la batterie clignotera pendant le chargement du laser SmoothBeauty^{MC} de Tria et s'éteindra lorsque le chargement est terminé (jusqu'à deux heures et demie). L'appareil est chargé si l'indicateur du niveau de la batterie reste éteint après avoir allumé le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria.

REGARDEZ LA VIDÉO MODE D'EMPLOI

Visitez notre site Web pour obtenir des renseignements utiles et des techniques d'utilisation de votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria.

EFFECTUEZ UN ESSAI SUR UNE RÉGION DE VOTRE CORPS

Si vous utilisez le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria pour la première fois, nous vous recommandons d'effectuer un test sur la région extérieure de votre avant-bras au niveau de traitement désiré. Cet exercice démontrera la sensation que vous procurera le traitement. La plupart des utilisateurs disent s'habituer à la sensation après plusieurs jours de traitement. Si des cloques ou des croûtes apparaissent, n'utilisez plus le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria. Ce genre de réaction est très rare.

1. Lavez et séchez la région extérieure de votre avant-bras que vous voulez traiter.
2. Déverrouillez votre appareil. Le laser SmoothBeauty^{MC} sera en mode de niveau d'entraînement 1.
3. Placez l'extrémité à plat sur votre peau et faites glisser le laser lentement d'un côté à l'autre sur une région extérieure de votre avant-bras pendant plusieurs secondes.
4. Attendez 24 heures, puis examinez la région mise à l'essai. Si la peau paraît normale, effectuez votre premier traitement.

MODE D'EMPLOI DE VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA

LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS DÉCRIVENT COMMENT UTILISER CORRECTEMENT VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA.


1. PRÉPAREZ VOTRE PEAU

- Lavez et séchez votre visage.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez le nettoyant de préparation Tria, qui est formulé spécifiquement pour enlever le maquillage, l'écran solaire et d'autres produits qui peuvent bloquer la lumière du laser et la rendre moins efficace.

2. SÉLECTIONNEZ VOTRE NIVEAU DE TRAITEMENT

- Enlevez votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria de la station de recharge et appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre en marche. Assurez-vous que l'appareil est déverrouillé.

- Utilisez le bouton d'alimentation pour choisir le niveau de traitement désiré (niveau d'entraînement 1, niveau de traitement 2, niveau de traitement 3).
- Utilisez le niveau d'entraînement 1 pour vous habituer à la sensation que produit le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria. Une fois que vous êtes habitué à l'appareil, commencez votre traitement au niveau 2 ou 3.
- Pour des raisons pratiques, votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria enregistre le dernier niveau de traitement utilisé.




3. TREAT YOUR SKIN

- Lors du traitement, divisez votre visage en quatre régions selon l'illustration ci-dessous pour assurer un traitement uniforme de tout le visage. Traitez la région 1 jusqu'à ce que l'appareil émette un « bip », puis passez aux régions 2, 3 et 4.

⚠ ATTENTION : N'utilisez pas le laser pour traiter vos yeux ou vos paupières et ne le

dirigez pas directement vers vos yeux. Vos yeux pourraient être gravement blessés et vous pourriez souffrir d'une baisse de vision permanente ou temporaire ou devenir aveugle de manière permanente. Traitez seulement la région autour des yeux où vous pouvez sentir l'os sous la peau.

⚠ ATTENTION : Ne traitez pas chaque région plus d'une fois par jour (une fois



toutes les 24 heures). Vous pourriez augmenter le risque d'irritation.


- Pour traiter chaque région, placez bien l'embout du laser contre votre peau et faites-le glisser lentement en un

mouvement latéral pour couvrir toute la région comme le montrent les illustrations ci-dessous. Maintenez l'appareil en mouvement et contre la peau pour que la lumière de contact violette reste allumée.


✓ CONTACT
AVEC LA PEAU
CORRECT



✓ MOUVEMENT
CORRECT



✗ CONTACT
AVEC LA PEAU
INCORRECT




✗ MOUVEMENT
INCORRECT




- Lors du traitement de votre front, vous pourriez juger utile de tenir votre appareil à l'horizontale et de le déplacer de haut en bas. N'oubliez pas de maintenir l'appareil en mouvement et contre la peau pour que la lumière de contact violette reste allumée.

✓ MOUVEMENT
CORRECT 1



✓ MOUVEMENT
CORRECT 2



- Traitez chaque région jusqu'à ce que votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria émette un « bip ». Pour chaque zone, la durée est d'environ 30 secondes au niveau d'entraînement 1, d'une minute au niveau de traitement 2 et de deux minutes et demie au niveau de traitement 3.
- Votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria émettra un « bip » une fois la première région traitée, deux fois après le traitement de la deuxième région et trois fois après le traitement de la troisième région.
- Lorsque vous aurez traité les quatre régions, l'indicateur de fin de traitement (le crochet) s'allumera. Une tonalité spéciale retentira et le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria s'éteindra automatiquement.

REMARQUE : Si vous passez à la région suivante avant le « bip », vous risquez de traiter cette région inadéquatement. Pour de meilleurs résultats, ne passez pas à la prochaine région avant d'entendre le « bip ».

À QUELLE FRÉQUENCE UTILISER VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA

Utilisez votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria cinq jours par semaine pendant une période de 12 semaines. Ne prolongez pas la période de traitement au-delà de 12 semaines.

À QUOI S'ATTENDRE

- Nous recommandons de faire du traitement par laser SmoothBeauty^{MC} de Tria une étape habituelle de vos soins de la peau le soir. Ainsi, le renouvellement de la peau commence et les effets secondaires diminuent pendant la nuit.
- Habituellement, les utilisateurs remarquent une amélioration de leur peau en aussi peu que deux semaines. Les meilleurs résultats sont observables quelques semaines suivant le traitement de 12 semaines.
- Pendant le traitement ou juste après celui-ci, vous pouvez ressentir un léger inconfort tel qu'une sensation de pincement ou de picotement, ou des démangeaisons. Il peut également y avoir une sensation de réchauffement ou de chaleur similaire à celle causée par les coups de soleil. Ces sensations sont normales et s'atténuent généralement en quelques minutes ou heures. Elles diminuent lors de l'utilisation continue.
- Pendant le traitement ou juste après celui-ci, des rougeurs temporaires peuvent également apparaître sur votre peau. C'est normal et cela se résout habituellement pendant

la nuit ou en trois jours. Ces rougeurs diminuent lors de l'utilisation continue.

- Lors de l'utilisation normale, les autres effets secondaires suivants peuvent se produire :
 - o Un gonflement de la peau. Elle diminue généralement pendant la nuit.
 - o Une desquamation ou un dessèchement.
 - o De petites taches brunes temporaires sur la peau.
- Appliquez un sérum apaisant post-traitement ou une crème hydratante pour aider à atténuer l'inconfort cutané après le traitement. Pour de meilleurs résultats, essayez le sérum de finition de Tria.

REMARQUE : Si vous subissez des effets secondaires plus importants ou persistants, arrêtez le traitement et communiquez avec le service à la clientèle de Tria Beauty ou un professionnel de la santé.

CONSEILS UTILES POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

REGARDEZ LA VIDÉO MODE D'EMPLOI

Visitez notre site Web pour regarder notre vidéo *Mode d'emploi* et voir la meilleure manière de tenir et faire déplacer votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria sur votre peau.

EXERCEZ-VOUS DEVANT UN MIROIR

Regardez-vous dans un miroir lors des premiers traitements. Vous verrez la lueur de la lumière de contact de contact violette lorsque vous gardez l'appareil à plat sur votre peau et le maintenez en mouvement.

TRAITEZ LE SOIR

Faites votre traitement le soir avant l'heure du coucher pour permettre aux rougeurs ou gonflements de diminuer pendant la nuit.

PASSEZ À UN NIVEAU DE TRAITEMENT SUPÉRIEUR

Votre peau aura besoin d'environ une semaine pour s'adapter au traitement laser. Durant cette période, nous vous conseillons d'utiliser le niveau d'entraînement 1. Une fois la période d'adaptation de votre peau passée, passez au niveau de traitement 2 ou 3.

PROTÉGEZ VOTRE PEAU CONTRE LA LUMIÈRE DU SOLEIL

Appliquez un écran solaire de haute qualité tous les matins. Grâce à l'écran solaire appliqué au quotidien, vous protégerez les avantages de vos traitements par le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria, préserverez les résultats plus longtemps et préviendrez de nouveaux dommages causés par le soleil.

ENTRETIEN DE VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA

NETTOYAGE

Pour de meilleurs résultats, gardez l'extrémité du laser propre. Les huiles, les lotions, le maquillage ou d'autres débris peuvent bloquer la lumière laser ou empêcher l'appareil de fonctionner correctement.

Si la fenêtre laser ou l'embout de l'appareil devient visiblement sale, nettoyez-le avec un chiffon non pelucheux.

Si d'autres pièces de l'appareil ou la station de recharge se salissent, nettoyez au besoin avec un chiffon doux humidifié avec de l'alcool à friction.

Assurez-vous que la station de recharge ne soit pas branchée lorsque vous nettoyez l'appareil. Éviter le contact de l'eau ou de tout autre liquide avec les pièces du laser SmoothBeauty^{MC} de Tria ou de la station de recharge.

ENTRETIEN

L'appareil ne nécessite pas d'entretien régulier ou spécial. Si vous pensez que votre appareil ou la station de recharge ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, n'utilisez pas l'appareil. Communiquez avec le service à la clientèle de Tria Beauty pour obtenir de l'aide.

ENTREPOSAGE

Gardez l'appareil et la station de recharge loin de l'eau, de l'humidité ou des débris qui peuvent pénétrer à l'intérieur de l'appareil ou de la station de recharge.

ÉLIMINATION

Cet appareil contient une batterie au lithium. Veuillez respecter les règlements de votre lieu de résidence pour recycler ou éliminer les appareils électriques.

VOYAGES

Si vous voyagez avec votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria, emballez l'appareil et la station de recharge dans leur emballage original pour éviter les dommages.

La station de recharge fonctionnera correctement à toutes les tensions courantes de secteur (toute alimentation entre 100 et 240 V c.a. à 50/60 Hz). Un adaptateur de prise peut être nécessaire pour brancher la station de recharge dans la prise murale.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Utilisez ce tableau pour vous aider à résoudre tous les problèmes qui surviennent. Si vous éprouvez toujours des problèmes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Tria Beauty.

VOTRE QUESTION	IL EST POSSIBLE QUE	COMMENT RÉSOUDRE LE PROBLÈME
Mon laser SmoothBeauty^{MC} de Tria ne s'allume pas.	Votre laser SmoothBeauty ^{MC} de Tria est verrouillé.	Déverrouillez votre laser SmoothBeauty ^{MC} de Tria. (Voir page 39)
Mon laser SmoothBeauty^{MC} de Tria ne s'éteint pas.	Vous avez relâché le bouton d'alimentation trop rapidement par erreur.	Gardez le bouton d'alimentation enfoncé pendant une ou deux secondes avant de le relâcher.
L'indicateur d'erreur (« ! ») s'affiche.	Votre laser SmoothBeauty ^{MC} de Tria ne fonctionne pas correctement.	Éteignez votre laser SmoothBeauty ^{MC} de Tria, puis allumez-le de nouveau. Si l'indicateur s'allume toujours, communiquez avec le service à la clientèle de Tria Beauty.

VOTRE QUESTION	IL EST POSSIBLE QUE	COMMENT RÉSOUDRE LE PROBLÈME
<p>Mon laser SmoothBeauty^{MC} de Tria ne se charge pas quand je le mets sur la station de recharge.</p>	<p>Votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria n'est pas branché correctement.</p>	<p>Vérifiez que l'appareil repose bien correctement sur la station de recharge. Ensuite, vérifiez la connexion des deux extrémités du câble et le branchement à la prise murale. (Voir page 51)</p>
	<p>La prise de votre domicile ne fonctionne pas.</p>	<p>Essayez une prise différente.</p>
	<p>Votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria ne repose pas correctement sur la station de recharge.</p>	<p>Repositionnez votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria sur la station de recharge en vous assurant qu'il repose bien sur le fond de la station de recharge. Vérifiez que l'indicateur du niveau de la batterie clignote. (Voir page 51)</p>
	<p>Votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria est déjà chargé.</p>	<p>Mettez votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria en marche. Si l'indicateur du niveau de la batterie reste éteint, votre appareil est déjà chargé et prêt à l'emploi.</p>

VOTRE QUESTION	IL EST POSSIBLE QUE	COMMENT RÉSOUDRE LE PROBLÈME
<p>Lorsque j'utilise mon laser SmoothBeauty^{MC} de Tria, la lumière de contact ne devient pas violette ou s'éteint complètement pendant le traitement.</p>	<p>Votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria n'est pas chargé.</p>	<p>Chargez votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria en le mettant sur la station de recharge.</p>
	<p>L'extrémité du laser n'est pas bien en contact avec votre peau.</p>	<p>Faites glisser l'appareil en un mouvement lent et constant en appuyant bien sur la peau. (Voir page 56)</p>
	<p>Votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria ne fonctionne pas correctement.</p>	<p>Chargez votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria et recommencez votre séance de traitement. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle de Tria Beauty.</p>
<p>Quand j'utilise mon laser SmoothBeauty^{MC} de Tria, la lumière de contact s'allume par intermittence.</p>	<p>L'extrémité du laser n'est pas bien en contact avec votre peau.</p>	<p>Faites glisser l'appareil en un mouvement lent et constant en appuyant bien sur la peau. (Voir page 56)</p>
	<p>La saleté ou les débris bloquent l'extrémité du laser.</p>	<p>Nettoyez l'extrémité du laser avec un chiffon non pelucheux sec. (Voir page 60)</p>

VOTRE QUESTION	IL EST POSSIBLE QUE	COMMENT RÉSOUDRE LE PROBLÈME
<p>J'utilise mon Laser SmoothBeauty^{MC} de Tria et la sensation qu'offre le traitement a beaucoup changé.</p>	<p>L'extrémité du laser ne soit pas bien en contact avec votre peau.</p>	<p>Vérifiez l'indicateur du niveau de traitement sur l'affichage. Changez le niveau au besoin.</p>
	<p>La saleté ou les débris bloquent l'extrémité du laser.</p>	<p>Nettoyez l'extrémité du laser avec un chiffon non pelucheux. (Voir page 60)</p>
<p>Mon laser SmoothBeauty^{MC} de Tria ne se verrouille pas.</p>	<p>Votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria est éteint.</p>	<p>Premièrement, mettez votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria en marche. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que l'icône de verrou s'allume sur l'affichage.</p>
<p>Mon laser SmoothBeauty^{MC} de Tria est verrouillé ou l'indicateur de verrouillage s'affiche.</p>	<p>Vous avez verrouillé votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria par erreur.</p>	<p>Déverrouillez votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria. (Voir page 39)</p>

GARANTIE LIMITÉE

Le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria est vendu avec une garantie limitée d'un an détaillée ci-dessous.

QUE COUVRE LA GARANTIE LIMITÉE?

Cette garantie limitée d'un an couvre les défauts de matériau et de fabrication de votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria si vous l'avez acheté auprès d'un partenaire autorisé ou directement auprès du fabricant (Tria Beauty). Votre garantie limitée d'un an n'est valide que pour vous seul, l'acheteur initial, et ne peut pas être transférée.

QUE NE COUVRE PAS CETTE GARANTIE LIMITÉE?

Cette garantie limitée s'applique seulement si le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria est acheté et utilisé aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, les défauts ou les défaillances causés par un abus ou un mauvais usage; le mauvais entretien;

l'impact ou l'insertion de corps étrangers; le vandalisme; l'entreposage inadéquat; l'entretien ou les réparations inappropriés ou mal exécutés; l'application de substances chimiques nocives; les cas de force majeure, un incendie ou de l'eau; des produits abrasifs; la négligence; le non-respect des instructions du fabricant; la perte du laser SmoothBeauty^{MC} de Tria; l'usure normale; la modification; la surutilisation; l'utilisation professionnelle; ou l'utilisation commerciale.

COMBIEN DE TEMPS DURE CETTE GARANTIE LIMITÉE?

La garantie limitée commence à la date de l'achat et prend fin un an plus tard. La période de garantie n'est pas prolongée pour toute période pendant laquelle le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria (ou une de ses pièces) est réparé ou si votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria est remplacé par Tria Beauty pendant la période de garantie.

QUE FERA TRIA BEAUTY SI VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA EST DÉFECTUEUX?

Si vous découvrez que votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria a un défaut couvert avant que la période de garantie d'un an prend fin, communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Si nous confirmons un défaut couvert par cette garantie limitée, Tria Beauty décidera si nous : i) remplacerons votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria avec un laser SmoothBeauty^{MC} de Tria nouveau ou remis à neuf identique ou similaire au laser SmoothBeauty^{MC} de Tria que vous avez acheté; ou ii) réparerons votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria en utilisant des pièces nouvelles ou remises à neuf.

Si nous déterminons que le défaut de votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria n'est pas couvert en vertu de cette garantie limitée, nous vous informerons des autres services qui vous sont offerts moyennants des frais.

Si nous déterminons que votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria n'est pas défectueux, nous vous en informerons et nous vous renverrons votre laser SmoothBeauty^{MC} de Tria.

Tous les services couverts par la garantie limitée doivent être autorisés et exécutés par Tria Beauty ou un fournisseur de services autorisé par Tria Beauty.

LIMITATIONS DE GARANTIE ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET S'AJOUTE À VOS DROITS PRÉVUS PAR LA LOI.

EN CAS DE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOS RECOURS SE LIMITENT EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DE VOTRE LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA COMME L'INDIQUE CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE.

DANS TOUTE LA LIMITE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, TRIA BEAUTY DÉNIE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES. SI LA LOI APPLICABLE N'AUTORISE PAS LE DÉNI DE GARANTIES IMPLICITES, LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DES PRÉSENTES SERA EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE SUSMENTIONNÉE. TRIA BEAUTY NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS LIÉS À UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN PRÉJUDICE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU LA STRICTE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT) OU UN AUTRE MOTIF, MÊME SI TRIA BEAUTY EST INFORMÉE OU AU COURANT QUE DE TELS DOMMAGES PEUVENT SURVENIR. CES DOMMAGES COMPRENNENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE JOUISSANCE DU LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA, LE COÛT DE TOUT ÉQUIPEMENT DE REMPLACEMENT, LES DEMANDES D'INDEMNISATION DE TIERCES PARTIES OU

LES DOMMAGES MATÉRIELS. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, TRIA BEAUTY NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS LIÉS À UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, LA NÉGLIGENCE, LA STRICTE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT, UN PRÉJUDICE OU UNE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, MÊME SI TRIA BEAUTY EST INFORMÉE OU AU COURANT QUE DE TELS DOMMAGES PEUVENT SURVENIR. CES DOMMAGES COMPRENNENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE JOUISSANCE DU LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA, LE COÛT DE TOUT ÉQUIPEMENT DE REMPLACEMENT, LES DEMANDES D'INDEMNISATION DE TIERCES PARTIES OU LES DOMMAGES MATÉRIELS. SI LA LOI APPLICABLE N'AUTORISE PAS LES LIMITATIONS DE GARANTIES, NI LES RECOURS EN CAS DE VIOLATION POUR CERTAINES TRANSACTIONS, LES LIMITATIONS DU PRÉSENT ALINÉA ET

LE DÉNI DE RESPONSABILITÉ OU LES EXCEPTIONS À LA GARANTIE PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER. CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS AUX DEMANDES D'INDEMNISATION POUR DÉCÈS OU BLESSURES CORPORELLES DUS À UNE DÉFAILLANCE DU LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA OU TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ QUI NE PEUT PAS ÊTRE EXCLUE OU LIMITÉE EN VERTU DE LA LOI.

CES MODALITÉS ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE RÉPARTISSENT LES RISQUES DE DÉFAILLANCE DU PRODUIT ENTRE TRIA BEAUTY ET VOUS, L'ACHETEUR DU LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA. CETTE RÉPARTITION EST RECONNUE PAR LES DEUX PARTIES ET EST PRISE EN COMPTE DANS LE PRIX DU LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA. DE PAR VOTRE UTILISATION DU LASER SMOOTHBEAUTY^{MC} DE TRIA, VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS AVEZ LU CES MODALITÉS ET LIMITATIONS, VOUS LES AVEZ COMPRIS ET VOUS CONSENTEZ À VOUS Y CONFORMER.

MODIFICATIONS DU PRODUIT

Tria Beauty se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à ses produits sans contracter d'obligation d'incorporer lesdites améliorations aux produits déjà vendus.

LITIGES

La présente garantie, tous les litiges et toutes les demandes d'indemnisation en découlant ou s'y rapportant ou liés à son objet ou à sa formation (y compris les litiges ou les demandes d'indemnisation non contractuels) seront régis et interprétés en vertu de la loi du pays d'achat (É.-U., Canada ou Angleterre et Pays de Galles).

Vous convenez que les tribunaux du pays où vous avez acheté le laser SmoothBeauty^{MC} de Tria jouissent de la juridiction non exclusive pour régler un litige ou une demande d'indemnisation qui découle ou se rapporte à la présente garantie ou est lié à son objet ou à sa formation (y compris les litiges ou les demandes d'indemnisation non contractuels).

DÉLAI POUR DÉPOSER UNE DEMANDE D'INDEMNISATION

Toute demande d'indemnisation pour une violation de la présente garantie limitée doit commencer dans les douze (12) mois suivant l'achat initial du laser SmoothBeauty^{MC} de Tria.

AUCUNE AUTRE GARANTIE

Sauf modification contraire écrite et signée par les deux parties, il est entendu que ces modalités et limitations de la garantie constituent l'entente intégrale et exclusive entre les parties, remplacent toutes les ententes et représentations antérieures, verbales ou écrites, et toutes les autres communications entre les parties eu égard aux dites modalités. Aucun employé de Tria Beauty ou aucune autre partie (y compris, mais de façon non limitative, ses distributeurs, dépositaires et détaillants) n'est autorisé à donner une garantie supplémentaire aux garanties susmentionnées.

TERMES DIVERS

Dans le présent contrat, « nous » et « notre » font référence à Tria Beauty. « Vous » fait référence à l'acheteur initial du laser SmoothBeauty^{MC} de Tria. Une renonciation au strict respect d'une des modalités des présentes ne sera pas considérée comme permanente, ni comme une renonciation aux autres modalités. Nous serons exemptés de l'exécution dans la mesure où un retard ou l'impossibilité d'exécution découle d'événements météorologiques, de catastrophes, d'actes de terreur, de mesures ou règlements gouvernementaux, de pénuries ou litiges liés à la main-d'œuvre ou aux matériaux ou d'autres circonstances indépendantes de notre volonté. Si une des modalités des présentes est illicite, nulle ou inexécutoire, cette modalité sera ignorée, mais les autres modalités demeureront en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE : SRL

TYPE DE LASER : Diode laser

CLASSE DE LASER : 1M, conformément à la CEI 60825-1:2007 (2^e édition)

REMARQUE : Ce laser de classe 1M émet une radiation laser invisible. Ne traitez pas les yeux, les paupières ni ne dirigez le laser directement sur les yeux. Ne regardez pas directement avec des instruments optiques tels que des microscopes ou des télescopes. Ce produit est sûr pour les yeux et la peau s'il est utilisé selon les *Instructions d'utilisation*.

LONGUEUR D'ONDE DE SORTIE :

1440 nm

ÉNERGIE LASER DE SORTIE :

5-12 Mj/pulsation

ENTRÉE DE LA STATION DE RECHARGE DE BATTERIE :

100-240 V- 50/60 Hz, 0,15 A

SORTIE DE LA STATION DE RECHARGE DE BATTERIE :

5 V DC 1,0 A, ou une connexion USB

PHYSIQUE



Température de fonctionnement :
de 5 °C à 30 °C

Humidité relative en fonctionnement :
Sans condensation 15-95 %

Pression atmosphérique de fonctionnement :
de 700 hPa à 1060 hPa



Températures de transport et
d'entreposage : -20 °C à 50 °C

Humidité relative en transport :
Sans condensation 0-95 %

L'appareil est conçu pour fonctionner durant trois ans ou plus en usage normal. Aucune pièce ne doit être remplacée régulièrement. L'appareil fonctionne correctement s'il fonctionne comme décrit dans ce document.

Cet appareil est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues même celles qui pourraient causer un fonctionnement non désiré.

GLOSSAIRE DES SYMBOLES



Mise en garde



Mise en garde du laser



Type BF



Numéro de série



Constructeur



Équipement de classe II



Date de fabrication



Alimentation (allumée/éteinte)



Documentation
d'accompagnement à consulter



Limite de température



DEEE



Marque CE



Référence



Produit laser de classe 1M



Déclaration de conformité
de la FCC

**TRIA BEAUTY CUSTOMER CARE
SERVICE À LA CLIENTÈLE TRIA BEAUTY**

United States

877-321-8742

customercare@triabeauty.com

triabeauty.com

Canada

877-321-8742

customercare@triabeauty.ca

triabeauty.ca



Tria Beauty, Inc.

4160 Dublin Blvd., Suite 200

Dublin, CA 94568 USA

©2017 Tria Beauty, Inc. 4160 Dublin Blvd., Suite 200 Dublin, CA 94568 USA. All rights reserved. SmoothBeauty™ is a trademark of Tria Beauty Inc. Tria, Tria Beauty, and the Tria logo are registered trademarks of Tria Beauty, Inc. Protected by patent(s). See triabeauty.com/legal

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except deviations pursuant to Laser Notice No. 50. Dated June 24, 2007.

©2017 Tria Beauty, Inc., 4160 Dublin Blvd., Suite 200, Dublin, CA 94568, É.-U. Tous droits réservés. SmoothBeauty™ est une marque de commerce de Tria Beauty, Inc. Tria, Tria Beauty et le logo de Tria sont des marques déposées de Tria Beauty, Inc. Protégées par un ou des brevets. Reportez-vous à triabeauty.com/legal

Conforme aux exigences 21 CFR 1040.10 et 1040.11 sauf les exceptions citées dans le document « Laser Notice No. 50 ». Daté du 24 juin 2007.