




tria®


**HAIR REMOVAL LASER**  
PRECISION

Quick Start Guide

GET TO KNOW YOUR TRIA HAIR REMOVAL LASER PRECISION



INDICATOR LIGHTS GUIDE



TRIA BEAUTY CUSTOMER CARE

**United States**  
877-321-8742  
customer@triabeauty.com  
triabeauty.com

**Canada**  
877-321-8742  
customer@triabeauty.ca  
triabeauty.ca

**United Kingdom/Europe**  
0800 0484 322  
info@triabeauty.co.uk  
triabeauty.co.uk

tria®

Tria Beauty, a company of Channel Investments, LLC  
14796 Wicks Blvd., San Leandro, CA 94577 USA

All rights reserved. Tria, Tria Beauty, and the Tria logo are trademarks of Channel Investments, LLC.

©2019



## BEFORE FIRST TREATMENT

For detailed directions and important safety warnings, please read the complete *Instructions for Use* guide before use.

**ACTIVATE:** A quick, one-time activation is required before you can use the Tria Laser Precision. In the US: visit [tribeauty.com/activate](http://tribeauty.com/activate)  
In CA: visit [tribeauty.ca/activate](http://tribeauty.ca/activate) | In the UK: visit [tribeauty.co.uk/activate](http://tribeauty.co.uk/activate)  
**CHARGE:** You will also need to charge the Tria Laser Precision for at least 2 hours before you use it or anytime the battery is empty. Each battery charge lasts approximately 15-20 minutes.

## HOW TO TREAT

Before every treatment, shave, clean and dry the area you wish to treat. Before your first full treatment on any new area, perform a patch test in that area. Repeat treatments **every 2 weeks** for up to 3 months or until you're satisfied with results.


### 1 TURN ON DEVICE

Unplug the Tria Laser Precision from the battery charger and press the power button.




### 2 UNLOCK

Unlock by holding the device tip with the built-in skin sensor against the skin you wish to treat. If the Tria Laser Precision is safe for your skin tone, the laser will emit a series of beeps and unlock.




### 3 SET THE TREATMENT LEVEL

Press the power button to adjust levels. For best results, treat at the highest level that you can tolerate. In a clinical study, higher levels were found to be 2-3 times more effective.



### 4 TREAT. HOLD FOR ONE BEEP.

Touch and hold the treatment window to the skin until you hear a beep. Then, lift and place the laser back on the skin so that it overlaps the previous spot by about 1/4 inch, or 5 mm.




**NOTE:** It is normal for time between beeps to lengthen as you progress through each treatment. This should not affect your results.

## TREATMENT GUIDE

Treat in an overlapping pattern until you have completely covered the area you want to treat. Use this guide as an example of how many minutes you may need to treat each area when treating on Medium. Treatment times will be shorter when treating on Low and longer when treating on High.

Always follow the treatment instructions and warnings provided in the *Instructions for Use* booklet.

- Each battery charge lasts for about 15-20 minutes. You may need to recharge if treating multiple areas.
- Facial hair is only cleared for women, cheek line downward.



## TREATMENT AREA

The Tria Laser Precision is specially designed to treat small, sensitive areas, such as your underarms and bikini line. Say good-bye to constant shaving, waxing and skin irritations and say hello to silky, smooth skin.

### CHECK YOUR SKIN TONE

The Tria Laser Precision is designed to work on fair to light brown skin tones and light brown to black body hair. It does not work on white, grey, blonde or red hair. If your skin tone matches any of the skin tones labeled "Not Safe" for treatment, then DO NOT USE the Tria Laser Precision.

### SKIN TONE CHART

#### INTENDED SKIN TONES:



#### NOT SAFE:




tria®

**ÉPILATION AU LASER**  
PRECISION

Guide de démarrage rapide


**CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉPILATEUR LASER**  
PRECISION DE TRIA




**GUIDE DE VOYANTS LUMINEUX**



*Niveaux de traitement*



*Autres voyants*



**SERVICE À LA CLIENTÈLE TRIA BEAUTY**

**United States**

877-321-8742

customer@triabeauty.com

triabeauty.com

**Canada**

877-321-8742

customer@triabeauty.ca

triabeauty.ca

**United Kingdom/Europe**

0800 0484 322

info@triabeauty.co.uk

triabeauty.co.uk

tria®

Tria Beauty, a company of Channel Investments, LLC  
14796 Wicks Blvd., San Leandro, CA 94577 USA

Tous droits réservés. Tria, Tria Beauty et le logo Tria sont des marques de commerce de Channel Investments, LLC.

©2019



## AVANT LE PREMIER TRAITEMENT

Pour obtenir des directives détaillées et des mises en garde de sécurité importantes, veuillez lire entièrement le Guide des *Instructions d'utilisation* avant de procéder à la manipulation du produit.

**ACTIVATION** : Une activation unique et rapide est nécessaire pour pouvoir utiliser l'appareil Laser Precision de Tria. Aux US : visitez [tribeauty.com/activate](http://tribeauty.com/activate)  
En CA : visitez [tribeauty.ca/activate](http://tribeauty.ca/activate) | Au UK : visitez [tribeauty.co.uk/activate](http://tribeauty.co.uk/activate)  
**CHARGEMENT** : Chargez le Laser Precision de Tria pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser ou à chaque fois que la batterie est déchargée. Chaque charge de batterie durera environ 15-20 minutes.

## PROCESSUS DE TRAITEMENT

Avant chaque traitement, rasez, nettoyez et séchez la zone à traiter. Avant tout premier traitement sur une nouvelle zone, effectuez un test sur cette même zone. Répétez les traitements **toutes les 2 semaines** jusqu'à 3 mois ou jusqu'à l'obtention de résultats satisfaisants.


### 1 ALLUMAGE DE L'APPAREIL

Débranchez le Laser Precision de Tria du chargeur de batterie et appuyez sur le bouton d'alimentation.




### 2 DÉVERROUILLAGE

Pour déverrouiller, maintenez le bout de l'appareil avec le capteur cutané incorporé contre la peau dans la zone que vous souhaitez traiter. Si le Laser Precision de Tria est sans danger pour votre teint de peau, le laser émettra une série de bips et se déverrouillera.




### 3 RÉGLAGE DU NIVEAU DE TRAITEMENT

Appuyez sur le bouton d'alimentation afin de régler les niveaux. Pour de meilleurs résultats, traitez au niveau maximum tolérable. Dans une étude clinique, les niveaux supérieurs se sont avérés être 2 à 3 fois plus efficaces.



### 4 TRAITEMENT. MAINTIEN PENDANT UN BIP.

Appuyez et maintenez la fenêtre de traitement contre la peau jusqu'à l'émission d'un bip. Ensuite, soulevez le laser et remettez-le sur la peau de manière à chevaucher l'endroit préalable d'environ 1/4 po ou 5 mm.




**NOTE** : Il est normal que la durée entre les bips se rallonge au fur et à mesure que vous avancez dans chaque traitement. Ceci ne devrait pas affecter vos résultats.

## GUIDE DE TRAITEMENT

Traitez en chevauchant jusqu'à ce que vous ayez complètement couvert la zone que vous souhaitez traiter. Utilisez ce guide comme exemple du nombre de minutes dont vous aurez besoin pour traiter chaque zone lors d'un traitement moyen. Les temps de traitement seront plus courts pour un traitement sur Faible et plus longs pour un traitement sur Fort.

Toujours suivre les instructions et mises en garde de traitement fournies dans les Guide des *Instructions d'utilisation*.

- Chaque charge de batterie dure environ 15-20 minutes. Il vous faudra peut-être la recharger lors du traitement de plusieurs zones.
- Les poils du visage sont éliminés uniquement pour les femmes, le long de la joue vers le bas.



## ZONE DE TRAITEMENT

Le Laser Precision de Tria est spécialement conçu pour traiter les petites zones sensibles telles que les aisselles et la ligne du bikini. Finis les rasages, épilations à la cire et irritations cutanées constantes et bonjour la peau soyeuse et lisse.

### VÉRIFIEZ LA COULEUR DE VOTRE PEAU

Le Laser Precision de Tria est conçu pour agir sur une peau de couleur clair à brun clair et sur un poil corporel de couleur brun clair et à noir. L'appareil ne fonctionne pas sur les poils de couleur blanc, gris, blond ou roux. Si la couleur de peau correspond aux couleurs figurant à la section « Non sécuritaire », N'UTILISEZ PAS le Laser Precision de Tria.

### PALETTE DE TEINTES

CONÇU POUR LES COULEURS DE PEAU SUIVANTES :



NON SÉCURITAIRE :

