


tria[®]

SMOOTHBEAUTY™ LASER

Quick Start Guide

GET TO KNOW YOUR SMOOTHBEAUTY™ LASER



TAKE OUR ADVICE

PRACTICE IN A MIRROR

Perfect your technique by using your device in front of a mirror. The purple light will glow when you are treating correctly.

INCREASE YOUR TREATMENT LEVEL FOR BEST RESULTS

Some women feel a slight stinging or warming sensation during treatment. This is normal and will diminish. To help your skin adjust, start on Training Level 1, Increase to Treatment Level 2, then Treatment Level 3 for best results.

MAKE IT A NIGHTLY BEAUTY RITUAL

For best results, treat skin in the evening to allow any redness to diminish.

WEAR SUNSCREEN

Make it a routine to apply a broad-spectrum sunscreen in the morning and reapply during the day.



 Tria Beauty, a company of Channel Investments, LLC
14796 Wicks Blvd.
San Leandro, CA 94577 USA

TRIA BEAUTY CUSTOMER CARE
877-321-8742
customer@triabeauty.com
triabeauty.com

tria[®]

Refer to the *Instructions for Use* booklet for complete information about the Tria SmoothBeauty™ Laser, including warnings and indications for use.

©2019 Tria Beauty, 14796 Wicks Blvd., San Leandro, CA 94577 USA
All rights reserved. SmoothBeauty™ is a trademark of Tria Beauty. Tria, Tria Beauty and the Tria logo are registered trademarks of Tria Beauty. Protected by patent(s). See triabeauty.com/legal.

BEFORE FIRST TREATMENT

For detailed directions and safety information, read the complete *Instructions for Use*.

CHARGE: Charge the laser until the battery indicator turns off, indicating the device is fully charged (up to 2.5 hrs). The device may arrive fully charged and not require additional recharging before first use.

HOW TO TREAT

Treat nightly by first cleansing and drying your skin. Treat with your laser, and then apply a post-treatment serum. For best results, use the Tria Priming Cleanser and Finishing Serum.


1 TURN ON DEVICE

Remove the laser from its charging cradle and press the power button. Make sure the device is unlocked.




2 SET THE TREATMENT LEVEL

Press the power button to adjust levels (Training Level 1, Treatment Level 2, or Treatment Level 3). Your SmoothBeauty™ Laser defaults to the level you last used.



3 START YOUR TREATMENT

- Divide the face into 4 zones. Start in Zone 1 by placing the laser tip flat against your skin and gliding it slowly from side-to-side.
- Cover the entire zone and maintain proper skin contact. The purple light will glow if you are treating correctly.
- Treat until you hear a beep and then progress to the next zone. The device will automatically shut off after you treat the fourth zone.




Increase levels for best results
As your skin adjusts, increase the treatment level for best results.

⚠ DO NOT use your SmoothBeauty™ Laser on your eye or eyelid or within the eye socket. Treat around the eyes only where you can feel bone underneath the skin.

TREAT THE FULL FACE BY ZONE


Treatment Zones



Approximate Time Per Setting

Training Level 1	30 seconds per zone
Treatment Level 2	1 minute per zone
Treatment Level 3	2½ minutes per zone

Treatment Levels



GIVE YOUR WRINKLE-FIGHTING REGIMEN A BOOST

Enhance your SmoothBeauty™ Laser Experience with our Cleanser and Serum.


PRIMING CLEANSER

Prepare skin for laser treatment with this luxurious cleanser. Formulated with Willow Bark Extract to promote exfoliation and Birch Tree Sugars to help preserve moisture, our cleanser will leave your skin feeling refreshed and hydrated.

FINISHING SERUM

Our nourishing serum is formulated to be the perfect finish to your laser treatment. Sea Fennel helps to soothe and hydrate laser-treated skin, while Retinol and Biopeptides promote elasticity and firmness and help to improve the appearance of fine lines and wrinkles.

For more information on Tria's wrinkle-fighting skincare products visit our website.




tria[®]

LASER SMOOTHBEAUTY^{MC}

Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU LASER SMOOTHBEAUTY^{MC}



SUIVEZ NOS CONSEILS

PRATIQUEZ DEVANT UN MIROIR

Perfectionnez votre technique en utilisant l'appareil devant un miroir. L'appareil émet une lumière violette lorsque vous traitez correctement.

AUGMENTEZ VOTRE NIVEAU DE TRAITEMENT POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

Il est parfois possible de ressentir un léger picotement ou une sensation de chaleur pendant le traitement. Cela est normal et ces effets disparaîtront. Pour aider votre peau à s'ajuster, commencer par le Niveau D'Entraînement 1. Pour des résultats optimaux, augmentez aux Niveau Traitement 2, puis Niveau Traitement 3.

ADOPTÉZ LE BON RITUEL BEAUTÉ

Pour des résultats optimaux, traitez la peau le soir afin de réduire toutes rougeurs éventuelles.

APPLIQUEZ UN ÉCRAN SOLAIRE

Appliquez systématiquement un écran solaire à large spectre le matin et réappliquez pendant la journée.



 Tria Beauty, a company of Channel Investments, LLC
14796 Wicks Blvd.
San Leandro, CA 94577 USA

SERVICE À LA CLIENTÈLE TRIA
877-321-8742
customer@triabeauty.ca
triabeauty.ca



tria[®]

Veillez-vous reporter au manuel *Instructions d'utilisation* pour obtenir des informations complètes sur le Laser SmoothBeauty[™] de Tria, dont les mises en garde et le mode d'emploi.

©2019 Tria Beauty. 14796 Wicks Blvd., San Leandro, CA 94577 USA
Tous droits réservés. SmoothBeauty[™] est une marque de commerce de Tria Beauty. Tria, Tria Beauty et le logo Tria sont des marques de commerce déposées de Tria Beauty. Protégé par un ou plusieurs brevets. Voir triabeauty.com/legal.

AVANT LE PREMIER TRAITEMENT

Pour obtenir des directives détaillées et des mises en garde sur la sécurité, veuillez lire au complet le manuel *Instructions d'utilisation*.

CHARGEMENT : Chargez le laser jusqu'à ce que l'indicateur de batterie s'éteigne. Cela indique que l'appareil est entièrement chargé (maximum -2,5 h). Il se peut que l'appareil soit livré complètement chargé et qu'il ne nécessite aucune charge additionnelle avant sa toute première utilisation.

PROCESSUS DE TRAITEMENT

Traitez la nuit en nettoyant et en séchant d'abord votre peau. Traitez la peau avec le laser, puis appliquez un sérum après le traitement. Pour de résultats optimaux, utilisez le Nettoyant activateur Tria et le Sérum de finition.


1 ALLUMEZ L'APPAREIL

Retirez le laser de sa station de recharge et appuyez sur le bouton d'alimentation. Assurez-vous que l'appareil est déverrouillé.




2 DÉFINISSEZ LE NIVEAU DE TRAITEMENT

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour régler les niveaux (Entraînement 1, Traitement 2 ou Niveau Traitement 3). Le Laser SmoothBeauty^{MC} est réglé par défaut sur le niveau de la dernière utilisation.



3 COMMENCEZ LE TRAITEMENT

- Divisez le visage en 4 zones. Commencez par la Zone 1 en plaçant l'extrémité du laser à plat contre la peau et en passant lentement d'un côté à l'autre.
- Couvrez toute la zone tout en maintenant un bon contact avec la peau. La lumière violette s'allumera si le traitement est effectué correctement.
- Traitez jusqu'à l'émission d'un bip, puis passez à la zone suivante. L'appareil s'éteindra automatiquement après avoir traité la quatrième zone.




Augmentez les niveaux pour des résultats optimaux

Au fur et à mesure que la peau s'adapte, augmentez le niveau de traitement afin d'obtenir des résultats optimaux.

⚠ N'utilisez **PAS** le Laser SmoothBeauty^{MC} sur les yeux ou les paupières, ou autour de l'orbite de l'œil. Traitez uniquement le contour des yeux sur les régions où vous pouvez sentir l'os sous la peau.

TRAITEZ TOUT LE VISAGE PAR ZONE


Zones de traitement



Temps approximatif par niveau

Niveau D'Entraînement 1	30 secondes par zone
Niveau De Traitement 2	1 minute par zone
Niveau De Traitement 3	2½ minutes par zone

Niveaux de traitement



DONNEZ UN COUP DE JEUNE À VOTRE RÉGIME DE SOINS ANTI-RIDES

Optimisez votre expérience Laser SmoothBeauty^{MC} avec notre Nettoyant et Sérum.

NETTOYANT ACTIVATEUR

Préparez votre peau au traitement laser grâce à ce nettoyant de luxe. Formulé avec un extrait d'écorce de saule pour favoriser l'exfoliation et des sucres de bouleau pour préserver l'humidité, notre nettoyant rafraîchit et hydrate votre peau.

SÉRUM DE FINITION

Notre sérum nourrissant est spécifiquement formulé pour compléter votre traitement laser. Le fenouil marin adoucit et hydrate la peau traitée au laser tandis que le rétinol et les biopeptides favorisent l'élasticité et la fermeté de la peau tout en améliorant l'apparence des rides et des ridules.

Pour plus d'informations sur la gamme de soins correcteur anti-rides mise au point par Tria, visitez notre site Web.