

Notes

Précautions

Notas

- Keep product clean, avoid direct contact with water, oil and other hazardous materials.
 - Keep the lens clean.
 - Can not be used for medical treatment, or on human.
 - Keep it away from children, do not let children touch or operate.
 - If there is quality problem, do not open or repair by yourself, please contact your seller for after-sales service.
- Gardez le produit propre et évitez le contact direct avec l'huile, l'eau et d'autres produits dangereux.
 - S'il vous plaît garder l'objectif propre.
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les environnements médicaux et humains.
 - Ne laissez pas les enfants toucher et utiliser ce produit.
 - S'il est endommagé, veuillez ne pas le démonter vous-même, contactez le lieu d'achat pour le service de réparation.
- Mantenga limpio el producto, evite el contacto directo con agua, aceite y otros materiales peligrosos.
 - Mantenga el lente limpio.
 - No se puede utilizar para tratamiento médico, o en humanos.
 - Mantenlo alejado de los niños, do deje que los niños toquen u operen.
 - Si har un problema de calidad, no abra ni repare usted mismo, póngase en contacto con su proveedor para el servicio de posventa.

ANSED Diagnostic Solutions LLC

1528 Walnut Street
Philadelphia, PA 19102

www.ANSEDdiagnostics.com
info@ANSEDdiagnostics.com



HD Digital Video Scope Kits User Manual

- English
- Français
- Español



Warning: before using, please read the manual carefully and follow the instructions to avoid damages and injuries.

Avertissement: Veuillez lire attentivement le manuel du produit avant d'utiliser ce produit et suivez les instructions pour éviter les pertes et les dommages causés par une utilisation incorrecte!

ADVERTENCIA: antes de usar, por favor lea el manual cuidadosamente y siga las instrucciones para evitar daños y lesiones

charge port (inbuilt 1500mAh battery)
interface de charge (1500 mAh batterie)
puerto de caga (batería de 1500 mAh)



Function Buttons

Description fonctionnelle

Botones de función:



- Long-press turn on/off the product.
- According to the using environment, press / to adjust the brightness of LED lights for the best imaging effect, three levels adjustable.
- Up/down / : move up and down; or zoom the image for a clearer view, the amplification factor is 1.4X/1.6X/2.0X.
- Rotate : maximum 180° rotation for the best angle to view the image.
- Photograph and record preview situation, short-press to photograph, long-press to record; when recording, press to stop; when viewing file, press to play/stop the video. Support max 32GB TF card.
- OK button under preview situation, press OK to enter system settings; when viewing file, press OK to the file's detailed information.
- ESC Under preview situation, press ESC to check the file; otherwise, press ESC to exit.

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.
- En fonction de l'environnement, les voyants peuvent être réglés pour être lumineux / afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. L'ajustement de la luminosité comporte trois niveaux.
- De haut en bas / : Les touches haut et bas sont partagées avec la touche de zoom, l'image est agrandie et l'aperçu est plus net, avec des agrandissements de 1,4X, 1,6X et 2,0X.
- Tournoisement : Vous pouvez faire pivoter l'aperçu de l'image de 180 degrés pour obtenir le meilleur angle de vue.
- Clé d'enregistrement de photo En mode aperçu, appuyez brièvement sur la caméra, appuyez longuement sur la vidéo; appuyez sur cette touche pour arrêter l'enregistrement pendant l'enregistrement, appuyez sur cette touche pour lire / mettre en pause la vidéo tout en visionnant le fichier et prendre en charge un stockage de carte jusqu'à 32GB / TF.
- Bouton d'OK Dans l'état de prévisualisation, appuyez sur OK pour saisir les paramètres du système et, dans l'état d'affichage des fichiers, appuyez sur OK pour afficher les détails du fichier actuel.
- Bouton d'ESC l'état d'aperçu, appuyez sur ESC pour accéder à la vue du fichier local.

- Pulsación larga encender/apagar el producto.
- De acuerdo con el entorno de uso, presione / para ajustar el brillo de las luces LED para obtener la mejor imagen efecto, tres niveles ajustables.
- Arriba/abajo / : mover hacia arriba y hacia abajo; o acercar el imagen para una vista más clara, el factor de amplificación es 1.4 X/1.6 X/2.0 X.
- Gire : rotación máxima de 180° para el mejor ángulo para ver la imagen.
- Fotografar y grabar p en situación de previsualización, pulsación corta para fotografiar, pulsación larga para grabar; Cuando grabación, pulse para detener; al ver el archivo, pulse para reproducir/ detener el video. Apoye la tarjeta máxima de 32GB TF.
- Botón OK en la situación de previsualización, pulse OK para entrar en la configuración del sistema; al ver el archivo, pulse OK para el información detallada del archivo.
- ESC En la situación de previsualización, pulse ESC para comprobar el archivo; de lo contrario, presione ESC para salir.

Interface Description

Description du menu

Descripción de la interfaz

In preview mode, press OK to enter the interface for system setting; in system setting interface, press OK to confirm, press up / down to select, press ESC to exit.

En mode de prévisualisation, appuyez sur OK pour accéder au menu, définissez les paramètres système, appuyez sur OK dans le menu de configuration du système, appuyez sur les boutons de zoom avant et de zoom arrière. (Haut / Bas) Sélectionnez le menu, appuyez sur ESC pour.

En modo de previsualización presione OK para acceder al Menú de configuración de sistema; en el menú de configuración de sistema, presione OK para confirmar, presione arriba (/) abajo para seleccionar, presione ESC para salir.

