



Dr Dennis Gross

DRx SpectraLite™  
**EyeCare Max Pro**

DRx SpectraLight™  
**Masque LED EyeCare Max Pro**

DRx SpectraLight™  
**Dispositivo EyeCare Max Pro**

DRx SpectraLight™  
**EyeCare Max Pro**

DRx SpectraLight™  
**EyeCare Max Pro**



**USER GUIDE AND MANUAL**

Includes important safety information. Read all instructions prior to use.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**GUIDE D'UTILISATION**

Bien lire ce guide avant toute utilisation. Contient des informations importantes à respecter.

**CONSERVER CE MANUEL**

**MANUAL Y GUÍA PARA EL USUARIO**

Incluye información de seguridad importante. Lea todas las instrucciones antes de usar.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

BH570680.0801

**GUIDA DELL'UTENTE**

Contiene importanti informazioni sulla sicurezza. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

**CONSERVER QUESTE ISTRUZIONI**

**BENUTZERHANDBUCH**

Enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Vor dem Gebrauch alle Anweisungen lesen.

**DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN**

**ANVÄNDARGUIDE OCH HANDBOK**

Innehåller viktig säkerhetsinformation. Läs alla anvisningar före användning.

**SPARA DESSA ANVISNINGAR**

# Welcome to DRx SpectraLite™, your state-of-the-art, anti-aging eye device.

HELLO, BRIGHT EYES! Get ready to show off the look of rested, revived, youthful eyes...in just 3 minutes a day. DRx SpectraLite™ brings the latest professional light therapy to your home in a next-generation, hands-free, wearable design. Maximizing the full spectrum of anti-aging wavelengths, DRx SpectraLite™ features 96 LED lights to reduce wrinkles, crow's feet, and elevens by stimulating natural collagen production. This is the future of your eyes, and it's looking bright.

## System Includes:

DRx SpectraLite™  
EyeCare Max Pro



Durable, silicone strap  
that easily adjusts to  
comfortably fit all head  
shapes



USB  
charging cord



Microfiber  
Storage Bag



## Important Features:



① ON/OFF button;  
Power indicator light

② USB port connector

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Do not operate device where it could come in contact with water.
- Do not use or charge device with power adapter that is damaged and/or faulty.
- Do not harshly bend or abuse the wire of the USB charging cord.
- Do not attempt to take the device apart. Device is not serviceable by user. This will void the warranty.
- Stop using the device immediately if you think it is defective. Please contact Client Care at +1-888-830-SKIN.

## Client Care

You can reach Client Care by calling +1-888-830-SKIN Monday-Friday 9:00AM-5:00PM Eastern Standard Time. Client Care can also be reached by e-mail at [customerservice@drdennisgross.com](mailto:customerservice@drdennisgross.com)

## Disclaimer

This product is not intended to diagnose, cure, or prevent any disease. Dr. Dennis Gross Skincare® makes no claims, representations, or warranties regarding the ability of this product to cure any physical, skin, or mental condition. A qualified health professional should be consulted with regards to any condition requiring medical attention.

## Product Representation

Dr. Dennis Gross Skincare® is constantly improving products with the latest technology. As a result, the actual product may differ slightly from the product shown in images on the packaging and in this user guide.

## WARNINGS

- Do not aim or look directly into the lights. Doing so may cause temporary vision discomfort. Placement of the device should ensure that no part of the device is covering the eyes.
- This device is designed for use on adults over 18 years of age and not recommended for use on infants or children.
- Please consult your doctor prior to use if you are, or suspect you are, pregnant.
- Please consult your doctor prior to use if you have, or suspect you have, cancer.
- Do not use device if it is wet or if it could fall into water while it is plugged in. If device has fallen into water, do not touch until you first unplug it.
- Do not treat if your skin is red or swollen from a previous treatment. Wait until the redness and swelling have disappeared before treating again. If you have skin redness or swelling that lasts for more than 2 hours, you may have light-sensitive skin. Stop using the device and contact a healthcare professional.
- Do not use device to treat skin that is painful to touch, raised (higher than surrounding skin), crusting, or bleeding. This may be a sign of a more serious condition and should be checked by your doctor.
- No modification of this equipment is allowed.
- This device contains a Lithium Ion Battery. Before disposal of this device, please review your local laws and requirements surrounding Lithium Ion Battery disposal. The preferred method of disposal is through recycling. You can visit <http://www.call2recycle.org/lithiumion-battery-safety/> and search for your nearest battery recycling center.

## CAUTIONS

- Discontinue use if device overheats or becomes uncomfortably hot.

- Always unplug device from outlet after charging is complete.
- Do not store device in direct sunlight or location with temperatures over 100°F (38°C) as this may cause damage to the plastic coating.
- Use only the supplied Universal USB Power Cord. Use of incorrect power cord could damage device.
- Do not charge with fast charge adapters designed to rapidly charge mobile devices and laptops. The USB C charging cord is designed to work with any standard universal USB A (5V/1 or 2A standard UL/ETL rated) power adapter.
- Do not attempt to open or repair device or power supply.
- Do not drop device on hard surfaces, as this could damage it. Using a damaged device could result in skin or eye injury.
- Do not use device on any area of the body other than around the eyes. Using the device on other areas of the body has not been tested and the risks are unknown.
- If the area of skin for which you are using the device to treat wrinkles appears to be worsening, you should cease use and check with your doctor to make sure you do not have a more serious condition.
- Contact your doctor if you have any medical questions regarding use of this device.

## CONTRAINDICATIONS

### Ask your doctor prior to using if you:

- Are taking prescription or over-the-counter drugs known to cause light sensitivity.
- Have any suspicious or cancerous lesions.

### Test yourself for light sensitivity prior to using on your face:

1. Power on your device.
2. Place the device on your arm and conduct a full 3-minute treatment.
3. After treatment is complete, visually check the area. If the area has turned red and lasts for more than 2 hours, your skin has a sensitivity to light. Discontinue use and contact Client Care at +1-888-830-SKIN.

## DEVICE OVERVIEW


DRx SpectraLite™ EyeCare Max Pro is a Light Emitting Diode (LED) device that harnesses energy to treat signs of aging around the eye area. The device incorporates natural light energy in the Amber (605nm), Red (630nm), Deep Red (660nm), and Infrared (880nm) spectrums that are proven to reduce fine lines and wrinkles.

### How it Works

Youthful skin is rich in collagen, which gives the skin lift and support. Collagen works deep within the skin like columns of tissue that support the skin's surface. Over time, skin produces less collagen, and with exposure to sunlight, healthy collagen becomes damaged. This can result in wrinkles, especially around the eyes (crow's feet and elevens). The lights from this device penetrate deep within the layers of your skin to stimulate collagen production, diminishing fine lines and wrinkles. 96 red LED lights to even tone and help firm skin below the eyes.

Easy to use, DRx SpectraLite™ is programmed with a 3-minute automatic shutoff function for professional anti-aging results with short, simple, daily treatments in the comfort of your own home.

### Light Wavelength Diagram



### What to Expect

Users typically see initial results within 2 weeks, with the best results occurring after a 10-week course of treatment.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### Set up:

1. Unpack your DRx SpectraLite™.
2. Plug USB power/charging cord into port connector @ on device.
3. Plug USB power/charging cord into Universal USB Power Adapter (not included) and into outlet for charging (Use only a standard universal USB A (5V/1 or 2A standard UL/ETL rated) power adapter).
4. Charge your DRx SpectraLite™ for 2-4 hours. Device is fully charged when Power indicator light ☉ is solid (not flashing).
5. Place device in protective storage bag when not in use. Do not store device in direct sunlight or location with temperatures over 100° Fahrenheit as this may cause damage to plastic coating.
6. A fully charged device yields 30 minutes of use, approximately 10 treatments.

### Instructions for Use:

1. Wash and fully dry face prior to use.
2. Place device onto face over eyes and adjust strap to fit snugly around head.
3. Power device on. DRx SpectraLite™ features an automatic shutoff function after completion of a 3-minute treatment.
4. Remove device from face and wipe device clean (see cleaning instructions).
5. Place device into protective storage bag.
6. After treatment, apply creams or topical treatments as desired.

### Helpful Tips for Best Results:

- Use daily.
- Use device on clean, dry skin only.
- Do not use device after the application of creams that contain SPF as this could block light penetration.
- Wipe device clean after each use (see cleaning instructions).

### Keep Skin Hydrated

Immediately following treatment, apply a serum or moisturizer of your choice.

### Maintenance:

1. It is important to keep the device clean (see cleaning instructions).
2. This device has no serviceable parts. Battery is not accessible and not serviceable. User should not attempt to access or service the battery as this will damage the device and void the warranty.
3. Device includes only an ON/OFF button. All settings are set to the factory setting.
4. Charge device only with the supplied USB power/charging cord and a universal USB power adapter (not included).
5. Power indicator light will begin to flash when battery levels are low. This indicates it is appropriate to begin recharging the device.
6. Compatible Power Supply: 120V/240V

### Cleaning:

1. Turn device off and unplug from any power source.
2. Wipe the tops of the LEDs with alcohol wipes or damp cloth to remove any residue from skin oils after each use. This is especially important if the device is being used by more than one individual.
3. Clean device body by using damp or microfiber cloth. The microfiber storage bag can be used for cleaning and polishing the body of device. Do not use chemical or alcohol based cleansers on exterior as harsh chemicals may discolor the metallic panels.
4. Allow device to dry completely prior to use.

### Troubleshooting:

1. System is not turning on:
  - a. Is the device fully charged? (Power indicator light is on and solid)
  - b. Is the Power indicator light illuminated?

- c. If device still does not turn on, call Client Care at +1-888-830-SKIN.
- 2. System is not charging:
  - a. Is USB power cord firmly inserted into device? (does Power indicator light turn on?)
  - b. Try a different USB Power Adapter to ensure it is working properly.
  - c. Try a different wall outlet to determine if there is power to the outlet.
  - d. If device still does not charge, call Client Care at +1-888-830-SKIN.
- 3. System shuts off abruptly, prior to completion of 3-minute treatment:
  - a. System is designed to shut off automatically after 3 minutes.
  - b. System may shut off after multiple repeated uses if the device exceeds desired temperature. Allow device to cool for several minutes and try again.
  - c. If device continues to shut off prior to 3 minutes, please contact Client Care at +1-888-830-SKIN.
- 4. Some lights appear turned off:
  - a. The infrared (IR) light spectrum is not visible to the human eye. These lights will look as if they are not on, but they are operating properly. If the red, visible lights are on, then the device is operating as designed.

## LIMITED WARRANTY INFORMATION

Congratulations on your purchase. We value you as a client and strive for the highest quality products to earn your satisfaction. Please use this as your reference for any customer service or warranty needs you may have when purchased within the United States. You must register your product within 30 days of purchase at [www.drdenisgross.com/registration](http://www.drdenisgross.com/registration) for the warranty to be effective. When purchased outside the United States, please contact your place of purchase for local warranty information. Our warranty is limited to the terms set out below:

### ***What is covered by the limited warranty?***

This 1-year limited warranty covers defects in materials and workmanship in your DRx SpectraLite™ when purchased through an authorized partner or directly from Dr. Dennis Gross Skincare®. Your 1-year limited warranty is valid for you alone, the original purchaser, and cannot be transferred. If the product was a gift, obtain a copy of the original receipt and send to [registration@drdenisgross.com](mailto:registration@drdenisgross.com), or have the original purchaser process the warranty claim on your behalf.

### ***What is not covered by this limited warranty?***

This limited warranty does not cover: damage, defects, failure caused by abuse or misuse, improper care, impact or insertion of foreign objects, use with a voltage connector, or loss of device.

### ***How long does this limited warranty last?***

The limited warranty begins after the device has been registered and expires after one year. The warranty period is not extended if your device is replaced by Dr. Dennis Gross Skincare® during the warranty period.

### ***What will Dr. Dennis Gross Skincare® do if your device is defective?***

If you discover a defect in your DRx SpectraLite™ covered by the warranty, before the 1-year warranty period expires, contact Client Care at +1-888-830-SKIN for assistance. If we confirm a defect covered by this limited warranty, Dr. Dennis Gross Skincare® will decide whether to replace your DRx SpectraLite™ with either a new or refurbished device. If we find that your DRx SpectraLite™ is not defective, we will notify you and return the device to you. All Limited Warranty services must be authorized and performed by Dr. Dennis Gross Skincare® or a service provider authorized by Dr. Dennis Gross Skincare®.

## WARRANTY LIMITATIONS & DISCLAIMERS

This warranty gives you specific legal rights, and is in addition to your statutory rights. Your remedies for the breach of this limited warranty are limited solely to the repair and replacement of your device as set forth in this warranty statement.

To the maximum extent permitted by applicable law, Dr. Dennis Gross Skincare® disclaims all implied warranties. If applicable law does not permit the disclaimer of implied warranties, then the duration of implied warranties are hereby expressly limited to the duration of the express limited warranty set forth above.

In no event shall Dr. Dennis Gross Skincare® be liable for any special, incidental, consequential, punitive or indirect damages based upon breach of warranty, breach of contract, tort (including negligence or strict product liability) or otherwise, even if Dr. Dennis Gross Skincare® is advised or aware that such damages may arise. Such damages include, but are not limited to: loss of DRx SpectraLite™, cost of any substitute equipment, the claims of third parties or damage to property.

If the applicable law does not allow limits on warranties, or on remedies for breach in certain transactions, the limits in this paragraph and the disclaimer or exceptions from warranty may not apply. This limitation does not apply to claims for death or personal injury caused by a defect in the device or any other liability that cannot be excluded or limited by law.

These warranty terms, conditions, and limitations allocate the risks of product failure between Dr. Dennis Gross Skincare® and you, the purchaser of DRx SpectraLite™. This allocation is recognized by both parties and is reflected in the price of DRx SpectraLite™. By using DRx SpectraLite™ you acknowledge that you have read these terms, conditions, and limitations, understand them and are bound by them.

# Découvrez la nouveauté LED anti-âge DRx SpectraLite™

UN REGARD ÉCLATANT! Voici un appareil qui repose, revitalise et rajeunit le regard... en seulement 3 minutes par jour. DRx SpectraLite™ vous procure les dernières avancées en luminothérapie professionnelle grâce à un appareil au design novateur. DRx SpectraLite™ maximise le spectre complet des longueurs d'onde anti-âge grâce à 96 ampoules LED. DRx SpectraLite™ diminue les rides, les pattes d'oie et les rides du lion tout en stimulant la production naturelle de collagène.

### Cette boîte contient:

Un masque LED SpectraLite™ EyeCare Max Pro



Un bandeau en silicone, durable et réglable pour un ajustement universel




Un câble de recharge USB



Une pochette de rangement



### Fonctionnalités



## MISE EN GARDE

- Ne pas utiliser l'appareil proche d'une source d'eau.
- Ne pas utiliser ou charger l'appareil avec un adaptateur secteur endommagé ou défectueux.
- Ne pas endommager le câble de recharge USB.
- Ne pas essayer de démonter l'appareil. L'appareil n'est pas réparable par l'utilisateur. Essayer de le réparer soi-même annulerait la garantie.
- Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si vous pensez qu'il est défectueux. Adressez vous au service client au numéro suivant: +1-888-830-SKIN.

### Service Client

Pour joindre le service Client, composez le +1-888-830-SKIN du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00, Heure de l'Est aux États-Unis. Le service Client est aussi disponible par courrier électronique à l'adresse suivante: [customerservice@drdennisgross.com](mailto:customerservice@drdennisgross.com)

### Clause de non-responsabilité

Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, soigner ou prévenir une quelconque maladie. Dr. Dennis Gross Skincare® ne fait aucune déclaration et n'accorde aucune garantie concernant la capacité de ce produit à soigner une condition dermatologique, physique ou mentale. Consultez un professionnel de la santé qualifié concernant tout état nécessitant une attention médicale.

### Représentation du produit

Dr. Dennis Gross Skincare® améliore en permanence ses produits en ayant recours aux dernières technologies. En conséquence, l'apparence du produit peut différer légèrement du produit présenté sur les images figurant sur l'emballage et dans le guide d'utilisation.

## AVERTISSEMENTS

- Ne regardez pas directement les lumières LED, sous risque de subir un trouble temporaire de la vision. Lors du positionnement du produit sur le nez, veillez à ce qu'aucune partie de l'appareil ne recouvre les yeux.
- Cet appareil est destiné aux adultes de plus de 18 ans. Son utilisation n'est pas recommandée pour les nourrissons et les enfants.
- Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, prévenez votre médecin avant toute utilisation.
- Veuillez consulter votre médecin avant utilisation si vous souffrez d'un cancer.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est humide ou s'il risque de tomber dans l'eau alors qu'il est branché. Si l'appareil est tombé dans l'eau, ne le touchez pas sans l'avoir débranché au préalable.
- N'utilisez pas l'appareil si votre peau est rouge ou enflée suite à un précédent traitement. Attendez que les rougeurs et gonflements aient disparu avant tout autre traitement. Si vous présentez des rougeurs ou des gonflements qui durent plus de 2 heures, il est possible que vous ayez un épiderme hypersensible à la lumière ; dans ce cas, cessez d'utiliser l'appareil et contactez un médecin.
- N'utilisez pas cet appareil pour traiter votre peau si celle-ci est douloureuse au toucher ou gonflée, présente des croûtes ou des saignements. Cela pourrait être le signe d'une infection plus sérieuse à faire examiner par votre médecin.
- Aucune modification de cet équipement n'est permise.
- Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Avant de jeter cet appareil, veuillez consulter vos réglementations locales et les dispositions régissant l'élimination des batteries lithium-ion. La méthode d'élimination à privilégier est le recyclage. Consultez [http : //www.call2recycle.org/ lithiumion-battery-safety/](http://www.call2recycle.org/lithiumion-battery-safety/) pour déterminer où se trouve le centre de recyclage de batteries le plus proche de votre domicile.



## MISES EN GARDE

- Cessez l'utilisation de l'appareil s'il est en surchauffe ou si sa température devient excessive pour une utilisation confortable.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsqu'il est complètement chargé.
- N'entreposez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans un endroit où la température dépasse 100°F (38°C), car cela pourrait endommager le revêtement plastique.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation USB fourni. L'utilisation d'un câble d'alimentation inadapté peut endommager l'appareil.
- Ne chargez pas avec des adaptateurs de charge rapide conçus pour charger rapidement les appareils mobiles et les ordinateurs portables. Le cordon de charge USB C est conçu pour fonctionner avec n'importe quel adaptateur d'alimentation universel standard USB A (5 V/1 ou 2 A standard UL/ETL).
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil ou le port d'alimentation.
- Ne faites pas tomber l'appareil sur une surface dure, cela pourrait l'endommager. Utiliser un appareil endommagé pourrait occasionner des lésions à la peau ou aux yeux.
- N'utilisez pas l'appareil sur une partie du corps autre que le contour des yeux. L'utilisation de l'appareil sur d'autres parties du corps n'a pas été testée et les risques sont inconnus.
- Si l'état de votre peau semble s'aggraver, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
- Prenez contact avec votre médecin si vous avez des questions médicales concernant l'utilisation de cet appareil.

## CONTRE-INDICATIONS

### **Demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser cet appareil si:**

- Vous prenez des médicaments (en vente libre ou sur ordonnance) susceptibles de causer une hypersensibilité à la lumière.
- Vous avez des lésions suspectes ou précancéreuses.

### **Faites un test d'hypersensibilité à la lumière avant d'utiliser l'appareil sur votre visage :**

1. Allumez l'appareil.
2. Placez-le sur votre bras et faites un traitement de 3 minutes.
3. Une fois le traitement terminé, inspectez la zone traitée.  
Si la zone a rougi et que cette rougeur persiste au-delà de 2 heures, votre peau est hypersensible à la lumière. Suspendez l'utilisation et contactez le service Client au +1-888-830-SKIN.

## PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

DRx SpectraLite™ EyeCare Max Pro est un appareil à diode électroluminescente (LED) génère de l'énergie pour traiter les signes de vieillissement autour des yeux. L'appareil intègre l'énergie de la lumière naturelle dans les spectres ambre (605 nm), rouge (630 nm), rouge foncé (660 nm) et infrarouge (880 nm) dont l'efficacité a été démontrée pour la réduction des ridules et des rides.


### **Comment ça marche**

Une peau jeune est riche en collagène, ce qui lui confère tonicité et souplesse. Le collagène agit en profondeur, à la manière de colonnes de tissu qui soutiennent la surface de la peau. Au fil du temps, la peau produit moins de collagène et, avec l'exposition à la lumière du soleil, le collagène naturel se détériore et les rides apparaissent, en particulier autour des yeux (pattes d'oie et rides du lion). La lumière générée par cet appareil pénètre en profondeur dans les couches de

la peau pour stimuler la production de collagène, réduisant ainsi les ridules et les rides. Nous avons également ajouté des ampoules supplémentaires pour uniformiser le teint et aider à raffermir la peau sous les yeux.

Simple d'utilisation, DRx SpectraLite™ est programmé pour un arrêt automatique au bout de 3 minutes, pour des résultats anti-âge de qualité professionnelle dans le confort de votre maison.

#### Diagramme de longueurs d'onde de la lumière



#### Résultats

En général, les utilisateurs constatent les premiers effets du traitement sous 2 semaines, avec d'excellents résultats au bout de 10 semaines.

## CONSEILS D'UTILISATION

#### Préparation:

1. Retirez DRx SpectraLite™ de son emballage.
2. Raccordez le câble d'alimentation USB au port Ⓜ de l'appareil.
3. Raccordez le câble d'alimentation USB à l'adaptateur secteur USB universel (non fourni) et sur une prise secteur (Utilisez uniquement un adaptateur d'alimentation universel standard USB A (5 V/1 ou 2 A standard UL/ETL).)
4. Chargez votre DRx SpectraLite™ pendant 2 à 4 heures. L'appareil est complètement chargé lorsque le voyant d'alimentation Ⓜ ne clignote plus.
5. Remettez l'appareil dans sa pochette de rangement lorsqu'il n'est pas utilisé. N'entreposez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans un endroit où la température dépasse 38°C, sous risque d'endommager le revêtement en plastique.
6. Un appareil complètement chargé permet 30 minutes d'utilisation, soit environ 10 traitements.

#### Étapes d'utilisation:

1. Nettoyez le visage et séchez-le soigneusement.
2. Placez l'appareil sur les yeux et réglez la sangle en fonction de la taille de votre tête.
3. Allumez votre DRx SpectraLite™. L'appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique au bout de 3 minutes.
4. Retirez l'appareil et nettoyez-le (se référer aux instructions d'entretien).
5. Placez l'appareil dans sa pochette de rangement.
6. Après traitement, appliquez les soins/crèmes de votre choix.

#### Conseils pour un résultat optimal:

- Utiliser quotidiennement.
- Utiliser uniquement sur une peau propre.
- Ne pas utiliser l'appareil après application de crèmes qui contiennent une protection solaire car elles empêcheraient la pénétration de la lumière.

- Nettoyer l'appareil après chaque utilisation (se référer aux instructions d'entretien).

### **Maintenez une bonne hydratation de votre peau**

Immédiatement après utilisation, appliquez un sérum ou une crème hydratante de votre choix.

### **Entretien de l'appareil:**

1. Il est important que l'appareil reste propre (se référer aux instructions d'entretien).
2. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable. La batterie n'est pas accessible et n'est pas réparable. L'utilisateur ne doit pas tenter d'accéder à la batterie ou d'en faire l'entretien sous peine d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.
3. L'appareil ne comporte qu'un bouton marche/arrêt. Tous ses paramètres ont été réglés en usine.
4. L'appareil ne doit être chargé qu'au moyen du câble d'alimentation USB fourni et d'un adaptateur secteur USB universel (non fourni).
5. Le voyant d'alimentation clignote lorsque la batterie est faible. Ceci indique qu'il est temps de procéder à la recharge de l'appareil.
6. Alimentation électrique compatible: 120V/240V
7. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de toute source d'alimentation.
8. Après chaque utilisation, essuyez le dessus des ampoules avec un coton imbibé d'alcool ou un chiffon humide pour enlever tout dépôt huileux provenant de la peau. Ce point est particulièrement important si l'appareil est utilisé par plusieurs personnes.
9. Nettoyez le corps de l'appareil en utilisant un chiffon humide ou un chiffon en microfibras. La pochette de rangement en microfibras peut être utilisée pour l'entretien du corps de l'appareil. Ne pas appliquer des nettoyants à base d'alcool ou des produits chimiques sur l'extérieur car les produits chimiques peuvent décolorer les panneaux métalliques.

10. Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser.

### **Dépannage:**

1. L'appareil ne s'allume pas :

- a. L'appareil est-il complètement chargé? (Voyant d'alimentation allumé en continu)
  - b. Le voyant lumineux d'alimentation est-il allumé?
  - c. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, appelez le service Client au +1-888-830-SKIN.
2. L'appareil ne charge pas :
- a. Le câble d'alimentation USB est-il bien inséré dans l'appareil? Le voyant lumineux d'alimentation est-il allumé?
  - b. Essayez un autre adaptateur USB pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
  - c. Essayez une autre prise murale pour voir s'il y a bien du courant.
  - d. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, appelez le service Client au +1-888-830-SKIN.
3. L'appareil s'arrête brusquement, avant la fin du cycle de 3 minutes de traitement :
- a. L'appareil est conçu pour s'arrêter automatiquement au bout de 3 minutes.
  - b. L'appareil peut s'arrêter de fonctionner après de multiples utilisations si il dépasse une certaine température. Laissez l'appareil refroidir quelques minutes et essayez à nouveau.
  - c. Si l'appareil continue de fonctionner moins de 3 minutes, veuillez vous adresser au service Client en appelant le +1-888-830-SKIN.
4. Certaines ampoules semblent éteintes:
- a. La partie infrarouge (IR) du spectre de la lumière n'est pas visible à l'œil nu. Ces ampoules peuvent donner l'impression d'être éteintes bien qu'elles fonctionnent correctement. Si les lampes rouges visibles sont allumées, l'appareil fonctionne normalement.

## INFORMATIONS CONCERNANT LA GARANTIE

Félicitations pour votre achat. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et faisons notre maximum pour vous offrir des produits de qualité qui vous donnent entière satisfaction. Veuillez utiliser ce document comme référence pour tout service client pour les produits achetés aux États-Unis. Veuillez enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat sur [www.drdenisgross.com/registration](http://www.drdenisgross.com/registration) pour activer la garantie. Pour les produits achetés à l'extérieur des États-Unis, veuillez appeler ou contacter votre magasin local. Notre garantie se limite aux termes énoncés ci-dessous:

### ***Que couvre la garantie limitée?***

Cette garantie d'un an couvre les défauts relatifs au matériel et à la fabrication de votre DRx SpectraLite™ s'il a été acheté auprès d'un partenaire agréé ou directement auprès de Dr. Dennis Gross Skincare®. Votre garantie d'un an ne s'applique qu'à vous seul, l'acheteur initial, et n'est pas transférable. Si le produit vous a été offert, procurez-vous une copie du reçu original et envoyez-le à : [registration@drdenisgross.com](mailto:registration@drdenisgross.com), ou demandez à l'acheteur initial de transférer la garantie pour votre compte.

### ***Qu'est-ce que cette garantie limitée ne couvre pas?***

Cette garantie ne couvre pas: les dégâts, défauts, pannes causés par un traitement ou un usage inapproprié, un manque d'entretien, un choc ou l'insertion d'objets, l'utilisation avec un connecteur de tension, ou la perte de l'appareil.

### ***Quelle est la durée de cette garantie?***

La garantie prend effet une fois que l'appareil a été enregistré et elle expire au bout d'un an. La période de garantie n'est pas prolongée si votre appareil est remplacé par Dr. Dennis Gross Skincare® pendant la période de garantie.

### ***Que fera Dr. Dennis Gross Skincare® si votre appareil est défectueux?***

Si vous découvrez un défaut dans votre DRx SpectraLite™ couvert par la garantie, avant la date d'expiration de la période d'un an, contactez le service Client au +1-888-830-SKIN pour obtenir de l'aide. Si nous confirmons l'existence d'un défaut couvert par la garantie, Dr. Dennis Gross Skincare® décidera s'il convient de remplacer votre DRx SpectraLite™ par un appareil neuf ou par un appareil remis à neuf. Si nous constatons que votre DRx SpectraLite™ n'est pas défectueux, nous vous en aviserons et nous vous rendrons l'appareil. Toutes les interventions effectuées au titre de la garantie limitée doivent être approuvées et réalisées par Dr. Dennis Gross Skincare® ou un fournisseur de service agréé par Dr. Dennis Gross Skincare®.

## LIMITATIONS DE GARANTIE ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et s'ajoute à vos droits légaux. Vos recours pour toute contravention aux termes de cette garantie sont restreints à la réparation et au remplacement de votre appareil comme indiqué dans la présente déclaration de garantie.

Dans les limites autorisées par la législation en vigueur, Dr. Dennis Gross Skincare® décline toute garantie implicite. Si la loi applicable interdit l'exclusion des garanties implicites, la durée des garanties implicites sera expressément limitée à la durée de la garantie express énoncée ci-dessus.

En aucun cas Dr. Dennis Gross Skincare® ne saurait être tenu responsable des dommages directs, accidentels, punitifs ou indirects en raison d'une contravention à la garantie, d'une rupture de contrat, d'un cas de responsabilité civile (y compris la négligence ou la responsabilité stricte à l'égard du produit) ou autre, même si Dr. Dennis Gross Skincare® a été averti ou est conscient que de tels dommages peuvent

se produire. De tels dommages comprennent notamment : la perte du DRx SpectraLite™, le coût de tout équipement de substitution, les revendications de tiers ou les dommages causés aux biens.

Si la loi en vigueur n'autorise pas les limitations de garantie ou de montants de réparation pour non-respect des termes de certaines transactions, les limites énoncées dans le présent paragraphe et le déni ou les exclusions de garantie peuvent ne pas s'appliquer. Cette limitation ne s'applique pas aux réclamations pour décès ou dommages corporels causés par un défaut de l'appareil ou toute autre responsabilité qui ne peut pas être exclue ou limitée par la loi.

Les termes, conditions et limitations de la présente garantie répartissent les risques d'une défaillance du produit entre Dr. Dennis Gross Skincare® et vous, l'acheteur de DRx SpectraLite™. Cette répartition est acceptée par les deux parties et est prise en compte dans le prix de DRx SpectraLite™. En utilisant DRx SpectraLite™, vous déclarez avoir pris connaissance de ces termes, conditions et limitations, les comprenez et acceptez qu'ils soient juridiquement contraignants.

# Bienvenido a DRx SpectraLite™, su dispositivo para ojos antiedad de vanguardia.

¡HOLA, OJOS BRILLANTES! Prepárese para presumir una apariencia de ojos descansados, revitalizados y más jóvenes... con solo 3 minutos al día. DRx SpectraLite™ le lleva lo último en fototerapia profesional a su hogar en un diseño portátil, manos libres y de última generación. DRx SpectraLite™, que maximiza el espectro completo de longitudes de onda antiedad, antienvjecimiento con 96 bombillas LED. Este es el futuro de sus ojos y luce brillante.

## El sistema incluye:

DRx SpectraLite™  
EyeCare Max Pro



Correa de silicona  
duradera y comfortable  
que se ajusta en todos  
los tamaños de cara



Cable para  
carga USB



Bolsa de  
almacenamiento  
de microfibra



## Características importantes:



① Botón de encendido/  
apagado (ON/OFF);  
luz indicadora de encendido

② Conector de puerto USB

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No opere el dispositivo cuando pueda entrar en contacto con el agua.
- No use ni cargue el dispositivo con un adaptador de corriente dañado o con fallas.
- No doble con fuerza ni utilice indebidamente el cable de carga USB.
- No intente desarmar el dispositivo. El usuario no puede realizar el mantenimiento del dispositivo. Esto anulará la garantía.
- Deje de usar el dispositivo de inmediato si cree que tiene fallas. Comuníquese con Atención al Cliente al +1-888-830-SKIN.

### Atención al Cliente

Puede contactarse con Atención al Cliente llamando al +1-888-830-SKIN de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00, hora del Este. También puede contactarse con Atención al Cliente por correo electrónico a [customerservice@drdennissgross.com](mailto:customerservice@drdennissgross.com)

### Exención de responsabilidad

Este producto no pretende diagnosticar, curar o prevenir enfermedades. Dr. Dennis Gross Skincare® no realiza declaraciones, afirmaciones ni brinda garantías sobre la capacidad de este producto de curar una afección física, mental o de la piel. Se deberá consultar a un profesional de la salud con respecto a cualquier afección que requiera atención médica.

### Representación del producto

Dr. Dennis Gross Skincare® mejora constantemente sus productos con la última tecnología. Como resultado, el producto real puede diferir levemente del producto que aparece en las imágenes del embalaje y en esta guía para el usuario.

## ADVERTENCIAS

- No apunte o mire directamente a las luces. Hacerlo puede causarle molestias temporarias en la visión. La colocación del dispositivo debe garantizar que ninguna parte del dispositivo cubra los ojos.
- Este dispositivo está diseñado para uso en adultos mayores de 18 años y no se recomienda su uso en bebés o niños.
- Consulte a su médico antes del uso, si está embarazada o sospecha que lo está.
- Consulte a su médico antes del uso, si tiene cáncer o sospecha que lo padece.
- No use el dispositivo si está mojado o si se puede caer al agua mientras está enchufado. Si el dispositivo cayó en agua, no lo toque hasta que lo haya desenchufado.
- No lo utilice si la piel está enrojecida o inflamada por un tratamiento anterior. Antes de volver a realizar el tratamiento deberá esperar hasta que el enrojecimiento y la inflamación hayan desaparecido. Si presenta enrojecimiento o inflamación en la piel que dura más de 2 horas, es posible que tenga piel fotosensible; deje de usar el dispositivo y consulte a un profesional de la salud.
- No use el dispositivo para tratar la piel si siente dolor al tacto, si está inflamada (protuberancia con respecto a la piel circundante), si está endurecida o si sangra. Esto puede ser signo de una afección más grave y su médico debe examinarlo.
- No se permite realizar ninguna modificación a este equipo.
- Este dispositivo contiene una batería de iones de litio. Antes de desechar el dispositivo, revise los requisitos y las leyes locales sobre cómo desechar baterías de iones de litio. El método preferido para desecharla es mediante reciclaje. Visite <http://www.call2recycle.org/lithiumion-battery-safety/> y busque su centro de reciclaje de baterías más cercano.

## PRECAUCIONES

- Interrumpa el uso si el dispositivo se recalienta o se calienta demasiado.
- Desconecte siempre el dispositivo del tomacorriente una vez que esté completamente cargado.
- No guarde el dispositivo en un lugar expuesto a luz solar directa o temperaturas superiores a 100°F (38°C) ya que esto puede causar daños al recubrimiento de plástico.
- Utilice solamente el cable eléctrico USB universal que se suministra. El uso de un cable eléctrico incorrecto podría dañar el dispositivo.
- No cargue con adaptadores de carga rápida diseñados para cargar rápidamente dispositivos móviles y computadoras portátiles. El cable de carga USB C está diseñado para funcionar con cualquier adaptador de corriente USB A universal estándar (clasificación UL/ETL estándar de 5 V/1 o 2 A).
- No intente abrir o reparar el dispositivo o la fuente de alimentación.
- No deje caer el dispositivo sobre superficies duras, esto puede dañarlo. El uso de un dispositivo dañado podría provocar lesiones en la piel o los ojos.
- No use el dispositivo en ningún área del cuerpo que no sea el contorno de los ojos. No se ha probado el uso del dispositivo en otras partes del cuerpo y se desconocen los riesgos.
- Si el área de la piel para la cual usa el dispositivo para tratar arrugas parece empeorar, debe interrumpir el uso y consultar al médico, para asegurarse de no padecer una afección más grave.
- Comuníquese con su médico si tiene preguntas sobre el uso de este dispositivo.

## CONTRAINDICACIONES

### Consulte a su médico antes de usar el dispositivo, si:

- Toma medicamentos con receta o de venta libre que causen sensibilidad a la luz.
- Tiene lesiones sospechosas o cancerosas.

### Pruebe su sensibilidad a la luz antes de usarlo en su rostro:

1. Encienda el dispositivo.
2. Coloque el dispositivo en el brazo y realice un tratamiento completo de 3 minutos.
3. Después de finalizar el tratamiento, verifique la zona visualmente. Si la zona se ha enrojecido y dura más de 2 horas, su piel tiene sensibilidad a la luz. Interrumpa el uso y comuníquese con Atención al Cliente al +1-888-830-SKIN.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO

DRx SpectraLite™ EyeCare Max Pro es un dispositivo de diodos emisores de luz (LED) que emplea la energía para tratar los signos de envejecimiento en el contorno de ojos. El dispositivo incorpora energía lumínica natural en los espectros ámbar (605 nm), rojo (630 nm), rojo profundo (660 nm) e infrarrojo (880 nm), que según se ha comprobado, reducen las líneas finas y arrugas.


### Cómo funciona

La piel joven es rica en colágeno, que estira y da soporte a la piel. El colágeno funciona profundamente dentro de la piel como columnas de tejido que dan soporte a la superficie de la piel. Con el tiempo, la piel produce menos colágeno, y con la exposición a la luz solar, el colágeno saludable se daña. Esto puede causar arrugas, especialmente alrededor de los ojos (patas de gallo y arrugas en el entrecejo). Las luces de este dispositivo penetran dentro de las capas de la piel de manera profunda, para estimular la producción de colágeno, y disminuyen las arrugas y líneas finas. Hemos agregado

Luces adicionales para igualar la tez y ayudar a reafirmar la piel debajo de los ojos.

Fácil de usar, DRx SpectraLite™ está programado con una función de apagado automático transcurridos 3 minutos, para lograr resultados antiedad profesionales, con tratamientos diarios cortos y simples en la comodidad de su propio hogar.

### Diagrama de la longitud de onda de la luz



### Qué esperar

Los usuarios en general ven los resultados iniciales en un plazo de 2 semanas, los mejores resultados se producen después de 10 semanas de tratamiento.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### Configuración:

1. Retire el DRx SpectraLite™ del empaque.
2. Conecte el cable de carga/eléctrico USB al conector del

puerto @ del dispositivo.

3. Conecte el cable de carga/eléctrico USB al adaptador universal USB (no incluido) y al tomacorriente para cargarlo (Use solo un adaptador de corriente USB A universal estándar (clasificación UL/ETL estándar de 5 V/1 o 2 A)).
4. Cargue el DRx SpectraLite™ durante 2 a 4 horas. El dispositivo está cargado por completo cuando la luz indicadora de encendido Ⓛ está fija (sin parpadear).
5. Cuando no lo esté utilizando, coloque el dispositivo en la bolsa de almacenamiento protectora. No guarde el dispositivo en un lugar expuesto a luz solar directa o temperaturas superiores a 100°F (38°C) ya que esto puede causar daños al recubrimiento de plástico.
6. Un dispositivo con carga completa brinda 30 minutos de uso, aproximadamente para 10 tratamientos.

### Instrucciones de uso:

1. Lave y séquese por completo el rostro antes de usarlo.
2. Coloque el dispositivo en el rostro sobre los ojos y ajuste la correa para que se ajuste bien alrededor de la cabeza.
3. Encienda el dispositivo. DRx SpectraLite™ cuenta con una función de apagado automático una vez finalizado un tratamiento de 3 minutos.
4. Qúitese el dispositivo del rostro y limpie el dispositivo con un paño (vea las instrucciones de limpieza).
5. Coloque el dispositivo en la bolsa de almacenamiento protectora.
6. Después del tratamiento, aplíquese cremas o tratamientos tópicos según lo desee.

### Consejos útiles para lograr mejores resultados:

- Utilice diariamente.
- Utilice el dispositivo solo sobre la piel limpia.
- No use el dispositivo después de aplicarse cremas con factor de protección solar porque esto bloqueará la penetración de la luz.
- Limpie el dispositivo con un paño después de cada uso (vea las instrucciones de limpieza).



## **Mantenga la piel hidratada**

Inmediatamente después del tratamiento, aplique un suero o una crema hidratante de su elección.

## **Mantenimiento:**

1. Es importante mantener el dispositivo limpio (vea las instrucciones de limpieza).
2. Este dispositivo no tiene piezas cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario. No es posible acceder a la batería ni repararla. El usuario no deberá intentar acceder a la batería o repararla, ya que esto dañará el dispositivo y anulará la garantía.
3. El dispositivo solo incluye un botón de encendido/apagado (ON/OFF). Todos los ajustes están establecidos según lo configurado en fábrica.
4. Cargue el dispositivo solo con el cable de carga/eléctrico USB suministrado y un adaptador de potencia USB universal (no incluido).
5. La luz indicadora de encendido comenzará a parpadear cuando los niveles de batería estén bajos. Esto indica que es momento de comenzar a recargar el dispositivo.
6. Alimentación eléctrica compatible: 120V/240V.

## **Limpieza:**

1. Apague el dispositivo y desenchúfelo de la fuente de alimentación.
2. Limpie la parte superior de las luces LED con toallitas con alcohol o un paño húmedo para quitar todo residuo de aceites de la piel después de cada uso. Esto es especialmente importante si más de una persona utilizará el dispositivo.
3. Limpie el cuerpo del dispositivo con un paño húmedo o de microfibras. Se puede usar la bolsa de almacenamiento de microfibras para limpiar y lustrar el dispositivo. No use limpiadores a base de alcohol o químicos en el exterior, ya que los químicos fuertes pueden decolorar los paneles metálicos.
4. Deje secar el dispositivo por completo antes del uso.

## **Solución de problemas:**

1. El sistema no se enciende:
  - a. ¿El dispositivo está cargado por completo? (La luz indicadora de encendido está encendida y fija)
  - b. ¿Está encendida la luz indicadora de encendido?
  - c. Si el dispositivo sigue sin encenderse, llame a Atención al Cliente al +1-888-830-SKIN.
2. El sistema no carga:
  - a. ¿El cable eléctrico USB está totalmente insertado en el dispositivo? (¿Se enciende la luz indicadora de encendido?)
  - b. Pruebe un adaptador de potencia USB diferente para asegurarse de que funciona correctamente.
  - c. Pruebe otro tomacorriente de pared para determinar si hay electricidad en el tomacorriente.
  - d. Si el dispositivo sigue sin cargarse, llame a Atención al Cliente al +1-888-830-SKIN.
3. El sistema se apaga en forma abrupta, antes de finalizar el tratamiento de 3 minutos:
  - a. El sistema está diseñado para apagarse en forma automática transcurridos 3 minutos.
  - b. El sistema puede apagarse después de múltiples usos si el dispositivo supera la temperatura deseada. Deje enfriar el dispositivo unos minutos y vuelva a intentarlo.
  - c. Si el dispositivo sigue apagándose antes de finalizar los 3 minutos, comuníquese con Atención al Cliente al +1-888-830-SKIN.
4. Algunas luces aparecen apagadas:
  - a. El espectro de luz infrarroja (IR) no es visible al ojo humano. Estas luces aparecerán como apagadas, pero funcionan correctamente. Si las luces rojas visibles están encendidas, el dispositivo funciona tal y como se diseñó.

## **INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA**

Felicitaciones por su compra. Lo valoramos como cliente y hacemos lo posible por brindarle productos de la más alta

calidad para su satisfacción. Utilice esto como referencia para cualquier consulta de garantía o servicio al cliente que pueda tener cuando se adquiere dentro de los Estados Unidos. Debe registrar su producto dentro de los 30 días de la compra, en [www.drdennergross.com/registration](http://www.drdennergross.com/registration) para que la garantía sea válida. Cuando se adquiere fuera de los Estados Unidos, comuníquese con su lugar de compra para obtener información sobre la garantía local. Nuestra garantía está limitada a los términos que se indican a continuación:

#### ***¿Qué cubre la garantía limitada?***

Esta garantía limitada de 1 año cubre fallas en materiales y mano de obra en su DRx SpectraLite™ si se adquiere a través de un socio autorizado o en forma directa a Dr. Dennis Gross Skincare®. Su garantía limitada de 1 año es válida solo para usted, el comprador original, y no es transferible. Si el producto fue un obsequio, obtenga una copia del recibo original y envíelo a [registration@drdennergross.com](mailto:registration@drdennergross.com), o pida al comprador original que procese el reclamo de garantía en su nombre.

#### ***¿Qué no cubre la garantía limitada?***

Esta garantía limitada no cubre: daños, defectos, fallas causadas por mal uso o abuso, cuidado incorrecto, impacto o inserción de objetos extraños, uso con un conector de voltaje o pérdida del dispositivo.

#### ***¿Cuánto dura esta garantía limitada?***

La garantía limitada comienza después de que se haya registrado el dispositivo, y vence un año después. El período de garantía no se extiende si Dr. Dennis Gross Skincare® reemplaza su dispositivo durante el período de garantía.

#### ***¿Qué hará Dr. Dennis Gross Skincare® si su dispositivo tiene fallas?***

Si descubre una falla en su DRx SpectraLite™ y esa falla está cubierta por la garantía, antes del vencimiento del período de garantía de 1 año, comuníquese con Atención al Cliente

al 888-830-SKIN para solicitar asistencia. Si confirmamos una falla cubierta por esta garantía limitada, Dr. Dennis Gross Skincare® decidirá si reemplaza su DRx SpectraLite™ por un dispositivo nuevo o renovado. Si descubrimos que su DRx SpectraLite™ no tiene fallas, se lo notificaremos y le devolveremos su dispositivo. Dr. Dennis Gross Skincare® o un proveedor de servicios autorizado por Dr. Dennis Gross Skincare®, deberán autorizar y realizar todos los servicios en virtud de la garantía limitada.

## **LIMITACIONES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA**

Esta garantía le otorga derechos legales específicos adicionales a sus derechos legales. Sus recursos por incumplimiento de esta garantía limitada se limitan exclusivamente a la reparación y el reemplazo de su dispositivo según lo indicado en esta declaración de garantía.

Según lo permita la ley aplicable, Dr. Dennis Gross Skincare® niega toda garantía implícita. Si la ley aplicable no permite la exención de responsabilidades respecto de garantías implícitas, entonces la duración de las garantías implícitas queda limitada expresamente a la duración de la garantía limitada expresa indicada anteriormente.

Dr. Dennis Gross Skincare® no asumirá en ningún caso la responsabilidad por daños especiales, incidentales, emergentes, punitivos o indirectos basados en el incumplimiento de la garantía, incumplimiento contractual, extracontractual (incluida la negligencia o responsabilidad objetiva del producto) u otros, incluso si Dr. Dennis Gross Skincare® fuera notificado o tuviera conocimiento de que pueden surgir tales daños. Tales daños incluyen, entre otros, los siguientes: pérdida del DRx SpectraLite™, costo de equipos sustitutos, reclamos de terceros o daño a la propiedad.

Si la ley aplicable no permite límites sobre las garantías, o sobre los recursos por incumplimiento en ciertas transacciones, no se aplicarán los límites de este párrafo y la cláusula de exención de responsabilidad o excepciones de la garantía. Esta limitación no se aplica a reclamos por muerte o lesiones personales causadas por una falla en el dispositivo o por cualquier otra responsabilidad que no se pueda excluir o limitar por ley.

Estos términos, condiciones y limitaciones de la garantía asignan los riesgos por falla del producto entre Dr. Dennis Gross Skincare® y usted, el comprador del DRx SpectraLite™. Esta asignación es reconocida por ambas partes, y se refleja en el precio del DRx SpectraLite™. Al utilizar el DRx SpectraLite™ usted reconoce que ha leído estos términos, condiciones y limitaciones, los entiende y se compromete a cumplirlos.

# Benvenuti a DRx SpectraLite™, il più avanzato dispositivo professionale anti-età per il contorno occhi.

SALVE, OCCHI LUMINOSI! Utilizzando questo dispositivo i vostri occhi appariranno riposati, freschi, giovani... con soli 3 minuti di applicazione al giorno. Infatti DRx SpectraLite™ porta a casa vostra la fototerapia professionale più innovativa grazie a un dispositivo di prossima generazione, indossabile, che lascia libere le mani. Progettato per sfruttare l'intero spettro di lunghezze d'onda specifiche per il trattamento anti-età, DRx SpectraLite™ è caratterizzato da 96 sorgenti luminose che riducono rughe, zampe di gallina e lassità cutanea stimolando la naturale produzione di collagene. In poche parole, è il futuro di chi vuole mantenere la freschezza degli occhi!

## System Includes:

Dispositivo professionale per il trattamento del contorno occhi v™



Durevole cinturino in silicone che si regola facilmente per adattarsi comodamente a tutte le forme della testa




Cavo di ricarica USB



Custodia in microfibra



## Important Features:



## IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Non utilizzare il dispositivo se c'è il rischio che possa venire a contatto con acqua.
- Non utilizzare, né caricare il dispositivo con un alimentatore danneggiato e/o difettoso.
- Evitare di piegare o danneggiare il filo del cavo di carica USB.
- Non smontare il dispositivo, perché non è riparabile dall'utente. La manomissione del dispositivo annulla la garanzia.
- Interrompere immediatamente l'uso del dispositivo se lo si ritiene difettoso. Rivolgersi al Servizio Clienti al numero +1-888-830-SKIN.

### Servizio Clienti

Il Servizio Clienti è raggiungibile telefonicamente al numero +1-888-830-SKIN dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 (fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti). Il Servizio Clienti è raggiungibile anche via e-mail all'indirizzo [customerservice@drdennissgross.com](mailto:customerservice@drdennissgross.com)

### Esclusione di responsabilità

Il prodotto qui descritto non è destinato alla diagnosi, alla cura o alla prevenzione di alcuna patologia. Dr. Dennis Gross Skincare® non fornisce dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito alla capacità del prodotto di curare qualsivoglia condizione fisica, cutanea o mentale. Per qualsiasi condizione che necessita di cure mediche rivolgersi a professionisti qualificati.

### Costante miglioramento del prodotto

Dr. Dennis Gross Skincare® è costantemente impegnata a migliorare i propri prodotti con le tecnologie più recenti. Di conseguenza, il prodotto nelle vostre mani potrebbe presentare minime differenze rispetto a quello illustrato sulla confezione e nella presente guida.

## AVVERTENZE

- Non puntare le sorgenti luminose contro gli occhi né fissarle direttamente. Ciò potrebbe provocare temporanei fastidi alla vista. Quando si indossa il dispositivo si deve fare attenzione che gli occhi non si trovino nel suo raggio d'azione.
- Questo dispositivo è progettato per l'impiego su adulti maggiorenni ed è sconsigliato per bambini e neonati.
- Le donne in gravidanza - o che presumono di esserlo - sono tenute a consultare il medico prima di utilizzare il prodotto.
- In caso di cancro conclamato o presunto è necessario consultare il medico prima di utilizzare il prodotto.
- Non caricare con adattatori di ricarica rapida progettati per caricare rapidamente dispositivi mobili e laptop. Il cavo di ricarica USB C è progettato per funzionare con qualsiasi adattatore di alimentazione USB A universale standard (5V/1 o 2A standard UL/ETL).
- Non utilizzare il dispositivo se è umido o c'è il rischio che possa cadere in acqua mentre è collegato alla rete. In caso di caduta del dispositivo in acqua, non toccarlo finché non è stato scollegato dalla corrente.
- Non utilizzare il dispositivo se la cute risulta arrossata o gonfia a seguito di trattamenti precedenti. Attendere fino alla completa scomparsa dell'arrossamento o del gonfiore prima di riprendere il trattamento. Arrossamenti o gonfiore cutanei che si protraggono per più di 2 ore possono essere associabili a cute fotosensibile. In questi casi, interrompere l'uso del dispositivo e rivolgersi a uno specialista.
- Non utilizzare il dispositivo se la pelle risulta dolente al tatto, rialzata (cioè sollevata rispetto alla pelle circostante), tendente a squamarsi o sanguinante. Questi segni possono indicare situazioni più gravi e, pertanto, devono essere valutati dal medico.
- Non è consentito modificare questo dispositivo in alcun modo.
- Questo dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio.

Prima di smaltire il dispositivo, informarsi sulle normative locali vigenti in materia di smaltimento di batterie agli ioni di litio. In genere, per i prodotti di questo tipo viene consigliato il riciclaggio. Visitare il sito <http://www.call2recycle.org/lithiumion-battery-safety/> e informarsi presso il centro di raccolta batterie a livello locale.

## PRECAUZIONI

- Interrompere l'uso del dispositivo se si surriscalda o diventa caldo in modo fastidioso.
- A fine carica, scollegare sempre il dispositivo dalla presa.
- Non conservare il dispositivo alla luce diretta del sole o in luoghi con temperatura superiore a 100°F (38°C) in quanto si potrebbe danneggiare il rivestimento in plastica.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione USB universale in dotazione. L'uso di cavi non idonei potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Non provare ad aprire o riparare il dispositivo o l'alimentatore.
- Non gettare il dispositivo su superfici dure, in quanto potrebbe rovinarsi. L'uso di un dispositivo danneggiato può provocare danni alla pelle o agli occhi.
- Non utilizzare il dispositivo su parti del corpo diverse dalla zona del contorno occhi. L'uso del dispositivo su altre zone del corpo non è stato provato e pertanto non se ne conoscono i rischi.
- Se l'area cutanea interessata dal trattamento sembra peggiorare anziché migliorare, cessare l'uso del prodotto e consultare il medico in modo da valutare la presenza di altri problemi.
- Rivolgersi al medico per chiarimenti in merito all'uso di questo dispositivo.

## CONTROINDICAZIONI

**Nei seguenti casi consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo:**

- Nel caso si stiano assumendo farmaci su prescrizione medica o farmaci da banco noti per provocare reazioni di fotosensibilità.
- In presenza di - o se si sospettano - lesioni cancerose.

**Effettuare una prova di fotosensibilità prima di utilizzare sul viso:**

1. Accendere il dispositivo.
2. Posizionare il dispositivo sul braccio e trattare la zona per 3 minuti.
3. Al termine del trattamento, controllare visivamente la zona trattata. Se la zona risulta arrossata e l'arrossamento persiste oltre 2 ore, significa che la pelle è sensibile alla luce. In tal caso, non utilizzare il dispositivo e rivolgersi al Servizio Clienti al numero +1-888-830-SKIN.

## GENERALITÀ SUL PRODOTTO

Il dispositivo professionale per il trattamento del contorno occhi DRx SpectraLite™ è un apparecchio a LED che sfrutta l'energia per trattare i segni dell'età nella zona perioculare. Il dispositivo utilizza l'energia della luce naturale negli spettri dei colori Ambra (605 nm), Rosso (630 nm), Rosso cupo (660 nm) e Infrarossi (880 nm), che sono noti per attenuare rughe e linee sottili.


### Come funziona

La pelle giovane è ricca di collagene, che la rende turgida e la sostiene. Il collagene svolge un'azione cutanea in profondità, sostenendo i tessuti cutanei superficiali. Con il passare del tempo, la produzione di collagene diminuisce e, in seguito all'esposizione alla luce solare, anche il collagene sano subisce dei danni. Ciò si traduce nella comparsa di rughe, specialmente attorno agli occhi (zampe di gallina e perdita di

tono). Le sorgenti luminose provenienti da questo dispositivo penetrano in profondità negli strati cutanei, stimolando la produzione di collagene, il che si traduce di conseguenza nell'attenuazione di linee sottili e rughe. Luci aggiuntive per uniformare il tono della pelle e aiutare la pelle ferma sotto gli occhi.

Di facile impiego, DRx SpectraLite™ è programmato con una funzione di disattivazione automatica dopo 3 minuti di utilizzo, consentendo di ottenere risultati anti-età a livello professionale mediante trattamenti quotidiani - semplici e brevi - eseguiti tranquillamente a domicilio.

#### Schema delle lunghezze d'onda della luce



#### Risultati attesi

In genere, i primi risultati si notano entro 2 settimane, con risultati ottimali dopo un periodo di trattamento di 10 settimane.

## ISTRUZIONI D'USO

### Installazione:

1. Disimballare DRx SpectraLite™.
2. Collegare il cavo di alimentazione/carica USB al connettore ② presente sul dispositivo.
3. Collegare il cavo di alimentazione/carica USB all'adattatore universale USB (non fornito) e a una presa elettrica (Utilizzare solo un adattatore di alimentazione USB A universale standard (5V/1 o 2A standard UL/ETL)).
4. Tenere DRx SpectraLite™ sotto carica per 2-4 ore. Il dispositivo è completamente carico quando la spia di alimentazione ① è accesa in permanenza (non lampeggia).
5. Quando non è in uso, riporre il dispositivo nell'astuccio protettivo. Non conservare il dispositivo alla luce diretta del sole o in luoghi con temperatura superiore a 100°F (38°C) in quanto si potrebbe danneggiare il rivestimento in plastica.
6. Quando è completamente carico, il dispositivo funziona per un periodo di 30 minuti, il che equivale a circa 10 trattamenti.

### Istruzioni per l'uso:

1. Prima di utilizzare il dispositivo, lavarsi il viso e farlo asciugare completamente.
2. Posizionare il dispositivo sul viso sopra gli occhi e regolare il cinturino in modo che sia perfettamente aderente alla testa.
3. Accendere il dispositivo. DRx SpectraLite™ dispone di una funzione di disattivazione automatica al termine di 3 minuti di trattamento.
4. Togliere il dispositivo e pulirlo seguendo le istruzioni.
5. Riporre il dispositivo nell'astuccio protettivo.
6. Dopo il trattamento applicare una crema o un prodotto per uso topico, a piacere.

### **Consigli utili per ottenere risultati ottimali:**

- Utilizzare quotidianamente.
- Utilizzare il dispositivo sulla pelle perfettamente pulita.
- Non utilizzare il dispositivo dopo aver applicato creme contenenti protettivi solari, in quanto bloccherebbero la penetrazione della sorgente luminosa.
- Dopo i singoli usi, pulire il dispositivo seguendo le istruzioni.

### **Tenere idratata la pelle**

Subito dopo l'uso, applicare del siero o un prodotto idratante a piacere.

### **Manutenzione**

1. È importante tenere lo strumento pulito (vedere le istruzioni di pulizia).
2. Questo dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. La batteria non è accessibile, né riparabile dall'utente. L'utente non deve cercare di accedere alla batteria, né di ripararla in quanto si danneggerebbe il dispositivo e verrebbe invalidata la garanzia.
3. Il dispositivo contiene solo un tasto ON/OFF. Tutte le impostazioni vengono effettuate di fabbrica.
4. Per caricare il dispositivo utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione/carica USB e un adattatore USB universale (non fornito).
5. Quando la batteria è quasi scarica, la spia di alimentazione inizia a lampeggiare, indicando la necessità di ricaricare il dispositivo.
6. Alimentazione compatibile: 120V/240V

### **Pulizia:**

1. Disattivare il dispositivo e scollegarlo da qualsiasi fonte di alimentazione.
2. Dopo ogni utilizzo, pulire le superfici dei LED con un tamponcino imbevuto di alcol o con un panno umido per togliere eventuali residui di grasso cutaneo. Questa operazione è particolarmente importante se il dispositivo

viene utilizzato da più persone.

3. Pulire il corpo del dispositivo con un panno umido o in microfibra. L'astuccio in microfibra può essere utilizzato anche per pulire e lucidare il corpo del dispositivo. Non utilizzare detergenti chimici o a base d'alcol sulle superfici esterne in quanto i prodotti chimici aggressivi scoloriscono i pannelli metallici.
4. Prima dell'uso, fare asciugare completamente il dispositivo.

### **Ricerca ed eliminazione delle anomalie:**

1. Il sistema non si accende:

- a. Il dispositivo è completamente carico? (La spia di alimentazione è a luce fissa e permanente)
- b. La spia di alimentazione è accesa?
- c. Se il dispositivo continua a non accendersi rivolgersi al Servizio Clienti al numero +1-888-830-SKIN.

2. Il sistema non si carica:

- a. Il cavo di alimentazione USB è inserito correttamente nel dispositivo? (La spia di alimentazione si accende?)
- b. Provare con un diverso adattatore di alimentazione per verificare che funzioni correttamente.
- c. Provare con un'altra presa elettrica per verificare se c'è corrente.
- d. Se il dispositivo continua a non caricarsi rivolgersi al Servizio Clienti al numero +1-888-830-SKIN.

3. Il sistema si disattiva improvvisamente, prima del completamento del trattamento di 3 minuti:

- a. Il sistema è studiato per disattivarsi automaticamente dopo 3 minuti.
- b. Il sistema potrebbe disattivarsi dopo più utilizzi ripetuti nel caso la temperatura del dispositivo superi i valori voluti. Far raffreddare il dispositivo per qualche minuto e riprovare.
- c. Se il dispositivo continua a disattivarsi prima che siano trascorsi 3 minuti, rivolgersi al Servizio Clienti al numero +1-888-830-SKIN.

4. Alcune sorgenti luminose sembrano spente:

- a. Lo spettro di luce agli infrarossi (IR) non è visibile all'occhio umano. Anche se sembrano spente, queste sorgenti

luminose stanno invece funzionando correttamente. Se le sorgenti luminose di colore rosso (visibili) sono illuminate, il dispositivo sta funzionando come previsto.

## **GARANZIA LIMITATA**

Complimenti per l'acquisto. Per noi il cliente è al primo posto e siamo pertanto impegnati a offrirgli prodotti della qualità più elevata, in grado di soddisfarlo pienamente. Quanto segue vale da riferimento in caso di eventuali esigenze collegate alla garanzia o al servizio assistenza solo se il prodotto è stato acquistato negli stati uniti. Per attivare la garanzia registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto all'indirizzo [www.drdenisgross.com/registration](http://www.drdenisgross.com/registration). Se il prodotto è stato acquistato in altri paesi, si prega di contattare il punto di vendita per informazione riguardo la garanzia locale. La garanzia è limitata alle seguenti condizioni:

### ***Che cosa copre la garanzia limitata?***

Questa garanzia limitata valida 1 anno copre i difetti di costruzione e materiali del dispositivo DRx SpectraLite™ acquistato dall'utente tramite rivenditore autorizzato o direttamente da Dr. Dennis Gross Skincare®. La garanzia limitata di 1 anno vale esclusivamente per l'acquirente e non può essere trasferita. Se si tratta di un regalo, procurarsi copia dello scontrino originale e inviarlo a [registration@drdenisgross.com](mailto:registration@drdenisgross.com) o far attivare la garanzia all'acquirente.

### ***Che cosa non copre questa garanzia limitata?***

Questa garanzia limitata non copre: danni, difetti, anomalie provocate da uso improprio o scorretto, scarsa cura, urti o inserimento di oggetti estranei, impiego di connettori alimentati e perdita del dispositivo.

### ***Quanto dura questa garanzia limitata?***

Questa garanzia limitata viene attivata contestualmente alla registrazione del dispositivo e scade un anno dopo. Il periodo di garanzia non viene prorogato in caso di sostituzione del

dispositivo da parte di Dr. Dennis Gross Skincare® nel corso del periodo di garanzia.

### ***Che cosa fa Dr. Dennis Gross Skincare® se il dispositivo è difettoso?***

Se l'utente identifica un difetto nel dispositivo DRx SpectraLite™ coperto da garanzia, prima della scadenza del periodo di garanzia di 1 anno, può rivolgersi al Servizio Clienti al numero 888-830-SKIN per l'assistenza del caso. Nel caso riscontri un difetto coperto da questa garanzia limitata, Dr. Dennis Gross Skincare® decide se sostituire il dispositivo DRx SpectraLite™ con un altro nuovo o se ripararlo. In caso DRx SpectraLite™ non risulti difettoso, informeremo l'utente in tal senso e gli restituiremo il dispositivo. Tutte le prestazioni previste dalla Garanzia limitata devono essere autorizzate ed eseguite da Dr. Dennis Gross Skincare® o da un centro assistenza da noi autorizzato.

## **LIMITAZIONI DI GARANZIA E DECLINO DI RESPONSABILITÀ**

La presente garanzia conferisce all'acquirente diritti specifici oltre ai normali diritti di legge. I rimedi spettanti all'acquirente in caso di azionamento della garanzia sono limitati alla riparazione o alla sostituzione del dispositivo come previsto dalla garanzia stessa.

Nella massima misura consentita dalla legge, Dr. Dennis Gross Skincare® declina ogni e qualsiasi garanzia implicita. Se il diritto vigente non consente l'esclusione delle garanzie implicite, la durata delle stesse viene espressamente limitata alla durata delle garanzie espresse sopra indicata.

In nessun caso Dr. Dennis Gross Skincare® sarà responsabile per eventuali danni speciali, incidentali, consequenziali, punitivi o indiretti derivanti da violazione degli obblighi di garanzia, violazione contrattuale, illecito (comprese negligenza e responsabilità oggettiva del prodotto) o



quant'altro, ancorché Dr. Dennis Gross Skincare® sia stata avvisata o sia comunque a conoscenza della possibilità che tali danni si verifichino. Tali danni comprendono, senza intento limitativo: perdita di DRx SpectraLite™, costo di eventuali apparecchi in sostituzione, pretese di terzi e danni a cose.

Se il diritto vigente non prevede limiti alle garanzie o ai rimedi in caso di violazione, i limiti previsti nel presente paragrafo e il declino o le limitazioni di garanzia possono non trovare applicazione. Questa limitazione non vale per le pretese in caso di decesso o lesioni personali causate da difetti del dispositivo o eventuali altre responsabilità che non possono essere escluse o limitate a norma di legge. I presenti termini, condizioni e limitazioni di garanzia definiscono i rischi associati alle anomalie del prodotto fra Dr. Dennis Gross Skincare® e l'acquirente di DRx SpectraLite™. Di tale situazione, di cui entrambe le parti prendono atto, tiene conto il prezzo di DRx SpectraLite®. Utilizzando DRx SpectraLite™ l'utente dà atto di aver letto i termini, le condizioni e le limitazioni qui descritti, di averli compresi e di accettarli.

# Willkommen zum DRx SpectraLite™ System, einem hochmodernen, Anti-Aging-Gerät für die Augenpartie.

SAGEN SIE JA ZU EINER STRAHLENDEN AUGENPARTIE!  
Erholte, neu belebte und jugendlich aussehende Augen...  
in nur 3 Minuten pro Tag. Das DRx SpectraLite™ der  
nächsten Generation bringt die neueste professionelle  
Lichttherapie direkt zu Ihnen nach Hause und kann dank  
seiner Ausführung als tragbares Gerät freihändig  
angewendet werden. Das DRx SpectraLite™ verfügt über  
88 Lampen, die das gesamte Spektrum an Wellenlängen  
für Anti-Aging-Behandlungen nutzen, um die natürliche  
Kollagenbildung anzuregen und dadurch Falten,  
Krähenfüße und Zornesfalten zu reduzieren. Die  
Zukunft für Ihre Augen sieht vielversprechend aus.

## System beinhaltet:

DRx SpectraLite™  
EyeCare Max Pro



Strapazierfähiges Silikonband,  
welches sich leicht an jede  
Kopfform anpassen lässt




USB-Ladekabel



Aufbewahrungstasche  
aus Mikrofaser



## Wichtige Funktionen:



## WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Das Gerät nicht in einer Umgebung betreiben, in der es mit Wasser in Berührung kommen könnte.
- Das Gerät nicht mit einem beschädigten und/oder fehlerhaften Netzadapter betreiben oder aufladen.
- Das USB-Ladekabel nicht stark biegen oder missbrauchen.
- Das Gerät nicht zerlegen. Das Gerät kann nicht vom Anwender gewartet werden. Dadurch würde die Garantie unwirksam werden.
- Wenn ein Defekt vermutet wird, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst unter der Rufnummer +1-888-830-SKIN.

### Kundendienst

Der Kundendienst steht Ihnen montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr Ostküstenzeit unter der Rufnummer +1-888-830-SKIN zur Verfügung. Zudem ist der Kundendienst per E-Mail unter [customerservice@drdennissgross.com](mailto:customerservice@drdennissgross.com) zu erreichen.

### Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt. Dr. Dennis Gross Skincare® erhebt keinen Anspruch und übernimmt keinerlei Verpflichtungen oder Garantien hinsichtlich der Fähigkeit des Produkts zur Heilung von körperlichen, geistigen oder Hautkrankheiten. Bei Zuständen, die eine medizinische Behandlung erfordern, sollte ein Arzt hinzugezogen werden.

### Produktdarstellung

Die Produkte von Dr. Dennis Gross Skincare® werden kontinuierlich verbessert und mit den neusten Technologien versehen. Aus diesem Grund kann das tatsächliche Produkt leicht von denen in den Abbildungen auf der Verpackung und in diesem Handbuch gezeigten Darstellungen abweichen.

## WARNHINWEISE

- Nicht direkt dem Licht aussetzen oder in das Licht blicken. Dies könnte vorübergehende Sehstörungen verursachen. Das Gerät muss so platziert werden, dass kein Teil die Augen bedeckt.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung bei Erwachsenen ab 18 Jahren bestimmt. Die Anwendung bei Säuglingen und Kindern wird nicht empfohlen.
- Wenn Sie schwanger sind, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, wenden Sie sich bitte vor der Verwendung an Ihren Arzt.
- Wenn Sie an Krebs erkrankt sind, oder wenn Sie vermuten, an Krebs erkrankt zu sein, wenden Sie sich bitte vor der Verwendung an Ihren Arzt.
- Das eingesteckte Gerät nicht verwenden, wenn es nass ist oder ins Wasser fallen könnte. Wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist, dieses erst berühren, nachdem es ausgesteckt wurde.
- Wenn die Haut von einer früheren Behandlung rot oder geschwollen ist, nicht erneut behandeln. Warten, bis die Rötungen und Schwellungen abgeklungen sind, bevor die Behandlung wieder aufgenommen wird. Wenn die Rötungen und Schwellungen länger als 2 Stunden anhalten, ist die Haut lichtempfindlich. In diesem Fall den Gebrauch des Geräts einstellen und einen Arzt zu Rate ziehen.
- Das Gerät darf nicht zum Behandeln von berührungsempfindlicher Haut, Hauterhebungen, schuppiger oder blutender Haut verwendet werden. Dies könnte ein Anzeichen für eine ernsthafte Erkrankung sein und muss von einem Arzt untersucht werden.
- Es sind keine Modifikationen an diesem Gerät zugelassen.
- Dieses Gerät enthält einen Lithiumionenakku. Vor der Entsorgung des Geräts sind die lokalen Gesetze und Anforderungen in Bezug auf die Entsorgung von Lithiumionenakkus einzusehen. Die Zuführung in den Wiederverwertungskreislauf ist die bevorzugte Entsorgungsmethode. Um ein Akku-Recyclingcenter in Ihrer

Nähe zu finden, besuchen Sie bitte die Website  
<http://www.call2recycle.org/lithiumion-battery-safety/>.

## VORSICHTSHINWEISE

- Bei Überhitzung oder einer als unangenehm empfundenen Temperatur des Geräts muss der Betrieb eingestellt werden.
- Das Gerät nach dem Aufladen immer vom Netz trennen.
- Das Gerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder an Orten mit Temperaturen von über 100°F (38°C) lagern. Dadurch könnte die Kunststoffbeschichtung beschädigt werden.
- Nur das im Lieferumfang enthaltene USB-Universalkabel verwenden. Bei Verwendung eines falschen Kabels kann das Gerät beschädigt werden.
- Laden Sie nicht mit Schnellladeadaptern, die zum schnellen Aufladen von Mobilgeräten und Laptops entwickelt wurden. Das USB-C-Ladekabel ist so konzipiert, dass es mit jedem standardmäßigen universellen USB-A-Netzteil (5 V/1 oder 2 A nach UL/ETL-Standard) funktioniert.
- Nicht versuchen, das Gerät oder das Netzteil zu öffnen oder zu reparieren.
- Das Gerät nicht auf eine harte Fläche fallen lassen, da es beschädigt werden könnte. Die Verwendung beschädigter Geräte kann zu Haut- oder Augenverletzungen führen.
- Das Gerät ist nur für die Augenpartie bestimmt und darf für keinen anderen Körperbereich verwendet werden. Die Verwendung des Geräts an anderen Körperstellen wurde nicht geprüft und die Risiken sind unbekannt.
- Wenn sich die Falten in den behandelten Hautbereichen verschlimmern sollten, den Betrieb des Geräts einstellen und einen Arzt konsultieren, um sicherzustellen, dass keine ernsthafte Erkrankung vorliegt.
- Wenden Sie sich bei Fragen zur Verwendung dieses Geräts an Ihren Arzt.

## KONTRAINDIKATIONEN

In folgenden Fällen ist vor der Verwendung des Geräts ein Arzt zu Rate zu ziehen:

- Bei der Einnahme von verschreibungspflichtigen oder frei verkäuflichen Medikamenten, die Lichtempfindlichkeit hervorrufen.
- Bei Verdacht auf maligne Läsionen.

Vor der Verwendung im Gesicht sollte ein Selbsttest auf Lichtempfindlichkeit durchgeführt werden:

1. Das Gerät einschalten.
2. Das Gerät am Arm anlegen und eine 3-minütige Behandlung durchführen.
3. Nach Abschluss der Behandlung den Bereich einer Sichtprüfung unterziehen. Wenn sich Rötungen bilden, die länger als 2 Stunden anhalten, ist die Haut lichtempfindlich. Den Betrieb einstellen und den Kundendienst unter der Rufnummer +1-888-830-SKIN kontaktieren.

## GERÄTEÜBERSICHT

DRx Spectralite™ EyeCare Max Pro ist ein LED-Gerät, das Energie nutzt, um Alterungserscheinungen in der Augenpartie zu behandeln. Das Gerät verwendet natürliche Lichtenergie in den gelb-oranger (605 nm), roten (630 nm), dunkelroten (660 nm) und infraroten (880 nm) Spektren, die erwiesenermaßen feine Linien und Falten mildern.


### Funktionsprinzip der Behandlung

Jugendliche Haut ist reich an Kollagen, das der Haut Straffheit und Festigkeit verleiht. Kollagen wirkt tief in den die Hautoberfläche tragenden Gewebesäulen der Haut. Im Laufe der Zeit lässt die hauteigene Kollagenproduktion nach und gesundes Kollagen wird durch Sonnenlicht geschädigt. Dadurch können sich insbesondere um die Augen Falten (Krähenfüße und Zornesfalten) bilden. Das von diesem Gerät abgegebene Licht dringt tief in die Hautschichten ein, wo es

die Kollagenproduktion anregt und das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten mindert. Mit zusätzlichen LED-Lichtern wird die Haut unter den Augen gestrafft und der Hautton wird ausgeglichen.

Das benutzerfreundlich ausgeführte DRx Spectralite™ schaltet sich nach der 3 Minuten langen Behandlungszeit automatisch aus. Durch die einfache tägliche kurzzeitige Anwendung im heimischen Komfort lassen sich leicht professionelle Anti-Aging-Resultate erzielen.

#### Diagramm der Lichtwellenlängen



#### Was Sie erwarten können

Generell können Anwender bereits innerhalb von 2 Wochen Resultate erkennen. Die besten Ergebnisse werden nach einer 10-wöchigen Behandlungsdauer berichtet.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

### Einrichten des Geräts:

1. Das DRx Spectralite™ auspacken.
2. Das USB-Netz-/Ladekabel in den Netzanschluss @ am Gerät stecken.
3. Das USB-Netz-/Ladekabel am USB-Universalnetzadapter (nicht enthalten) und an der Ladesteckdose einstecken (nur USB-Netzadapter mit UL- oder sonstiger landesspezifischer Zulassung verwenden).
4. Das DRx Spectralite™ muss 2 bis 4 Stunden aufgeladen werden. Das Gerät ist voll aufgeladen, wenn die Netzanzeige Ⓞ permanent leuchtet (nicht blinkt).
5. Bei Nichtgebrauch sollte das Gerät im Aufbewahrungsbeutel verstaut werden. Das Gerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder an Orten mit Temperaturen von über 100°F (38°C) lagern. Durch könnte die Kunststoffbeschichtung beschädigt werden.
6. Ein voll aufgeladenes Gerät kann 30 Minuten lang angewendet werden. Das entspricht etwa 10 Behandlungen.

### Gebrauchsanweisung:

1. Vor der Verwendung das Gesicht waschen und gründlich abtrocknen.
2. Das Gerät auf das Gesicht und über den Augen anlegen und das Kopfband um den Kopf herum legen und straff ziehen.
3. Das Gerät einschalten. Das DRx Spectralite™ ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet, durch die es nach der 3 Minuten langen Behandlung automatisch ausgeschaltet wird.
4. Nach der Behandlung das Gerät vom Gesicht abnehmen und das Gerät abwischen (siehe Reinigungsanleitung).
5. Das Gerät im Aufbewahrungsbeutel verstauen.

6. Nach der Behandlung kann je nach Wunsch eine Creme oder topische Behandlung aufgetragen werden.

#### **Hilfreiche Tipps zum Erzielen optimaler Ergebnisse:**

- Täglich anwenden.
- Das Gerät nur auf der gereinigten Haut anwenden.
- Das Gerät nicht nach der Anwendung von sonnenschutzmittelhaltigen Cremes verwenden, da diese die Lichteinwirkung behindern würden.
- Das Gerät nach jeder Anwendung abwischen (siehe Reinigungsanleitung).

#### **Die Haut mit Feuchtigkeit versorgen**

Sofort nach der Behandlung ein Serum oder einen Feuchtigkeitsspender Ihrer Wahl auftragen.

#### **Wartung:**

1. Es ist wichtig, dass Gerät stets sauber gehalten wird (siehe Reinigungsanleitung).
2. Dieses Gerät enthält keine vom Anwender wartbaren Teile. Der Akku ist nicht zugänglich und nicht wartbar. Der Anwender sollte nicht versuchen, den Akku freizulegen oder zu warten, da dies einen Geräteschaden und die Nichtigkeit der Garantie zur Folge haben könnte.
3. Das Gerät hat nur einen EIN/AUS-Schalter. Alle Einstellungen wurden werkseitig vorprogrammiert.
4. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten USB-Netz-/Ladekabel und einem USB-Universalnetzadapter (nicht enthalten) aufgeladen werden.
5. Bei schwachem Akku beginnt die Netzanzeigelampe zu blinken. Das bedeutet, dass der Akku des Geräts aufgeladen werden muss.
6. Elektrizitätsversorgung kompatibel: 120V/240V

#### **Reinigung:**

1. Das Gerät ausschalten und ausstecken.
2. Die Oberflächen der LED-Lampen nach jeder Verwendung mit alkoholgetränkten Wischtüchern oder einem feuchten

Tuch abwischen, um sämtliche Rückstände von Hautfetten zu entfernen. Das ist besonders wichtig, wenn das Gerät von mehreren Personen verwendet wird.

3. Das Gerät selbst mit einem feuchten Lappen oder Mikrofasertuch abwischen. Der aus Mikrofaserstoff bestehende Aufbewahrungsbeutel kann zum Reinigen und Polieren des Geräts verwendet werden. Es dürfen keine Chemikalien oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel auf den Außenflächen verwendet werden, da die Metallflächen durch starke Chemikalien beschädigt werden könnten.
4. Vor der Verwendung muss das Gerät vollständig trocken sein.

#### **Fehlerbehebung:**

1. Das System schaltet sich nicht ein:
  - a. Ist das Gerät voll aufgeladen? (Netzanzeige leuchtet permanent)
  - b. Leuchtet die Netzanzeigelampe?
  - c. Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschaltet, wenden Sie sich an den Kundendienst unter der Rufnummer +1-888-830-SKIN.
2. Der Systemakku lädt sich nicht auf:
  - a. Ist das USB-Netzkabel am Gerät fest eingesteckt? (Leuchtet die Netzanzeigelampe?)
  - b. Verwenden Sie einen anderen USB-Netzadapter, um zu prüfen, ob dieser funktioniert.
  - c. Verwenden Sie eine andere Wandsteckdose, um zu prüfen, ob diese mit Strom versorgt wird.
  - d. Wenn sich das Gerät weiterhin nicht auflädt, wenden Sie sich an den Kundendienst unter der Rufnummer +1-888-830-SKIN.
3. Das System schaltet sich vor Ablauf der 3-minütigen Behandlungszeit abrupt ab:
  - a. Das System ist für die automatische Abschaltung nach 3 Minuten programmiert.
  - b. Eventuell schaltet sich das System nach mehreren aufeinander folgenden Anwendungen aufgrund einer zu hohen Temperatur aus. Lassen Sie das Gerät mehrere

- Minuten lang abkühlen und versuchen Sie es erneut.
- c. Wenn sich das Gerät weiterhin vor Ablauf der 3 Minuten ausschaltet, wenden Sie sich an den Kundendienst unter der Rufnummer +1-888-830-SKIN.
  4. Einige Lampen scheinen ausgeschaltet zu sein:
    - a. Das Infrarotlichtspektrum (IR) ist für das menschliche Auge nicht sichtbar. Diese Lampen scheinen nicht eingeschaltet zu sein, funktionieren aber ordnungsgemäß. Wenn die roten, sichtbaren Lampen leuchten, funktioniert das Gerät spezifikationsgemäß.

## BESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Kauf. Wir schätzen Sie als Kunde und wollen Produkte höchster Qualität liefern, um Ihre volle Zufriedenheit zu erlangen. Bitte beziehen Sie sich auf die Informationen, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden oder die Garantie in Anspruch nehmen Falls Sie dieses Produkt in den USA erworben haben. Sie müssen Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum auf [www.drdenisgross.com/registration](http://www.drdenisgross.com/registration) registrieren, damit Ihre Garantie in Kraft tritt. Falls Sie dieses Produkt außerhalb der USA erworben haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer für lokale Garantieleistungen. Unsere Garantie ist wie unten beschrieben beschränkt:

### ***Was ist unter der beschränkten Garantie gedeckt?***

Unter dieser einjährigen beschränkten Garantie sind Material- und Verarbeitungsfehler gedeckt, wenn das DRx SpectraLite™ durch einen autorisierten Partner oder direkt von Dr. Dennis Gross Skincare® erworben wurde. Die einjährige beschränkte Garantie gilt ausschließlich für Sie, dem Erstkäufer, und ist nicht übertragbar. Wenn Sie das Produkt als Geschenk erhalten haben, besorgen Sie sich eine Kopie des Kaufbelegs und senden Sie diese an [registration@drdenisgross.com](mailto:registration@drdenisgross.com) oder lassen Sie den Erstkäufer etwaige Garantieansprüche für Sie abwickeln.

### ***Was ist unter der beschränkten Garantie nicht gedeckt?***

Aus dieser beschränkten Garantie ausgeschlossen sind: Beschädigungen; Defekte; Ausfälle, die durch Missbrauch oder zweckfremde Verwendung, mangelnde Pflege, Fallenlassen oder Einstecken von Fremdkörpern in das Gerät verursacht werden; Nutzung mit einem Spannungsstecker sowie der Verlust des Gerätes.

### ***Wie lang gilt diese beschränkte Garantie?***

Die beschränkte Garantie beginnt mit der Registrierung des Geräts und endet ein Jahr danach. Falls das Gerät während der Garantiezeit von Dr. Dennis Gross Skincare® ersetzt werden muss, wird die Garantiezeit dadurch nicht verlängert.

### ***Was wird Dr. Dennis Gross Skincare® im Garantiefall unternehmen?***

Wenn Sie vor Ablauf der einjährigen Garantiezeit feststellen, dass Ihr unter der Garantie gedecktes DRx SpectraLite™ defekt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter der Rufnummer +1-888-830-SKIN. Wenn wir bestätigen, dass es sich um einen unter der beschränkten Garantie gedeckten Defekt handelt, wird Dr. Dennis Gross Skincare® Ihr DRx SpectraLite™ nach eigenem Ermessen durch ein neues oder überholtes Gerät ersetzen. Wenn wir bei dem eingesandten DRx SpectraLite™ keinen Defekt feststellen können, werden Sie benachrichtigt und das Gerät wird an Sie zurückgeschickt. Alle Leistungen unter der beschränkten Garantie müssen von Dr. Dennis Gross Skincare® oder einem von Dr. Dennis Gross Skincare® autorisierten Serviceanbieter autorisiert und erbracht werden.

## EINSCHRÄNKUNGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte neben den Ihnen gesetzlich zustehenden Rechten. Ihr ausschließlicher Rechtsbehelf im Fall einer Verletzung der Bedingungen dieser beschränkten Garantie ist die Reparatur oder der Ersatz Ihres

Gerätes gemäß den Garantiebedingungen.

Dr. Dennis Gross Skincare® schließt alle stillschweigenden Zusagen in dem vollen unter dem anwendbaren Recht zulässigen Umfang aus. Wenn der Ausschluss von stillschweigenden Zusagen unter dem anwendbaren Recht untersagt ist, sind die stillschweigenden Zusagen ausdrücklich auf die Dauer der oben festgelegten beschränkten Garantie begrenzt.

Dr. Dennis Gross Skincare® haftet unter keinen Umständen für Sonder-, Neben- oder Folgeschäden, Bußgelder oder indirekte Schäden, die aufgrund einer Garantieverletzung, eines Vertragsbruchs, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit oder strenge Produkthaftung) oder anderweitig entstehen, auch wenn Dr. Dennis Gross Skincare® über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde. Solche Schäden beinhalten unter anderem: Verlust des DRx SpectraLite™, Kosten für den Ersatz des Gerätes, Schadensforderungen von Dritten oder Sachschäden.

Wenn unter dem anwendbaren Recht keine Beschränkung der Garantie oder der Rechtsbehelfe bei Vertragsbruch bei bestimmten Transaktionen zulässig ist, sind die in diesem Absatz beschriebenen Ausschlüsse oder Ausnahmen eventuell unwirksam. Diese Beschränkung gilt nicht für Forderungen wegen Todesfall oder Verletzungen, die aufgrund eines Defekts im Gerät oder aufgrund anderer Haftpflichten, die nach dem Gesetz nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden dürfen, entstehen.

Die Bestimmungen, Bedingungen und Beschränkungen dieser Garantie erfassen die Risiken eines Produktausfalls und gelten zwischen Dr. Dennis Gross Skincare® und Ihnen, dem Käufer des DRx SpectraLite™. Dieser Geltungsbereich wird von beiden Parteien anerkannt und ist im Preis des DRx SpectraLite™ erfasst. Durch Ihre Verwendung des DRx SpectraLite™ bestätigen Sie, dass Sie diese Bestimmungen, Bedingungen und Beschränkungen gelesen haben, diese verstehen und diese als rechtsverbindlich anerkennen.

# Välkommen till DRx SpectraLite™ en åldersmotverkande enhet för ögonen.

HEJ, KLARA ÖGON! Gör dig redo att visa upp ett ansikte med utvilade, livliga och ungdomliga ögon... Det tar bara 3 minuter om dagen. DRx SpectraLite™ ger dig den senaste professionella ljusterapin hemma, med en bärbar "handsfree" design av nästa generation. DRx SpectraLite™ maximerar hela spektret av åldersmotverkande våglängder, har 96 SpectraLight Max Pro maximerar hela spektrumet av anti-aging våglängder och har 96 röda LED-lampor för att minska rynkor, kråkfötter och elva genom att stimulera naturlig kollagenproduktion.

## Systemet omfattar:

DRx SpectraLite™ EyeCare Max Pro



Hållbar silikonrem, enkel att justera för att passa olika huvudformer bekvämt




USB-laddarsladd



Förvaringsväska i microfiber



## Viktiga funktioner:



## VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION

- Använd inte enheten där den kan komma i kontakt med vatten.
- Använd eller ladda inte upp enheten med en nätadapter som är skadad och/eller defekt.
- Undvik att kraftigt böja eller felhantera ledningen på USB-laddarsladden.
- Försök inte ta isär enheten. Användaren kan inte utföra service på enheten. Detta skulle göra garantin ogiltig.
- Sluta använda enheten omedelbart om du tror att den är defekt. Kontakta kundtjänst på +1-888-830-SKIN.

### Kundtjänst

Du når kundtjänst genom att ringa +1-888-830-SKIN måndag-fredag 9:00-17:00 amerikansk östkusttid. Kundtjänst kan också nås via e-post till [customerservice@drdennisgross.com](mailto:customerservice@drdennisgross.com)

### Friskrivningsklausul

Den här produkten är inte avsedd att ställa diagnos, bota eller förebygga någon sjukdom. Dr. Dennis Gross Skincare® gör inga påståenden, utfästelser om eller lämnar några garantier rörande produktens förmåga att bota något fysiskt, hud- eller mentalt tillstånd. Kvalificerad sjukvårdspersonal ska konsulteras rörande eventuellt tillstånd som kräver medicinsk vård.

### Om produkten

Dr. Dennis Gross Skincare® förbättrar hela tiden sina produkter med senaste teknik. Därför kan den faktiska produkten skilja sig något från den produkt som visas på bilderna i förpackningen och i denna användarguide.

## VARNINGAR

- Rikta inte ljustrålarna mot ögonen och titta inte rakt in i dem. Detta kan orsaka tillfälligt synobehag. Enheten ska placeras så att ingen del av enheten täcker ögonen.
- Denna enhet är utformad för användning på vuxna över 18 år, och rekommenderas inte för spädbarn eller barn.
- Kontakta läkare före användning om du är eller tror att du kan vara gravid.
- Kontakta läkare före användning om du har eller tror att du kan ha cancer.
- Använd inte enheten om den är våt eller om den kan falla ner i vatten medan den är ansluten. Om enheten har fallit i vatten ska du inte vidröra den förrän du har kopplat ur den.
- Behandla inte huden om den är röd eller svullen efter en tidigare behandling. Vänta tills rodnaden och svullnaden har försvunnit innan du behandlar på nytt. Om du får hudrodnad eller svullnad som varar i mer än 2 timmar kan du ha ljuskänslig hy. Sluta använda enheten och kontakta sjukvårdspersonal.
- Använd inte enheten för att behandla hud som är smärtsam vid beröring, upphöjd (högre än omgivande hud), flagar eller blöder. Detta kan vara tecken på ett mer allvarligt tillstånd och ska kontrolleras av läkare.
- Inga modifieringar av denna utrustning är tillåtna.
- Denna enhet innehåller ett litiumjonbatteri. Innan du kasserar denna enhet, granska lokala lagar och föreskrifter rörande kassering av litiumjonbatterier. Återvinning är att föredra. Du kan besöka <http://www.call2recycle.org/lithiumion-battery-safety/> och söka efter din närmaste batteriåtervinningscentral.

## OBS!

- Avbryt användningen om enheten blir överhettad eller blir obehagligt varm.
- Koppla alltid bort enheten från eluttaget när laddningen är klar.



- Förvara inte enheten i direkt solljus eller på en plats där temperaturen är över 38°C (100°F), då detta kan skada plastbeläggningen.
- Använd endast den USB-nätsladd som medföljer. Användning av fel nätsladd kan skada enheten.
- Ladda inte med snabbbladdningsadapterar som är utformade för att snabbt ladda mobila enheter och bärbara datorer. USB C-laddningssladden är designad för att fungera med alla vanliga universella USB A (5V/1 eller 2A standard UL/ETL-klassade) nätadapter.
- Försök inte öppna eller reparera enheten eller nätadaptern.
- Tappa inte enheten på en hård yta, då detta kan skada den. Användning av en skadad enhet kan orsaka skada på hud eller ögon.
- Använd inte enheten på något annat område av kroppen än runt ögonen. Användning av enheten på andra områden av kroppen har inte testats, och riskerna är ökanda.
- Om det hudområde där du använder enheten för att behandla rynkor verkar försämrade bör du avbryta användningen och kontrollera med läkare för att säkerställa att du inte har ett mer allvarigt tillstånd.
- Kontakta läkare om du har medicinska frågor om användning av denna enhet.

## KONTRAINDIKATIONER

### Fråga läkare före användning om du:

- Tar receptbelagda eller receptfria läkemedel som är kända för att orsaka ljuskänslighet.
- Har några misstänkta lesioner eller cancerlesioner.

### Testa om du är ljuskänslig innan du använder den i ansiktet:

1. Slå på enheten.
2. Placera enheten på armen och utför en hel 3-minuters behandling.
3. Inspektera området när behandlingen är klar. Om området har blivit rött och detta varar i över 2 timmar är din hud ljuskänslig. Avbryt användningen och kontakta kundtjänst på +1-888-830-SKIN.

## ÖVERSIKT AV ENHETEN


DRx SpectraLite™ EyeCare Max Pro är en enhet som avger ljus med lysdioder (LED) och som utnyttjar energi för att behandla ålderstecken i området runt ögonen. Enheten innehåller naturlig ljusenergi inom det orange (605 nm), röda (630 nm), mörkröda (660 nm) och infraröda (880 nm) spektret, som har bevisats reducera fina linjer och rynkor.

### Så här fungerar det

Ung hud är rik på kollagen, som ger huden lyft och stöd. Kollagen verkar djup nere i huden som vävnadskolumner som stöttar hudens yta. Med tiden producerar huden mindre kollagen, och med exponering för solljus blir friskt kollagen skadat. Detta kan leda till rynkor, särskilt runt ögonen (kråkspår och fina linjer). Ljuset från denna enhet tränger ner djupt i hudlagren för att stimulera kollagenproduktionen och minska fina linjer och rynkor. Extra ljus jämnar ut hudtonen och ger spänst till huden under ögonen.

DRx SpectraLite™ är lätt att använda. Den är programmerad med en 3-minuters automatisk avstängningsfunktion för professionella åldersmotverkande resultat med korta, enkla, dagliga behandlingar i ditt eget bekväma hem.

## Diagram över ljusets våglängder



### Vad du kan förvänta dig

Användarna ser oftast de första resultaten inom 2 veckor, och det bästa resultatet uppnås efter 10 veckors behandling.

## ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

### Förberedelser:

1. Packa upp din DRx SpectraLite™.
2. Anslut USB-nätsladden till dess port Ⓜ på enheten.
3. Anslut USB-nätsladden till en universell USB-nätadapter (medföljer ej) och till ett eluttag för uppladdning (Använd endast en standard universal USB A (5V/1 eller 2A standard UL/ETL klassad) strömadapter).
4. Ladda din DRx SpectraLite™ i 2-4 timmar. Enheten är fulladdad när strömindikatorlampan Ⓛ lyser med fast sken (inte blinkar).
5. Placera enheten i skyddspåsen när den inte används. Förvara inte enheten i direkt solljus eller på en plats där

temperaturen är över 38°C (100°F), då detta kan skada plastbeläggningen.

6. En fulladdad enhet kan användas i 30 minuter, cirka 10 behandlingar.

### Bruksanvisning:

1. Tvätta och torka noga ansiktet före användning.
2. Placera enheten på ansiktet över ögonen och justera remmen så att den sitter tätt runt huvudet.
3. Slå på enheten. DRx SpectraLite™ har en automatisk avstängningsfunktion efter slutförd 3-minutersbehandling.
4. Ta bort enheten från ansiktet och torka den ren (se rengöringsanvisningarna).
5. Placera enheten i skyddspåsen.
6. Applicera kräm eller lokala behandlingar om du vill efter behandlingen.

### Tips för bästa resultat:

- Använd den varje dag.
- Använd endast enheten på ren hud.
- Använd inte enheten efter applicering av krämer som innehåller solskyddsfaktor, eftersom detta blockerar ljuspenetrationen.
- Torka enheten ren efter varje användning (se rengöringsanvisningarna).

### Håll huden välfuktad

Applicera det serum eller den fuktkräm som du väljer omedelbart efter behandlingen.

### Underhåll:

1. Det är viktigt att hålla enhet ren (se rengöringsanvisningarna).
2. Denna enhet innehåller inga delar som du kan utföra service på. Batteriet går inte att komma åt och inte att utföra service på. Användaren ska inte försöka komma åt eller utföra service på batteriet, eftersom detta kommer att skada enheten och göra garantin ogiltig.

3. Enheten har endast en PÅ/AV-knapp. Alla inställningar är fabriksinställda.
4. Ladda endast upp enheten med medföljande USB-sladd och en universell USB-nätadapter (medföljer ej).
5. Strömindikeringslampan börjar blinka när batterinivåerna är låga. Det betyder att det är lämpligt att börja ladda upp enheten.
6. Elförsörjning förenlig: 120V/240V

#### **Rengöring:**

1. Stäng av enheten och koppla bort den från eventuell strömkälla.
2. Torka av LED-lampornas toppar med alkoholtorkar eller en fuktig trasa för att avlägsna eventuella rester av hudfett efter varje användning. Detta är särskilt viktigt om enheten har använts av mer än en person.
3. Rengör enhetens hölje med en fuktig trasa eller en mikrofibertrasa. Förvaringspåsen av mikrofiber kan användas för att rengöra och polera enhetens yta. Använd inte kemikalier eller alkoholbaserade rengöringsmedel på utsidan, eftersom starka kemikalier kan missfärga metallpanelerna.
4. Låt enheten torka helt före användning.

#### **Felsökning:**

1. Systemet går inte att slå på:
  - a. Är enheten fulladdad? (Strömindikatorlampan lyser med fast sken)
  - b. Lyser strömindikatorlampan?
  - c. Ring kundtjänst på +1-888-830-SKIN om enheten fortfarande inte går att slå på.
2. Det går inte att ladda upp systemet:
  - a. Är USB-sladden ordentligt insatt i enheten? (Tänds strömindikatorlampan?)
  - b. Prova med en annan USB-nätadapter för att kontrollera att den fungerar som den ska.
  - c. Prova med ett annat eluttag för att avgöra om det finns ström i uttaget.

- d. Ring kundtjänst på +1-888-830-SKIN om enheten fortfarande inte går att ladda upp.
3. Systemet stängs plötsligt av, innan en 3-minutersbehandling är slutförd:
    - a. Systemet är utformat för att stängas av automatiskt efter 3 minuter.
    - b. Systemet kan stängas av efter flera upprepade användningar om enheten överskrider önskvärd temperatur. Låt enheten svalna i flera minuter och försök igen.
    - c. Kontakta kundtjänst på +1-888-830-SKIN om enheten fortsätter att stängas av innan 3 minuter har gått.
  4. Vissa lampor verkar vara avstängda:
    - a. Det infraröda (IR) ljusspektret är inte synligt för det mänskliga ögat. Dessa lampor ser ut som de inte lyser, men de fungerar som de ska. Om det röda, synliga ljuset är på fungerar enheten som den ska.

## **INFORMATION OM BEGRÄNSAD GARANTI**

Grattis till ditt köp. Vi värdesätter dig som kund och strävar efter produkter av hög kvalitet som gör att du känner dig nöjd. Använd detta som referens om du behöver använda kundtjänst eller garanti när produkten köps inom USA. Du måste registrera din produkt inom 30 dagar efter köpet på [www.drdenisgross.com/registration](http://www.drdenisgross.com/registration) för att garantin ska träda i kraft. När du köper utanför USA, vänligen kontakta din inköpsställe för den lokala inköpsplatsen för garantiinformation. Vår garanti är begränsad enligt följande villkor:

#### ***Vad omfattas av den begränsade garantin?***

Denna 1-åriga begränsade garanti omfattar brister i material och utförande av din DRx SpectraLite™ när den köpts via en auktoriserad partner eller direkt från Dr. Dennis Gross Skincare®. Din 1-åriga garanti gäller endast för dig, den ursprungliga köparen, och kan inte överföras. Om produkten var en gåva ska du be om en kopia av originalkvittot och

skicka det till [registration@drdennisgross.com](mailto:registration@drdennisgross.com), eller be den ursprungliga köparen göra garantianspråket åt dig.

#### ***Vad omfattas inte av den begränsade garantin?***

Denna begränsade garanti omfattar inte: skada, defekter, fel som orsakas av felhantering eller missbruk, olämplig vård, slag eller införande av främmande föremål, användning med en spänningskontakt eller förlust av enheten.

#### ***Hur länge gäller denna begränsade garanti?***

Den begränsade garanti börjar gälla när enheten har registrerats och utlöper efter ett år. Garantiperioden förlängs inte om din enhet byts ut av Dr. Dennis Gross Skincare® under garantiperioden.

#### ***Vad gör Dr. Dennis Gross Skincare® om enheten är defekt?***

Om du upptäcker en defekt på din DRx SpectraLite™ som omfattas av garantin innan den 1-åriga garantiperioden löper ut ska du kontakta kundtjänst på +1-888-830-SKIN för att få hjälp. Om vi bekräftar en defekt som omfattas av denna begränsade garanti kommer Dr. Dennis Gross Skincare® avgöra om din DRx SpectraLite™ ska ersättas med antingen en ny eller en reparerad enhet. Om vi finner att det inte är något fel på din DRx SpectraLite™ kommer vi att meddela dig detta och returnera enheten till dig. All service under den begränsade garantin måste godkännas och utföras av Dr. Dennis Gross Skincare® eller en serviceleverantör som godkänts av Dr. Dennis Gross Skincare®.

## **GARANTIBEGRÄNSNINGAR OCH FRISKRIVNINGSKLAUSUL**

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och gäller utöver dina lagstadgade rättigheter. Din ersättning för brott mot denna begränsade garanti begränsas till enbart reparation eller utbyte av din enhet på det sätt som anges i dessa garantivillkor.

I den högsta utsträckning som är tillåten enligt lag friskriver sig Dr. Dennis Gross Skincare® från alla underförstådda garantier. Om tillämplig lag inte tillåter friskrivning av underförstådda garantier begränsas härmed uttryckligen varaktigheten på underförstådda garantier till varaktigheten på den uttryckliga begränsade garanti som här anges.

Under inga omständigheter ska Dr. Dennis Gross Skincare® vara ansvarigt för eventuella speciella, tillfälliga, följaktiga, bestraffande eller indirekta skador på grund av åsidosättande av garanti, avtalsbrott, förseelse (inklusive försummelse eller strikt produktansvar) eller på annat sätt, även om Dr. Dennis Gross Skincare® informerats om eller är medvetet om att sådana skador kan uppstå. Sådana skador inbegriper, men begränsas inte till: förlust av DRx SpectraLite™, kostnad för eventuell ersättningsutrustning, ersättningsanspråk från tredje part eller skada på egendom.

Om tillämplig lag inte tillåter begränsning av garantier eller åtgärder vid brott mot vissa transaktioner, kan det hända att begränsningarna i detta stycke och friskrivningsklausulen eller undantag från garantin inte gäller. Denna begränsning gäller inte för ersättningsanspråk vid dödsfall eller personskada som orsakats av en defekt i en enhet eller annat ansvar som enligt lag inte kan uteslutas eller begränsas.

Dessa garantibestämmelser, villkor och begränsningar fördelar riskerna vid produktfel mellan Dr. Dennis Gross Skincare® och dig, köparen av DRx SpectraLite™. Denna

fördelning erkänns av båda parter och återspeglas i priset på DRx SpectraLite™. Genom att använda DRx SpectraLite™ bekräftar du att du har läst dessa villkor, bestämmelser och begränsningar, förstår dem och är bunden av dem.



#WEARTHELITE

[drdennisgross.com](http://drdennisgross.com)



Dr. Dennis Gross Skincare® LLC.  
Dist. NY, NY 10022  
European Authorized Representative:  
Obelis s.a. Boulevard Général Wahis 53  
1030 Brussels, BELGIUM  
Tel: +(32) 2.732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03  
E-Mail : [mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net)  
UK AR: Obelis UK Ltd., Oxford, OX4 6LB  
Tel: +44.1491.378012  
E-Mail: [info@obelis.cok.uk](mailto:info@obelis.cok.uk)

**EAR: Obelis s.a, 1030 Brussels, BELGIUM**  
**UK AR: Obelis UK Ltd., Oxford, OX4 6LB**