

Dr Dennis Gross
 444 Madison Avenue, Suite 500
 New York, New York 10022
 P (646) 747 5640 / F (646) 972 8168

artwork mechanical

FILE NAME: 09_12_18_Manual_FaceWarePro_US_Cad.ai

COLORS:
 C M Y K PMS 100C

封底

Dr Dennis Gross

DRx SpectraLite™ FaceWare Pro Masque LED Pour le Visage

System Includes:

- SpectraLite™ FaceWare Pro
- Durable, silicone, adjustable strap
- USB charging cord
- Storage bag

Important Features:

- USB port connector
- ON/OFF button/ Power indicator light/Setting button - Red light therapy- Anti-aging - Blue light therapy- Acne fighting
- Adjust strap by pulling it tighter through the clasp

USER GUIDE AND MANUAL
 Includes important safety information. Read all instructions prior to use. **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

MANUEL D'UTILISATION
 Contient des informations importantes. Bien lire toutes les instructions avant utilisation. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

BH568110.044
 CAN ID: BA567210

虚线为折痕线

封底

Découvrez le Masque LED SpectraLite™ FaceWare Pro, l'appareil de luminothérapie anti-âge et anti-acné pour l'ensemble du visage certifié par l'Agence Américaine des Produits Alimentaires et Médicamenteux.

Traitez l'acné et les rides en seulement 3 minutes par jour grâce à l'énergie de la lumière naturelle. Inspiré par la technologie LED de qualité professionnelle utilisée dans le cabinet de dermatologie du Dr. Gross, le Masque LED SpectraLite™ FaceWare Pro est un appareil mains-libres à utiliser chez soi, qui émet des lumières rouges anti-âge et des lumières bleues anti-imperfections pour cibler les rides et les imperfections tout en prévenant les dréptions cutanées futures. Il agit également à stimuler la production naturelle de collagène pour réduire l'apparence des rides les plus profondes, tout en éliminant les bactéries à l'origine de l'acné, pour un teint lisse, frais et éclatant de jeunesse.

Cette boîte contient:

- SpectraLite™ Masque LED
- Bandeau en silicone, durable et réglable
- Un cordon de charge USB
- Un sac de rangement

Caractéristiques:

- Connecteur de port USB
- Bouton ON/OFF/ Voyant d'alimentation/ Bouton de réglage - Lumière rouge anti-âge - Lumière bleue anti-acné
- Le bandeau peut être ajusté en tirant la sangle plus fermement à travers le fermoir

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser l'appareil si l pourrait entrer en contact avec de l'eau.
- Ne pas utiliser ou charger l'appareil avec un adaptateur secteur endommagé ou défectueux.
- Ne pas plier à l'excès ni maltraiter le cordon de recharge USB.
- Ne pas essayer de démonter l'appareil. L'appareil n'est pas réparable par l'utilisateur. Essayez de le réparer seul avant de contacter votre garant.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous pensez qu'il est défectueux. Veuillez vous adresser au service Client au numéro suivant: +1 888-830-SKIN.

Service Client
 Pour en savoir plus sur l'utilisation ou la garantie de l'appareil et obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter le service Client au +1 888-830-SKIN, du lundi au vendredi de 9h à 17h, heure de l'Est des États-Unis. Le service Client est aussi accessible par courrier électronique à l'adresse suivante: customerservice@drdennisdg.com

Clause de non-responsabilité
 Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, soigner ou prévenir les maladies. Dr. Dennis Gross Skincare™ ne fait aucune déclaration et n'accorde aucune garantie concernant la capacité de ce produit à soigner une condition médicale, physique ou dermatologique. Consultez un professionnel de la santé qualifié concernant tout état nécessitant une attention médicale.

Représentation du produit
 Dr. Dennis Gross Skincare™ améliore constamment ses produits en ayant recours aux dernières technologies. En conséquence, le produit réel peut différer légèrement du produit présenté dans les images figurant sur l'emballage et dans ce guide de l'utilisateur.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas regarder directement les lumières au risque d'éprouver un trouble temporaire de la vision. Lors de la mise en place de l'appareil, veillez à ce qu'aucune partie de la lame ne couvre les yeux.
- Cet appareil est destiné aux adultes de plus de 18 ans, et son utilisation n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 12 ans.
- Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, consultez votre médecin avant utilisation.
- Veillez consulter votre médecin avant utilisation si vous avez, ou pensez avoir, un cancer.
- Ne pas placer cet appareil près de l'eau ou d'une surface mouillée.
- N'utilisez pas l'appareil si est mouillé. Si l'appareil a été en contact avec de l'eau, ne le touchez pas sans l'avoir débranché au préalable.
- N'utilisez pas l'appareil sur une peau gonflée ou présentant des rougeurs attribuables à une prédisposition allergique. Attendez que les rougeurs et gonflements aient disparu avant d'utiliser l'appareil. Si vous présentez des rougeurs ou des gonflements qui durent plus de 2 heures, il est possible que vous ayez un épiderme hypersensible à la lumière. Dans ce cas, cessez d'utiliser l'appareil et contactez un professionnel de la santé.
- N'utilisez pas l'appareil sur une plaie ouverte.
- N'utilisez pas cet appareil pour traiter votre peau si celle-ci est douloureuse au toucher ou gonflée (par rapport à la peau environnante), présente des croûtes ou des saignements. Cela pourrait être le signe d'une infection plus sérieuse à faire examiner par votre médecin.
- Aucune modification de cet équipement n'est permise.
- Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Avant de mettre cet appareil au repos, veuillez consulter vos réglementations locales et les dispositions relatives à l'élimination des batteries lithium-ion. La méthode d'élimination à privilégier est le recyclage. Rendez-vous sur <http://www.call2recycle.org/lithium/battery-safety/> pour déterminer où se trouve le centre de recyclage de la batterie le plus proche de votre domicile.

PRÉCAUTIONS

- Cessez d'utiliser l'appareil s'il est en surchauffe ou si sa température devient excessive pour une utilisation confortable.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsqu'il est complètement chargé.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil dans un endroit où la température dépasse 38° C (100° F), car cela pourrait endommager le revêtement en plastique.
- Utilisez uniquement le cordon de charge USB universel fourni. L'utilisation d'un cordon de charge inadapté peut endommager l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil ou le port d'alimentation.
- Ne faites pas tomber l'appareil sur une surface dure, cela pourrait l'endommager. L'utilisation d'un appareil endommagé peut entraîner des blessures à la peau.
- N'utilisez pas l'appareil sur une partie du corps autre que le visage. L'utilisation de l'appareil sur d'autres parties du corps n'a pas été testée et les risques sont inconnus.

Si, dans la zone où vous utilisez l'appareil pour traiter les rides et l'acné, l'état de votre peau semble s'aggraver, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin pour vous assurer que vous n'utilisez pas de produits qui pourraient interférer avec le traitement.

Contre-indications

- Prenez contact avec votre médecin si vous avez des questions médicales concernant l'utilisation de ce produit.

Contre-indications

- Ne prenez pas de médicaments (en vente libre ou sur ordonnance) susceptibles de causer une hypersensibilité à la lumière.
- Ne prenez pas de médicaments ou de pré-médicaments.
- Ne prenez pas de médicaments (en vente libre ou sur ordonnance) susceptibles de causer une hypersensibilité à la lumière.
- Ne prenez pas de médicaments ou de pré-médicaments.

Faites des tests d'hypersensibilité à la lumière avant d'utiliser l'appareil sur votre visage :

- Alimentez votre appareil.
- Placez l'appareil sur votre base et procédez à un traitement de 2 minutes.
- Une fois le traitement terminé, inspectez visuellement la zone traitée. Si la zone a rougi et que cette rougeur persiste plus de 2 heures, votre peau est hypersensible à la lumière. Cessez l'utilisation et contactez le service Client au +1 888-830-SKIN.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

Le Masque LED FaceWare Pro est un appareil à diodes électroluminescentes (DEL) qui exploite l'énergie de 100 lumières rouges anti-âge et de 60 lumières bleues anti-imperfections pour réduire l'apparence des taches de soleil et de vieillesse, améliorer le teint et traiter les rides, l'acné et les imperfections sur l'ensemble du visage. L'appareil intègre l'énergie de la lumière naturelle dans les spectres bleus (415 nm), oranges (660 nm), rouges (630 nm), rouges foncés (660 nm) et infrarouges (880 nm) dont l'efficacité a été démontrée pour éliminer les bactéries à l'origine de l'acné et réduire les rides et les ridules.

Comment ça marche

Une peau jeune est riche en collagène, ce qui lui confère tonicité et bonne tenue. Le collagène agit en profondeur, à la manière de colonnes de bois qui soutiendraient la surface de la peau. Au fil du temps, la peau produit moins de collagène et, avec l'exposition à la lumière du soleil, le collagène sain est détruit. Il peut en résulter la formation de rides et de ridules. Le spectre de lumières rouges de cet appareil aide à accroître la production de collagène pour diminuer l'apparence des rides et des ridules.

La peau équilibrée retrouve une apparence plus saine. Les déséquilibres cutanés sont dus à un excès de sébum et à des impuretés qui obturent les pores, lesquels peuvent devenir infectés par une bactérie à l'origine de l'acné connue sous le nom de Propionibacterium acnes. Cette entente des points noirs occasionnels et une acné légère à modérée. Nos lumières bleues et rouges de qualité médicale détruisent les bactéries Propionibacterium acnes et réduisent l'inflammation et améliorent l'apparence des éruptions cutanées, tout en prévenant les éruptions futures.

Facile à utiliser le Masque LED SpectraLite™ FaceWare Pro est un appareil de dernière génération qui donne des résultats anti-âge et anti-acné de qualité professionnelle en seulement 3 minutes par jour dans le confort de votre domicile.

Cet appareil comprend 3 modes de traitement:

- Mode lumières rouges seulement: Lumières rouges anti-âge
- Mode lumières bleues seulement: Lumières anti-acné
- Mode lumières bleues et rouges: Lumières anti-âge et lumineires anti-acné simultanément

Résultats attendus

Les utilisateurs constatent généralement une réduction de l'acné après quelques jours, et une élimination de l'acné légère à modérée, ainsi qu'une réduction initiale des rides et ridules après 2 semaines d'utilisation quotidienne. Les meilleurs résultats de réduction des rides et des ridules apparaissent après 10 semaines de traitement.

正面

封面

封面

Welcome to SpectraLite™ FaceWare Pro, your FDA cleared, full face, anti-aging and anti-acne light therapy device.

Using the high-performance power of natural light therapy, in just 3 minutes a day, treat acne and wrinkles over your entire face. Inspired by the same medical-grade LED technology used in Dr. Gross' dermatology office, SpectraLite™ FaceWare Pro is an at-home, hands-free, wearable device that uses anti-aging red light and acne-clearing blue light to treat wrinkles and acne, while preventing future breakouts. Help stimulate skin's natural collagen production to reduce even the deepest lines, while simultaneously killing acne-causing bacteria for a smooth, more beautiful, and youthful-looking complexion.

Important Safety Information

- Do not operate device where it could come in contact with water.
- Do not use or charge device with power adapter that is damaged and/or faulty.
- Do not handle bent or abraded wire of the USB charging cord.
- Do not attempt to take device apart. Device is not serviceable by user. This will void the warranty.
- Stop using device immediately if you think it is defective. Please contact Client Care at +1 888-830-SKIN.

Client Care
 For information regarding device usage, warranty, and additional information, please contact Client Care by calling +1 888-830-SKIN Monday-Friday 9:00AM-5:00PM Eastern Time. Client Care can also be reached through e-mail at customerservice@drdennisdg.com

Disclaimer
 This product is not intended to diagnose, cure, or prevent any disease. Dr. Dennis Gross Skincare™ makes no claims, representations, or warranties regarding the ability of this product to cure any mental, physical, or skin conditions. A qualified health professional should be consulted with regards to any condition requiring medical attention.

Product Representation
 Dr. Dennis Gross Skincare™ is constantly improving products with the latest technology. As a result, the actual product may differ slightly from the product shown in images on the packaging and in this user guide.

WARNINGS

- Do not look directly into the lights. Doing so may cause temporary vision discomfort. Placement of the device should ensure that this part of the device is covering the eyes.
- This device is designed for use on adults over 18 years of age and not recommended for use of children under the age of 12.
- Please consult your doctor prior to use if you are, or suspect you are, pregnant.
- Please consult your doctor prior to use if you have, or suspect you have, cancer.
- Do not place device near water or any wet surface.
- Do not use device if it is wet. If device comes in contact with water, do not touch it until you first unplug it.
- Do not treat red or swollen skin caused by a previous treatment. Wait until the redness and swelling have disappeared before treating again. If you have skin redness or swelling that lasts for more than 2 hours you may have light sensitive skin. Stop using the device and contact a healthcare professional.
- Do not use device on open wounds.
- Do not use device to treat skin that is painful to touch, raised (higher than surrounding skin), crusting, or peeling. This may be a sign of a more serious condition and should be checked by your doctor.
- No modification of this equipment is allowed.
- This device is certified under UL9540 safety standard. Before disposal of this device, please review your local laws and requirements surrounding Lithium Ion Battery disposal. The preferred method of disposal is through recycling. You can visit <http://www.call2recycle.org/lithium/battery-safety/> and search for your nearest battery recycling center.

CAUTIONS

- Discontinue use if device overheats or becomes uncomfortably hot.
- Always unplug device from outlet after charging is complete.
- Do not store device in direct sunlight or a location with temperatures over 100°F/38°C as this may cause damage to the plastic coating.
- Use only the supplied Universal USB charging cord. Use of incorrect charging cord could damage device.
- Do not attempt to open or repair device or power supply.
- Do not drop device on hard surfaces, as this could damage it. Using a damaged device could result in skin injury.
- Do not use device on any area of the body other than the face. Using the device on other areas of the body has not been tested and the risks are unknown.
- If the area of skin for which you are using the device to treat wrinkles and acne appears to be worsening, stop using the device and consult with your doctor to make sure you do not have a more serious condition. Contact your doctor if you have any medical questions regarding use of this device.

CONTRAINDICATIONS

Ask your doctor prior to using if you:

- Are taking prescription or over-the-counter drugs known to cause light sensitivity.
- Have any suspicious or cancerous lesions.

Test yourself for light sensitivity prior to using on your face:

1. Power on your device.

2. Place the device on your arm and conduct a full 3-minute treatment.

3. After treatment is complete, visually check the area. If the area has turned red and lasts for more than 2 hours, your skin has a sensitivity to light. Discontinue use and contact Client Care at +1 888-830-SKIN.

Device Overview

DEVICE REPRESENTATION

SpectraLite™ FaceWare Pro is a Light Emitting Diode (LED) device that harnesses the energy of 100 anti-aging red lights and 60 anti-acne blue lights to help minimize the appearance of sunspots, age spots, enhance skin tone, and treat wrinkles, acne, and blemishes over the entire face. This device incorporates natural light energy in the Blue (415nm), Amber (605nm), Red (630nm), Deep Red (660nm), and Infrared (880nm) spectrums, that are proven to eliminate acne-causing bacteria and reduce fine lines and wrinkles.

How to Use

You/Your skin is rich in collagen, which lifts and supports the skin. Collagen works deep within skin like columns of tissue to support skin's surface. Over time, skin produces less collagen, and with exposure to sunlight, healthy collagen becomes damaged. This can result in lines and wrinkles. Medical-grade red light stimulates collagen production and diminishes fine lines and wrinkles.

Balanced, healthier-looking skin is clear of acne and blemishes. Unbalanced skin is due to excess sebum and dirt, leading to clogged pores that can become infected with an acne-causing bacteria, known as P.acnes. This creates the occasional pimple and mild to moderate acne. Our medical-grade blue & red lights target and destroy P.acnes bacteria, reducing inflammation and the appearance of existing breakouts, while preventing future breakouts.

Easy-to-use SpectraLite™ FaceWare Pro is a professional anti-aging and anti-acne device that delivers short, simple, and daily 3-minute treatments in the comfort of your own home.

This device contains 3 treatment modes:

- All Red Mode: Anti-Aging Lights
 - Helps increase the natural production of collagen
 - Helps reduce fine lines and wrinkles
 - Even skin texture and tone
- All Blue Mode: Anti-Acne Lights
 - Helps minimize appearance of sunspots, age spots and enhances skin tone
 - Destroys P.acnes bacteria
 - Improves congested skin that is acne prone
 - Calms redness and inflammation

INFLAMMATION
SEBACEOUS GLAND
BACTERIA
EPIDERMIS
DERMIS (Collagen Fibers)
HYPODERMIS

Blue Amber Red Deep Red IR

• Red and Blue Mode: All Anti-Aging Lights and Anti-Acne Lights simultaneously

What to Expect
 Users typically see a reduction of acne within a few days and a clearing of mild to moderate acne, as well as initial reduction in lines and wrinkles, within 2 weeks of daily use. The best results for reduction of lines and wrinkles occur after a 10-week course of treatment.

OPERATING INSTRUCTIONS

Setup:

- Unpack your SpectraLite™ FaceWare Pro.
- Plug USB charging cord into Universal USB Power Adapter (not included) and into outlet for charging (use only UL or other locally certified and compliant USB power adapter).
- Charge your SpectraLite™ FaceWare Pro for 2-4 hours. Device is fully charged when Power Indicator Light (i) is solid (not flashing).
- Place device in protective storage bag when not in use. Do not store device in direct sunlight or a location with temperatures over 100°F/38°C. This may cause damage to plastic coating.
- A fully charged device yields 24-30 minutes of use, approximately 8-10 treatments. When operating device multiple times, allow device to rest 5-10 minutes in between use.

Instructions for Use:

- Wash and fully dry face prior to use.
- Place device onto face and adjust strap to fit securely around head.
- Press and hold button for 2 seconds to power on device (lights will turn on) and select treatment mode of your choice. SpectraLite™ FaceWare Pro will automatically shut off after completion of a 3-minute treatment. To turn off device prior to treatment completion simply press and hold power button until lights turn off.
- Remove device from face and wipe device clean (see cleaning instructions).
- Place device into protective storage bag.
- After treatment, apply topical and/or treatment products as desired.

Helpful Tips for Best Results:

- Use daily.
- Do not wear device after the application of products that contain SPF, as this may block light penetration.

Keep Skin Hydrated:
 Help minimize appearance of wrinkles by using a serum and/or moisturizer of your choice from Dr. Dennis Gross Skincare™.

Maintenance:

- This is a medical device. It is important to keep it clean (see cleaning instructions).
- This device has no serviceable parts. Battery is not accessible and not serviceable. User should not attempt to access or service the battery as this could damage the device and void the warranty.
- Device only includes one button, which features the following:
 - Press once and hold: Power on device in Red Light Mode
 - Click three times: Blue Light Mode
 - Click three times: Red Light and Blue Light Mode
- Press and hold for 2 seconds to turn device off at any time. All settings are set to the factory setting.
- Charge device only with the supplied USB charging cord and a universal USB power adapter (not included).
- Power indicator light will begin to flash when battery level is low. This indicates it is appropriate to begin recharging the device.
- Compatible Power Supply: 120V/240V

Cleaning:

- Turn device off and unplug from any power source.
- Wipe the inside of device with an alcohol wipe or damp cloth to remove any residue from skin oils after each use. This is especially important if the device is being used by more than one individual.
- Clean device body by using a damp or microfiber cloth. The microfiber storage bag can be used for cleaning and polishing the body of device. Do not use chemical or alcohol-based cleansers on exterior as harsh chemicals may discolor the metallic panels.
- Allow device to dry completely prior to use.

Troubleshooting:

- System is turning on:
 - Did you press and hold the on/off button for 2 seconds?
 - Is the device fully charged? (Power Indicator Light is illuminated and solid)
 - Is the Power Indicator Light illuminated?
- If device still does not turn on, call Client Care at +1 888-830-SKIN or email an inquiry to customerservice@drdennisdg.com (Be prepared with device serial number on hand).

System is not charging:

- Is USB charging cord firmly inserted into device? (Does Power Indicator Light illuminate?)

5. Try a different USB Power Adapter to ensure it is working properly.
 6. Try a different wall outlet to determine if there is power to the outlet.
 7. If device still does not charge, call Client Care at +1 888-830-SKIN.

3. System shuts off abruptly, prior to completion of 3-minute treatment.
 a. System is designed to shut off automatically after 3 minutes.
 b. System may shut off after multiple, repeated uses if the device exceeds desired temperature.
 Allow device to rest for a minimum of 10 minutes and try again.
 c. If device continues to shut off prior to 3 minutes, please contact Client Care at +1 888-830-SKIN.

4. Some lights appear turned off:
 a. The infrared (IR) light spectrum is not visible to the human eye. These lights will look as they are not illuminated, but they are operating properly. If the red and blue visible lights are on, then the device is operating as designed.

LIMITED WARRANTY INFORMATION

We value you as a client and strive for the highest quality products to earn your satisfaction. Please use this as your reference for any customer service or warranty needs you may have when purchased within the United States. You must register your product within 30 days of purchase at www.dennisdg.com/registration for the warranty to be effective. When purchased outside the United States, please contact your place of purchase for local warranty information. Our warranty is limited to the terms set out below:

What is covered by the limited warranty?
 This 1-year limited warranty covers defects in materials and workmanship in your SpectraLite™ FaceWare Pro when purchased through an authorized partner or directly from Dr. Dennis Gross Skincare™. Your 1-year limited warranty is valid for you alone, the original purchaser, and cannot be transferred. If the product was a gift, obtain a copy of the original receipt and send to registration@dennisdg.com, or have the original purchaser process the warranty claim on your behalf.

What is not covered by this limited warranty?
 This limited warranty does not cover: damage, defects, failure caused by abuse or misuse, improper care, impact or insertion of foreign objects, use with a voltage converter, or loss of device.

How long does this limited warranty last?
 The limited warranty begins after the device has been registered and expires after one year. The warranty period is not extended if your device is replaced by Dr. Dennis Gross Skincare™ during the warranty period.

What will Dr. Dennis Gross Skincare™ do if your device is defective?
 If you discover a defect in your SpectraLite™ FaceWare Pro covered by the warranty, before the 1-year warranty period expires, contact Client Care at +1 888-830-SKIN for assistance. If we confirm a defect covered by the limited warranty, Dr. Dennis Gross Skincare™ will decide whether to replace your SpectraLite™ FaceWare Pro with either a new or refurbished device. We first find that your SpectraLite™ FaceWare Pro is not defective, we will notify you and return the device to you. All Limited Warranty services must be authorized and performed by Dr. Dennis Gross Skincare™ or a service provider authorized by Dr. Dennis Gross Skincare™.

WARRANTY LIMITATIONS & DISCLAIMERS

This warranty gives you specific legal rights and it is in addition to your statutory rights. Your remedies for the breach of this limited warranty are limited solely to the repair and replacement of your device as set forth in this warranty statement.

To the maximum extent permitted by applicable law, Dr. Dennis Gross Skincare™ disclaims all implied warranties. If applicable law does not permit the disclaimer of implied warranties, then the duration of implied warranties are hereby expressly limited to the duration of the express limited warranty set forth above.

In no event shall Dr. Dennis Gross Skincare™ be liable for any special, incidental, consequential, punitive, or indirect damages based upon breach of warranty, breach of contract, tort (including negligence or strict product liability), or otherwise, even if Dr. Dennis Gross Skincare™ is advised or aware that such damages may arise. Such damages include, but are not limited to: loss of SpectraLite™ FaceWare Pro, cost of any third-party equipment, and attorney's fees.

If the applicable law does not allow limits on warranties, or on remedies for breach in certain transactions, the limits in this paragraph shall not be disclaimer or exceptions from warranty may not apply. This limitation does not apply to claims for death or personal injury caused by a defect in the device or any other liability that cannot be excluded or limited by law.

These warranty terms, conditions, and limitations allocate the risks of product failure between Dr. Dennis Gross Skincare™ and you, the purchaser of SpectraLite™ FaceWare Pro. This allocation is recognized by both parties and is reflected in the price of SpectraLite™ FaceWare Pro. By using SpectraLite™ FaceWare Pro you acknowledge that you have read these terms, conditions, and limitations, understand them, and are bound by them.

128G双铜，双面四色印刷
 展开尺寸：400*150mm (折叠后成品尺寸：100*150mm)
 公差：±1mm
 来图折3D