



BELLE BODY

UNWIDERSTEHLICH GLATTE HAUT

IPL Haarentfernung Für den Heimgebrauch Handbuch



105mm

Vielen Dank, dass du dich für unser IPL-System entschieden hast. Für die effektivste und sichere Nutzung unseres Produktes, lies dir bitte unsere Gebrauchsanweisung vor der ersten Anwendung sorgfältig durch.

IPL ist die Abkürzung für Intense Pulsed Light. Es handelt sich hierbei um eine Blitzlampe, die mit hochenergetischem Licht arbeitet. In der Dermatologie wird IPL für verschiedenste Behandlungen eingesetzt - unter anderem natürlich auch für die dauerhafte Haarentfernung.

Unser Gerät wurde extra für den Gebrauch zuhause entwickelt. Die Anwendung ist sicher, wenn du dich an unsere Gebrauchsanweisung hältst.

Inhaltsverzeichnis:

1. Warnhinweise 1
2. Allgemeines 1
3. Technische Details 2
4. Nutzung des Geräts 2
5. Anwendung des Belle Body IPL-Gerät 3
6. Haar-Entfernungs-Prozess 5
7. Hinweise zum Betrieb des Geräts 7

7.13 Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, vermeide den Kontakt mit Wasser.

7.14 Im Falle eines Fehlers ziehe sofort den Netzstecker. Wenn du feststellst, dass die Produktabdeckung oder das Glas des Blitzlichtfensters zerbrochen ist, wende dich bitte an unseren Kundendienst.

7.15 Lagere das Gerät nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern, Feuchtigkeit, Staub oder bei hohen Temperaturen.

7.16 Vermeide Schäden und bewahre das Gerät außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern auf.

7.17 Nur an Körperstellen anwenden, die in der Tabelle genannt sind.

7.18 Das Gerät darf nur von autorisierten Personen geöffnet werden, sonst besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Bei weiteren Fragen erreichst du unseren Support jederzeit über hello@belle-body.de

7.1 Blitze nicht in der Nähe oder direkt in die Augen, wenn du das Gerät benutzt.

7.2 Nach dem Betrieb ist eine leichte Hautrötung normal und du kannst die Stelle mit kaltem Wasser oder einem kalten, feuchten Handtuch kühlen.

7.3 Reinige das Blitzlichtfenster nicht direkt mit Sprühalkohol. (nur mit getränktem Tuch)

7.4 Nicht in Verbindung mit anderen Kosmetika wie Wasser-Gel-Produkten verwenden.

7.5 Versuche, während des Betriebs keine lichtempfindlichen Lebensmittel zu essen, wie z.B. Spinat, Kohl, Senf.

7.6 Für beste Ergebnisse verwende die höhere Intensitätsstufe. Warnung: Nur wenn du die vorherigen Anweisungen befolgt hast.

7.7 Je dunkler deine Haut ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hautreaktion auftritt, und die Reaktion kann sich verzögern. Achte in diesem Fall darauf, dass du beim Hauttest die 2-stündige Wartezeit einhältst, bevor du die Intensitätsstufe erhöhst.

7.8 Pflege deine Haut auch nach der Anwendung unseres IPLs wie gewohnt mit Feuchtigkeit und Sonnenschutzmitteln.

7.9 Vermeide UV-Licht während der Anwendung und schütze deine Haut immer, wenn du dich in der Sonne aufhältst.

7.10 Blockiere nicht den Lufteinlass und den Kühlauslass, um die Kühlung des Geräts nicht zu beeinträchtigen.

7.11 Haare, die am Gerät kleben, können weiße Stellen verursachen, beeinträchtigen aber nicht die Leistung des Geräts und den normalen Gebrauch.

7.12 In der späten Lebensphase des Geräts wird die Innenwand der Glühbirne unterschiedlich stark geschwärzt sein, was auf den normalen Alterungsprozess der Röhren zurückzuführen ist. Mach dir keine Sorgen und benutze sie innerhalb der angegebenen Parameter weiter wie gewohnt.

1. Warnhinweise

Um die Haut zu schützen, ist der IPL für die folgenden Kunden nicht geeignet:

- Du hast eine Hauterkrankung wie atopische Dermatitis, Ekzeme usw.
- Du hast eine Lichtsensibilisierung.
- Wenn du deine Menstruation hast, schwanger bist oder stillst.
- Wenn du einen Sonnenbrand hast.
- Schwarze oder sonnenverbrannte Haut (Bitte beachte unsere spezifische Farbkontrastkarte auf der nächsten Seite für welche Haut- und Haartypen unser Gerät geeignet ist).

An folgenden Stellen darf der IPL nicht verwendet werden:

- Muttermal/Leberfleck/Nävus.
- Offene Hautstellen, Schorf oder eine verheilte Wunde, Krebs oder ein Hämangiom.
- Deine Augen und jeder künstliche ästhetische, prothetische oder plastische Bereich.

2. Allgemeines

2.1 Lieferumfang:
IPL-Gerät, Netzgerät, Schutzbrille, Gebrauchsanweisung

2.2 Grafische Produkt-Beschreibung



3. Technische Details

Table with 2 columns: Component and Specification. Includes Lamp (Xenon quartz tube), Light source (Intense Pulsed Light), Energy-Frequency (1.5 - 3.9 J/cm²), Focus size (33 x 10 mm²), Wavelength (470nm - 1.100nm), Lifetime (990,000 pulses), Adapter (AC100-240V @ 12V DC 3A), Weight (186g), Size (12.4 x 8.3 x 4.85 cm), Operating temperature (5 - 30°C), Humidity range (30% - 60%).

4. Nutzung des Geräts

- Hautverjüngung
-Dauerhafte Haarentfernung

Intensity and frequency table based on skin type and hair color. Columns: Skin type (White, Yellow, Light brown, Medium brown, Brown, Dark brown/Black). Rows: Body parts (Axilla, Arm, Leg, Mouth, Face, Chest, Intimate area).

Intensitätsstufe und Häufigkeit der Anwendung abhängig von Hautpartie und Hautfarbe

Hinweis:
-Haare wachsen nicht immer zum selben Zeitpunkt. Deshalb sollte der IPL 6-10 Mal mit wöchentlichen Pausen dazwischen angewendet werden, wie unten beschrieben. So erhältst du langfristig glatte Haut und erwischst garantiert jedes Haar.
-Verwende das Gerät einmal alle zwei Wochen bis zu sechs Mal.
-Solltest du dann immer noch Haare an den Stellen finden verwende den IPL in 4 Wochen Abständen.
-Wenn du feststellst, dass nach der Anwendung neue dünne Haare wachsen, wende den IPL einmal alle 2-3 Monate an dieser Stelle an, um weiterhin zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen.
-Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir dir, die Anwendung an Stellen mit dichtem und dickem Haar häufiger über einen bestimmten Zeitraum hinweg durchzuführen (aber nicht häufiger als 1x alle 2 Wochen).
-Die Anwendung ist von Person zu Person unterschiedlich, verwende es weniger häufig, wenn deutlich weniger Haare an der behandelten Stelle wachsen.

7. Hinweise zum Betrieb des Geräts

Es wird dringend empfohlen, 2 Stunden vor der eigentlichen IPL-Anwendung einen Hauttest durchzuführen, um unerwünschte Reaktionen auszuschließen.

Testmethode:
Teste die Anwendung auf einer kleinen Hautpartie an der Innenseite des Oberarms. Wende den IPL 1-2 Mal an der gleichen Stelle mit Stufe 1 an und warte 2 Stunden. Wenn du dich gut fühlst und sich keine Rötung bildet, teste mit Stufe 2 und warte wieder 2 Stunden. Wiederholen bis zur höchsten Stufe.

Wenn du nach 2 Stunden Rötungen, Verbrennungen, Schmerzen oder andere Symptome spürst, konsultiere einen Arzt, bevor du die Anwendung fortsetzt. Bei leichtem Unbehagen kannst du das Produkt auf einer niedrigeren Intensitätsstufe erneut anwenden, sollten die Beschwerden jedoch anhalten, konsultiere vor der weiteren Anwendung einen Arzt.

6.2 Bedienungsschritte

6.2.1 Entferne die Haare an den betroffenen Stellen auf deinem Körper mit unserem Haarentfernungsschaum. Den IPL an diesen Stellen erst am nächsten Tag verwenden. Alternativ kannst du die betroffenen Stellen auch rasieren, das empfehlen wir aufgrund des Reizungspotenzials aber nicht. Reinige das Blitzfenster des IPL.

6.2.2 Starte das Gerät und wähle die am besten geeignete Intensitätsstufe zur Haarentfernung. Die geeignete Intensitätsstufe findest du in der Tabelle auf der nächsten Seite.

6.2.3 Nach der Haarentfernung solltest du die Haut mit kaltem Wasser oder einem kalten, feuchten Handtuch abkühlen.

6.2.4 Du kannst ein Gesichtswasser verwenden, um die Haut nach der Haarentfernung mit Feuchtigkeit zu versorgen.

6.2.5 Es wird dringend empfohlen, die Haarentfernung am selben Tag nicht mehrmals auf derselben Hautpartie anzuwenden. Du solltest weniger als zwei Mal hintereinander nur an einer Stelle blitzen. Wenn du eine hohe Energieintensität verwendest, sollte die Häufigkeit der Anwendung reduziert werden.

Dieses Produkt kann verwendet werden für ungewollte Haare wie Lippenhaare, Achselhaare, Körperhaare an den Gliedmaßen, Stirnhaare, Intimbereich (nicht auf den inneren Schamlippen). Unsere schmerzfreie und dauerhafte Haarentfernung ist geeignet für schwarze Haare und eher dunkelhaarige Menschen. Es ist nicht geeignet für weiß, grau oder hellblond (bitte beachte hierzu die folgende Farbkontrastkarte).

Color contrast chart for skin and hair types. Columns: Skin type (White/Grey, Red, Light brown, Dark brown/Black, Brown, Dark brown/Black, Black). Rows: Hair color (White/Grey, Red, Light brown, Dark brown/Black, Brown, Dark brown/Black, Black).

Haut- und Haarfarbkontrastkarte

5. Anwendung des Belle Body IPL-Gerät

5.1 Nutze die Schutzbrille während der Anwendung, um deine Augen vor dem Licht zu schützen. Bei kurzen Anwendungen ist es nicht zwingend notwendig, wir empfehlen es zur Sicherheit aber jederzeit die Brille zu tragen, wenn du das Gerät auf deiner Haut anwendest.

5.2 Verwende ein medizinisches Alkoholtuch, um das Glasfenster zu reinigen.

5.3 Drücke die Einschalttaste 1 Sekunde lang. Dadurch wird der IPL gestartet und in den Arbeitszustand versetzt. Die grüne Kontrollleuchte leuchtet und du hörst das System laufen.


Hinweis:

- 1. Nach dem Einschalten leuchtet die rote Kontrollleuchte.
2. Wenn du das Blitzlicht an deine Haut hältst, flackert die rote Anzeige auf, weil in dem flachen Fenster ein Sensor für die Erkennung des menschlichen Körpers eingebaut ist, der deine Haut erkennt, wenn du dich ihm nähert.
3. Die rote Leuchtanzeige muss flackern, sonst funktioniert das Gerät nicht.



Einschaltknopf

5.4 Drücke auf die "Power-Taste", um die passende Intensitätsstufe auszuwählen. Es gibt fünf Intensitätsstufen, die durch die blauen Kontrollleuchten angezeigt werden. Das Diagramm unten zeigt die Intensitätsstufen von niedriger bis hoher Leistung. Stufe 1 ist die niedrigste Leistungsstufe, Stufe 5 ist die höchste Leistungsstufe. Jede Einstellung kann in der gezeigten Reihenfolge mit einem Drücker auf den Einschaltknopf vorgenommen werden.



Die richtige Intensitätsstufe und Anwendungshäufigkeit für deinen Haut- und Haartyp findest du in der Tabelle auf der nachfolgenden Seite.

5.5 Sobald die Intensität eingestellt ist, bewegst du das Blitzlichtfenster auf die Haut, die das Blitzlichtfenster vollständig verdeckt. Du siehst die rote Kontrollleuchte flackern und drückst dann auf die Blitztaste. Das Gerät blitzt einmal auf. Nach jedem Blitzvorgang schaltet sich die rote Kontrollleuchte aus, um den Strom aufzuladen. Nach 1-3 Sekunden leuchtet sie wieder auf und zeigt damit an, dass sie wieder einsatzbereit ist.

Hinweis:

- Um perfekte Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, die Haarentfernung mit dem IPL nach 2 Wochen zu wiederholen und darauf zu achten, dass alle Körperteile, an denen die Haare entfernt werden sollen, nicht wiederholt ausgelassen werden.

- Das Gerät funktioniert nicht richtig, wenn die rote Kontrollleuchte ohne Flackern an bleibt. In diesem Fall befolge bitte die folgenden Schritte:
1. Vergewissere dich, dass das Blitzfenster nah genug an der Haut ist.
2. Wenn die rote Kontrollleuchte immer noch leuchtet, bewege den IPL bitte für 3-5 Sekunden zu deiner Haut und überprüfe, ob sie wieder normal funktioniert.
3. Wenn dieser Vorgang fehlgeschlagen ist, starte den IPL bitte neu.
4. Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht lösen können, kontaktiere bitte unseren Kundenservice.

5.6 Wenn du das Gerät liegen lässt, schaltet es nach 5 Minuten in den Standby-Modus; drücke einfach auf den Einschaltknopf, um es aufzuwecken. Beim Neustart wird die Intensität wieder auf Stufe 1 zurückgesetzt.

5.7 Drücke die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

5.8 Wenn du das Gerät nicht mehr brauchst, reinige das Blitzlichtfenster mit dem empfohlenen Feuchttuch aus medizinischem Alkohol.

Hinweis:
Nach häufigem Gebrauch des Geräts wird sich ein weißer Fleck auf der Innenseite der Linse bilden, der die normale Nutzung und Lebensdauer des Geräts nicht beeinträchtigt.

6. Haar-Entfernungs-Prozess

6.1 Allergie-Test vor der Anwendung