



DIRECTIONS FOR USE

- 1) Wash your hands with hot water and soap, rinse with clean water and dry or use the supplied cleansing gauze.
2) Lay out the material needed as follows: open the aluminium bag, take out only the test strip case and dispose of the desiccant packet.
3) With care and without pulling, perform a 360° rotation of the lancing device's cap.
4) Extract and discard the released cap.
5) Press the lancet, on the side the cap was extracted from, against the fingertip (the tip of the ring-finger is recommended).
6) Keeping your hand pointing downwards, massage the tip of the finger until a large drop of blood forms.
7) Take the pipette without pressing the bulb and place it in contact with the drop of blood.
8) Deposit the blood collected with the pipette into the previously opened bottle.
9) Unscrew the blue cap from the dropper bottle (leave the white cap tightly screwed).
10) Read the test results at 5 minutes.

RESULTS INTERPRETATION

READ THE RESULT AT EXACTLY 5 MINUTES. DO NOT READ THE RESULT AFTER 6 MINUTES. The result must be interpreted independently of the colour intensity of the bands that may appear in the reading window.

NEGATIVE, C-REACTIVE PROTEIN BELOW 10 MG/L

A coloured band appears only under the C (Control) sign, as shown in the figure on the right. This result indicates that the concentration of CRP is below 10 mg/l and suggests the absence of infection and inflammation.

POSITIVE, C-REACTIVE PROTEIN BETWEEN 10 AND 40 MG/L

Two coloured bands appear in the reading window, one by the C (Control) sign, the other by the T1 sign, as shown in the figure on the right. It is recommended to consult a physician, as CRP values between 10 and 40 mg/l may be associated with a viral infection or the onset of a bacterial infection.

POSITIVE, C-REACTIVE PROTEIN BETWEEN 40 AND 80 MG/L

In the reading window, three coloured bands appear, one by the C sign and two others by the T1 and T2 signs, as shown in the figure on the right. Consult a physician, as this result may be associated with a viral or bacterial infection or physical trauma.

POSITIVE, C-REACTIVE PROTEIN OVER 80 MG/L

Four coloured bands appear in the reading window, one by the C sign and three others by the T1, T2 and T3 signs, as shown in the figure on the right. Consult a doctor, as this result may be associated with a bacterial infection or severe inflammation.

NOTE: The colour intensity in the control and test line regions may vary (as represented in the images). The intensity of the bands is not relevant; only their presence must be considered.

NON VALID RESULT

The control band does not appear (no lines appear or one or more T bands appear without the C band). Insufficient sample volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for the absence of the control line. Review the procedure and repeat the test with a new device and a new blood sample.

FAQ - QUESTIONS AND ANSWERS

HOW DOES THE C-REACTIVE PROTEIN TEST WORK? The test detects the presence of CRP in human whole blood samples using specific antibodies and colloidal gold particles embedded in the test strip.

WHEN CAN THE TEST BE USED? The C-REACTIVE PROTEIN TEST may be used in the case of infection or inflammation symptoms such as fever, headache or weakness, or to monitor the healing process following surgery and minor injuries. The test can also be used to monitor the effectiveness of a therapeutic treatment and can be performed at any time of the day.

CAN THE RESULT BE INCORRECT? The result is correct as long as the instructions are carefully followed and the test is stored under the conditions listed in the 'Precautions' section. However, the result may not be correct if: the device comes into contact with other liquids before being used, if the amount of blood and/or diluent is not enough, if the number of drops dispensed in the well is incorrect or if the reading times are not strictly followed.

HOW DO I INTERPRET THE TEST IF THE COLOUR AND INTENSITY OF THE TEST AND CONTROL BANDS ARE DIFFERENT? The colour and the intensity of the lines are not important for the interpretation of the result.


sult. Refer to the 'Interpretation of results' section and images to correctly evaluate the result. IS THE RESULT RELIABLE IF READ AFTER 6 MINUTES? No. The test must be read 5 minutes after the procedure is completed and no later than 6 minutes from this time. Results read after 6 minutes may not be correct.

WHAT SHOULD I DO IF THE RESULT IS POSITIVE? If the result is positive and the CRP is higher than 10 mg/l, refer to the 'Result interpretation' section and contact your doctor as soon as possible, because antibiotic treatment may be required.

WHAT SHOULD I DO IF THE RESULT IS NEGATIVE? A negative result means that the concentration of CRP is below 10 mg/l, which means that there is neither viral nor bacterial infection in progress. If symptoms persist, seek medical advice.

HOW ACCURATE IS THE C-REACTIVE PROTEIN TEST? The C-REACTIVE PROTEIN TEST showed high concordance with analytical reference methods, with 97% accuracy in distinguishing between normal (< 10 mg/l) and abnormal values.

HOW DO I INTERPRET THE TEST IF THE COLOUR AND INTENSITY OF THE TEST AND CONTROL BANDS ARE DIFFERENT? The colour and the intensity of the lines are not important for the interpretation of the result.



DURCHFÜHRUNG DES TESTS

- 1) Die Hände mit Seife und warmem Wasser waschen, mit sauberem Wasser abspülen und trocknen oder die in der Packung enthaltene desinfizierende Reinigungsgaze verwenden.
2) Das notwendige Material wie folgt bereitlegen: Den Aluminiumbeutel öffnen und nur die Kassette entnehmen.
3) Die Schutzkappe der Lanzette vorsichtig um 360 Grad drehen, ohne zu ziehen.
4) Die gelöste Schutzkappe abziehen und entfernen.
5) Die Lanzette mit der Seite, von der der Verschluss entfernt wurde, gegen die Fingerbeere drücken.
6) Die Hand nach unten halten und die Fingerbeere massieren, bis sich ein größerer Blut Tropfen bildet.
7) Die Pipette nehmen ohne auf den Balg zu drücken und die Spitze mit dem Blut Tropfen in Kontakt bringen.
8) Das mit der Pipette gesammelte Blut in die zuvor geöffnete Flasche geben.
9) Den blauen Verschluss von der Tropfflasche abschrauben (der weiße Verschluss muss festgeschraubt bleiben).
10) Lesen Sie die Ergebnisse in 5 Minuten.

AUSWERTUNG DER RESULTATE

LESEN SIE DIE ERGEBNISSE IN 5 MINUTEN. LESEN SIE DAS ERGEBNIS NICHT NACH 6 MINUTEN AB. Das Ergebnis muss unabhängig von der Farbintensität der Linien, die im Ablesefenster erscheinen können, ausgewertet werden.

NEGATIV, WERT DES C-REAKTIVEN PROTEINS LIEGT UNTER 10 MG/L

Es erscheint nur eine farbige Linie im Bereich des Zeichens C (Kontrolle), wie in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Dieses Resultat zeigt an, dass die CRP-Konzentration unter 10 mg/l liegt, und lässt annehmen, dass keine Infektion und keine Entzündung vorliegt.

POSITIV, WERT DES C-REAKTIVEN PROTEINS LIEGT ZWISCHEN 10 UND 40 MG/L

Im Ablesefenster erscheinen zwei farbige Linien, eine im Bereich des Zeichens C (Kontrolle) und die andere im Bereich des Zeichens T1, wie in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Es wird empfohlen, einen Arzt zu konsultieren, denn CRP-Werte zwischen 10 und 40 mg/l können ein Hinweis auf eine Virusinfektion oder auf den Beginn einer bakteriellen Infektion sein.

POSITIV, WERT DES C-REAKTIVEN PROTEINS LIEGT ZWISCHEN 40 UND 80 MG/L

Im Ablesefenster erscheinen drei farbige Linien, eine im Bereich des Zeichens C und die beiden anderen im Bereich der Zeichen T1 und T2, wie in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Konsultieren Sie einen Arzt, denn dieses Ergebnis kann ein Hinweis auf eine virale oder bakterielle Infektion oder ein körperliches Trauma sein.

POSITIV, WERT DES C-REAKTIVEN PROTEINS LIEGT ÜBER 80 MG/L

Im Ablesefenster erscheinen vier farbige Linien, eine im Bereich des Zeichens C und die anderen drei im Bereich der Zeichen T1, T2 und T3, wie in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Konsultieren Sie einen Arzt, denn dieses Ergebnis kann ein Hinweis auf eine bakterielle Infektion oder eine schwere Entzündung sein.

HINWEIS: Die Farbintensität in den Bereichen der Kontroll- und Testlinien kann variieren (wie aus den Abbildungen ersichtlich). Daher ist nicht die Intensität der Linien, sondern nur ihr jeweiliges Vorhandensein zu berücksichtigen.

UNGÜLTIGES RESULTAT

Die Kontrolllinie erscheint nicht (es erscheinen keine Linien oder es erscheinen eine oder mehrere T-Linien, jedoch nicht die C-Linie). Unzureichendes Probenvolumen oder falsche Durchführung des Verfahrens sind die wahrscheinlichsten Gründe für das Ausbleiben der Kontrolllinie (ungültiges Ergebnis). Überprüfen Sie das Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testvorrichtung und einer neuen Blutprobe.

FAQ - FRAGEN UND ANTWORTEN

WIE FUNKTIONIERT DER C-REACTIVE PROTEIN TEST? Der Test weist das Vorhandensein von CRP in humanen Vollblutproben dank spezifischer Antikörper und kolloidaler Goldpartikel, die im Teststreifen enthalten sind, nach.

WANN KANN DER TEST VERWENDET WERDEN? Der C-REACTIVE PROTEIN TEST kann bei Symptomen von Infektionen oder Entzündungen wie z.B. Fieber, Kopfschmerzen und Schwäche oder zur Überwachung des Heilungsprozesses nach Operationen und kleinen Wunden durchgeführt werden.

WAS SOLLTE MAN TUN, WENN DAS RESULTAT POSITIV IST? Wenn das Resultat positiv ist und der CRP-Wert höher als 10 mg/l ist, ist auf den Abschnitt 'Auswertung der Resultate' Bezug zu nehmen und Ihren Arzt so bald wie möglich informieren, da eine Antibiotikabehandlung erforderlich sein könnte.

WAS SOLLTE MAN TUN, WENN DAS RESULTAT NEGATIV IST? Wenn das Resultat negativ ist, bedeutet dies, dass die CRP-Konzentration unter 10 mg/l liegt, was wiederum bedeutet, dass weder eine virale noch eine bakterielle Infektion besteht.

WIE GENAU IST DER C-REACTIVE PROTEIN TEST? Der C-REACTIVE PROTEIN TEST hat eine hohe Übereinstimmung mit den Referenzanalysemethoden gezeigt, mit einer Genauigkeit von 97% bei der Unterscheidung zwischen Normalwerten (< 10 mg/l) und Werten, die außerhalb der Normalwerte liegen.


Resultates nicht von Bedeutung. Nehmen Sie Bezug auf den Abschnitt und die Abbildungen 'Auswertung der Resultate', um das Resultat korrekt zu bewerten.

IST DAS RESULTAT ZUVERLÄSSIG, WENN ES NACH 6 MINUTEN ABGELESEN WIRD? Nein. Der Test muss 5 Minuten nach Abschluss des Verfahrens und nicht erst nach 6 oder mehr Minuten abgelesen werden. Resultate, die nach 6 Minuten abgelesen werden, können falsch sein.

WAS SOLLTE MAN TUN, WENN DAS RESULTAT POSITIV IST? Wenn das Resultat positiv ist und der CRP-Wert höher als 10 mg/l ist, ist auf den Abschnitt 'Auswertung der Resultate' Bezug zu nehmen und Ihren Arzt so bald wie möglich informieren, da eine Antibiotikabehandlung erforderlich sein könnte.

WAS SOLLTE MAN TUN, WENN DAS RESULTAT NEGATIV IST? Wenn das Resultat negativ ist, bedeutet dies, dass die CRP-Konzentration unter 10 mg/l liegt, was wiederum bedeutet, dass weder eine virale noch eine bakterielle Infektion besteht.

WIE GENAU IST DER C-REACTIVE PROTEIN TEST? Der C-REACTIVE PROTEIN TEST hat eine hohe Übereinstimmung mit den Referenzanalysemethoden gezeigt, mit einer Genauigkeit von 97% bei der Unterscheidung zwischen Normalwerten (< 10 mg/l) und Werten, die außerhalb der Normalwerte liegen.



MODE D'EMPLOI

- 1) Se laver les mains avec de l'eau chaude et du savon, les rincer à l'eau propre et les sécher ou bien utiliser la gaze de nettoyage fournie.
2) Préparer le matériel nécessaire de la manière suivante: ouvrir le sachet en aluminium, ne prendre que la cassette et jeter le sachet déshydratant.
3) Tourner soigneusement de 360° le bouchon de protection de l'autopiqueur sans le tirer.
4) Ôter et éliminer le bouchon relâché.
5) Appuyer l'aiguille, du côté où l'on a enlevé le bouchon, contre la pulpe du doigt (le côté de l'annulaire est conseillé).
6) En maintenant la main tournée vers le bas, masser l'extrémité du doigt jusqu'à ce qu'une grande goutte de sang se forme.
7) Prendre la pipette sans appuyer sur le bulbe et la mettre au contact de la goutte de sang.
8) Déposer le sang prélevé avec la pipette dans le flacon ouvert auparavant.
9) Dévisser le bouchon bleu du flacon avec une goutte-à-goutte (laisser le bouchon blanc bien vissé).
10) Lire les résultats en 5 minutes.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

LIRE LE RÉSULTAT EN 5 MINUTES PRÉCISÉMENT. NE PAS LIRE LES RÉSULTATS APRÈS 6 MINUTES. Le résultat doit être interprété indépendamment de l'intensité de couleur des lignes qui peuvent apparaître dans la fenêtre de lecture.

NÉGATIF, PROTÉINE C-REACTIVE INFÉRIEURE À 10 MG/L

Seule une ligne de couleur apparaît au niveau de la marque C (Contrôle), comme cela est montré sur la figure ci-contre. Ce résultat indique que la concentration de CRP est inférieure à 10 mg/L et suggère l'absence d'infection et d'inflammation.

POSITIF, PROTÉINE C-REACTIVE COMPRISE ENTRE 10 ET 40 MG/L

Deux lignes de couleur apparaissent dans la fenêtre de lecture: une au niveau de la marque C (Contrôle), l'autre au niveau de la marque T1, comme cela est montré sur la figure ci-contre. Il est conseillé de consulter un médecin car les valeurs de CRP comprises entre 10 et 40 mg/L peuvent être associées à une infection virale ou à l'apparition d'une infection bactérienne.

POSITIF, PROTÉINE C-REACTIVE COMPRISE ENTRE 40 ET 80 MG/L

Trois lignes de couleur apparaissent dans la fenêtre de lecture: une au niveau de la marque C et deux autres au niveau des marques T1 et T2, comme cela est montré sur la figure ci-contre. Consulter un médecin, car ce résultat peut être associé à une infection virale ou bactérienne, ou bien à un traumatisme physique.

POSITIF, PROTÉINE C-REACTIVE SUPÉRIEURE À 80 MG/L

4 lignes de couleur apparaissent dans la fenêtre de lecture: une au niveau de la marque C plus trois autres au niveau des marques T1, T2 et T3, comme cela est montré sur la figure ci-contre. Consulter un médecin, car ce résultat peut être associé à une infection bactérienne ou à une inflammation grave.

REMARQUE: L'intensité de couleur dans les zones des lignes de contrôle et de test peut varier (comme cela est visible sur les images). Par conséquent, il ne faut pas tenir compte de l'intensité des lignes mais uniquement de leur présence.

RÉSULTAT NON VALABLE

La ligne de contrôle n'apparaît pas (aucune ligne n'apparaît ou une ou plusieurs lignes T apparaissent sans la ligne C). Un volume d'échantillon insuffisant ou une procédure incorrecte sont les raisons les plus probables de l'absence de la ligne de contrôle (résultat non valable). Revoir la procédure et refaire le test avec un nouveau dispositif et un nouvel échantillon de sang.

FAQ - QUESTIONS ET RÉPONSES

COMMENT LE C-REACTIVE PROTEIN TEST FONCTIONNE-T-IL? Le test détecte la présence de CRP dans les échantillons de sang humain total grâce à des anticorps spécifiques et à des particules d'or colloïdal incorporées dans la bandelette réactive.

QUAND LE TEST PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ? Le C-REACTIVE PROTEIN TEST peut être utilisé en cas de symptômes d'infections ou d'inflammations comme de la fièvre, des maux de tête, une faiblesse ou bien pour suivre le processus de guérison après des opérations chirurgicales et de petites blessures. Par ailleurs, le test peut être utilisé pour superviser l'efficacité d'un traitement thérapeutique et peut être effectué à n'importe quel moment de la journée.

LE RÉSULTAT PEUT-IL ÊTRE INCORRECT? Le résultat est correct à condition de respecter attentivement les instructions et de conserver le test dans les conditions indiquées dans le paragraphe 'Précautions'. Le résultat peut cependant être incorrect si le dispositif entre en contact avec d'autres liquides avant d'être utilisé.

QUELLE EST LA PRÉCISION DU C-REACTIVE PROTEIN TEST? Le C-REACTIVE PROTEIN TEST a présenté une concordance élevée avec les méthodes de référence analytiques, avec une précision de 97 % dans la distinction entre des valeurs normales (< 10 mg/L) et non.

COMMENT INTERPRÉTER LE TEST SI LA COULEUR ET L'INTENSITÉ DES LIGNES DE TEST ET DE CONTRÔLE SONT DIFFÉRENTES? La couleur et l'intensité des lignes n'ont aucune importance pour l'interprétation du résultat. Se reporter au paragraphe et aux images 'Interprétation des résultats' pour évaluer correctement le résultat.

QUAND PEUT ÊTRE UTILISÉ LE TEST? Le C-REACTIVE PROTEIN TEST peut être utilisé en cas de symptômes d'infections ou d'inflammations comme de la fièvre, des maux de tête, une faiblesse ou bien pour suivre le processus de guérison après des opérations chirurgicales et de petites blessures. Par ailleurs, le test peut être utilisé pour superviser l'efficacité d'un traitement thérapeutique et peut être effectué à n'importe quel moment de la journée.

LE RÉSULTAT PEUT-IL ÊTRE INCORRECT? Le résultat est correct à condition de respecter attentivement les instructions et de conserver le test dans les conditions indiquées dans le paragraphe 'Précautions'. Le résultat peut cependant être incorrect si le dispositif entre en contact avec d'autres liquides avant d'être utilisé.

QUELLE EST LA PRÉCISION DU C-REACTIVE PROTEIN TEST? Le C-REACTIVE PROTEIN TEST a présenté une concordance élevée avec les méthodes de référence analytiques, avec une précision de 97 % dans la distinction entre des valeurs normales (< 10 mg/L) et non.



PROCEDURA D'USO

- 1) Lavare le mani con acqua calda e sapone, sciacquare con acqua pulita e asciugare oppure utilizzare la garza detergente fornita.
2) Predisporre il materiale necessario come segue: aprire la bustina di alluminio, prendere solo la cassetta e buttare via la bustina essiccante.
3) Ruotare di 360° con cautela il tappo protettivo della lancetta pungidito senza tirarlo.
4) Estrarre ed eliminare il tappo rilasciato.
5) Premere la lancetta, dalla parte da cui si è estratto il tappo, contro il polpastrello (è consigliabile il lato dell'annulare).
6) Mantenendo la mano rivolta verso il basso massaggiare la punta del dito finché si forma una grande goccia di sangue.
7) Prendere la pipetta senza premere il bulbo e metterla in contatto con la goccia di sangue.
8) Depositare il sangue raccolto con la pipetta nel flaconcino precedentemente aperto.
9) Svitare il tappo blu dal flaconcino contagocce (lasciare il tappo bianco strettamente avvitato).
10) Leggere i risultati a 5 minuti.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

LEGGERE IL RISULTATO A 5 MINUTI ESATTI. NON LEGGERE I RISULTATI DOPO 6 MINUTI. Il risultato deve essere interpretato indipendentemente dall'intensità di colore delle linee che possono apparire nella finestra di lettura.

NEGATIVO, PROTEINA C-REATTIVA INFERIORE A 10 MG/L

Appare solo una linea colorata in corrispondenza del segno C (Controllo), come mostrato nella figura qui a fianco. Questo risultato indica che la concentrazione di CRP è inferiore a 10 mg/L e suggerisce l'assenza di infezione ed infiammazione.

POSITIVO, PROTEINA C-REATTIVA COMPRESA TRA 10 E 40 MG/L

Appaiono due linee colorate nella finestra di lettura, una in corrispondenza del segno C (Controllo), l'altra in corrispondenza del segno T1, come mostrato nella figura qui a fianco. È consigliato consultare un medico, poiché valori di CRP compresi tra 10 e 40 mg/L possono essere associati ad un'infezione virale o all'esordio di un'infezione batterica.

POSITIVO, PROTEINA C-REATTIVA COMPRESA TRA 40 E 80 MG/L

Nella finestra di lettura appaiono tre linee colorate, una in corrispondenza del segno C e altre due in corrispondenza dei segni T1 e T2, come mostrato nella figura qui a fianco. Consultare un medico, in quanto questo risultato può essere associato ad un'infezione virale o batterica o ad un trauma fisico.

POSITIVO, PROTEINA C-REATTIVA OLTRE 80 MG/L

Appaiono 4 linee colorate nella finestra di lettura, una in corrispondenza del segno C più altre tre in corrispondenza dei segni T1, T2 e T3 come mostrato nella figura qui a fianco. Consultare un medico, in quanto questo risultato può essere associato ad un'infezione batterica o a un'infezione severa.

RISULTATO NON VALIDO

La linea di controllo non appare (non appaiono linee o appaiono una o più linee T senza la linea C). Un volume di campione insufficiente od esecuzione della procedura errate sono le ragioni più probabili dell'assenza della linea di controllo (risultato invalido). Rivedere la procedura e ripetere il test con un nuovo dispositivo ed un nuovo campione di sangue.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

COME FUNZIONA IL C-REACTIVE PROTEIN TEST? Il test rileva la presenza di CRP in campioni di sangue intero umano grazie a specifici anticorpi e a particelle di oro colloïdale incorporate nella striscia reattiva.

QUANDO PUÒ ESSERE USATO IL TEST? Il C-REACTIVE PROTEIN TEST può essere usato in caso di sintomi di infezioni o infiammazioni quali febbre, mal di testa, debolezza oppure per monitorare il processo di guarigione in seguito ad operazioni chirurgiche, piccole ferite. Il test può essere altresì utilizzato per il monitoraggio dell'efficacia di un trattamento terapeutico e può essere eseguito in qualsiasi momento della giornata.

IL RISULTATO PUÒ ESSERE NON CORRETTO? Il risultato è corretto nella misura in cui le istruzioni sono attentamente rispettate ed il test viene conservato nelle condizioni indicate nella sezione 'Precauzioni'. Tuttavia, il risultato può non essere corretto se: il dispositivo viene a contatto con altri liquidi prima di essere usato, se la quantità di sangue e/o di diluente è insufficiente, se il numero di gocce dispensate nel pozzetto è errato o se il tempo di lettura del risultato non viene rispettato.

COME INTERPRETARE IL TEST SE IL COLORE E L'INTENSITÀ DELLE LINEE TEST E CONTROLLO SONO DIFFERENTI? Il colore e l'intensità delle linee non sono importanti per l'interpretazione del risultato. Rifarsi alla sezione ed alle immagini 'Interpretazione dei risultati' per valutare correttamente il risultato.

QUAL È L'ACCURATEZZA DEL C-REACTIVE PROTEIN TEST? Il C-REACTIVE PROTEIN TEST ha mostrato un'elevata concordanza con i metodi di riferimento analitici, con un'accuratezza del 97% nella distinzione tra valori normali (< 10 mg/L) e non.

per l'interpretazione del risultato. Rifarsi alla sezione ed alle immagini 'Interpretazione dei risultati' per valutare correttamente il risultato.

SE LETTO DOPO 6 MINUTI, IL RISULTATO È AFFIDABILE? No. Il test deve essere letto a 5 minuti dalla conclusione della procedura e non oltre 6 minuti. I risultati letti dopo 6 minuti possono non essere corretti.

COSA SI DEVE FARE SE IL RISULTATO È POSITIVO? Se il risultato è positivo e la CRP è maggiore di 10 mg/L bisogna fare riferimento alla sezione 'Interpretazione dei risultati' ed appena possibile informare il proprio medico poiché potrebbe essere necessario un trattamento antibiotico.

COSA SI DEVE FARE SE IL RISULTATO È NEGATIVO? Se il risultato è negativo significa che la concentrazione di CRP è inferiore a 10 mg/L, il che significa che non vi né infezione virale né batterica in corso. Tuttavia, se i sintomi persistono, si consiglia di consultare il medico.

COME INTERPRETARE IL TEST SE IL COLORE E L'INTENSITÀ DELLE LINEE TEST E CONTROLLO SONO DIFFERENTI? Il colore e l'intensità delle linee non sono importanti per l'interpretazione del risultato. Rifarsi alla sezione ed alle immagini 'Interpretazione dei risultati' per valutare correttamente il risultato.