



BENUTZERHINWEISE

Verwendung:

Eine Filtrierende Halbmaske ist ein persönliches Produkt zum Schutz der Atemwege, um sich vor den schädlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung in Form von festen und / oder flüssigen Partikeln zu schützen, die Aerosole (Staub, Dämpfe und Nebel) bilden.

Vor dem Gebrauch zu beachten:


Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Halbmaske keine sichtbaren mechanischen Schäden aufweist, nicht kontaminiert ist und das Verfallsdatum nicht abgelaufen ist.

Die Halbmaske sollte nicht verwendet werden, wenn ein Schaden festgestellt wurde oder die Halbmaske ihr Ablaufdatum überschritten hat.

Gebrauchsanweisung:

1. Hände 30 Sekunden mit Seife waschen
2. Maske aufrichten
3. Maske unter dem Kinn ansetzen, den Nasenbügel nach oben ziehen
4. Gummiband um die Ohren legen
5. Mit beiden Händen den Nasenbügel an den Nasenrücken anpassen
6. Maske andrücken und Sitz kontrollieren

Bitte beachten Sie: Die Maske muss nach jedem Gebrauch ausgetauscht werden



Einschränkungen und Warnungen:

- Bevor Sie die Filtrierende Halbmaske verwenden, prüfen Sie zunächst, ob sie für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist;
- Stellen Sie vor Berührung der Maske sicher, dass Ihre Hände sauber sind, Prüfen Sie die Maske auf Beschädigungen. Ist die Maske beschädigt, sollte sie entsorgt und ersetzt werden. Richten Sie die Maske richtig herum aus;
- Die Halbmaske ist zum Einmalgebrauch bestimmt und kann nicht wiederverwendet werden;
- Die Filtrierende Halbmaske muss gut passen und über Mund, Nase und Wangen sitzen. Die Ränder der Maske sollten eng anliegen und keine Luftströme an der Maske vorbei erlauben. Eine FFP-Maske kann ihre volle Filterleistung nur dann erbringen, wenn sie dicht sitzt. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Anforderungen erfüllt werden, falls Gesichtshaare unter der Dichtlinie am Gesicht sind;
- Wenn die Halbmaske beschädigt ist, entsorgen Sie diese und ersetzen Sie sie durch eine Neue;
- Die Halbmaske darf nicht bei Explosionsgefahr, in stark verschmutzter Umgebung, bei Sauerstoffmangel, bei Brand und Arbeiten unter Wasser verwendet werden;
- Die Filtrierende Halbmaske schützt das Atmungssystem nicht vor Aerosolen, radioaktive Partikel oder vor gefährlichen Dämpfen/Gasen;
- Die Halbmaske liefert keinen Sauerstoff. Es sollte nur in gut belüfteten Bereichen verwendet werden;
- Die Halbmaske ist als Einwegprodukt vorgesehen (NR). Sie sollte regelmäßig gewechselt und nach Verwendung entsorgt werden;

Aufbewahrung:

Bewahren Sie die Masken in der Originalverpackung, fern von kontaminierten Orten, Staub, Sonnenlicht, extremen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Chemikalien, bitte beachten Sie hierzu auch die Temperaturangaben auf der Verpackung.







Verfallsdatum:

Wenn das Produkt unter den vom Hersteller angegebenen Bedingungen gelagert wird gilt das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum.

Die Filtrierende Halbmaske ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III. Sie erfüllt die Anforderungen der EN 149: 2001 + A1: 2009

Konformitätserklärung auf der Website verfügbar: <https://virshields.com/>

Erläuterung der auf der Verpackung und im Benutzerhandbuch verwendeten Symbole:

	<p>CE-Kennzeichnung: Bestätigung der Einhaltung der EU Verordnung 2016/425 Nummer der benannten Stelle, die das Produkt zertifiziert hat</p>		<p>Im Temperaturbereich lagern (s. Verpackung)</p>
	<p>Losnummer der Produktion</p>		<p>Angegebenen Feuchtigkeitsbereich beachten (s. Verpackung).</p>
	<p>Siehe Gebrauchsanweisung / zusätzliche Informationen</p>		<p>Ablaufdatum Jahr / Monat</p>
<p>FFP2</p>	<p>Symbol der Schutzklasse der Filterhalbmaske (Schutzklasse gemäß EN 149: 2001 + A1: 2009, Filtereffekt ≥ 94%)</p>	<p>NR</p>	<p>Non Reusable / nicht wiederverwendbar</p>



USER INFORMATION

Intended use:

The filtering half mask is a personal product intended to protect the respiratory tract in order to protect the user from the harmful effects of airborne contaminants in the form of aerosol-forming solid and/or liquid particles (dusts, vapours and mists).

The following must be noted before use:

Before use, check that the half mask is not visibly mechanically damaged, not contaminated, and the expiry date has not passed.

The half mask must not be used if damage has been detected or its expiry date has passed.

Instructions for use:

1. Wash hands for 30 seconds with soap and water.
2. Position the mask.
3. Place the mask under the chin and pull the nosepiece upwards.
4. Secure the flexible loops behind each ear.
5. Shape the nosepiece by pressing onto the bridge of the nose with both hands.
6. Press the mask in place and make sure that it fits securely.

Please note: The mask must be replaced after each use



Restrictions and warnings:

- Before using the half mask with filter, firstly make sure that it is suitable for its intended purpose.
- Before touching the mask, make sure that your hands are clean, inspect the mask for any damage. If the mask is damaged, it must be disposed of and replaced. Adjust the mask so that it fits your face correctly.
- The half mask is for single use only and cannot be re-used
- The filtering half mask must fit properly and be placed securely over the mouth, nose and cheeks. The edges of the mask must fit properly and securely, and not allow air to flow from the mask. An FFP mask can fully function as a filter only if it fits properly and securely. It is not possible for these requirements to be met if any facial hair is present below the mask sealing line for the face.
- If the half mask is damaged, dispose of it and replace it with a new one.
- The half mask must not be used in the event of explosion hazard, heavily polluted environment, lack of oxygen, fire and/or working under water.
- The filtering half mask with filter does not protect the respiratory system from aerosols, radioactive particles or dangerous vapours/gases.
- The half mask does not provide any oxygen. It must be used only in well-ventilated areas.
- The half mask is intended as a disposable product only. It must be changed regularly and disposed of after use.

Storage:

Store masks in their original packaging, away from sources of and actual contamination, dust, sunlight, extreme temperatures, high humidity and chemicals. Please also note the temperature information on the packaging.







Expiry date:

If the product is stored under the conditions specified by the manufacturer, the expiry date indicated on the package applies.

The half-face mask with filter is category III personal protective equipment. It meets the requirements of EN 149:2001+A1:2009

Declaration of conformity available at: <https://virshields.com/>

Explanation of the symbols that are used on the packaging and in the user manual:

	<p>CE marking: Confirmation of compliance with EU Regulation 2016/425 The number of the notified body, which has certified the product</p>		<p>Store within the temperature range (see packaging)</p>
	<p>Production lot number</p>		<p>Note the specified humidity range (see packaging).</p>
	<p>See instructions for use / additional information</p>		<p>Expiry date Year / Month</p>
<p>FFP2</p>	<p>Symbol of the protection class of the half-face mask with filter (protection class in accordance with EN149:001+A1:2009, filter effect ≥ 94%)</p>	<p>No •</p>	<p>Non Reusable / not reusable</p>



CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation :

Un demi-masque filtrant est un produit personnel de protection des voies respiratoires destiné à se protéger des effets nocifs de la pollution de l'air sous forme de particules solides et/ou liquides formant des aérosols (poussières, vapeurs et brouillards).

À prendre en compte avant l'utilisation :

Avant de l'utiliser, vérifiez que le demi-masque ne présente pas de dommages mécaniques visibles, qu'il n'est pas contaminé et que sa date de péremption n'est pas dépassée.

Le demi-masque ne doit pas être utilisé si un dommage a été constaté ou si le demi-masque a dépassé sa date de péremption.

Mode d'emploi :

1. Se laver les mains avec du savon pendant 30 secondes
2. Positionner le masque
3. Placer le masque sous le menton, tirer la barre nasale vers le haut
4. Passer l'élastique autour des oreilles
5. Ajuster la barre nasale à l'arête du nez avec les deux mains
6. Appuyer sur le masque et vérifier qu'il est bien en place

Veuillez noter que : Le masque doit être remplacé après chaque utilisation



Restrictions et avertissements :

- Avant d'utiliser le demi-masque filtrant, vérifiez d'abord qu'il est adapté à l'usage prévu ;
- Assurez-vous que vos mains sont propres avant de toucher le masque, Vérifiez que le masque n'est pas endommagé. Si le masque est endommagé, il doit être jeté et remplacé. Orientez le masque dans le bon sens ;
- Le demi-masque est à usage unique et ne peut pas être réutilisé ;
- Le demi-masque filtrant doit être bien ajusté et placé sur la bouche, le nez et les joues. Les bords du masque doivent être bien ajustés et ne pas permettre à l'air de passer devant le masque. Un masque FFP ne peut fournir sa pleine capacité de filtration que s'il est bien ajusté. Il est peu probable que ces exigences soient remplies si des poils faciaux se trouvent sous la ligne d'étanchéité sur le visage ;
- Si le demi-masque est endommagé, jetez-le et remplacez-le par un nouveau ;
- Le demi-masque ne doit pas être utilisé en cas de risque d'explosion, dans un environnement très pollué, en cas de manque d'oxygène, en cas d'incendie ou de travail sous l'eau ;
- Le demi-masque filtrant ne protège pas le système respiratoire contre les aérosols, les particules radioactives ou les vapeurs/gaz dangereux ;
- Le demi-masque ne fournit pas d'oxygène. Il ne doit être utilisé que dans des zones bien ventilées ;
- Le demi-masque est prévu comme produit à usage unique (NR). Il doit être changé régulièrement et jeté après utilisation ;

Rangement :

Conservez les masques dans leur emballage d'origine, à l'abri des endroits contaminés, de la poussière, de la lumière du soleil, des températures extrêmes, de l'humidité élevée ou des produits chimiques, veuillez également tenir compte des indications de température sur l'emballage.







Date d'expiration :

Si le produit est stocké dans les conditions indiquées par le fabricant, la date de péremption indiquée sur l'emballage s'applique.

Le demi-masque filtrant est un équipement de protection individuelle de catégorie III. Il répond aux exigences de la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009

Déclaration de conformité disponible sur le site web : <https://virshields.com/>

Explication des symboles utilisés sur l'emballage et dans le manuel d'utilisation :

	<p>Marquage CE : Confirmation de la conformité au règlement européen 2016/425 Numéro de l'organisme notifié qui a certifié le produit</p>		<p>Conserver dans la plage de température (voir emballage)</p>
	<p>Numéro de lot de production</p>		<p>Observez la plage d'humidité spécifiée (voir emballage).</p>
	<p>Voir mode d'emploi / informations complémentaires</p>		<p>Date d'expiration année / mois</p>
<p>FFP2</p>	<p>Symbole de la classe de protection du demi-masque filtrant (classe de protection selon EN 149 : 2001 + A1 : 2009, Efficacité du filtre $\geq 94\%$)</p>	<p>NR</p>	<p>Non Reusable / non réutilisable</p>



ISTRUZIONI PER L'USO

Uso

La mascherina filtrante è un prodotto individuale per la protezione delle vie respiratorie dagli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sotto forma di particelle solide e/o liquide che formano aerosol (polvere, vapori e nebbie).

Precauzioni prima dell'uso

Prima dell'uso controllare che la mascherina non presenti alcun segno visibile di danno meccanico, che non sia contaminata e che non sia trascorsa la data di scadenza.

La mascherina non deve essere utilizzata se si rileva un danno o se ha superato la data di scadenza.

Istruzioni

1. Lavare le mani con sapone per 30 secondi
2. Indossare la mascherina
3. Posizionare la mascherina sotto il mento, tirare verso l'alto l'archetto nasale
4. Far passare gli elastici dietro le orecchie
5. Regolare l'archetto sul dorso del naso con entrambe le mani
6. Premere la mascherina e controllarne la salda tenuta

Nota: la mascherina deve essere sostituita dopo ogni uso



Limitazioni e avvertenze

- Prima di utilizzare la mascherina filtrante verificare anzitutto che sia adatta all'uso previsto.
- Prima di toccare la mascherina assicurarsi che le mani siano pulite; controllare che la mascherina non presenti danni. Se la mascherina è danneggiata deve essere eliminata e sostituita. Posizionare la mascherina in modo appropriato.
- La mascherina è monouso e non può essere riutilizzata.
- La mascherina filtrante deve essere ben posizionata e coprire bocca, naso e guance. I bordi della mascherina devono essere aderenti al viso e non consentire il passaggio dell'aria. Una mascherina FFP può fornire la propria totale potenza di filtraggio solo se è posizionata con i bordi aderenti al viso. È improbabile che tali requisiti siano soddisfatti se sotto la linea di tenuta sono presenti peli facciali.
- Se la mascherina è danneggiata eliminarla e sostituirla con una nuova.
- La mascherina non deve essere utilizzata in caso di pericolo di esplosione, in ambienti fortemente inquinati e in caso di mancanza di ossigeno, incendio o lavoro subacqueo.
- La mascherina filtrante non protegge il sistema respiratorio dagli aerosol, dalle particelle radioattive o dai vapori/gas pericolosi.
- La mascherina non fornisce ossigeno. Deve essere utilizzata solo in ambienti ben ventilati;
- La mascherina è un prodotto monouso (NR): deve essere sostituita regolarmente ed eliminata dopo l'uso.

Conservazione

Conservare le mascherine nell'imballaggio originale, lontano da luoghi contaminati, polvere, luce solare, temperature estreme, umidità elevata o sostanze chimiche. Fare riferimento anche alle informazioni sulla temperatura riportate sull'imballaggio.







Scadenza

Se il prodotto è conservato nelle condizioni indicate dal fabbricante, vale la data di scadenza riportata sull'imballaggio.

La mascherina filtrante è un dispositivo di protezione individuale di categoria III e soddisfa i requisiti della norma EN 149: 2001 + A1: 2009

Dichiarazione di conformità disponibile sul sito web: <https://virshields.com/>

Spiegazione dei simboli utilizzati sull'imballaggio e nel manuale d'uso:

	Marcatura CE: Conferma del rispetto del regolamento UE 2016/425 Numero dell'organismo notificato che ha certificato il prodotto		Conservare all'intervallo di temperatura indicato (ved. imballaggio)
	Numero del lotto di produzione		Osservare l'intervallo di umidità specificato (ved. imballaggio).
	Vedere le istruzioni per l'uso/informazioni aggiuntive		Scadenza: anno/mese
FFP2	Simbolo della classe di protezione della mascherina filtrante (classe EN 149: 2001 + A1: 2009, effetto filtro $\geq 94\%$)	NR	Non riutilizzabile/non riciclabile



INSTRUCCIONES DE USO

Uso:

Una mascarilla filtrante es un producto de protección respiratoria personal para protegerse contra los efectos nocivos de la contaminación atmosférica en forma de partículas sólidas y/o líquidas que forman aerosoles (polvo, vapor y niebla).

Antes de su uso, tenga en cuenta lo siguiente:

Antes de utilizarla, compruebe que la mascarilla no presenta daños mecánicos visibles, que no está contaminada y que no ha vencido su fecha de caducidad.

La mascarilla no debe utilizarse si se detectan daños o ha vencido su fecha de caducidad.

Instrucciones de uso:

1. Lavarse las manos con jabón durante 30 segundos
2. Colocarse la mascarilla
3. Colóquese la mascarilla bajo la barbilla y tire del clip de la nariz hacia arriba
4. Pasar la cinta elástica alrededor de las orejas
5. Utilice ambas manos para ajustar la pinza nasal al puente de la nariz
6. Presione la mascarilla y compruebe su ajuste

Nota: la mascarilla debe sustituirse por otra después de cada uso



Restricciones y advertencias:

- antes de utilizar la mascarilla filtrante, compruebe primero que es adecuada para el uso previsto;
- antes de tocar la mascarilla, compruebe que tiene las manos limpias y que la mascarilla no está dañada. Si la mascarilla está dañada, debe desecharse y sustituirse por otra. Alinee la máscara en el sentido correcto;
- la mascarilla está destinada a un solo uso y no puede reutilizarse;
- la mascarilla filtrante debe ajustarse bien y cubrir la boca, la nariz y las mejillas. Los bordes de la mascarilla deben quedar bien ajustados y no permitir el paso del aire. Una mascarilla FFP sólo puede proporcionar todo su rendimiento de filtración si se ajusta bien. Es poco probable que se cumplan estas exigencias si hay vello facial por debajo de la línea de sellado de la cara;
- si la mascarilla está dañada, deséchela y sustitúyala por una nueva;
- la mascarilla no debe utilizarse en atmósferas explosivas, en entornos muy contaminados, en caso de falta de oxígeno, en caso de incendio o cuando se trabaje bajo el agua;
- la mascarilla filtrante no protege el sistema respiratorio de los aerosoles, las partículas radiactivas o los vapores/gases peligrosos;
- la mascarilla no suministra oxígeno. Solo debe utilizarse en zonas bien ventiladas;
- la mascarilla está concebida como producto desechable (NR). Debe cambiarse regularmente y desecharse después de su uso;

Almacenamiento:

Almacene las mascarillas en su embalaje original, lejos de lugares contaminados, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad elevada o productos químicos, consulte también la información sobre la temperatura que figura en el embalaje.







Fecha de caducidad:

Si el producto se almacena en las condiciones especificadas por el fabricante, la fecha de caducidad indicada en el envase es válida.

La mascarilla filtrante es un equipo de protección individual de categoría III. Cumple los requisitos de la norma EN 149: 2001 + A1: 2009

Declaración de conformidad disponible en el sitio web: <https://virshields.com/>

Explicación de los símbolos utilizados en el embalaje y en el manual de usuario:

	<p>Marcado CE: Confirmación del cumplimiento del Reglamento UE 2016/425 Número del organismo notificado que ha certificado el producto</p>		<p>Almacenar dentro del rango de temperaturas (véase el envase)</p>
	<p>Número de lote de producción</p>		<p>Respete el rango de humedad especificado (véase el envase).</p>
	<p>Ver instrucciones de uso/información adicional</p>		<p>Fecha de caducidad año/mes</p>
<p>FFP2</p>	<p>Símbolo de la clase de protección de la mascarilla filtrante (clase de protección según EN 149: 2001 + A1: 2009, efecto de filtración $\geq 94\%$)</p>	<p>NR</p>	<p>Non Reusable / no reutilizable</p>



UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

Stosowanie:

Półmaska filtrująca to indywidualny środek ochrony dróg oddechowych, chroniący przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń powietrza w postaci cząstek stałych i/lub płynnych, które tworzą aerozole (kurz, opary i mgły).

Uwaga przed użyciem:

Przed użyciem sprawdź, czy półmaska nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych, nie jest zanieczyszczona oraz czy data jej przydatności nie minęła.

Półmaski nie należy stosować, jeśli stwierdzono uszkodzenia lub upłynęła data jej przydatności.

Instrukcja użycia:

1. Umyć ręce mydłem przez 30 sekund.
2. Rozłożyć maskę.
3. Umieścić maskę pod brodą i pociągnąć zacisk na nos ku górze.
4. Założyć gumowe pętelki wokół uszu.
5. Obiema rękami dopasować nosek maski do kształtu nosa.
6. Docisnąć maskę i sprawdzić, czy odpowiednio przylega.

Uwaga: Maskę należy wymieniać po każdym użyciu.



Ograniczenia i ostrzeżenia:

- Przed użyciem półmaski filtrującej należy najpierw sprawdzić, czy nadaje się ona do zamierzonego zastosowania.
- Przed dotknięciem maski upewnij się, że masz czyste ręce. Sprawdzić, czy maska nie jest uszkodzona. Jeśli maska jest uszkodzona, należy ją wyrzucić i wymienić. Prawidłowo ułożyć maskę.
- Półmaska jest przeznaczona do jednorazowego użytku i nie można jej używać ponownie.
- Półmaska filtrująca musi dobrze przylegać i zakrywać usta, nos i policzki. Krawędzie maski powinny ściśle przylegać i nie pozwalać na przepływ powietrza przez maskę. Maski FFP mogą osiągnąć pełną skuteczność filtrowania tylko wówczas, gdy jest ciasno dopasowana. Jest mało prawdopodobne, że wymagania te zostaną spełnione, jeśli poniżej linii uszczelnienia na twarzy znajduje się zarost.
- Jeśli półmaska jest uszkodzona, należy ją wyrzucić i wymienić na nową.
- Półmaski nie wolno używać, gdy istnieje ryzyko wybuchu, w silnie zanieczyszczonym środowisku, w przypadku braku tlenu, w przypadku pożaru oraz podczas pracy pod wodą.
- Półmaska filtrująca nie chroni układu oddechowego przed aerozolami, cząsteczkami radioaktywnymi lub niebezpiecznymi oparami/gazami.
- Półmaska nie dostarcza tlenu. Półmaska winna być stosowana tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Półmaska jest produktem jednorazowego użytku (NR). Należy ją regularnie wymieniać i wyrzucać po użyciu.

Przechowywanie:

Maski należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od miejsc zanieczyszczonych, kurzu, światła słonecznego, skrajnych temperatur, wysokiej wilgotności lub chemikaliów, zapoznać się również z informacjami o temperaturze zamieszczonymi na opakowaniu.







Data przydatności:

Jeżeli produkt jest przechowywany w warunkach określonych przez producenta, obowiązuje data przydatności podana na opakowaniu.

Półmaska filtrująca jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii III. Spełnia wymagania normy EN 149:2001 + A1:2009.

Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie: <https://virshields.com/>

Objaśnienie symboli użytych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi:

	Oznakowanie CE: Potwierdzenie zgodności z Rozporządzeniem UE 2016/425 Numer jednostki notyfikowanej, która certyfikowała produkt		Przechowywać w zakresie temperatur (patrz opakowanie)
	Numer partii produkcji		Zwrócić uwagę na podany zakres wilgotności (patrz opakowanie).
	Patrz instrukcje użytkowania / dodatkowe informacje.		Data ważności rok / miesiąc.
FFP2	Symbol klasy ochronności półmasksi filtrującej (klasa ochronności wg EN 149:2001 + A1:2009, poziom filtracji $\geq 94\%$)	NR	Non Reusable /półmaska nie jest przeznaczona do wielokrotnego użytku



GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik:

Een filterrend halfgelaatsmasker is een persoonlijk adembeschermingsmiddel ter bescherming tegen de schadelijke effecten van luchtverontreiniging in de vorm van vaste en/of vloeibare deeltjes die aërosolen (stof, dampen en nevels) vormen.

In acht te nemen vóór gebruik:

Controleer vóór gebruik of het halfgelaatsmasker geen zichtbare mechanische beschadigingen heeft, niet verontreinigd is en of de houdbaarheidsdatum niet verstreken is.

Het halfgelaatsmasker mag niet worden gebruikt als er schade is geconstateerd of als het halfgelaatsmasker de houdbaarheidsdatum heeft overschreden.

Instructies voor gebruik:

1. Handen 30 seconden met zeep wassen
2. Masker vastpakken
3. Plaats het masker onder de kin en trek de neusklem naar boven
4. Elastiek om de oren leggen
5. Gebruik beide handen om de neusklem aan de neusbrug aan te passen
6. Druk het masker aan en controleer de pasvorm

Let op: Het masker moet na elk gebruik worden vervangen



Beperkingen en waarschuwingen:

- Alvorens het filterrende halfgelaatsmasker te gebruiken, moet u eerst controleren of het geschikt is voor het beoogde gebruik;
- Voordat u het masker aanraakt, moet u zorgen dat uw handen schoon zijn. Controleer het masker op beschadigingen. Als het masker beschadigd is, moet het worden weggegooid en vervangen. Lijn het masker goed uit;
- Het halfgelaatsmasker is bedoeld voor eenmalig gebruik en kan niet worden hergebruikt;
- Het filterrende halfgelaatsmasker moet goed passen en over de mond, neus en wangen passen. De randen van het masker moeten goed aansluiten en mogen geen luchtstroom langs het masker toestaan. Een FFP-masker kan de volledige filterprestaties alleen leveren als het goed aansluit. Het is onwaarschijnlijk dat aan deze vereisten zal worden voldaan indien er gezichtshaar onder de afdichtlijnlijn op het gezicht aanwezig is;
- Als het halfgelaatsmasker beschadigd is, gooi het dan weg en vervang het door een nieuw;
- Het halfgelaatsmasker mag niet worden gebruikt in explosieve atmosferen, in sterk verontreinigde omgevingen, bij zuurstofgebrek, bij brand of bij werkzaamheden onder water;
- Het filterrende halfgelaatsmasker beschermt het ademhalingsstelsel niet tegen aërosolen, radioactieve deeltjes of gevaarlijke dampen/gassen;
- Het halfgelaatsmasker geeft geen zuurstof. Het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimten;
- Het halfgelaatsmasker is bedoeld als wegwerpproduct (NR). Het moet regelmatig worden vervangen en na gebruik worden weggegooid;

Bewaren:

Bewaar de maskers in de originele verpakking, uit de buurt van verontreinigde locaties, stof, zonlicht, extreme temperaturen, hoge vochtigheid of chemicaliën, raadpleeg ook de temperatuurinformatie op de verpakking.







Houdbaarheidsdatum:

Indien het product wordt bewaard onder de door de fabrikant aangegeven omstandigheden, geldt de op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum.

Het filtrerende halfgelaatsmasker is een persoonlijk beschermingsmiddel van categorie III. Het voldoet aan de eisen van EN 149: 2001 + A1: 2009

Conformiteitsverklaring beschikbaar op de website: <https://virshields.com/>

Verklaring van de op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen:

	CE-markering: Bevestiging van naleving van EU-verordening 2016/425 Nummer van de aangemelde instantie die op het product heeft gecertificeerd		Bewaren binnen het temperatuurbereik (zie verpakking)
	Partijnummer van de productie		Neem het aangegeven luchtvochtigheidsbereik in acht (zie verpakking).
	Zie gebruiksaanwijzing / aanvullende informatie		Vervaldatum jaar / maand
FFP2	Symbool van de beschermingsklasse van het filtrerende halfgelaatsmasker (beschermingsklasse volgens EN 149: 2001 + A1: 2009, filtereffect $\geq 94\%$)	NR	Non Reusable / niet herbruikbaar



POKYNY PRO UŽIVATELE

Použití:

Filtrační respirátor je výrobek osobní ochrany dýchacích cest k ochraně před škodlivými účinky znečištěného ovzduší ve formě pevných a/nebo kapalných částic, které tvoří aerosoly (prach, páry a mlhy).

Před použitím dbejte na:

Před použitím zkontrolujte, zda respirátor nemá viditelné mechanické poškození, není znečištěný a nevypršela doba jeho použitelnosti.

Respirátor by se neměl používat, pokud bylo zjištěno poškození nebo uplynula doba upotřebitelnosti respirátoru.

Návod k použití:

1. Umyjte si ruce mýdlem po dobu 30 sekund
2. Respirátor rozprostřete
3. Nasadte respirátor pod bradu a vytáhněte kovový nosní proužek nahoru
4. Gumičku natáhněte kolem uší
5. Oběma rukama nastavte kovový nosní proužek ke kořeni nosu
6. Přitiskněte respirátor a zkontrolujte, zda dobře sedí

Poznámka: Respirátor je nutné po každém použití vyměnit



Omezení a varování:

- Před použitím filtračního respirátoru nejprve zkontrolujte, zda je vhodný pro zamýšlený účel použití;
- Než se respirátoru dotknete, ujistěte se, že máte čisté ruce. Zkontrolujte respirátor, zda není poškozen. Pokud je respirátor poškozen, měl by být zlikvidován a vyměněn. Respirátor si kolem správně srovnajte;
- Respirátor je určen k jednorázovému použití a nelze jej použít opakovaně;
- Filtrační respirátor musí dobře padnout a sedět na ústech, nosu a lících. Okraje respirátoru by měly těsně přiléhat a neumožňovat proudění vzduchu kolem respirátoru. Respirátor FFP může dosáhnout svého plného filtračního výkonu pouze tehdy, pokud těsně sedí. Je nepravděpodobné, že tyto požadavky budou splněny, pokud jsou pod těsnící linií na obličeji chloupky;
- Pokud je respirátor poškozen, zlikvidujte jej a vyměňte za nový;
- Respirátor se nesmí používat při nebezpečí výbuchu, v silně znečištěném prostředí, při nedostatku kyslíku, při požáru a při práci pod vodou;
- Filtrační respirátor nechrání dýchací systém před aerosoly, radioaktivními částicemi nebo nebezpečnými výpary/plyny;
- Respirátor nedodává žádný kyslík. Měl by být používán pouze v dobře větraných prostorách;
- Respirátor je určen jako jednorázový výrobek (NR). Měl by být pravidelně měněn a po použití zlikvidován;

Uložení:

Respirátory skladujte v původním obalu mimo kontaminovaná místa, prach, sluneční záření, extrémní teploty, vysokou vlhkost nebo chemikálie, řiďte se prosím také údaji o teplotě na obalu.







Doba použitelnosti:

Pokud je výrobek skladován za podmínek stanovených výrobcem, platí doba použitelnosti uvedená na obalu.

Filtrační respirátor je osobní ochranný prostředek kategorie III. Splňuje požadavky EN 149: 2001 + A1: 2009

Prohlášení o shodě dostupné na webové stránce: <https://virshields.com/>

Vysvětlení symbolů použitých na obalu a v uživatelské příručce:

	<p>CE označení: Potvrzení o dodržení nařízení EU 2016/425 Číslo notifikované osoby, která výrobek certifikovala</p>		<p>Skladujte v teplotním rozmezí (viz obal)</p>
	<p>Číslo výrobní šarže</p>		<p>Dodržujte stanovený rozsah vlhkosti (viz obal).</p>
	<p>Viz návod k použití / další informace</p>		<p>Doba upotřebitelnosti rok / měsíc</p>
<p>FFP2</p>	<p>Symbol třídy ochrany filtračního respirátoru (třída ochrany podle EN 149: 2001 + A1: 2009, Účinek filtru ≥ 94 %)</p>	<p>NR</p>	<p>Non Reusable / nelze použít opakovaně</p>