

Reflexx S.p.A., Via Passeri 2, 46019 Viadana (MN) | ITALY

DISPOSABLE EXAMINATION NITRILE GLOVE

Reflexx N71

USER INFORMATION SHEET

rev. UIS 00 nov. 2019



CE 0465

PPE cat. III Reg. EU 2016/425 EN ISO 374-1:2016 TYPE B, EN ISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004)


Chemical compound :	EN ISO 374-1:2016 TYPE B		EN 374-4:2013
	Performance level	Breakthrough time	% degradation
Sodium Hydroxide 40%	K 3	>60'	-3,5%
Hydrogen Peroxide 30%	P 3	>60'	22,4%
Formaldehyde 37%	T 3	>60'	27,1%

EU type examination by 0465 CIMAC Via Aguzzafame 60/b, IT-27029 Vigevano (PV)

OTHER COMPLIANCE: - Medical Device CLASS I | Reg. EU 2017/745 - EN 455 1,2,3 & 4

Reg. CE 1935/2004 - Reg. UE 10/2011 - DM 21/03/1973
FOOD SAFE certified by: Chelab S.r.l., a Merieux NutriScience company Via Fratta, 25, 31023 RESANA (TV) Italy

EN 374-4: 2013 Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.



EN

Declaration of Conformity on www.reflexx.com

■ Disposable examination nitrile glove ■ Powder free, non-sterile ■ Shape: ambidextrous, five fingers ■ Sizes: 7-10 ■ Please read this USER INFORMATION sheet carefully before using the glove.

RECOMMENDATIONS OF USE

■ Multi-purpose glove to protect the hand and/or the handled product, can also be used for general uses ■ This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals ■ The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm – where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. ■ It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. ■ When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. ■ Before usage, inspect the gloves for any

defect or imperfections. ■ The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. ■ These gloves are designed to protect the hand surface from chemical splashes. Therefore, the length of the gloves is below EN requirements of total minimum glove length, and deems as 'Fit for Special Purpose' (EN 420:2003, Clause 5.1.3).

WARNINGS

■ Before using the product, try it in the real condition of use ■ The glove is a device subject to wear, so frequent replacement is recommended and in all cases where imperfections are observed ■ Wear gloves with dry, clean hands ■ In rare cases, transient skin reactions and hypersensitivity reactions may occur ■ In case of reaction, discontinue use and consult a doctor.

STORAGE AND DISPOSAL

■ Store the gloves in their original packaging in a dry place. ■ Do not expose to direct sunlight and heat sources. ■ The expiry date is 3 years from the date of manufacture indicated on the sales package, and is valid for the product properly stored ■ Gloves must be disposed of according to local regulations.

IT

Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com

■ Quanto monouso in nitrile da esame/azione ■ Senza polvere, non sterile ■ Forma: ambidestro, cinque dita ■ Taglie: 7-10 ■ Leggere attentamente la Nota Informativa prima dell'utilizzo del guanto.

RACCOMANDAZIONI D'USO

■ Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato ■ Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure. ■ Questa informativa non riflette la reale resistenza chimica che è stata testata in laboratorio da campioni prelevati solo dal palmo (tranne nei casi in cui il guanto è di lunghezza pari o superiore a 400 mm - dove viene testata anche la manichetta) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela. ■ Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto perché le condizioni sul luogo di lavoro possono differire dal test a seconda della temperatura, dell'abrasione e della degradazione ■ Se utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alla sostanza chimica pericolosa a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. I movimenti, l'impigliarsi, lo sfregamento, il deterioramento causato dal contatto chimico ecc. possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione è il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti ai prodotti chimici ■ Prima dell'uso, ispezionare i guanti per individuare eventuali difetti o imperfezioni ■ La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato. ■ Questi guanti sono progettati per proteggere la superficie della mano da schizzi di sostanze chimiche. Pertanto, la lunghezza dei guanti è inferiore ai requisiti EN della lunghezza minima totale del guanto e viene considerata come "Adatta per scopi speciali" (EN 420:2003, Clause 5.1.3).

AVVERTENZE

■ Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

■ Conservare nelle scatole originali al buio, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce diretta del sole e a fonti di calore ■ Durata del prodotto è di 3 anni dalla data di produzione riportata sul pack ed è valida solo per il prodotto correttamente conservato. ■ Smaltire i guanti usati secondo le relative normative in vigore.

FR

Déclaration de Conformité sur www.reflexx.com

■ Gants d'examen en nitrile ■ Non poudrés, Non stériles ■ Forme: cinq doigts ambidextres ■ Tailles: 7-10 ■ Veuillez lire attentivement cette fiche d'INFORMATION UTILISATEUR avant d'utiliser le gant.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

■ Gant polyvalent pour la protection de la main et/ou du produit manipulé ■ Cette information ne reflète pas la durée effective de protection sur le lieu de travail et la distinction entre les mélanges et les produits chimiques purs ■ Cette note d'information ne reflète pas la résistance chimique réelle, qui a été évaluée en laboratoire sur des échantillons prélevés uniquement de la paume de la main (sauf dans les cas où les gants sont de 400 mm ou plus - dans ces cas le poignet aussi a été soumis aux essais), et concerne uniquement le produit chimique testé. La résistance peut varier si le produit chimique est utilisé dans un mélange ■ Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l'utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de celles de l'essai de type, en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation ■ Les outils sont usagés, les gants de protection peuvent fournir moins de résistance au produit chimique dangereux en raison de changements des propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, les frottements, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer dans le choix de gants résistants aux produits chimiques ■ Avant l'emploi, inspecter les gants pour détecter tout défaut ou imperfection. ■ La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé ■ Ces gants sont conçus pour protéger les doigts et les paumes des mains contre les projections chimiques. Par conséquent, la longueur des gants est inférieure aux critères EN de longueur minimale totale, cependant ils peuvent être considérés comme totalement « adaptés à leur usage spécial » (EN 420:2003, Clause 5.1.3).

AVERTISSEMENTS

■ Avant d'utiliser le produit, l'essayer dans des conditions d'utilisation réelles ■ Matériel sujet à l'usure, à remplacer fréquemment notamment en cas d'imperfections visibles ■ Porter les gants sur des mains sèches et propres ■ Dans les rares cas de réactions cutanées transitoires et d'ipersensibilité, cesser l'utilisation et consulter un médecin.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION DES GANTS

■ Entreposer les gants dans leur emballage d'origine, dans un milieu sec. ■ Ne pas les

exposar à la lumière directe du soleil et à des sources de chaleur. ■ La date d'expiration survient 3 ans après la date de production indiquée sur l'emballage de vente et s'applique pour le produit correctement stocké. ■ Éliminer les gants utilisés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'élimination des déchets.

ES

Declaración de Conformidad en www.reflexx.com

■ Guantes de examen de nitrilo ■ Sin polvo, No estériles ■ Tamaño: ambidiestra; cinco dedos ■ Tallas: 7-10 ■ Lee atentamente la presente informativa antes proceder al uso.

PRECAUCIONES DE USO

■ Guanto polivalente para proteger la mano y/o el producto manipulado ■ Esta información no refleja la duración efectiva de la protección en el lugar de trabajo ni la distinción entre mezclas y sustancias químicas puras ■ Esta información no refleja la resistencia efectiva contra las sustancias químicas, ya que la evaluación se ha realizado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas de la palma únicamente (excepto para los guantes iguales o superiores a 400 mm, donde también se pone a prueba el puño) y se refiere únicamente a la sustancia química testada. El resultado puede ser diferente si la sustancia química se usa en una mezcla ■ Se recomienda comprobar que los guantes sean adecuados para cada finalidad específica debido a que las condiciones en el lugar de trabajo pueden variar respecto a las del ensayo de tipo dependiendo de la temperatura, la abrasión y la degradación ■ Una vez utilizados, es posible que los guantes protectores ofrezcan menor resistencia a las sustancias químicas debido a cambios en sus propiedades físicas. Los movimientos y enganches, así como la fricción y degradación causada por el contacto químico, etc. pueden reducir considerablemente la vida útil del guante. En el caso de sustancias químicas corrosivas, la degradación puede ser el factor más importante que ha de considerarse para la elección de guantes resistentes a sustancias químicas ■ Antes del uso, inspeccionar los guantes para detectar posibles defectos o imperfecciones ■ La resistencia a la penetración se ha evaluado bajo condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra analizada ■ Estos guantes están diseñados para proteger la superficie de las manos contra salpicaduras de sustancias químicas. De este modo, la longitud de los guantes cumple con los requisitos EN en relación a la longitud total mínima para guantes, y están considerados 'Aptos para usos especiales' (EN 420:2003, punto 5.1.3).

ADVERTENCIAS

■ Probar el producto en condiciones reales de uso antes de utilizarlo ■ Dispositivo sujeto a desgaste, se recomienda el cambio frecuente y siempre que se observen imperfecciones ■ Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes ■ En caso de que observe reacciones cutáneas transitorias y de hipersensibilidad, suspenda el uso y consulte a un médico.

CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS GUANTES

■ Guardar los guantes en su envase original en un lugar seco. ■ No exponer los guantes directamente a la luz solar ni a fuentes de calor. ■ La fecha de caducidad es de 3 años desde la fecha de fabricación indicada en el envase de venta y es válida para aquellos productos conservados correctamente. ■ Deschar los guantes usados de acuerdo con el reglamento de eliminación correspondiente.

D

Konformitätserklärung unter www.reflexx.com

■ Nitril-Untersuchungshandschuh ■ Puderfrei, Nicht steril ■ Form: fünf Finger beidhändig ■ Größen: 7/10 ■ Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt vor dem Gebrauch.

VORSICHTSMASSNAHMEN

■ Mehrzweckhandschuh zum Schutz der Hand bzw. des manipulierten Produktes ■ Kontaminierte Handschuh dürfen nicht wiederverwendet werden ■ Diese Information spiegelt nicht die tatsächliche chemische Resistenz wider. Die Tests wurden unter Laborbedingungen von Proben, die ausschließlich der Handfläche entnommen wurden (außer in jenen Fällen, in denen der Handschuh gleich oder über 400 mm ist - denn dann wird auch das Bündchen getestet) durchgeführt und gelten nur für die getesteten Chemikalien. Bei Verwendung der Chemikalie in einer Mischung kann es zu Abweichungen kommen. ■ Wir empfehlen Ihnen sicherzustellen, dass die Handschuhe für den vorgesehenen Zweck geeignet sind, denn die Bedingungen am Arbeitsplatz können von der Typprüfung je nach Temperatur, Abrasion und Zersetzung abweichen. ■ Bei Verwendung können Schutzhandschuhe aufgrund der Änderungen der physikalischen Eigenschaften eine geringere Resistenz gegenüber der gefährlichen Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben, Zersetzung durch den Kontakt mit der Chemikalie etc. können die tatsächliche Lebensdauer deutlich verringern. Bei korrosiven Chemikalien kann eine Zersetzung der wichtigste zu berücksichtigende Faktor bei der Auswahl von chemisch resistenten Handschuhen sein. ■ Vor der Verwendung sind die Handschuhe auf Defekte oder Unvollkommenheiten zu prüfen. ■ Die Durchdringungsfestigkeit wurde unter Laborbedingungen untersucht und gilt lediglich für die untersuchte Probe ■ Diese Handschuhe wurden entwickelt, um die Handinnen- und -außenflächen gegen Chemikalienspritzer zu schützen. Aus diesem Grund liegt die Länge der Handschuhe unter der erforderlichen Mindestlänge für Handschuhe laut EN-Normen und wird als „Für Spezialanwendung geeignet“ eingestuft (EN 420:2003, Absatz 5.1.3).

WARNHINWEISE

■ Vor Verwendung des Produktes muss es unter den tatsächlichen Verwendungsbedingungen getestet werden ■ Ausrüstung unterliegt Verschleiß, ein Austausch wird häufig und in allen Fällen, in denen Mängel vorhanden sind, empfohlen ■ Handschuhe nur über saubere und trockene Hände ziehen ■ In den seltenen Fällen, in denen es zu vorübergehenden Hautreaktionen und Überempfindlichkeiten kommen kann, muss die Verwendung unterbrochen werden und einen Arzt aufsuchen.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG DER HANDSCHUHE

■ Die Handschuhe in ihrer Originalverpackung trocken lagern. ■ Die direkte Sonneneinstrahlung sowie die direkte Einwirkung von Wärmequellen ist zu vermeiden. ■ Die Haltbarkeit beträgt 3 Jahre ab dem auf der Verkaufsverpackung angegebenen Herstelungsdatum und bezieht sich auf das richtig gelagerte Produkt. ■ Entsorgen Sie verwendete Handschuhe in Übereinstimmung mit den entsprechenden Abfallverbringungsverordnungen.

SLO

Izjava o skladnosti na www.reflexx.com

■ Pregledovalne rokavice iz nitrila ■ brez pudra, Nesterilne ■ Oblika: petprstne, dvočlčna. ■

Velikosti: 7-10 ■ Pred uporabo rokavic pozorno preberite ta uporabniška navodila.

PREVIDNOSTNI UKREPI PRI UPORABI

■ Večnamenska rokavica za zaščito rok in/ali izdelka, s katerim se rokuje ■ Ti podatki ne odražajo dejanske kemične odpornosti, ocenjene v laboratorijskih pogojih samo na podlagi vzorcev z dlani (razen v primerih, ko je rokavica enaka ali večja od 400 mm - pri čemer se testira tudi manšeta), in se nanašajo samo na testirane kemikalije. Ta vrednost je lahko drugačna, če se kemikalije uporabljajo v zmesi. ■ Priporočljivo je preveriti, ali so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se pogoji na delovnem mestu lahko razlikujejo od tistih pri preizkusu tipa, v odvisnosti od temperature, površinske obrabe in razgradnje. ■ Med uporabo so zaščitne rokavice lahko manj odporne proti nevarnim kemikalijam zaradi spremembe fizikalnih lastnosti. Premiki, pregibanje, drgnjenje, razkroj zaradi kemične stika itd. lahko bistveno zmanjšajo čas dejanske uporabnosti rokavic. V primeru jedkih kemikalij je razgradnja lahko najpomembnejši dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije ■ Pred uporabo preverite rokavice glede morebitnih napak in pomanjkljivosti ■ Odpornost proti prodoru je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in se nanaša le na preizkušene vzorce ■ Rokavice so namenjene zaščitni ročne površine pred kemičnimi brki. Zato je dolžina rokavic nižja od zahtev EN, ki so minimalne dolžine rokavic, in veljajo za „primerne za posebne namene“ (EN 420:2003, klavzula 5.1.3).

OPOZORIILA

■ Pred uporabo izdelka ga preizkušajte v realnih okoliščinah uporabe ■ Izdelek izpostavljen obrabi, priporoča se pogosta menjava, vedno ko se opazijo nepravilnosti ■ Rokavice nosite na suh in čistih rokah ■ V redkih primerih, ko lahko pride do prehodnih kožnih reakcij in preobčutljivosti, uporabo prekinite in se posvetujte z zdravnikom.

SHRANJEVANJE IN ODLAGANJE ROKAVIC

■ Rokavice shranjujte v originalni embalaži na suhem mestu. ■ Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi in virom toplote. ■ Datum izteka roka uporabnosti je 3 leta od datuma proizvodnje, navedenega na prodajnem paketu, in velja za pravilno skladiščenje izdelke ■ Uporabljene rokavice zavrzite v skladu z ustreznimi predpisi o odstranjevanju.

GR

Δήλωση συμμόρφωσης στο www.reflexx.com

■ Εξαστατικά γάντια νιτριλίου ■ Μη αποστειρωμένα, χωρίς πουδρα ■ Σχήμα: πέντε δάχτυλα, αμφίθερα ■ Μεγέθη: 7-10 ■ Παρακολουθείτε διαβίστε αυτό το φύλλο ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το γάντι.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

■ Γάντια πολλαπλών χρήσεων για την προστασία των χεριών και/ή των χειριζόμενων προϊόντων γάντια ■ Αυτές οι πληροφορίες δεν αναπαριστούν την πραγματική διάρκεια της προστασίας στο χώρο εργασίας και τη διαχωριστική μεταξύ μεγισμάτων και καθαρών χημικών προϊόντων. ■ Αυτές οι πληροφορίες δεν δηλώνουν ότι έχει αξιολογηθεί η πραγματική αντίσταση στα χημικά προϊόντα έχει αξιολογηθεί κάτω από εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που λαμβάνονται από την παλάμη μόνο (εκτός από τις περιπτώσεις όπου το γάντι είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 400 mm - όπου ελέγχεται επίσης η μανσέτα) και αφορά μόνο το χημικό προϊόν που έχει ελεγχθεί. Μπορεί να είναι διαφορετική εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε κάποιο μείγμα. ■ Συνιστάται να ελεγχθεί ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση επειδή οι συνθήκες στον χώρο εργασίας μπορεί να διαφέρουν από τον έλεγχο τύπου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και τη φθορά. ■ Όταν χρησιμοποιούνται, τα προστατευτικά γάντια ενδέχεται να παρέχουν λιγότερη αντίσταση στην επικίνδυνη χημική ουσία λόγω των αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Οι κινήσεις, το πιάσιμο, η τριβή, η φθορά που προκαλούνται από την επαφή με τη χημική ουσία κ.λπ. μπορεί να μειώσουν σημαντικά το χρόνο της πραγματικής χρήσης. Για τις διαβρωτικές χημικές ουσίες, η φθορά μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να εξετάσει κανείς κατά την επιλογή των ανθεκτικών σε χημικές ουσίες γαντιών. ■ Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τα γάντια για οποιοδήποτε ελαττωμα ή ατέλεια. ■ Η αντίσταση στη διείσδυση έχει αξιολογηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο το δοκιμασμένο δείγμα. ■ Αυτά τα γάντια έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν την επιφάνεια του χεριού από πιθανές χημικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, το μήκος των γαντιών είναι υποδεότερο των απαιτήσεων EN του συνολικού ελάχιστου μήκους των γαντιών, και θεωρείται ως «κατάλληλο για Ειδικό Σκοπό» (EN 420: 2003, Όρος 5.1.3).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

■ Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, να το δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες χρήσης ■ Το γάντι είναι μια συσκευή υπόκειται σε φθορά. Είτε συχνή αντικατάσταση συνιστάται και σε όλες τις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ατέλειες ■ Να φοράτε γάντια με στεγνά, καθαρά χέρια ■ Σε σπάνιες περιπτώσεις, παροδικές δερματικές αντιδράσεις και αντιδράσεις υπερευαίσθησης μπορεί να εμφανιστούν ■ Στην περίπτωση της αντίδρασης, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό.

ΑΠΟΦΥΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

■ Αποθήκευση τα γάντια στην αρχική τους συσκευασία, σε ξηρό μέρος. ■ Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως και/ή θερμότητα. ■ Η μεσοπρόθεσμη ηλifes είναι 3 έτη από την ημερομηνία κατασκευής, υπό αναγραφής στην εμπορική συσκευασία, και ισχύει για το προϊόν που αποθηκεύεται σωστά ■ Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα γάντια σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό απόρριψης.

PL

Deklaracja zgodności na www.reflexx.com

■ badanie jednorazowe rękawica nitylowa ■ bezpudrowa, niesterylna ■ Rozmiar: 7/10 ■ Kształt: pięciopalcowy, obustronny ■ Należy uważnie zapoznać się niniejszą INSTRUKCJĄ przed użyciem rękawic.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

■ Wielofunkcyjna rękawica chroniąca dłoń i / lub obsługiwany produkt, może być również używana do ogólnych zastosowań. ■ Informacje te nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu ochrony w miejscu pracy i różnicowania między mieszaninami a czystymi chemikaliami. ■ Niniejsza informacja nie odzwierciedla rzeczywistej odporności chemicznej, która została oceniona w warunkach laboratoryjnych wyłącznie na podstawie próbek pobranych z dłoni (z wyjątkiem przypadku, gdy długość rękawicy jest równa lub większa niż 400 mm – w takim wypadku został przebadany również mankiet) i odnosi się wyłącznie do badanych chemicznych próbek. Odporność może być różnie w zależności od tego, czy substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie. ■ Zaleca się sprawdzić, czy rękawice są odpowiednie do przewidzianego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą się różnić od próby typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji. ■ Zużyte rękawice

ochrone sa
mniej odporne na niebezpieczne substancje chemiczne ze wzgledu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, drgania, tarcie, degradacja spowodowane kontaktem chemicznym itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku substancji chemicznych powodujących korozję degradacja jest najwazniejszym czynnikiem, który powolien byb brany pod uwage przy doborze rękawiczek chroniących przed substancjami chemicznymi. ■ Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub wad. ■ Odporność na penetrację została oceniona w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do badanej próbki. ■ Rękawice ze szpraczonose do ochrony powierzchni dłoni przed rozpryskami chemikałów. Z tego powodu, długość rękawic jest krótsza w stosunku do długości okrelonej przez normy EN dotyczących całkowitej minimalnej długości rękawic i uznaje się je za „szpraczonose do specjalnych celów” (EN 420:2003, Punkt 5.1.3).

- OSTRZEŻENIE**
 - Przed użyciem produktu należy wypróbować go w warunkach rzeczywistych
 - Rękawica jest urządzeniem narazonym na zużycie, dlatego zaleca się częsta wymianę i we wszystkich przypadkach, w których obserwuje się niedoskonałości
 - Nosić rękawice z suchymi, czystymi rękami
 - W rzadkich przypadkach przejściowe mogą wystąpić reakcje skórne i reakcje nadwrażliwości
 - W przypadku reakcji należy przernać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

PRZECZYTYWANIE I UTYLIZACJA RĘKAWIC

■ Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. ■ Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i źródeł ciepła. ■ Termin ważności wynosi 3 lata od daty produkcji (podane) na opakowaniu jednostkowym i jest ważny dla produktu wlaściwie przechowywanego ■ Zużyte rękawice należy utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

RO Declaratie de conformitate pe www.reflexx.com

■ Mănuși din nitril, de unică folosință, pentru examinare
■ fărǎ pulbere, nesterile
■ Formǎ: ambidektrǎ; cinci degete
■ Mǎrimi: 7-10
■ Înainte de utilizare, vă rugǎm sǎ citiți cu atenție aceste informații de utilizare.

SFATURI DE UTILIZARE

- Mănuși multifuncționale pentru a proteja mâna și/sau produsul manipulat pot fi folosite și pentru uz general
■ Aceste informații nu reflectǎ durata efectivǎ de protecție la locul de muncǎ sau diferențierea dintre amestecuri și substanțe chimice pure
■ Rezistența chimică a fost evaluatǎ în condiții de laborator din probele prelevate numai din palmǎ (cu excepția cazurilor în care mânușa este egalǎ sau mai mare de 400 mm – și în cazul testǎrii mânsetei) și se referǎ numai la substanța chimică testatǎ. Situația poate fi diferitǎ dacǎ substanța chimică este utilizatǎ într-un amestec.
■ Vă recomandǎm sǎ vă asigurați cǎ mânușile sunt potrivite pentru utilizarea doritǎ, deoarece condițiile la locul de muncǎ pot sǎ difere față de situația testului, în funcție de temperaturǎ, abraziune și stadiu de deteriorare.
■ Pe durata utilizării, mânușile de protecție pot avea o rezistență mai micǎ la substanța chimică periculoasǎ, din cauza modificǎrilor proprietǎților fizice. Miscǎrile, întinderile, frecarea, deteriorare etc. cauzate de contact chimic, pot reduce în mod semnificativ timpul efectiv de utilizare. În cazul substanțelor chimice corozive, deteriorarea poate fi cel mai important factor de luat în considerare, în alegerea mânușilor rezistente la substanțe chimice.
■ Înainte de utilizare, asigurați-vǎ cǎ mânușile nu prezintǎ defecte sau imperfecțiuni.
■ Rezistența la penetrare a fost stabilitǎ în condiții de laborator și se referǎ doar la specimenul testat.
■ Aceste mânuși au fost concepute pentru a proteja suprafața mâinilor de stropii de substanțe chimice. Prin urmare, lungimea mânușilor este inferiorǎ centinelor EN privind lungimea totalǎ minimǎ a mânușilor și se considerǎ "adevatǎ pentru scopuri speciale" (EN 420: 2003, clauza 5.1.3).

AVERTIZĂRI

- Înainte de a utiliza produsul, încercați-l în condițiile reale de folosință
■ Dispozitiv supus uzurii. Se recomandǎ înlocuirea frecventǎ și în orice caz, înlocuirea în caz de imperfecțiuni.
■ Pentru mânușile pe mâinele uscate și curate.
■ În anumite cazuri pot apărea reacții cutanate temporare și hipersensibilitate
■ În cazul unei reacții, intrați upei utilizarea și consultați un medic.

STOCAREA ȘI ELIMINAREA

- Depozitați mânușile în ambalajul original, într-un loc uscat.
■ Nu expuneți la lumina directǎ a soarelui și la sursele de cǎldurǎ.
■ Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data fabricării, indicatǎ pe ambalaj și este valabil pentru produsele stocate consecutiv.
■ Eliminați produsul, respectând regulamentele locale.

BG Декларация за съответствие: www.reflexx.com

- Нитрилни ръкавици за еднократна употреба за диагностика
■ Без пудра, нестерилни
■ Форма: две еднакви десни, пет пръста
■ Размери: 7/10
■ Прочетете внимателно информационната бележка преди употребата на ръкавиците.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

- Многофункционални ръкавици за защита на ръцете и/или на обработвания продукт
■ Тази информация не отразява действителната продължителност на защита на работното място и разграничаването между смеси и чисти химикали
■ Дадената информация не отразява действителната химическа устойчивост, която е тествана лабораторно върху пробни, взети от дланите (с изключение на случаите, в които ръкавицата е с дължина 400 мм или повече – когато се тества и маншета) и се отнася само за подложното на тест химическо вещество. Може да има разлика, ако химическото вещество се използва в смес.
■ Препоръчваме Ви да проверите дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба, тъй като условията на работното място могат да се различават от резултатите на теста в зависимост от температурата, износването и разваждането.
■ Ако се използват, защитните ръкавици могат да не гарантират добра устойчивост на опасното химическо вещество поради промени във физическите свойства. Движениата, отпитането, триенето, износването, причинено от химическия допир или друго може да намали значително действителното време на употреба. При разважданите химикали, влошаването на качеството е най-важният фактор, който трябва да вземете под внимание при избора на ръкавици, устойчиви на химически продукти
■ Преди употреба, проверете ръкавиците за наличие

на дефекти или други недостатъци.
■ Устойчивостта на проникване е определена в лабораторния условия и се отнася само за тестовия продукт
■ Тези ръкавици са проектирани да предпазват повърхността на ръката от химически пръски. Следователно, дължината е по-къса от изискванията на стандарт EN за минимална обща дължина на ръкавиците и се приема за "Подходяща за специални цели" (EN 420:2003, Параграф 5.1.3).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Преди употребата изпробвайте продукта в реални условия на работа
■ Материал, подлежащ на износване, препоръчва се честа смяна и винаги, когато забележите дефекти
■ Използвайте ръкавиците на сухи и чисти ръце
■ В редките случаи, когато могат да се появят преходни кожни реакции поради свърх-увствителност, прекъснете употребата и потърсете лекарска помощ.

СЪХРАНЕНИЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

- Съхранявайте в оригиналните кутии, на тъмно и сухо място
■ Не излагайте на пряка слънчева светлина и източници на топлина
■ Срокът на годност на продукта е 3 години от датата на производство, посочена върху опаковката, и важи само за правилно съхранен продукт
■ Изхвърляйте употребените ръкавици съгласно съответните действащи разпоредби.

BIH Deklaracija o Usaglašenosti na www.reflexx.com

■ Jednokratne nitrilne rukavice za ispitivanje
■ Bez pudera, nesterilne
■ Forma: ambidekstrozne, pet prstiju
■ Veličine: 7-10
■ Pazljivo pročitatí Uputstvo za Upotrebu prije korištenja rukavica.

PREPORUKE ZA UPOTREBU

- Všenamjenske rukavice za zaštitu ruku i/ili proizvoda kojim se rukuje
■ Ove informacije ne odražavaju efektivno trajanje zaštite na radnom mjestu i razgraničavanje između smjesa i čistih hemijskih sredstava
■ Ove informacije ne odražavaju stvarnu hemijsku otpornost koja je testirana u laboratoriji na uzorcima uzetim samo sa dlana (osim u slučajevima u kojima je rukavica dužine jednake ili veće od 400 mm – gdje se testira takođe i manžetna) i odnosi se samo na testiranu hemijsku supstancu. Može se dobiti drugačiji rezultat ukoliko se hemijska supstanca koristi u smjesi
■ Preporučuje se provjeriti prikladnost rukavica za predviđenu upotrebu budući da uslovi na radnom mjestu mogu biti drugačiji od onih priklom testiranja zavisno od temperature, abrazije i degradacije
■ Ukoliko su već korištene, zaštitne rukavice mogu pružiti manju otpornost na opasne hemijske supstance radi promjene fizičkih svojstava. Pokreti, zakačivanje, trljanje, dotrajalos uzrokovana hemijskim kontaktom itd. mogu značajno smanjiti efektivni vremenski period korištenja. Za korozivne hemijske proizvode, degradacija je najvažniji faktor koji treba uzeti u obzir prilikom izbora rukavica otpornih na hemijska sredstva
■ Prije upotrebe pregledati rukavice kako biste uočili eventualna oštećenja ili nedostatke
■ Otpornost na prodiranje procijenjena je u laboratorijskim uvlovia i odnosi se samo na testirani uzorak
■ Ove rukavice su dizajnirane da zaštite površini ruke od prskanja hemijskim supstancama. Stoga je dužina rukavice ispod uslova koje postavlja EN za ukupnu minimalnu dužinu rukavice i smatra se „Prikladnom za posebne svrhe” (EN 420:2003, Clause 5.1.3).

UPOZORENJA

- Prije korištenja proizvoda, isprobajte ga u stvarnim uslovima upotrebe
■ Artikel je podložen trošnjeći, tako da se preporučuje česta zamjena, kao i u svim slučajevima kada se uoče imperfecije
■ Stavljati rukavice na suhe i čiste ruke
■ U rjetkim slučajevima u kojima se javje prolazne reakcije na koži ili preosjetljivost, obustaviti upotrebu i posavjetovati se sa ljecnikom.

SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE

- Čuvati u originalnim kutijama na tamnom i suhom mjestu
■ Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti i izvorima toplote
■ Rok trajanja proizvoda je 3 godine od datuma proizvodnje naznačenog na pakovanju i odnosi se samo na proizvod koji je pravilno skladišten
■ Koristene rukavice odložite u otpad u skladu sa važećim propisima.

HU Megfelelőségi nyilatkozat a www.reflexx.com

- Egyszer használatos nitril vizsgálókesztyű
■ Pormentes, nem steril
■ Alak: mindkét kéz horhdható, öt ujjas
■ Méreték: 7-10
■ A kesztyű használatá előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

HASZNÁLTALÓ ÚTMUTATÓ

- Több célra alkalmas kesztyű a kéz és/vagy a kezelt termék védelmére
■ Ezek az információk nem tükrözik a munkahelyi védelem, valamint a keverék és a tisztá vegyszer kozótti differenciálás tényleges időtartamát
■ Ez a tájékoztató nem tükrözi a valódi kémiai ellenállást, amelyet csak a tenyérből vett mintákkal vizsgálhat meg a laboratóriumban (kivéve azokat az eseteket, amikor a kesztyű hossza legalább 400 mm, ezekben az esetekben a tömlőt is megvizsgálják), és amely csak a vizsgált vegyi anyag vonatkozásik. Eltérő lehet, ha a vegyi anyagot keverékben használják a Javaslójuk, hogy ellenőrizzék, hogy a kesztyű megfelelő-e a tervezett használathoz, mivel a munkahelyi körülmények homérséklettől, kopástól és bomlástól függően eltérhetnek a tesztől
■ Használat esetén a védőkesztyűk kevésbé tudnak ellenállni a veszélyes vegyi anyagoknak a fizikai tulajdonságok megváltozása miatt. Mozgások, beakadás, dörszólés, kémiai érintkezés által okozott kopás stb. jelentősen csökkentheti a tényleges használati időt. Maró vegyi anyagok esetében a bomlás a legfontosabb szempont, amelyet figyelembe kell venni a vegyszerről kesztyűk kiválasztásakor
■ Használat előtt ellenőrizze a kesztyűket, nincs-e rajtahiba vagy hiányosság
■ A behatolási ellenállást laboratóriumi körülmények között értékelték, és csak a vizsgált mintára vonatkozik
■ Ezeket a kesztyűket úgy tervezték, hogy megvédjék a kezet a kémiai frosszenéstől. Ezért a kesztyűk hossza kisebb, mint a kesztyű minimális teljes hosszúságáról szóló EN követelmények, és „speciális felhasználásra alkalmasnak” tekintendők (EN 420:2003, 5.1.3 pont).

FIGYELMEZTETÉSEK

- A termékelt használat előtt próbálja ki a valódi felhasználási körülmények között
■ A kopásnak kitett terméket javasolt gyakran cserélni, és minden esetben, ha hibát észlel
■ Száráz és tisztá kézen viselje a kesztyűket
■ Ritkán átmeneti bőrrreakciók és túlzékenység fordulhat elő, ilyen esetben függesse fel a használatot és forduljon orvoshoz.

TÁROLÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

- Az eredeti dobozban tárolandó, sötétben, száraz helyen
■ Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy hőnek
■ A termék élettartama a csomagoláson fektüntetett gyártás

időpontjától számított 3 év, és csak a helyesen tárolt termékre érvényes
■ A használt kesztyűket a hatályos vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsa.

NO Samsvarserklæring på www.reflexx.com

- Engangs undersøkeskeshsanske i nitril
■ Puddertfri, usteril
■ Form: passer til begge hender, fem fingre
■ Størrelser: 7-10
■ Les informasjonsmerknaden nøye før bruk av hansken.

ANBEFALINGER FOR BRUK

- Flerbrukshanske for beskyttelse av hånden og/eller det håndterte produktet
■ Denne informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske varigheten av beskyttelse på arbeidsplassen og differensieringen mellom blandinger og rene kjemikalier
■ Denne informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske kjemiske motstanden som er testet i laboratoriet av prøver tatt bare fra håndflaten (unntatt i tilfeller der hansken har en lengde på 400 mm eller lengre - der mansjetten også er testet) og den refererer bare til det testede kjemikalielt. Det kan være annerledes hvis kjemikalielt brukes i en blanding
■ Det anbefales å kontrollere at hanskene egner seg for den påtenkte bruken siden forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra testen avhengig av temperatur, abrasjon og nedbrytning
■ Ved bruk kan vernehansker gi mindre motstand mot det farlige kjemikalielt på grunn av endringer i de fysiske egenskapene. Bevegelse, sammenfiling, gnissing, nedbryting forårsaket av kjemisk kontakt, osv. kan redusere effektiv brukstid betydelig. For estende kjemikalier er nedbrytning den viktigste faktoren en må ta i betraktning ved valg av kjemikalieresistent hanske
■ Kontroller hanskene nøye for feil eller defekter før bruk
■ Gjennomtrengningsmotstanden er evaluert under laboratorieforhold og relateres bare til den testede prøven
■ Hanskene er utformet for å beskytte overflaten av hånden mot sprut fra kjemikalier. Derfor er hanskenes lengde mindre enn EN-kravet for minimum total lengde på hansken og anses som "Egnet for spesielle formål" (EN 420:2003, paragraf 5.1.3).

ADVARSLER

- For bruk av produktet, prøv det i reelle bruksforhold
■ Utstyr utsatt for slitasje, det anbefales effektiv utskifting og i alle tilfeller dersom det oppstår skader
■ Bruk hanskene på tørre og rene hender
■ I sjeldne tilfeller hvor forbigående hudreaksjoner og overfølsomhet kan oppstå, avslutt bruken og oppsøk lege.

OPPBEVARING OG AVHENDING

- Oppbevares i originalemballasjen på et mørkt og tørt sted
■ Må beskyttes mot direkte sollys og varmekilde
■ Produktets varighet er 3 år fra produksjonsdato som er angitt på pakningen, gyldig kun for riktig oppbevart produkt
■ Kast brukte hansker i henhold til gjeldende forskrifter.

SK Vyhlasenie o zhode na www.reflexx.com

- Jednorazové vyšetrovacie rukavice z nitrilu
■ Nepudrované, nesterilné
■ Tvar: obojručné, päťprstové
■ Velkosť: 7-10
■ Pred použitím rukavic si pozorne prečítajte informácie o ich používaní.

ODPORUČANIA PRE POUŽITIE

- Vnaciúčelové rukavice na ochranu rúk a/alebo produktu, s ktorým sa manipuluje
■ Uvedené informácie neodrážajú skutočnú dobu ochrany na pracovisku a nerozlišujú medzi zmesami a čistými chemikáliami
■ Uvedené informácie neodrážajú skutočnú chemickú odolnosť, ktorá bola stanovená v laboratorných podmienkach a to iba na vzorkách z dlhovejšej časti (okrem prípadov, pri ktorých je dĺžka rukavice aspoň 400 mm a viac – a kde sa testuje aj ochranný rukáv) a týka sa iba chemických látok použitých pri testovaní. Odolnosť môže byť odlišná, ak je chemická látka súčasťou zmesi
■ Odporúčame skontrolovať, ak si rukavice vchodne na plánovanú početnosť, keďže podmiienky na pracovisku sa môžu líšiť od tých pri testovaní, v závislosti od teploty, odierania, alebo degradácie
■ Používanie ochranné rukavice môže tiež poskytnúť nižšiu odolnosť voči nebezpečným chemickým látkam z dôvodu zmien fyzikálnych vlastností. Pohyby pri manipulácii, trenie, zdhrnutie, poškodenie pri chemickom kontakte atď, môžu výrazne znížiť efektívnu životnosť rukavic. Pri manipulácii s korozívnymi chemikáliami je degradácia najvýznamším faktorom, ktorý je potrebné zohľadniť pri výbere ochranných rukavic odolných voči chemikáliám
■ Pred použitím dôkladne skontrolujte prípadný výskyt chyby, alebo poškodení na rukaviciach
■ Odolnosť voči presakovaniu bola stanovená v laboratorných podmienkach a týka sa iba testovanej vzorky
■ Tieto rukavice sú určené na ochranu povrchu rúk pred kontaktom s chemikáliami. Dĺžka rukavíc je menšia, než je uvedené v nariadeniach EN pre celkovú minimálnu dĺžku rukavíc a považuje sa za „Vhodnú na špeciálne účely” (EN 420:2003, ustanovenie 5.1.3).

UPOZORNENIA

- Pred použitím produktu ho vyskúšajte v skutočných podmienkach použitia
■ Rukavice sú výrobok s nadmerným sklom na opotrebovaní odporúčame ich častú výmenu a tiež výmenu, keď dôjde k ich viditeľnému poškodeniu
■ Rukavice si navlečte na čisté a suché ruce
■ V ojedinelých prípadoch, pri ktorých by došlo ku prechodným kožným reakciám a porúdeniu pokožky, prerušte používanie a poraďte sa s lekárom.

SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA

- Uchovávajújte rukavice v ich pôvodnom balení na suchom a tmavom mieste
■ Nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla
■ Dátum spotreby je 3 roky od dátumu výroby uvedenom na predajnom obale a je podmienený dôkladným uskladnením produktu
■ Použite rukavice zlikvidujte v súlade s príslušnými platnými nariadeniami.

SQ Deklarata e Konformitetit në www.reflexx.com

- Dorezë ekzaminimi njëpërdorimshe, nitril
■ Pa pudër, jo-sterile
■ Forma: e përdorshme në të dyja duart, pesë gishta
■ Masa: 7-10
■ Para përdimit të dorezës lexoni me kujdes Shënimet Informuese.

UDHËZUES PËRDORIMI

- Dorezë e përshtatshme për përdorime të shumëllojshme për mbrojtjen e dorës dhe/ose të produktit të trajtuar
■ Këto informacione nuk përfshijnë kohëzgjatjen efektive të mbrojtjes në vëndin e punës dhe diferencimin midis preparateve si edhe midis substancave kimike
■ Ky udhëzues nuk pasqyron rezistencën e vërtetë ndaj agjentëve kimik që është testuar në laborator nga kampion të marrë vetëm nga pëlëmba (me përjashtim të rasteve kur

doreza ka një një gjatësi të barabarte ose më të madhe se 400 mm – kur testohet edhe mëngja) dhe i referohet vetëm substancës kimike të testuar. Mund të jetë ndryshe nëse substanca kimike përdoret në një përzierje. ■ Rekomandohet të kontrolloni nëse dorezat janë të përshatshme për përdorimin e dëshiruar sepse kushtet në vëndin e punës mund të ndryshojnë nga kushtet e testimit në varesi të temperaturës, gjërësisë dhe degradimit ■ Në rast kur dorezat mbrojtëse janë të përdorura mund të sigurojnë rezistencë më të ulët ndaj substancave kimike të rrezikshme për shkak të ndryshimeve në karakteristikat fizike. Lëvizjet, ngatërimi, fërkimi, përkeqësimi i shkaktuar nga kontakti kimik etj, mund të ulin në mënyrë të konsiderueshme kohën efektive të përdorimit. ■Për produktet kimike gjërëshe, degradimi është faktori më i rëndësishëm që duhet të merret parasysh në zgjedhjen e dorezave rezistente ndaj produkteve kimike
■ Para përdorimit, kontrolloni dorezat për difekete ose mungesat e mundshme
■ Rezistenca kundër penetrimit të lëndëve kimike është vlerësuar në kushtet e laboratorit dhe i referohet vetëm kampionit të testuar
■ Këto doreza janë projektuar për të mbrojtur sipërfaqen e dorës nga ndotja nga substancat kimike. Pra, gjatësia e dorezave është më e ulët se kërkesat EN të gjatësisë minimale totale të dorezës dhe konsiderohet si "E përshatshme për qëllime të veçanta" (EN 420:2003, Clause 5.1.3).

VËREJTJE

- Para se të përdorni produktin provojeni në gjendjen reale të përdorimit
■ Paisje që dëmtohet nga përdorimi, rekomandohet zëvendësimi i shpejtë dhe në të gjitha rastet kur shihen difekete
■ Vishni dorezat me duar të thata dhe të pastra
■ Në rastet të rralla kur mund shfaqen reaksione kalimtare dhe hipersensibiliteti në lëkurë, pezulloni përdorimin dhe konsultohuni me mjekun.

KONSERVIMI DHE ASGJËSIMI

- Të ruhet në kutinë origjinale, në erësië, në vënd të thatë
■ Të mbahet larg burimeve të dritës dhe të nxehtësisë
■ Kohëzgjatja e produktit është 3 vjet nga data e prodhimit e treguar në pako dhe është e vlefshme vetëm për produktin e konservuar korrektësisht
■ Asgjësoni dorezat e përdorura sipas rregulave në fuqi.

HR Izjava o sukladnosti na www.reflexx.com

- Nitrilne rukavice za ispitivanje za jednokratnu upotrebu
■ Bez praha, nesterilne
■ Oblik za obje ruke, pet prstiju
■ Veličine: 7-10
■ Prije upotrebe rukavica pažljivo pročitatí osnovne informacije.

PREPORUKE ZA UPOTREBU

- Všenamjenske rukavice za zaštitu ruku i/ili proizvoda kojime se rukuje
■ Ove informacije ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu i razlike između kemijskih smjesa i čistih kemikalija
■ Ove osnovne informacije ne odražavaju stvarnu hemijsku otpornost koja je testirana u laboratoriju na uzorcima uzetimama s dlana (osim u slučajevima kada je dužina rukavice jednaka ili veća od 400 mm – gdje se ispituje i zašita za podlakticu) i odnosi se samo na ispitivnu kemikaliju. Otpornost može biti drukčija ako se kemikalija koristi u smjesi
■ Preporučuje se provjeriti jesu li rukavice prikladne za namjeravano uporabu, jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od uvjeta pri ispitivanju u pogledu temperature, abrazije i razgradnje (degradacije)
■ Ako se upotrebljavaju, zaštitne rukavice mogu pružiti manju otpornost na opasnu kemikaliju zbog promjena fizičkih svojstava. Pokreti, zapetljavanje, trljanje, propadanje uzrokovano kemijskim kontaktom itd. mogu znatno smanjiti vrijeme stvarnog korištenja. Za korozivne kemikalije razgradnja je najvažniji čimbenik koji treba uzeti u obzir pri odabiru rukavica otpornih na kemikalije
■ Prije upotrebe pregledati rukavice kako biste ustanovili oštećenja ili nedostatke
■ Otpornost na prodiranje ocijenjena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitani uzorak
■ Ove rukavice namjenjene su zaštiti površine ruku od prskanja kemikalija. Stoga je dužina rukavica manja od EN zahtjeva u pogledu najmanje ukupne dužine rukavice i smatra se „Pogodnom za posebne svrhe” (EN 420:2003, točka 5.1.3).

UPOZORENJA

- Prije polazne proizvodnje, isprobajte ga u stvarnim uvjetima upotrebe
■ Proizvod je podložen habanju, preporučuje se česta zamjena te zamjena u svim slučajevima gdje se uoče nepravilnosti
■ Nosići rukavice na suhim i čistim rukama
■ U rijetkim slučajevima kada mogu nastati prolazne kožne reakcije i preosjetljivost kože, prekinuti upotrebu i zatražiti savjet ljecnika.

ČUVANJE I ZBRINJAVANJE

- Čuvati u originalnim kutijama u mraku, na suhom mjestu
■ Ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti i izvorima topline
■ Životni vijek proizvoda je tri godine od datuma proizvodnje navedenog na pakiranju i vrijedi samo za pravilno pohranjeni proizvod
■ Rabljene rukavice odložite u skladu s važećim propisima.



Reflexx S.p.A., Via Passeri 2, 46019 Viadana (MN) | ITALY