



Westinghouse

WES42-0909BLK

Foot & Body Massager

Masseur pour les pieds et le corps



Instruction Manual Manuel d'utilisation

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating it. Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use. Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENTS

1. Safety warnings
2. Environment
3. Restrictions
4. Maintenance
5. Troubleshooting
6. Features and benefits
7. Components
8. Operation
9. Use
10. Reflexology Chart with corresponding body parts
11. Product specifications
12. Warranty

FRANÇAIS

1. Safety warnings

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the massage unit before cleaning
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 30 minutes or less.
- Please avoid use if the massage unit is damaged and call the Westinghouse® technical service at 1-866-967-7333.
- Do not use wet hands to connect the unit or to pull the plug.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- In the event of a power failure disconnect the massager
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the massager.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by Westinghouse® Customer Service ONLY.
- The appliance has a heated surface. People insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a standard AC wall outlet. If it does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

2. Environment

The Westinghouse® WES42-0909B massager should be used only in well ventilated, normally dry and dust-free environments.

3. Restrictions


Stop immediately the use of this massage unit if you feel unwell and consult your doctor.

If you have medical issues or problems, please consult your doctor before use.

If you are using prescription drugs, please consult your pharmacist or doctor before use.

4. Maintenance

- This product should only be maintained by Westinghouse® certified technicians otherwise, the warranty will be void.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If this massage unit will not be used for an extended period, store in a dry and dustless environment.
- Avoid product exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Unplug from the AC wall outlet when not in use and before cleaning. Clean this product with a dry cloth.
- Do not use thinner, benzene or alcohol to clean the unit.
- We recommend using the massager intermittently and not for long periods.
- Wireless remote-control Battery replacement
 1. The battery compartment is at the back of the remote control.
 2. Press the small clip with your index finger while simultaneously using your thumbnail to pullout the drawer battery compartment.
 3. Insert a new "LITHIUM" battery type CR2025 3V and then put the compartment back in place.



5. Troubleshooting

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the foot massager doesn't normally work, please check that the plug and socket are properly connected, and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the massager will power off automatically.
- After several uses, the massager might power off because of overheating. It can be used again after half an hour of cooling time.

6. Features and benefits


The new Westinghouse® WES42-0909B foot and body massager provides a strong, fast, deep-down feeling of relaxation. Just rest your feet, calves, thighs or lower back against the Westinghouse® WES42-0909B foot and body massager and relax. Caress and help sooth tired aching feet with its powerful vibrating action or use its multiple reflexology pressure points and infrared heating for maximum relaxation. The foot massage of your life is just a button push away with the included wireless remote control. This unit is contoured to find known acupressure nodes and bring relief after the strains of a long day.

Features:

- Automatic 15-minute timer
- Wireless remote control
- 8 Infrared heat levels
- 15 speed adjustment levels
- 4 exclusive massage programs
- LED display

7. Components

- A. On/Off Button
- B. Timer selection button
- C. Display window
- D. Massage speed level increase button
- E. Massage speed level decrease button
- F. Infrared heat massage button
- G. Programmed massage select button
- H. Vitality massage mode light
- I. Relaxation massage mode light
- J. Slimming massage mode light
- K. Reflexology massage mode light
- L. Massage platform
- M. Carrying handle
- N. Far Infrared heat massage foot rest
- O. Foot massager base
- P. Wireless remote control
- Q. Wireless remote control receiver
- R. Remote Control



Remote control

8. Operation

Position the Westinghouse® massager in a stable place and connect it to an AC wall outlet. Press the “on” switch. The power light will go on and the massage session will start at the speed/intensity level 1. You can then choose an automatic massage mode or adjust the foot massager manually.

For the automatic mode

Press the SELECT button repeatedly to choose one of the 4 preset automatic massage modes (Vitality, Relaxation, Reflexology and Active). An indicator light will light up to confirm the selected mode.

While using any of the automatic massage modes, you may check the number of minutes left by pressing the TIMER button on the unit or on the remote control.

The programmed massage length, speed and heat setting should vary according to your health. We recommend starting using the Westinghouse® massager slowly and progressively as you get use to the unit more and more.

- Vitality mode

Press the blue button on the wireless control or the Select button on the unit to activate this mode. The vibration speed will fluctuate from levels 1 to 15 with infrared heat levels from 1 to 8.

- Relaxation mode

Press the green button on the wireless control or the Select button on the unit to activate this mode. The vibration speed will fluctuate from levels 1 to 4 and infrared heat levels from 1 to 3.

- Reflexology mode

Press the red button on the wireless control or the Select button on the unit to activate this mode. The vibration speed will fluctuate quickly from levels 1 to 15 and infrared heat levels from 1 to 8.

- Slimming mode

Press the yellow button on the wireless control or the Select button on the unit until this mode is activated. The vibration speed will fluctuate quickly from levels 6 to 12 with infrared heat levels from 4 to 6.

For the manual mode

- Massage speed

Press the “+” key to increase the massage speed, and the “-” key to decrease it. You can choose between 1 and 15 to select the speed level of your choice.

- Infrared heat intensity

Press the INFRARED button repeatedly on the remote or on the base of the unit to select the infrared heat intensity level from 1 to 8.

- Massage duration time

Press the TIMER button repeatedly to manually select the massage duration time (10, 20 or 30 minutes).

LED Display Window

The LED display window can show the following:

- Vibration speed/intensity level

- Time selection (10, 20 or 30 minutes).
- Infrared heat/intensity level.

9. Use

The Westinghouse® WES42-0909B foot and body massager can be used on other areas of the body. The WES42-0909B foot massager helps to relax tired, aching muscles, helps to reduce stiffness and can contribute to create a relaxation feeling when used on calves, thighs, back or waist.

Massage Under the Feet

Place your feet on the center of the pressure pad. You can also move them about and around the unit to find the perfect pressure point for you.



Massage the Upper Back


Place your upper back on the pressure pad for a thorough massage to reduce pain on the neck, arms or shoulders. You can rest the WES42-0909B on a chair or sofa.



Westinghouse

Massage the thighs and buttocks

Sit comfortably and place your thighs on the center of the pressure pad (wear either long socks or trousers).




Massage the lower back and waist

Place the massager on a sofa and lean your back and waist against it. Move around to find your preferred massage spot.



Massage the calves


Sit comfortably and place your calves on the center of the pressure pad (Wear either long socks or trousers).



Massage the abdomen

Sit or lie in a comfortable position, place the pressure pad on the abdomen with a cushion between them to soften the vibration.

10. Reflexology chart with corresponding body parts



1. Forehead
2. Sun point
3. Pituitary gland
4. Cerebrum
- 5a. Left eye
- 5b. Right eye
- 6a. Left ear
- 6b. Right ear
7. Nose
8. Cerebellum
9. Neck
10. Muscle at the back of neck
11. Shoulders
12. Heart
13. Accessory thyroid glands
14. Thyroid glands
15. Bronchial tubes
16. Solar plexus
17. Stomach
18. Liver

19. Gall bladder
20. Pancreas
21. Kidneys
22. Duodenum
23. Adrenal glands
24. Spleen
25. Ureters
26. Small intestine
27. Bladder
28. Transverse colon
29. Ascending colon
30. Descending colon
31. Ileum entrance
32. Rectum
33. Appendix
34. Anus
35. Ovaries
- 36a. Left knee
- 36b. Right knee

11. Product specifications

Rated Voltage: AC120V 60 Hz
 Rated power: 65 W

12. Warranty

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at:

1-866-967-7333 ext 227.

Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore, it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant de l'utiliser et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

Table des matières

1. Consignes de sécurité
2. Environnement d'utilisation
3. Contre-indications
4. Entretien
5. Dépannage
6. Avantages et bénéfices
7. Composantes
8. Mode d'emploi
9. Usage
10. Charte de réflexologie avec les parties du corps correspondantes
11. Spécifications techniques
12. Garantie

1. Consignes de sécurité

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants
- Veuillez débrancher l'unité de massage avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.

- Cet appareil est conçu pour un usage à l'intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 30 minutes à la fois.
- En cas de bris de l'appareil, débranchez celui-ci et appelez le service à la clientèle Westinghouse® au 1-866-967-7333.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental à moins qu'ils aient été supervisés ou instruits concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service à la clientèle de Westinghouse® dans le seul but d'éviter un danger.
- L'appareil dispose d'une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.
- Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche est conçue pour tenir dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche électrique en aucune façon.

2. Environnement d'utilisation

Le masseur pour les pieds et le corps Westinghouse® est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. Contre-indications

Arrêtez d'utiliser cet appareil si vous ressentez un malaise et consultez un médecin.


Si vous avez un problème médical quelconque, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

Si vous utilisez des médicaments ou prescriptions, consultez votre pharmacien ou docteur avant d'utiliser cet appareil.

4. Entretien

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par Westinghouse®. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- Utilisez un linge sec pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant. Ceci endommagerait cet appareil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

- Remplacement de la pile de la télécommande sans fil.
 1. Le compartiment de la pile est à l'arrière de la télécommande.
 2. Appuyez sur le petit clip avec votre index et retirez le compartiment à piles.
 3. Insérez une nouvelle pile de type 'LITHIUM CR2025' et remplacez le compartiment



5. Dépannage

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le masser pour pieds ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé.

6. Avantages et bénéfices



Le nouveau masser pour les pieds et le corps avec fonction de vibration et chaleur à infrarouge WES42-0909B de Westinghouse® aide à procurer une sensation de bien-être à vos pieds fatigués d'une longue journée. Cet appareil polyvalent vous permet également de masser d'autres parties du corps comme les mollets, les cuisses, et le bas du dos. Son action de vibration puissante, l'utilisation de points de massages de réflexologie précis ainsi que la chaleur infrarouge aident à vous procurer une sensation bienfaisante de relaxation. Vous vous sentirez comme si vous aviez des pieds neufs.

Caractéristiques:

- Minuterie automatique de 15 minutes
- Commande à distance sans fils
- 8 niveaux de chaleur à infrarouge
- 15 niveaux de réglage de vitesse
- 4 programmes de massage automatique
- Écran à DEL

7. Composantes

- A. Commutateur de mise en fonction 'On / Off'
- B. Commutateur de sélection de minuterie '10, 20 ou 30 minutes'
- C. Fenêtre d'affichage à DEL
- D. Commutateur pour augmenter la vitesse/intensité du massage (1 à 15)
- E. Commutateur pour diminuer la vitesse/intensité du massage (1 à 15)
- F. Commutateur pour régler la chaleur infrarouge et activer le champ magnétique (1 à 8).
- G. Commutateur de massage préprogrammé
- H. Indicateur du mode de massage 'Vitalité'
- I. Indicateur du mode de massage 'Relaxation'
- J. Indicateur du mode de massage 'Slimming'
- K. Indicateur du mode de massage 'Réflexologie'
- L. Plate-forme de massage
- M. Poignée de transport
- N. Repose-pied pour le massage avec chaleur infrarouge et champ magnétique
- O. Base de l'unité
- P. Télécommande sans fil
- Q. Récepteur de signal de la télécommande
- R. Télécommande sans fil



Télécommande

8. Mode d'emploi

Positionnez le masseur Westinghouse® dans un endroit stable et connectez-le à une prise murale. Appuyez sur le commutateur "ON" de la télécommande ou de l'unité et le massage sera lancé à la vitesse/intensité de niveau 1. L'affichage de la fenêtre DEL se transformera en compteur de calories au bout de quelques secondes. Vous pouvez, à ce moment, choisir un mode de massage automatique ou régler le massage manuellement. Une fois l'appareil en marche, vous pouvez vérifier le nombre de minutes restant à tout moment en appuyant sur la touche MINUTERIE de l'appareil ou de la télécommande.

Pour le mode automatique

Appuyez sur la touche SELECT de l'appareil à plusieurs reprises ou sur la touche appropriée de la télécommande sans fil pour choisir l'un des 4 modes de massage pré-réglé automatique (vitalité, détente, réflexologie et Active). Un voyant lumineux s'allume sur l'afficheur pour confirmer le mode sélectionné. Tout en utilisant l'un des modes de massage automatique, vous pouvez vérifier le nombre de minutes restant en appuyant sur la touche MINUTERIE de l'appareil ou de la télécommande.

Une fois la durée du massage programmé, la vitesse et réglage de la chaleur devrait varier en fonction de votre santé. Nous vous recommandons de commencer à utiliser le masseur Westinghouse® lentement et progressivement.

-Mode Vitalité

Appuyez sur le bouton bleu de la télécommande sans fil ou sur le bouton Select sur l'appareil pour activer ce mode. La vitesse/intensité des vibrations va fluctuer entre les niveaux 1 à 15. Le niveau de chaleur infrarouge va varier de 1 à 8.

- Mode Relaxation

Appuyez sur le bouton vert de la télécommande sans fil ou sur le bouton Select sur l'appareil pour activer ce mode. La vitesse/intensité des vibrations va fluctuer par rapport aux niveaux 1 à 4 et niveaux de chaleur infrarouge de 1 à 3.

- Mode Réflexologie

Appuyez sur le bouton rouge sur la télécommande sans fil ou le bouton Select sur l'appareil pour activer ce mode. La vitesse de vibration va rapidement fluctuer de niveaux 1 à 15 et les niveaux de radiation infrarouge de 1 à 8.

- Mode 'Slimming'

Appuyez sur le bouton jaune sur le contrôle sans fil ou sur le bouton Select de l'appareil jusqu'à ce que ce mode soit activé. La vitesse de vibration va rapidement fluctuer du niveau 6 à 12 ans avec des niveaux de chaleur infrarouge variant entre 4 à 6.

Pour le mode manuel

- Vitesse de massage

- Appuyez sur la touche '+' sur la télécommande ou sur l'unité pour augmenter la vitesse de massage. Appuyez sur la touche '-' sur la télécommande ou sur l'unité, pour la diminuer. Vous pouvez choisir entre 1 et 15 pour sélectionner le niveau vitesse/intensité de votre choix.

- Chaleur infrarouge

- Appuyez sur le bouton INFRAROUGE à plusieurs reprises sur la télécommande ou sur l'appareil pour sélectionner le niveau de la chaleur infrarouge intensité allant de 1 à 8.

Cette fonction permet également d'activer la fonction d'onde magnétique.

- Durée du massage
 - Appuyez sur le bouton MINUTERIE plusieurs fois pour sélectionner manuellement la durée du massage (10, 20 ou 30 minutes).

Fenêtre d'affichage D.E.L.

La fenêtre d'affichage D.E.L. peut afficher les fonctionnalités suivantes:

- Vitesse de vibration /intensité (1 à 15)
- Durée de temps sélectionné (10, 20 ou 30 minutes).
- Niveau d'intensité de la chaleur infrarouge (1 à 8).

9. Usage

Plus qu'un simple masseur pour pieds!

Le masseur pour pieds Westinghouse® WES42-0909B peut être utilisé sur d'autres parties du corps. Le masseur WES42-0909B pour les pieds et le corps aide à détendre les muscles endoloris et fatigués. Il aide à réduire la raideur et peut contribuer à créer un sentiment de détente lorsqu'il est utilisé sur les mollets, les cuisses, le dos ou la taille.

Massage sous les pieds

Placez vos pieds sur le centre de la plate-forme de pression. Vous pouvez aussi les déplacer et autour de l'appareil pour trouver le point de pression idéal pour vous.



Massage haut du dos

Placez le haut du dos sur la plate-forme de pression pour un massage en profondeur pour réduire la douleur au cou, les bras ou les épaules. Vous pouvez placer le masseur WES42-0909B sur une chaise ou un canapé.



Massage des cuisses et des fesses

Asseyez-vous confortablement et placez vos cuisses sur la plate-forme de pression (Utilisez des chaussettes ou des pantalons longs).



Massage du bas du dos et à la taille

Placez le bas du dos sur la plate-forme de pression pour un massage en profondeur. Vous pouvez placer le masseur Westinghouse® WES42-0909B sur un canapé. Déplacez le dos ou la taille pour trouver votre position préférée.




Massage des mollets

Asseyez-vous confortablement et placez vos mollets sur la plate-forme de pression. Plus qu'un simple masseur pour pieds!



10. Charte de réflexologie avec les parties du corps correspondantes



1. Forehead
2. Sun point
3. Pituitary gland
4. Cerebrum
- 5a. Left eye
- 5b. Right eye
- 6a. Left ear
- 6b. Right ear
7. Nose
8. Cerebellum
9. Neck
10. Muscle at the back of neck
11. Shoulders
12. Heart
13. Accessory thyroid glands
14. Thyroid glands
15. Bronchial tubes
16. Solar plexus
17. Stomach
18. Liver

19. Gall bladder
20. Pancreas
21. Kidneys
22. Duodenum
23. Adrenal glands
24. Spleen
25. Ureters
26. Small intestine
27. Bladder
28. Transverse colon
29. Ascending colon
30. Descending colon
31. Ileum entrance
32. Rectum
33. Appendix
34. Anus
35. Ovaries
- 36a. Left knee
- 36b. Right knee

11. Spécifications techniques

Voltage et fréquence: 120V CA / 60Hz

Consommation (puissance): 65 W

12. Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au **1-866-967-7333 ext 227**.

Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse, nous vous enverrons un technicien réparateur.

Notes importantes : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333 ext 227



Westinghouse