


**besrey**<sup>®</sup>

**User Manual**  
**Electric Breast Pump**  
Model: XN/MS-2246A



**IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP  
IT FOR FUTURE REFERENCE**

# Contents

---

EN	-----	01-17
ES	-----	17-34

---

Overview -----	04
Specifications -----	04
Control Panel -----	05-07
Cleaning and Sterilizing Before Use -----	08-10
How to Assemble the Breast Pump -----	10-12
How to Use the Breast Pump -----	12-13
Using the Expressed Milk -----	14
Storing the Expressed Milk -----	14
Trouble Shooting -----	14-16
Care and Maintenance -----	17
Disposal -----	17

# **WARNING**

**WARNING!** Please read this manual carefully before using the product.

- It is recommended you consult with a licensed healthcare professional before using the pump if you have an active implanted device that would be affected by a magnetic field (e.g. pacemaker, implantable cardioverter defibrillator)
- Pumping can induce labor. Do not pump until after giving birth. If you become pregnant while breastfeeding or breast pumping, consult with a licensed healthcare professional before continuing.
- All breast pump components that come into contact with breast milk should be disassembled, washed, and sterilized for the first time use and before each use.
- Drinking water is recommended for cleaning breast pump components that come into contact with breast milk.
- The parts that come in contact with breasts and breast milk should be disassembled and cleaned as soon as possible after each use to prevent the growth of bacteria that may be caused by residual milk.
- All parts should NOT be exposed to ultraviolet light and should NOT be sterilized at excessively high temperatures (<100°C/212°F) for a long time (<5 minutes).
- Keep the pump dry. Clean the pump unit with a soft cloth, don't rinse/disinfect it.
- Take care when cleaning the silicone flange and diaphragm. The breast pump will not function properly if they get damaged.

- You should avoid rubbing or inserting objects when cleaning the silicone diaphragm. Otherwise, it may be damaged.
- Do not disassemble the pump unit; pump repairs can only be performed by an authorized service provider.
- Never use the pump if it has been damaged, is not working properly, or the pump unit has been dropped into water.
- This is a single-user pump and therefore should not be used by more than one individual.
- Sharing the pump among multiple users may present a health risk.
- Do not use the pump while sleeping or being overly drowsy.  
This product contains small parts and a cable that may present a hazard. Keep out of reach of children.
- The pump should not be used while lying down or engaging in strenuous exercise or activities with the risk of harm.

**Operation is subject to the following two conditions:**

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Overview


- ① Dust Cover x 2
- ② Flange x2
- ③ Breast Shield Body x2
- ④ Diaphragm x2
- ⑤ Diaphragm Cap x2
- ⑥ Tubing x2
- ⑦ USB-C Cable x1
- ⑧ Pump Unit x1
- ⑨ Duckbill Valve x2
- ⑩ Milk Bottle x2
- ⑪ Milk Bottle Lid x2
- ⑫ Teat x1
- ⑬ Teat Cap x1




## Specifications

Model: XN/MS-2246A	Battery: 3.7V	Suction Level: 9 Levels
SPU: BR-HL003	Charging Port: Type C	Suction Cycle: 3 Cycles (Slow/Middle/Fast)
Power Input: 5V=2A	Charging Time: 2.5 Hours	
Rated Power: 10W	Suction Mode: 3 Modes	

# Control Panel







**Note: This pump is powered by a built-in li-ion battery. When the battery status indicator shows one bar of power, it is recommended to charge the pump as soon as possible using a certified 5V=2A adapter (not included).**

Night Light Button  
Charging Port

1. Fully charge the device before first use. Long press the power button “⏻” to turn on the pump unit, and the battery status icon “🔋” will stay on to show the remaining battery. Charge the pump unit with the USB cable and power adapter (not included) when the battery is low (one bar of power).
2. When the pump is turned on, press the side switch button “↔” to choose which side to pump or to begin pumping on both sides; press the cycle button “⏮” to select the optimal suction cycle.
3. Press the mode switch button “👤” to select a preferred mode. The icon “≈” will remain visible while in stimulation mode. After 2 minutes, the pump will automatically switch to expression mode, and the icon “💧” will remain visible. The 2-in-1 mode “👤💧” scientifically combines the above two modes to simultaneously stimulate and express breasts; use this mode as needed.

4. When your nipples feel the suction power in any mode and at any suction level, press "+" or "-" to adjust the suction to a comfortable level. There are 9 suction levels to choose from.
5. Press the "+" and "-" buttons on the left side together to lock the buttons and prevent accidental activation or adjustment. To mute or unmute the control panel, press "+" and "-" on the right side simultaneously. When the child lock is enabled and the panel is muted, the status icons "🔒" and "🔇" remain visible; otherwise, these icons become invisible.
6. While the pump unit is pumping, long press the user mode button "👤" to begin recording; the status icon "👤" will blink to show that it is recording your pumping process. When you're done recording, long press the user mode button "👤" to stop recording. You can use this function to personalize and save your own pumping process. To repeat the saved pumping process, activate user mode by short pressing the user mode button "👤" and the pump will detect and run the saved pumping process automatically. If no saved pumping process can be detected, it will beep and exit user mode after short pressing the user mode button "👤".
7. When finished pumping, long press the power button "⏻" to turn off the pump. Alternatively, the pump will shut off automatically after 30 minutes of pumping if no further operation.

## Cleaning and Sterilizing Before Use

The components that come into contact with breast milk are not provided sterile and must be cleaned and sterilized for the first use. Moreover, these components must be cleaned after each use to avoid the buildup of dry milk residue which can lead to the growth of bacteria that can be harmful to you and your baby.

Clean and sterilize these milk-contact components before first use and after every use: flange, breast shield body, milk bottle, milk bottle lid, milk bottle teat, and duckbill valve.





⚠ **WARNING:** Always take apart components before cleaning or sterilizing. After cleaning, make sure the components are completely dry.

⚠ **WARNING:** If the duckbill valve is clogged with milk, clean it gently with a cotton swab. Never rub or knead it with your fingers.


Clean Milk-contact Components	Sterilize Milk-contact Components
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rinse in cold, clear water (approx. +20°C / +68°F)</li> <li>2. Wash in warm water (approx. +30°C / +86°F) using gentle baby dish detergent and wipe afterward with a clean cloth</li> <li>3. Rinse thoroughly with cold, clear drinkable water (approx. +20°C / +68°F) for 10 to 15 seconds</li> </ol>	<p>Boil in water for 5 minutes</p>
<b>OR</b>	<b>OR</b>
<p>Place on the top shelf of the dishwasher (but not for a long time)</p>	<p>Suitable for microwave, steam, or cold water sterilizing methods. Microwave or steam sterilizing should be less than 5 minutes</p>

Droplets can damage the electronics inside the pump unit. The pump unit, tubing, and the tubing air vents on both sides should always be kept dry.



**⚠ Warning:** Do not submerge the pump unit in water or any other liquid! Wipe the pump unit only with a clean, damp but not dripping cloth.

The diaphragm and diaphragm cap do not come in contact with milk and should only be cleaned as needed.




Be careful not to get diaphragm and diaphragm cap to come in contact with milk. If there are milk droplets inside these parts, stop pumping immediately to avoid getting milk droplets inside the pump unit. Then clean these parts with water only and let them dry completely before using them again.


**⚠ Warning:** Do not use diaphragm, and diaphragm cap until completely dry.

## How to Assemble the Breast Pump



**Step 1.** Assemble components on the breast shield body: ① Insert the flange into the breast shield body. ② Put the diaphragm into the breast shield body, then secure the diaphragm cap onto the breast shield body.




**Step 2.** Secure the duckbill valve on the breast shield body.



**Step 3.** Carefully screw the milk bottle into the base of the breast shield body.




**Step 4.** Insert one end of the tubing into one tubing vent of the pump unit and the other end into the air vent on the diaphragm cap. Repeat the process to insert another tubing if double pumping.




**⚠ Warning:** Check that the tubing sets are securely attached to the diaphragm cap and the pump unit.

## How to Use the Breast Pump

**Step 1.** Remove the dust cover and bring the flange to your breast.




**Step 2.** Place the breast flange onto your breast. Check that the flange size fits your breast and nipple. Your nipple must be centered in the silicone flange tunnel before pumping to avoid discomfort.



**⚠ Warning:** Fit the flange tightly against your breast to prevent air leakage. Do not let the tubing get knotted when pumping.

**Step 3.** When you're ready, turn on the pump and set a comfortable suction level to begin pumping. Do not try to express with an intensity setting that is too high or uncomfortable. If excessive discomfort or pain is felt during pumping, stop pumping, detach the flange around your nipple and discontinue the session. Contact your healthcare professional if you express minimal or no milk, or if the expression is painful.




Note: To express milk when there is breast engorgement, use the lower suction level first to make the breasts unobstructed, then switch to the higher suction level, otherwise you may express minimal or no milk. In case of pain or discomfort during pumping, reduce the suction level or stop using the pump.



## Using the Expressed Milk

Remove the breast shield cover, then attach the teat to feed the baby or attach the milk bottle lid to store the milk.



## Storing the Expressed Milk

When storing expressed milk, always follow the guidance of your lactation consultant or health professional. Here are some generic instructions for milk storage.

### Storing Breast Milk

- Use clean, food-grade, and sterilized breast milk storage bags or containers to store expressed breast milk. Make sure the containers are made of glass or BPA-free plastic and have tight-fitting lids.
- Never store breast milk in disposable bottle liners or plastic bags that are not intended for storing breast milk.
- Clearly label the breast milk with the date it was expressed. Storing breast milk in small quantities will help avoid waste.
- Do not store breast milk in the door of the refrigerator or freezer. This will help protect the breast milk from temperature changes from the door opening and closing.

- If you don't think you will use freshly expressed breast milk within 4 days, freeze it right away. This will help to protect the quality of breast milk.
- Leave about one inch of space at the top of the container because breast milk expands as it freezes.

### **Thawing Breast Milk**

- Always thaw the oldest breast milk first. Over time, the quality of breast milk can decrease.
- There are several ways to thaw your breast milk: a) In the refrigerator overnight. b) Set in a container of warm or lukewarm water. c) Under lukewarm running water.
- Never thaw or heat breast milk in a microwave. Microwaving can destroy nutrients in breast milk and create hot spots, which can burn a baby's mouth.
- If you thaw breast milk in the refrigerator, use it within 24 hours when the breast milk is completely thawed.
- Once breast milk is brought to room temperature or warmed, use it within 2 hours.
- Never refreeze breast milk after it has thawed.

### **Feeding Breast Milk**

- Place the sealed container into a bowl of warm water or hold it under warm, but not hot, running water for a few minutes.
- Breast milk should not be heated directly on the stove or in the microwave because the nutrients and antibodies in the milk will be destroyed.
- To avoid burns to the mouth of your baby, test the milk's temperature before feeding it to your baby by putting a few drops on your wrist.
- If your baby did not finish the bottle, use the leftover milk within 2 hours after the baby is finished feeding. After 2 hours, leftover breast milk should be discarded.

## Trouble Shooting

<b>Malfunctions</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
Fail to turn on the pump.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. The battery is damaged.</li><li>2. Low battery.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Contact the manufacturer.</li><li>2. Charge the pump unit.</li></ol>
Fail to charge the pump.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. The charging port is damaged.</li><li>2. The USB cable is damaged.</li><li>3. The adapter is not compatible.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Contact the manufacturer.</li><li>2. Replace the USB cable.</li><li>3. Replace the adapter.</li></ol>
Low suction or no suction.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. The diaphragm is damaged or not securely attached.</li><li>2. Didn't fit the flange tightly against your breast.</li><li>3. The tubing and the diaphragm cap are not securely attached.</li><li>4. The breast shield (flange) size does not match.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Contact the manufacturer or securely attach the diaphragm.</li><li>2. Always fit the flange tightly against your breast when pumping.</li><li>3. Ensure that tubing and the diaphragm cap are securely attached.</li><li>4. Before use, measure your nipples to ensure the breast shield (flange) is the right size.</li></ol>
Backflow	<ol style="list-style-type: none"><li>1. The diaphragm is damaged or not securely attached.</li><li>2. The duckbill valve is damaged or not securely attached.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Contact the manufacturer or securely attach the diaphragm.</li><li>2. Contact the manufacturer or securely attach the duckbill valve.</li></ol>

## Care and Maintenance

- Do not place the pump unit in the fridge or freezer.
- Do not immerse the pump unit in water or other liquids.
- Don't use a damaged charger, it may cause an electric shock.
- Do not clean the washable components in a dishwasher for an excessively long time.
- Do not store damp parts, as mold may develop. After cleaning, make sure the components are completely dry.
- Do not expose the pump unit to high temperatures and direct sunlight.
- Do not use harsh chemicals to clean the washable components. Use drinking-quality water and gentle baby dish detergent for cleaning components that come into contact with milk.
- Do not expose the device to high/low temperatures, and very high humidity levels. Store the device in a cool and dry place where it is protected from dust and damage.

## Disposal



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU/UK. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Esquema -----	21
Características Técnicas -----	21
Panel de Control -----	22-24
Limpieza y Esterilización de la Bomba Antes del Uso -----	25-27
Cómo Instalar el Extractor de Leche -----	27-29
Cómo Usar el Extractor de Leche -----	29-30
Uso de la Leche Extraída -----	31
Almacenar la Leche Extraída -----	31-33
Solución de Problemas -----	33
Cuidado y Mantenimiento -----	34
Desecho -----	34



# ADVERTENCIA

**¡ADVERTENCIA!** Lea este manual detenidamente antes de usar el dispositivo.

- Se recomienda consultar a un profesional de la salud con licencia antes de usar la bomba si tiene un dispositivo implantado activo que se vería afectado por un campo magnético (por ejemplo, marcapasos, desfibrilador cardioverter)
- El bombeo puede inducir el parto. No lo use hasta después de dar a luz. Si queda embarazada mientras amamanta o extrae leche, consulte con un profesional de la salud con licencia antes de continuar.
- Todos los componentes del extractor de leche que entran en contacto con la leche materna deben desarmarse, lavarse y esterilizarse para el primer uso y antes de cada uso.
- Se recomienda usar agua potable para limpiar los componentes del extractor de leche que entran en contacto con la leche materna.
- Las partes que entran en contacto con los senos y la leche materna deben desarmarse y limpiarse lo antes posible después de cada uso para evitar el crecimiento de bacterias que puedan ser causadas por la leche residual.
- Las piezas NO deben ser expuestas a luz ultravioleta y NO deben ser estarelisadas a temperaturas excesivamente altas (100°C/212°F) por mucho tiempo (5 minutos).
- Mantenga la bomba seca. Limpie el bomba y unidad principal con un paño suave, no lo enjuague ni desinfecte.
- Tenga cuidado al limpiar la brida de silicona y el diafragma. El extractor de leche no funcionará correctamente si se dañan.
- Debe evitar frotar o insertar objetos al limpiar el diafragma de silicona. De lo contrario, puede dañarse.

- No desmonte el bomba y unidad principal; las reparaciones de la bomba sólo pueden ser realizadas por un proveedor de servicios autorizado.
- Nunca use la bomba si se ha dañado, no funciona correctamente o el bomba y unidad principal esta mojado.
- El extractor solo puede ser un usado por un solo usuario. Compartirlo entre varios usuarios puede presentar un riesgo para la salud.
- No use el extractor mientras duerme o está demasiado somnoliento.
- Este producto contiene piezas pequeñas y un cable que puede presentar un peligro. Mantenga fuera del alcance de los niños.
- El extractor no debe usarse mientras está acostado o realiza ejercicios o actividades extenuantes con riesgo de lesión.

**El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:**

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**Nota:** Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias


perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si cree que este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo puede determinar apagando el equipo y prendiendo los otros equipos, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.



## Esquema


- ① Cubierta Antipolvo x 2
- ② Brida x2
- ③ Protector de Senos x2
- ④ Diafragma x2
- ⑤ Tapa del Diafragma x2
- ⑥ Tubos x2
- ⑦ Cable USB-C x1
- ⑧ Bomba y Unidad Principal x1
- ⑨ Válvula Pico de Pato x2
- ⑩ Biberón x2
- ⑪ Tapa del Biberón x2
- ⑫ Tetina x1
- ⑬ Tapa del Pezón x1




## Características Técnicas

Modelo: XN/MS-2246A	Atracción B: 3.7V	Nivel de Succión: 9 Niveles
SPU: BR-HL003	Puerto de Carga: Tipo C	Ciclo de Succión: 3 Ciclos (Lento / Medio/ Rápido)
Voltaje de Operación: 5V $\Rightarrow$ 2A	Tiempo de Carga: 2.5 Horas	
Potencia Derecha: 10W	Modo de Succión: 3 Modos	

# Panel de Control





**Nota: Esta bomba funciona con una batería integrada de iones de litio. Cuando el indicador de estado de la batería muestra solo una barra de carga, se recomienda cargar la bomba lo antes posible utilizando un adaptador certificado de 5V=2A (no incluido).**

Botón de Luz Nocturna  
Puerto de Carga

1. Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso. Mantenga presionado el botón de encendido "⏻" para encender la unidad, el ícono de estado de la batería "▬▬▬" permanecerá iluminado indicando el nivel de batería restante. Cargue la unidad con el cable USB y el adaptador de corriente (no incluido) cuando la batería esté baja (una barra).
2. Cuando la bomba esté encendida, presione el botón de cambio de lado "↔" para elegir qué lado bombear o comenzar a bombear en ambos lados; Presione el botón de ciclo "|||" para seleccionar el ciclo de succión óptimo.
3. Presione el botón de cambio de modo "☺" para seleccionar un modo preferido. El icono "☺" permanecerá visible mientras esté en modo de estimulación. Después de 2 minutos, la bomba cambiará automáticamente al modo de succión y el icono "☺" permanecerá visible. El modo 2-en-1 "☺☺" combina científicamente los dos modos anteriores para estimular y succionar simultáneamente sus senos; Utilice este modo según sea necesario.

4. Cuando sus pezones sientan la potencia de succión en cualquier modo y en cualquier nivel de succión, presione "+" o "-" para ajustar la succión a un nivel cómodo. Hay 9 niveles de succión para elegir.
5. Presione los botones "+" y "-" en el lado izquierdo juntos para bloquear los botones y evitar la activación o ajuste accidental. Para silenciar o reactivar el audio, presione "+" y "-" en el lado derecho simultáneamente. Cuando el bloqueo para niños está activado y el panel está silenciado, los iconos de estado "🔒" y "🔊" permanecen iluminados; de lo contrario, estos iconos se volverán invisibles.
6. Mientras la unidad está bombeando, mantenga presionado el botón de modo de usuario "👤" para comenzar a grabar; El icono de estado "👤" parpadeará para mostrar que está registrando su proceso de bombeo. Cuando haya terminado de grabar, mantenga presionado el botón de modo de usuario "👤" para detener. Puede utilizar esta función para personalizar y guardar su propio proceso de bombeo. Para repetir el proceso de bombeo guardado, active el modo de usuario presionando brevemente el botón de modo de usuario "👤" y la bomba detectará y ejecutará el proceso de bombeo guardado automáticamente. Si no se puede detectar ningún proceso de bombeo guardado, emitirá un pitido y saldrá del modo de usuario después de presionar brevemente el botón de modo de usuario "👤".
7. Cuando termine de bombear, mantenga presionado el botón de encendido "🔌" para apagar la bomba. Alternativamente, la bomba se apagará automáticamente después de 30 minutos de bombeo si no hay más operación.

## Limpieza y Esterilización de la Bomba Antes del Uso

Todos los componentes del extractor de leche que entran en contacto con la leche materna deben desarmarse, lavarse y esterilizarse para el primer uso y antes de cada uso. Se recomienda usar agua potable para limpiar los componentes del extractor de leche que entran en contacto con la leche materna. Las partes que entran en contacto con los senos y la leche materna deben desarmarse y limpiarse lo antes posible después de cada uso para evitar el crecimiento de bacterias que puedan ser causadas por la leche residual.

Limpie y esterilice los componentes en contacto con la leche antes del primer uso y después de cada uso: brida, protector de senos, biberón, tapa de biberón, tetina y válvula de pico de pato.





⚠ **ADVERTENCIA:** Siempre separe los componentes antes de limpiarlos o esterilizarlos. Después de la limpieza, asegúrese de que los componentes estén completamente secos.

⚠ **ADVERTENCIA:** Si la válvula pico de pato está obstruida con leche, límpiela suavemente con un hisopo de algodón. Nunca lo frote ni lo amase con los dedos.


Componentes Leche-contacto Limpios	Esterilizar Componentes Leche-contacto
1.Enjuague con agua fría y clara (aproximadamente +20°C/+68 °F) 2.Lavar en agua tibia (aprox. +30°C/+86°F) usando detergente suave para platos y limpie después con un paño limpio 3.Enjuague bien con agua fría y clara (aproximadamente +20° C/+68°F) durante 10 a 15 segundos	Hervir en agua durante 5 minutos
O	O
Coloque en el estante superior del lavavajillas (pero no por mucho tiempo)	Apto para métodos de esterilización con uso del microondas, vapor o agua fría. La esterilización por microondas o vapor debe ser inferior a 5 minutos

Las gotas pueden dañar la electrónica dentro de la unidad de bombeo. La unidad de bombeo, la tubería y las salidas de aire de la tubería en ambos lados siempre deben mantenerse secas.



**⚠ ADVERTENCIA:** ¡No sumerja la unidad de la bomba en agua ni en ningún otro líquido! Limpie la unidad de la bomba solo con un paño limpio, húmedo pero que no gotee.

El diafragma y la tapa del diafragma no deberían entrar en contacto con la leche y solo deben limpiarse según sea necesario.




Tenga cuidado de que el diafragma y la tapa del diafragma no entren en contacto con la leche. Si hay gotas de leche dentro de estas partes, deje de bombear inmediatamente para evitar que queden gotas de leche dentro de la unidad de bombeo. Luego limpie estas partes solo con agua y déjelas secar completamente antes de usarlas nuevamente.


⚠ **ADVERTENCIA:** No use el diafragma y la tapa del diafragma hasta que esté completamente seca.

## Cómo Instalar el Extractor de Leche



**Paso 1.** Ensamble los componentes en el protector de senos: (1) Inserte la brida en el protector. (2) Coloque el diafragma y luego asegure la tapa del diafragma en el protector.



**Paso 2.** Asegure la válvula pico de pato en el protector.




**Paso 3.** Atornille con cuidado el biberón a la base del protector.





**Paso 4.** Inserte un extremo del tubo en a la unidad y el otro extremo en la salida de aire en la tapa del diafragma. Repita el proceso para insertar otro tubo si va a bombear de ambos lados.




**⚠ Advertencia:** Compruebe que los tubos estén bien sujetos a la tapa del diafragma y a la unidad.


## Cómo Usar el Extractor de Leche

**Paso 1.** Retire la cubierta antipolvo y acerque la brida a su seno.

**⚠ Advertencia:** Asegúrese de que todos los componentes lavables estén limpios y secos antes de cada uso.




**Paso 2.** Coloque la brida mamaria sobre su seno. Verifique que el tamaño de la brida se ajuste a su seno y pezón. Su pezón debe estar centrado en el túnel de la brida de silicona antes de bombear para evitar molestias.



⚠ **ADVERTENCIA:** Ajuste la brida firmemente contra su seno para evitar fugas de aire. No deje que el tubo se anude al bombear.


**Paso 3.** Cuando esté lista, encienda la bomba y establezca un nivel de succión cómodo para comenzar a bombear. No trate de extraer con un ajuste de intensidad demasiado alto o incómodo. Si siente molestias o dolor excesivos durante el bombeo, deje de bombear, desprenda la copa alrededor del pezón y suspenda la sesión. Póngase en contacto con su profesional de la salud si tiene leche mínima o nula, o si la extracción es dolorosa.



Nota: Para extraer leche cuando hay congestión mamaria, use primero el nivel de succión más bajo para que los senos no estén obstruidos, luego cambie al nivel de succión más alto, de lo contrario puede extraer leche mínima o nula. En caso de dolor o incomodidad durante el bombeo, reduzca el nivel de succión o deje de usar la bomba.

## Uso de la Leche Extraída

Retire la cubierta del protector, luego coloque la tetina para alimentar al bebé o coloque la tapa del biberón para almacenar la leche.



## Almacenar la Leche Extraída

Al almacenar la leche extraída, siempre siga las instrucciones de su médico o profesional de la salud. Aquí hay algunas instrucciones genéricas de almacenamiento.

### Almacenamiento de Leche Materna

- Use bolsas o recipientes para el almacenamiento de leche materna, de grado alimenticio y esterilizados para almacenar la leche materna extraída. Asegúrese de que los recipientes estén hechos de vidrio o plástico libre de BPA y que tengan tapas herméticas.
- Nunca almacene la leche materna en forros de biberones desechables o bolsas de plástico que no estén destinadas a almacenar leche materna.
- Etiquete claramente la leche materna con la fecha en que se extrajo. Almacenar la leche materna en pequeñas cantidades ayudará a evitar el desperdicio.
- No guarde la leche materna en la puerta del refrigerador o congelador. Esto ayudará a proteger la leche materna de los cambios de temperatura de la apertura y el cierre de la puerta.
- Si cree que no usará leche materna recién extraída dentro de los 4 días, congélela de inmediato. Esto ayudará a proteger la calidad de la leche.

- Deje aproximadamente una pulgada de espacio en la parte superior del recipiente porque la leche materna se expande a medida que se congela.

### **Descongelación de la Leche Materna**

- Siempre descongele primero la leche materna más antigua. Con el tiempo, la calidad de la leche materna puede disminuir.
- Hay varias maneras de descongelar la leche materna: a) En el refrigerador durante la noche. b) Colocar en un recipiente de agua tibia o tibia. c) Bajo agua corriente tibia.
- Nunca descongele ni caliente la leche materna en un microondas. El microondas puede destruir los nutrientes en la leche materna y quemar la boca de un bebé.
- Si descongela la leche materna en el refrigerador, úsela dentro de las 24 horas cuando la leche materna esté completamente descongelada.
- Una vez que la leche materna este a temperatura ambiente o se caliente, úsela dentro de las 2 horas.
- Nunca vuelva a congelar la leche materna después de que se haya descongelado.

### **Alimentación con Leche Materna**

- Coloque el recipiente sellado en un recipiente con agua tibia o manténgalo bajo agua corriente tibia, pero no caliente, durante unos minutos.
- La leche materna no debe calentarse directamente en la estufa o en el microondas porque los nutrientes y anticuerpos en la leche se destruirán.
- Para evitar quemaduras en la boca de su bebé, pruebe la temperatura de la leche antes de dársela a su bebé poniendo unas gotas en su muñeca.
- Si su bebé no se terminó el biberón, use la leche restante dentro de las 2 horas posteriores a que el bebé haya terminado de alimentarse. Después de 2 horas, la leche materna sobrante debe desecharse.

## Solución de Problemas

<b>Malfuncionamiento</b>	<b>Causa</b>	<b>Solución</b>
No se encienda la bomba.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La batería está dañada.</li> <li>2. Batería baja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Póngase en contacto con el fabricante.</li> <li>2. Cargue la bomba y unidad principal.</li> </ol>
No carga la bomba.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El puerto de carga está dañado.</li> <li>2. El cable USB está dañado.</li> <li>3. El adaptador no es compatible.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Póngase en contacto con el fabricante.</li> <li>2. Reemplace el cable USB.</li> <li>3. Reemplace el adaptador.</li> </ol>
Nada o muy poca succión	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El diafragma está dañado o no está bien sujeto.</li> <li>2. No coloco la brida firmemente contra su seno.</li> <li>3. El tubo y la tapa del diafragma no están bien sujetos.</li> <li>4. El tamaño del protector de senos no es correcto.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Póngase en contacto con el fabricante o fije el diafragma de forma correcta.</li> <li>2. Siempre ajuste la brida firmemente contra su seno cuando extraiga leche.</li> <li>3. Asegúrese de que el tubo y la tapa del diafragma estén bien sujetos.</li> <li>4. Antes de usar, mida sus pezones para asegurarse de que el protector de senos sea del tamaño correcto.</li> </ol>
Contraflujo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El diafragma está dañado o no está bien sujeto.</li> <li>2. La válvula pico de pato está dañada o no está bien sujeta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Póngase en contacto con el fabricante o fije el diafragma de forma correcta.</li> <li>2. Póngase en contacto con el fabricante o conecte correctamente la válvula de pico de pato.</li> </ol>

## Cuidado y Mantenimiento

- No use la bomba cuando no esté bombeando.
- No coloque el bomba y unidad principal en el refrigerador o congelador.
- No sumerja el bomba y unidad principal en agua u otros líquidos.
- No use un cargador dañado, puede causar una descarga eléctrica.
- No deje los componentes en un lavavajillas por un tiempo excesivamente largo.
- No guarde las piezas cuando estén húmedas, ya que puede desarrollarse moho. Después de la limpieza, asegúrese de que los componentes estén completamente secos.
- No esponga la bomba a altas temperaturas y a la luz solar directa.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar los componentes lavables. Use agua potable y detergente suave para platos para limpiar los componentes que entran en contacto con la leche.
- No esponga el dispositivo a temperaturas altas/bajas y a niveles de humedad muy altos. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco donde esté protegido contra el polvo y los daños.

## Disposal



Esta marca indica que este producto no debe tirarse con otros desechos domésticos en la EU/UK. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo, utilice los sistemas de devolución y recolección disponibles o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Ellos se pueden hacer cargo del reciclaje seguro del producto.



**We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free, and reply within 24 hours.**



Facebook  
@Besreyfans



Youtube  
@besrey1034



Twitter  
@besreyfans



Instagram  
@besrey.fans  
@besrey.jp

For FAQs and more information, please visit:

 [www.besrey.com](http://www.besrey.com) (Mon-Fri, 8 am - 6 pm PST)

 [support@besrey.com](mailto:support@besrey.com)

Manufacturer: Guangdong Horigen Mother & Baby Products Co., Ltd.

Address: No. 18, Pingnan Industrial Zone, Mianbei Street, Chaoyang District, 515100 Shantou,  
Guangdong, People's Republic Of China

Distributor: STIGER, INC.

Address: 1370 Valley Vista Dr. Ste 200-208 Diamond Bar, California 91765-0208, United  
States Of America

Phone Number: 1-888-557-2651

Made in China



# Contents

---

EN	-----	01-17
ES	-----	17-34

---