


SCANNER
LA VIDÉO MODE D'EMPLOI
SCAN
QUICK USE VIDEO



NOOANCE
PARIS



**NOTICE D'UTILISATION RAPIDE
QUICK REFERENCE GUIDE**

**CASQUE LASER ET LED
LED AND LASER HELMET**

Utilisation de l'appareil (Deux modes d'utilisation)



Préparation: Assurez-vous que vos cheveux sont secs avant d'utiliser le casque NOOANCE.



Veillez choisir la bonne taille de coussinet en mousse pour votre casque NOOANCE.

Utilisation du casque avec la télécommande (batterie)



Étape 1

Connectez le casque NOOANCE à la télécommande à l'aide d'un câble USB.



Étape 2

Placez le casque NOOANCE à la verticale sur votre tête.



Étape 3

Appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.

(Remarque: Si vous n'appuyez pas sur le bouton marche/pause au bout de cinq minutes, le casque NOOANCE s'éteint automatiquement.)



Étape 4

Appuyez doucement sur le bouton ON/OFF pour sélectionner votre mode préféré. (Le mode 1 est continu; le mode 2 est pulsé.)



Étape 5

Appuyez sur le bouton marche/pause pour commencer le traitement de 25 minutes. Un « bip » indique que le traitement a commencé. Une fois le traitement terminé, le casque NOOANCE s'éteint automatiquement en émettant deux « bips ».



Étape 6

Pour éteindre le casque NOOANCE, maintenez le bouton pendant 2 secondes.

Utilisation du casque sur prise secteur



Étape 1

Connectez le casque NOOANCE à l'adaptateur.



Étape 2

Appuyez longuement sur le bouton On/Off pour allumer le casque NOOANCE en mode de démarrage par défaut 1, et le voyant lumineux du casque NOOANCE sera toujours blanc.



Étape 3

Appuyez à nouveau sur le bouton On/Off pour passer au mode 2, et le témoin lumineux du casque NOOANCE clignote en blanc.



Étape 4

Placez le casque NOOANCE verticalement sur votre tête après avoir choisi votre mode préféré. Une fois le traitement terminé, le casque NOOANCE s'éteint automatiquement en émettant deux « bips ».



Étape 5

Pour éteindre le casque NOOANCE, maintenez le bouton pendant 2 secondes.



Test de sensibilité à la lumière

Nous recommandons vivement aux utilisateurs d'effectuer un test de sensibilité à la lumière avant leur première utilisation du casque NOOANCE.

Veillez vous reporter à la section "Test de sensibilité à la lumière" du manuel pour connaître les étapes spécifiques du test.

Installation des coussinets

Vous avez le choix entre 3 tailles. Au bas de chaque coussinet se trouve le numéro correspondant. Veuillez mettre le bon numéro à l'endroit indiqué.



How To Use The Device (Two ways to use)



Preparation: Make sure your hair is dry before using the NOOANCE helmet.



Please select the appropriate sponge pad size to fit inside the NOOANCE helmet.

Connect the controller to use



Step 1

Connect the NOOANCE helmet to the controller using a USB cable.



Step 2

Position the NOOANCE helmet in its upright position on the top of your head.



Step 3

Sit down and position the dome comfortably. Long press the ON/OFF Button to turn on the NOOANCE helmet.

(Note: If the start/pause button is not pressed within five minute, the NOOANCE helmet will turn off automatically.)



Step 4

Tap the ON/OFF Button to select the preferred mode. (Mode 1 is continuity; Mode 2 is the pulse.)



Step 5

Press the start/pause button to begin the 25-minute treatment. A "beep" indicates the treatment has started. Once the treatment is complete, the NOOANCE helmet will turn off automatically with two "beep" sounds.



Step 6

To turn off the NOOANCE helmet, hold the button for 2 seconds.

Connect the adapter to use



Step 1

Connect the NOOANCE helmet to the adapter.



Step 2

Long press the On/Off button to turn on the NOOANCE helmet default start mode 1, and the indicator light on the NOOANCE helmet will always be white.



Step 3

Press the On/Off button again to switch to mode 2, and the indicator light on the NOOANCE helmet will flash white.



Step 4

Place the NOOANCE helmet vertically on your head after selecting your preferred mode. Once the treatment is complete, the NOOANCE helmet will turn off automatically with two "beep" sounds.



Step 5

To turn off the NOOANCE helmet, hold the button for 2 seconds.

Light Sensitivity Test

We highly recommend users perform a light sensitivity test before their first use of the NOOANCE helmet.

Please refer to the "Light Sensitivity Test" section of the manual for specific test steps.

Installation of bearings

There are 3 sizes to choose from. At the bottom of each sponge is the corresponding number. Please put the correct number in the specified position.

