

Houdini™

Houdini Instructions

Thank you for purchasing the Houdini CPAP Hose Support System.

- 1 Place Houdini base on a flat surface.
- 2 Insert large thread end of the Telescopic Pole into Houdini base and turn clockwise until tight.
- 3 Expand the Telescopic Pole to full height by grasping the solid metal ring (not the spiral ring) at the top of the pole and pull straight up. Continue to expand all the sections; you may need to grasp the bottom portion of the telescopic pole near the base and pull up once more to ensure it is fully expanded. When the Houdini is at full height, there is 1 flexible and 4 solid portions, and will measure 38.25".
- 4 With Houdini now assembled, insert the base of the Houdini between the box spring and mattress. This can be inserted on the side or top of the bed, depending on your preference.
To collapse the Houdini, straighten the flexible portion at the top of the pole and carefully push back into the telescopic portion of the pole. Once this piece is inserted, keep pushing down from the top until the rest of the pole is back to its original size.

To see more CPAPology products, please visit, www.cpapology.com

Instructions du Houdini

Merci d'avoir acheté le système de support à tubulure CPAP Houdini.

- 1 Placez la base du Houdini sur une surface plane.
- 2 Insérez l'extrémité filetée de la perche télescopique dans la base du Houdini et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée.
- 3 Allongez le mât télescopique à sa pleine hauteur en saisissant l'anneau métallique solide (pas l'anneau en spirale) situé en haut du mât et tirez vers le haut. Vous devrez peut-être saisir la partie inférieure du mât télescopique près de la base et tirer une fois de plus vers le haut sur l'anneau métallique pour vous assurer qu'il soit complètement déployé. Lorsque le Houdini est à pleine hauteur, vous verrez 1 partie flexible et 4 parties solides et il mesurera 38,25".
- 4 Le Houdini étant maintenant assemblé, insérez la base du Houdini entre le matelas et le sommier. Celui-ci peut être inséré sur le côté ou à la tête du lit, selon votre préférence.
Pour refermer le Houdini, redressez la partie flexible en haut du poteau et poussez la délicatement dans la partie télescopique du poteau. Une fois cette pièce insérée, continuez à pousser vers le bas jusqu'à ce que le reste du poteau retrouve sa taille d'origine.

Pour voir plus de produits CPAPology, veuillez visiter www.cpapology.com

Instrucciones para el Houdini

Gracias por comprar el sistema de soporte de manguera CPAP Houdini.

- 1 Coloque la base Houdini sobre una superficie plana.
- 2 Inserte el extremo de rosca grande del polo telescópico en la base de Houdini y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté apretado.
- 3 Expande el polo telescópico a plena altura agarrando el anillo metálico sólido (no el anillo espiral) en la parte superior del polo y tire hacia arriba. Continúe ampliando todas las secciones; es posible que tenga que agarrar la parte inferior del polo telescópico cerca de la base y tirar una vez más para asegurarse de que está completamente expandido. Cuando el Houdini está a plena altura, hay 1 porción flexible y 4 porciones sólidas, y medirá 38.25".
- 4 Con Houdini ahora montado, inserte la base del Houdini entre el muelle de caja y el colchón. Esto se puede insertar en el lado o la parte superior de la cama, dependiendo de su preferencia. Para colapsar el Houdini, enderece la porción flexible en la parte superior del polo y empuja cuidadosamente hacia atrás en la porción telescópica del polo. Una vez insertada esta pieza, siga empujando hacia abajo desde la parte superior hasta que el resto del polo vuelva a su tamaño original.

Para ver más productos CPAPology, por favor visite, www.cpapology.com.

 **CPAPology™**

www.cpapology.com

CPAPology is a brand of KEGO Corporation

Tel: 833.817.7027

Parts/Pièces/Partes

