

TALIKA PARIS
DEPUIS 1948

GENIUS LIGHT

Multiprogram Hi-tech Care
8 programmes de soin
à la carte.

NOTICE D'UTILISATION

Rejoignez la communauté TALIKA



www.talika.com

LA NAISSANCE D'UNE MARQUE UNIQUE

C'est en 1948 que **TALIKA** prend sa source. Danielle Roches, infirmière aux Hôpitaux de Paris au service ophtalmologique, formule une crème à base de plantes cicatrisantes pour soigner les yeux des blessés de guerre.

À son grand émerveillement, la crème a pour effet secondaire de favoriser la pousse des cils, donnant naissance à **LIPOCILS**.

EXPLORER - DÉCOUVRIR TRANSMETTRE

Depuis cet événement fondateur, **TALIKA** continue de donner vie à des soins uniques grâce aux révélations faites par le monde du vivant, des découvertes scientifiques les plus visionnaires ou des secrets des Anciens. Ces soins permettent aux femmes d'exploiter et de révéler tout leur potentiel de beauté.

LES ORIGINES

« Qui n'a jamais rêvé, comme Aladdin, d'avoir une lampe magique avec le Génie à portée de main ? **TALIKA** l'a fait et offre aujourd'hui ses découvertes technologiques et son savoir-faire pour permettre à toutes les femmes de réaliser leurs rêves, grâce au **GENIUS LIGHT**, le 1^{er} masque multifonctions à LED/électrostimulation* issu de la recherche aérospatiale. Véritable concentré hi-tech, il réunit toutes les solutions aux préoccupations cutanées des femmes et exauce sur demande, tel le bon génie, tous leurs désirs d'une peau plus jeune, plus ferme, purifiée, déstressée, éclatante, apaisée des effets nocifs du soleil ou encore de la pollution. Entrez dans la lumière ! »

Alexis de Brosses

Président & Créateur

*de Talika

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour la première fois,
TALIKA réunit
en un seul masque hi-tech
8 programmes issus de la **Light Therapy**®
combinés à des fonctions
d'électrostimulation/micro-courants.



8 programmes de soin à la carte
combinant **2 technologies d'avant-garde** :

1. Light Therapy®

En partant des travaux de la NASA, nous avons découvert que chaque longueur d'onde a une vertu cosmétique spécifique, prouvée et identifiée.

- **Lumière orange pulsative (590 nm) : anti-rides**
Réduit ridules et rides profondes (patte d'oie, ride du lion inter-sourcilière), raffermi la peau fine du contour de l'œil.
- **Lumière rouge (630 nm) : anti-rougeurs**
Apaise et réduit les rougeurs, aide à régénérer la peau.
- **Lumière bleue (440nm) : anti-imperfections**
Réduit les imperfections et régule la sécrétion de sébum.
- **Lumière verte (525nm) : anti-taches**
Atténue les taches brunes et homogénéise le teint.

2. Electrostimulation

Diffusion douce d'impulsions électriques (effets « liftant » ou apaisant) stimulant les tissus sous-épidermiques.

Ionothérapie

- **Micro-courant ionophorèse :**
micro-courant imperceptible qui augmente la perméabilité cutanée pour améliorer la pénétration et l'efficacité des actifs de soins cosmétiques.
- **Micro-courant ionophorèse inverse :**
contribue à purifier l'épiderme.

DESCRIPTION DES PROGRAMMES

1. Lumière (seule)

| CURES AU QUOTIDIEN 1 fois par jour | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|--|
| NOM DES PROGRAMMES | | 1. ANTI-AGE GLOBAL | 2. PREMIERES RIDES |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | ● |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| | Iono-phorèse | ● | ● |
| | Durée totale | 3 min 45 | 1 min 45 |
| | Bénéfices | Raffermit la peau Lisse les rides Booste l'efficacité des soins cosmétiques | Raffermit la peau Réduit les rides Booste l'efficacité des soins cosmétiques |

1. Lumière (seule)

CURES AU QUOTIDIEN 1 fois par jour

| | NOM DES PROGRAMMES | 3. ANTI-TACHES | 4. ANTI-IMPERFECTIONS |
|----------------|--------------------|--|---|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| | Iono-phorèse | ● | ● |
| | Durée totale | 3 min | 6 min |
| | Bénéfices | Réduit l'apparence des taches Booste l'efficacité des soins cosmétiques | Régule le taux de sébum Améliore le grain de peau Booste l'efficacité des soins cosmétiques |

EFFET FLASH
1 fois par jour

| | NOM DES PRO-GRAMMES | 5. DETOX | 6. ANTI-STRESS |
|-----------------------|---------------------|---|---|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| | Iono-phorèse | ● | ● |
| | Durée totale | 2 min | 3 min |
| | Bénéfices | Aide à éclaircir le teint Booste l'efficacité des soins cosmétiques | Anti-rougeurs Booste l'efficacité des soins cosmétiques |

EFFET FLASH
1 fois par jour

| | | | | EFFET FLASH 1 fois par jour | | |
|-----------------------|---------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|
| | | NOM DES PRO-GRAMMES | 7. COUP D'ECLAT | 8. APRES SOLEIL | | |
| LIGHT THERAPY® | | LED 630nm | ● | ● | | |
| | | LED 590nm | ● | | | |
| | | LED 525nm | | ● | | |
| | | LED 440nm | | | | |
| | Iono-phorèse | ● | ● | | | |
| | Durée totale | 3 min | 4 min | | | |
| | Bénéfices | Raffermit, illumine et régénère la peau Booste l'efficacité des soins cosmétiques | Apaise la peau anti- rougeurs Booste l'efficacité des soins cosmétiques | | | |

TECHNOLOGIE

2. Lumière + Electrostimulation

| CURES AU QUOTIDIEN 1 fois par jour | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|--|
| NOM DES PRO-GRAMMES | | 1. ANTI-AGE GLOBAL | 2. PRE-MIERES RIDES |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | ● |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| ELECTROSTIMULATION | Effet «liftant» | ● | ● |
| | Effet apaisant | | |
| | Durée totale | 3 min 45 | 1 min 45 |
| | Bénéfices | Lisse les rides profondes Raffermit la peau Rosit le teint Réduit la taille des pores Anti-taches Anti-rougeurs booste l'efficacité des soins cosmétiques | Réduit les rides et ridules Raffermit la peau Réduit la taille des pores et affine le grain de peau Booste l'efficacité des soins cosmétiques |

2. Lumière + Electrostimulation

CURES AU QUOTIDIEN 1 fois par jour

| | NOM DES PRO-GRAMMES | 3. ANTI-TACHES | 4. ANTI-IMPERFEC-TIONS |
|--------------------|---------------------|---|---|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| ELECTROSTIMULATION | Effet «liftant» | | |
| | Effet apaisant | ● | ● |
| | Durée totale | 3 min | 6 min |
| | Bénéfices | Améliore l'éclat et l'homogénéité du teint Réduit l'apparition des taches Booste l'efficacité des soins cosmétiques | Régule le taux de sébum Améliore le grain de peau Effet détox et anti-pollution |



EFFET FLASH 1 fois par jour

| | | NOM DES PROGRAMMES | 5. DETOX | 6. ANTI-STRESS |
|---------------------------|-----------------|---|--|----------------|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | | ● |
| | LED 590nm | | | |
| | LED 525nm | ● | | |
| | LED 440nm | | | |
| ELECTROSTIMULATION | Effet «liftant» | | | |
| | Effet apaisant | ● | ● | |
| | Durée totale | 2 min | 3 min | |
| | Bénéfices | Effets détox et anti-pollution Aide à éclaircir le teint Améliore le grain de peau | Apaisant, anti-rougeurs Apporte du bien-être | |

EFFET FLASH 1 fois par jour

| | | NOM DES PROGRAMMES | 7. COUP D'ÉCLAT | 8. APRÈS SOLEIL |
|---------------------------|-----------------|--------------------|--|---|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | ● | ● |
| | LED 590nm | | ● | |
| | LED 525nm | | | ● |
| | LED 440nm | | | |
| ELECTROSTIMULATION | Effet «liftant» | | ● | |
| | Effet apaisant | | | ● |
| | Durée totale | | 3 min | 4 min |
| | Bénéfices | | Rosit le teint Effet « anti-fatigue » Réduction des rides plus profondes Raffermissment général de la peau Réduction de la taille des pores. | Apaisant, anti-rougeurs Apporte du bien-être Aide à prévenir l'apparition des taches brunes |

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL



CONSEILS D'UTILISATION

Utilisez l'appareil sur une peau démaquillée, propre et les cheveux bien attachés.

1. Pré-installez le masque **GENIUS LIGHT** sur votre visage comme des lunettes et vérifiez que les pastilles or, qui se situent sur les côtés du masque, sont bien en contact avec votre peau. Les pastilles doivent être positionnées au plus près des pommettes. Si vous sentez qu'elles vous serrent trop, retirez les renforts amovibles (électrodes or et silicone blanc) ou au contraire si le masque est trop grand, ajoutez les clips pour le resserrer. Ajustez l'attache à votre tête. Retirez le masque.

2. Allumez **GENIUS LIGHT** en appuyant sur le bouton (c) et sélectionnez la langue de votre choix avec les flèches (a) et (d), puis validez avec le bouton (c).

3. Sélectionnez le mode **LUMIERE** (à l'aide du bouton (a) si vous ne souhaitez pas d'électrostimulation simultanée ou **LUMIERE + ELECTROSTIMULATION** si vous souhaitez un programme d'électrostimulation simultanée, puis validez avec le bouton (c)).

4. Choisissez le programme de soin dont vous rêvez ci-dessous (avec les flèches (a) et (d) puis validez avec le bouton (c)), le programme est prêt :

1. ANTI-ÂGE GLOBAL
2. 1^{ÈRES} RIDES
3. ANTI-TACHES
4. ANTI-IMPERFECTIONS
5. DETOX
6. ANTI-STRESS
7. COUP D'ÉCLAT
8. APRÈS-SOLEIL

5. Humidifiez la zone allant des tempes jusqu'aux pommettes (zone où les pastilles or sont en contact avec la peau) avec de l'eau, un gel ou avec votre lotion habituelle pour permettre la conduction. L'eau est l'élément le plus conducteur permettant un ressenti des vibrations plus important.

6. Installez **GENIUS LIGHT** sur votre visage, accrochez l'attache.

7. Le programme démarre.

8. Si vous avez choisi **LUMIERE + ELECTRO-STIMULATION**, sélectionnez l'intensité que vous souhaitez à l'aide des flèches (a) et (d) (intensités allant de 1 à 20, un bip retentit à chaque changement de niveau). Si vous avez choisi **LUMIERE**, activez le programme en validant sur le bouton c.

9. Reprenez une activité normale (ordinateur, lecture...) le programme s'arrêtera automatiquement. Un bip retentira lorsque le programme sera terminé.

Durant les programmes d'électro-stimulation :

- En cas de sensations de picotements, baissez l'intensité immédiatement ou arrêtez le programme ou utilisez un programme avec le mode **LUMIERE** uniquement.
- En cas de sensations au niveau bucco-dentaire (porteurs de plombages...), baissez l'intensité immédiatement ou arrêtez le programme ou utilisez un programme avec le mode **LUMIERE** uniquement.

REMARQUES

- Placez les électrodes au plus près des pommettes pour cela faites glisser les pastilles en position avant. Les électrodes sont en plaqué-or.
- Pour revenir en arrière, il suffit de sélectionner la flèche de retour présente sur l'écran. Sélectionnez cette flèche en utilisant les boutons (a) et (c) pour valider.
- Un bip retentit à la fin de chaque programme pour vous indiquer que ce dernier est terminé.
- Utiliser l'appareil sur peau démaquillée permet d'accroître les effets du **GENIUS LIGHT**.
- Après utilisation de l'appareil, des sensations de vibrations peuvent persister quelques minutes sur le visage ainsi que de légères rougeurs sur les zones où les pastilles ont été en contact avec la peau.
- Nous vous recommandons de faire 1 programme par jour, maximum 2 programmes d'électrostimulation « effet liftant » espacés de 8 heures.
- Nous vous conseillons d'alterner les programmes, **LUMIERE / LUMIERE + ELECTROSTIMULATION**.
- Lorsque vous avez atteint le niveau d'intensité maximum, un « triple bip » retentit.
- Retirez les bijoux de la zone d'application avant utilisation (piercing).
- Si l'appareil heurte une surface dure, il s'éteint automatiquement.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Ranger l'appareil dans son étui.

- Pour nettoyer la visière, utilisez un chiffon microfibre. Pour nettoyer les électrodes, utilisez un antiseptique classique.

RECHARGE

- Pour le recharger : prenez le câble fourni avec le masque. Branchez la partie mini USB du câble sur le masque et la partie USB à un chargeur USB que vous branchez sur secteur ou directement au port USB de votre ordinateur.
- La batterie chargée fonctionne entre 4 et 6 heures.

CONTENU DU PACK

- 1 masque (batterie Lithium rechargeable intégrée)
- 1 câble USB de recharge
- 1 pochon
- 2 clips/électrodes
- 1 notice
- 1 carte de garantie

AVERTISSEMENTS

NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

- Ne convient pas aux personnes ayant un implant métallique au niveau de la tête
- Si vous êtes enceinte, allaitante ou ayant accouché il y a moins de 6 mois
- Après un coup de chaleur (2 semaines)
- Sur une peau « non saine » (irritation, lésion, allergie, peau enflée, peau infectée...)
- Sur des cicatrices récentes (moins de 12 mois)
- Personnes atteintes d'épilepsie
- Personnes portant un stimulateur cardiaque
- Personne ayant un appareil dentaire (pour les programmes d'électrostimulation uniquement)

En cas de doute, demander conseil à votre médecin.

PRÉCAUTIONS

- N'utilisez l'appareil que pour les fonctions expliquées dans la notice d'utilisation.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.
- Evitez l'utilisation de l'appareil sur peau particulièrement sensible et réactive. En cas de doute ou d'affections cutanées, consultez un médecin avant utilisation et le service consommateur de Talika.
- En cas de réaction cutanée pendant ou juste après l'utilisation de l'appareil, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.
- Ne jamais soumettre l'appareil à des chocs violents, des secousses ou des chutes.
- Ne pas exposer l'appareil de manière prolongée à un environnement très froid, aux rayons directs du soleil ou à des rayons UV.
- Evitez de mouiller l'appareil. Ne pas l'utiliser dans un environnement humide (près d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine...).
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement présentant des radiations provenant d'appareils à radiations électromagnétiques. Cela peut causer un dysfonctionnement.
- Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci est endommagé.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil s'il est endommagé. Faire appel au service après-vente, son service de réparation agréé ou toute autre personne désignée par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas d'allergie aux métaux.

GARANTIE

Se reporter au livret de garantie joint.

Aucun remplacement ou remboursement ne sera effectué si le produit est endommagé par l'utilisateur :

- Dommages causés par un mauvais usage de l'utilisateur (choc, exposition à l'eau, usage excessif...).
- Dommages causés par une réparation non comprise dans la garantie après-vente (voir le livret concerné).
- Dommages causés intentionnellement par l'utilisateur.

Cet appareil est destiné à un usage privé et non commercial ou professionnel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Se conformer aux réglementations locales en vigueur pour jeter ou recycler l'appareil ou la batterie.

CONTACT CONSOMMATEUR

customerservice@talika.com
www.talika.com

EN COMPLÉMENT

- Crème de jour
- Sérum
- Soins contour de l'œil

TALIKA PARIS
DEPUIS 1948

GENIUS LIGHT

Multi-programme Hi-tech Care
8 care programmes
on demand.

INSTRUCTIONS FOR USE

Join the TALIKA community



www.talika.com

THE BIRTH OF A UNIQUE BRAND

TALIKA was created in 1948. During the Second World War, Danielle Roches, a nurse in Paris hospitals at the Department of Ophthalmology, formulated a plant-based cream to treat wounded eyes of burns victims. To her great astonishment, the balm's side effect was to boost lash growth of her patients giving rise to **LIPOCILS**.

EXPLORE - DISCOVER SHARE

Since this foundational milestone, **TALIKA** has continued to create unique skincare products, drawing on revelations from the living world, the most visionary scientific discoveries and the secrets of the Ancients. These skincare products allow women to realise and reveal all of their beauty potential.

HOW IT ALL BEGAN

"Who has never dreamed, like Aladdin, of having a magic lamp with their very own genie? » Today, **TALIKA** has just created such a lamp, employing its technological discoveries and know-how to enable women to realise their dreams with the new **GENIUS LIGHT**; the 1st multifunctional LED/electrostimulation* face mask inspired by aerospace research. A genuine hi-tech device, **GENIUS LIGHT** is the answer to most women's skin concerns, granting, at their request - as all good genies should - wishes for younger-looking, firmer, purified, refreshed and glowing skin, calmed from the harmful effects of sun and pollution. Step into the light!"

Alexis de Brosse
President & Founder

*by Talika

PRODUCT DESCRIPTION

For the first time ever,
TALIKA has brought together
8 Light Therapy® programmes combined
with electrostimulation/micro-current
functions, in a single hi-tech mask.



TECHNOLOGIES

8 care programmes on demand, combining
2 frontline technologies:

1. Light Therapy®

Using work done by NASA, we discovered that each wavelength has a specific cosmetic benefit which has been proven and identified.

- **Pulsing orange light (590 nm): anti-wrinkles**
Reduces fine lines and deep wrinkles (crow's feet, frown lines), firms the fine skin in the eye area.
- **Red light (630 nm): anti-redness**
Soothes and reduces redness, helps regenerate the skin.
- **Blue light (440nm): anti-blemishes**
Reduces blemishes and regulates the production of sebum.
- **Green light (525nm): anti-dark spots**
Reduces the appearance of dark spots and evens out skin tone.

2. Electrostimulation

Gentle transmission of electrical impulses ("lifting" or soothing effects) to stimulate the sub-dermal tissues.

Iontotherapy

- **Ionophoresis micro-current:**
an imperceptible micro-current which increases skin permeability to improve the penetration and efficacy of the active ingredients in cosmetic treatments.
- **Inverse ionophoresis micro-current:**
helps purifying the epidermis.

DESCRIPTIONS OF PROGRAMMES

1. Light (only)

| DAILY CURES once a day | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | PRO- GRAMME NAMES | 1. GLOBAL ANTI- AGING | 2. FIRST WRINKLES |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | ● |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| | Ionto- phoresis | ● | ● |
| | Total duration | 3 min 45 | 1 min 45 |
| | Benefits | Firms skin Smooths wrinkles Boosts the effectiveness of cosmetic products | Firms skin Reduces wrinkles Boosts the effective- ness of cosmetic products |

1. Light (only)

| DAILY CURES once a day | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| PRO- GRAMME NAMES | | 3. ANTI- DARK SPOTS | 4. ANTI- BLEMISHES |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| | Ionto- phoresis | ● | ● |
| | Total duration | 3 min | 6 min |
| Benefits | Reduces the appearance of dark spots Boosts the effec- tiveness of cosmetic products | Regulates sebum levels Improves skin texture Boosts the effectiveness of cosmetic products | |

| FLASH EFFECT once a day | | | |
|----------------------------|----------------|---|---|
| PRO-GRAMME NAMES | 5. DETOX | 6. ANTI-STRESS | |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| | Iontophoresis | ● | ● |
| | Total duration | 2 min | 3 min |
| | Benefits | Helps to brighten the complexion Boosts the effectiveness of cosmetic products | Anti-redness Boosts the effectiveness of cosmetic products |

**FLASH EFFECT
once a day**

| | | | | FLASH EFFECT once a day | | |
|-----------------------|-----------|--|---|---|---------------------------|------------------|
| | | | | PRO- GRAMME NAMES | 7. RA- DIANCE BOOST | 8. AFTER- SUN |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | | ● | ● | |
| | LED 590nm | | | ● | | |
| | LED 525nm | | | | ● | |
| | LED 440nm | | | | | |
| Iontophoresis | | | ● | ● | | |
| Total duration | | | 3 min | 4 min | | |
| Benefits | | | <p>Firms skin, restores ra- diance and regenerates the skin Boosts the effective- ness of cosmetic products</p> | <p>Anti-redness Boosts the effectiveness of cosmetic products</p> | | |

TECHNOLOGIE

2. Light + Electrostimulation

| DAILY CURES once a day | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|--|
| PRO-GRAMME NAMES | | 1. GLOBAL ANTI-AGING | 2. FIRST WRINKLES |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | ● |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| ELECTROSTIMULATION | “Lifting” effect | ● | ● |
| | Soothing effect | | |
| | Total duration | 3 min 45 | 1 min 45 |
| | Benefits | Smooths deep wrinkles Firms skin Gives the complexion a pinky glow Reduces pore size Anti-dark spots Anti-redness boosts the effectiveness of cosmetic products | Reduces wrinkles and fine lines Firms the skin Reduces pore size and refines skin texture Boosts the effectiveness of cosmetic products |

2. Light + Electrostimulation

| DAILY CURES once a day | | | |
|---------------------------|------------------|--|--|
| PRO-GRAMME NAMES | | 3. ANTI-DARK SPOTS | 4. ANTI-BLEMISH |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| ELECTROSTIMULATION | "Lifting" effect | | |
| | Soothing effect | ● | ● |
| | Total duration | 3 min | 6 min |
| | Benefits | Improves radiance and evenness of skin tone Reduces the appearance of dark spots Boosts the effectiveness of cosmetic products | Regulates sebum levels Improves skin texture Detox and anti-pollution effect |

FLASH EFFECT
once a day

| | | PRO-GRAMME NAMES | 5. DETOX | 6. ANTI-STRESS |
|---------------------------|------------------|------------------|--|---|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | | ● |
| | LED 590nm | | | |
| | LED 525nm | | ● | |
| | LED 440nm | | | |
| ELECTROSTIMULATION | "Lifting" effect | | | |
| | Soothing effect | | ● | ● |
| | Total duration | | 2 min | 3 min |
| | Benefits | | Detox and anti-pollution effects Helps brighten the complexion Improves skin texture | Soothing, anti-redness Improves well-being |

**FLASH EFFECT
once a day**

**PRO-
GRAMME
NAMES**

**7. RADIANCE
BOOST**

**8. AFTER-
SUN**

LIGHT THERAPY®

**LED
630nm**



**LED
590nm**



**LED
525nm**



**LED
440nm**

ELECTROSTIMULATION

**“Lifting”
effect**



**Soothing
effect**



**Total
duration**

3 min



4 min

Benefits

Gives skin a healthy pink glow
“Anti-fatigue” effect
Reduces the deepest wrinkles
Overall skin firming
Reduces pore size.

Soothing, anti-redness
Improves well-being
Helps prevent the appearance of brown spots

DEVICE OVERVIEW



DIRECTIONS FOR USE

Use the device on clean free of make-up skin and ensure that hair is tied back.

1. Pre-fit the **GENIUS LIGHT** mask to your face: put it on as you would glasses and check that the gold pads located on the sides of the mask are in contact with your skin. The pads must be positioned as close as possible to your cheekbones. If they feel too tight, remove the detachable supports (gold electrodes and white silicone) or alternatively if the mask is too big, add the clips to tighten it. Adjust the strap to your head. Remove the mask.

2. Turn **GENIUS LIGHT** on by pressing button (c) and select your chosen language using arrows (a) and (d), then confirm using button (c).

3. Select the **LIGHT** mode (using button (a)) if you don't want simultaneous electrostimulation, or **LIGHT + ELECTROSTIMULATION** if you want a programme with simultaneous electrostimulation, then confirm using button (c).

4. Choose the care programme of your dreams from the list below (using arrows (a) and (d) then confirming with button (c)), and the programme is ready:

1. GLOBAL ANTI-AGING

2. FIRST WRINKLES

3. ANTI-DARK SPOTS

4. ANTI-BLEMISHES

5. DETOX

6. ANTI-STRESS

7. RADIANCE BOOST

8. AFTER-SUN

5. Wet the area from the temples to the cheekbones (the area where the gold pads are in contact with the skin) with water, a gel or your usual lotion, to help conduction. The vibrations will feel strongest with water, as this is the most conductive element.

6. Fit **GENIUS LIGHT** to your face and fasten the strap.

7. The programme will start.

8. If you chose **LIGHT + ELECTRO-STIMULATION**, select the intensity that you would like using arrows (a) and (d) (intensity levels ranging from 1 to 20, a beep will sound each time you change level). If you chose **LIGHT**, activate the programme by confirming with button (c).

9. Carry on with a normal activity (computer, reading...); the programme will stop automatically. A beep will sound when the programme is finished.

During the electrostimulation programmes:

- In the event that you feel tingling sensations, reduce the intensity or stop the programme immediately or use a **LIGHT** mode only programme.
- In the event that you feel sensations in your mouth or teeth (those with fillings...), reduce the intensity or stop the programme immediately or use a **LIGHT** mode only programme.

NOTES

- Place the electrodes as close as possible to your cheekbones, by sliding the pads into the forward position. The electrodes are gold-plated.
- To go back, just select the back arrow shown on the screen. Select this arrow using buttons (a) and (c) to confirm.
- A beep will sound at the end of each programme to let you know that it has finished.
- Use the device on skin which is free of make-up to increase the effects of your **GENIUS LIGHT**.
- After using the device, you may continue to feel vibrations on your face for a few minutes and see slight redness in the areas where the pads have been in contact with the skin.
- We recommend that you do one programme per day. We advise a maximum of two “lifting effect” electrostimulation programmes, with an interval of eight hours.
- We advise you to alternate the **LIGHT / LIGHT + ELECTROSTIMULATION** programmes.
- When you have reached the maximum intensity level, a “triple beep” will sound.
- Remove any jewellery from the treatment area before use (piercings).
- If the device hits a hard surface, it automatically switches off.

CARE AND STORAGE

- Keep the device in its sleeve.
- Clean the bezel using a microfibre cloth. Clean the electrodes with a standard disinfectant.

RECHARGING

- To recharge the device: take the cable supplied with the mask. Connect the mini USB part of the cable to the mask and the USB part to a USB charger, which you plug into the mains or directly into the USB port of your computer.
- Once charged, the battery lasts for between 4 and 6 hours.

PACK CONTENTS

- 1 mask (built-in rechargeable lithium battery)
- 1 USB recharging cable
- 1 pouch
- 2 clips/electrodes
- 1 instructions leaflet
- 1 warranty card

WARNINGS

DO NOT USE THE DEVICE UNDER ANY OF THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES:

- Not suitable for people having a metal implant at the level of the head
- If you are pregnant, breast feeding or if you have had a baby in the last 6 months.
- Following an episode of sunstroke (2 weeks)
- On skin which is "unwell" (irritation, cuts, allergy, swollen skin, infected skin...)
- On recent scars (less than 12 months)
- Sufferers of epilepsy
- Individuals who wear a pacemaker
- Individuals who wear braces (for electrostimulation programmes only)

In case of doubt, ask your doctor for advice.

WARNINGS

- Only use the device for the purposes described in the instructions leaflet.
- Keep the device out of reach of children.
- Avoid using the device on particularly sensitive or reactive skin. In case of doubt or skin conditions, seek medical advice before using and consult the Talika customer service team.
- In the event of a skin reaction during or just after use of the device, stop use immediately and seek medical advice.
- Protect the device from any violent knocks or from being shaken or dropped.
- Avoid prolonged exposure of the device to a very cold environment, direct sunlight or UV rays.
- Ensure the device does not get wet. Do not use the device in a damp environment (near a
 - bath, shower, swimming pool...).
- Do not use the device in an environment in which there is radiation being emitted from electromagnetic devices. This may cause the device to malfunction.
- Do not use the device if it is damaged.
- If the device is damaged, do not attempt to repair it. Contact the after-sales service, its approved repair service or any other person designated by the manufacturer.
- Do not use the device if you are allergic to metals.

WARRANTY

Please refer to the warranty card.

No replacement or refund will be given if the product is damaged by the user:

- Damage caused by improper use of the device by the user (impact, water exposure, over-use...).
- Damage caused by repairs not covered by the after-sales guarantee (see relevant leaflet).
- Damage caused intentionally by the user.

This device is designed for private, not commercial or professional use.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Please dispose of or recycle the device or battery in accordance with the local regulations which apply.

CUSTOMER SERVICE

customerservice@talika.com
www.talika.com

ALSO INCLUDED

- Day cream
- Serum
- Eye contour treatment

TALIKA PARIS
DEPUIS 1948

GENIUS LIGHT

Multiprogramm Hightech-Pflege
8 Pflegeprogramme auf Abruf.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Folgen Sie TALIKA auf



www.talika.com

DIE ENTSTEHUNG EINER EINZIGARTIGEN MARKE

Der Ursprung von **TALIKA** reicht auf das Jahr 1948 zurück. Danielle Roches, Krankenschwester in der Augenabteilung von Pariser Krankenhäusern, formulierte eine Salbe aus wundheilenden Pflanzen, um die Augenleiden von Kriegsverletzten zu behandeln. Zu ihrer großen Begeisterung förderte diese Salbe als Nebenwirkung das Wachstum der Wimpern und läutete damit die Geburtsstunde von **LIPOCILS** ein.

ERFORSCHEN - ENTDECKEN - ÜBERMITTELN

Seit diesem Gründungsmoment hat **TALIKA** weitere einzigartige Pflegeprodukte entwickelt, die auf den Erkenntnissen der Gegenwart, den visionärsten wissenschaftlichen Entdeckungen oder den Geheimnissen der älteren Generation beruhen. Diese Pflegeprodukte ermöglichen es Frauen, ihr ganzes Schönheitspotenzial auszuschöpfen und zu offenbaren.

DIE URSPRÜNGE

„Wer hat nicht schon einmal wie Aladdin von einer Zauberlampe mit einem Geist ganz in Reichweite geträumt? **TALIKA** setzt das in die Tat um und bietet heute ihre technologischen Entdeckungen und ihr Know-how an, um allen Frauen zu ermöglichen, ihre Träume mit **GENIUS LIGHT** zu verwirklichen, der 1. Multifunktions-Maske mit LED/Elektrostimulation*, die aus der Raumfahrtforschung hervorgegangen ist. Sie ist ein wahres Hightech-Konzentrat und vereint alle Lösungen für die Hautsorgen der Frauen. Sie erfüllt alle Wünsche für eine jüngere, festere, reinere, stressfreie, strahlende, von den schädigenden Einflüssen der Sonne oder Luftverschmutzung beruhigte Haut wie ein guter Geist. Lassen Sie Ihre Haut im neuen Licht erstrahlen! »

*von Talika

Alexis de Brosses
Präsident & Kreateur

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zum ersten Mal vereint
TALIKA in einer einzigen Hightech-Maske
8 programmes,
die aus der **Light Therapy®** stammen
und mit Funktionen der Elektrostimulation/
Mikroströme kombiniert werden.



8 Pflegeprogramme auf Abruf, **die 2 avantgardistische Technologien** kombinieren:

1. Light Therapy®

Ausgehend von Arbeiten der NASA haben wir entdeckt, dass jede Wellenlänge eine spezifische, bewiesene und identifizierte kosmetische Wirkung hat.

- **Oranges pulsierendes Licht (590 nm): Anti-Falten**

Reduziert Fältchen und tiefe Falten (Krähenfüße, Zornesfalte zwischen den Augenbrauen), wirkt straffend auf die dünne Haut der Augenkontur.

- **Rotes Licht (630 nm): Anti-Rötungen**

Beruhigt und reduziert Rötungen, hilft die Haut zu regenerieren.

- **Blaues Licht (440 nm):**

Anti-Unreinheiten

Reduziert Unreinheiten und reguliert die Talgsekretion.

- **Grünes Licht (525 nm):**

Anti-Pigmentflecken

Mindert Pigmentstörungen in Form von Altersflecken und lässt den Teint ebenmäßiger erscheinen.

2. Elektrostimulation

Sanfte Verbreitung elektrischer Impulse („liftende“ oder beruhigende Wirkungen), die das Untergewebe der Epidermis stimulieren.

Ionentherapie

Iontophorese-Mikroströme: Kaum wahrnehmbarer Mikrostrom, der die Durchlässigkeit der Haut erhöht, um das Einziehen und die Wirksamkeit der kosmetischen Pflegewirkstoffe zu verbessern.

Inverse Iontophorese-Mikroströme: Tragen zur Entgiftung der Haut bei.

BESCHREIBUNG DER PROGRAMMES

1. Licht (allein)

| TÄGLICHE KUREN Einmal pro Tag | | | |
|---|----------------------|--|--|
| PRO-GRAMM-NAMEN | | 1. GLOBALES ANTI-AGING | 2. ERSTE FALTEN |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | ● |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| | Iontophorese | ● | ● |
| | Gesamte Dauer | 3 min 45 | 1 min 45 |
| | Nutzen | Strafft die Haut Glättet Falten Boostet die Wirksamkeit der kosmetischen Pflege | Strafft die Haut Reduziert Falten Boostet die Wirksamkeit der kosmetischen Pflege |

1. Licht (allein)

| TÄGLICHE KUREN Einmal pro Tag | | | |
|---|------------------------|--|--|
| | PRO-GRAMM-NAMEN | 3. ANTI-PIGMENT-FLECKEN | 4. ANTI-UNREINHEITEN |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| | Iontophorese | ● | ● |
| | Gesamte Dauer | 3 min | 6 min |
| | Nutzen | Reduziert das Erscheinungsbild von Pigmentflecken Boostet die Wirksamkeit der kosmetischen Pflege | Reguliert den Talggehalt Verbessert das Hautbild Boostet die Wirksamkeit der kosmetischen Pflege |

**«SOFORT EFFEKT»
Einmal pro Tag**

| | PRO-GRAMM-NAMEN | 5. DETOX | 6. ANTI-STRESS |
|-----------------------|-----------------|---|--|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| | Iontophorese | ● | ● |
| | Gesamte Dauer | 2 min | 3 min |
| | Nutzen | Hilft, den Teint aufzuhellen Boostet die Wirksamkeit der kosmetischen Pflege | Anti-Rötungen Boostet die Wirksamkeit der kosmetischen Pflege |

**«SOFORT EFFEKT»
Einmal pro Tag**

| | PRO-GRAMM-NAMEN | 7. FRISCHEKICK | 8. AFTER SUN |
|-----------------------|-----------------|--|---|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | |
| | LED 525nm | | ● |
| | LED 440nm | | |
| | Iontophorese | ● | ● |
| | Gesamte Dauer | 3 min | 4 min |
| | Nutzen | <p align="center">Strafft, verleiht Leuchtkraft und regeneriert die Haut Boostet die Wirksamkeit der kosmetischen Pflege</p> | <p align="center">Beruhigt die Haut Anti-Rötungen Boostet die Wirksamkeit der kosmetischen Pflege</p> |

TECHNOLOGIE

2. Licht+Elektrostimulation

| TÄGLICHE KUREN Einmal pro Tag | | | |
|----------------------------------|---------------------|---|---|
| PROGRAMM-NAMEN | | 1. GLOBALES ANTI-AGING | 2. ERSTE FALTEN |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | ● |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| ELEKTROSTIMULATION | „Lifting“-Effekt | ● | ● |
| | Beruhigender Effekt | | |
| | Gesamte Dauer | 3 min 45 | 1 min 45 |
| | Nutzen | Glättet tiefe Falten Strafft die Haut Sorgt für einen rosigen Teint Reduziert die Porengröße Anti-Pigmentflecken Anti-Rötungen Boostet die Wirksamkeit der kosmetischen Pflege. | Reduziert Falten und Fältchen Strafft die Haut Reduziert die Porengröße und verfeinert das Hautbild Boostet die Wirksamkeit der kosmetischen Pflege. |

2. Licht+Elektrostimulation



| TÄGLICHE KUREN Einmal pro Tag | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|---|
| PROGRAMM-NAMEN | | 3. ANTI-PIG-MENT-FLECKEN | 4. AN-TI-UNREIN-HEITEN |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| ELEKTROSTIMULATION | „Lifting“-Effekt | | |
| | Beruhigender Effekt | ● | ● |
| | Gesamte Dauer | 3 min | 6 min |
| | Nutzen | Verbessert die Ausstrahlung und die Homogenität des Teints Reduziert das Entstehen von Pigmentflecken Boostet die Wirksamkeit der kosmetischen Pflege. | Reguliert den Talggehalt Verbessert das Hautbild Detox- und Anti-Pollution-Effekt |

| | | SOFORT EFFEKT Einmal pro Tag | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | PROGRAMM- NAMEN | 5. DETOX | 6. ANTI- STRESS |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | | ● |
| | LED 590nm | | | |
| | LED 525nm | | ● | |
| | LED 440nm | | | |
| ELECTROSTIMULATION | „Lifting“- Effekt | | | |
| | Beruhigen- der Effekt | | ● | ● |
| | Gesamte Dauer | | 2 min | 3 min |
| | Nutzen | | Detox- und Anti-Pollu- tion-Effekte Hilft, den Teint aufzu- hellen Verbessert das Haut- bild | Beru- higend, Anti-Rö- tungen Sorgt für Wohlbe- finden |

**«SOFORT EFFEKT»
Einmal pro Tag**

| | PROGRAM- MNAMEN | 7. FRISCHEKICK | 8. AFTER SUN |
|---------------------------|-----------------------------|---|--|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | |
| | LED 525nm | | ● |
| | LED 440nm | | |
| ELEKTROSTIMULATION | „Lifting“ -Effekt | ● | |
| | Beru- higender Effekt | | ● |
| | Gesamte Dauer | 3 min | 4 min |
| | Nutzen | Sorgt für einen rosigen Teint „Anti-Müdig- keits“-Effekt Reduziert tiefste Falten Allgemeine Straffung der Haut Reduzierung die Porengröße. | Beruhigend, Anti-Rötun- gen Sorgt für Wohlbe finden Hilft, der Entstehung brauner Flecken vor- zubeugen |

PRÄSENTATION DES GERÄTES



ANWENDUNGSHINWEISE

Das Gerät auf der abgeschminkten, gereinigten Haut mit zusammengebundenen Haaren anwenden.

1. Legen Sie die Maske **GENIUS LIGHT** zur Vorbereitung wie eine Brille auf das Gesicht und überprüfen Sie, dass die Goldplaketten, die sich an den Seiten der Maske befinden, richtig auf Ihrer Haut aufliegen. Die Plaketten müssen so dicht wie möglich an den Wangenknochen positioniert werden. Wenn Sie spüren, dass sie zu sehr drücken, nehmen Sie die herausnehmbaren Verstärkungen (Elektroden aus Gold oder weißem Silikon) heraus oder fügen Sie im Gegenteil die Clips zum Festerstellen hinzu, wenn die Maske zu groß ist. Stellen Sie die Befestigung an Ihrem Kopf ein. Entfernen Sie die Maske.

2. Schalten Sie **GENIUS LIGHT** durch Betätigen des Schalters (c) ein und wählen Sie die Sprache Ihrer Wahl mit den Pfeilen (a) und (d), bestätigen Sie nun mit dem Schalter (c).

3. Wählen Sie den Modus **LICHT** (mithilfe des Schalters a), wenn Sie keine simultane Elektrostimulation wünschen oder **LICHT + ELEKTROSTIMULATION**, wenn Sie ein simultanes Programm zur Elektrostimulation wünschen und bestätigen Sie mit dem Schalter (c).

4. Wählen Sie Ihr Traum-Pflegeprogramm aus der Liste unten aus (mit den Pfeilen a und d und bestätigen Sie mit dem Schalter (c)), das Programm ist betriebsbereit:

1. **GLOBALES ANTI-AGING**
2. **1. FALTEN**
3. **ANTI-PIGMENTFLECKEN**
4. **ANTI-UNREINHEITEN**
5. **DETOX**
6. **ANTI-STRESS**
7. **FRISCHEKICK**
8. **AFTER SUN**

5. Befeuchten Sie die Zone, die von den Schläfen zu den Wangenknochen reicht (Bereich, wo die Goldplaketten die Haut berühren), mit Wasser, einem Gel oder Ihrem üblichen Gesichtswasser, um die elektrische Leitung zu ermöglichen. Wasser ist das am stärksten leitfähige Element, das ermöglicht, bedeutendere Vibrationen zu verspüren.

6. Installieren Sie **GENIUS LIGHT** auf Ihrem Gesicht und befestigen Sie den Riemen.

7. Das Programm startet.

8. Wenn Sie **LICHT + ELEKTRO-STIMULATION** gewählt haben, wählen Sie die gewünschte Intensität mithilfe der Pfeile (a) und (d) (die Intensitäten reichen von 1 bis 20, bei jedem Niveauwechsel erklingt ein Piepton). Wenn Sie **LICHT** gewählt haben, aktivieren Sie das Programm durch Bestätigung mit dem Schalter (c).

9. Sie können wieder eine normale Tätigkeit aufnehmen (Computer, Lektüre usw.), das Programm endet automatisch. Es ertönt ein Piepton, wenn das Programm beendet wird.

Während der Programme zur Elektrostimulation:

- Senken Sie bei einem Kribbelgefühl sofort die Intensität oder schalten das Programm ab oder benutzen das Programm nur im **LICHT** Modus.
- Senken Sie bei einem Kribbelgefühl sofort die Intensität oder schalten das Programm ab oder benutzen das Programm nur im **LICHT** Modus.

ANMERKUNGEN

- Die Plaketten müssen so dicht wie möglich an den Wangenknochen positioniert werden, lassen Sie sie hierfür nach vorn gleiten. Die Elektroden sind vergoldet.
- Um zurückzugehen, brauchen Sie nur den auf dem Display vorhandenen Zurück-Pfeil auszuwählen. Wählen Sie diesen Pfeil, indem Sie die Schalter (a) und (c) zum Bestätigen benutzen.
- Es erklingt ein Piepton zum Ende eines Programms, um Ihnen anzukündigen, dass dieses beendet ist.
- Die Anwendung des Geräts auf der abgeschminkten Haut steigert die Wirkungen des **GENIUS LIGHT**.
- Nach der Anwendung des Geräts, kann der Eindruck von Vibrationen einige Minuten auf dem Gesicht vorhalten und leichte Rötungen der Bereiche auftreten, wo die Plaketten die Haut berühren. Wir empfehlen Ihnen, 1 Programm täglich durchzuführen, maximal 2 Programme zur Elektrostimulation mit „Lifting-Effekt“, in einem Abstand von 8 Stunden.
- Wir raten Ihnen dazu, die programme **LICHT / LICHT + ELEKTROSTIMULATION** abzuwechseln.
- Wenn Sie das maximale Intensitätsniveau erreicht haben, erklingt ein „dreifacher Piepton“.
- Nehmen Sie Schmuck in der Behandlungszone vor der Anwendung ab (Piercing).
- Wenn das Gerät gegen eine feste Oberfläche stößt, schaltet es sich automatisch ab.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

- Legen Sie das Gerät in sein Etui zurück.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Brille ein Mikrofasertuch. Verwenden Sie zur Reinigung der Elektroden ein klassisches Antiseptikum.

AUFLADEN

- Zur Wiederaufladung des Geräts: Nehmen Sie das mit der Maske mitgelieferte Kabel. Verbinden Sie den Mini-USB-Teil des Kabels mit der Maske und den USB-Teil mit einem USB-Ladegerät, das Sie mit dem Stromnetz verbinden oder direkt mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
- Die geladene Batterie funktioniert 4 bis 6 Stunden lang.

INHALT DES SETS

- 1 Maske (integrierte aufladbare Lithium-Batterie)
- 1 USB-Ladekabel
- 1 kleiner Beutel
- 2 Klammern / Elektroden
- 1 Packungsnotiz
- 1 Garantiekarte

WARNUNGEN

DAS GERÄT UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN NICHT ANWENDEN:

- Nicht geeignet für Menschen mit einem Metallimplantat im Kopfbereich.
- Wenn Sie schwanger sind, stillen oder vor weniger als 6 Monaten ein Kind zur Welt gebracht haben.
- Nach einem Hitzeschlag (2 Wochen)
- Auf einer „nicht gesunden“ Haut (bei Reizungen, Läsionen, Allergie, geschwollener Haut, entzündeter Haut...)
- Auf frischen Narben (weniger als 12 Monate alt)
- Personen, die unter Epilepsie leiden
- Personen, die einen Herzschrittmacher tragen
- Personen, die Zahnklammern tragen (nur für Programme zur Elektrostimulation)

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt um Rat.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Benutzen Sie das Gerät nur zu den auf der Gebrauchsanweisung erklärten Funktionen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie eine Anwendung des Geräts auf besonders empfindlicher oder reaktiver Haut. Befragen Sie im Zweifelsfall oder bei Hautleiden vor der Anwendung einen Arzt oder den Kundendienst von Talika.
- Bei einer Hautreaktion während oder gleich nach Anwendung des Geräts, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und fragen Sie einen Arzt um Rat.
- Heftige Stöße, Erschütterungen und Herunterfallen des Geräts vermeiden.
- Das Gerät darf nicht über einen längeren Zeitraum einer sehr kalten Umgebung, direkten Sonnen- oder UV-Strahlen ausgesetzt werden.
- Das Gerät nicht nass machen. Nicht in einer feuchten Umgebung (neben einer Badewanne, Dusche, einem Schwimmbad benutzen...)
- Das Gerät nicht in einer Umgebung benutzen, die Strahlungen von Geräten mit elektromagnetischer Strahlung abgibt. Das kann zu Funktionsstörungen führen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Nicht versuchen, das Gerät bei einer Beschädigung selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an den Kundendienst, seinen zugelassenen Reparaturdienst oder eine vom Hersteller bestimmte Person.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie allergisch auf Metalle reagieren.

GARANTIE

Beziehen Sie sich auf das beiliegende Garantieheft.

Wenn das Produkt vom Nutzer beschädigt wurde, kann es weder ersetzt noch erstattet werden:

- Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch durch den Nutzer entstehen (Stoß, Kontakt mit Wasser, übermäßiger Gebrauch...).
- Schäden, die durch eine nicht in der Kundendienst-Garantie enthaltene Reparatur entstehen (siehe das betroffene Heft).
- Absichtlich vom Nutzer verursachte Schäden. Dieses Gerät ist für den privaten und nicht für den gewerblichen oder professionellen Gebrauch bestimmt.

UMWELTSCHUTZ

Halten Sie die geltenden lokalen Vorschriften zur Entsorgung oder zum Recyceln des Gerätes oder der Batterie ein.

KUNDENKONTAKT

customerservice@talika.com
www.talika.com

ZUR ERGÄNZUNG

- Tagescreme
- Serum
- Augenkonturpflege

TALIKA PARIS
DEPUIS 1948

GENIUS LIGHT

Multiprogram Hi-tech Care
8 programas de tratamiento
a la carta.

INSTRUCCIONES DE USO

Siga a la comunidad TALIKA



www.talika.com

EL NACIMIENTO DE UNA MARCA ÚNICA

El origen de **TALIKA** se remonta a 1948. Danielle Roches, una enfermera que trabajaba en el servicio de oftalmología del Hospital de París, formuló una crema compuesta de plantas cicatrizantes para tratar las lesiones oculares de los heridos de guerra. Para su sorpresa, resultó que la crema también favorecía el desarrollo de las pestañas, un efecto secundario que supuso el nacimiento de **LIPOCILS**.

EXPLORAR - DESCUBRIR TRANSMITIR

Desde aquel hito fundacional, **TALIKA** sigue desarrollando productos únicos gracias a las revelaciones del mundo de los seres vivos, a los descubrimientos científicos más visionarios o a secretos ancestrales. Estos cuidados permiten a las mujeres sacar partido a su potencial y revelar toda su belleza.

LOS ORÍGENES

«¿Quién no ha soñado con tener, como Aladino, una lámpara mágica de la que salga un genio? **TALIKA** lo ha conseguido. La empresa pone sus descubrimientos tecnológicos y su saber hacer al servicio de las mujeres para que puedan hacer realidad sus sueños gracias a **GENIUS LIGHT**, la 1.ª máscara multifunción con LED/electroestimulación*, nacida de la investigación aeroespacial. Un auténtico concentrado de alta tecnología que reúne las soluciones a las preocupaciones cutáneas de las mujeres y satisface a la carta, como el genio de la lámpara, sus deseos de tener una piel más joven, firme, purificada, brillante, sin estrés y calmada, libre de los efectos nocivos del sol y la contaminación. ¡Disfrute de la luz!»

Alexis de Brosse

Presidente y creador

*de Talika

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Por primera vez,
TALIKA reúne en una sola máscara
de alta tecnología 8 programas
de **Light Therapy**® combinados
con funciones de electroestimulación/
microcorrientes.



Ocho programas de tratamiento a la carta que combinan **2 tecnologías vanguardistas:**

1. Light Therapy®

Partiendo de los trabajos de la NASA, hemos descubierto que cada longitud de onda tiene una virtud cosmética específica, demostrada e identificada.

- **Luz naranja pulsada (590 nm): antiarrugas**
Reduce las líneas de expresión y las arrugas profundas (patas de gallo, arrugas del entrecejo) y reafirma la piel fina del contorno de los ojos.
- **Luz roja (630 nm): antirrojeces**
Calma y reduce las rojeces, ayuda a regenerar la piel.
- **Luz azul (440 nm): anti-imperfecciones**
Reduce las imperfecciones y regula la secreción de sebo.
- **Luz verde (525 nm): antimanchas**
Atenúa las manchas oscuras y homogeneiza la tez.

2. Electroestimulación

Difusión suave de impulsos eléctricos (con efecto «lifting» o calmante) que estimula los tejidos subepidérmicos.

Ionoterapia

- **Microcorriente de iontoforesis:**
microcorriente imperceptible que aumenta la permeabilidad cutánea para mejorar la penetración y la eficacia de los activos de los tratamientos cosméticos.
- **Microcorriente de iontoforesis inversa:**
contribuye a purificar la epidermis.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS

1. Luz (sola)

| TERAPIA DIARIA 1 vez al día | | | |
|--------------------------------|-----------|--|---|
| NOMBRE DE LOS PROGRAMAS | | 1. ANTIEDAD GLOBAL | 2. PRIMERAS ARRUGAS |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | ● |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| Iontoforesis | | ● | ● |
| Duración total | | 3 min 45 | 1 min 45 |
| Duración total | | Reafirma la piel Alisa las arrugas Incrementa la eficacia de los tratamientos cosméticos | Reafirma la piel Reduce las arrugas Incrementa la eficacia de los tratamientos cosméticos |

1. Luz (sola)

| TERAPIA DIARIA 1 vez al día | | | |
|--------------------------------|-----------|---|---|
| NOMBRE DE LOS PROGRAMAS | | 3. ANTIMANCHAS | 4. ANTI-IMPERFECCIONES |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| Iontoforesis | | ● | ● |
| Duración total | | 3 min | 6 min |
| Duración total | | Reduce las manchas Incrementa la eficacia de los tratamientos cosméticos | Regula el nivel de sebo Mejora la textura de la piel Incrementa la eficacia de los tratamientos cosméticos |

EFEECTO FLASH
1 vez al día

| NOMBRE DE LOS PROGRAMAS | 5. DETOX | 6. ANTIES-TRÉS |
|-------------------------|---|---|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● |
| | LED 590nm | |
| | LED 525nm | ● |
| | LED 440nm | |
| Iontoforesis | ● | ● |
| Duración total | 2 min | 3 min |
| Beneficios | Ayuda a aclarar la tez Incrementa la eficacia de los tratamientos cosméticos | Antirrojeces Incrementa la eficacia de los tratamientos cosméticos |

EFFECTO FLASH
1 vez al día

| | 7. TOQUE DE BRILLO | 8. DESPUÉS DEL SOL |
|----------------|---|--|
| LED 630nm | ● | ● |
| LED 590nm | ● | |
| LED 525nm | | ● |
| LED 440nm | | |
| Iontoforesis | ● | ● |
| Duración total | 3 min | 4min |
| Beneficios | Reafirma, ilumina y regenera la piel Incrementa la eficacia de los tratamientos cosméticos | Calma la piel Antirrojeces Incrementa la eficacia de los tratamientos cosméticos |

LIGHT THERAPY®

2. Luz + Electroestimulación

| TERAPIA DIARIA 1 vez al día | | | |
|--------------------------------|------------------|--|---|
| NOMBRE DE LOS PROGRAMAS | | 1. ANTIEDAD GLOBAL | 2. PRIMERAS ARRUGAS |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | ● |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| ELECTROESTIMULACIÓN | Efecto «lifting» | ● | ● |
| | Efecto calmante | | |
| | Duración total | 3 min 45 | 1 min 45 |
| | Beneficios | Alisa las arrugas profundas Reafirma la piel Sonrosa la tez Reduce el tamaño de los poros Antimanchas Antirrojeces Incrementa la eficacia de los tratamientos cosméticos | Reduce arrugas y líneas de expresión Reafirma la piel Reduce el tamaño de los poros y afina la textura Incrementa la eficacia de los tratamientos cosméticos |

2. Luz + Electroestimulación

| TERAPIA DIARIA 1 vez al día | | | |
|--------------------------------|------------------|---|---|
| NOMBRE DE LOS PROGRAMAS | | 3. ANTIMANCHAS | 4. ANTI-IMPERFECCIONES |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| ELECTROESTIMULACIÓN | Efecto «lifting» | | |
| | Efecto calmante | ● | ● |
| | Duración total | 3 min | 6 min |
| | Beneficios | Mejora el brillo y la homogeneidad de la tez Reduce la aparición de manchas Incrementa la eficacia de los tratamientos cosméticos | Regula el nivel de sebo Mejora la textura de la piel Efecto detoxificante y anticontaminación |

EFEECTO FLASH
1 vez al día

| NOMBRE DE LOS PROGRAMAS | | 5. DETOX | 6. ANTIES-TRÉS |
|----------------------------|------------------|--|--|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| ELECTROESTIMULACIÓN | Efecto «lifting» | | |
| | Efecto calmante | ● | ● |
| | Duración total | 2 min | 3 min |
| | Beneficios | Efecto detoxificante y anticontaminación Ayuda a aclarar la tez Mejora la textura de la piel | Calmante, antirrojeces Aporta bienestar |

EFECTO FLASH 1 vez al día

| | | NOMBRE DE LOS PROGRAMAS | 7. TOQUE DE BRILLO | 8. DESPUÉS DEL SOL |
|----------------------------|------------------|-------------------------|--|---|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | ● | ● |
| | LED 590nm | | ● | |
| | LED 525nm | | | ● |
| | LED 440nm | | | |
| ELECTROESTIMULACIÓN | Efecto «lifting» | | ● | |
| | Efecto calmante | | | ● |
| | Duración total | | 3 min | 4 min |
| | Beneficios | | Sonrosa la tez Efecto «anti-fatiga» Reducción de las arrugas más profundas Realfirmación general de la piel Reducción del tamaño de los poros. | Calmante, antirrojeces Aporta bienestar Ayuda a prevenir la aparición de manchas oscuras |

PRESENTACIÓN DEL DISPOSITIVO



CONSEJOS DE USO

Utilice este dispositivo con la piel limpia y desmaquillada y el pelo recogido.

1. Colóquese la máscara **GENIUS LIGHT** sobre el rostro como si se tratara de unas gafas y asegúrese de que los discos de oro, ubicados en los laterales de la máscara, están en contacto con su piel. Los discos deben estar lo más cerca posible de los pómulos. Si le aprietan, retire los refuerzos extraíbles (electrodos de oro y silicona blanca); si, por el contrario, la máscara queda demasiado holgada, añada los clips para ajustarla. Regule la correa para ajustarla a la cabeza. Quítese la máscara.

2. Encienda **GENIUS LIGHT** pulsando el botón (c), seleccione el idioma con las flechas (a) y (d) y, después, valide la elección con el botón (c).

3. Seleccione el modo **LUZ** (con ayuda del botón(a)) si no desea electroestimulación simultánea o **LUZ + ELECTROESTIMULACIÓN** si desea un programa con electroestimulación simultánea. A continuación, valide con el botón (c).

4. Escoja el programa de tratamiento deseado (con las flechas a y d, después valide con el botón (c)). Estos son los programas predefinidos:

- 1. ANTIEDAD GLOBAL**
- 2. PRIMERAS ARRUGAS**
- 3. ANTIMANCHAS**
- 4. ANTI-IMPERFECCIONES**
- 5. DETOX**
- 6. ANTIESTRÉS**
- 7. TOQUE DE BRILLO**
- 8. DESPUÉS DEL SOL**

5. Humedezca la zona entre las sienes y los pómulos (zona en la que los discos de oro están en contacto con la piel) con agua, gel o su loción habitual, para permitir la conducción. El agua es el elemento más conductor y permite notar las vibraciones con más intensidad.

6. Colóquese **GENIUS LIGHT** sobre la cara y ajuste la correa.

7. El programa se inicia.

8. Si ha elegido **LUZ + ELECTROESTIMULACIÓN**, seleccione la intensidad que desea con ayuda de las flechas (a) y (d) (la intensidad va de 1 a 20, cada vez que se cambia de nivel suena un pitido). Si ha elegido **LUZ**, active el programa validando con el botón (c).

9. Siga con su actividad normal (ordenador, lectura...), el programa se detendrá automáticamente. Cuando el programa haya terminado sonará un pitido.

Durante los programas de electroestimulación:

- Si siente un hormigueo, baje la intensidad inmediatamente, pare el programa o utilice un programa solo con el modo **LUZ**.
- Si siente alguna molestia en la zona bucodental (por ejemplo, si tiene empastes), baje la intensidad inmediatamente, pare el programa o utilice un programa solo con el modo **LUZ**.

OBSERVACIONES

- Coloque los electrodos lo más cerca posible de los pómulos. Para ello, deslice los discos hacia delante. Los electrodos están chapados en oro.
- Para volver atrás, solo tiene que seleccionar la fecha de retorno que aparece en la pantalla. Seleccione esta flecha utilizando los botones a y c para validar.
- El pitido que suena al final de cada programa le indica que dicho programa ha finalizado.
- Utilizar el dispositivo con la piel desmaquillada incrementa los efectos de **GENIUS LIGHT**.
- Después de utilizar el dispositivo, la sensación de vibración sobre el rostro puede persistir varios minutos y pueden aparecer ligeras rojeces en las zonas en las que los discos han estado en contacto con la piel.
- Recomendamos hacer un programa al día, con un máximo de dos programas de electroestimulación de «efecto lifting» separados por un espacio de ocho horas.
- Recomendamos alternar los programas: **LUZ/ LUZ + ELECTROESTIMULACIÓN**.
- Cuando haya llegado al nivel máximo de intensidad, sonará un «triple pitido».
- Retire las joyas de la zona aplicación antes de utilizar el dispositivo (piercing).
- Si el dispositivo impacta contra una superficie dura, se apaga automáticamente.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Guarde el dispositivo en su estuche.
- Utilice un paño de microfibra para limpiar la lente. Para la limpieza de los electrodos, utilice un producto antiséptico común.

RECARGA

- Para recargar: coja el cable que se suministra junto con la máscara. Conecte la parte mini-USB del cable a la máscara y la parte USB a un cargador de USB conectado a la red eléctrica o directamente al puerto USB de su ordenador.
- La batería cargada funciona entre 4 y 6 horas.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 máscara (batería de litio recargable incorporada)
- 1 cable USB de recarga
- 1 bolsa
- 2 clips/electrodos
- 1 manual de instrucciones
- 1 tarjeta de garantía

AVISOS

NO UTILICE EL DISPOSITIVO EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- No apto para personas con un implante de metal en la cabeza.
- Si está embarazada, en periodo de lactancia o ha dado a luz hace menos de 6 meses
- Después de un golpe de calor (2 semanas)
- Sobre la piel «no sana» (irritación, lesión, alergia, piel inflamada, piel infectada...)
- Sobre cicatrices recientes (menos de 12 meses)
- Si padece epilepsia
- Si lleva un estimulador cardíaco
- Si lleva aparatos dentales (solo para los programas de electroestimulación)

En caso de duda, consulte con su médico.

PRECAUCIONES

- Utilice el dispositivo únicamente para las funciones indicadas en el manual de instrucciones.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Evite el uso del dispositivo sobre pieles especialmente sensibles y reactivas. En caso de duda o de padecer afecciones cutáneas, antes de utilizar el dispositivo consulte con su médico y con el servicio atención al cliente de Talika.
- En caso de reacción cutánea durante o justo después del uso del dispositivo, interrumpa inmediatamente su uso y consulte con su médico.
- No exponga el dispositivo a golpes violentos, sacudidas o caídas.
- No exponga el dispositivo de forma prolongada a entornos muy fríos, a los rayos directos del sol o a rayos UV.
- Evite que el dispositivo se moje. No lo utilice en entornos húmedos (cerca de
- la bañera, la ducha, una piscina...).
- No utilice el dispositivo en entornos en los que haya radiación procedente de aparatos de radiación electromagnética. Puede provocar un fallo de funcionamiento.
- No utilice el dispositivo si está dañado.
- Si el dispositivo está dañado, no intente repararlo. Póngase en contacto con el servicio posventa, con un servicio de reparación autorizado o con cualquier otra persona designada por el fabricante.
- No utilice el dispositivo si es alérgico a los metales.

GARANTÍA

Consulte el folleto de la garantía adjunto.

No se efectuará ningún cambio ni reembolso si el producto ha sido dañado por el usuario:

- Daño provocado por un mal uso (golpe, exposición al agua, uso excesivo...).
- Daño provocado por una reparación no incluida en la garantía posventa (ver el folleto correspondiente).
- Daño provocado por el usuario de forma intencionada.

Este dispositivo está destinado a uso privado, no a usos comerciales o profesionales.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Siga la normativa local vigente en materia de eliminación o reciclaje del dispositivo o la batería.

DATOS DE CONTACTO PARA EL CONSUMIDOR

customerservice@talika.com
www.talika.com

COMPLEMENTOS

- Crema de día
- Sérum
- Tratamiento de contorno de ojos

TALIKA PARIS
DEPUIS 1948

GENIUS LIGHT

Multiprogram Hi-tech Care
8 programmi di trattamento

ISTRUZIONI PER L'USO

Aderite alla comunità TALIKA



www.talika.com

LA NASCITA DI UN BRAND UNICO

TALIKA nasce nel 1948. Danielle Roches, infermiere al reparto di oftalmologia della rete di ospedali parigina "Hôpitaux de Paris", realizza una crema a base di piante cicatrizzanti per curare gli occhi dei feriti di guerra. Con grande sorpresa, scopre che l'effetto secondario di questa crema è di favorire la crescita delle ciglia: nasce così **LIPOCILS**.

ESPLORARE - SCOPRIRE TRASMETTERE

Da quell'avvenimento inaugurale, **TALIKA** continua a creare trattamenti unici grazie alle rivelazioni della natura, alle scoperte scientifiche più visionarie o ai segreti degli antenati. Questi trattamenti consentono alle donne di svelare e sfruttare al massimo il loro potenziale di bellezza.

LE ORIGINI

"Almeno una volta, tutti abbiamo sognato di avere a portata di mano la lampada di Aladino... Oggi **TALIKA** permette alle donne di realizzare un desiderio, proprio come il genio della lampada! Grazie al suo know-how e alle sue scoperte tecnologiche, infatti, **TALIKA** ha creato **GENIUS LIGHT**, la prima maschera multifunzione a LED/elettrostimolazione* ispirata alla ricerca aerospaziale. Vero e proprio prodotto hi-tech, risolve i problemi cutanei delle donne, esaudendo i loro desideri proprio come il genio: pelle più giovane, tonica, purificata, riposata, luminosa, rigenerata dagli effetti nocivi del sole o dell'inquinamento! Insomma, la soluzione ideale per avere una pelle perfetta."

Alexis de Brosses

Presidente e Creatore

*di Talika

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Per la prima volta **TALIKA** riunisce
in una sola maschera hi-tech
8 programmi ispirati alla **Light Therapy**[®],
abbinandoli all'elettrostimolazione/terapia
microcorrente.



8 programmi di trattamento che associano **2 tecnologie all'avanguardia:**

1. Light Therapy®

Ispirandoci alle ricerche della NASA, abbiamo scoperto che ad ogni lunghezza d'onda corrisponde una proprietà cosmetica specifica, identificata e provata.

- **Luce pulsante arancione (590 nm): anti-rughe**

Leviga le rughe e le rughette profonde (zampe di gallina, "rughe del leone" nel solco in mezzo alle sopracciglia), tonifica la pelle delicata del contorno occhi.

- **Luce rossa (630 nm): agisce contro gli arrossamenti**

Lenisce e contribuisce a rigenerare la pelle agendo contro gli arrossamenti.

- **Luce blu (440 nm): anti-imperfezioni**

Riduce le imperfezioni e regola la secrezione di sebo.

- **Luce verde (525 nm): anti-macchie**

Attenua le macchie scure e migliora l'omogeneità dell'incarnato.

2. Elettrostimolazione

Emissione delicata di impulsi elettrici (a effetto lifting oppure lenitivo) per stimolare i tessuti sottocutanei.

Ionoterapia

- **Ionoforesi:** microcorrente impercettibile che stimola la permeabilità cutanea per favorire la penetrazione e l'efficacia dei principi attivi dei trattamenti cosmetici.

- **Ionoforesi inversa:** microcorrente che contribuisce a pulirsi l'epidermide.

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI

1. Lumiere

| TRATTAMENTI QUOTIDIANI 1 volta al giorno | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| NOME DEI PRO- GRAMMI | | 1. ANTI-AGE GLOBALE | 2. PRIME RUGHE |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | ● |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| | Ionof- resi | ● | ● |
| | Durata totale | 3 min 45 | 1 min 45 |
| | Benefici | Rassoda la pelle Leviga le rughe Aumenta l'efficacia dei trattamenti cosmetici | Rassoda la pelle Riduce le rughe Aumenta l'efficacia dei trat- tamenti cosmetici |

1. Lumiere

| TRATTAMENTI QUOTIDIANI 1 volta al giorno | | | |
|---|------------------|--|---|
| NOME DEI PRO- GRAMMI | | 3. ANTI- MACCHIE | 4. ANTI- IMPERFE- ZIONI |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| | Ionofor- resi | ● | ● |
| | Durata totale | 3 min | 6 min |
| | Benefici | Attenu l'intensità delle macchie Aumenta l'effica- cia dei trattamenti cosmetici | Regola la secrezione di sebo Migliora la grana della pelle Aumenta l'efficacia dei trattamenti cosmetici |

EFFETTO FLASH
1 volta al giorno

| | | NOME DEI PROGRAMMI | 5. DETOX | 6. ANTI-STRESS |
|-----------------------|---------------|--------------------|--|---|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | ● | ● |
| | LED 590nm | | | |
| | LED 525nm | | ● | |
| | LED 440nm | | | ● |
| | Ionoforesi | | ● | ● |
| | Durata totale | | 2 min | 3 min |
| | Benefici | | Contribuisce a illuminare il colorito Aumenta l'efficacia dei trattamenti cosmetici | Agisce contro gli arrossamenti Aumenta l'efficacia dei trattamenti cosmetici |

EFFETTO FLASH 1 volta al giorno

| | NOME DEI PROGRAMMI | 7. ILLUMINANTE | 8. DOPOSOLE |
|-----------------------|--------------------|---|--|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | |
| | LED 525nm | | ● |
| | LED 440nm | | |
| | Ionoforesi | ● | ● |
| | Durata totale | 3 min | 4 min |
| | Benefici | <p>Rassoda, illumina e rigenera la pelle</p> <p>Aumenta l'efficacia dei trattamenti cosmetici</p> | <p>Effetto lenitivo, agisce contro gli arrossamenti</p> <p>Aumenta l'efficacia dei trattamenti cosmetici</p> |

TECNOLOGIE

2. Lumiere + Elettrostimolazione

| TRATTAMENTI QUOTIDIANI 1 volta al giorno | | | |
|---|---------------------|---|--|
| NOME DEI PRO- GRAMMI | | 1. ANTI-AGE GLOBALE | 2. PRIME RUGHE |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | ● |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| ELETTROSTIMOLAZIONE | Effetto lifting | ● | ● |
| | Effetto lenitivo | | |
| | Durata totale | 3 min 45 | 1 min 45 |
| | Benefici | Leviga le rughe profonde Rassoda la pelle Ravviva il colorito Riduce il diametro dei pori Agisce contro le macchie Agisce contro gli arrossamenti Aumenta l'effica- cia dei trattamenti cosmetici | Riduce rughe e rughette Rassoda la pelle Riduce il diametro dei pori e affina la grana della pelle Aumenta l'efficacia dei trattamenti cosmetici |

2. Lumiere + Elettrostimolazione

| TRATTAMENTI QUOTIDIANI 1 volta al giorno | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| | NOME DEI PRO- GRAMMI | 3. ANTI- MACCHIE | 4. ANTI-IM- PERFEZIONI |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| ELETTROSTIMOLAZIONE | Effetto lifting | | |
| | Effetto lenitivo | ● | ● |
| | Durata totale | 3 min | 6 min |
| | Benefici | Migliora la luminosità e l'omogeneità dell'incarnato Previene l'apparizione di macchie Aumenta l'effica- cia dei trattamenti cosmetici | Regola la secrezione di sebo Migliora la grana della pelle Effetto detox e anti-inquina- mento |

EFFETTO FLASH
1 volta al giorno

| | | NOME DEI PROGRAMMI | 5. DETOX | 6. ANTI-STRESS |
|----------------------------|------------------|--------------------|---|---|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | | ● |
| | LED 590nm | | | |
| | LED 525nm | | ● | |
| | LED 440nm | | | |
| ELETTROSTIMOLAZIONE | Effetto lifting | | | |
| | Effetto lenitivo | | ● | ● |
| | Durata totale | | 2 min | 3 min |
| | Benefici | | Effetto detox e anti-inquinamento Contribuisce a illuminare il colorito Migliora la grana della pelle | Effetto lenitivo, agisce contro gli arrossamenti Apporta benessere |

EFFETTO FLASH
1 volta al giorno

**NOME DEI
PRO-
GRAMMI**

**7. ILLUMI-
NANTE**

**8. DOPO-
SOLE**

LIGHT THERAPY®

**LED
630nm**



**LED
590nm**



**LED
525nm**



**LED
440nm**

ELETTROSTIMOLAZIONE

**Effetto
lifting**



**Effetto
lenitivo**



**Durata
totale**

3 min


4 min

Benefici

Ravviva il colorito
Effetto "an-
ti-fatica"
Riduce le rughe
più profonde
Contribuisce al
rassodamento
generale della
pelle
Riduce il diametro
dei pori

Effetto lenitivo,
agisce contro
gli arrossa-
menti
Apporta
benessere
Aiuta a
prevenire
l'apparizione di
macchie scure

PRESENTAZIONE DELLA MASCHERA



CONSIGLI DI UTILIZZO

Utilizzare il dispositivo sulla pelle struccata, pulita. Legare i capelli.

1. Posizionare la maschera **GENIUS LIGHT** sul viso come un paio di occhiali e verificare che le pastiglie color oro situate ai lati della maschera siano a contatto con la pelle. Le pastiglie devono essere posizionate il più vicino possibile agli zigomi. Se la maschera è troppo stretta, togliere i rinforzi amovibili (elettrodi dorati e silicone bianco), se è troppo larga aggiungere le clip per stringerla. Aggiustare la chiusura. Togliere la maschera.

2. Accendere **GENIUS LIGHT** premendo sul tasto (c) e selezionare una lingua con le frecce (a) e (d), poi confermare con il tasto (c).

3. Tramite il tasto (a), selezionare la modalità **LUMIERE** (senza elettrostimolazione simultanea) o la modalità **LUMIERE + ELETTROSTIMOLAZIONE** (con elettrostimolazione simultanea), poi confermare con il tasto (c).

4. Con le frecce (a) e (d) scegliere il programma di trattamento desiderato tra quelli sottostanti poi confermare con il tasto (c). Il programma è pronto:

1. ANTI-AGE GLOBALE
2. PRIME RUGHE
3. ANTI-MACCHIE
4. ANTI-IMPERFEZIONI
5. DETOX
6. ANTI-STRESS
7. ILLUMINANTE
8. DOPOSOLE

5. Per permettere il passaggio della corrente, inumidire con acqua, gel o con una lozione la zona che va dalle tempie agli zigomi (area di contatto tra le pastiglie dorate e la pelle). L'acqua è il migliore conduttore e permette di sentire le vibrazioni in maniera più forte.

6. Posizionare **GENIUS LIGHT** sul viso e aggiustare la chiusura.

7. Il programma inizia.

8. Se avete scelto **LUMIERE + ELETTROSTIMOLAZIONE**, selezionare l'intensità desiderata usando i tasti freccia (a) e (d) (intensità da 1 a 20, un segnale acustico segnala ogni cambiamento di livello). Se avete scelto **LUMIERE** attivare il programma premendo il tasto (c).

9. Riprendere la normale attività (lavoro al computer, lettura...). Il programma si arresta automaticamente. Un segnale acustico segnala la fine del programma.

Durante i programmi di elettrostimolazione:

- In caso di sensazioni di formicolio, ridurre immediatamente l'intensità o interrompere il trattamento. In alternativa, utilizzare un programma **LUMIERE** (senza elettrostimolazione).
- In caso di sensazioni strane a livello orale (portatori di otturazioni, ecc.), ridurre immediatamente l'intensità o interrompere il trattamento. In alternativa, utilizzare un programma **LUMIERE** (senza elettrostimolazione).

ATTENZIONE

- Sistemare gli elettrodi il più vicino possibile agli zigomi. A tale scopo, fare scivolare le pastiglie in avanti. Gli elettrodi sono placcati in oro.
- Per tornare indietro, selezionare l'apposita freccia presente sul display. Selezionare questa freccia utilizzando i tasti (a) e (c) per confermare.
- Un segnale acustico segnala la fine del programma.
- Utilizzare il dispositivo sulla pelle struccata permette di accrescere gli effetti di **GENIUS LIGHT**.
- Dopo l'uso del dispositivo, le sensazioni di vibrazione possono persistere per alcuni minuti sul viso ed è possibile che compaia un lieve rossore sulle aree di contatto tra le pastiglie e la pelle.
- Si consiglia di effettuare un trattamento al giorno e al massimo due trattamenti di elettrostimolazione effetto lifting a distanza di otto ore uno dall'altro.
- Si consiglia di alternare i programmi **LUMIERE / LUMIERE + ELETTROSTIMOLAZIONE**.
- Una volta raggiunto il livello massimo di intensità, il dispositivo emette un segnale acustico triplo.
- Rimuovere i gioielli (piercing) dall'area di applicazione prima di usare il dispositivo.
- Se il dispositivo urta una superficie dura, si spegne automaticamente.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

- Rimettere il dispositivo nella custodia.
- Pulire la lunetta con un panno in microfibra. Per pulire gli elettrodi, utilizzare un antisettico classico.

RICARICA

- Per ricaricare il dispositivo: prendere il cavo fornito con la maschera. Collegare la parte mini USB del cavo alla maschera e la parte USB a un caricatore USB connesso alla rete elettrica oppure inserito nella porta USB di un computer.
- La batteria carica ha un'autonomia di 4-6 ore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 maschera (batteria al litio ricaricabile integrata)
- 1 cavo USB di ricarica
- 1 custodia
- 2 clip/elettrodi
- 1 foglietto illustrativo
- 1 documento di garanzia

AVVERTENZE

NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO:

- Non adatta alle persone con un impianto metallico a livello della testa.
- Se siete in gravidanza, in allattamento o se avete partorito da meno di sei mesi
- Dopo un colpo di calore (2 settimane)
- Su pelle "non sana" (irritazione, lesione, allergia, gonfiore, infezione...)
- Su cicatrici recenti (meno di 12 mesi)
- Su persone affette da epilessia
- Su portatori di pacemaker
- Su portatori di un apparecchio ortodontico (solo per i trattamenti di elettrostimolazione)

In caso di dubbi, consultare il medico.

PRECAUZIONI

- Utilizzare il dispositivo solo agli scopi indicati del foglietto illustrativo.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare di utilizzare il dispositivo su pelli molto delicate e sensibili. In caso di dubbi o di affezioni cutanee, prima dell'utilizzo consultare un medico e il servizio clienti Talika.
- In caso di reazione cutanea durante o dopo l'uso del dispositivo, interromperne immediatamente l'uso e consultare un medico.
- Evitare di scuotere, sbattere o fare cadere il dispositivo.
- Il dispositivo non deve essere esposto in modo prolungato ad ambienti molto freddi, alla luce solare diretta e ai raggi UV.
- Il dispositivo non deve essere bagnato. Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi (vicino a una vasca da bagno, a una doccia, a una piscina, ecc.).
- Non utilizzare il dispositivo in un ambiente esposto a radiazioni elettromagnetiche. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato.
- Non tentare di riparare il dispositivo se è danneggiato. Consultare il servizio post-vendita, il servizio di riparazione autorizzato o qualsiasi altra persona designata dal produttore.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di allergia al metallo.

GARANZIA

Fare riferimento al documento di garanzia fornito.

Il prodotto non sarà né sostituito né rimborsato se danneggiato dall'utente:

- Danni causati da un uso improprio del dispositivo (urto, esposizione all'acqua, uso eccessivo, ecc.).
- Danni causati da una riparazione non inclusa nella garanzia post-vendita (consultare il documento di garanzia).
- Danni causati intenzionalmente da parte dell'utente.

Questo dispositivo è destinato all'uso privato e non commerciale o professionale.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Rispettare le normative locali vigenti per lo smaltimento o il riciclaggio del dispositivo o della batteria.

SERVIZIO CLIENT

customerservice@talika.com

www.talika.com

PRODOTTI CORRELATI

- Crema da giorno
- Siero
- Trattamento contorno occhi

TALIKA PARIS
DEPUIS 1948

GENIUS LIGHT

Multiprogram Hi-tech Care
8 à-la-carte
verzorgingsprogramma's

GEBRUIKSAANWIJZING

Word lid van de TALIKA Community



www.talika.com

HET ONTSTAAN VAN EEN UNIEK MERK

De geschiedenis van **TALIKA** begint in 1948. Danielle Roches, verpleegster op de afdeling oogheelkunde van de Parijse Ziekenhuizen, ontwikkelt een genezende crème op basis van planten voor de verzorging van de ogen van gewonde soldaten. Tot haar grote verbazing heeft de crème als bijwerking het bevorderen van de groei van de wimpers. Deze ontdekking ligt aan de basis van de totstandkoming van **LIPOCILS**.

ONDERZOEKEN - ONTDEKKEN DOORGEVEN

Sinds deze baanbrekende gebeurtenis gaat **TALIKA** verder met het ontwikkelen van unieke verzorgingsproducten dankzij vondsten die de natuur prijsgeeft, hoogst ambitieuze wetenschappelijke ontdekkingen of bewaard gebleven recepten van vroeger. Met deze verzorgingsproducten kan de vrouw haar schoonheid tot haar recht doen komen en het verschil maken.

DE OORSPRONG

“Wie heeft er nooit van gedroomd om net als Aladin een wonderlamp met een geest te bezitten? **TALIKA** wel en biedt vandaag haar technologische ontdekkingen en knowhow aan zodat alle vrouwen hun droom waar kunnen maken dankzij **GENIUS LIGHT®**, het eerste multifunctionele masker met led/elektrostimulatie* gebaseerd op ruimtevaartonderzoek. Het masker, dat geavanceerde technologieën combineert, biedt oplossingen voor alle huidproblemen waar vrouwen mee te kampen hebben en laat, net als de goedaardige geest, al hun wensen in vervulling gaan voor een jongere, strakkere, gezuiverde, ontstresste en stralende huid, waarbij schadelijke effecten van de zon of vervuiling verminderd worden. Treedt binnen in het licht!”

Alexis de Brosses

President & Ontwerper

*van Talika

PRODUCTBESCHRIJVING

Voor het eerst brengt **TALIKA** in één hightech masker 8 programma's samen die afkomstig zijn uit de **Light Therapy®**, gecombineerd met elektrostimulatie/microstromen.



8 à-la-carte verzorgingsprogramma's waarbij **2 vooruitstrevende technologieën** gecombineerd worden:

1. Light Therapy®

Door ons te baseren op onderzoeken van de NASA, hebben wij ontdekt dat elke golflengte een specifieke, aangetoonde en vastgestelde positieve cosmetische eigenschap heeft.

- **Pulserend oranje licht (590 nm): anti-rimpel** Vermindert kleine rimpeltjes en diepe rimpels (kraaienvoetjes, fronsrimpels), verstevigt de dunne huid rond het oog.
- **Rood licht (630 nm): anti-rode vlekken** Verzacht en vermindert rode vlekken, helpt bij de huidregeneratie.
- **Blauw licht (440 nm): anti-imperfecties** Vermindert imperfecties en reguleert de talgproductie.
- **Groen licht (525 nm): anti-vlekken** Vermindert bruine vlekken en egaliseert de teint.

2. Elektrostimulatie

Aangename verspreiding van elektrische impulsen ("liftende" of verzachtende werking) die het onderliggende huidweefsel stimuleren.

Ionotherapie

- **Iontoforese microstroom:** subtiele microstroom die de doorlaatbaarheid van de huid verhoogt, waardoor de bestanddelen van cosmetische verzorgingsmiddelen beter opgenomen worden en doeltreffender zijn.
- **Tegengestelde iontoforese microstroom:** draagt bij aan het reinigen van de opperhuid.

BESCHRIJVING VAN DE PROGRAMMA'S

1. Licht (alleen)

| DAGELIJKSE KUREN 1 keer per dag | | | |
|---|----------------------|--|--|
| NAAM PRO-GRAMMA'S | | 1. GLOBAL ANTI-AGE | 2. EERSTE RIMPELS |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | ● |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| | Iontoforese | ● | ● |
| | Totale duur | 3 min 45 | 1 min 45 |
| | Eigenschappen | Verstevigt de huid Maakt rimpels glad Vergroot de doeltreffendheid van cosmetische behandelingen | Verstevigt de huid Vermindert rimpels Vergroot de doeltreffendheid van cosmetische behandelingen |

1. Licht (alleen)

| DAGELIJKSE KUREN 1 keer per dag | | | |
|--|------------------------|---|--|
| NAAM PRO- GRAM- MA'S | | 3. AN- TI-VLEKKEN | 4. ANTHIM- PERFECTIES |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| | Iontoforese | ● | ● |
| | Totale duur | 3 min | 6 min |
| | Eigenschappen | Beperkt het verschijnen van vlekken Vergroot de doeltref- fendheid van cosmetische behandelingen | Reguleert het sebum- gehalte Verbeterd de huidstructuur Vergroot de doeltref- fendheid van cosmetische behande- lingen |

FLASH EFFECT
1 keer per dag

| | | | NAAM PROGRAMMA'S | 5. DETOX | 6. ANTI-STRESS |
|-----------------------|---------------|--|---|----------|---|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | | | ● |
| | LED 590nm | | | | |
| | LED 525nm | | ● | | |
| | LED 440nm | | | | |
| | Iontoforese | | ● | | ● |
| | Totale duur | | 2 min | | 3 min |
| | Eigenschappen | | Helpt de teint te verhelderen Vergroot de doeltreffendheid van cosmetische behandelingen | | Anti-rode vlekken Vergroot de doeltreffendheid van cosmetische behandelingen |

FLASH EFFECT
1 keer per dag

| | NAAM PROGRAMMA'S | 7. SPRANKELENDE BOOST | 8. AFTER-SUN |
|-----------------------|------------------|---|---|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | |
| | LED 525nm | | ● |
| | LED 440nm | | |
| | Iontoforese | ● | ● |
| | Totale duur | 3 min | 4 min |
| | Eigenschappen | Verstevig, verheldert en regeneert de huid Vergroot de doeltreffendheid van cosmetische behandelingen | Kalmeert de huid Anti-rode vlekken Vergroot de doeltreffendheid van cosmetische behandelingen |

2. Licht + Elektrostimulatie

| DAGELIJKSE KUREN 1 keer per dag | | | |
|------------------------------------|----------------------|--|---|
| NAAM PROGRAMMA'S | | 1. GLOBAL ANTI-AGE | 2. EERSTE RIMPELS |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | ● |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| ELEKTROSTIMULATIE | "Liftende" werking | ● | ● |
| | Verzachtende werking | | |
| | Totale duur | 3 min 45 | 1 min 45 |
| | Eigenschappen | Maakt diepe rimpels glad Verstevigt de huid Geeft de teint kleur Verkleint de poriën Anti-vlekken Anti-rode vlekken Vergroot de doeltreffendheid van cosmetische behandelingen | Vermindert rimpels en kleine rimpeltjes Verstevigt de huid Verkleint de poriën en verfijnt de huidstructuur Vergroot de doeltreffendheid van cosmetische behandelingen |

2. Licht + Elektrostimulatie

| DAGELIJKSE KUREN 1 keer per dag | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|--|
| NAAM PROGRAM- MA'S | | 3. ANTI- VLEKKEN | 4. ANTI-IM- PERFECTIES |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| ELEKTROSTIMULATIE | "Liftende" werking | | |
| | Ver- zachtende werking | ● | ● |
| | Totale duur | 3 min | 6 min |
| | Eigenschap- pen | Een stralendere en egalere teint Vermindert het ontstaan van vlekken Vergroot de doeltreffendheid van cosmetische behandelingen | Reguleert het sebumgehalte Verbeterd de huidstructuur Ontgiftende werking en anti-verontreini- ging |



FLASH EFFECT
1 keer per dag

| | | NAAM PROGRAMMA'S | 5. DETOX | 6. ANTI-STRESS |
|--------------------------|----------------------|--|---|----------------|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | | ● |
| | LED 590nm | | | |
| | LED 525nm | ● | | |
| | LED 440nm | | | |
| ELEKTROSTIMULATIE | "Liftende" werking | | | |
| | Verzachtende werking | ● | ● | |
| | Totale duur | 2 min | 3 min | |
| | Eigenschappen | Ontgiftende werking en anti-verontreiniging Helpt de teint te verhelderen Verbeterd de huidstructuur | Verzachtend, anti-rode vlekken Zorgt voor een gevoel van welzijn | |

FLASH EFFECT
1 keer per dag

| | NAAM PROGRAMMA'S | 7. SPRANKELENDE BOOST | 8. AFTERSUN |
|--------------------------|----------------------|--|---|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | |
| | LED 525nm | | ● |
| | LED 440nm | | |
| ELEKTROSTIMULATIE | "Liftende" werking | ● | |
| | Verzachtende werking | | ● |
| | Totale duur | 3 min | 4 min |
| | Eigenschappen | Brengt kleur aan aan de huid "Anti-vermoeidheid" effect Vermindert de diepste rimpels Algehele versteviging van de huid Verkleint de poriën. | Verzacht, anti-rode vlekken Zorgt voor een gevoel van welzijn Helpt bij het voorkomen van het ontstaan van bruine vlekken |

PRESENTATIE VAN HET APPARAAT



GEBRUIKSADVIES

Gebruik het apparaat op een propere huid, zonder make-up, en bind uw haren vast.

1. Installeer het **GENIUS LIGHT** masker ter voorbereiding als een bril op uw gezicht en controleer of de gouden pastilles, die zich op de zijkant van het masker bevinden, goed in contact staan met uw huid. De pastilles moeten zich zo dicht mogelijk bij de jukbeenderen bevinden. Als u het gevoel heeft dat ze te strak staan, verwijder dan de afneembare ondersteuning (gouden elektrodes en witte siliconen laagje). Als het masker daarentegen te groot is, voeg dan de clips toe om het masker strakker te zetten. Pas de klem aan uw hoofd aan. Verwijder het masker.

2. Zet **GENIUS LIGHT** aan door op knop (c) te drukken en selecteer de taal van uw keuze met de pijlen (a) en (d), bevestig vervolgens met knop (c).

3. Selecteer de **LICHT**-stand (met behulp van knop a) als u geen gelijktijdige elektrostimulatie wenst of **LICHT + ELEKTROSTIMULATIE** als u een programma met gelijktijdige elektrostimulatie wenst, bevestig vervolgens met knop (c).

4. Kies hieronder het verzorgingsprogramma waar u van droomt (met de pijlen a en d en bevestig vervolgens met knop c), het programma is klaar:

1. GLOBALE ANTI-AGING

2. 1E RIMPELS

3. ANTI-VLEKKEN

4. ANTI-IMPERFECTIES

5. DETOX

6. ANTI-STRESS

7. COUP D'ÉCLAT

8. AFTERSUN

5. Maak de zone van de slapen naar de jukbeenderen (zone waar de gouden pastilles in contact staan met de huid) vochtig met water, een gel of uw gebruikelijke lotion om de geleiding mogelijk te maken. Water geleidt het beste en zorgt voor een beter vibratiegevoel.

6. Installeer **GENIUS LIGHT** op uw gezicht, zet de klem vast.

7. Het programma gaat van start.

8. Indien u heeft gekozen voor **LICHT + ELEKTROSTIMULATIE**, selecteer dan de gewenste intensiteit met behulp van de pijlen (a) en (d) (intensiteit van 1 tot 20, bij elke niveauperandering is er een piepje hoorbaar). Indien u heeft gekozen voor **LICHT**, activeer dan het programma door te bevestigen met knop (c).

9. Ga verder met uw dagelijkse bezigheden (computer, lezen...), het programma zal automatisch stoppen. U zult een piepje horen zodra het programma beëindigd is.

Tijdens de elektrostimulatieprogramma's:

- In geval van prikkelingen: de intensiteit direct verminderen, het programma stopzetten, of een programma gebruiken met alleen de **LICHT**-stand.
- In geval van gevoeligheid met betrekking tot het gebit (mensen met vullingen): de intensiteit direct verminderen, het programma stopzetten, of een programma gebruiken met alleen de **LICHT**-stand.

OPMERKINGEN

- Plaats de elektrodes zo dicht mogelijk bij de jukbeenderen. Schuif de pastilles daarom naar voren. De elektrodes zijn verguld.
- Om terug te keren hoeft u alleen de terugkeerpijl te selecteren op het scherm. Selecteer deze pijl door de knoppen a en c te gebruiken ter bevestiging.
- Een piepje is hoorbaar aan het eind van elk programma om aan te geven dat het programma beëindigd is.
- Door het apparaat te gebruiken op een schone huid wordt de doeltreffendheid van **GENIUS LIGHT** verhoogd.
- Na gebruik van het apparaat kunnen gedurende enkele minuten trilgevoelens op het gezicht aanhouden en kunnen er lichtrode vlekjes achterblijven op de zones waar de pastilles in contact hebben gestaan met de huid.
- Wij raden u aan om 1 programma per dag te doen en maximaal 2 elektrostimulatieprogramma's met een "liftende" werking met een tussenpoos van 8 uur.
- Wij raden u aan om de programma's **LICHT / LICHT + ELEKSTROSTIMULATIE** af te wisselen.
- Als u het maximale intensiteitsniveau heeft bereikt, zijn er drie opeenvolgende piepjes hoorbaar.
- Verwijder vóór gebruik sieraden op de zones van toepassing (piercing).
- Het apparaat schakelt automatisch uit als het een hard oppervlak raakt.

ONDERHOUD EN BEWAREN

Het apparaat in bijbehorend etui bewaren.

- Een microvezeldoekje gebruiken voor het schoonmaken van de bril. Een standaard ontsmettingsmiddel gebruiken voor het schoonmaken van de elektrodes.

OPLADEN

- Voor het opladen: pak de bij het masker geleverde kabel. Sluit het mini USB-gedeelte van de kabel aan op het masker en het USB-gedeelte op een USB-oplader die u aansluit op het elektriciteitsnet of direct op de USB-poort van uw computer.
- De opgeladen batterij heeft een autonomie van 4 à 6 uur.

VERPAKKINGSINHOUD

- 1 masker (geïntegreerde oplaadbare Lithium batterij)
- 1 USB-oplaadkabel
- 1 etui
- 2 clips/elektrodes
- 1 gebruiksaanwijzing
- 1 garantiekaart

WAARSCHUWINGEN

HET APPARAAT NIET GEBRUIKEN ONDER DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN:

- Niet geschikt voor personen met een metalen implantaat in het hoofd.
- Indien u zwanger bent, borstvoeding geeft, of minder dan 6 maanden geleden bevallen bent
- Na een zonnesteek (2 weken)
- Op een "aangetaste" huid (irritatie, wond, allergie, opgezwollen huid, geïnfecteerde huid...)
- Op recente littekens (minder dan 12 maanden)
- Personen met epilepsie
- Personen met een pacemaker
- Personen met beugels (enkel wat betreft programma's met elektrostimulatie)

Bij twijfel advies vragen aan uw arts.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Het apparaat alleen gebruiken voor de functies die uitgelegd worden in de gebruiksaanwijzing.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen bewaren.
- Gebruik op een bijzonder gevoelige en reactieve huid vermijden. Bij twijfel of huidaandoeningen een arts en de klantenservice van Talika vóór gebruik raadplegen.
- In geval van een huidreactie tijdens of net na het gebruik van het apparaat, het gebruik onmiddellijk stoppen en een arts raadplegen.
- Het apparaat nooit blootstellen aan grote schokken en klappen en nooit laten vallen.
- Het apparaat niet langdurig in een zeer koude omgeving bewaren, niet blootstellen aan directe zonnestralen of UV-stralen.
- Voorkom dat het apparaat nat wordt. Niet in een vochtige omgeving gebruiken (dicht bij een
 - bad, een douche, een zwembad...).
- Het apparaat niet gebruiken in een omgeving waar andere apparaten elektromagnetische stralen uitzenden. Hierdoor kunnen storingen optreden.
 - Een beschadigd apparaat niet gebruiken.
 - Een beschadigd apparaat niet proberen te repareren. Contact opnemen met de klantenservice van het merk, de erkende reparatieservice of ieder ander door de fabrikant aangewezen persoon.
- Gebruik het apparaat niet als u allergisch bent voor metaal.

GARANTIE

Zie bijgevoegd garantieboekje.

Het apparaat kan niet vervangen worden en geen enkele terugbetaling kan gedaan worden als het product door de gebruiker beschadigd is:

- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik (schok, blootstelling aan water, buitensporig gebruik...).
- Schade veroorzaakt door een reparatie die niet onder de productgarantie valt (zie betreffende boekje).
- Schade opzettelijk veroorzaakt door de gebruiker.

Dit apparaat is bestemd voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel of professioneel gebruik.

MILIEUBESCHERMING

De plaatselijk geldende wetgeving in acht nemen voor het weggooien of recyclen van het apparaat of de batterij.

CONTACT CONSUMENT

customerservice@talika.com
www.talika.com

ALS AANVULLING

- Dagcrème
- Serum
- Verzorging oogcontour

TALIKA PARIS
DEPUIS 1948

GENIUS LIGHT

Multiprogram Hi-tech Care
8 programas de cuidado à carta.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Junte-se à comunidade TALIKA



www.talika.com

O NASCIMENTO DE UMA MARCA EXCLUSIVA

A **TALIKA** nasceu em 1948. Danielle Roches, enfermeira no serviço de oftalmologia da instituição Hôpitaux de Paris, formulou um creme à base de ervas cicatrizantes para tratar os olhos dos feridos de guerra. Qual o seu espanto quando se apercebeu de que o creme tinha como efeito secundário favorecer o crescimento das pestanas, dando origem a **LIPOCILS**.

EXPLORAR - DESCOBRIR TRANSMITIR

Desde esse evento fundador, a **TALIKA** continua a criar cuidados únicos graças às revelações do mundo da vida, às descobertas científicas mais visionárias ou aos segredos dos anciãos. Estes cuidados permitem às mulheres explorarem e revelarem todo o seu potencial de beleza.

AS ORIGENS

«Quem nunca sonhou, como o Aladino, em ter uma lâmpada mágica com o Génio ao alcance da mão? A **TALIKA** concretizou esse sonho e propõe, hoje, as suas descobertas tecnológicas e os seus conhecimentos para permitir que todas as mulheres realizem os seus sonhos graças a **GENIUS LIGHT**, a 1.ª máscara multifunções de LED/electroestimulação* proveniente da investigação aeroespacial. Autêntico concentrado de alta tecnologia, reúne todas as soluções para as preocupações cutâneas das mulheres e, tal como o Génio da lâmpada mágica, concretiza, a pedido, todos os seus desejos de terem uma pele mais jovem, mais firme, purificada, livre de stress, resplandecente e aliviada dos efeitos nocivos do sol ou da poluição. Entre na luz!»

Alexis de Brosse

Presidente e Criador

* da Talika

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pela primeira vez, a **TALIKA** reúne numa só máscara de alta tecnologia 8 programas provenientes da **Light Therapy®**, associados a funções de eletroestimulação/microcorrentes.



8 programas de cuidado à carta que associam **2 tecnologias de ponta:**

1. Light Therapy®

A partir dos trabalhos da NASA, descobrimos que cada comprimento de onda possui uma virtude cosmética específica, comprovada e identificada.

- **Luz laranja pulsante (590 nm):**
antirrugas Reduz rímulas e rugas profundas (pés-de-galinha, ruga-de-leão entre as sobrancelhas) e refirma a pele fina do contorno dos olhos.
- **Luz vermelha (630 nm): antivermelhidão**
Alivia e reduz a vermelhidão, ajuda a regenerar a pele.
- **Luz azul (440 nm): anti-imperfeições**
Reduz as imperfeições e regula a secreção de sebo.
- **Luz verde (525 nm): antimanchas**
Atenua as manchas castanhas e uniformiza a tez.

2. Eletroestimulação

Suave difusão de impulsos elétricos (efeito «lifting» ou aliviante) que estimulam os tecidos subepidérmicos.

Iontoterapia

- **Microcorrente de iontoforese:**
microcorrente impercetível que aumenta a permeabilidade cutânea para melhorar a penetração e a eficácia dos ativos de cuidados cosméticos.
- **Microcorrente de iontoforese inversa:**
contribui para purificar a epiderme.

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS

1. Luz (só)

| TRATAMENTOS DIÁRIOS 1 vez por dia | | |
|--------------------------------------|---|---|
| NOME DOS PROGRAMAS | 1. ANTIENVELHECIMENTO GLOBAL | 2. PRIMEIRAS RUGAS |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● |
| | LED 590nm | ● |
| | LED 525nm | ● |
| | LED 440nm | |
| Iontoforese | ● | ● |
| Duração total | 3 min 45 | 1 min 45 |
| Benefícios | Refirma a pele Alisa as rugas Estimula a eficácia dos cuidados cosméticos | Refirma a pele Reduz as rugas Estimula a eficácia dos cuidados cosméticos |

1. Luz (só)

| TRATAMENTOS DIÁRIOS 1 vez por dia | | | |
|--|----------------------|---|--|
| NOME DOS PROGRAMAS | | 3. ANTIMANCHAS | 4. ANTI-IMPERFEIÇÕES |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| | Iontoforese | ● | ● |
| | Duração total | 3 min | 6 min |
| | Benefícios | Reduz o aparecimento das manchas Estimula a eficácia dos cuidados cosméticos | Regula o nível de sebo Melhora o grão da pele Estimula a eficácia dos cuidados cosméticos |

EFEITO RÁPIDO
1 vez por dia

| | NOME DOS PROGRAMAS | 5. DETOX | 6. ANTI-STRESS |
|-----------------------|--------------------|--|--|
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| | Iontoforese | ● | ● |
| | Duração total | 2 min | 3 min |
| | Benefícios | Ajuda a clarear a tez Estimula a eficácia dos cuidados cosméticos | Anti-rougeurs Booste l'efficacité des soins cosmétiques |

EFEITO RÁPIDO
1 vez por dia

**NOME
DOS PRO-
GRAMAS**

**7. IMPULSO
ILUMI-
NADOR**

8. PÓS-SOL

LIGHT THERAPY®

**LED
630nm**



**LED
590nm**



**LED
525nm**



**LED
440nm**

Iontoforese



**Duração
total**

3 min

4 min

Benefícios

**Refirma,
ilumina e
regenera a
pele
Estimula a
eficácia dos
cuidados
cosméticos**

**Alivia a pele
e antivermelhidão
Estimula a
eficácia dos
cuidados
cosméticos**

TECNOLOGIAS

2. Luz + Eletroestimulação

| TRATAMENTOS DIÁRIOS 1 vez por dia | | | |
|--------------------------------------|------------------|--|---|
| NOME DOS PROGRAMAS | | 1. ANTIENVEL-HECIMENTO GLOBAL | 2. PRIMEIRAS RUGAS |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | ● | ● |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | |
| ELETROESTIMULAÇÃO | Efeito «lifting» | ● | ● |
| | Efeito aliviante | | |
| | Duração total | 3 min 45 | 1 min 45 |
| | Benefícios | Alisa as rugas profundas Refirma a pele Deixa a tez rosada Reduz o tamanho dos poros Antimanchas Antivermelhidão Estimula a eficácia dos cuidados cosméticos | Reduz as rugas e ríduladas Refirma a pele Reduz o tamanho dos poros e deixa o grão da pele mais fino Estimula a eficácia dos cuidados cosméticos |

2. Luz + Eletroestimulação

| TRATAMENTOS DIÁRIOS 1 vez por dia | | | |
|--------------------------------------|------------------|--|--|
| NOME DOS PROGRAMAS | | 3. ANTIMANCHAS | 4. ANTI-IMPERFEIÇÕES |
| LIGHT THERAPY® | LED 630nm | ● | ● |
| | LED 590nm | | |
| | LED 525nm | ● | |
| | LED 440nm | | ● |
| ELETROESTIMULAÇÃO | Efeito «lifting» | | |
| | Efeito alivante | ● | ● |
| | Duração total | 3 min | 6 min |
| | Benefícios | Melhora a luminosidade e a homogeneidade da tez Reduz o aparecimento das manchas Estimula a eficácia dos cuidados cosméticos | Regula o nível de sebo Melhora o grão da pele Efeitos detox e antipoluição |

EFEITO RÁPIDO
1 vez por dia

NOME
DOS PRO-
GRAMAS

5. DETOX

6. ANTI-
STRESS

LIGHT THERAPY®

LED
630nm



LED
590nm

LED
525nm



LED
440nm

ELETOESTIMULAÇÃO

Efeito
«lifting»

Efeito
aliviante



Duração
total

2 min

3 min

Benefí-
cios

Efeitos
detox e an-
tipoluição
Ajuda a
clarear
a tez
Melhora
o grão da
pele

Aliviante e
antivermel-
hidão
Propor-
ciona
bem-estar

EFEITO RÁPIDO
1 vez por dia

NOME
DOS PRO-
GRAMAS

7. IMPULSO
ILUMINADOR

8. PÓS-SOL

LIGHT THERAPY®

LED
630nm



LED
590nm



LED
525nm



LED
440nm

ELESTROESTIMULAÇÃO

Efeito
«lifting»



Efeito
aliviante



Duração
total

3 min

4 min

**Benefí-
cios**

Deixa a tez rosada
Efeito anticansaço
Redução das
rugas mais
profundas
Restauração da
firmeza geral
da pele
Redução do
tamanho dos
poros

Aliviante e
antivermel-
hidão
Proporciona
bem-estar
Ajuda a
prevenir o
aparecimento
de manchas
castanhas

APRESENTAÇÃO DO APARELHO



CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Utilize o aparelho na pele desmaquiada e limpa, com o cabelo bem preso.

1. Comece por colocar a máscara **GENIUS LIGHT** no seu rosto, como uns óculos, e certifique-se de que as pastilhas banhadas a ouro, localizadas nas laterais da máscara, estão em contacto com a sua pele. As pastilhas devem estar posicionadas o mais próximo possível das maçãs do rosto. Se sentir que estão demasiado apertadas, retire os reforços amovíveis (elétrodos banhados a ouro e silicone branco) ou, pelo contrário, se a máscara for muito larga, acrescente os cliques para apertá-la. Ajuste a fixação à sua cabeça. Retire a máscara.

2. Ligue **GENIUS LIGHT**, premindo o botão C, e selecione o idioma da sua escolha com as setas (a) e (d) e, a seguir, valide com o botão (c).

3. Selecione o modo **LUZ** (com o botão (a)) caso não deseje eletroestimulação simultânea ou **LUZ + ELETROESTIMULAÇÃO** se pretende um programa de eletroestimulação simultânea e, a seguir, valide com o botão (c).

4. Selecione abaixo o programa de cuidado dos seus sonhos (com as setas (a) e (d) e, a seguir, valide com o botão (c)) e o programa está pronto:

1. ANTIENVELHECIMENTO GLOBAL
2. PRIMEIRAS RUGAS
3. ANTIMANCHAS
4. ANTI-IMPERFEIÇÕES
5. DETOX
6. ANTI-STRESS
7. IMPULSO ILUMINADOR
8. PÓS-SOL

5. Humedeça a zona desde as têmporas até às maçãs do rosto (zona onde as pastilhas banhadas a ouro estão em contacto com a pele) com água, um gel ou a sua loção habitual para permitir a condução. A água é o elemento com maior poder de condução que permite uma maior sensação das vibrações.

6. Coloque **GENIUS LIGHT** no seu rosto e aperte a fixação.

7. O programa inicia.

8. Se escolheu **LUZ + ELETRO-ESTIMULAÇÃO**, selecione a intensidade de pretendida com as setas (a) e (d) (intensidades de 1 a 20 com emissão de um bipe sonoro em cada mudança de nível). Se escolheu **LUZ**, ative o programa, validando com o botão (c).

9. Retome uma atividade normal (computador, leitura, etc.) e o programa irá parar automaticamente. Será emitido um bipe sonoro quando o programa terminar.

Durante os programas de eletroestimulação:

- No caso de sensações de formigueiro, diminua imediatamente a intensidade, pare o programa ou utilize um programa apenas com o modo **LUZ**.
- No caso de sensações a nível bucodental (presença de obturações nos dentes, etc.), diminua imediatamente a intensidade, pare o programa ou utilize um programa apenas com o modo **LUZ**.

OBSERVAÇÕES

- Coloque os elétrodos o mais próximo possível das maçãs do rosto. Para isso, faça deslizar as pastilhas para a frente. Os elétrodos são banhados a ouro.
- Para retroceder, basta selecionar a seta de retrocesso presente no visor. Selecione esta seta, utilizando os botões (a) e (c) para validar.
- É emitido um bipe sonoro no fim de cada programa para indicar que este terminou.
- A utilização do aparelho na pele desmaquilhada permite aumentar os efeitos de **GENIUS LIGHT**.
- Depois de utilizar o aparelho, podem persistir sensações de vibração durante uns minutos no rosto, bem como uma leve vermelhidão nas zonas onde as pastilhas estiveram em contacto com a pele.
- Recomendamos efetuar 1 programa por dia e, no máximo, 2 programas de eletroestimulação com efeito «lifting» com um intervalo de 8 horas.
- Recomendamos alternar os programas **LUZ/LUZ + ELETROESTIMULAÇÃO**.
- É emitido um triplo bipe sonoro quando é atingido o nível máximo de intensidade.
- Retire as joias da zona de aplicação antes de utilizar (piercing).
- O aparelho desliga-se automaticamente se bater contra uma superfície dura.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

- Arrume o aparelho no seu estojo.
- Para limpar a luneta, utilize um pano de microfibra. Para limpar os elétrodos, utilize um antisséptico convencional.

RECARGA

- Para recarregar o aparelho, pegue no cabo fornecido com a máscara. Ligue a parte mini-USB do cabo à máscara e a parte USB a um carregador USB ligado à rede elétrica ou diretamente à porta USB do seu computador.
- A bateria carregada funciona entre 4 a 6 horas.

CONTEÚDO DO PACK

- 1 máscara (bateria de lítio recarregável incluída)
- 1 cabo USB de recarga
- 1 bolsa
- 2 cliques/elétrodos
- 1 manual de utilização
- 1 cartão de garantia

ADVERTÊNCIAS

NÃO UTILIZE O APARELHO NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

- Não se adequa a portadores de implante metálico ao nível da cabeça
- Se estiver grávida, a amamentar ou deu à luz há menos de 6 meses
- Após um golpe de calor (2 semanas)
- Na pele «não saudável» (irritação, lesão, alergia, pele inchada, pele infetada, etc.)
- Em cicatrizes recentes (menos de 12 meses)
- Pessoas com epilepsia
- Portadores de estimulador cardíaco
- Pessoas com aparelho dentário (apenas para os programas de eletroestimulação)

No caso de dúvida, informe-se junto do seu médico.

PRECAUÇÕES

- Utilize o aparelho apenas para as funções explicadas no manual de utilização.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Evite utilizar o aparelho na pele particularmente sensível e reativa. No caso de dúvidas ou doenças cutâneas, consulte um médico antes de utilizar e o serviço de apoio ao consumidor da Talika.
- No caso de reação cutânea durante ou logo após a utilização do aparelho, interrompa imediatamente a utilização e consulte um médico.
- Nunca sujeite o aparelho a choques violentos, abanões ou quedas.
- Não exponha o aparelho demasiado tempo a um ambiente muito frio, à luz solar direta ou a radiação ultravioleta.
- Evite molhar o aparelho. Não utilize num ambiente húmido (perto de uma
- banheira, duche, piscina, etc.).
- Não utilize o aparelho num ambiente com radiação proveniente de aparelhos de radiação eletromagnética. Pode resultar em anomalias de funcionamento.
- Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado.
- Não tente reparar o aparelho se o mesmo estiver danificado. Recorra ao serviço pós-venda, ao seu serviço de reparação autorizado ou a qualquer outra pessoa autorizada pelo fabricante.
- Não use o dispositivo em caso de alergia ao metal.

GARANTIA

Consulte o folheto de garantia incluído.

Não será efetuado qualquer reembolso ou substituição se o produto tiver sido danificado pelo utilizador:

- Dano causado pela incorreta utilização por parte do utilizador (choque, exposição à água, excesso de utilização, etc.).
 - Dano causado por uma reparação não incluída na garantia pós-venda (consulte o respetivo folheto).
 - Dano causado intencionalmente pelo utilizador.
- Este aparelho destina-se a uma utilização privada e não comercial ou profissional.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Respeite as regulamentações locais em vigor para eliminar ou reciclar o aparelho ou a bateria.

CONTACTO PARA O CONSUMIDOR

customerservice@talika.com
www.talika.com

COMO COMPLEMENTO

- Creme de dia
- Sérum
- Cuidado para o contorno dos olhos

TALIKA PARIS
DEPUIS 1948

GENIUS LIGHT

Многопрограммный
высокотехнологичный уход
Выбор из 8 программ ухода за
кожей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Присоединяйтесь к сообществу TALIKA



www.talika.com

РОЖДЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО БРЕНДА

Бренд **TALIKA** появился в 1948 году. В этом году Даниэль Рош (Danielle Roches), медсестра офтальмологического отделения больницы в Париже, разработала крем, основанный на натуральных компонентах, заживляющий кожу вокруг глаз у раненых во время войны. К ее большому удивлению этот крем также способствовал росту ресниц. Так появилось средство **LIPOCILS**.

ИССЛЕДОВАНИЯ - ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧА

С момента создания **TALIKA** неустанно предлагает уникальные средства для ухода благодаря новому взгляду на живую природу, самым передовым научным открытиям и тайнам предков. Продукция компании дает женщинам возможность использовать и раскрывать весь потенциал своей красоты.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

«Кто хоть раз в жизни не мечтал получить волшебную лампу с джинном, как у Аладдина? Компания **TALIKA** сделала ее. Сегодня она предлагает свои технологические открытия и ноу-хау, позволяющие всем женщинам реализовать свои мечты с **GENIUS LIGHT**, первой многофункциональной маской, работающей на технологиях светодиодов/электростимуляции*, которая была разработана под влиянием космических исследований. Как добрый гений, эта по-настоящему высокотехнологичная маска объединяет все средства для решения кожных проблем женщин и удовлетворяет все требования, в том числе желание иметь более молодую, более упругую кожу, достичь хорошего очищения, справиться со стрессом, почувствовать сияние и успокоение кожи, противостоять вредному воздействию солнца или окружающей среды. Выйдите на свет! »

Алексис де Бросс
президент и основатель

* компании Talika

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Впервые компания
TALKA объединила в одной
высокотехнологичной маске
8 программы Light Therapy®,
сочетающихся с функциями
электростимуляции/микротоков.



8 программ ухода на выбор, сочетающие 2 передовые технологии:

1. Light Therapy®

Изучив работы **NASA**, мы обнаружили, что каждая длина волны обладает определенной косметической пользой, выявленной и доказанной.

- **Пульсирующий оранжевый свет (590 нм): устраняет морщины**
Сглаживает морщинки и глубокие морщины («гусиные лапки», морщины между бровями), укрепляет тонкую кожу вокруг глаз.
- **Красный свет (630 нм): устраняет покраснения**
Успокаивает кожу и уменьшает покраснения, помогает восстановить кожу.
- **Синий свет (440 нм): устраняет недостатки**
Сокращает недостатки кожи и регулирует секрецию кожного сала.
- **Зеленый свет (525 нм): устраняет пигментные пятна**
Уменьшает проявление коричневых пятен и выравнивает цвет кожи.

2. Электростимуляция

Мягкое распространение электрических импульсов (подтягивающий или успокаивающий эффект), стимулирующих субэпидермальные ткани.

Ионотерапия

- **Микротоковый ионофорез:** неощутимый микроток, который повышает проницаемость кожного покрова для улучшения впитывания и эффективности косметических средств.
- **Микротоковый обратный ионофорез:** способствует «детоксикации» эпидермиса.

ОПИСАНИЕ программы

1. СВЕТ (ТОЛЬКО)

| ЕЖЕДНЕВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 1 раз в день | | |
|--|--|---|
| НАЗВАНИЕ ПРОГРАММ | 1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД | 2. ПЕРВЫЕ МОРЩИНЫ |
| LIGHT THERAPY® | СВЕТОДИОД 630 нм | ● |
| | СВЕТОДИОД 590 нм | ● |
| | СВЕТОДИОД 525 нм | ● |
| | СВЕТОДИОД 440 нм | |
| Ионофорез | ● | ● |
| Общая продолжительность | 3 мин 45 с | 1 мин 45 с |
| Выгода | Укрепляет кожу Сглаживает морщины Повышает эффективность косметических средств | Укрепляет кожу Уменьшает морщины Повышает эффективность косметических средств |

1. СВЕТ (ТОЛЬКО)

| ЕЖЕДНЕВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 1 раз в день | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------|
| НАЗВАНИЕ ПРОГРАММ | 3. УСТРАНЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН | 4. УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ | |
| LIGHT THERAPY® | СВЕТОДИОД 630 нм | ● | ● |
| | СВЕТОДИОД 590 нм | | |
| | СВЕТОДИОД 525 нм | ● | |
| | СВЕТОДИОД 440 нм | | ● |
| | Ионофорез | ● | ● |
| | Общая продолжительность | 3 мин | 6 мин |
| Выгода | Уменьшает риск появления пигментных пятен Повышает эффективность косметических средств | Регулирует секрецию кожного сала Улучшает текстуру кожи Повышает эффективность косметических средств | |

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
1 раз в день

| НАЗВАНИЕ ПРОГРАММ | 5. ДЕТОКСИКАЦИЯ | 6. АНТИСТРЕСС | |
|-------------------------|--|--|--|
| LIGHT THERAPY® | СВЕТОДИОД 630 нм | ● | |
| | СВЕТОДИОД 590 нм | | |
| | СВЕТОДИОД 525 нм | ● | |
| | СВЕТОДИОД 440 нм | | |
| Ионофорез | ● | ● | |
| Общая продолжительность | 2 МИН | 3 МИН | |
| Выгода | Помогает улучшить цвет лица Повышает эффективность косметических средств | Устраняет покраснения Повышает эффективность косметических средств | |

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
1 раз в день

| LIGHT THERAPY® | НАЗВАНИЕ ПРОГРАММ | 7. НЕМНОГО СИЯНИЯ | 8. ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | СВЕТОДИОД 630 нм | ● | ● |
| | СВЕТОДИОД 590 нм | ● | |
| | СВЕТОДИОД 525 нм | | ● |
| | СВЕТОДИОД 440 нм | | |
| Ионофорез | ● | ● | |
| Общая продолжительность | 3 мин | 4 мин | |
| Выгода | Укрепляет, восстанавливает кожу и придает ей сияние Повышает эффективность косметических средств | Успокаивает покраснения на коже Повышает эффективность косметических средств | |

2. СВЕТ + Электростимуляция

| | | ЕЖЕДНЕВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 1 раз в день | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------|
| | | НАЗВАНИЕ ПРОГРАММ | 1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД | 2. ПЕРВЫЕ МОРЩИНЫ |
| LIGHT THERAPY® | СВЕТОДИОД 630 нм | ● | ● | ● |
| | СВЕТОДИОД 590 нм | ● | ● | ● |
| | СВЕТОДИОД 525 нм | ● | | |
| | СВЕТОДИОД 440 нм | | | |
| ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ | «Подтягивающий» эффект | ● | ● | ● |
| | Успокаивающий эффект | | | |
| | Общая продолжительность | 3 мин 45 с | 1 мин 45 с | |
| | Выгода | <p>Разглаживает глубокие морщины Укрепляет кожу Улучшает цвет лица Сужает поры Устраняет пигментные пятна Устраняет покраснения Повышает эффективность косметических средств</p> | <p>Сокращает морщины и морщинки Укрепляет кожу Сужает поры и улучшает текстуру кожи Повышает эффективность косметических средств</p> | |

2. СВЕТ + Электростимуляция

| ЕЖЕДНЕВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 1 раз в день | | | |
|--|--------------------------------|---|---|
| НАЗВАНИЕ ПРОГРАММ | | 3. УСТРАНЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН | 4. УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ |
| LIGHT THERAPY® | СВЕТОДИОД 630 нм | ● | ● |
| | СВЕТОДИОД 590 нм | | |
| | СВЕТОДИОД 525 нм | ● | |
| | СВЕТОДИОД 440 нм | | ● |
| ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ | «Подтягивающий» эффект | | |
| | Успокаивающий эффект | ● | ● |
| | Общая продолжительность | 3 мин | 6 мин |
| | Выгода | Придает сияние и повышает однородность цвета кожи Уменьшает пигментные пятна Повышает эффективность косметических средств | Регулирует секрецию кожного жира Улучшает текстуру кожи Эффект детоксикации и защиты от загрязнений |

**МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
1 раз в день**

| | | 5. ДЕТОКСИКАЦИЯ | 6. АНТИСТРЕСС |
|--------------------------|----------------------------|---|--|
| LIGHT THERAPY® | СВЕТОДИОД 630 нм | | ● |
| | СВЕТОДИОД 590 нм | | |
| | СВЕТОДИОД 525 нм | ● | |
| | СВЕТОДИОД 440 нм | | |
| ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ | «Подтягивающий» эффект | | |
| | Успокаивающий эффект | ● | ● |
| | Общая продолжительность | 2 мин | 3 мин |
| | Выгода | <p align="center">Эффект детоксикации и защиты от загрязнений Помогает улучшить цвет лица и придать ему сияние Улучшает текстуру кожи</p> | <p align="center">Успокаивает, устраняет покраснения Придает ощущение комфорта</p> |

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

1 раз в день

| | | НАЗВАНИЕ ПРОГРАММ | 7. НЕМНОГО СИЯНИЯ | 8. ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ |
|-------------------|--|-------------------------|--|--|
| LIGHT THERAPY® | | СВЕТОДИОД 630 нм | ● | ● |
| | | СВЕТОДИОД 590 нм | ● | |
| | | СВЕТОДИОД 525 нм | | ● |
| | | СВЕТОДИОД 440 нм | | |
| ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ | | «Подтягивающий» эффект | ● | |
| | | Успокаивающий эффект | | ● |
| | | Общая продолжительность | 3 мин | 3 мин |
| | | Выгода | Улучшает цвет лица Устраняет признаки усталости Уменьшает более глубокие морщины Укрепляет кожу в целом Сужает поры. | Успокаивает, устраняет покраснения Придает ощущение комфорта Помогает предотвратить появление коричневых пятен |

ПОДДЕРЖАНИЕ ИМИДЖА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Используйте устройство на чистой коже после тщательного удаления макияжа, а также хорошо закрепите волосы.

1. Наденьте маску **GENIUS LIGHT** на лицо как очки и убедитесь, что покрытые золотом пластинки по бокам маски находятся в плотном контакте с вашей кожей. Пластинки должны располагаться как можно ближе к скулам. Если вы чувствуете слишком сильное сдавливание, удалите съемные зажимы (покрытые золотом электроды с белым силиконом), или наоборот, если маска слишком свободна, добавьте зажимы, чтобы затянуть ее. Отрегулируйте крепление на голове. Снимите маску.

2. Включите **GENIUS LIGHT**, нажав кнопку (с), и выберите необходимый язык с помощью стрелок (а) и (d), затем подтвердите выбор кнопкой (с).

3. Выберите режим **CBET** (с помощью кнопки а), если вы не хотите одновременно пройти процедуру электростимуляции, или **CBET + Электростимуляция**, если вы хотите пройти и эту процедуру, а затем подтвердите выбор кнопкой (с).

4. Выберите программу ухода свой мечты ниже (с помощью стрелок и (а) и (d), затем подтвердите свой выбор кнопкой (с)), теперь программа готова:

- 1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД**
- 2. УСТРАНЕНИЕ МОРЩИН**
- 3. УСТРАНЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН**
- 4. УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ**
- 5. ДЕТОКСИКАЦИЯ**
- 6. АНТИСТРЕСС**
- 7. НЕМНОГО СИЯНИЯ**
- 8. ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ**

5. Смочите область от висков до скул (где золотые пластинки касаются кожи) водой, гелем или своим любимым лосьоном для лучшей проводимости. Вода является лучшим проводником, что позволит ощущать самые важные вибрации.

6. Наденьте **GENIUS LIGHT** на лицо, отрегулируйте крепление.

7. Программа началась.

8. Если вы выбрали режим **CBET + Электростимуляция**, выберите необходимую интенсивность с помощью стрелок (a) и (d) (интенсивность может быть от 1 до 20, при каждом изменении ее уровня слышен звуковой сигнал). Если вы выбрали режим **CBET**, активируйте программу с помощью кнопки (c).

9. Занимайтесь привычными делами (работа за компьютером, чтение...), программа остановится автоматически. Прозвучит сигнал, сообщающий о завершении программы.

Во время программ электростимуляции:

- если вы ощущаете покалывание, немедленно понизьте интенсивность, остановите программу или включите программу только в режиме **CBET**;
- если вы ощущаете что-либо в области рта и зубов (пломбы...), немедленно понизьте интенсивность, остановите программу или включите программу только в режиме **CBET**.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Размещайте электроды как можно ближе к скулам, для этого переведите пластинки в переднее положение. Электроды покрыты золотом.
- Чтобы вернуться назад, просто выберите стрелку возврата на экране. Выберите эту стрелку с помощью кнопок а и с для подтверждения.
- В конце каждой программы слышен звуковой сигнал, указывающий на ее завершение.
- Применение устройства на очищенной от макияжа коже повышает эффективность **GENIUS LIGHT**.
- После использования устройства ощущение вибрации на лице может сохраняться в течение нескольких минут, как и легкое покраснение на участках, где пластинки касались кожи.
- Мы рекомендуем применять 1 программу в день, максимум 2 программы электростимуляции с «подтягивающим эффектом» с промежутком в 8 часов.
- Мы рекомендуем менять программы, **СВЕТ / СВЕТ + Электростимуляция**.
- Когда вы достигаете максимальной интенсивности, звучит «тройной сигнал».
- Перед использованием устройства снимите украшения в зоне его применения (пирсинг).
- Если устройство ударяется о твердую поверхность, оно автоматически выключается.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Храните устройство в соответствующем чехле.

- Для очистки очков применяйте салфетку из микрофибры. Для очистки электродов применяйте обычный антисептик.

ЗАРЯДКА

- Для зарядки аккумулятора воспользуйтесь кабелем, поставляемым с маской. Подключите конец кабеля мини-USB к маске, а конец USB к USB-разъему зарядного устройства, подключенного к электрической сети, или напрямую к USB-порту вашего компьютера.
- Заряженный аккумулятор работает 4–6 часов.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- 1 маска (с заряжаемым литиевым аккумулятором)
- 1 кабель USB для зарядки
- 1 мешочек
- 2 зажима/электрода
- 1 инструкция
- 1 гарантийный талон

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО В СЛУЧАЯХ, ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ. :

- Не подходит людям с металлическим имплантом в области головы.
- Если вы беременны, кормите грудью или родили ребенка менее 6 месяцев назад
- После теплового удара (в течение 2 недель)
- На «нездоровой» коже (раздражение, травма, аллергия, опухлость, инфекция на коже и т. п.)
- На свежих рубцах (появившихся менее 12 месяцев назад)
- Если вы страдаете эпилепсией
- Если вы носите кардиостимулятор
- Если вы носите зубную пластинку (избегайте только процедур электростимуляции)

В случае возникновения сомнений обратитесь за советом к своему врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте устройство только для выполнения процедур, описанных в инструкции по эксплуатации.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Избегайте использования устройства на очень чувствительной и восприимчивой коже. В случае сомнений или поражений кожи перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом и службой технической поддержки Talika.
- Если во время или сразу после использования устройства возникает раздражение на коже, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Не подвергайте устройство сильным ударам, толчкам и не роняйте его.
- Не подвергайте устройство длительному воздействию очень низких температур, прямых солнечных лучей и ультрафиолетовых лучей.
- Избегайте попадания влаги в устройство. Не используйте в условиях повышенной влажности (возле
 - ванны, душа, бассейна и т. д.).
- Не используйте устройство в местах, где присутствует источник электромагнитного излучения. Это может привести к нарушениям в его работе.
- Не используйте устройство, если оно повреждено.
- Не пытайтесь починить устройство, если оно повреждено. Обратитесь в сервисную службу, авторизованный сервисный центр или к любому другому лицу, указанному изготовителем.
- Не используйте устройство в случае аллергии в металле.

ГАРАНТИЯ

См. прилагаемый гарантийный талон.

Замена или возврат невозможны, если продукт был поврежден пользователем:

- повреждение, вызванное неправильной работой пользователя с устройством (удар, воздействие воды, чрезмерное использование и т. п.);
- повреждение, вызванное ремонтом, не включенным в послепродажную гарантию (см. соответствующий гарантийный талон);
- повреждение, умышленно причиненное пользователем.

Данное устройство предназначено для личного некоммерческого или профессионального использования.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Соблюдайте местные правила утилизации или переработки устройства и аккумулятора.

КОНТАКТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

customerservice@talika.com

www.talika.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Дневной крем
- Сыворотка
- Уход за кожей вокруг глаз

