



EN

REFERENCE

KMINA COMFORT WALKER 2 WHEELS | K10015 / K10016

The **KMINA Comfort 2 Wheel Walker** is a sturdy, lightweight walker that is ideal for getting around, and also allows the user to rest thanks to its viscoelastic cushion that prevents bedsores and has a washable and interchangeable cover. It is designed to be used by the elderly, by people with poor balance and/or weak legs, and by people with disabilities who need a walking aid.

#### FOLDING SYSTEM

Remove all packaging and examine all parts for signs of shipping damage. Do not use the rollator if it is damaged or any parts are missing.

**When unfolding**, pull the rear tubes backwards and push the attachment plates on both sides downwards until these locks are in position. Then, place the cushion on the seat and adjust the handles to the correct height.

**When folding**, remove the cushion from the seat and pull the attachment plates upwards. Keep fingers away from the folding mechanism. Then push the rear tubes forwards against the front tubes.

#### HEIGHT ADJUSTMENT

- Stand straight behind the walker with your shoulder relaxed and arms slightly bent at 15°.
- Adjust the height, in one of its 8 settings, so that the handles are at the level of your wrists.
- Set the correct height placing the handle height adjustment.
- Follow the same steps to adjust the height of the other handle and check that both hands are adjusted to the same height.

#### BRAKE SYSTEM

The walker has a pressure brake system that is activated by the user's own weight and helps control the movement of the walker. To brake, grasp the handles and, with the weight of the body, push down until the walker stops.

#### WARNINGS

- This is a walking device for compensation and improvement respectively of restricted ability of walking.
- Ensure the Walker is fully open and secured in the correct position before use.
- Ensure the handle is set to the correct height and fully secured.
- Test the Walker for stability before use.
- Test the brake mechanism before use.
- The Walker is a walking aid only and should not be used as a transportation device. Use only on even and solid surfaces, never on an incline or uneven ground.
- Do not stop, turn or reverse on a ramp or incline. Do not make sharp turns.
- Do not exceed the maximum user weight: 220 lb.
- Do not expose the product to temperatures above 104°F for a long time, otherwise the aluminium tubes cover heat, which could lead to burns.
- Ensure there are no objects blocking the wheels of the rollator.
- Only proceed moving with your rollator when you are standing comfortably and with both hands on the handles.
- Take note of the instructions for care and service. The manufacturer is not liable for damage caused by improper servicing/care.
- The Rollator should be inspected before each use to ensure it is free from damage and excessive wear. If you do find wear or damage to your Walker, DO NOT USE.
- Check that both wheels, tips and folding parts move freely and that there is no build-up of debris around the axle.
- Keep the Rollator clean by wiping with a damp cloth on regular basis. Do not use abrasive cleaning materials.
- If required, only use genuine parts supplied by KMINA or an approved stockist.
- KMINA warrants that the Rollator is free from defects in material and workmanship. The warranty shall remain in effect for 2 years from the date of original consumer purchase. The warranty does not extend to parts that are exposed to natural wear and tear that will require periodic replacement such as brakes, wheels, handgrips and bags. This warranty does not cover the following:
  - Replacement parts supplied by anyone other than KMINA or the stockist.
  - Any failure of the unit during the warranty period if the failure is not caused by defect in material or workmanship or if the failure is caused by unreasonable use.
  - KMINA is not liable for incidental or consequential injury or damage property.
- Should it be necessary to return the Rollator, it is essential that it is adequately packed to protect it in transit, preferably in its original packaging, otherwise KMINA cannot accept any responsibility for transit damage to the unit.
- This does not affect your statutory rights.
- Please retain these instructions for future reference.
- The product is suitable for reprocessing in line with manufacturer's recommendations.
- Any serious incident related to the product must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and patient are established.
- Keep your walker clean by using a damp cloth. Do not use abrasive cleaning materials.

ES

REFERENCIA

ANDADOR KMINA COMFORT - 2 RUEDAS | K10015 / K10016

El **Andador KMINA Comfort 2 Ruedas** es un andador resistente y ligero ideal para desplazarse, y así permite al usuario descansar gracias a su cojín viscoelástico que evita las escaras y que cuenta con una funda lavable e intercambiable. Está pensado para ser utilizado por ancianos, por personas con poco equilibrio y/o piernas débiles, y por personas con alguna deficiencia que necesitan una ayuda para caminar.

#### SISTEMA DE PLEGADO

Retire todo el embalaje y examine todas las piezas en busca de signos de daños durante el envío. No use el andador si está dañado o le faltan piezas.

**Para desplegar**, tire de los tubos posteriores hacia atrás y empuje las láminas de unión hacia abajo hasta que se bloqueen en su sitio. Coloque el cojín sobre el asiento y ajuste las empuñaduras a la altura correcta para empezar a caminar.

**Para plegar**, retire el cojín del asiento y tire de las láminas de unión ligeramente hacia arriba. No coloque los dedos entre el mecanismo de plegado. Empuje los tubos posteriores hacia delante, contra los frontales.

#### AJUSTAR LA ALTURA

- Colóquese erguido junto al andador con los hombros relajados y los brazos ligeramente colocados a 15°.
- Ajuste la altura, en una de sus 8 regulaciones, de forma que las empuñaduras queden a la altura de las muñecas.
- Fije la altura correcta utilizando el remache de estrella.
- Siga los mismos pasos para ajustar la otra empuñadura y compruebe que quedan a la misma altura.

#### SISTEMA DE FRENOS

El andador está equipado con un sistema de freno por presión que se activan por el propio peso del usuario y ayudan a controlar el movimiento del andador. Para frenar, agarre las empuñaduras y, con el peso del cuerpo, empuje hacia abajo hasta que el andador se detenga.

#### ADVERTENCIAS

- Este es un dispositivo para caminar que mejora la capacidad restringida para desplazarse.
- Asegúrese de que el andador está completamente abierto y en la posición correcta antes de su uso. Asegúrese de que la empuñadura está bien ajustada a la altura correcta.
- Compruebe la estabilidad del andador antes de utilizarlo.
- Pruebe el mecanismo de freno antes de usarlo.
- Este andador no debe usarse como un dispositivo de transporte de personas u objetos.
- Úselo solo en superficies uniformes, nunca en una pendiente o terreno irregular.
- No se detenga o gire en una rampa o pendiente. No haga giros bruscos.
- No exceda el peso máximo del usuario: 100 kg.
- No exponga el producto a temperaturas superiores a 40°C durante tiempo prolongado; de lo contrario los tubos de aluminio se calentarán y podrían provocarle quemaduras.
- Asegúrese de que no hay piedras ni otros objetos bloqueando el uso normal de las ruedas del andador.
- Únicamente debe comenzar a moverse con su andador cuando se sienta cómodo de pie y cuando tenga las dos manos sobre las empuñaduras.
- Tenga en cuenta las instrucciones de cuidado y mantenimiento. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños derivados de un cuidado o mantenimiento incorrectos del andador.
- Inspeccione el andador antes de cada uso para asegurarse de que no hay daños ni desgaste excesivo.
- Compruebe que todas las ruedas, conteras y partes plegables se mueven correctamente y no hay acumulación de desechos alrededor del eje.
- Mantenga limpio su andador utilizando un paño húmedo. No use materiales de limpieza abrasivos.
- Utilice solo piezas originales suministradas por KMINA o algún distribuidor autorizado.
- KMINA garantiza que este andador está libre de defectos. La garantía permanecerá vigente durante 2 años desde la fecha de compra original del consumidor. La garantía no se extiende a piezas expuestas a un desgaste natural que requieran un reemplazo periódico, como frenos, ruedas, empuñaduras y bolsas. Esta garantía no cubre:
  - Piezas de repuesto suministradas por cualquiera que no sea KMINA o el distribuidor autorizado.
  - Cualquier fallo de la unidad durante el período de garantía que no sea causado por un defecto del material o la mano de obra o si el fallo es causado por un mal uso.
  - KMINA no es responsable de daños accidentales o daños a la propiedad.
- En caso de devolución, embale adecuadamente el andador preferiblemente en su embalaje original, de lo contrario KMINA no será responsable de posibles daños causados durante el envío.
- Esto no afecta sus derechos legales.
- Conserve estas instrucciones para referencias futuras.
- De acuerdo con las recomendaciones del fabricante este producto es adecuado para su reciclaje.
- Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y el paciente.
- Mantenga limpio su andador utilizando un paño húmedo. No use materiales de limpieza abrasivos.

IT

REFERENZE

DEAMBULATORE KMINA COMFORT - 2 RUOTE | K10015 / K10016

Il **Deambulatore KMINA Comfort 2 Ruote** è un deambulatore robusto e leggero, ideale per spostarsi, che permette anche di riposare grazie al suo cuscino viscoelastico che previene le piaghe da decubito e ha un rivestimento lavabile e intercambiabile. È progettato per essere usato dagli anziani, da persone con scarso equilibrio e/o gambe deboli, e da persone con disabilità che hanno bisogno di un aiuto per camminare.

#### SISTEMA PIEGHEVOLE

Togliere tutti gli imballaggi e ispezionare tutte le parti per verificare che non vi siano segni di danni da trasporto. Non utilizzare il deambulatore se è danneggiato o se mancano parti.

**Per dispiegare**, tirare indietro i tubi dai tubi posteriori e spingere le piastre di collegamento verso il basso fino a quando non si bloccano in posizione. Posizionare il cuscino sul sedile e regolare le maniglie all'altezza corretta per iniziare a camminare.

**Per ripiegare**, rimuovere il cuscino dal sedile e tirare leggermente verso l'alto i fogli di fissaggio. Non mettere le dita tra il meccanismo di piegatura. Spingere in avanti i tubi posteriori contro i tubi anteriori.

#### REGOLARE L'ALTEZZA

- Stare in piedi accanto al deambulatore con le spalle rilassate e le braccia leggermente distese. posto a 15 gradi.
- Regola l'altezza, in una delle sue 8 impostazioni, in modo che le maniglie siano all'altezza dei tuoi polsi.
- Impostare l'altezza corretta con il rivetto a stella.
- Seguire gli stessi passi per regolare l'altra impugnatura e assicurarsi che siano alla stessa altezza.

#### SISTEMA FRENANTE

Il deambulatore è provvisto di un sistema di frenatura a pressione che viene attivato dal peso proprio dell'utente e aiuta a controllare il movimento del deambulatore. Per frenare, afferrare le maniglie e, con il peso del corpo, spingere verso il basso fino a quando il deambulatore si ferma.

#### AVVERTENZE

- Questo è un dispositivo per la deambulazione che migliora la limitata capacità di muoversi.
- Assicurarsi che il deambulatore sia completamente aperto e nella posizione corretta prima dell'uso. Accertarsi che l'impugnatura sia regolata correttamente all'altezza corretta.
- Controllare la stabilità del deambulatore prima dell'uso.
- Verificare il meccanismo del freno prima dell'uso.
- Questo deambulatore non deve essere utilizzato come mezzo di trasporto di persone o oggetti.
- Utilizzare solo su superfici uniformi, mai su pendii o terreni irregolari.
- Non fermarsi o girare su una rampa o una pendenza. Non fare virate brusche.
- Non superare il peso massimo di 100 kg.

- Non esporre il prodotto a temperature superiori a 40°C per un periodo di tempo prolungato, altrimenti i tubi in alluminio si riscaldano e possono causare ustioni.
  - Asegúrese che non ci sono pietre o altri oggetti che bloccano il normale utilizzo delle ruote girevoli.
  - Si dovrebbe iniziare a muoversi con il deambulatore solo quando ci si sente a proprio agio in piedi e si hanno entrambe le mani sulle maniglie.
  - Seguire le istruzioni per la cura e la manutenzione. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da una cura o manutenzione impropria del camminatore.
  - Ispezionare il deambulatore prima di ogni utilizzo per assicurarsi che non vi siano danni o usura eccessiva.
  - Controllare che tutte le ruote, i denti e le parti pieghevoli si muovano correttamente e che non vi siano accumuli di detriti intorno all'asse.
  - Mantenere pulito il deambulatore con un panno umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
  - Utilizzare solo ricambi originali forniti da KMINA o da un rivenditore autorizzato.
- KMINA garantisce che questo deambulatore è privo di difetti. La garanzia rimarrà in vigore per 2 anni dalla data di acquisto originale del consumatore. La garanzia non si estende alle parti soggette ad usura naturale che richiedono una sostituzione periodica, come freni, ruote, manopole e borse. Questa garanzia non copre:
- Pezzi di ricambio forniti da persone diverse da KMINA o dal distributore autorizzato.
  - Qualsiasi guasto dell'unità durante il periodo di garanzia che non sia causato da un difetto di materiale o di lavorazione o se il guasto è causato da un uso improprio.
  - KMINA non è responsabile per danni accidentali o danni materiali.
  - In caso di restituzione, imballare correttamente il deambulatore preferibilmente nell'imballo originale, altrimenti KMINA non sarà responsabile per eventuali danni causati durante la spedizione.
  - Questo non pregiudica i vostri diritti legali.
  - In conformità con le raccomandazioni del produttore, questo prodotto è adatto al riciclaggio.
  - Qualsiasi incidente grave relativo al prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti l'utente e il paziente.
  - Tenere pulito il deambulatore utilizzando un panno umido. Non utilizzare materiali di pulizia abrasivi.

- Sollte es notwendig sein, den Geher zurückzugeben, ist es wichtig, dass er zum Schutz während des Transports ausreichend verpackt ist, vorzugsweise in der Originalverpackung, da KMINA sonst keine Verantwortung für Transportschäden am Gerät übernehmen kann.
- Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.
- Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Das Produkt ist für die Wiederaufbereitung gemäß den Empfehlungen des Herstellers geeignet.
- Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender und der Patient ansässig sind.
- Halten Sie Ihren Rollator mit einem feuchten Tuch sauber. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

## DE

REFERENZEN	
KMINA COMFORT GEHER	K10015 / K10016

Der **KMINA Comfort 2 räder Rollator** ist ein stabiler, leichter Rollator, der sich ideal für die Fortbewegung eignet und dem Benutzer dank seines viskoelastischen Kissens, das Dekubitus vorbeugt, und des waschbaren und austauschbaren Bezugs auch die Möglichkeit bietet, sich auszuruhen. Er ist für ältere Menschen, für Menschen mit Gleichgewichtsstörungen und/oder schwachen Beinen sowie für Menschen mit Behinderungen, die eine Gehhilfe benötigen, geeignet.

### FALTSYSTEM

Entfernen Sie alle Verpackungen und untersuchen Sie alle Teile auf Anzeichen von Transportschäden. Verwenden Sie den Geher nicht, wenn er beschädigt ist oder Teile fehlen.

**Ziehen Sie beim Ausklappen** die hinteren Rohre nach hinten und drücken Sie die Befestigungsplatten auf beiden Seiten nach unten, bis diese einrasten. Legen Sie dann das Kissen auf den Sitz und stellen Sie die Griffe auf die richtige Höhe ein.

**Beim Zusammenklappen** das Kissen vom Sitz abnehmen und die Befestigungsplatten nach oben ziehen. Halten Sie die Finger vom Klappmechanismus fern. Drücken Sie dann die hinteren Rohre nach vorne gegen die vorderen Rohre.

### HÖHENVERSTELLUNG

1. Stehen Sie gerade hinter dem Geher, mit entspannter Schultern und leicht gebeugten Armen bei 15°.
2. Stellen Sie die Höhe in einer der 8 Stufen so ein, dass sich die Griffe auf der Höhe Ihrer Handgelenke befinden.
3. Stellen Sie die richtige Höhe mithilfe der Höhenverstellung der Griffe ein.
4. Prüfen Sie, ob beide die gleiche Höhe haben.

### BREMSSYSTEM

Der Geher verfügt über eine Druckbremsanlage, die durch das Eigengewicht des Benutzers aktiviert wird und die Steuerung der Bewegung des Gehers unterstützt. Zum Bremsen die Griffe greifen und mit dem Gewicht des Körpers nach unten drücken, bis der Geher stehen bleibt.

### WARNUNGEN

- Dies ist eine Gehhilfe zum Ausgleich und zur Verbesserung der Gehfähigkeit.
  - Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Gehhilfe vollständig geöffnet und in der richtigen Position gesichert ist.
  - Stellen Sie sicher, dass der Griff auf die richtige Höhe eingestellt und vollständig gesichert ist.
  - Testen Sie den Geher vor dem Gebrauch auf Stabilität.
  - Testen Sie den Bremsmechanismus vor dem Gebrauch.
  - Der Geher ist nur eine Gehhilfe und sollte nicht als Transportgerät verwendet werden. Nur auf ebenen und festen Oberflächen verwenden, niemals auf geneigtem oder unebenem Gelände.
  - An einer Rampe oder Steigung nicht anhalten, wenden oder rückwärts fahren, keine scharfen Kurven machen.
  - Das maximale Benutzergewicht darf nicht überschritten werden: 100 kg.
  - Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 40°C aus, da die Aluminiumrohre sonst Temperaturen entwickeln können, die zu Verbrennungen führen können.
  - Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände die Räder des Gehers blockieren.
  - Fahren Sie nur dann mit Ihrem Geher fort, wenn Sie bequem stehen und mit beiden Händen an den Griffen.
  - Beachten Sie die Hinweise zur Pflege und Wartung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Wartung/Pflege entstehen.
  - Die Walze sollte vor jedem Gebrauch überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie frei von Beschädigungen und übermäßigem Verschleiß ist. Wenn Sie Abnutzung oder Schäden an Ihrem Geher feststellen, verwenden Sie ihn NICHT.
  - Überprüfen Sie, ob sich sowohl Räder, Spitzen als auch Klappteile frei bewegen und sich kein Schmutz um die Achse ansammelt.
  - Halten Sie den Geher sauber, indem Sie ihn regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
  - Verwenden Sie bei Bedarf nur Originalteile von KMINA oder einem autorisierten Fachhändler.
  - KMINA garantiert, dass der Geher frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantie gilt für 2 Jahre ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Verbraucher. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die einer natürlichen Abnutzung ausgesetzt sind, die einen regelmäßigen Austausch erfordern, wie z.B. Bremsen, Räder, Handgriffe und Taschen. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die folgenden Punkte:
    - Ersatzteile, die von anderen Personen als KMINA oder dem Fachhändler geliefert werden.
    - Jeder Ausfall des Gerätes während der Garantiezeit, wenn der Ausfall nicht auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen ist.
- Verarbeitung oder wenn der Fehler durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurde.

## FR

RÉFÉRENCE	
DÉAMBULATEUR KMINA COMFORT - 2 ROUES	K10015 / K10016

Le **Déambulateur à 2 roues KMINA Comfort** est un déambulateur robuste et léger, idéal pour se déplacer, qui permet également à l'utilisateur de se reposer grâce à son coussin viscoélastique qui prévient les escarres et possède une housse lavable et interchangeable. Il est conçu pour être utilisé par les personnes âgées, par les personnes ayant un mauvais équilibre et/ou des jambes faibles, et par les personnes handicapées qui ont besoin d'une aide à la marche.

### SYSTÈME DE PLIAGE

Retirez tous les emballages et examinez toutes les pièces pour rechercher des signes de dommages pendant le transport. N'utilisez pas le déambulateur s'il est endommagé ou s'il manque des pièces.

**Pour déplier**, tirez les tubes arrière et poussez les feuilles de joint jusqu'à ce qu'elles se verrouillent. Placez le coussin sur le siège et réglez les poignées à la bonne hauteur pour commencer à marcher.

**Pour plier**, enlevez le coussin de siège et tirez les feuilles de joint légèrement vers le haut. Ne placez pas vos doigts entre le mécanisme de pliage. Poussez les tubes arrière vers l'avant, contre l'avant.

### AJUSTEZ LA HAUTEUR

1. Tenez-vous debout à côté du déambulateur avec les épaules détendues et les bras légèrement placés à 15°.
2. Réglez la hauteur, dans l'un de ses 8 réglages, de manière à ce que les poignées soient au niveau de vos poignets.
3. Réglez la hauteur correcte à l'aide du rivet en étoile.
4. Suivez les mêmes étapes pour régler l'autre poignée et vérifiez qu'elles sont à la même hauteur.

### SYSTÈME DE FREIN

Le déambulateur est équipé d'un système de freinage à pression activé par le poids de l'utilisateur et permettant de contrôler les mouvements du déambulateur. Pour freiner, saisissez les poignées et, avec le poids du corps, poussez jusqu'à ce que le déambulateur s'arrête.

### AVERTISSEMENTS

- Il s'agit d'un dispositif de marche qui améliore la capacité restreinte de se déplacer.
- Assurez-vous que le déambulateur est complètement ouvert et dans la position correcte avant utilisation. Assurez-vous que la poignée est correctement réglée à la bonne hauteur.
- Vérifiez la stabilité du déambulateur avant de l'utiliser.
- Testez le mécanisme de freinage avant utilisation.
- Ce déambulateur ne doit pas être utilisé comme moyen de transport de personnes ou d'objets.
- Utilisez uniquement sur des surfaces planes, jamais sur une pente ou un terrain irrégulier.
- Ne vous arrêtez pas et ne tournez pas sur une rampe ou une pente. Ne faites pas de virages serrés.
- Ne dépassez pas le poids maximum de l'utilisateur: 100 kg.
- N'exposez pas le produit à des températures supérieures à 40 ° C pendant une longue période; sinon, les tubes d'aluminium chaufferont et pourraient causer des brûlures.
- Assurez-vous qu'aucune pierre ou autre objet ne bloque l'utilisation normale des roues de la marchette.
- Vous ne devriez commencer à bouger avec votre déambulateur que lorsque vous vous sentez à l'aise et que vous avez les deux mains sur les poignées.
- Observez les instructions d'entretien et de maintenance. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'un entretien ou d'une maintenance incorrecte du déambulateur.
- Inspectez le déambulateur avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il ne subit aucun dommage ni aucune usure excessive.
- Vérifiez que toutes les roues, pointes et pièces de pliage se déplacent correctement et qu'il n'y a pas d'accumulation de débris autour de l'arbre.
- Gardez votre marchette propre à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine fournies par KMINA ou un revendeur agréé.
- KMINA garantit que ce déambulateur est exempt de défauts. La garantie restera en vigueur pendant 2 ans à compter de la date d'achat d'origine du consommateur. La garantie ne couvre pas les pièces exposées à l'usure naturelle nécessitant un remplacement périodique, telles que les freins, les roues, les poignées et les sacs. Cette garantie ne couvre pas:
  - Pièces de rechange fournies par toute personne autre que KMINA ou le revendeur agréé.
  - Toute défaillance de l'appareil au cours de la période de garantie qui n'est pas causée par un défaut de matériau ou de fabrication ni par une mauvaise utilisation.
- KMINA n'est pas responsable des dommages accidentels ou matériels.
- En cas de retour, emballez correctement le marcheur de préférence dans son emballage d'origine, sinon KMINA ne sera pas responsable des dommages causés lors de l'expédition.
- Cela n'affecte pas vos droits légaux.
- Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
- Conformément aux recommandations du fabricant, ce produit peut être recyclé.
- Tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et le patient sont établis.
- Gardez votre marchette propre à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

**KMINA**  
#WakTheFuture

**IMPROVING MOBILITY DEVELOPMENT S.L.**  
Avda. Mare Nostrum 1, Bloque 1, Pta 16  
46120, Alboraya, Valencia, Spain  
admin@kmina.com | www.kmina.com

31/08/2022 V.7.

