

EN

REFERENCE

KMINA - WEEKLY PILL ORGANISER 3 TIMES A DAY

K40024

The **KMINA WEEKLY PILL ORGANISER 3 TIMES A DAY** is used to keep the daily intake of pills under control. It is designed for people who have to take pills on a daily basis.

### INSTRUCTIONS FOR USE

It has 3 removable pill dispensers for morning, afternoon and evening pills from Monday to Sunday. 1. Press the easy-open lid. 2. Insert the pills and close the lid, make sure you hear a click after closing each lid.

### WARNINGS

- Keep out of reach of children.
- DO NOT wash in dishwasher.
- DO NOT use ultraviolet light to disinfect the product.
- Inspect periodically for wear or damage.

### CLEANING AND MAINTENANCE

- Before first use, wash with water and dry before inserting tablets.

### WARRANTY

KMINA warrants this device to be free from defects. The warranty will remain in force for 3 years from the date of original purchase by the consumer. The warranty does not extend to parts exposed to natural wear and tear that require periodic replacement.

ES

REFERENCIA

KMINA - PASTILLERO SEMANAL 3 TOMAS

K40023

El **PASTILLERO SEMANAL 3 TOMAS KMINA** sirve para mantener la ingesta de pastillas diarias controlada. Está pensado para personas que han de tomar pastillas diariamente.

### INSTRUCCIONES DE USO

Tiene 3 pastilleros extraíbles para las pastillas de la mañana, tarde y noche de lunes a domingo. 1. Presione la tapa de fácil apertura. 2. Coloque las pastillas y cierre la tapa, asegúrese de escuchar un clic después de cerrar cada tapa.

### ADVERTENCIAS

- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- NO lo lave en el lavavajillas.
- NO use luz ultravioleta para desinfectar el producto.
- Inspeccione periódicamente para detectar cualquier desgaste o daño.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes del primer uso, lavarlos con agua y secar antes de meter los comprimidos.

### GARANTÍA

KMINA garantiza que este dispositivo está libre de defectos. La garantía permanecerá vigente durante 3 años desde la fecha de compra original del consumidor. La garantía no se extiende a piezas expuestas a un desgaste natural que requieran un reemplazo periódico.

DE

REFERENZEN

KMINA - TABLETTEBOX WOCHENDISPENSER 3 FÄCHER

K40025

Der **KMINA TABLETTEBOX WOCHENDISPENSER 3 FÄCHER** Die **KMINA WEEKLY PILLBOX 3 TAKES** dient dazu, die tägliche Einnahme von Pillen unter Kontrolle zu halten. Es ist für Menschen gedacht, die täglich Tabletten einnehmen müssen.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Es hat 3 herausnehmbare Tablettenbehälter für die Morgen-, Nachmittags- und Abendtabletten von Montag bis Sonntag. 1. drücken Sie auf den leicht zu öffnenden Deckel. 2. legen Sie die Tabletten ein und schließen Sie den Deckel, achten Sie darauf, dass Sie nach dem Schließen jedes Deckels ein Klicken hören.

### WARNUNGEN

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- NICHT im Geschirrspüler waschen.
- Verwenden Sie KEIN ultraviolettes Licht zur Desinfektion des Produkts.
- Regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigung prüfen.

### REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor dem ersten Gebrauch mit Wasser waschen und abtrocknen, bevor die Tabletten eingeführt werden.

### GARANTIE

KMINA garantiert, dass dieses Gerät frei von Mängeln ist. Die Garantie gilt für 3 Jahre ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Verbraucher. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen und regelmäßig ersetzt werden müssen.

Il **PORTAPILLOLE SETTIMANALE 3 VOLTE AL GIORNO KMINA** serve a tenere sotto controllo l'assunzione giornaliera di pillole. È pensato per le persone che devono assumere pillole quotidianamente

### ISTRUZIONI PER L'USO

Dispone di 3 dispenser rimovibili per le pillole del mattino, del pomeriggio e della sera, dal lunedì alla domenica. 1. Premere il coperchio di facile apertura. 2. Inserire le pillole e chiudere il coperchio, assicurandosi di sentire un clic dopo la chiusura di ogni coperchio.

### AVVERTENZE

- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- **NON** lavare in lavastoviglie.
- **NON** utilizzare la luce ultravioletta per disinfettare il prodotto.
- Ispezione periodica per verificare l'assenza di usura o danni.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima del primo utilizzo, lavare con acqua e asciugare prima di inserire le compresse.

### GARANZIA

KMINA garantisce che questo dispositivo è privo di difetti. La garanzia rimarrà in vigore per 3 anni dalla data di acquisto originale da parte del consumatore. La garanzia non si estende alle parti esposte all'usura naturale che richiedono una sostituzione periodica.

Le **KMINA PILULIER SEMAINIER 3 FOIS PAR JOUR** est utilisé pour contrôler la prise quotidienne de pilules. Il est conçu pour les personnes qui doivent prendre des pilules quotidiennement.

### MODE D'EMPLOI

Il dispose de 3 piluliers amovibles pour les pilules du matin, de l'après-midi et du soir, du lundi au dimanche. 1. appuyez sur le couvercle à ouverture facile. 2. insérez les pilules et fermez le couvercle, assurez-vous que vous entendez un clic après avoir fermé chaque couvercle.

### AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de portée des enfants.
- **NE PAS** laver au lave-vaisselle.
- N'utilisez **PAS** de lumière ultraviolette pour désinfecter le produit.
- Inspecter périodiquement pour détecter toute usure ou tout dommage.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant la première utilisation, laver à l'eau et sécher avant d'insérer les comprimés.

### GARANTIE

KMINA garantit que cet appareil est exempt de tout défaut. La garantie restera en vigueur pendant 3 ans à compter de la date d'achat initial par le consommateur. La garantie ne s'étend pas aux pièces exposées à l'usure naturelle qui nécessitent un remplacement périodique.

