



MANUAL DEL USUARIO DIA-COOL Y COOL-PACK

¿QUÉ DIA-COOL NECESITO?

1. ¿Cuántos bolígrafos y recambios quiere almacenar en su Dia-Cool?
2. Mida el bolígrafo y/o el recambio más largo y añada 3 cm.
3. Mida la anchura de los bolígrafos y/o recambios y añada 3 cm al total.

Ejemplo:

- 4 bolígrafos de 2 cm de ancho cada uno = $4 \times 2 = 8 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 11 \text{ cm}$ en total.
- La longitud del bolígrafo más grande es de 15 cm: $15 \text{ cm} + 3 \text{ cm extra} = 18 \text{ cm}$.

Necesita un Dia-Cool con una anchura mínima de 11 cm y una altura mínima de 18 cm. En este caso, el Dia-Cool 4 es su elección.

¿CÓMO FUNCIONA EL DIA-COOL?

Dia-Cool se activa sumergiendo el Cool-Pack en agua.

Las perlas de hidrogel, seguras y no tóxicas, se hinchan al absorber el agua. En función de la temperatura y la humedad ambiental, estas perlas de hidrogel liberan el agua absorbida, que luego se evapora. Al igual que la transpiración en la piel, la evaporación tiene un efecto refrescante.

El proceso de evaporación puede mantener la temperatura en el envase Dia-Cool lo suficientemente baja como para almacenar su insulina de forma segura hasta una temperatura ambiente de 37°C.

En la mayoría de los casos, la insulina debe utilizarse en un plazo de 4 semanas.

PRECAUCIÓN: EL DIA-COOL NO ES ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO DE LA INSULINA. LA INSULINA DEBE CONSERVARSE SIEMPRE EN UN FRIGORÍFICO EN BUEN ESTADO.

El Dia-Cool funciona por evaporación, manteniendo la insulina a una temperatura adecuada entre 18°C y 26°C durante 48 horas o hasta que la temperatura ambiente alcance los 37°C.

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LA INSULINA.

IMPORTANTE: La insulina debe conservarse siempre a la temperatura recomendada por el fabricante antes de introducirla en el envase Dia-Cool.

EL CONTENIDO :

- ❖ EL DIA-COOL CONSTA DE 2 PARTES:
 - El bolsillo exterior
 - El Dia-Cool, el Cool-Pack de poliéster, dividido en canales. Estos canales están rellenos de perlas de hidrogel refrigerante (no inflamable, no tóxico pero no apto para el consumo).

¿CÓMO SE UTILIZA EL DIA-COOL?

SIGA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

Es importante que la Cool-Pack no se sumerja en el agua durante un periodo de tiempo demasiado largo o demasiado corto para garantizar una absorción óptima del volumen de agua.

Si la Cool-Pack se sumerge durante demasiado tiempo, se vuelve pesada y voluminosa y puede no caber en la bolsa. Si el Cool-Pack absorbe demasiada agua, déjelo secar al aire hasta que vuelva a tener un tamaño adecuado.

1. Sumerja el Cool-Pack que contiene las perlas de hidrogel en agua fría. Sumérjalo durante los tiempos indicados a continuación, procurando respetarlos.

Primer uso	60 minutos
Tras el secado completo	60 minutos
Recarga diaria	15 - 20 minutos

2. Distribuya las perlas de hidrogel uniformemente por los canales del Cool-Pack durante la inmersión. Tenga cuidado de no sobrecargar el Cool-Pack con agua, debe permanecer flexible.
3. Después de sacar el Cool-Pack del agua, déjelo secar al aire durante 15-30 minutos y permita que las perlas de hidrogel absorban el agua restante. Seca la Cool-Pack con un paño limpio o una toalla de papel.
4. Coloque su insulina en el Cool-Pack activado (debe estar seco al tacto) y luego coloque el Cool-Pack en su bolsa.

Para que el Cool-Pack funcione correctamente, debe colocarse en el agua al menos una vez cada 48 horas. Puede ser necesario hacerlo en un periodo de tiempo más corto en caso de altas temperaturas o muy baja humedad.

El Dia-Cool funciona por evaporación, por lo que el Cool-Pack debe poder "respirar" y estar en contacto regular con el aire. La bolsa exterior ha sido equipada con pequeños orificios de respiración en forma de lágrima para mejorar la evaporación y la refrigeración. Asegúrese de que el Dia-Cool esté siempre en condiciones que permitan el intercambio con el aire y la ventilación. Nunca coloque el Dia-Cool en un recipiente cerrado.

El Dia-Cool puede colocarse en un refrigerador, pero no lo recomendamos. No coloque nunca el Dia-Cool en un congelador, ya que el tejido podría pegarse a las paredes del Cool-Pack.

SECADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

Si no utiliza el Dia-Cool durante un tiempo, saque el Cool-Pack de la bolsa y deje que el Cool-Pack se seque de forma natural, hasta que las perlas de hidrogel hayan vuelto a su forma sólida.

Agite el Cool-Pack de vez en cuando para evitar que las cuentas se peguen.

SECADO MÁS RÁPIDO

Coloque la Cool-Pack cerca de una fuente de calor, como un radiador, al sol o cuélguela para que se seque.

¡¡IMPORTANTE!

- El Cool-Pack no se puede lavar a máquina ni secar en secadora. secadora de ropa.
- El bolsillo exterior se puede lavar a mano a baja temperatura.
- El Cool-Pack puede limpiarse cuidadosamente con un cepillo suave bajo el agua, teniendo cuidado de no dañar las perlas de hidrogel.
- El interior de la Cool-Pack debe limpiarse regularmente con una toallita antibacteriana o desinfectante. No utilizar lejía.
- Después de su uso, guarde su Dia-Cool en un lugar seco.
- Este manual es una guía general.
- Dia-Cool reacciona de forma diferente a las distintas condiciones climáticas, en función de la temperatura y la humedad del aire.
- En condiciones climáticas normales, no tropicales, puede utilizar el Dia-Cool durante un largo periodo de tiempo.
- Con el tiempo (unos 2 años), la capacidad de absorción de agua de las perlas de hidrogel comenzará a disminuir. Cuando la tasa de absorción sea demasiado baja, le aconsejamos que sustituya su Dia-Cool.



KAIO-DIA.EU

ENGLISH
kaio-dia.eu



ITALIANO
kaio-dia.eu/it



DEUTSCH
kaio-dia.eu/de



NEDERLANDS
kaio-dia.nl

