



INSTRUKCJA OBSŁUGI DIA-COOL I COOL-PACK

JAKIEGO DIA-COOL POTRZEBUJESZ?

1. Ile penów chciałbyś przechowywać w swoim Dia-Cool?
2. Odmierz najdłuższy pen i/lub fiolkę, a następnie dodaj + 3 cm.
3. Zmierz szerokość penów i zsumuj wszystkie szerokości, a następnie dodaj + 3 cm.

Przykład

- 4 peny, każdy o szerokości 2 cm = $4 \times 2 = 8$ cm obok siebie + dodatkowe 3 cm = łącznie 11 cm.
- Długość najwyższego penu to 15 cm = 15 cm + dodatkowe 3 cm = 18 cm.

Potrzebujesz Dia-Cool o minimalnej szerokości 11 cm i minimalnej długości 18 cm. W tym przypadku odpowiednim wyborem będzie Dia-Cool 4.

Przechowuj insulinę do 48 godzin dzięki Dia-Cool.

Przeczytaj uważnie tę instrukcję, aby móc nadal korzystać z urządzenia Dia-Cool wydajnie i skutecznie.

JAK DZIAŁA DIA-COOL?

Dia-Cool aktywuje się poprzez zanurzenie Cool-Packa w wodzie. Całkowicie bezpieczne i nietoksyczne perełki żelowe pęcznieją, gdy wchłaniają wodę. W zależności od temperatury i wilgotności otoczenia Perełki żelowe uwalniają wchłoniętą wodę, która następnie odparowują. Podobnie jak pocenie się, parowanie ma działanie chłodzące. Proces parowania może utrzymać temperaturę w opakowaniu Dia-Cool, wystarczająco niską do bezpiecznego przechowywania insuliny, aż temperatura otoczenia osiągnie 37 stopni Celsjusza. W zależności od rodzaju insuliny należy ją zużyć w ciągu 4 tygodni.

UWAGA! Dia-Cool nie nadaje się do długotrwałego przechowywania insuliny. Insulina powinna być **ZAWSZE** przechowywana w sprawnie działającej lodówce.

Dia-Cool działa poprzez parowanie, aby utrzymać insulinę w bezpiecznej temperaturze w zakresie 18-26 stopni Celsjusza przez okres do 48 godzin lub do momentu, gdy temperatura otoczenia osiągnie 37 stopni Celsjusza.

ZAWSZE POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA INSULINY.

WAŻNE! Insulina powinna być zawsze przechowywana w temperaturze zalecanej przez producenta, przed umieszczeniem jej w opakowaniu Dia-Cool.

ZAWSZE CZYTAJ INSTRUKCJE DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTA INSULINY LUB DYSTRYBUTORA LEKÓW.

ZAWARTOŚĆ:

- ❖ **KAŻDY DIA-COOL SKŁADA SIĘ Z 2 CZĘŚCI:**
 - Torba zewnętrzna
 - Dia-Cool, Cool-Pack wykonane z poliestru i podzielone na kanaliki, kanały te wypełnione są żelowymi perłami (nietoksycznymi i niepalnymi oraz nie nadającymi się do spożycia)

JAK KORZYSTAĆ Z DIA-COOL?

PROSIMY O DOKŁADNE PRZESTRZEGANIE TEJ INSTRUKCJI.

Ważne jest, aby Cool-Pack nie był zanurzany zbyt krótko lub zbyt długo, aby zapewnić wchłonięcie odpowiedniej ilości wody. Jeśli Cool-Pack będzie zbyt długo zanurzony, stanie się ciężki i nieporęczny i może nie zmieścić się w zewnętrznej torbie. Jeśli Cool-Pack wchłonie zbyt dużo wody, pozostaw Cool-Pack do wyschnięcia, aż powróci do akceptowalnego rozmiaru.

1. Zanurz Cool-Pack zawierający perełki żelowe w zimnej wodzie. Zanurz go na czasy wymienione poniżej, ale nie znacznie dłużej.

Pierwsze użycie	60 minut
Po całkowitym wyschnięciu	60 minut
Codziennie ładowanie	15 – 20 minut

2. Podczas zanurzania równomiernie rozprowadź Gell-Pearls w kanałach Cool-Pack. Nie przepelniaj opakowania Cool-Pack, ponieważ musi on pozostać giętki.
3. Podczas zanurzania równomiernie rozprowadź Gell-Pearls w kanałach Cool-Pack. Nie przepelniaj opakowania Cool-Pack, ponieważ musi on pozostać giętki..

4. Umieść lek w aktywowanym opakowaniu Cool-Pack, kiedy Cool-Pack stanie się suchy w dłoni, a następnie umieść Cool-Pack w zewnętrznej torebce.

Aby Cool-Pack działał prawidłowo, należy go umieszczać w wodzie przynajmniej raz na 48 godzin. Może to być konieczne wcześniej niż 48 godzin w przypadku wyższych temperatur lub bardzo niskiej wilgotności.

Dia-Cool działa poprzez parowanie, dlatego Cool-Pack musi być w stanie „oddychać” i mieć regularny kontakt z powietrzem. Zewnętrzny worek został wyposażony w otwory „oddechowe” w kształcie kropli, aby poprawić parowanie i chłodzenie. Zawsze transportować Dia-Cool w warunkach umożliwiających wymianę z powietrzem i wentylacją. Nigdy nie umieszczaj Dia-Cool w zamkniętym pojemniku.

Dia-Cool można umieścić w lodówce, jednak nie zalecamy tego. Nigdy nie umieszczaj Dia-Cool w zamrażarce, ponieważ istnieje ryzyko przyklejenia się tkaniny do ścianek Cool-Packa.

SUSZENIE, CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE:

Jeśli nie potrzebujesz Dia-Cool przez jakiś czas, wyjmij Cool-Pack z zewnętrznej torby i pozwól Cool-Packowi wyschnąć naturalnie lub do momentu, gdy Gell-Pearls powrócą do swojej stałej postaci. Co jakiś czas potrząśnij Cool-Packiem, aby perełki się nie sklejały.

SZYBSZE SUSZENIE

Umieść Cool-Pack w pobliżu źródła ciepła, takiego jak grzejnik centralnego ogrzewania, umieść go na słońcu lub rozwieś do wyschnięcia.

WAŻNY!

- Cool-Pack nie może być prany ani umieszczany w suszarce do ubrań.
- Worek zewnętrzny można prać ręcznie w niskich temperaturach.
- Cool-Pack można delikatnie szczotkować tylko miękką szczotką pod bieżącą wodą, nie uszkadzając przy tym pereł żelowych..
- Wnętrze lodówki Cool-Pack należy regularnie czyścić ściereczką antybakteryjną lub ściereczką dezynfekującą. Nie używaj wybielacza.
- Po użyciu przechowywać Dia-Cool w suchym miejscu.
- Niniejsza instrukcja jest ogólną wskazówką..
- Dia-Cool zachowuje się różnie w różnych warunkach klimatycznych w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.
- W normalnych, niotropikalnych warunkach możesz używać Dia-Cool przez dłuższy czas..
- Z biegiem czasu (zwykle około 2 lat) zdolność wchłaniania wody przez Gell-Pearls zaczyna się pogarszać. Gdy wchłanianie spadnie do minimalnego spożycia wody, należy rozważyć wymianę Dia-Cool..



KAIO-DIA.EU

FRANÇAIS
kaio-dia.eu/fr



ITALIANO
kaio-dia.eu/it



DEUTSCH
kaio-dia.eu/de



NEDERLANDS
kaio-dia.nl

