



## Fit Prime



**User Manual**

EN

**Digital Body Weight Scale**

1- 4

**Manuel de l'Utilisateur**

FR

**Balance numérique de poids corporel**

5- 8

**Manual de usuario**




ES

**Báscula digital de peso corporal**

9- 12

## Precautions

Read carefully before use:



-  Do not use the scale on a wet surface. This could lead to slipping.
-  Dispose of the scale properly following your local regulations.
-  Do not jump on the scale. This scale has a weight limit of 400 lbs.

## Scale Overview

GE Fit Prime Digital Body Weight Scale measures weight and BMI.


This digital scale is intended for home use only.

BMI(Body mass index ) is a person's weight in kilograms divided by the square of height in meters.This indicator will be calculated and shown in Fit Profile App.



### Scale Layout

- ① LED Display
- ② Tempered Glass Surface
- ③ Scale Feet
- ④ Battery Box/Compartment



### LED Display

- ⑤ Bluetooth Connection
- ⑥ Unit
- ⑦ Weight Measurement

## Scale Overview

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Model:          | Fit Prime                   |
| Dimensions:     | 11 x 11 x 1 inch            |
| Weight:         | 2.6lb / 1.18kg              |
| Weighing Range: | 0.4 - 400 lb / 0.2 - 180 kg |
| Power:          | 2*1.5V AAA battery          |

## Explore more useful functions of the smart app!

### 1. Setup your scale

---

- (1) Before putting your digital scale into operation, please open the battery compartment on the underside of the device and insert the two 1.5 V batteries (type AAA) included.
  - **Do not** mix new and old batteries.
  - If the scale not in use for a long period of time, remove the batteries to extend the lifetime of the scale.
- (2) Place the scale on a hard flat floor surface.

### 2. Take measurements

---

- (1) Place the scale on a hard flat floor surface, do not place it on carpet or any other soft surfaces.



- (2) Turn on the scale by briefly stepping on and off it. Then, wait for the scale to set to 0.
- (3) Step on the scale while barefoot till the numbers display on the scale. Your measurement results will also display on the app.



### 3. Download the app and create an account

---

- (1) Download the app. Go to the App Store for iOS or Google Play Store for Android, and search for "Fit Profile", or scan the QR code below.
- (2) Sign up and complete your profile.



Scan QR code to download the app



Sign up

- (3) Open the "Fit Profile" app and turn on the Bluetooth.
- (4) Turn on the scale by briefly stepping on and off it.

Your scale will be paired with your smartphone automatically within seconds. If not,

- (1) Tap "+ Pair the Device".
- (2) Turn on the scale by briefly stepping on and off it. On the app, tap the smart scale icon, then select "Fit Prime Silver" and click "Connect."

Your scale has now been successfully paired with your smartphone. Open the "Fit Profile" app and the app open on the "Home" screen while do the weighing, it will record your data automatically.

You can track your data history freely or sync to Google fit or Apple health, or try other exciting functions with the App.

### Multiple User Profiles

#### Separate Fit Profile Accounts:

Users can create or log in to their individual Fit Profile accounts and pair the smart scale with their personal accounts. Weight data for each user remains private and can be synced with third-party apps.

### Shared Fit Profile Account:

Users with a Fit Profile account can create multiple user profiles within the same account. All users can log in to the shared account on their own smartphones without needing others to log out.

To add more users and share your account, click the icon at the top left corner on the Home screen in the app.

**Note:** Users sharing a Fit Profile account can access each other's data recorded under this account. Only the main user's data can be synced with third-party apps.

### Athlete Mode

If you have athletic build, you may turn on the Athlete Mode:

Open the Fit Profile app and go to "Me" page -> your profile name -> "Athlete Mode".

### Switching Units

By default, the scale uses pounds (lb) as the unit of measurement, but it also supports kilograms (kg).

To switch the unit of measurement on the scale, first connect it to the Fit Profile app, then go to the app "Me" page -> "Settings" -> "Unit".

## Recommendations

**To have accurate, consistent, and comparable measurement results, please follow the recommendations below.**


### 1. DO' s

- Ensure the personal information in your profile is correct.
- Place the scale on a hard flat floor surface when you weigh.
- Make sure the scale displays a 0 before stepping on to measure. While barefoot, stand still on the scale until the measurement is completed.
- Weigh yourself under similar conditions and around the same time every day.
- Empty your bladder before weighing.
- Please use 1 5V AAA batteries








### 2. DON' Ts

- Do not place the scale on a carpet or a soft surface when you weigh.
- Do not measure with socks or shoes on.
- Do not measure when your body is wet. For example, immediately after a shower, bath, sauna, or strenuous exercise.
- Do not measure after drinking a lot of water or alcohol.
- Do not measure if you have a cold or fever.

## Scale Display









### Measurements

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <br>Normal working | No display<br>Auto-off, or no power   | <br>No wireless connection | <br>Low power                         |
| <br>Overload       | <br>Unstable measurement | <br>Unable to calibrate    | <br>The scale needs to be calibrated |

## Messages Displayed

## Troubleshooting

| Symptom  | Cause                            | Solution  |
|--|----------------------------------|---|
|    | Low power                        | Please change and use the new batteries.  |
|    | Overload                         | Use the scale within 400 lbs.   |
|    | Unstable measurement             | Place the scale on the flat, hard surface and measure again.  |
|  | Unable to calibrate              | Place the scale on the flat, hard surface and let the scale calibrate.  |
| No Display   | Auto-off, or no power            | Auto-off: Step on then off to turn on the scale;<br>No power: change and use the new batteries.   |
|  | No wireless connection           | Reconnect the scale. On the app tap the device icon located in the top-right-hand corner, and then tap "+Add device". Next, turn on the scale then tap the smart scale icon on the app screen. Then, select "Fit Prime Silver" and tap "Connect." |
|  | The scale needs to be calibrated | Step on the scale with one foot to turn it on, and step on it again after it shows "0.00"   |

## Warranty

This product is warranted by the manufacturer against defects in materials and workmanship for one (1) year from the original date of purchase. Proof of purchase is required.

This warranty does not cover accidental damage, mistreatment, or unauthorized repair. Detailed warranty policy: [www.fit-profile.com/warranty](http://www.fit-profile.com/warranty)

If you have any issues or questions, please contact Global eFit Inc.

**Contact:** Global eFit Inc.

[cs@fit-profile.com](mailto:cs@fit-profile.com)

(866) 786-5988 (Mon – Fri. 9:00 am – 5:00 pm, US Central Time)

## FCC Compliance Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, under Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

## ISED Compliance Statements

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science, and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Global eFit Inc.

17304 Preston Road, Suite 800, Dallas, TX 75252, USA

[www.fit-profile.com](http://www.fit-profile.com)

[cs@fit-profile.com](mailto:cs@fit-profile.com)

1-866-786-5988

(toll-free US & Canada; M-F 9:00am - 5:00pm Central Time)

FCC ID: 2BAI6-SC500

IC: 30163-SC500

GE is a registered trademark of General Electric Company.

Manufactured under trademark license.



**Made in China**

## Précautions


A lire attentivement avant utilisation :

- ⚠ N'utilisez pas la balance sur une surface humide. Cela pourrait entraîner des glissades.**
- ⚠ Jetez la balance correctement conformément à vos réglementations locales.**
- ⚠ Ne sautez pas sur la balance. Cette balance a une limite de poids de 400lb.**

## Aperçu de l'échelle


La balance de graisse corporelle intelligente GE Fit Prime mesure le poids, l'IMC, Cette balance intelligente est destinée à un usage domestique uniquement.

L'IMC (indice de masse corporelle) est le poids d'une personne en kilogrammes divisé par le carré de la taille en mètres. Cet indicateur sera calculé dans l'application Fit Profile.



### Disposition de l'échelle

- ① Écran ACL
- ② Surface en verre trempé
- ③ Pieds d'échelle
- ④ Boîte/compartiment de batterie



### Affichage LED

- ⑤ Connexion Bluetooth
- ⑥ Unité
- ⑦ Mesure du poids

## Aperçu de l'échelle

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Modèle:          | Fit Prime                   |
| Dimensions:      | 11 x 11 x 1 inch            |
| Lester:          | 2.6lb / 1.18kg              |
| Plage de pesée : | 0.4 - 400 lb / 0.2 - 180 kg |
| Du pouvoir:      | 2*1.5V AAA batterie         |

# Explorez d'autres fonctions utiles de l'application intelligente!

## 1. Configurez votre balance

---



- (1) Avant de mettre la balance numérique en service, ouvrez le compartiment de la batterie situé au bas de l'appareil et insérez les deux piles de 1,5 V (type AAA) incluses.
  - **Ne mélangez pas** des piles neuves et des piles usagées.
  - Si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles pour prolonger la durée de vie de la balance.

- (2) Placez la balance sur une surface plane et dure.

## 2. Prendre des mesures

---

- (1) Placez la balance sur une surface plane et dure, ne la placez pas sur un tapis ou toute autre surface molle.



- (2) Allumez la balance en montant et en descendant brièvement. Ensuite, attendez que l'échelle se mette à 0.
- (3) Montez sur la balance pieds nus jusqu'à ce que les chiffres s'affichent sur la balance. Vos résultats de mesure s'afficheront également sur l'application.



## 3. Téléchargez l'application et créez un compte

---

- (1) Téléchargez l'application. Accédez à l'App Store pour iOS ou au Google Play Store pour Android et recherchez "Fit Prime Silver" ou scannez le code QR ci-dessous.
- (2) Inscrivez-vous et complétez votre profil.



Scannez le code QR pour télécharger l'application



S'inscrire

- (3) Ouvrez l'application "Fit Profile" et activez le Bluetooth.
- (4) Allumez la balance en la mettant brièvement en marche et en la retirant.

Votre balance sera couplée automatiquement avec votre smartphone en quelques secondes. Sinon,

- (1) Appuyez sur "+ Associer l'appareil".
- (2) Allumez la balance en la mettant brièvement en marche et en la retirant. Sur l'application, appuyez sur l'icône de la balance intelligente, puis sélectionnez "Fit Prime Silver" et cliquez sur "Connecter".

Votre balance a maintenant été jumelée avec succès avec votre smartphone. Ouvrez l'application « Fit Profile » et l'application s'ouvre sur l'écran « Accueil » pendant que vous effectuez le pesage, elle enregistrera automatiquement vos données.

Vous pouvez suivre librement votre historique de données ou synchroniser avec Google fit ou Apple Health, ou essayer d'autres fonctions intéressantes avec l'application.

### Profils d'utilisateurs multiples

#### Comptes Fit Profile distincts :

Les utilisateurs peuvent créer ou se connecter à leurs comptes Fit Profile individuels et associer la balance intelligente à leurs comptes personnels. Les données de poids de chaque utilisateur restent privées et peuvent être synchronisées avec des applications tierces.



### **Compte Fit Profile partagé :**

Les utilisateurs disposant d'un compte Fit Profile peuvent créer plusieurs profils d'utilisateur au sein du même compte. Tous les utilisateurs peuvent se connecter au compte partagé sur leur propre smartphone sans que les autres aient besoin de se déconnecter. Pour ajouter d'autres utilisateurs et partager votre compte, cliquez sur l'icône située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil de l'application.

**Remarque :** les utilisateurs partageant un compte Profil d'entraînement peuvent accéder aux données de chacun enregistrées sous ce compte. Seules les données de l'utilisateur principal peuvent être synchronisées avec des applications tierces.

### **Mode Athlète**

Si vous avez une carrure athlétique, vous pouvez activer le mode Athlète : Ouvrez l'application Fit Profile et allez à la page " Moi " -> votre nom de profil -> " Mode Athlète ".

### **Changement d'unité**

Par défaut, le pèse-personne utilise les livres (lb) comme unité de mesure, mais il prend également en charge les kilogrammes (kg).

Pour changer l'unité de mesure de la balance, connectez-la d'abord à l'application Fit Profile, puis allez à la page "Moi" de l'application -> "Paramètres" -> "Unité".

## **Recommandations**

**Pour obtenir des résultats de mesure précis, cohérents et comparables, veuillez suivre les recommandations ci-dessous.**


### **1. À FAIRE**

- Assurez-vous que les informations personnelles de votre profil sont correctes.
- Placez la balance sur une surface plane et dure lorsque vous pesez.
- Assurez-vous que la balance affiche un 0 avant de monter pour mesurer. Pieds nus, restez immobile sur la balance jusqu'à ce que la mesure soit terminée.
- Pesez-vous dans des conditions similaires et à peu près à la même heure chaque jour.
- Videz votre vessie avant de vous peser.
- Dupouvoir 1.5V AAA batterie.

### **2. À NE PAS FAIRE**

- Ne placez pas la balance sur un tapis ou une surface molle lorsque vous vous pesez.
- Ne pas mesurer avec des chaussettes ou des chaussures.
- Ne mesurez pas lorsque votre corps est mouillé. Par exemple, immédiatement après une douche, un bain, un sauna ou un exercice intense.
- Ne pas mesurer après avoir bu beaucoup d'eau ou d'alcool.
- Ne pas mesurer si vous avez un rhume ou de la fièvre.

## Affichage de l'échelle'



### Des mesures

|                           |   |                               |                                   |
|---------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| <br>Fonctionnement normal | Aucun affichage<br>Arrêt automatique ou sans alimentation | <br>Pas de connexion sans fil | <br>Batterie faible               |
| <br>Surcharge             | <br>Instabilité de la mesure                              | <br>Impossible de calibrer    | <br>La balance doit être calibrée |

### Messages affichés

## Dépannage

| Symptôme        | Cause                                  | La solution  |
|-----------------|--|--|
| Lo              | Faible puissance                       | Veillez facturer à votre balance.  |
| EEr             | Surcharge                              | Utilisez une balance à moins de 400 livres.  |
| EEr1            | Instabilité de la mesure               | Placez la balance sur une surface plane et dure mesurer à nouveau.   |
| ---             | Impossible de calibrer                 | Placez la balance sur une surface plane et dure et laissez - la calibrer.  |
| Aucun affichage | Arrêt automatique ou sans alimentation | Auto off (auto off): fermer après ouverture pour ouvrir la balance<br>Pas d'électricité: remplacez et utilisez une nouvelle batterie.  |
| 1080<br>lb      | Pas de connexion sans fil              | Reconnectez la balance. Sur l'application, appuyez sur l'icône de l'appareil dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur "+" ajouter un appareil". Ensuite, ouvrez la balance, puis appuyez sur l'icône de la balance intelligente sur l'écran de l'application. Ensuite, sélectionnez "Fit Prime Silver" et appuyez sur "Connect". |
| CAL             | La balance doit être calibrée          | Posez un pied sur la balance pour la mettre en marche, et posez un autre pied sur la balance après qu'elle ait affiché <0,00> .  |

## Garantie

Ce produit est garanti par le fabricant contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Une preuve d'achat est requise.

Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, les mauvais traitements ou les réparations non autorisées. Politique de garantie détaillée :

[www.fit-profile.com/warranty](http://www.fit-profile.com/warranty)

Si vous avez des problèmes ou des questions, veuillez contacter Global eFit Inc.

**Contact:** Global eFit Inc.

[cs@fit-profile.com](mailto:cs@fit-profile.com)

(866) 786-5988 (Mon – Fri. 9:00 am – 5:00 pm, US Central Time)

## Déclarations de conformité ISDE

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. GlobaleFit Inc.

17304 Preston Road, Suite 800, Dallas, TX 75252, États-Unis

[www.fit-profile.com](http://www.fit-profile.com)

[cs@fit-profile.com](mailto:cs@fit-profile.com)

1-866-786-5988

(sans frais aux États-Unis et au Canada ;

du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00, heure centrale)

ID FCC : 2BAI6-SC500

IC : 30163-SC500

GE est une marque déposée de General Electric Company.

Fabriqué sous licence de marque.



**Made in China**

## Precauciones


Lea atentamente antes de usar:

- ⚠ No utilice la báscula sobre una superficie mojada. Esto podría provocar resbalones.
- ⚠ Deseche la báscula correctamente siguiendo las normas locales.
- ⚠ No te subas a la báscula. Esta báscula tiene un límite de peso de 400libras.

## Descripción general de la escala


La báscula inteligente de grasa corporal GE Fit Prime mide el peso, el IMC, Esta báscula inteligente está diseñada solo para uso doméstico.

El IMC (índice de masa corporal) es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en metros. Este indicador se calculará en la aplicación Fit Profile.



### Diseño de escala

- ① Pantalla LED de alta definición
- ② Superficie de vidrio templado
- ③ Pies de escala
- ④ Compartimento/caja de batería



### Pantalla LED

- ⑤ Conexión Bluetooth
- ⑥ Unidad
- ⑦ Medición de peso

## Descripción general de la escala

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Modelo:          | Fit Prime                   |
| Dimensiones:     | 11 x 11 x 1 inch            |
| Peso:            | 2.6lb / 1.18kg              |
| Rango de pesaje: | 0.4 - 400 lb / 0.2 - 180 kg |
| Energía:         | 2*1.5V AAA batería          |

# ¡Explore más funciones útiles de la aplicación inteligente!

## 1. Configura tu báscula

- (1) Antes de poner en funcionamiento la báscula digital, abra la Caja de baterías en la parte inferior del dispositivo e inserte las dos baterías de 1,5 V contenidas (tipo aaa).
  - **No mezcle** pilas nuevas y usadas.
  - Si la báscula no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas para prolongar la vida útil de la báscula.
- (2) Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura.

## 2. Tomar medidas

- (1) Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura, no la coloque sobre una alfombra o cualquier otra superficie blanda.



- (2) Encienda la báscula subiendo y bajando brevemente de ella. Luego, espere a que la escala se establezca en 0.
- (3) Súbase a la báscula descalzo hasta que se muestren los números en la báscula. Los resultados de su medición también se mostrarán en la aplicación.



## 3. Descarga la aplicación y crea una cuenta

- (1) Descarga la aplicación. Vaya a App Store para iOS o Google Play Store para Android y busque "Fit Prime Silver" o escanee el código QR a continuación.
- (2) Regístrate y completa tu perfil.



Escanea el código QR para  
descargar la aplicación



Inscribirse

- (3) Abra la aplicación "Fit Profile" y encienda el Bluetooth.
- (4) Encienda la báscula pisándola y apagándola brevemente.

Su báscula se emparejará con su teléfono inteligente automáticamente en segundos. Que no,

- (1) Toque "+ Emparejar el dispositivo".
- (2) Encienda la báscula pisándola y apagándola brevemente. En la aplicación, toca el ícono de la báscula inteligente, luego selecciona "Fit Prime Silver" y haz clic en "Conectar".

Su báscula ahora se ha emparejado correctamente con su teléfono inteligente.

Abra la aplicación "Fit Profile" y la aplicación se abrirá en la pantalla "Inicio" mientras realiza el pesaje, registrará sus datos automáticamente.

Puede realizar un seguimiento de su historial de datos libremente o sincronizarlo con Google Fit o Apple Health, o probar otras funciones interesantes con la aplicación.

### Múltiples perfiles de usuario

#### Cuentas Fit Profile independientes:

Los usuarios pueden crear o iniciar sesión en sus cuentas individuales de Fit Profile y emparejar la báscula inteligente con sus cuentas personales. Los datos de peso de cada usuario permanecen privados y pueden sincronizarse con aplicaciones de terceros.

### Cuenta compartida de Fit Profile:

Los usuarios con una cuenta Fit Profile pueden crear varios perfiles de usuario dentro de la misma cuenta. Todos los usuarios pueden iniciar sesión en la cuenta compartida desde sus propios smartphones sin necesidad de que los demás cierren sesión. Para añadir más usuarios y compartir su cuenta, haga clic en el icono situado en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio de la aplicación.

**Nota:** Los usuarios que comparten una cuenta de Perfil de forma pueden acceder a los datos de los demás registrados en esta cuenta. Sólo los datos del usuario principal pueden sincronizarse con aplicaciones de terceros.

### Modo Atleta

Si tienes complexión atlética, puedes activar el Modo Atleta:  
Abre la aplicación Perfil en forma y ve a la página "Yo" -> tu nombre de perfil -> "Modo Atleta".

### Cambio de unidades

Por defecto, la báscula utiliza libras (lb) como unidad de medida, pero también admite kilogramos (kg).  
Para cambiar la unidad de medida de la báscula, conéctala primero a la aplicación Fit Profile y, a continuación, ve a la página "Yo" de la aplicación -> "Ajustes" -> "Unidad".

## Recomendaciones

**Para obtener resultados de medición precisos, consistentes y comparables, siga las recomendaciones a continuación.**


### 1. Hacer

- Asegúrese de que la información personal en su perfil sea correcta.
- Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura cuando pese.
- Asegúrese de que la báscula muestre un 0 antes de subirse a medir. Mientras esté descalzo, quédese quieto en la báscula hasta que se complete la medición.
- Pésese en condiciones similares y aproximadamente a la misma hora todos los días.
- Vacíe su vejiga antes de pesar.
- Use una batería AAA de 1,5v.







### 2. NO HACER

- No coloque la báscula sobre una alfombra o una superficie blanda cuando pese.
- No mida con calcetines o zapatos puestos.
- No mida cuando su cuerpo está mojado. Por ejemplo, inmediatamente después de una ducha, baño, sauna o ejercicio extenuante.
- No mida después de beber mucha agua o alcohol.
- No mida si tiene un resfriado o fiebre.

## Pantalla de escala









### Mediciones

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <br>Trabajo normal | Sin pantalla<br>Apagado automático o sin alimentación   | <br>Sin conexión inalámbrica | <br>Bateria baja                       |
| <br>Sobrecarga    | <br>Medición inestable | <br>No se puede calibrar    | <br>La balanza necesita ser calibrada |

### Mensajes mostrados

## Solución de problemas

| Síntoma   | Causa                             | Solución  |
|---|-----------------------------------|---|
|     | Baja potencia                     | Por favor, reemplace y use la batería nueva.  |
|     | Sobrecarga                        | Use una báscula de menos de 400 libras.   |
|    | Medición inestable                | Coloque la balanza sobre una superficie plana y dura y luego mida de nuevo.   |
|  | No se puede calibrar              | Coloque la balanza sobre una superficie plana y dura para que la balanza se calibrara.  |
| Sin pantalla  | Apagado automático o sin batería  | Auto off (apagado automático): apagado después de encendido para abrir la báscula<br>Sin batería: reemplazar y usar baterías nuevas.  |
|   | Sin conexión inalámbrica          | Reconecta la báscula. En la aplicación, haga clic en el icono del dispositivo en la esquina superior derecha y luego haga clic en "+ agregar dispositivo". a continuación, abra la báscula y luego haga clic en el icono de la báscula inteligente en la pantalla de la Aplicación. a continuación, elija "Fit Prime Silver" y haga clic en "connect" |
|  | La balanza necesita ser calibrada | Súbase a la balanza con un solo pie para encenderla, y vuelva a subirse luego de que muestre "0.00"   |

## Garantía

Este producto está garantizado por el fabricante contra defectos de materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha original de compra. Se requiere comprobante de compra.

Esta garantía no cubre daños accidentales, maltrato o reparación no autorizada. Política de garantía detallada: [www.fit-profile.com/warranty](http://www.fit-profile.com/warranty)

Si tiene algún problema o pregunta, comuníquese con Global eFit Inc.

**Contact:** Global eFit Inc.

[cs@fit-profile.com](mailto:cs@fit-profile.com)

(866) 786-5988 (Mon – Fri. 9:00 am – 5:00 pm, US Central Time)

Global eFit Inc.  
17304 Preston Road, Suite 800, Dallas, TX 75252, EE. UU.  
[www.fit-profile.com](http://www.fit-profile.com)  
[cs@fit-profile.com](mailto:cs@fit-profile.com)  
1-866-786-5988

(llamada gratuita en EE. UU. y Canadá;  
de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora central)

ID de la FCC: 2BAI6-SC500  
IC: 30163-SC500

GE es una marca registrada de General Electric Company.  
Fabricado bajo licencia de marca registrada.



**Made in China**