



PROTECTOR IMPERMEABLE

para vendajes y escayolas



GUÍA DE USO Y CONSERVACIÓN

ES El protector impermeable Bloccs® está especialmente diseñado para proteger escayolas, vendajes y apósitos y que el usuario pueda bañarse y ducharse con normalidad. El protector es 100 % impermeable y sumergible, por lo que también puede utilizarse en la playa y la piscina, ya sea para niños o adultos.

⚠️ ADVERTENCIA: El látex de caucho natural puede causar reacciones alérgicas. En caso de encontrarse en tratamiento médico, consulte con su médico antes de usar el protector. EN CASO DE SER ALÉRGICO AL LÁTEX, NO USE EL PRODUCTO.



**Precision Dippings
Manufacturing Ltd**
Unit J, Lawrence Drive
Stover Trading Estate, Yate,
Bristol, BS37 5PG
UK



Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030, Brussels
Belgium



Obelis SWISS GmbH
Ruessenstrasse 12
6340 Baar/ZG
Switzerland

Fabricado en el Reino Unido

Todos los productos se fabrican de acuerdo con la norma vigente del Sistema de gestión de la calidad ISO 9001.

©Bloccs® 2023



Bloccs®

Precision Dippings
Manufacturing Ltd, Unit J,
Lawrence Drive, Stover Trading
Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, UK
Teléfono: +44 (0) 1454 318197
Correo electrónico: info@bloccs.com

www.bloccs.com



Queda prohibida la reproducción, copia, trabajos derivados, distribución y exposición al público del presente manual, salvo que se haya obtenido el consentimiento previo y por escrito de Bloccs®.

USO Y CONSERVACIÓN DEL PROTECTOR **BLOCCS**[®]

Gracias por elegir Bloccs[®]. Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar un protector Bloccs[®] o guiar a un niño en el proceso. De esta forma, se garantiza que el protector se use de forma segura y que el sello hermético cumpla correctamente su función.

La decisión de usar un protector Bloccs[®] en la bañera, la ducha o para cualquier tipo de actividad que implique el contacto con agua recaerá enteramente bajo su responsabilidad. Consulte con un profesional de la salud para asegurarse de que la actividad no afecte a la lesión.

Cómo colocar el protector Bloccs[®]

El protector Bloccs[®] está fabricado con látex de caucho natural, por lo que tendrá que quitarse cualquier accesorio puntiagudo que lleve puesto y asegurarse de no perforar el protector con las uñas. Cubra con cinta adhesiva o un vendaje elástico cualquier borde irregular.

Antes de usarlo, frote el cierre con las manos y estírelo ligeramente. Para comprobar si el sello hermético se ajusta correctamente, colóquese el protector en el brazo o la pierna sin escayolar. En caso de que el sello hermético le quede demasiado ajustado o demasiado suelto, elija un protector de otro tamaño.

El suave sello impermeable debe quedar completamente ceñido a la piel y poder estirarse fácilmente sobre cualquier vendaje.

Siga las sencillas indicaciones de la guía de cinco pasos del folleto adjunto para colocar correctamente el protector Bloccs[®] para brazos/piernas y codos/rodillas.

Uso del protector Bloccs[®]

El protector Bloccs[®] está diseñado para mantener secos los vendajes mientras se expone al contacto con el agua o se sumerge en ella. Los protectores

Bloccs[®] presentan el mismo tipo de cierre hermético que los trajes secos.

Antes de entrar en el agua, libere el aire que haya quedado en el protector Bloccs[®] aplicando un masaje hacia el extremo donde se encuentra el sello hermético. También puede introducir el brazo o la pierna poco a poco en el agua, ya que la presión del agua forzará el aire hacia la parte superior del protector.

Separe con cuidado el cierre hermético de la piel para eliminar el aire antes de sumergirse y asegúrese de que no entre agua en el protector.

Debe ponerse el protector justo antes de entrar en el agua y quitárselo nada más salir.

La decisión de meterse en el agua recae enteramente bajo su responsabilidad. No salte ni bucee en piscinas. Los protectores no están diseñados para bucear, hacer esnórquel o practicar otros deportes de agua.

Recomendamos comprobar el estado del protector Bloccs[®] con frecuencia durante su uso para asegurarse de que este sigue completamente ceñido a la piel y no resulta incómodo.

El protector se puede llevar puesto hasta 30 minutos, siempre y cuando resulte cómodo, no apriete y se compruebe su estado de manera frecuente.

Si se usa el protector durante más de 30 minutos, es posible que aparezcan bolsas de aire, lo cual puede causar transpiración e incomodidad.

VIGILE A LOS NIÑOS EN TODO MOMENTO
MIENTRAS ESTÉN EN LA PISCINA O EN LA PLAYA.

Cómo quitarse el protector

Para quitarse el protector, deslícelo con cuidado por el vendaje o la escayola del brazo o la pierna. Tenga mucho cuidado de no dañar el cierre hermético con las uñas o accesorios como joyas y relojes.

Conservación del protector Bloccs®

El protector Bloccs® se desgasta con el tiempo, pero debería durar aproximadamente cuatro semanas si se le da un uso normal.

Debe comprobar el estado del protector antes de cada uso para asegurarse de que no presente daños o señales de deterioro.

Si observa cualquier daño o señal de deterioro en el protector, deberá comprar uno nuevo.

Mantenga el protector almacenado en un lugar a una temperatura no superior a 26 °C y alejado de cualquier fuente de calor. El protector podría quedarse rígido en condiciones de frío extremo. Se trata de un estado temporal que puede corregirse aplicando calor al protector.

Evite almacenarlo en un lugar húmedo. Evite exponer el protector a la luz durante periodos de tiempo prolongados, especialmente a la luz solar y a luces artificiales con un alto contenido de rayos UV.

Lave el protector Bloccs® con agua tibia y séquelo bien por dentro y por fuera. Si espolvoree ligeramente el interior del protector Bloccs® con polvos de talco, le resultará más fácil ponérselo. No seque el protector en la secadora ni lo coloque sobre un radiador.

Evite el contacto con cobre, aleaciones de cobre, disolventes, aceites y sustancias oleosas, ya que estos pueden dañar el protector Bloccs®.

Mantenga el protector alejado del fuego, puesto que las llamas pueden causar lesiones corporales graves e incluso la muerte.

Si tiene alguna duda sobre los protectores Bloccs®, visite www.bloccs.com o envíe un correo electrónico a info@bloccs.com.

En nuestra página web www.bloccs.com hemos puesto a su disposición una copia de este manual, la tabla de tallas y la garantía Bloccs®.

Bloccs® se reserva el derecho de modificar el manual cuando lo estime oportuno. Como consumidor, usted es responsable de consultar la versión en línea del manual para comprobar si se ha realizado alguna modificación.

Advertencia: el protector Bloccs® puede ser resbaladizo cuando está mojado. Coloque una alfombra de baño antideslizante en la ducha o bañera y deje una toalla o alfombra antideslizante a mano para cuando salga. Evite a toda costa caminar cerca de los bordes de la piscina mientras lleve puesto el protector Bloccs® y tenga especial cuidado al bajar las escaleras de la piscina, ya que corre el peligro de resbalarse. Agárrese con firmeza a la barandilla de la escalera.

Advertencia: los protectores Bloccs® no son juguetes. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga el producto y su embalaje fuera del alcance de niños y bebés.

Advertencia: el látex de caucho natural puede causar reacciones alérgicas. En caso de encontrarse en tratamiento médico, consulte con su médico antes de usar el protector.

Advertencia: debe tenerse especial cuidado al sumergir una pierna escayolada en el agua, ya que el peso de la escayola puede limitar la libertad de movimiento. No intente nadar con la pierna escayolada.

Advertencia: hay que tener cuidado con las líneas PICC o IV.

No es posible advertir de todos los posibles peligros relacionados con el uso de este producto.


Por eso, se aconseja a los consumidores que utilicen los protectores Bloccs® desde la prudencia y el sentido común.

Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el dispositivo deberá notificarse al fabricante y a las autoridades competentes del país en el que se haya adquirido.

BLOCCS®

CÓMO PONERSE EL PROTECTOR BLOCCS® EN EL BRAZO O LA PIERNA


El protector debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso y conservación. Visite www.bloccs.com para ver los vídeos de demostración y consultar las preguntas frecuentes.



Retire el protector del embalaje y despléguelo. Quítese los anillos con bordes afilados, etc.



Antes de usarlo, frote el cierre con las manos y estírelo ligeramente.



Desde el extremo abierto, pliegue el protector hacia atrás hasta la mitad.



Para saber si el sello hermético se ajusta correctamente, colóquese el protector en el brazo o la pierna sin vendar o escayolar.

Introduzca el brazo o la pierna correspondiente por el extremo abierto de manera que el pie o la mano quede al final del protector.




Suba el protector por el brazo o la pierna hasta que el sello hermético se haya ceñido por completo a la piel.

En caso de que el sello hermético le quede demasiado ajustado o demasiado suelto, elija un protector de otro tamaño. Deje salir un poco de aire para evitar que flote.

BLOCCS®

CÓMO PONERSE EL PROTECTOR BLOCCS® EN LA RODILLA O EL CODO

El protector debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso y conservación. Visite www.bloccs.com para ver los vídeos de demostración y consultar las preguntas frecuentes.




Retire el protector del embalaje y despliéguelo. Quítese los anillos con bordes afilados, etc.


El protector tiene dos extremos: un extremo más ancho que se cierra herméticamente alrededor del bíceps o el muslo (B) y uno más pequeño que se cierra herméticamente alrededor de la muñeca o la pantorrilla inferior (C).



Antes de usarlo, frote ambos extremos con las manos y estírelos ligeramente.




Para ponerse el protector con facilidad, tome el extremo B y dele la vuelta hasta la mitad del protector, de manera que quede justo por encima del extremo C.



Para saber si el sello hermético se ajusta correctamente, colóquese el protector en el brazo o la pierna sin vendar o escayolar.






Introduzca poco a poco la mano o el pie por el extremo B y luego por el C.

A continuación, suba con cuidado el extremo B hasta que quede herméticamente ceñido al brazo o al muslo.



Debería cubrir todo el vendaje o la escayola y formarse una capa suave, hermética y ceñida a la piel alrededor del brazo o la pierna a ambos lados del protector. En caso de que el sello hermético le quede demasiado ajustado o demasiado suelto, elija un protector de otro tamaño.

Deje salir un poco de aire para evitar que flote.

	Fabricante
	Marcado CE de conformidad
	Conformidad del Reino Unido Evaluada
	Dispositivo médico
	Identificación única del producto
	Cantidad de dispositivos
	Código de lote
	Fecha de fabricación
	Distribuidor
	Representante autorizado en la Unión Europea
	Representante autorizado suizo
	Importador
	PRECAUCIÓN
	Contenido o presencia de látex de caucho natural
	Superficie resbaladiza
	Peligro de asfixia
	Mantener alejado de la luz solar
	Almacenar a una temperatura de entre 5 y 26 °C (41-78 °F)
	Paciente único, uso múltiple
	No estéril
	Consultar las instrucciones de uso
	Envase reciclable
	Mantener alejado de llamas abiertas