

BLOCCS®



WATERPROOF PROTECTOR

ģipša pārsējiem un citiem pārsējiem



KOPŠANAS UN LIETOŠANAS CEĻVEDIS

LV Bloccs® ūdensnecaurlaidīgais aizsargs ir īpaši izstrādāts, lai aizsargātu ģipša pārsēju un citus pārsējus, un valkātājs varētu iet vannā vai dušā kā parasti. Šo pilnībā ūdensnecaurlaidīgo un iegremdējamo aizsargu var izmantot pludmalē, peldbaseinā vai rotaļu baseinā.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Dabiskā kaučuka latekss var izraisīt alerģisku reakciju. Ja jūs ārstējaties medicīnas iestādē, pirms aizsarga lietošanas lūdziet medicīnas pakalpojumu sniedzēja apstiprinājumu.
NELIETOJĪET, JA JUMS IR ALERĢIJA PRET LATEKSU.



**Precision Dippings
Manufacturing Ltd**
Unit J, Lawrence Drive
Stover Trading Estate, Yate,
Bristol, BS37 5PG
UK



Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030, Brussels
Belgium



Obelis SWISS GmbH
Ruessenstrasse 12
6340 Baar/ZG
Switzerland

Ražots Apvienotajā Karalistē

Visi produkti tiek ražoti saskaņā ar šobrīd apstiprināto ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas standartu.

©Bloccs® 2023



Bloccs®

Precision Dippings
Manufacturing Ltd, Unit J,
Lawrence Drive, Stover Trading
Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, UK
Tālrunis: +44 (0) 1454 318197
E-pasts: info@bloccs.com

www.bloccs.com



Šis rokasgrāmatas pavairošana, kopijas, atvasinātie darbi, izplatīšana un publiska demonstrēšana ir atļauta tikai ar iepriekšēju rakstisku Bloccs® piekrišanu.

BLOCCS® AIZSARGA KOPŠANA UN LIETOŠANA

Paldies, ka izvēlējāties Bloccs®. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus, pirms izmantojat savu Bloccs® aizsargu vai uzraugāt bērnu, kurš izmanto aizsargu. Tas garantē, ka aizsargs tiek lietots droši un ūdensnecaurlaidīgai savilkums darbojas efektīvi.

Jūs uzņematies risku, valkājot Bloccs® aizsargu, ejot vannā, dušā vai lietojot to jebkurai citai darbībai ūdenī. Lai nodrošinātu, ka šīs darbības neietekmēs jūsu traumu, lūdziet medicīnisku padomu.

Kā uzlikt Bloccs® aizsargu

Tā kā jūsu Bloccs® aizsargs ir izgatavots no dabiskā kaučuka lateksa, jums jānoņem asas rotaslietas un jāuzmanās, lai nesadurtu aizsargu ar nagiem. Pārklājiet neapstrādātas malas ar lenti vai staipīgu pārsēju.

Pirms lietošanas paberzējiet savilkumu ar rokām un nedaudz to pastiepiet. Lai pārbaudītu, kā savilkums piegul, izmēģiniet aizsargu uz rokas vai kājas bez ģipša pārsēja. Ja, izmēģinot savilkumu, tas šķiet pārāk ciešs vai pārāk vaļīgs, lūdzu, izvēlieties cita izmēra aizsargu.

Gludajam, pieguļošajam, ūdensnecaurlaidīgajam savilkumam vajadzētu viegli izstiepiets virs pārsēja.

Izpildiet mūsu piecus vienkāršos norādījumus, kas iekļauti šajā instrukcijā, lai uzvilktu Bloccs® rokas/kājas un elkoņa/ceļa aizsargus.

Bloccs® aizsarga izmantošana

Bloccs® aizsargs ir paredzēts, lai saglabātu pārsēju sausu, kamēr tas ir pakļauts ūdens iedarbībai vai iegremdēts tajā. Bloccs® aizsargi izmanto tāda paša veida savilkumu, kāds tiek izmantots hidrotērpos.

Pirms ieiešanas ūdenī izvadiet visu gaisu no Bloccs® aizsarga, spiežot aizsargu uz augšu pretīm savilkumam,

lai izspiestu visu gaisu. To var izdarīt arī, pakāpeniski nolaižot roku vai kāju ūdenī tā, lai ūdens spiediens izspiež gaisu līdz aizsarga augšdaļai.

Pirms iegremdēšanas uzmanīgi pavelciet savilkumu prom no ādas, lai izspiestu gaisu un nodrošinātu, ka aizsargā neieklūst ūdens.

Aizsargs jāuzliek tieši pirms ieiešanas ūdenī un jānoņem, tiklīdz no tā izkāpjat.

Jūs uzņematies risku, dodoties ūdenī. Jums nevajadzētu lēkt vai nirt baseinā. Aizsargi nav paredzēti niršanai, snorkelēšanai vai citiem ūdens sporta veidiem.

Mēs iesakām lietošanas laikā regulāri pārbaudīt Bloccs® aizsargu, lai pārliecinātos, ka savilkums joprojām ir ūdensnecaurlaidīgs un ērts.

Aizsargu var valkāt līdz 30 minūtēm, pieņemot, ka tas joprojām ir ērti valkājams, nav pārāk pieguļošs un tiek regulāri pārbaudīts. Aizsarga nēsāšana ilgāk par 30 minūtēm var izraisīt gaisa nosprostošanos, kas rada svišanu un diskomfortu.

BASEINĀ VAI JŪRĀ BĒRNI VIENMĒR JĀUZRAUGA.

Kā noņemt aizsargu

Lai noņemtu Bloccs® aizsargu, uzmanīgi pavelciet to virs pārsēja vai ģipša pārsēja uz rokas vai kājas. Jārūpējas, lai savilkumu nebojātu nagi vai rotaslietas.

Bloccs® aizsargu kopšana

Bloccs® aizsargs ir pakļauts nodilumam, bet tam jābūt piemērotam lietošanai aptuveni 4 nedēļas.

Pirms katras lietošanas reizes aizsargs jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tam nav bojājumu vai nodiluma pazīmju.

Ja aizsargs ir nolietojies vai jebkādā veidā bojāts, jāiegādājas cits.

Aizsargi jāuzglabā temperatūrā, kas zemāka par 26 °C (78,8 °F), un tos nedrīkst glabāt sildītāju tuvumā. Lielā aukstumā aizsargs var kļūt stingrs; tas mainīsies un, atkal uzsilstot, tas atgūs parasto formu.

Jāizvairās no mitriem uzglabāšanas apstākļiem. Izvairieties ilgstoši pakļaut aizsargu gaismas ietekmei, īpaši tiešos saules staros un mākslīgā apgaismojumā ar augstu UV līmeni.

Bloccs® aizsargu var mazgāt siltā ūdenī, un pēc tam tas ir rūpīgi jāžāvē no iekšpuses un ārpusēs. Viegli notīrot iekšpusi ar talku, Bloccs® aizsargu varēs vieglāk uzvilkt. Nežāvējiet aizsargu žāvētājā vai uz radiatora.

Izvairieties no saskares ar varu, vara saturošiem sakausējumiem, šķīdinātājiem, eļļām un smērvielām, jo tās var sabojāt Bloccs® aizsargu.

Izvairieties no atklātas liesmas, jo tā var izraisīt smagus miesas bojājumus un pat nāvi.

Ja jums ir kādi jautājumi par savu Bloccs® aizsargu, lūdz, apmeklējiet: www.bloccs.com vai nosūtiet e-pastu: info@bloccs.com

Šīs rokasgrāmatas kopija, mūsu izmēru tabula un Bloccs® garantija ir pieejama mūsu vietnē www.bloccs.com

Bloccs® patur tiesības veikt izmaiņas rokasgrāmatā, ja uzskata to par vajadzīgu. Kā patērētājs jūs esat atbildīgs par to, lai pārbaudītu rokasgrāmatas tiešsaistes versiju un to, vai tajā nav izmaiņu.

BRĪDINĀJUMS: Bloccs® var kļūt slidens, kad tas ir slapjš. Izmantojiet neslidošu paklājīņu dušā vai vannā, un, izkāpjot ārā, izmantojiet citu neslidošu paklājīņu vai dvieļi. Valkājot Bloccs® aizsargu, jums nevajadzētu staigāt pa baseina malu un īpaši uzmanīties, izmantojot peldbaseina pakāpienus, jo tie var būt slideni. Cieši turieties pie margas.

BRĪDINĀJUMS: Bloccs® aizsargi nav rotālietas. Lai izvairītos no nosmakšanas draudiem, glabājiet produktu un tā iepakojumu bērniem un zīdaiņiem nepieejamā vietā.

BRĪDINĀJUMS: Dabiskā kaučuka latekss var izraisīt alerģisku reakciju. Ja jūs ārstējaties medicīnas iestādē, pirms aizsarga lietošanas lūdziet medicīnas pakalpojumu sniedzēja apstiprinājumu. NELIETOJIET, JA JUMS IR ALERĢIJA PRET LATEKSU.

BRĪDINĀJUMS: Īpaša piesardzība jāievēro, kad iegremdējat kāju ģipša pārsējus ūdenī, jo tie var būt smagi un ierobežot kustības. Jums nevajadzētu mēģināt peldēt ar ģipša pārsēju uz kājas.

BRĪDINĀJUMS: Jāievēro piesardzība, lietojot PICC vai IV līnijas.


Nav iespējams brīdināt par visām iespējamām briesmām, kas saistītas ar šī produkta lietošanu. Tāpēc patērētājiem, lietojot Bloccs® aizsargu, ieteicams paļauļoties uz veselo saprātu un spriestspēju.

Par jebkuru nopietnu incidentu saistībā ar precī ziņojiet ražotājam un atbildīgajai iestādei valstī, kurā produkts tika iegādāts.

BLOCCS®

KĀ UZVILKT ROKAS VAI KĀJAS BLOCCS®

Aizsargs jālieto saskaņā ar visiem kopšanas un lietošanas norādījumiem. Lūdzu, apmeklējiet www.bloccs.com, lai noskatītos mūsu demonstrācijas video un apskatītu biežāk uzdotos jautājumus.



Izņemiet aizsargu no iepakojuma un atlokiet. Noņemiet asus gredzenus utt.



Pirms lietošanas paberzējiet savilkumu ar rokām un nedaudz to pastiepiet.



No atvērta gala salokiet aizsargu līdz pusei.



Lai pārbaudītu, kā savilkums pieguļ, vispirms izmēģiniet aizsargu uz rokas vai kājas bez ģipša pārsēja vai cita pārsēja.

Ielieciet roku vai kāju atvērtajā galā, lai pēda vai plauksta būtu aizsarga galā.



Rullējiet aizsargu atpakaļ uz augšu pa roku vai kāju, līdz tas pieguļ ādai. Ja, izmēģinot savilkumu, tas ir pārāk pieguļošs vai pārāk vaļīgs, izvēlieties cita izmēra aizsargu.


Izlaidiet nedaudz gaisa, lai izvairītos no tā, ka tas peld.

BLOCCS®

KĀ UZVILKT ELKOŅĀ VAI CEĻĀ BLOCCS®

Aizsargs jālieto saskaņā ar visiem kopšanas un lietošanas norādījumiem. Lūdzu, apmeklējiet www.bloccs.com, lai noskatītos mūsu demonstrācijas video un apskatītu biežāk uzdotos jautājumus.

1



Izņemiet aizsargu no iepakojuma un atlokiel. Noņemiet asus gredzenus utt.


Aizsargam ir divi gali; platāks gals, kas piemērots bicepsam vai augšstilbam (B), un mazāks gals, kas piemērots plaukstu locītavai vai ikrām (C).

2



Pirms lietošanas paberzējiet savilkumus ar rokām un nedaudz pastiepiet.

3



Lai aizsargu viegli uzvilktu, paņemiet B galu un apvēršiet pusi aizsarga no iekšpuses uz ārpusi, lai tas pēc tam būtu tieši virs C gala.


4



Lai pārbaudītu, kā savilkums pieguļ, vispirms izmēģiniet aizsargu uz rokas vai kājas bez ģipša pārsēja vai cita pārsēja.

Lēnām spiediet roku vai kāju caur B un tad C galu. Pēc tam uzmanīgi uzrullējiet B galu, līdz tas vienmērīgi pieguļ rocai vai augšstilbam.

5



Visai pārsienamajai zonai jābūt nosegtai, un ap roku vai kāju abos aizsarga galos jābūt gludam, pieguļošam un ūdensnecaurīdīgam savilkumam. Ja, to izmēģinot, savilkums ir pārāk pieguļošs vai pārāk vaļīgs, izvēlieties cita izmēra aizsargu.

Izlaidiet nedaudz gaisa, lai izvairītos no tā, ka tas peld.

BLOCCS®

SYMBOL GLOSSARY

	Ražotājs
	CE atbilstības zīme
	Apvienotā Karaliste Novērtēta atbilstība
	Medicīniskā ierīce
	Ierīces unikālais identifikators
	Ieriču daudzums
	Partijas kods
	Izgatavošanas datums
	Izplatītājs
	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā
	Šveices pilnvarotais pārstāvis
	Importētājs
	UZMANĪBU
	Satur dabiskā kaučuka lateksu
	Slidena virsma
	Nosmakšanas risks
	Sargāt no saules stariem
	Uzglabāt temperatūrā no 5 līdz 26 °C (41–78 °F)
	Viens pacients — daudzkārtēja lietošana
	Nesterils
	Skatiet lietošanas instrukciju
	Pārstrādājams iepakojums
	Neuzglabāt atklātas liesmas tuvumā