

BLOCCS®



VATTENTÄTA SKYDD för gips och förband



SKÖTSEL- OCH ANVÄNDNINGSGUIDE

SV Bloccs® vattentäta skydd är speciellt utformade för att skydda gips, förband eller bandage så att bäraren kan bada eller duscha som vanligt. Detta helt vattentäta skydd kan bäras under vattnet och kan användas på stranden eller i en simbassäng.

⚠️ WARNING: Naturgummilatex kan orsaka en allergisk reaktion. Om du får medicinsk vård ska du be om läkarens godkännande innan du använder skyddet. ANVÄND INTE OM DU ÄR ALLERGISK MOT LATEX.



**Precision Dippings
Manufacturing Ltd**
Unit J, Lawrence Drive
Stover Trading Estate, Yate,
Bristol, BS37 5PG
UK



Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030, Brussels
Belgium



Obelis SWISS GmbH
Ruessenstrasse 12
6340 Baar/ZG
Switzerland

Tillverkad i Storbritannien

Alla produkter tillverkas i enlighet med den nuvarande godkända standarden ISO 9001 Quality Management System.

©Bloccs® 2023



Bloccs®

Precision Dippings
Manufacturing Ltd, Unit J,
Lawrence Drive, Stover Trading
Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, UK
Telefon: +44 (0) 1454 318197
E-post: info@bloccs.com
www.bloccs.com



Reproduktion, kopiering, härledda verk, distribution eller offentlig visning av denna manual är endast tillåtet med ett skriftligt förhandsgodkännande från Bloccs®.

SKÖTSEL OCH ANVÄNDNING AV DITT **BLOCCS**[®]-SKYDD

Tack för att du väljer Bloccs[®]. Läs följande instruktioner noga innan du använder ditt Bloccs[®]-skydd eller övervakar ett barn med ett skydd. Detta säkerställer att skyddet används på ett säkert sätt och att den vattentäta förslutningen fungerar.

Beslutet att använda Bloccs[®]-skydd när du badar, duschar eller använder det för någon annan vattenbaserad aktivitet tas på egen risk. Du bör söka råd från läkare för att säkerställa att aktiviteten inte påverkar skadan.

Så här sätter du på dig Bloccs[®]-skyddet

Eftersom ditt Bloccs[®]-skydd är tillverkat av naturgummilatex bör du ta bort eventuella vassa smycken och se till att du inte punkterar skyddet med naglarna. Täck ojämna kanter med tejp eller ett elastiskt bandage.

Gnugga förslutningen med händerna före användning och sträck den en aning. Prova skyddet på armen eller benet som inte har ett förband för att kontrollera hur förslutningen passar. Välj ett annat skydd om förslutningen sitter för hårt eller för löst när du prövar det.

Den släta och vattentäta förslutningen bör lätt kunna dras över ett förband.

Följ våra enkla guider i fem steg som finns i denna broschyr för att lättare kunna sätta på Bloccs[®]-skydden för armar/ben och armbågar/knän.

Så här använder du Bloccs[®]-skyddet

Bloccs[®]-skyddet är avsett att hålla ett förband torrt när det utsätts för eller sänks ned i vatten. Bloccs[®]-skydden använder samma typ av förslutning som finns på torrdräcker.

Ta bort all luft från Bloccs[®]-skyddet innan du utsätter det för vatten genom att massera skyddet uppåt mot förslutningen, och därmed släppa ut eventuell instängd luft. Detta kan också göras genom att gradvis sänka ned armen eller benet i vattnet så att vattentrycket tvingar luften högst upp i skyddet.

Dra försiktigt bort förslutningen från huden för att få bort luften innan du utsätter skyddet för vatten, vilket säkerställer att inget vatten kommer in i skyddet.

Skyddet bör sättas på precis innan du badar, och tas bort så fort du har badat klart.

Beslutet att använda skyddet i vatten tas på egen risk. Du bör inte hoppa eller dyka i en bassäng. Skydden har inte utformats för dykning, snorkling eller andra vattensporter.

Vi rekommenderar att Bloccs[®]-skyddet kontrolleras regelbundet under användningen för att säkerställa att förslutningen förblir vattentät och fortfarande är bekväm.

Skyddet kan bäras i upp till 30 minuter – förutsatt att det fortfarande är bekvämt att bära, inte sitter för hårt och kontrolleras regelbundet. Om du bär skyddet i mer än 30 minuter kan det leda till instängd luft som orsakar svett och obehag.

BARN MÅSTE ALLTID ÖVERVAKAS NÄR DE ÄR I EN BASSÄNG ELLER I HAVET

Så här tar du av dig skyddet

För att ta bort Bloccs®-skyddet skjuter du det försiktigt över förbandet eller gipset på armen eller benet. Var försiktig så att förslutningarna inte skadas av naglar eller smycken.

Skötsel av Bloccs®-skydden

Bloccs®-skyddet slits efter hand, men bör hålla under cirka 4 veckors normal användning.

Skyddet måste kontrolleras före varje användning för att säkerställa att det inte finns några tecken på skador eller slitage.

Om skyddet har försämrats eller skadats på något sätt bör du köpa ett nytt.

Skydden bör förvaras vid temperaturer under 26°C (78,8 F) och inte i närheten av värmekällor. I extrem kyla kan skyddet bli stelt. Detta är inte permanent och efter uppvärmning blir det normalt igen.

Förvaring i fuktiga miljöer bör undvikas. Undvik att utsätta skyddet för ljus under en längre tid, särskilt direkt solljus och konstgjort ljus med höga UV-nivåer.

Bloccs®-skyddet kan tvättas i varmt vatten och bör sedan torkas försiktigt på både in- och utsidan. Om lite talk används på insidan blir det lättare att ta på sig Bloccs®-skyddet. Torktumla inte skyddet, och torka det inte på ett element.

Undvik kontakt med koppar, legeringar som innehåller koppar, lösningsmedel samt oljor och fett eftersom detta kan skada Bloccs®-skyddet.

Ha inte skyddet nära öppen eld eftersom detta kan leda till allvarliga kroppsskador och till och med dödsfall.

Om du har några frågor om Bloccs®-skydden får du gärna besöka www.bloccs.com eller skicka e-post till info@bloccs.com

Denna manual, vår storlekstabell och Bloccs® garantier finns på vår webbplats www.bloccs.com

Bloccs® förbehåller sig rätten att ändra manualen så som vi anser lämpligt. Som konsument är det ditt ansvar att kontrollera onlineversionen av manualen för att bli medveten om eventuella ändringar.

WARNING: Bloccs®-skydd kan bli hala när de är våta. Använd en halkskyddande matta i duschen eller badkaret, och ha en annan halkskyddande matta eller handduk på plats utanför duschen eller badkaret. Du bör inte gå runt bassängkanter när du använder ett Bloccs®-skydd, och var extra försiktig när du använder en bassängstege eftersom de kan vara hala. Håll hårt i ledstången.

WARNING: Bloccs®-skydden är inga leksaker. Förvara produkten och förpackningen utom räckhåll för barn och spädbarn för att undvika kvävningsrisk.

WARNING: Naturgummilatex kan orsaka en allergisk reaktion. Om du får medicinsk vård ska du be om läkarens godkännande innan du använder skyddet. ANVÄND INTE OM DU ÄR ALLERGISK MOT LATEX.

WARNING: Extra försiktighet bör iaktas när du har gipsade ben i vatten eftersom de kan vara tunga och begränsa rörligheten. Försök inte att simma med ett gipsat ben.

WARNING: Försiktighet bör iaktas med PICC- eller IV-katetrar.


Det är inte möjligt att varna om alla möjliga risker relaterade till användningen av denna produkt. Konsumenter rekommenderas därför att använda sunt förnuft och gott omdöme när de använder ett Bloccs®-skydd.

Alla allvarliga incidenter som inträffat i samband med användning av enheten ska rapporteras till tillverkaren och berörd myndighet i det land där den köptes.

BLOCCS®

SÅ HÄR SÄTTER DU PÅ DIG ETT BLOCCS® - SKYDD PÅ ARMEN ELLER BENET UTAN HJÄLP


Skyddet ska användas i
enlighet med alla skötsel- och
användningsinstruktioner.
Besök www.bloccs.com för att
se vår demonstrationsvideo
och få svar på vanliga frågor.



Ta ut skyddet ur
förpackningen och vik ut
det. Ta av dig eventuella
vassa ringar etc.



Gnugga förslutningen
med händerna före
användning och sträck
den en aning.



Dra tillbaka skyddet
halvvägs från den
öppna änden.



Prova skyddet på armen
eller benet som inte är
gipsat eller har ett
förband för att
kontrollera hur
förslutningen passar.

Sätt in armen eller benet i
den öppna änden så att
foten eller handen är
i slutet av skyddet.




Rulla tillbaka skyddet på
armen eller benet tills
förslutningen är platt mot
huden. Välj ett annat skydd
om förslutningen sitter för
hårt eller för löst när du
prövar det.

Släpp ut lite luft för att
undvika att skyddet flyter.

BLOCCS®

SÅ HÄR SÄTTER DU PÅ DIG ETT BLOCCS®- SKYDD PÅ ARMBÅGEN ELLER KNÄET UTAN HJÄLP

Skyddet ska användas i
enlighet med alla skötsel- och
användningsinstruktioner.
Besök www.bloccs.com för att
se vår demonstrationsvideo
och få svar på vanliga frågor.




Ta ut skyddet ur
förpackningen och vik
ut det. Ta av dig eventuella
vassa ringar etc.


Skyddet har två ändar – en
bredare ände för att täta
runt bicepsen eller låret (B)
och en mindre ände för
att täta runt handleden
eller vaden (C).



Gnugga förslutningarna
med händerna före
användning och sträck
dem en aning.




För att enkelt sätta på
skyddet tar du ände
B och vrider hälften av
skyddet in och ut så att
det är strax ovanför ände C.



Prova skyddet på armen
eller benet som inte är
gipsat eller har ett förband
för att kontrollera hur
förslutningen passar.

Tryck långsamt antingen
handen eller foten genom
båda ändarna B och sedan C.

Rulla sedan försiktigt upp
ände B tills den smidigt
försluter armen eller låret.


























Hela förbandet ska täckas
och en slät, vattentät
förslutning ska bildas runt
armen eller benet i båda
ändarna av skyddet. Välj
ett annat skydd om
förslutningen sitter för
hårt eller för löst när du
prövar det.

Släpp ut lite luft för att
undvika att skyddet flyter.

BLOCCS®

SYMBOLLISTA

	Tillverkare
	CE-märkning för överensstämmelse
	Bedömning av överensstämmelse i Storbritannien
	Medicinsk utrustning
	Unik enhetsidentifierare
	Antal enheter
	Batchkod
	Tillverkningsdatum
	Distributör
	Auktoriserad representant i Europeiska unionen
	Schweizisk auktoriserad representant
	Importör
	VARNING
	Innehåller naturgummilatex
	Hal yta
	Risk för kvävning
	Håll borta från solljus
	Förvara i 5–26 °C (41–78 °F)
	En patient – kan användas flera gånger
	Icke-steril
	Se bruksanvisningen
	Återvinningsbar förpackning
	Undvik öppen eld