


GEBRAUCHSANWEISUNG

WeVida® Move

Multifunktionaler Transferstuhl
mit elektrischer Hebevorrichtung

REF: 4214093748
UDI: 697415392



EN ISO 14971: 2019
EN ISO 15223-1: 2021
EN ISO 20417:2021
EN ISO 10993-1: 2020
EN ISO 10993-5: 2009
EN ISO 10993-10: 2013
EN 60601-1-2:2015+A1:2020
EN 60601-1:2006+A1:2013
EN 12182: 2012





Für Demo- und
Montagevideos
bitte scannen:



▶ WATCH NOW

MONTAGEANLEITUNG



1	Basis-Set
2	Rohrstützen-Set
3	Sitzlehne L
4	Sitzlehne R
5	Akku
6	Bettpfanne
7	Bettpfannenhalter L
8	Bettpfannenhalter R
9	Schrauben
10	Unterlegscheiben
11	Hutmuttern

1. Nutzen Sie die vier Schrauben (9), um das Basis-Set (1) mit dem Rohrstützen-Set (2) zu verbinden. Nutzen Sie hier einen Innensechskant Schraubenschlüssel. 2. Nun können Sie den Akku (5) an der vorgesehenen Stelle rechts am Rohrstützen-Set anbringen und die beiden Stecker verbinden. 3. Nehmen Sie nun zwei Hutmuttern (11) und befestigen Sie mit einem Innensechskant die linke Sitzlehne (3) an der linken Seite des Rohrstützen-Sets. Wiederholen Sie den Vorgang mit der rechten Seite. 4. Nun können Sie die Bettpfannenhalter (7+8) unter der Sitzfläche einhaken. Achten Sie dabei darauf, dass sie gänzlich einhaken. 5. Es lässt sich die Bettpfanne (6) nun einfach einschieben. 6. Überprüfen Sie, ob alle bereits montieren Schrauben fest angezogen sind.

+49 521 759 837 0 | Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
info@wecareplus.de

BEDIENUNGSANLEITUNG

TRANSFER VON DER SITZFLÄCHE IN DEN STUHL

1. Öffnen Sie zuerst die Sicherheitsschnalle (1) an der Rückenlehne, indem Sie beide Kontakte zusammendrücken und betätigen Sie den kleinen Hebel (2) nach oben, um die Rückenlehne zu öffnen.

2. Klappen Sie die beiden Flügel (3) so weit wie möglich auseinander (max. 180 Grad) und platzieren Sie den Stuhl geöffnet vor dem auf der Bettkante oder Sofa sitzenden Patienten. So dass beide Flügel beim Verschließen auf dem Bett aufliegen.

3. Justieren Sie den Stuhl mithilfe der beiden Schalter am Akku (4) nun in die passende Höhe, so dass beide Flügel (3) auf der Matratze aufliegen.

4. Betätigen Sie die Feststellbremsen (5), indem Sie die Fußpedale mit dem Fuß nach unten drücken.

5. Wenn möglich, bitten Sie den Patienten, beide Hände an die Stange (6) zu legen und sich etwas hochzuziehen.

6. Schieben Sie daraufhin beide Flügel (3) vorsichtig unter das Gesäß des Patienten. Wenn notwendig, bitten Sie oder helfen Sie dabei, den Patienten sein Gewicht zu verlagern, um den Vorgang zu erleichtern.

7. Wenn Sie die beiden Flügel (3) zusammenschieben, schließt der Hebel (2) automatisch mit einem Klicken. Bitte überprüfen Sie, dass der Stuhl korrekt verschlossen ist und schließen Sie zusätzlich die Sicherheitsschnalle (1).

8. Betätigen Sie nun die Schalter am Akku (4), um den Stuhl zu heben. Lösen Sie die Feststellbremsen (5), indem Sie auf die jeweils oberen Fußpedale drücken. Sie können den Patienten nun im Transferstuhl zur Toilette, Dusche usw. transportieren. Dabei können Sie den Patienten frontal nach hinten oder mithilfe der Griffe an der Rückenlehne (7) nach vorne schieben.

TRANSFER VOM STUHL AUF DIE SITZFLÄCHE

1. Fahren Sie den WeVida®Move über das Bett oder die Couch und positionieren Sie ihn so, dass beim Absenken beide Sitzflächen vollständig aufliegen.


2. Betätigen Sie die Feststellbremsen (5), indem Sie die Fußpedale nach unten drücken.

3. Betätigen Sie nun die Schalter am Akku (4), um den Stuhl zu senken. Senken Sie den WeVida®Move bis auf das Bett/Couch ab. Beachten Sie, dass die Sitzfläche vom WeVida®Move komplett auf dem Bett der Couch aufliegen.

4. Bitten Sie den Patienten, beide Hände an die Stange (6) zu legen und sich etwas hochzuziehen.

5. Öffnen Sie die Sicherheitsschnalle (1) an der Rückenlehne, indem Sie beide Kontakte zusammendrücken und den kleinen Hebel (2) nach oben betätigen, um die Rückenlehne zu öffnen.

6. Öffnen Sie vorsichtig beide Flügel (3) um 180 Grad.



Wenn notwendig bitten Sie oder helfen Sie dem Patienten dabei, sein Gewicht zu verlagern, um den Vorgang zu erleichtern.

7. Wenn der Patient sicher auf dem Bett oder der Couch sitzt, lösen Sie die Feststellbremsen (5), indem Sie auf die jeweils oberen Fußpedale drücken. Fahren Sie den WeVida®Move zurück.

8. Helfen Sie dem Patienten sich sicher hinzusetzen oder hinzulegen.

9. Bei Bedarf reinigen und desinfizieren Sie den WeVida®Move gemäß den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung.

AKKUSLADEVORGANG UND -WECHSEL

1. Stellen Sie sicher, dass der Stuhl während des Entfernens des Akkus nicht in Benutzung ist. Vermeiden Sie eine Tiefentladung des Akkus.

2. Lösen Sie die Steckverbindung zwischen Akku und WeVida® Move. Ziehen Sie den Akku nach oben, um ihn vom Stuhl zu lösen.

3. Verbinden Sie das mitgelieferte Ladekabel mit dem Ladestecker des Akkus. Achten Sie darauf, den Akku am Ladestecker anzuschließen, der durch eine schwarze Kappe verschlossen ist. Vermeiden Sie das Anschließen am Entladestecker (weißes Kabel), da dies zu Schäden führen kann und die Garantie erlischt.

4. Schließen Sie das Ladekabel an eine Stromquelle an. Laden Sie den Akku vollständig auf (ca. 3-4 Std.).

5. Nach dem Aufladen ziehen Sie den Stecker aus der Stromquelle und lösen Sie die Verbindung zwischen Kabel und Akku.

6. Befestigen Sie den Akku an der dafür vorgesehenen Stelle am rechten Rohrstützen-Set und verbinden Sie die beiden Stecker miteinander.

1. LEISTUNG DES PRODUKTS

Die Leistungsindikatoren des elektrischen Aufzugs entsprechen den technischen Anforderungen an das Produkt „elektrischer Lifter“:

1.1 Sicherheits- und Leistungsanforderungen:

- 1) Der elektrische Lifter sollte in der Lage sein, eine Person mit einer Masse von 130 kg zu heben, ohne die Masse der Körperstützeinheit.
- 2) Der elektrische Lifter sollte die Anforderungen an die elektrische Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit gemäß IEC60601-1 und IEC 60601-1-2 erfüllen.
- 3) Alle Steuerungen sollten mit einer Stopp-Funktion ausgestattet sein.
- 4) Alle belasteten Befestigungselemente sollten selbstsichernd sein oder es sollte eine Verriegelungsvorrichtung installiert sein, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- 5) Alle zugänglichen Kanten, Ecken und Oberflächen müssen glatt und ohne Grate oder scharfe Kanten sein. Hervorstehenden Teile müssen vermieden werden, oder es sollten angemessene Schutzvorrichtungen installiert werden, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- 6) Der Zusammenbau des elektrischen Lifters beeinträchtigt seine Sicherheit nicht.
- 7) Die Konstruktion des elektrischen Lifters sollte den Angaben des Herstellers entsprechen. Der Anwendungsbereich sollte auf den Transfer von Personen mit funktionellen Einschränkungen ausgerichtet sein, und er sollte von einer Person bedient werden können. Andernfalls sollte dies in der Gebrauchsanweisung erläutert werden.
- 8) Der elektrische Lifter darf keine Öffnungen für die Ansammlung von Flüssigkeiten haben, es sei denn, er ist speziell dafür ausgelegt.
- 9) Wenn der elektrische Lifter die maximale Last ausübt, sollte der zentrale Aufhängungspunkt einen Bremsweg von nicht mehr als 50 mm haben.

1.2 Abmessungen: Die Grundabmessungen des elektrischen Lifters sollten den Vorschriften in GB/T20404-2014 entsprechen, und die zulässige Grenzabweichung beträgt ±10mm.

1.3 Bedienungskraft (Drehmoment): Für den Lift, der mit Fingern, Händen oder Füßen bedient wird, sollte die Betätigungskraft die folgenden Grenzwerte nicht überschreiten: Fingerbetätigung, 5N; Handbetätigung, 105N; Fußbetätigung, 300N; Drehbetätigung,1,9N m.

1.4 Hebe- und Senkgeschwindigkeit (Geschwindigkeit): Unter Ladebedingungen sollte die Hebe- und Senkgeschwindigkeit nicht 0,15m/s nicht überschreiten. Im unbelasteten Zustand sollte die Hebe- bzw. Senkgeschwindigkeit 0,25m/s nicht überschreiten.

1.5 Mechanische Festigkeit: Die mechanische Festigkeit des elektrischen Aufzugs sollte den Vorschriften in GB/T20404-2014 entsprechen.

1.6 Dauerhaftigkeitsanforderungen: Nach dem in GB/T20404-2014 spezifizierten Dauerhaftigkeitstest sollte der elektrische Lifter unter maximaler Last und ohne Last normal funktionieren, und es sollte keine dauerhafte Verformung auftreten, die seine Funktion beeinträchtigt.

1.7 Anforderungen an die statische Stabilität: Nach der spezifizierten statischen Stabilitätsprüfung sollte der elektrische Lifter nicht das Gleichgewicht im Leerlauf und bei maximaler Last verlieren.

2. DIE HAUPTSTRUKTUR

Die Hauptstruktur besteht aus Halterungen, Laufrollen, Standbeinen, Auslegern, Steuerungskomponenten und Armlehne. Aktive Produkte enthalten Batteriekomponenten.

3. ANWENDUNGSBEREICH

3.1 Der elektrische Lifter wird für den Transport und die Bewegung von Personen mit eingeschränkter Mobilität in medizinischen Einrichtungen und privaten Haushalten verwendet.

3.2 Der elektrische Lifter ist für Personen mit Mobilitätseinschränkungen aufgrund von Muskelschwäche, Gelenkerkrankungen wie Arthritis, neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall, Parkinson-Krankheit oder Multipler Sklerose geeignet. Zudem unterstützt er nach Operationen und in der ostoperativen Phase oder bei allgemeiner Schwäche im Alter.

4. VORSICHTSMASSNAHMEN, WARNUNGEN UND HINWEISE

4.1 Die Teile des elektrischen Lifters, wie das Rückenlehnenpolster, die Sitzplatte und das Armlehnenpolster, sollten von Feuer und Wärmequellen ferngehalten werden.

4.2 Durch den langfristigen, ununterbrochenen Betrieb des Motors werden der Motor, die Steuerung und der Akku heiß. Berühren Sie in dieser Zeit nicht die Unterseite des Motors und des Steuergeräts, um Verbrennungen zu vermeiden.

4.3 Es ist verboten, die elektrischen Komponenten des elektrischen Lifts kurzzuschließen.

4.4 Während des Gebrauchs des Patienten sollte das Gerät regelmäßig gereinigt werden. Nach der Verwendung bei infizierter Patienten sollte die Reinigung und Desinfektion unmittelbar geschehen.

4.5 Stellen Sie den elektrischen Lifter vor der Benutzung auf eine für den

Patienten geeignete Höhe ein.

4.6 Prüfen Sie vor der Benutzung, ob die Rollen des elektrischen Lifters fest und stabil sind. Wenn sie abgenutzt sind, sollten sie rechtzeitig ausgetauscht werden, und besondere Vorsicht ist geboten, wenn der Lifter auf einer abschüssigen Straße benutzt wird.

4.7 Der elektrische Lifter ist ein Hilfsmittel für den Transport und die Beförderung von Patienten in medizinischen Einrichtungen und der privaten Anwendung. Bitte verwenden Sie ihn nur als Hilfsmittel und nicht als Trageobjekt.

4.8 Das Gewicht der transportierten Patienten sollte 130 kg nicht überschreiten.

4.9 Achten Sie darauf, dass Ihre Füße oder die Füße des Patienten nicht unter die beweglichen Teile des Geräts gelangen, um Quetschungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer auf einer stabilen und ebenen Fläche betrieben wird, um ein Umkippen zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung der beweglichen Teile, um ein Einklemmen von Händen oder Fingern zu vermeiden. Halten Sie den Bereich um das Gerät frei von Hindernissen, um Stolpergefahren zu vermeiden.

5. PRODUKTWARTUNG UND WARTUNGSMETHODEN

5.1 Vor der Verwendung des neu gekauften elektrischen Lifters sollten die folgenden Inspektionsarbeiten durchgeführt werden: ob die Verbindungen der verschiedenen Teile ungewöhnlich locker sind (wie Schrauben, Befestigungselemente usw.), und die losen Teile festziehen. In der vierten Woche nach der Benutzung sollten die oben genannten Inspektionsarbeiten wiederholt werden.

5.2 Prüfen Sie bei der anschließenden Verwendung alle 12 Wochen, ob alle Teile in gutem Zustand sind, und Überprüfen Sie die Befestigungsmuttern der wichtigsten Teile des Rollstuhls, insbesondere der beweglichen Teile wie die Räder. Wenn sie locker sind, müssen sie angezogen werden.

5.3 Überprüfen Sie regelmäßig die Empfindlichkeit der Radbremsen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

6. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN UND -METHODEN

6.1 Bewahren Sie den elektrischen Lift an einem trockenen und belüfteten Ort auf, fern von ätzenden Chemikalien wie Öl, Säure und Lauge und nicht in der Nähe von Wärmequellen oder korrosiven Gasen.

6.2 Während des Transports sollte er vor Feuchtigkeit, Licht und Wärmequellen geschützt werden.

7. DESINFEKTION UND REINIGUNG

7.1 Vor Beginn der Reinigung und Desinfektion stellen Sie sicher, dass der elektrische Lifter vom Stromnetz und Akku getrennt wurde.

7.2 Entfernen Sie groben Schmutz und Verschüttetes von der Oberfläche des elektrischen Lifters mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste.

7.3 Reinigen Sie den elektrischen Lifter mit einem nassen Tuch oder Schwamm, der mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser angefeuchtet ist. Wischen Sie gründlich über alle Oberflächen des Stuhls, wobei Sie besonders auf Bereiche achten, die häufig berührt werden, wie Armlehnen und Handgriffe.

7.4 Testen Sie das Reinigungs- und Desinfektionsmittel vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle des elektrischen Lifters, um sicherzustellen, dass es die Oberfläche nicht beschädigt oder verfärbt.

7.5 Tragen Sie das geeignete Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen des Herstellers großzügig auf alle Oberflächen des elektrischen Lifters auf, insbesondere auf stark frequentierte Bereiche.

7.6 Lassen Sie das Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen des Herstellers für die empfohlene Einwirkzeit auf den Oberflächen des elektrischen Lifters wirken.

7.7 Verwenden Sie einen sauberen, feuchten Lappen, um überschüssiges Desinfektionsmittel abzuwischen und die Oberflächen gründlich zu reinigen.

7.8 Trocknen Sie den elektrischen Lifter gründlich ab, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.

7.9 Um die Sicherheit und Hygiene zu gewährleisten, muss der elektrische Lifter nach jeder Patientenbenutzung gereinigt und desinfiziert werden. Dies verhindert die Übertragung von Keimen und anderen Krankheitserregern.

7. ENTSORGUNG

7.1 Entsorgen Sie den elektrischen Lifter entsprechend den örtlichen Vorschriften und unter Einhaltung der Umweltvorschriften.

Lithium-Batterie für Schaltung

mit Code C6129

Modell:	18650	Ladezeit:	3-4 Stunden
Batteriespannung:	24V 120W	Kapazität einer Ladung:	160 Bewegungen
Batteriekapazität:	2600mAh	Lebensdauer:	36 Monate
Batterieleistung:	57.72wh	Empf. Ladezyklus:	alle 3-5 Tage

VERWENDUNG UND HANDHABUNG DES AKKUS

1. Vermeiden Sie unsachgemäße Handhabung vor der Verwendung des Akkus, um Ausfall, Hitzeentwicklung, Auslaufen oder andere unerwünschte Reaktionen zu vermeiden.
2. Öffnen, reparieren oder modifizieren Sie den Akku nicht für unsachgemäßen Gebrauch. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und gefährdet die Sicherheit.
3. Achten Sie beim Laden, Entladen und Einsetzen des Akkus darauf, die richtige Polung zu beachten, um Kurzschlüsse, schwerwiegende Schäden oder Gefahren zu vermeiden.
4. Stellen Sie sofort den Gebrauch oder Test des Akkus ein, wenn Sie Hitze, Geruch, Verfärbungen, Verformungen oder andere Anomalien feststellen. Isolieren Sie den Akku und halten Sie ihn fern.
5. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das mitgelieferte und empfohene Netzteil, keine inkompatiblen Ladegeräte, um Beschädigungen und den Garantieverlust zu verhindern. Zum Laden entfernen Sie den Akku vom Transferstuhl.
6. Vermeiden Sie eine vollständige Entladung des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern. Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck und ersetzen Sie ihn rechtzeitig. Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird und vor Reinigung oder Wartung. Entsorgen Sie den Akku entsprechend den örtlichen Vorschriften, nicht im Restmüll.
7. Lassen Sie den Akku nicht für längere Zeit in rauen Umgebungen liegen, wie zum Beispiel bei hohen Temperaturen, in der Nähe von Feuer oder Wasser.
8. Laden Sie den Akku mindestens alle zwei Monate mindestens zwei Stunden lang auf.
9. Nachdem der Akku entleert wurde, ist es wichtig, ihn so schnell wie möglich wieder aufzuladen. Die Häufigkeit des Ladezyklus hängt von der Nutzung ab. Um eine optimale Nutzung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, den Akku alle 3-5 Tage aufzuladen, um sicherzustellen, dass er genügend Energie für den täglichen Gebrauch hat.
10. Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ist es ratsam, ihn vollständig aufzuladen, bis der Adapter grün leuchtet. Bei einer Lagerzeit von mehr als ein bis zwei Monaten sollte der Akku einmal aufgeladen werden, um seine Leistung zu erhalten.

⚠ WARNHINWEISE

1) Anwendung: Um den Stuhl sicher und effektiv zu nutzen, ist eine gründliche Einweisung durch qualifiziertes Fachpersonal erforderlich. Es ist wichtig, dass der Benutzer die Funktionsweise des Stuhls, die Sicherheitsmaßnahmen und die korrekte Anwendung versteht, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
2) Allgemeine Sicherheit: Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Anleitung beschrieben. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.
3) Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle den Spezifikationen des Geräts entspricht. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
4) Positionierung: Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche. Vermeiden Sie den Betrieb in der Nähe von Wasser oder feuchten Bereichen. Dieses Produkt ist kein spezielles Hilfsmittel zum Duschen, bitte übertragen Sie es beim Duschen auf ein spezielles Produkt.
5) Handhabung: Heben Sie das Gerät nicht an beweglichen Teilen an und ziehen Sie es nicht am Kabel.
6) Wartung und Reinigung: Reinigen Sie das Gerät regelmäßig gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch. Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Technikern durchführen. Vor der Reinigung vom Strom trennen. Nur zugelassene Reinigungsmittel verwenden.
7) Zubehör: Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes oder genehmigtes Zubehör. Die Verwendung von nicht genehmigtem Zubehör kann die Garantie ungültig machen und das Gerät beschädigen.
8) Betriebsbedingungen: Betreiben Sie das Gerät nur in den vom Hersteller angegebenen Umgebungsbedingungen. Extreme Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub können das Gerät beschädigen.
9) Störung: Wenn das Gerät nicht wie erwartet funktioniert, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker. Kontaktieren Sie den Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker.
10) Sicherheit Dritter: Stellen Sie sicher, dass Dritte, insbesondere Kinder, das Gerät nicht unsachgemäß verwenden oder damit spielen können.
11) Unbeaufsichtigter Betrieb: Nicht unbeaufsichtigt lassen, während es in Betrieb und angeschlossen ist.
12) Bewegliche Teile: Vermeiden Sie Kontakt mit Händen, Haaren und Kleidung.
13) Gewichtslimit: Empfohlenes Gewichtslimit des Herstellers nicht überschreiten.
14) Zubehör: Nur vom Hersteller genehmigtes Zubehör verwenden.
15) Wartung: Achten Sie vor Gebrauch darauf, ob die Schrauben fest angezogen sind, ansonsten kann es zu dauerhaften Verformungen kommen.
16) Notfall: Bei elektrischen Fehlern, Rauch oder Funken sofort vom Strom trennen und einen Fachmann kontaktieren.

PRODUKTBESCHREIBUNG

WeVida®Move ist ein multifunktionaler Transferstuhl mit elektrischer Hebevorrichtung, der speziell für den sicheren Transfer von Personen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt wurde. Das medizinische Hilfsmittel ermöglicht einen einfachen und sicheren Transfer zwischen Bett und anderen Oberflächen sowie zu Toilette, Dusche oder anderen Bereichen. Es eignet sich sowohl für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen als auch für die häusliche Pflege. Mit einer Hebekapazität von bis zu 130 kg können Patienten sicher angehoben und transportiert werden. Das robuste Design und die hochwertigen Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer des Geräts und reduzieren den Wartungsaufwand. Das Medizinprodukt erfüllt alle relevanten Sicherheitsanforderungen und gewährleistet somit ein hohes Maß an Sicherheit für Patienten und Pflegepersonal. Dank der elektrischen Hebevorrichtung kann der Transfervorgang einfach und komfortabel durchgeführt werden. Dies entlastet das Pflegepersonal und minimiert das Verletzungsrisiko bei manuellen Transfers. Durch die Verwendung von WeVida®Move wird die Arbeitsbelastung des Personals reduziert und die Sicherheit der Patienten verbessert.

















GARANTIEBESTIMMUNGEN

Die WeVida®Move Transferstühle sind auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Zusätzlich gewährt WeCare+ eine 3-jährige Garantie auf jeden Stuhl. Für Kunden, die sich noch mehr Sicherheit wünschen, bieten, gibt es die Option zur Verlängerung auf 5 Jahre gegen einen Aufpreis. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Akku des Stuhls separat behandelt wird und eine Garantie von 2 Jahren hat. Wir empfehlen, die Handhabung des Akkus sorgfältig zu lesen, um die Lebensdauer zu maximieren.

ZUBEHÖR

Der WeVida®Move ist ein vielseitiges Gerät, das durch den Einsatz zusätzlicher Zubehörteile individuell angepasst und verbessert werden kann. Eines dieser Zubehörteile ist das Sitzkissen, das für zusätzlichen Komfort und Unterstützung sorgt.

Für laufende Produktupdates und neues Zubehör, besuchen Sie www.wecareplus.de. Denken Sie daran, nur von WeCare+ genehmigtes Zubehör zu verwenden, um Garantie und Leistung des WeVida®Move zu gewährleisten.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Chargennummer		Artikelnummer
	Warnung		Unsteril
	Medizinprodukt		Herstellungsdatum
	Hersteller		EU-Repräsentant
	CE-Kennzeichnung		Europäische Normen
	Importeur		Produktkennzeichnung
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung		Temperatur bei Lagerung
	Entsorgungsmarkierung für Elektrogeräte		Nicht in der Sonne lagern

WeCare+ GmbH

Detmolder Str. 596-598

33699 Bielefeld

USt-IdNr.: DE331596982

Amtsgericht Bielefeld HRB 44279

www.wecareplus.de