

SILICONE SUPER-ABSORBENT DRESSINGS

INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT DESCRIPTION

Vitále® Silicone Super-Absorbent Dressings are extremely absorbent and provide an ideal moist environment for wound healing. They are soft and conformable to fragile skin and are effective in minimizing pain and discomfort.

Vitále® Silicone Super-Absorbent Dressings are indicated for the treatment of light to heavily exuding wounds, and they assist in protecting the wound, preventing bacterial contamination and skin maceration.

Vitále® Silicone Super-Absorbent Dressings have 3 layers:

1. A soft silicone wound contact layer that is conformable for intimate skin contact. The silicone layer provides flexible adhesion, to the wound & to the border, and has many holes to pass exudates through to the absorbent layer, controlling excess moisture.
2. An absorbent pad made of Super-Absorbent fibers, which is extremely absorbent for highly-exuding wounds and helps provide an ideal moist wound environment.
3. The waterproof yet vapor permeable outer film is gentle and conformable for fragile skin.

Vitále® Silicone Super Absorbent Dressings are sterilized by ethylene oxide and must not be resterilized.

The silicone adhesive covers the entire wound or covers the primary dressing surface, & allows the center of the dressing to gently adhere to the wound or the primary dressing. The border attaches firmly yet gently to the peri-wound tissue, helping prevent breakdown of surrounding tissue. The silicone is elastic & flexible so that the dressing may be gently peeled back for inspection.

INDICATIONS

Vitále® Silicone Super-Absorbent Dressings are for single use only and may be used as:

- A primary dressing in direct contact with the wound bed.
- A secondary (cover) dressing over an appropriate wound filler or other primary dressing.

Can be used for the treatment of the following wounds:



Deep & Superficial



Light to Heavy Exuding

- Pressure Ulcers
- Arterial Ulcers
- Venous Ulcers
- Skin Donor Sites
- Diabetic Ulcers
- Second Degree Burns

Wounds being treated may have light to heavy exudate, and they may be superficial or deep.

SIDE EFFECTS & INTERACTIONS

None have been observed to date.

STORAGE

Vitále® Silicone Super-Absorbent Dressings should be stored in a cool & dry area. The products are sterile unless the package is opened or damaged.

APPLICATION

1. Clean and rinse the wound per the usual protocol. Wound Cleanser Spray helps condition & prepare the wound bed for healing.
2. Using sterile technique, take the dressing out of the package, & remove the center release film exposing the soft silicone layer.
3. Place the dressing on the moist wound, centering & positioning the pad on the wound. The soft silicone contact layer is so flexible that it may be adhered directly to the wound bed.
4. When used as a secondary dressing, apply primary dressing or wound filler to the wound bed per that product's Instructions for Use. Then apply the Vitále® Silicone Dressings by removing the center release film & applying to the center of the wound.
5. Remove the border release film & adhere to peri-wound tissue. Do not stretch the dressing while applying.
6. If the absorbent pad becomes saturated, exudates will leak out the side of the absorbent pad and may be observed in the border. When this occurs, the dressing should be changed.
7. Change dressing as directed, when the absorbent pad is saturated, or at least every 7 days.

Dressings may remain in place for 1-7 days based on wound characteristics and drainage amounts.

PRODUCT LINE

CATALOG NUMBER	DESCRIPTION	SIZE	UNITS/BOX
20234	Vitále® Silicone Super-Absorbent Dressing	3½" x 4" (9 cm x 10 cm)	10
20245	Vitále® Silicone Super-Absorbent Dressing	4¾" x 5½" (12 cm x 14 cm)	10
20267	Vitále® Silicone Super-Absorbent Dressing	6" x 7" (15 cm x 18 cm)	10
20280	Vitále® Silicone Super-Absorbent Dressing	8" x 10" (20 cm x 25 cm)	10
20290	Vitále® Sacral Silicone Super-Absorbent Dressing	7" x 6¾" (18 cm x 17 cm)	5
20292	Vitále® Sacral Silicone Super-Absorbent Dressing	6" x 5¾" (15 cm x 14.5 cm)	10



CELLERA

CINCINNATI, OH

www.CELLERALLC.com



Do not use if package is damaged



Single-Use



Keep Dry



Storage Temperature



Sterilized by exposure to Ethylene Oxide



Do Not Resterilize



Not made with natural rubber latex

CCN: 202xx-IFU-ENG-v1.0-04/17/24

APÓSITOS SÚPER ABSORBENTES DE SILICONA

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále® son extremadamente absorbentes y proporcionan un ambiente húmedo ideal para la cicatrización de heridas. Son suaves y adaptables a la piel frágil, y son eficaces para minimizar el dolor y la incomodidad.

Los Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále® están indicados para el tratamiento de heridas exudativas de ligeras a fuertes, y ayudan a proteger la herida, evitando la contaminación bacteriana y la maceración de la piel.

Los Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále® tienen 3 capas:

Pueden utilizarse para el tratamiento de las siguientes heridas:

- Una capa de silicona blanda de contacto con la herida que es adaptable para el contacto íntimo con la piel. La capa de silicona proporciona adherencia flexible a la herida y a las partes circundantes, y tiene muchos orificios para que puedan traspasar los exudados a través de la capa absorbente, controlando el exceso de humedad.
- Una almohadilla absorbente hecha de fibras Súper Absorbentes, para heridas muy exudativas que ayuda a proporcionar un entorno de humedad ideal a la herida.
- La película exterior impermeable pero permeable al vapor es suave y adaptable a la piel frágil.

Los Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále® están esterilizados con óxido de etileno y no deben ser esterilizados de nuevo.

El adhesivo de silicona cubre toda la herida o cubre la superficie de contacto primario con la herida, y permite que el centro del apósito se adhiera suavemente a ella. El borde se adhiere con firmeza, pero con suavidad al tejido circundante de la herida, ayudando a prevenir la descomposición del tejido adyacente. La silicona es elástica y flexible, de modo que el vendaje se pueda despegar suavemente para la inspección.

INDICACIONES

Los Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále son de un solo uso y pueden utilizarse como:

- Un apósito primario en contacto directo con el lecho de la herida.
- Un apósito secundario (cubierta) sobre un relleno apropiado para heridas u otro apósito primario.

Pueden utilizarse para el tratamiento de las siguientes heridas:



Heridas profundas y superficiales



Heridas exudativas ligeras a fuertes

- Úlcera por presión
- Úlceras arteriales
- Úlceras venosas
- Campos donantes de piel
- Úlceras diabéticas
- Quemaduras de segundo grado

Las heridas tratadas pueden tener exudado ligero a intenso, y pueden ser superficiales o profundas.

EFFECTOS SECUNDARIOS E INTERACCIONES

No se han observado hasta la fecha.

ALMACENAMIENTO

Los Apósitos Súper Absorbentes de Silicona deben almacenarse en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles, a menos que el empaque esté abierto o dañado.

APLICACIÓN

- Limpie y enjuague la herida según el protocolo habitual. El Spray Limpiador de Heridas ayuda a acondicionar y preparar el lecho de la herida para la cicatrización.
- Utilizando la técnica estéril, tome el apósito del paquete, y retire la película de liberación del centro que expone la capa suave de silicona.
- Coloque el apósito sobre la herida húmeda, centrando y posicionando la almohadilla en la herida. La capa de contacto de silicona blanda es tan flexible que puede adherirse directamente al lecho de la herida.
- Cuando se usa como apósito secundario, aplique el apósito primario o el relleno de heridas al lecho de la herida, según las instrucciones de uso de ese producto. Luego aplique los Apósitos de Silicona Vitale retirando la película de liberación del centro y aplicándolos en el centro de la herida.
- Retire la película de liberación del borde y adhiéralo al tejido circundante de la herida. No estire el apósito mientras se aplica.
- Si la almohadilla absorbente se satura, los exudados se filtrarán lateralmente a la almohadilla absorbente y podrán observarse en el borde. Cuando esto ocurre, el apósito debe cambiarse.
- Cambie el vendaje como se indica, cuando la almohadilla absorbente esté saturada, o por lo menos cada 7 días.

Los apósitos pueden permanecer en su lugar durante 1-7 días, según las características de la herida y la cantidad de drenaje.

LINEA DE PRODUCTOS

NUMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES/CAJA
20234	Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále®	3½" x 4" (9 cm x 10 cm)	10
20245	Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále®	4¾" x 5½" (12 cm x 14 cm)	10
20267	Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále®	6" x 7" (15 cm x 18 cm)	10
20280	Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále®	8" x 10" (20 cm x 25 cm)	10
20290	Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Sacra Vitále®	7" x 6¾" (18 cm x 17 cm)	5
20292	Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Sacra Vitále®	6" x 5¾" (15 cm x 14.5 cm)	10



CELLERA

CINCINNATI, OH

www.CELLERALLC.com



No usar si el paquete está dañado



Un solo uso



Mantener seco



Temperatura de almacenamiento



Esterilizado con óxido de etileno



No volver a esterilizar



No fabricado con látex de caucho natural