

CALCIUM ALGINATE DRESSINGS & ROPES

INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT DESCRIPTION

Vitále® STRONG™ Calcium Alginate Dressings and Ropes are very strong, highly absorbent, soft and conformable. They create an ideal wound environment and are indicated for the treatment of moderate to heavily exuding wounds and superficial or deep wounds.

The Vitále® STRONG™ calcium alginate fibers react with wound exudates or blood and form a hydrophilic gel which creates a moist wound environment. Superior absorption extends wear time, and the dressing comes out in one piece at dressing change without disturbing granulating tissue. Vitále® STRONG™ Calcium Alginate Dressings are ideal for draining wounds, as they reduce the risk of maceration to surrounding skin. The flexibility of the dressings & ropes facilitates use in cavity or tunneled wounds.

Vitále® STRONG™ Calcium Alginate Dressings are sterilized by exposure to Gamma Radiation and must not be resterilized.

INDICATIONS

Vitále® STRONG™ Calcium Alginate Dressings and Ropes can be used for management of slightly to heavily exuding wounds which are:



Superficial to Deep

- Pressure Sores
- Arterial Ulcers
- Venous Lower Leg Ulcers



Moderate to Heavy Exuding

- Diabetic Ulcers
- Post-Operative Wounds

CAUTION

- Do not use in cases of known sensitivity to Vitále STRONG Calcium Alginate Dressings or Ropes or any of their components.
- Wounds should be reviewed and appropriately managed, under the direction of a medical practitioner.

CONTRAINDICATIONS

Not indicated for dry wound conditions or for 3rd degree burns.

SIDE EFFECTS & INTERACTIONS

None have been observed to date.

STORAGE

Vitále® STRONG™ Calcium Alginate Dressings and Ropes must be stored in a cool & dry area. The products are sterile unless the package is opened or damaged.

APPLICATION

1. Clean and rinse the wound in the usual manner.
2. (Dressings) Place the Vitále STRONG Calcium Alginate Dressing on the moist wound. If necessary, fold or cut to adjust to wound size.
3. (Ropes) Coil the rope gently into cavity wounds leaving an end or "tail" for easy extraction.
4. Secure dressing with waterproof semi-occlusive cover dressing.
5. Dressing change as directed, when strike through occurs, or at least every 7 days.
6. When changing dressing, remove dressing retention and gently remove gel formed of dressing & exudate. If any portion of dressing is dry, flush with saline to make entire dressing moist before removing.

PRODUCT LINE

CATALOG NUMBER	DESCRIPTION	SIZE	UNITS/BOX
20650	Vitále® STRONG™ Calcium Alginate Rope	3/4" x 12" (2 cm x 30 cm)	5
20652	Vitále® STRONG™ Calcium Alginate Dressing	2" x 2" (5 cm x 5 cm)	10
20654	Vitále® STRONG™ Calcium Alginate Dressing	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	10
20655	Vitále® STRONG™ Calcium Alginate Dressing	4" x 5" (10 cm x 12.5 cm)	10
20656	Vitále® STRONG™ Calcium Alginate Dressing	6" x 6" (15 cm x 15 cm)	5
20658	Vitále® STRONG™ Calcium Alginate Dressing	4" x 8" (10 cm x 20 cm)	5



CELLERA

CINCINNATI, OH

www.CELLERALLC.com



Do not use if package is damaged



Single-Use



Keep Dry



Storage Temperature
40°F - 100°F
5°C - 40°C



Sterilized using Gamma Radiation



Not made with natural rubber latex

APÓSITOS Y CUERDAS DE ALGINATO DE CALCIO

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Apósitos y Cuerdas de Alginato de Calcio Vitále® STRONG™ son muy fuertes, altamente absorbentes, suaves y conformables. Crean un ambiente ideal para heridas y están indicados para el tratamiento de heridas moderadas a muy exudadas y heridas superficiales o profundas.

Las fibras de alginato de calcio de Vitále® STRONG™ reaccionan con exudados de heridas o sangre y forman un gel hidrofílico que crea un ambiente húmedo para las heridas. La absorción superior extiende el tiempo de uso, y el apósito sale de una pieza al cambiar el apósito sin alterar el tejido de granulación. Los Apósitos de Alginato de Calcio de Vitále® STRONG™ son ideales para drenar heridas, ya que reducen el riesgo de maceración en la piel circundante. La flexibilidad de los apósitos y cuerdas facilita su uso en cavidades o heridas tunelizadas.

Los apósitos de alginato de calcio de Vitále® STRONG™ se esterilizan por exposición a la radiación gamma y no se deben volver a esterilizar.

INDICACIONES

Los Apósitos y Cuerdas de Alginato de Calcio de Vitále® STRONG™ se pueden utilizar para el tratamiento de heridas que exudan de leve a abundante:



Superficiales o Profundas

- Úlceras de decúbito
- Úlceras Arteriales
- Úlceras venosas de la parte



Exudado Moderado a Denso

- inferior de la pierna
- Úlceras diabéticas
- Heridas Postoperatorias

PRECAUCIÓN

- No usar en casos de sensibilidad conocida a los Apósitos o Cuerdas de Alginato de Calcio de Vitále® STRONG™ o a cualquiera de sus componentes.
- Las heridas deben revisarse y manejarse adecuadamente, bajo la dirección de un médico.

CONTRAINDICACIONES

No indicado para condiciones de heridas secas o para quemaduras de tercer grado.

EFFECTOS SECUNDARIOS E INTERACCIONES

No se han observado hasta la fecha.

ALMACENAMIENTO

Los Apósitos y Cordones de Alginato de Calcio de Vitále® STRONG™ deben almacenarse en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles a menos que el empaque esté abierto o dañado.

APLICACIÓN

1. Limpie y enjuague la herida de la manera habitual.
2. (Apósitos) Coloque el Apósito de Alginato de Calcio Vitále STRONG sobre la herida húmeda. Si es necesario, doble o corte para ajustar el tamaño de la herida.
3. (Cordones) Enrolle el cordón suavemente en la cavidad de las heridas dejando un extremo o "cola" para una fácil extracción.
4. Asegure el apósito cubriendo con un apósito impermeable semi-oclusivo.
5. Cambio de apósito según las instrucciones, cuando ocurre un calado, o al menos cada 7 días.
6. Al cambiar el apósito, retire la retención del apósito y retire suavemente el gel formado por el apósito y el exudado. Si alguna porción del apósito está seca, enjuague con solución salina para humedecer todo el apósito antes de retirarlo.

LINEA DE PRODUCTOS

NUMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES/CAJA
20650	Cuerdas de Alginato de Calcio Vitále® STRONG™	3/4" x 12" (2 cm x 30 cm)	5
20652	Apósito de Alginato de Calcio Vitále® STRONG™	2" x 2" (5 cm x 5 cm)	10
20654	Apósito de Alginato de Calcio Vitále® STRONG™	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	10
20655	Apósito de Alginato de Calcio Vitále® STRONG™	4" x 5" (10 cm x 12.5 cm)	10
20656	Apósito de Alginato de Calcio Vitále® STRONG™	6" x 6" (15 cm x 15 cm)	5
20658	Apósito de Alginato de Calcio Vitále® STRONG™	4" x 8" (10 cm x 20 cm)	5



CELLERA

CINCINNATI, OH
www.CELLERALLC.com



No usar si el paquete está dañado



Un solo uso



Mantener seco



Temperatura de almacenamiento
40°F / 5°C to 100°F / 40°C



Esterilizado con radiación gamma



No fabricado con látex de caucho natural