



LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION | USE INSTRUCTIONS

French

MICO FIL, DEUX FILS ET FIL DOUX

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU FIL DENTAIRE
Insérez la soie dentaire entre les dents. Une fois la soie dentaire dans l'espace entre la gencive et la dent, faites-la glisser doucement en utilisant un mouvement de va-et-vient vertical tout en la maintenant contre la dent.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DE FLIPPICK™
Dépliez la tige et insérez la soie dans l'espace entre les dents. Faites-la glisser doucement en utilisant un mouvement de va-et-vient de l'intérieur vers l'extérieur pour nettoyer les dents et stimuler les gencives.

MANCHE POUR UNE UTILISATION AVEC UN APPAREIL ORTHODONTIQUE

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU FIL DENTAIRE
Insérez le manche fin entre les dents et le fil de la broche et glissez la soie dentaire entre les dents. Une fois la soie dentaire dans l'espace entre la gencive et la dent, faites-la glisser doucement en utilisant un mouvement de va-et-vient vertical tout en la maintenant contre la dent.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DE FLIPPICK™
Dépliez la tige et insérez la soie dans l'espace entre les dents. Faites-la glisser doucement en utilisant un mouvement de va-et-vient de l'intérieur vers l'extérieur pour nettoyer les dents et stimuler les gencives.

ENFANTS

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU FIL DENTAIRE
Tenez le fil dentaire entre les doigts. Insérez délicatement la soie dentaire entre les dents. Passez la soie dentaire le long de chaque dent en effectuant un mouvement délicat d'avant en arrière et de haut en bas. Jetez après utilisation.

Mise en garde : la surveillance d'un adulte est recommandée pour toute utilisation par des enfants de moins de 10 ans.

Plackers™

Fabriqué pour Ranir, LLC, A Perrigo Company
4701 East Paris Ave SE, Grand Rapids, MI 49512 USA
Fabriqué en Chine

English

MICRO LINE, TWIN LINE, GENTLE LINE

DIRECTIONS FOR FLOSSING Guide floss between your teeth. Gently slide floss into the space between the gums and the tooth, rubbing the floss gently up and down, keeping it pressed against the tooth.

DIRECTIONS FOR FLIPPICK™ Unfold pick and guide into space between teeth. Gently use an in and out motion to clean teeth and stimulate gums.

ORTHOPICK

DIRECTIONS FOR FLOSSING Slide thin arm between teeth and brace wire and guide floss between your teeth. Gently slide floss into the space between the gum and the tooth, rubbing the floss gently up and down, keeping it pressed against the tooth.

DIRECTIONS FOR FLIPPICK™ Unfold pick and guide into space between teeth. Gently use in and out motion to clean teeth and stimulate gums.

KIDS

DIRECTIONS FOR FLOSSING Hold flosser between fingers. Gently guide floss between your teeth. Floss in gentle back and forth, up and down motion alongside each tooth. Discard after use.

Caution: Adult supervision recommended under age 10.

Plackers™

Manufactured for Ranir, LLC, A Perrigo Company
4701 East Paris Ave SE, Grand Rapids, MI 49512 USA
Made in China



@plackersdental
Plackers.com