

PhysioPedal[®]

Plug-In

- EN User Manual
- ES Guía del usuario
- DE Benutzerhandbuch
- FR Mode d'emploi



by **Nobol[®]**

**Congratulations on your
new PhysioPedal**

Safety instructions	4
What's in the box	5
Specifications	6
Features	7
Remote Control / Display	8
Remote Control Buttons	9
Getting Started	10
Automated Mode	11
Manual Mode	12
Cleaning and Storage	13
Warranty	14

*Please read this user manual carefully and keep it for future reference.

The latest version of this user manual can be found on www.nobol.com

Safety Instructions

When using The PhysioPedal, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using The PhysioPedal.



Warning

To Reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:
Disconnect the charger from the cycle when not in use, and before putting on or taking off parts.

Use The PhysioPedal only for its intended use as described in this manual.
Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

- Never operate The PhysioPedal if it's damaged, or not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
- Return The PhysioPedal to a service center for examination and repair.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use it in the rain.
- Do not operate where aerosol (spray) products are used or where oxygen is administered.
- For household use only.

What's in the box

A Body

B Base

C Wireless Remote

D Charging Cable

E Pedals x 2

F Handles x 2

G Base Screws x 4


H Wrench



Specifications


Product Model: P1011	Net Weight: 8.61 Kg. 19 Lbs.
Rated Power: 72W	Gross Weight: 11.25 Kg. 24.8 Lbs.
Product Size: 20.2 x 10.6 x 14.6 in.	Body: 5.4 Kg. 12 Lbs.
Output: 24V=3A	Handles: 0.3 Kg. 0.7 Lbs.
Input: 110~220V AC	Comfort Pedals: 1.6 Kg. 3.6 Lbs.

Features




Tilt-sensitive safety feature

10° angle triggers alarm and auto-stops motor.



Ergonomic Base

Enhanced stability, lightweight design




Quick Release Pedal

Pull the shaft and easily insert or release the pedal.




Remote Control

Senior friendly Intuitive Interface.



Motor


Medical grade DC electric motor.



Interactive Screen

Tracking and reporting of all usage, calories, distance, time used.

Remote Control / Display



- A Start/Stop
- B Decrease Speed
- C Increase Speed
- D Menu
- E Timer
- F Switch Direction



- A Rotations per minute
- B Timer
- C Timer Countdown
- D Calories
- E Steps

Remote Control Buttons

Press the **START/STOP** button once to start the Pedals or Handles to move.

Press **START/STOP** button again to stop.



The unit will start a slow speed of 30 RPM, to increase the speed press the **PLUS** button.

To decrease the speed press the **MINUS** button.





To set the timer, press the **CLOCK** button.

The PhysioPedal will start at 10 minutes.

Each press will increase the time by 10 minutes up to 90 minutes total.



If the remote control stops working, you may need to reconnect the remote control to your PhysioPedal. Turn the PhysioPedal **ON**  then, on the remote control, press and hold the **Switch Direction** button  for 3 seconds until you hear a beep.

Getting Started


Assembly

To use the PhysioPedal, use the **Tool (pic1)** to screw the **4 Screws** to attach **the base to the body** of the PhysioPedal.

Attach **the Pedals or Handles** into the Cranks. Switch from Pedals to Handles with a simple action, simply pull the knob back and slide the Pedals or Handles in or out (**pic2**).


Plug the **Power Cord (pic3)** into the Front of the Unit, screw until hand tight.

Put the **Remote Control (pic4)** over the magnetic screen.




Automated Mode


To power on the PhysioPedal, make sure it is plugged into an electric outlet. Press the **Power Button** on the front of the unit to turn it **ON**.



To exercise the **Lower Body** sit comfortably and put both feet on the pedals.




To exercise the **Upper Body** put the PhysioPedal on an elevated platform or table and put your hands on the grips.



Manual Mode

PhysioPedal can be used in manual mode by simply not turning on the motor, **simply Sit and Pedal**, this will NOT harm the motor.



Cleaning and Storing

Make sure the power is **OFF** and the battery charger is not attached. Use a damp, clean cloth and gently wipe your PhysioPedal. Store in a clean, cool, dry place, not in direct sunlight, when not in use. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Warranty

Register on [Nobol.com](https://nobol.com) or contact our customer service by emailing us at cs@nobol.com to start your warranty period.

If within one year from the date of purchase, this device fails due to a defect in material or workmanship, Nobol Inc. will repair or replace the device or necessary components, free of charge.

This warranty excludes:

- A. Damage caused by accident, abuse, mishandling, or transport
- B. Units subjected to unauthorized repair
- C. Damage exceeding the cost of the product
- D. Deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises
- E. Products taken apart or repaired by anyone other than an authorized service representative
- F. Failure to provide the dated proof of purchase and serial number on your device
- G. Products purchased from an unauthorized retailer
- H. Please do not try and repair the unit yourself, as this will void your warranty.

*Some states and countries do not allow a limitation of damages, so the foregoing limitation may not apply to you. This warranty guarantees specific legal rights, but other rights may vary between countries and from state to state. This warranty service is available through the operating policies and procedures of Nobol Inc., and all Nobol international distributors. If you are a client, please contact the appropriate Nobol business entity dealer, or retailer, from whom you directly purchased the device for warranty and return authorization procedures. This warranty is initiated and executed by Nobol Inc.

**For more information,
please visit our website
www.Nobol.com**

**Felicitaciones en tu
nuevo PhysioPedal**

Instrucciones de seguridad	18
Qué hay en la caja	19
Especificaciones	20
Características	21
Control Remoto / Pantalla	22
Empezando	23
Los botones del control remoto	24
Modo automatizado	25
Modo manual	26
Limpieza y Almacenamiento	27
Garantía	28

*Lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para consultarlo en el futuro.

La última versión de este manual de usuario se puede encontrar en www.nobol.com

Instrucciones de seguridad

Al usar The PhysioPedal, siempre se deben tomar precauciones básicas. seguirse, incluyendo lo siguiente:

Lea todas las instrucciones antes de usar The PhysioPedal.



Advertencia

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales: Desconecte el cargador de la bicicleta cuando no esté en uso, y antes de poner o quitar piezas.

Utilice el PhysioPedal únicamente para el uso previsto que se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

- Nunca opere el PhysioPedal si está dañado o no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
- Devuelva el PhysioPedal a un centro de servicio para su revisión y reparación.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No lo use bajo la lluvia.
- No opere donde se usen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
- Solo para uso doméstico.

Qué hay en la caja

A Cuerpo

B Base

C Control remoto inalámbrico

D Cable de carga

E Pedales x 2

F Pedal de mano x 2

G Tornillos de base x 4


H Llave inglesa



Especificaciones


Modelo del producto: P1011	Peso Neto: 8,61 Kg. 19 libras
Potencia nominal: 72W	Peso Bruto: 11,25 Kg. 24.8 libras
Tamaño del producto: 20.2 x 10.6 x 14.6 in	Cuerpo: 5,4 Kg. 12 libras
Salida: 24V=3A	Mangos: 0,3 Kg. 0.7 libras
Entrada: 110~220V CA	Pedales Confort: 1,6 Kg. 3.6 libras

Features




Función de seguridad sensible a la inclinación

El ángulo de 10° activa la alarma y motor de parada automática.




Base ergonómica

Estabilidad mejorada, diseño ligero.




Pedal de liberación rápida

Tire del eje e inserte o suelte fácilmente el pedal.




Control remoto

Interfaz intuitiva amigable para personas mayores.



Motora


Motor electrico de CC de grado medico.



Interactive Screen

Seguimiento e informes de todas las calorías de uso, distancia, tiempo utilizado.

Control Remoto / Pantalla



- A Comenzar/Pausar
- B Reducir la velocidad
- C Umentar la velocidad
- D Menú
- E Tiempo
- F Cambiar de direccion



- A Rotación por minuto
- B Tiempo
- C Cuenta regresiva del temporizador
- D Calorías
- E Pasos

Los Botones del control remoto

Presione el botón **START/STOP** una vez para comenzar a mover los pedales o las manijas. Presione el botón **START/STOP** nuevamente para detener.





La unidad comenzará a una velocidad lenta de 30 RPM, para aumentar la velocidad presione el botón **POSITIVO**. Para disminuir la velocidad, presione el botón **NEGATIVO**.



Para configurar el temporizador, presione el **RELOJ**. El PhysioPedal comenzará a los 10 minutos. Cada pulsación aumentará el tiempo en 10 minutos hasta 90 minutos en total.



Si el control remoto deja de funcionar, es posible que deba volver a conectar el control remoto a su PhysioPedal. **Encienda** el PhysioPedal  y luego, en el control remoto, presione y mantenga presionado el botón **Cambiar Dirección**  durante 3 segundos hasta que escuche un pitido.

Empezando


Asamblea

Para usar el PhysioPedal, use la **herramienta** (imagen 1) para atornillar los **4 tornillos** para unir **la base al cuerpo** del PhysioPedal.

Fije el **pedales o las manijas** en las bielas. Cambie de pedales a manijas con una simple acción, simplemente tire de la perilla hacia atrás y deslice los pedales o las manijas hacia adentro o hacia afuera (imagen 2).


Enchufe el **cable de alimentación** (imagen 3) en la parte delantera de la unidad, atórnílelo

Coloque el **control remoto** (imagen 4) sobre la pantalla magnética.




Modo Automatizado


Para encender el PhysioPedal, asegúrese de que esté enchufado a una toma de corriente. Presione el **Botón de inicio EN** la parte delantera de la unidad para encender.



Para ejercitar el **Tren Inferior** siéntese cómodamente y ponga ambos pies en los pedales.




Para ejercitar la **parte superior del cuerpo** poner el PhysioPedal en una plataforma o mesa elevada y ponga su manos en las manijas.



Modo manual

PhysioPedal se puede usar en modo manual simplemente sin encender el motor, **Simplemente Siéntese y Pedalee**, esto NO dañará el motor.



Limpieza y almacenamiento

Segúrese de que la energía esté **APAGADA** y que el cargador de batería no esté conectado. Use un paño húmedo y limpio y limpie suavemente su Physi- oPedal. Almacenar en un lugar limpio, fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa, cuando no esté en uso. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Garantía

Regístrese en [Nobol.com](https://nobol.com) o comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente enviándonos un correo electrónico a cs@nobol.com para comenzar su período de garantía.

Si dentro de un año a partir de la fecha de compra este dispositivo falla debido a un defecto en el material o en la mano de obra, Nobol Inc. reparará o reemplazará el dispositivo o los componentes necesarios, sin cargo.

Esta garantía excluye:

- A. Esta garantía excluye:
- B. Daños causados por accidente, abuso, mal manejo o transporte
- C. Unidades sujetas a reparación no autorizada
- D. Daños que excedan el costo del producto
- E. Deterioro del producto entregado como resultado de condiciones anormales de almacenamiento y/o salvaguardía en las instalaciones del cliente
- F. Productos desmontados o reparados por alguien que no sea un representante de servicio autorizado
- G. falta de proporcionar el comprobante de compra actualizado y el número de serie en su dispositivo
- H. Productos comprados a un minorista no autorizado
- I. No intente reparar la unidad usted mismo, ya que esto anulará la garantía.

*Algunos estados y países no permiten una limitación de daños, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique a usted. Esta garantía garantiza derechos legales específicos, pero otros derechos pueden variar entre países y de estado a estado. Este servicio de garantía está disponible a través de las políticas y procedimientos operativos de Nobol Inc. y todos los distribuidores internacionales de Nobol. Si usted es un cliente, comuníquese con el distribuidor o minorista de la entidad comercial de Nobol correspondiente, a quien compró directamente el dispositivo para conocer los procedimientos de garantía y autorización de devolución. Esta garantía es iniciada y ejecutada por Nobol Inc.

**Para más información,
por favor visite nuestro sitio web
www.Nobol.com**

**Glückwunsch zu Ihrem
neuem PhysioPedal**

Sicherheitshinweise	32
Was ist im Lieferumfang	33
Spezifikationen	34
Merkmale	35
Fernbedienung / Anzeige	36
Die Tasten der Fernbedienung	37
Einstieg	38
Automatisierter Modus	39
Manueller Modus	40
Reinigung und Lagerung	41
Garantie	42

*Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie unter www.nobol.com

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des PhysioPedal sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das PhysioPedal verwenden.



Warnung

Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlägen oder Personenschäden zu verringern: Trennen Sie das Ladegerät vom Fahrrad, wenn es nicht verwendet wird, und vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen.

Verwenden Sie das PhysioPedal nur bestimmungsgemäß, wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

- Betreiben Sie das PhysioPedal niemals, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
- Senden Sie das PhysioPedal zur Überprüfung und Reparatur an ein Service-zentrum.
- Niemals Gegenstände in Öffnungen fallen lassen oder hineinstecken.
- Verwenden Sie es nicht im Regen.
- Arbeiten Sie nicht an Orten, an denen Aerosol- (Spray-) Produkte verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Nur für den Hausgebrauch.

Was ist in der Box

A Body

B Base

C Drahtlose Fernbedienung

D Aufladekabel

E Pedale x 2

F Griffe x 2

G Basisschrauben x 4


H Schlüssel



Spezifikationen


Produktmodell: P1011	Nettogewicht: 8,61 kg. 19 Pfund.
Nennleistung: 72W	Bruttogewicht: 11,25 kg. 24,8 Pfund.
Produktgröße: 20.2 x 10.6 x 14.6 Zoll.	Body: 5,4 kg. 12 Pfund.
Ausgang: 24V=3A	Griffe: 0,3 kg. 0,7 Pfund.
Eingang: 110~220 V Wechselstrom	Komfortpedale: 1,6 kg. 3,6 Pfund.

Merkmale




Neigungsempfindliche Sicherheitsfunktion

10° Winkel löst Alarm aus und automatischer Motorstopp.




Ergonomische Basis

Erhöhte Stabilität, Leichtbauweise.




Schnellspannpedal

Ziehen Sie an der Welle und setzen Sie das Pedal einfach ein oder lösen Sie es wieder.




Fernbedienung

Seniorenfreundliche, intuitive Benutzeroberfläche.



Motor


Medizinischer Qualität Elektromotor Gleichstrom.



Interaktiver Bildschirm

Verfolgung und Berichterstattung von Allverbrauch, Kalorien, Distanz, verbrauchte Zeit.

Fernbedienung / Anzeige



- A Start/Stop
- B Geschwindigkeit reduzieren
- C Geschwindigkeit erhöhen
- D Menü
- E Uhr
- F Richtung wechseln



- A Umdrehungen pro Minute
- B Timer
- C Timer-Countdown
- D Kalorien
- E Distanz

Die Tasten der Fernbedienung

Drücken Sie die **START/STOP**-Taste einmal, um die Pedale oder Griffe zu bewegen.

Drücken Sie die **START/STOP**-Taste erneut, um zu stoppen.



Das Gerät startet mit einer langsamen Geschwindigkeit von 30 U / min.

Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, drücken Sie die **PLUS**-Taste.



Um die Geschwindigkeit zu verringern, drücken Sie die **MINUS**-Taste.



Um den Timer einzustellen, drücken Sie die **CLOCK**-Taste.

Das PhysioPedal startet bei 10 Minuten. Bei jedem Drücken erhöht sich die Zeit um 10 Minuten bis zu 90 Minuten.



Wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, müssen Sie die Fernbedienung möglicherweise erneut mit Ihrem PhysioPedal verbinden. Schalten Sie das PhysioPedal **EIN**  und halten Sie dann auf der Fernbedienung die **Richtungswechsel** Taste  3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

Einstieg


Montage

Um das PhysioPedal zu verwenden, schrauben Sie um **die Basis** am **Body** des PhysioPedals zu verwenden mit dem **Werkzeug (bild 1)** die **4 Schrauben** fest.

Befestigen Sie die **Pedale** oder die **Griffe** an den Kurbeln. Wechseln Sie mit einem einfachen Handgriff von Pedalen zu Griffen, ziehen Sie hierzu einfach den Knopf zurück und schieben Sie die Pedale oder Griffen hinein oder heraus (**bild 2**).



Schließen **Sie das Netzkabel (bild 3)** an der Vorderseite des Geräts an und schrauben Sie es fest.

Legen Sie die **Fernbedienung (bild 4)** über den Magnetschirm.




Modo Automatizado

Um das PhysioPedal einzuschalten, vergewissern Sie sich, dass das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist. Drücken Sie die **Power**-Taste auf der Vorderseite des Geräts, um es einzuschalten.




Um den **Unterkörper** zu trainieren, setzen Sie sich bequem hin und stellen Sie beide Füße auf die Pedale.

Um den **Oberkörper** zu trainieren, setzen Sie das PhysioPedal auf eine erhöhte Plattform oder einen Tisch und positionieren Sie Ihre Hände an den Griffen.



Manueller Modus

Das PhysioPedal kann im manuellen Modus verwendet werden indem Sie **ohne eingeschalteten Motor** in die Pedale treten; dies schadet dem Motor NICHT.



Reinigung and Aufbewahrung

Stellen Sie sicher, dass das Gerät **ausgeschaltet** und das Batterieladegerät nicht angeschlossen ist. Verwenden Sie ein feuchtes, sauberes Tuch und wischen Sie Ihr Physiopedal vorsichtig ab. Bewahren sie Ihr Physiopedal an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort auf. Verwenden Sie es nicht in direktem Sonnenlicht. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Servicevertreter durchgeführt werden.

Warranty

Registrieren Sie sich auf [Nobol.com](https://www.nobol.com) oder wenden Sie sich per E-Mail an unseren Kundendienst unter cs@nobol.com, um Ihren Garantiezeitraum zu beginnen.

Wenn innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers ausfällt, repariert oder ersetzt Nobol Inc. das Gerät oder die erforderlichen Komponenten kostenlos.

Diese Garantie schließt aus:

- A. Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, falsche Handhabung oder Transport verursacht wurden
- B. Einheiten, die einer nicht autorisierten Reparatur unterzogen wurden
- C. Schäden, die die Kosten des Produkts übersteigen
- D. Verschlechterung des gelieferten Produktes durch abnormale Lagerungs- und/oder Aufbewahrungsbedingungen beim Kunden
- E. Produkte, die von jemand anderem als einem autorisierten Kundendienstvertreter zerlegt oder repariert wurden
- F. Nichtbereitstellung des datierten Kaufbelegs und der Seriennummer auf Ihrem Gerät
- G. Produkte, die von einem nicht autorisierten Einzelhändler gekauft wurden
- H. Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da dadurch Ihre Garantie erlischt.

*Einige Staaten und Länder erlauben keine Schadensbegrenzung, sodass die bestehende Schadensbegrenzung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft. Diese Garantie garantiert bestimmte gesetzliche Rechte, andere Rechte können jedoch von Land zu Land und von Staat zu Staat variieren. Dieser Garantieservice ist über die Betriebsrichtlinien und -verfahren von Nobol Inc. und allen internationalen Nobol-Händlern verfügbar. Wenn Sie ein Kunde sind, wenden Sie sich für Garantie- und Rücksendegenehmigungsverfahren bitte an den entsprechenden Nobol-Händler oder Einzelhändler, von dem Sie das Gerät direkt gekauft haben. Diese Garantie wird von Nobol Inc. initiiert und ausgeführt.

**Für mehr Informationen,
besuchen Sie bitte unsere webseite
www.Nobol.com**

**Félicitations pour l'acquisition
de votre PhysioPedal**

Consignes de sécurité	46
Qu'y a-t-il dans la boîte	47
Caractéristiques	48
Fonctionnalités	49
Télécommande / Affichage	50
Les boutons de la télécommande	51
Guide de démarrage	52
Mode automatique	53
Mode manuel	54
Nettoyage et stockage	55
Garantie	56

*Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future.
La dernière version de ce mode d'emploi est disponible sur www.nobol.com

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation du PhysioPedal, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le PhysioPedal.



Avertissement

Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures : Débranchez le chargeur du cycle lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant de mettre ou de retirer des pièces.

Utilisez le PhysioPedal uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

- N'utilisez jamais le PhysioPedal s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.
- Renvoyez le PhysioPedal à un centre de service pour examen et réparation.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture.
- Ne l'utilisez pas sous la pluie.
- Ne pas utiliser là où des produits aérosols (spray) sont utilisés ou là où de l'oxygène est administré.
- Pour usage domestique uniquement.

What's in the box

A Corps

B Base

C Télécommande sans fil

D Câble de charge

E Pédales x 2

F Poignées x 2

G Vis de base x 4


H Clé



Specifications


Modèle de produit : PI011	Poids net : 8,61 kg. 19 livres.
Puissance nominale : 72 W	Poids brut : 11,25 kg. 24,8 livres.
Taille du produit : 20.2 x 10.6 x 14.6 po.	Corps : 5,4 kg. 12 livres.
Sortie : 24V=3A	Poignées : 0,3 kg. 0,7 lb.
Entrée : 110 ~ 220 V CA	Pédales : 1,6 Kg. 3,6 livres.

Caractéristiques




Fonction de sécurité sensible à l'inclinaison

Un angle de 10° déclenche l'alarme et le moteur s'arrête automatiquement



Socle ergonomique

Stabilité renforcée, conception légère




Pédale à dégagement rapide

Tirez sur l'arbre et insérez ou relâchez facilement la pédale.




Télécommande

Adapté aux seniors Intuitif Interface.



Moteur


Moteur électrique à courant continu sans balais, de qualité médicale.



Écran interactif

Suivi et rapports de tous les usages, calories, distance, temps utilisé.

Télécommande / Affichage



- A Arrêt/Pause
- B Diminuer la vitesse
- C Augmenter la vitesse
- D Menu
- E Horloge
- F Inverser la direction



- A Tours par minute
- B Minuteur
- C Compte à rebours
- D Calories
- E Pas (distance)

Die Tasten der Fernbedienung

Appuyez une fois sur le bouton **START/STOP** pour faire bouger les pédales ou les poignées.
Appuyez à nouveau sur le bouton **START/STOP** pour arrêter.





L'appareil démarrera une vitesse lente de 30 RPM, pour augmenter la vitesse, appuyez sur le bouton **PLUS**.
Pour diminuer la vitesse, appuyez sur le bouton **MOINS**.



Pour régler la minuterie, appuyez sur le bouton **CLOCK**.
Le PhysioPedal commencera à 10 minutes. Chaque pression augmentera le temps de 10 minutes jusqu'à 90 minutes au total.



Si la télécommande cesse de fonctionner, vous devrez peut-être reconnecter la télécommande à votre PhysioPedal. Allumez le PhysioPedal puis, **SUR**  la télécommande, maintenez enfoncé le bouton de **changement de direction**  pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Commencer


Assemblage de l'appareil

Pour utiliser le PhysioPedal, utilisez **l'outil** (image 1) pour visser les **4 vis** pour fixer **la base** au **corps** du PhysioPedal.

Fixez **les pédales** ou **les poignées** dans les manivelles. Passez des pédales aux poignées d'une simple action, tirez simplement le bouton vers l'arrière et faites glisser les pédales ou les poignées vers l'intérieur ou vers l'extérieur (image 2).



Branchez **le cordon** d'alimentation (image 3) à l'avant de l'appareil, vissez jusqu'à ce qu'il soit serré à la main.

Placez la **télécommande** (image 4) sur l'écran magnétique.




Mode automatique

Pour allumer le PhysioPedal, assurez-vous qu'il est correctement branché sur une prise électrique. Ensuite, appuyez sur le **Bouton d'alimentation** à l'avant de l'appareil pour **l'allumer**.




Pour exercer **le haut du corps**, placez le PhysioPedal sur une plate-forme ou une table surélevée et placez vos mains sur les poignées.

Pour exercer **le bas du corps**, asseyez-vous confortablement et posez vos deux pieds sur les pédales.



Manual Mode

Le PhysioPedal peut être utilisé en mode manuel en ne démarrant pas le moteur, **simplement en s'asseyant et en pédalant** à votre rythme. Cela n'endommagera PAS le moteur.



Nettoyage et stockage

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, assurez-vous que l'alimentation électrique de votre appareil est bien **coupée** et que le chargeur de batterie n'est pas connecté. Utilisez un chiffon propre et humide et essuyez délicatement votre PhysioPedal. Conserver le dans un endroit propre, frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, lorsqu'il n'est pas utilisé. Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé.

Warranty

Enregistrez-vous sur [Nobol.com](https://nobol.com) ou contactez notre service client en nous envoyant un e-mail à cs@nobol.com pour commencer votre période de garantie.

Si dans sa première année d'utilisation à compter de la date d'achat, cet appareil tombe en panne en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication, Nobol Inc. réparera ou remplacera gratuitement l'appareil ou les composants nécessaires.

Cette garantie exclut:

- A. Dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise manipulation ou un transport
- B. Unités soumises à une réparation non autorisée
- C. Dommages dépassant le coût du produit
- D. Détérioration du produit livré résultant de conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client
- E. Produits démontés ou réparés par une personne autre qu'un représentant de service autorisé
- F. Défaut de fournir la preuve d'achat datée et le numéro de série sur votre appareil
- G. Produits achetés auprès d'un détaillant non autorisé
- H. Veuillez ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même, car cela annulera votre garantie.

Certains états et pays n'autorisant pas la limitation des dommages, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie garantit des droits légaux spécifiques, mais d'autres droits peuvent varier d'un pays à l'autre et d'un État à l'autre. Ce service de garantie est disponible dans le cadre des politiques et procédures d'exploitation de Nobol Inc. et de tous les distributeurs internationaux Nobol. Si vous êtes un client, veuillez contacter le revendeur ou le revendeur Nobol approprié auprès duquel vous avez acheté directement l'appareil pour connaître les procédures de garantie et d'autorisation de retour. Cette garantie est initiée et exécutée par Nobol Inc.

**Pour plus d'informations,
Veuillez consulter notre site web
www.Nobol.com**



cs@nobol.com
8935 Research Drive, Irvine, CA 92618

Assembled in China, Designed with ♥ in California by **Nobol, Inc.**

www.nobol.com