

My Perfect Colon[®] *Pro*
Natural Hydro-Therapy at Home







IT Manuale d'uso

www.waterpowered.eu
customer@waterpowered.eu
800577477



General Diagram



ATTENZIONE: Leggere attentamente il manuale prima dell'uso e conservarlo per un uso futuro.

Utilizzare My Perfect Colon PRO secondo le indicazioni del proprio medico curante e/o dei professionisti sanitari. Le indicazioni ricevute sono prevalenti rispetto alle presenti istruzioni.

COS'E' MY PERFECT COLON PRO

My Perfect Colon PRO è un dispositivo medico CE per l'irrigazione transanale.

STRUTTURA DEL PRODOTTO e CONTENUTO

- A. Sacca da 2 litri con Ventose e Termometro a cristalli liquidi
- B. Tubo di aspirazione (da 1,5 metri) con morsetto stringitubo (B1) e raccordi
- C. Impugnatura con tasto di accensione e indicatore luminoso (C1), Presa per Ricarica (C2), Raccordo di Ingresso Acqua (C3), Raccordo con tubo di Uscita Acqua (C4)
- D. Filtro a Membrana da 5 Micron (x5)
- E. Riduttore erogazione acqua (x1)
- F. Tubo di Uscita (da 1 metro) con raccordi
- G. Supporto con ventose
- H. Tubo Modellabile con raccordi
- I. Cannula Rettale (x12)
- J. Cavo USB
 - Astuccio Porta My Perfect Colon PRO
 - Manuale Multilingua

AVVERTENZE GENERALI

Quando si usano prodotti elettrici, specialmente in presenza di bambini, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

- Con il dispositivo in fase di ricarica, per ridurre i rischi di scosse elettriche, non toccare la spina con le mani bagnate;
- Non usare mentre si fa il bagno o quando si è bagnati;
- Non posizionare o far cadere in acqua o altri liquidi;
- Non posizionare o riporre il dispositivo dove c'è il rischio che possa cadere nella vasca o nel lavabo;
- Controllare se il cavo elettrico è danneggiato prima dell'utilizzo;
- Non utilizzare il dispositivo se ha il cavo o la presa danneggiata, se non funziona correttamente, se è caduto, danneggiato o finito in acqua. Nel caso contattare Water Powered srl;
- Mantenere il cavo elettrico lontano da fonti di calore;
- Non collegare il dispositivo ad un sistema di tensione diverso da quello specificato o ad uno non provvisto di linea di messa a terra e salvavita;
- Non utilizzare il dispositivo durante la fase di ricarica;
- Il dispositivo non produce interferenze elettromagnetiche.

AVVERTENZE e PRECAUZIONI D'USO

- Prima di utilizzare My Perfect Colon PRO, consultare il proprio medico curante o un professionista sanitario specializzato in irrigazione transanale per verificare l'idoneità all'utilizzo in base alla propria situazione personale;
- L'irrigazione transanale con My Perfect Colon Pro deve essere effettuata sempre con cautela;
- Effettuare la prima irrigazione transanale sotto la supervisione di un operatore sanitario;
- Consultare il medico per ogni tipo di dubbio circa l'utilizzo del dispositivo;
- Se si dovessero avvertire particolari fastidi durante o dopo l'utilizzo di My Perfect Colon Pro, sospendere l'utilizzo e consultare il proprio medico. Richiedere immediatamente assistenza medica se durante o dopo la procedura di irrigazione si avvertono dolori addominali intensi o continui, dolore alla schiena o sanguinamento rettale durante o in seguito all'irrigazione. La perforazione intestinale è una complicanza

della irrigazione transanale estremamente rara, ma molto grave. Tra i sintomi della perforazione intestinale vi sono un intenso e prolungato dolore addominale o alla schiena, o un'emorragia rettale;

- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Supervisionare i bambini se si trovano vicino al dispositivo per evitare il rischio di strangolamento con i tubi, soffocamento con la sacca o con i piccoli componenti che potrebbero staccarsi dal prodotto;
- Per motivi igienici, ogni dispositivo My Perfect Colon PRO deve essere utilizzato da un solo utente;
- La cannula rettale è monouso, il riutilizzo è potenzialmente dannoso per l'utente;
- Usare con acqua tra 36° e 38°;
- Utilizzare acqua corrente pulita o, in caso di dubbi sulla qualità, utilizzare i filtri per acqua My Perfect Colon. In alternativa, utilizzare acqua in bottiglia;
- Spegnerne il dispositivo quando l'acqua nella sacca termina;
- Svuotare la vescica prima dell'irrigazione;
- Assicurarsi di essere comodamente seduti sul wc per favorire il rilassamento del pavimento pelvico.
- In alcuni casi è possibile che l'effetto dell'irrigazione sia particolarmente efficace e che lo stimolo all'evacuazione possa ripresentarsi più volte nelle 2-3 ore successive il lavaggio;
- Il corpo deve abituarsi al trattamento con l'irrigazione transanale. In assenza di particolari patologie e se si segue uno stile di vita sano e una corretta dieta, gli effetti benefici si avranno dopo alcune sedute;
- I tubi devono essere installati come da istruzioni per non arrecare danni al dispositivo.

CONTROINDICAZIONI

- L'irrigazione transanale con My Perfect Colon PRO non deve comunque essere effettuata nei seguenti casi:
 - Diverticolite acuta;
 - Malattia infiammatoria intestinale acuta;
 - Carcinoma Coloretale;
 - Stenosi anale o coloretale nota;
 - Entro 4 mesi da chirurgia anale o coloretale;
 - Entro 5 settimane da polipectomia endoscopica;
 - Colite ischemica;
 - Età inferiore ai 3 anni. Per i bambini è comunque sempre necessario consultare il proprio medico prima dell'utilizzo;
 - Donna in gravidanza attuale o pianificata o in allattamento.
- Occorre prestare particolare attenzione se si soffre o si è sofferto in passato delle seguenti patologie:
 - Impaccio fecale: in caso di forte costipazione, è necessario effettuare una pulizia iniziale dell'intestino prima di iniziare il trattamento di irrigazione;
 - Condizioni anorettali dolorose, quali ad esempio ragadi, fistole anali, emorroidi di terzo o quarto grado;
 - I pazienti con rischio disreflessia autonoma devono effettuare le irrigazioni sotto supervisione;
 - Diverticolosi grave o ascesso diverticolare;
 - Terapia di irradiazione nella regione addominale o pelvica;
 - Precedente intervento chirurgico anale o coloretale;
 - Precedenti interventi chirurgici importanti nella zona pelvica;
 - Disreflessia Autonoma grave;
 - Variazione della consistenza delle feci, come ad esempio la diarrea (va individuata la causa della diarrea);
 - Aumento rischio di emorragia o terapia anticoagulante in corso (escluso aspirina o clopidogrel);
 - Terapia Corticosteroidea a lungo termine;
 - Medicazione rettale.
- Il dispositivo non è indicato per l'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte a meno che esse non ricevano una adeguata assistenza;
- Non utilizzare il dispositivo per applicazioni diverse da quelle indicate;
- Non usare accessori non raccomandati dal produttore;
- Non far cadere o inserire nessun oggetto estraneo nelle aperture del dispositivo.

ISTRUZIONI

Preparazione del dispositivo ed Uso al W.C.

1. Collegare il tubo di aspirazione da 1,5 metri (B) alla sacca (A) tramite il raccordo filettato, ruotando in senso orario fino all'arresto;
2. Assicurarsi che il morsetto stringitubo (B1) sul tubo B sia serrato e riempire la sacca con acqua tiepida (tra 36 ° e 38° - verificare la temperatura evidenziata in verde/marrone sul termometro apposto sulla borsa. Se non appare nessun pallino colorato, la temperatura dell'acqua è superiore o inferiore al range del termometro. Il valore è indicativo - tolleranza +/-10%);
3. Chiudere la sacca avvitando bene il tappo e fissarla al muro (superficie liscia e pulita) grazie alle ventose ad una altezza di circa 1m oppure poggiarla a terra o su una superficie stabile; Posizionare la sacca nelle vicinanze della tazza del WC in modo che sia raggiungibile con le mani il morsetto stringitubo (B1) da seduti;
4. Collegare l'altra estremità del tubo di aspirazione (B) al raccordo di ingresso acqua (C3) posto sull'impugnatura;
5. Collegare il tubo da 1 metro (F) al raccordo del tubo di uscita acqua (C4) posto sull'impugnatura C;
6. Collegare l'altra estremità del tubo F al supporto (G) e applicare le ventose alla parte frontale della tavoletta del wc o del wc stesso;
7. Collegare il raccordo del tubo del supporto con ventose (G) al tubo modellabile (H);
8. Collegare la cannula (I) al tubo modellabile (H);
9. Sbloccare il morsetto stringitubo (B1) per consentire il passaggio dell'acqua e, posizionando la cannula (I) all'interno del W.C., premere sul tasto di accensione C1; far scorrere per alcuni secondi l'acqua attraverso i tubi per verificare il corretto collegamento e funzionamento (è possibile che inizialmente venga aspirata ed espulsa anche l'aria presente nei tubi vuoti);
10. Spegnerne il dispositivo premendo il tasto C1, stringere il morsetto stringitubo (B1) e sedersi sul W.C. posizionando i tubi tra le gambe;
11. Inserire delicatamente la cannula nel retto, senza forzare. Se si avverte resistenza all'inserimento, estrarre la cannula e accertarsi che il retto sia vuoto (si potrebbe rendere necessaria l'evacuazione manuale per favorire lo svuotamento). Provare a utilizzare unguenti lubrificanti per favorire l'inserimento. Se la resistenza persiste, non forzare, interrompere l'irrigazione e chiedere il supporto di un professionista sanitario;
12. Sbloccare il morsetto stringitubo (B1) e avviare l'irrigazione premendo sul tasto d'accensione C1 (l'indicatore luminoso si accenderà – leggere il paragrafo "Indicazioni per l'irrigazione");
13. Per interrompere l'erogazione, premere il tasto C1. Per permettere di avere contezza dell'acqua immessa durante il lavaggio, ogni 30" il dispositivo si spegne interrompendo l'erogazione; Questo sistema di sicurezza evita che inavvertitamente venga immessa più acqua di quella desiderata. Premere nuovamente il tasto di accensione per continuare l'irrigazione per altri 30". **Per verificare la quantità di acqua che viene erogata in base alle differenti configurazioni, vedere la tabella 1 nel paragrafo "Indicazioni per l'irrigazione";**
14. Terminato il lavaggio, spegnere il dispositivo premendo il tasto C1 e chiudere il morsetto stringitubo (B1).

Utilizzo per persone allettate:

In caso di utilizzo da parte di persone allettate, quindi non al wc, il montaggio del tubo con supporto e ventose (G) e del tubo modellabile (H) non è necessario. Collegare la cannula direttamente al tubo di uscita (F).

Utilizzo in posizione supina

Per una pulizia ancora più efficace, si consiglia di effettuare la pulizia in posizione supina. Allo scopo sono disponibili la Tavola My Perfect Colon e il Materassino Comfort Wash, accessori disponibili su www.mypperfectcolon.com o www.waterpowered.eu. In caso di utilizzo in posizione supina, il montaggio del tubo con supporto e ventose (G) e del tubo modellabile (H) non è necessario. Collegare la cannula direttamente al tubo di uscita (F).

Indicazioni per l'irrigazione

- La quantità di acqua necessaria per l'irrigazione transanale è soggettiva. Per gli adulti può infatti variare da 300 a 1.000ml sino ad un massimo di 1.500ml (in base alle indicazioni del proprio medico). Per i Bambini, 10-20ml per ogni kg di peso; La sacca può contenere fino ad un massimo di 2 litri;
- Utilizzare acqua tra 36° e 38°. Se l'acqua è troppo calda, può danneggiare il delicato rivestimento dell'intestino. Se troppo fredda, si possono verificare crampi allo stomaco. Nel caso si avvertisse durante l'utilizzo una temperatura troppo calda o fredda, spegnere il dispositivo e sostituire l'acqua nella sacca con acqua a temperatura corretta. Aiutarsi nella regolazione della temperatura dell'acqua con il termometro posto sulla sacca;
- Fare attenzione che il flusso nei tubi non sia bloccato o rallentato da ostruzioni o piegature;
- Durante il lavaggio, posizionare la sacca a circa 1m di altezza grazie alle ventose in dotazione. Laddove si posizioni la sacca a terra, posizionarla leggermente in pendenza in modo che l'acqua sia indirizzata verso l'uscita per evitare di aspirare aria;
- Svuotamento: dopo aver concluso l'immissione di acqua, l'intestino inizierà a svuotarsi. Soprattutto durante i primi utilizzi, è possibile che sia necessario attendere qualche minuto, anche 15-30 minuti, prima che il colon inizi a svuotarsi. Assicurarsi di espellere tutta l'acqua. Per facilitare lo svuotamento, provare a piegarsi in avanti, tossire e/o fare un massaggio addominale;
- I tempi di evacuazione sono soggettivi e possono variare da seduta a seduta;
- Quantità di Acqua:
 - Per ogni sessione di 30" vengono erogati circa 475ml di acqua (con la sacca ad una altezza di circa 1m);
 - Se si preferisce un flusso di acqua inferiore, collegare il riduttore (E) tra il raccordo del tubo di uscita (C4) e il tubo F (fig. 2): in questo modo si avrà una riduzione di circa il 30% della portata rispetto a quella normale quando il riduttore non è montato (fig. 1). Se si preferisce un flusso ancora minore (-70% ca.), collegare il riduttore (E) tra il tubo di aspirazione (B) e il raccordo di ingresso acqua (C3 – fig. 3). Vedere tabella in basso per la specifica sulle differenti portate;
 - A seconda dell'altezza a cui si posiziona la sacca, la quantità di acqua erogata al minuto può variare (più in basso sarà posizionata la sacca, minore sarà la quantità di acqua erogata).

Tabella 1 - Quantità di Acqua per Sessione a seconda delle diverse Configurazioni – considerando il dispositivo completamente carico e la sacca posizionata a circa 1m di altezza - (toller. +/-20%)

Tempo / Sessioni da 30"	Senza Riduttore e Filtro E (fig. 1)	Con Riduttore (E) su tubo di Uscita (fig. 2)	Con Riduttore (E) su tubo di ingresso (fig. 3)	Con Filtro (D) su tubo di uscita	Con Filtro (D) e Riduttore (E) su tubo di Uscita
30" / 1 Sessione	475ml ca.	325ml ca.	150ml ca.	375ml	275ml
60" / 2 Sessioni	950ml ca.	650ml ca.	300ml ca.	750ml	550ml
120" / 3 Sessioni	1425ml ca.	975ml ca.	450ml ca.	1125ml	825ml

- Qualità dell'Acqua e Filtri My Perfect Colon:
 - Utilizzare acqua corrente pulita o, in caso di dubbi sulla qualità, utilizzare i filtri per acqua My Perfect Colon. In alternativa, utilizzare acqua in bottiglia;
 - L'utilizzo del filtro D è opzionale. Se si desidera usarlo, montare tra il raccordo del tubo C4 e il tubo F;
 - Montando il filtro la quantità di acqua erogata si riduce leggermente ed in proporzione alla qualità dell'acqua (più sono presenti impurità in sospensione nell'acqua più il flusso tende a ridursi - vedere la tabella 1 come riferimento per la quantità di acqua erogata per ogni sessione in condizioni normali);
 - Attenzione: Non usare mai il filtro per più lavaggi, sostituire il filtro dopo ogni lavaggio per garantire la purezza dell'acqua, un adeguato flusso ed evitare la proliferazione di batteri tra un lavaggio e l'altro. Sono disponibili filtri di ricambio sui siti www.mypperfectcolon.com e www.waterpowered.eu.

GESTIONE RICARICA

- Il cavo in dotazione ha una presa USB. Per ricaricare il dispositivo bisogna collegare il cavo alla presa di ricarica (C2) del dispositivo e l'altra estremità ad un comune caricatore con porta USB (non in dotazione).
- Si consiglia di effettuare una prima ricarica di almeno 1 ora;
- A ricarica in corso l'indicatore luminoso (C1) sarà di colore rosso. A ricarica completa l'indicatore luminoso si spegnerà;
- Protezione da sovraccarico: a batteria carica la ricarica sarà automaticamente sospesa;
- Con il dispositivo in funzionamento, l'indicatore luminoso si illuminerà.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Cannula Rettale: La cannula è monouso. Non riutilizzare, lavare, disinfettare o sterilizzare. Il riutilizzo può provocare infezioni. Dopo l'utilizzo, gettare via la cannula rettale e smaltirla con i normali rifiuti domestici (Sono disponibili cannule di ricambio sul sito www.myperfectcolon.com e www.waterpowered.eu);
- Sacca: dopo ogni utilizzo, svuotarla e lasciarla asciugare tenendo il tappo svitato e conservarla ben asciutta. La sacca va cambiata preferibilmente dopo circa 15 utilizzi (Sono disponibili sacche di ricambio sul sito www.myperfectcolon.com e www.waterpowered.eu);
- Dopo l'utilizzo, staccare i tubi e far defluire l'acqua residua dall'interno (se necessario, soffiando da una delle estremità);
- Dopo aver asciugato tutti i componenti con un panno delicato, conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta. Quando si conserva il prodotto, controllare che i tubi non siano attorcigliati e che non siano vicini a oggetti appuntiti/taglienti;
- Conservare il prodotto con i tubi staccati dalla sacca e dall'impugnatura;
- Per pulire periodicamente la superficie interna dei tubi e della sacca, riempire la sacca con acqua e sapone naturale delicato e avviare il dispositivo per far scorrere l'acqua nei tubi, scaricando nel lavandino. Successivamente, ripetere questa procedura con almeno 4 litri di acqua corrente pulita per pulire da eventuali residui di sapone;
- Al termine dell'utilizzo, staccare i tubi e accendere il dispositivo per qualche secondo scuotendolo con i tubi verso il basso per far fuoriuscire l'acqua residua all'interno;
- Lasciare l'impugnatura in luogo fresco e asciutto, possibilmente in verticale, fino a che il tubo trasparente non risulti completamente asciutto.

RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI

Problema	Possibile Causa	Possibile Soluzione
C'è una perdita tra i tubi	Collegamento non corretto	Svitare i raccordi dove si verifica la perdita e riavvitare
Il dispositivo non si accende	La pompa non si avvia	Assicurarsi che il dispositivo sia carico
L'acqua che fuoriesce dalla cannula è poca/nulla	Tubi ostruiti	Assicurarsi che non ci siano ostruzioni nei tubi o che non siano piegati
	Morsetto Stringitubo serrato	Assicurarsi che il morsetto stringitubo (B1) non sia serrato
	Sacca posizionata a terra non correttamente	Posizionare la sacca leggermente inclinata per indirizzare l'acqua verso l'uscita e favorire il pescaggio
	Acqua terminata	Ricaricare la sacca con altra acqua

In caso di necessità contattare Water Powered srl per ricevere le istruzioni adeguate alla risoluzione dei problemi (customer@waterpowered.eu - www.myperfectcolon.com - www.waterpowered.eu).

SPECIFICHE TECNICHE

Pressione Massima Dell'acqua: 80 PSI

Flusso massimo di acqua per minuto: 1,2 L

Batteria: Li-Ion 3.7V - 560mAh

Caricabatterie Consigliato: 5V – 1A

Protezione: IP21

Condizioni Ambientali di Utilizzo: Temperatura da +18 a +35 °C; Umidità 30%-75% no condensa; Pressione 860÷1060 hPa;

Condizioni ambientali di trasporto e immagazzinamento: Temperatura -25÷70 °C, Umidità 25÷75%, Pressione 860÷1060 hPa.

RICAMBI e ACCESSORI

È possibile acquistare la gamma completa dei prodotti My Perfect Colon sui siti web www.mypperfectcolon.com e www.waterpowered.eu.

GARANZIA

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il dispositivo viene impiegato nelle condizioni di uso previsto. Fatta esclusione per gli interventi di manutenzione descritti alla sez. MANUTENZIONE ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi riparazione o modifica apportata al prodotto dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia.

La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto, o da cattiva od omessa manutenzione.

La garanzia è valida per un periodo di dodici (12) o ventiquattro (24) mesi a seconda del tipo di acquirente (giuridico o privato).

La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti mal funzionanti o di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione.

Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia.

Durante il periodo di garanzia le componenti sostituite diventano di proprietà del produttore.

La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.

Il prodotto difettoso deve essere consegnato alla ditta produttrice per la sostituzione; in caso contrario la parte sostituita sarà addebitata all'acquirente.

L'assistenza autorizzata sul prodotto viene eseguita direttamente da Water Powered s.r.l. o da un tecnico abilitato ed incaricato dalla stessa.

SMALTIMENTO

La possibilità di riutilizzare alcune parti del prodotto è subordinata alla totale responsabilità dell'utilizzatore. Nell'etichetta è stato riportato il simbolo indicato nel D.lgs. n.49 del 14 marzo 2014 che recepisce la direttiva 2012/19/UE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto nei rifiuti differenziati, nello specifico nei rifiuti di tipo elettrico ed elettronico.

Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Water Powered srl dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti di sicurezza e prestazione e alle disposizioni del Regolamento MDR 2017/745

È possibile scaricare la dichiarazione di conformità dal sito www.myperfectcolon.com. Eventualmente non fosse possibile scaricare la documentazione dal sito, è possibile richiederla direttamente alla Water Powered srl.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
Livelli di conformità secondo la Norma EN 60601-1-2:2015

- Immunità ESD 15kV in aria 8kV a contatto (EN 61000-4-2)
- Immunità burst 2kV/100kHz (EN 61000-4-4) alimentazione/1kV segnali
- Immunità surge (EN 61000-4-5): 1kV comune/2kV differenziale
- Campo magnetico (EN 61000-4-8): 30A/m
- Immunità dips: 0% 0,5 cicli; 0% 1 ciclo; 70% 25 cicli (50Hz) e 30 cicli (60Hz); Interruzioni: 250 cicli (50Hz); 300 cicli (60Hz)
- Immunità alle correnti rf nel range 150kHz-80MHz (EN 61000-4-6) 3V modulazione 80% 1kHz
- 6V modulazione 80% 1kHz per i seguenti range di frequenza:
 - 6,765 MHz ÷ 6,795 MHz
 - 13,553 MHz ÷ 13,567 MHz
 - 26,957 MHz ÷ 27,283 MHz
 - 40,66 MHz ÷ 40,70 MHz
- Emissioni CISPR 11 classe A
- Armoniche EN 61000-3-2 classe A
- Flicker pst, dt, dc

Immunità ai campi rf (EN 61000-4-3):

Field (V/m)	Frequency	Modulation
3	80MHz,2700MHz	1kHz AM 80%
27	380MHz,390MHz	18Hz PM 50%
28	430MHz,470MHz	18Hz PM 50%
9	704MHz,787MHz	217Hz PM 50%
28	800MHz,960MHz	18Hz PM 50%
28	1700MHz,1990MHz	217Hz PM 50%
28	2400MHz,2570MHz	217Hz PM 50%
9	5100MHz,5800MHz	217Hz PM 50%

Test level

Field	Form	Frequency
90V/m	AM 80% 1kHz	800MHz-960MHz
50 V/m	AM 80% 1kHz	1.4GHz-2GHz
35V/m	AM 80% 1kHz	2GHz-2.48GHz
28	2400MHz,2570MHz	217Hz PM 50%
9	5100MHz,5800MHz	217Hz PM 50%

Livelli di conformità secondo la Norma EN 60118-13: 2011

INCIDENTI

È necessario segnalare al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito.

AVVERTENZE:

Anche se conforme allo standard EN 60601-1-2, il dispositivo medico My Perfect Colon PRO può interferire con altri dispositivi nelle vicinanze. Il dispositivo non deve essere usato in prossimità o impilato con altre apparecchiature. Installare il dispositivo distante da altre apparecchiature che irradiano alte frequenze (onde corte, microonde, elettrobisturi, telefoni cellulari).

L'uso di questo apparecchio in prossimità o appoggiato su altri apparecchi dovrebbe essere evitato, in quanto questo può portare a un funzionamento non corretto. In questi casi è necessario che l'apparecchio e l'altra apparecchiatura siano tenuti sotto osservazione per verificare il loro funzionamento normale.

Gli apparecchi trasportabili di comunicazione a RF (comprese le periferiche come i cavi dell'antenna e le antenne esterne) dovrebbero essere utilizzati ad una distanza non inferiore a 30 cm (12 pollici) rispetto a qualsiasi parte del My Perfect Colon PRO compresi i cavi specificati dalla Water Powered S.r.l.. In caso contrario, potrebbe verificarsi un degrado delle prestazioni di questo apparecchio.

Rated maximum output power of transmitter (W)	Distance (m) of separation according to the frequency of the transmitter		
	from 150kHz to 80MHz d = 1,2 vP	from 80MHz to 800MHz d = 1,2 vP	from 800MHz to 2.5GHz d = 2,3 vP
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

L'apparecchio è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o l'operatore possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e il dispositivo medico, come sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione.

Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P è la potenza massima nominale d'uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore.

Note:

(1) A 80 MHz e 800 MHz si applica l'intervallo della frequenza più alta.

(2) Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.



L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche parziali o totali al prodotto che potrebbe quindi differire dalla descrizione inserita nel presente manuale.

La casa produttrice, i distributori ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale d'uso.

I dispositivi My Perfect Colon non sono e non sostituiscono le apparecchiature utilizzate nei centri di idrocolonterapia.

Visitare www.mypperfectcolon.com o contattare customer@waterpowered.eu per maggiori informazioni. Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione visitare il sito www.mypperfectcolon.com o contattare l'assistenza via email customer@waterpowered.eu.

SIMBOLI

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Fabbricante		Attenzione
	Marcatatura CE. Il dispositivo è conforme al regolamento MDR 2017/745.		Consultare le istruzioni per l'uso
	Numero catalogo		Consultare manuale di istruzioni
	Codice di lotto		Per lo smaltimento, il prodotto deve essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE).
	Conservare a riparo dalla luce solare		Dispositivo medico
	Keep away from damp		Data di fabbricazione