

My Perfect Colon<sup>®</sup> *Pro*  
Natural Hydro-Therapy at Home



ES

Manual de uso





[www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu)

[customer@waterpowered.eu](mailto:customer@waterpowered.eu)

800577477



# General Diagram



**ATENCIÓN: Leer atentamente el manual antes de usarlo y conservarlo para usarlo en el futuro.**

Utilizar My Perfect Colon PRO según las indicaciones del médico y/o de los profesionales sanitarios. Las indicaciones recibidas prevalecen sobre las presentes instrucciones.

**QUÉ ES MY PERFECT COLON PRO**

My Perfect Colon PRO es un dispositivo médico CE para la irrigación transanal.

**ESTRUCTURA DEL PRODUCTO y CONTENIDO**

- A. Bolsa de 2 litros con ventosas y termómetro de cristal líquido
- B. Tubo de aspiración (de 1,5 metros) con abrazadera (B1) y enlaces
- C. Empuñadura con botón de encendido e indicador luminoso (C1), puerto de carga (C2), enlace de entrada de agua (C3) y enlace con tubo de salida de agua (C4)
- D. Filtro de membrana de 5 micrones (x5)
- E. Reductor de erogación de agua (x1)
- F. Tubo de salida (de 1 metro) con enlaces
- G. Soporte con ventosas
- H. Tubo modelable con enlaces
- I. Cánula rectal (x12)
- J. Cable USB
- K. Estuche porta My Perfect Colon PRO
- L. Manual multilingüe

**ADVERTENCIAS GENERALES**

Cuando se usan productos eléctricos, especialmente en presencia de niños, es necesario respetar las precauciones de seguridad básicas.

- Con el dispositivo en fase de carga, para reducir los riesgos de descargas eléctricas, no tocar el enchufe con las manos mojadas;
- No usar mientras se está haciendo el baño o cuando se está mojados;
- No colocar o dejar caer en agua u otros líquidos;
- No colocar o guardar el producto donde hay riesgo de que pueda caer en la bañera o en el lavabo.
- Comprobar si el cable eléctrico está dañado antes de utilizarlo;
- No utilizar el dispositivo si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente, si ha caído, está dañado o ha caído en agua. En tal caso, ponerse en contacto con Water Powered srl;
- Mantener el cable eléctrico alejado de fuentes de calor;
- No conectar el dispositivo a un sistema de tensión diferente del especificado o a uno no provisto de línea de toma de tierra y diferencial;
- No usar el dispositivo durante la fase de carga;
- El dispositivo no produce interferencias electromagnéticas.

**ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES DE USO**

- Antes de utilizar My Perfect Colon PRO, consultar al propio médico o profesional sanitario especializado en irrigación transanal para verificar la idoneidad al uso en base a la propia situación personal;
- La irrigación transanal con My Perfect Colon PRO debe realizarse siempre con cautela;
- Realizar la primera irrigación transanal bajo la supervisión de un operador sanitario;
- Consultar al médico para cualquier duda acerca del uso del dispositivo;
- Si se produjeran particulares molestias después del uso de My Perfect Colon Pro, suspender el uso y consultar al médico. Pedir inmediatamente asistencia médica si durante o después del procedimiento de irrigación se advierten dolores abdominales intensos o continuos, dolor en la espalda o sangrado rectal durante o tras de la irrigación. La perforación intestinal es una complicación de la irrigación transanal extremadamente rara, pero

- 1 -

- No usar accesorios no recomendados por el productor;
- No dejar caer o introducir ningún objeto extraño en las aberturas del dispositivo.

**INSTRUCCIONES****Preparación del dispositivo y Uso.**

La irrigación transanal con My Perfect Colon se realiza normalmente sentados en el inodoro.

1. Conectar el tubo de aspiración de 1,5 metros (B) a la bolsa (A) mediante el enlace con rosca, girando en sentido horario hasta que se detenga;
2. Asegurarse que la abrazadera (B1) sobre el tubo B esté cerrada y llenar la bolsa con agua templada (entre 36 °C y 38 °C - comprobar la temperatura marcada en verde/marrón sobre el termómetro de la bolsa. Si no aparece ningún punto coloreado, la temperatura del agua es superior o inferior al rango del termómetro. El valor es indicativo - tolerancia +/-10%).
3. Cerrar la bolsa enroscando bien el tapón y fijarla a la pared (a una superficie lisa) gracias a las ventosas a una altura aproximada de 1 m o apoyarla en el suelo o sobre una superficie estable. Colocar la bolsa cerca de la taza del inodoro de manera que la abrazadera (B1) se pueda alcanzar con las manos estando sentados;
4. Conectar el otro extremo del tubo de aspiración (B) al enlace de entrada de agua (C3) situado en la empuñadura;
5. Conectar el tubo de 1 metro (F) al enlace del tubo de salida de agua (C4) colocado en la empuñadura C;
6. Conectar el otro extremo del tubo F al soporte (G) y aplicar las ventosas a la parte frontal de la tapa del inodoro o del propio inodoro;
7. Conectar el enlace del tubo del soporte con ventosas (G) al tubo modelable (H);
8. Conectar la cánula (I) al tubo modelable (H);
9. Desbloquear la abrazadera (B1) para permitir el pasaje del agua y, colocando la cánula (I) en el interior del inodoro, pulsar el botón de encendido C1. Dejar correr el agua durante unos segundos a través de los tubos para comprobar la correcta conexión y funcionamiento (es posible que inicialmente venga aspirado y expulsado también el aire presente en los tubos vacíos);
10. Apagar el dispositivo pulsando el botón C1, apretar la abrazadera (B1) y sentarse en el inodoro colocando los tubos entre las piernas;
11. Introducir delicadamente la cánula en el recto, sin forzar. Si se advierte resistencia a la introducción, extraer la cánula y comprobar que el recto esté vacío (podría ser necesaria la evacuación manual para favorecer el vaciado). Probar a usar ungüentos lubricantes para favorecer la introducción. Si la resistencia persiste, no forzar, interrumpir la irrigación y solicitar la ayuda de un profesional sanitario;
12. Desbloquear la abrazadera (B1) y accionar la irrigación apretando el botón de encendido C1 (el indicador luminoso se encenderá – leer el párrafo “Indicaciones para la irrigación”);
13. Para interrumpir la irrigación, apretar el botón C1. Para permitir tener conocimiento del agua introducida durante el lavado, cada 30” el dispositivo se apaga interrumpiendo la irrigación. Este sistema de seguridad evita que inadvertidamente se introduzca más agua de la deseada. Pulsar de nuevo el botón de encendido para continuar la irrigación durante otros 30”. **Para comprobar la cantidad de agua que es suministrada en base a las distintas configuraciones, ver la tabla 1 en el párrafo “Indicaciones para la irrigación”;**
14. Terminado el lavado, apagar el dispositivo pulsando el botón C1 y cerrar la abrazadera (B1).

**Uso con personas postradas en cama:**

En caso de uso por parte de personas postradas en cama, por tanto no en el baño, el montaje del tubo con soporte y ventosas (G) y del tubo modelable (H) no es necesario. Conectar la cánula directamente al tubo de salida (F).

**Uso en posición supina**

Para una limpieza aún más eficaz, se aconseja realizar el lavado en posición supina. Para ello disponemos de la Mesa My Perfect Colon o la Colchoneta Comfort Wash, accesorios disponibles en [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) o [www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu). En caso de uso en posición supina, el montaje del tubo con soporte y ventosas (G) y del tubo modelable (H) no es necesario. Conectar la cánula directamente al tubo de salida (F).

- 3 -

my grave. Entre los síntomas de la perforación intestinal está un intenso y prolongado dolor abdominal o de espalda o una hemorragia rectal;

- Conservar el producto fuera del alcance de los niños. Vigilar a los niños si se encuentran cerca del dispositivo para evitar el riesgo de estrangulamiento con los tubos, sofocación con la bolsa o con los pequeños componentes que podrían separarse del producto;
- Por motivos higiénicos, cada dispositivo My Perfect Colon PRO debe ser utilizado por una sola persona;
- La cánula rectal es de un solo uso, la reutilización es potencialmente dañosa para el usuario;
- Usar con agua entre 36 °C y 38 °C;
- Utilizar agua corriente limpia o, en caso de dudas sobre la calidad, utilizar los filtros para agua My Perfect Colon. En alternativa, utilizar agua embotellada;
- Apagar el dispositivo cuando el agua de la bolsa se termine;
- Vaciar la vejiga antes de la irrigación;
- Asegurarse de estar cómodamente sentados en el inodoro para favorecer la relajación del suelo pélvico;
- En algunos casos es posible que el efecto de la irrigación sea especialmente eficaz y que el estímulo a la evacuación pueda volver a presentarse varias veces en las 2-3 horas sucesivas al lavado;
- El cuerpo debe acostumbrarse al tratamiento con la irrigación transanal. En ausencia de particulares patologías y si se sigue un estilo de vida sano y una correcta dieta, los efectos beneficiosos se conseguirán después de algunas sesiones;
- Los tubos deben ser instalados como está detallado en las instrucciones para no provocar daños en el dispositivo.

**CONTRAINDICACIONES**

La irrigación transanal con My Perfect Colon PRO no debe realizarse en los siguientes casos:

- Diverticulitis aguda;
- Enfermedad inflamatoria intestinal aguda;
- Cáncer colorrectal;
- Estenosis anal o colorrectal conocida;
- Antes de 4 meses tras cirugía anal o colorrectal;
- Antes de 5 semanas tras polipectomía endoscópica;
- Colitis isquémica;
- Edad inferior a 3 años. Para los niños siempre es necesario consultar con el propio médico antes de usarlo;
- Mujer embarazada, que piensa que puede estarlo o está en periodo de lactancia.
- Es necesario prestar especial atención si se padece o se ha padecido en el pasado alguna de las siguientes patologías:
  - Impactación fecal: en caso de fuerte estreñimiento, es necesario efectuar una limpieza inicial del intestino antes de empezar el tratamiento de irrigación;
  - Condiciones anorrectales dolorosas, como por ejemplo fisuras, fístulas anales, hemorroides de tercer o cuarto grado;
  - Los pacientes con riesgo de disreflexia autonómica deben realizar las irrigaciones con supervisión;
  - Diverticulosis grave o absceso diverticular;
  - Terapia de radiación en la región abdominal o pélvica;
  - Precedente operación quirúrgica anal o colorrectal;
  - Precedentes operaciones quirúrgicas importantes en la zona pélvica;
  - Disreflexia autonómica grave;
  - Variaciones en la consistencia de las heces, como por ejemplo diarrea (se debe identificar la causa de la diarrea);
  - Aumento del riesgo de hemorragia o terapia anticoagulante en curso (excluidos aspirina y clopidogrel) ;
  - Terapia corticosteroidea de larga duración;
  - Medicación rectal.
- El dispositivo no está indicado para el uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a menos que reciban adecuada asistencia;
- No utilizar el dispositivo para aplicaciones diferentes de las indicadas;

- 2 -

**Indicaciones para la irrigación**

- La cantidad de agua necesaria para la irrigación transanal es subjetiva. Para los adultos puede variar entre los 300 y los 1000 ml hasta un máximo de 1500 ml (en base a las indicaciones del propio médico). Para los niños, 10-20 ml por cada kilo de peso;
- Utilizar agua entre 36 °C y 38 °C. Si el agua está demasiado caliente, puede dañar el delicado revestimiento del intestino. Si está demasiado fría, se pueden producir calambres en el estómago. En caso de que durante la utilización se advirtiese una temperatura demasiado caliente o fría, apagar el dispositivo y sustituir el agua de la bolsa con agua a la temperatura correcta. Ayudarse con el termómetro de la bolsa para regular la temperatura del agua;
- Estar atento a que el flujo en los tubos no esté bloqueado o ralentizado por obstrucciones o retorcimientos;
- Durante el lavado, colocar la bolsa a aproximadamente 1 m de altura gracias a las ventosas en dotación. En caso de que se coloque en el suelo, colocarla ligeramente en pendiente de manera que el agua se dirija hacia la salida para evitar aspirar aire;
- Vaciado: después de haber concluido la introducción de agua, el intestino empezará a vaciarse. Sobre todo durante los primeros usos, es posible que sea necesario esperar unos minutos, incluso 15-30 minutos, antes de que el colon empiece a vaciarse. Asegurarse de expulsar toda el agua. Para facilitar el vaciado, probar a inclinarse hacia delante, toser y/o hacer un masaje abdominal;
- Los tiempos de evacuación son subjetivos y pueden variar de sesión en sesión;
- Cantidad de agua:
  - En cada sesión de 30” se erogan aproximadamente 475 ml de agua (considerando que se coloque la bolsa a una altura de 1 metro de altura aproximadamente);
  - Si se prefiere un flujo de agua menor, conectar el reductor (E) entre el enlace del tubo de salida (C4) y el tubo F (fig. 2): de esta manera se tendrá una reducción de aproximadamente el 30% del caudal respecto al normal cuando el reductor no se monta (fig. 1). Si se prefiere un flujo todavía menor (-70% aprox.), conectar el reductor (E) entre el tubo de aspiración (B) y el enlace de entrada de agua (C3 - fig. 3). Ver la tabla de abajo para tener una especificación de las diversas cantidades;
  - Según la altura a la que se coloque la bolsa, la cantidad de agua erogada por minuto puede variar (cuanto más baja se coloque la bolsa, menor será la cantidad de agua erogada).

**Tabla 1 – Cantidad de agua por sesión según las diferentes configuraciones – considerando el dispositivo completamente cargado y la bolsa colocada aproximadamente a 1 m de altura - (toler. +/-20%)**

Tiempo / Sesiones de 30”	Sin reductor ni Filtro E (fig. 1)	Con reductor (E) en tubo de salida (fig. 2)	Con reductor (E) en tubo de entrada (fig. 3)	Con Filtro (D) en tubo de salida	Con Filtro (D) y reductor (E) en tubo de salida
30” / 1 Sesión	475ml aprox.	325ml aprox.	150ml aprox.	375ml	275ml
60” / 2 Sesiones	950ml aprox.	650ml aprox.	300ml aprox.	750ml	550ml
120” / 3 Sesiones	1425ml aprox.	975ml aprox.	450ml aprox.	1125ml	825ml

- Calidad del agua y filtros My Perfect Colon:
  - Utilizar agua corriente limpia o, en caso de dudas sobre la calidad, utilizar los filtros para agua My Perfect Colon. En alternativa, utilizar agua embotellada;
  - El uso del filtro D es opcional. Si se desea usar, montar entre el enlace del tubo C4 y el tubo F;
  - Montando el filtro la cantidad de agua erogada se reduce ligeramente y en proporción a la calidad del agua (cuanto más impuridades en suspensión estén presentes en el agua más tiende a reducirse el flujo – ver la tabla 1 como referencia para la cantidad de agua erogada para cada sesión en condiciones normales);
  - Atención: No usar el filtro para varios lavados, sustituir el filtro después de cada lavado para garantizar la pureza del agua, un flujo adecuado y evitar la proliferación de bacterias entre un lavado y otro. Están disponibles filtros de recambio en las páginas [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) y [www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu).

- 4 -

## GESTIÓN CARGA

- El cable en dotación tiene un conector USB. Para cargar el dispositivo es necesario conectar el cable al puerto de carga (C2) del dispositivo y el otro extremo a un cargador normal con puerto USB (no incluido en dotación);
- Se aconseja realizar una primera carga de por lo menos una hora;
- Cuando se está cargando, el indicador luminoso (C1) será de color rojo. Cuando la carga se ha completado, el indicador luminoso se apagará;
- Protección de sobrecarga: con la batería cargada la recarga se suspenderá automáticamente;
- Cuando el dispositivo está en funcionamiento, el indicador luminoso se iluminará.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Cánula rectal: La cánula es de un solo uso. No reutilizar, lavar, desinfectar ni esterilizar. La reutilización puede provocar infecciones. Después del uso, tirar la cánula rectal y eliminarla con los residuos domésticos normales (Están disponibles cánulas de recambio en las páginas [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) y [www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu));
- Bolsa: después de cada uso, vaciarla y dejarla secar teniendo el tapón desenroscado y conservarla bien seca. La bolsa se debe cambiar preferiblemente después de unos 15 usos (Están disponibles bolsas de recambio en las páginas [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) y [www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu));
- Después del uso, quitar los tubos y hacer salir el agua que queda en el interior (si es necesario, soplando por uno de los extremos);
- Después de haber secado todos los componentes con un paño delicado, conservar en lugar seco a temperatura ambiente y resguardado de la luz solar directa. Cuando se guarda el producto, comprobar que los tubos no estén retorcidos y que no estén cerca de objetos punteados/cortantes;
- Conservar el producto con los tubos separados de la bolsa y de la empuñadura;
- Para limpiar periódicamente la superficie interna de los tubos y de la bolsa, llenar la bolsa con agua y jabón natural delicado y encender el dispositivo para hacer pasar el agua por los tubos, descargando en el lavabo. Sucesivamente, repetir este procedimiento por lo menos con 4 litros de agua corriente limpia y limpiar eventuales residuos de jabón;
- Al terminar de usarlo, desconectar los tubos y encender el dispositivo unos segundos sacudiéndolo con los tubos hacia abajo para hacer salir el agua que haya quedado en el interior;
- Dejar la empuñadura en un lugar fresco y seco, preferiblemente en vertical, hasta que el tubo transparente esté completamente seco.

## RESOLUCIÓN DE EVENTUALES PROBLEMAS

En caso de necesidad ponerse en contacto con Water Powered srl para recibir las instrucciones adecuadas para la resolución de los problemas ([customer@waterpowered.eu](mailto:customer@waterpowered.eu) - [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) - [www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu)).

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
Hay una pérdida entre los tubos	Conexión incorrecta	Desenroscar los enlaces donde se ha producido la pérdida y volver a enroscarlos
El dispositivo no se enciende	La bomba no funciona	Asegurarse de que el aparato esté cargado
El agua que sale de la cánula es poca o no sale nada	Tubos obstruidos	Asegurarse de que no haya obstrucciones en los tubos o que no estén doblados
	Abrazadera cerrada	Asegurarse que la abrazadera (B1) no esté cerrada
	Bolsa colocada en el suelo no correctamente	Colocar la bolsa ligeramente inclinada para dirigir el agua hacia la salida y favorecer su salida
	Agua acabada	Recargar la bolsa con más agua

- 5 -

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Water Powered srl declara que este dispositivo es conforme a los requisitos de seguridad y prestación y a las disposiciones del Reglamento MDR 2017/745

Es posible descargar la declaración de conformidad en el sitio [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com). En caso de que no se pueda descargar la documentación del sitio, es posible solicitarla directamente a Water Powered srl.

## INCIDENTES

Es necesario informar al fabricante y a las autoridades competentes del Estado miembro en el que se vive de cualquier incidente grave que se produzca con relación al dispositivo médico que suministramos.

## COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

### Niveles de conformidad según la Norma EN 60601-1-2:2015

- Inmunidad ESD 15kV en aire 8kV a contacto (EN 61000-4-2)  
- Inmunidad burst 2kV/100kHz (EN 61000-4-4) alimentación/1kV señales

- Inmunidad ondas de choque (EN 61000-4-5): 1kV común/2kV diferencial  
- Campo magnético (EN 61000-4-8): 30A/m

- Inmunidad dips: 0% 0,5 ciclos; 0% 1 ciclo; 70% 25 ciclos (50Hz) y 30 ciclos (60Hz);

Interrupciones: 250 ciclos (50Hz); 300 ciclos (60Hz)

- Inmunidad a las corrientes rf en el rango 150kHz-80MHz (EN 61000-4-6) 3V modulación 80% 1kHz

6V modulación 80% 1kHz para los siguientes rangos de frecuencia:

6,765 MHz ÷ 6,795 MHz

13,553 MHz ÷ 13,567 MHz

26,957 MHz ÷ 27,283 MHz

40,66 MHz ÷ 40,70 MHz

- Emisiones CISPR 11 clase A

- Armónicas EN 61000-3-2 clase A

- Flicker pst, dt, dc

## ADVERTENCIAS:

Aunque es conforme al estándar EN 60601-1-2, el dispositivo médico My Perfect Colon PRO puede interferir con otros dispositivos cercanos. El dispositivo no debe usarse cerca o apilado a otros equipos. Instalar el dispositivo lejano de otros equipos que irradian altas frecuencias (ondas cortas, microondas, electrobisturí, móviles).

El uso de este aparato próximo o apoyado a otros aparatos debería evitarse, dado que esto puede conllevar un funcionamiento no correcto. En estos casos es necesario que el aparato y el otro equipo se tengan bajo vigilancia para comprobar que funcionan normalmente.

Los aparatos transportables de comunicación a RF (incluidos los dispositivos periféricos como los cables de la antena y las antenas exteriores) deberían ser utilizados a una distancia no inferior a 30 cm (12 pulgadas) respecto a cualquier parte del My Perfect Colon PRO incluidos los cables especificados por Water Powered S.r.l. En caso contrario, podría producirse una pérdida de las prestaciones de este aparato.

El aparato está previsto para funcionar en un ambiente electromagnético en el que están bajo control las interferencias irradiadas RF. El cliente o el operador pueden contribuir a prevenir interferencias electromagnéticas asegurando una distancia mínima entre los aparatos de comunicación móvil y portátiles a RF (transmisores) y el dispositivo médico, como se ha recomendado, con relación a la potencia de salida máxima de los aparatos de radiocomunicación.

- 7 -

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión máxima del agua: 80 PSI

Flujo máximo de agua por minuto: 1,2 l

Batería: Li-Ion 3.7V - 560mAh

Cargador aconsejado: 5V - 1A

Protección: IP21

Condiciones ambientales de utilización: Temperatura de +18 a +35 °C; Humedad 30%-75% no condensación;

Presión 860±1060 hPa;

Condiciones ambientales de transporte y almacenaje: Temperatura -25÷70 °C, Humedad 25÷75%, Presión 860±1060 hPa.

## RECAMBIOS y ACCESORIOS

Es posible adquirir la gama completa de productos My Perfect Colon en las páginas web [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) y [www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu).

## GARANTÍA

Las normas de garantía tienen valor solo si el dispositivo se emplea en las condiciones de uso previsto.

Con excepción de las operaciones de mantenimiento descritas en la sección MANTENIMIENTO y realizadas con los procedimientos indicados, cualquier reparación o modificación aportada al producto por el usuario o por empresas no autorizadas determina la finalización de la garantía.

La garantía no se extiende a los daños causados por la impericia o negligencia al usar el producto o del mal u omitido mantenimiento.

La garantía es válida por un periodo de doce (12) o veinticuatro (24) meses según el tipo de comprador (jurídico o privado).

La empresa productora se asume el compromiso de sustituir a su discreción las partes mal funcionantes o con errores de fábrica, solo tras un cuidadoso control y comprobación de mala construcción.

Siempre corren a cargo del comprador los gastos de transporte y/o envío en caso de utilización errónea de los términos de la garantía.

Durante el periodo de garantía los componentes sustituidos son de propiedad del productor.

La garantía no incluye daños derivados de una excesiva sollicitación como por ejemplo la utilización del producto después de la constatación de una anomalía, del uso de métodos de ejercicio no adecuados además de la falta de observación de las instrucciones de uso y mantenimiento.

El productor no se asume ninguna responsabilidad por eventuales dificultades que pudieran surgir en la reventa o en la utilización en el extranjero debido a las disposiciones en vigor en el país en que el producto ha sido vendido.

El producto defectuoso debe ser entregado a la empresa productora para la sustitución; en caso contrario la parte sustituida será exigida al comprador.

La asistencia autorizada sobre el producto se realiza directamente por Water Powered s.r.l. o por un técnico habilitado y encargado por la misma.

## ELIMINACIÓN

La posibilidad de reutilizar algunas partes del producto está subordinada a la total responsabilidad del usuario.

En la etiqueta está presente el símbolo indicado en el D. Leg. n.º 49 del 14 de marzo de 2014 que transpone la directiva 2012/19/UE, el cual indica la necesidad de eliminar el dispositivo en los residuos diferenciados, más específicamente en los residuos de tipo eléctrico y electrónico.

El producto no debe ser tirado junto con los demás residuos domésticos. Los usuarios deben proceder a la eliminación de estos aparatos llevándolos al punto limpio indicado para el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos.

- 6 -

Rated maximum output power of transmitter (W)	Distancia (m) de separación en base a la frecuencia del transmisor		
	de 150kHz a 80MHz d = 1,2 VP	de 80MHz a 800MHz d = 1,2 VP	de 800MHz a 2,5GHz d = 2,3 VP
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Para los transmisores con potencia nominal máxima de salida que no aparecen en la tabla, la distancia de separación recomendada en metros (m) puede ser colocada usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima nominal de salida del transmisor en vatios (W) según el constructor del transmisor.

## Notas:

(1) A 80 MHz y 800 MHz se aplica el intervalo de la frecuencia más alta.

(2) Estas líneas guía podrían no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética está influida por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.



La empresa se reserva la facultad de aportar modificaciones parciales o totales al producto que, por tanto, podría diferir de la descripción incluida en el presente manual.

La casa productora, los distribuidores y los revendedores rehúsan toda responsabilidad por eventuales daños que puedan, directa o indirectamente, originar a personas o cosas como consecuencia de la falta de observancia de todas las prescripciones indicadas en el presente manual de uso.

Los dispositivos My Perfect Colon no son y no sustituyen a los equipos utilizados en los centros de hidrocoloterapia.

Visitar [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) o contactar con [customer@waterpowered.eu](mailto:customer@waterpowered.eu) para más información.

Para cualquier aclaración o información visitar el sitio [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) o contactar la asistencia mediante email a: [customer@waterpowered.eu](mailto:customer@waterpowered.eu).

## SÍMBOLOS

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Fabricante		Atención
	Marca CE. El dispositivo es conforme al reglamento MDR 2017/745.		Consultar las instrucciones de uso
	Número catálogo		Consultar el manual de instrucciones
	Código de lote		Para la eliminación, el producto debe entregarse en un punto limpio adecuado para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE).
	Conservar protegido de la luz solar		Dispositivo médico
	Conservar protegido de la humedad		Fecha de fabricación

- 8 -

Rev.00-11/21