


My Perfect Colon[®] *fast*
Natural Hydro-Therapy at Home

PL Instrukcja obsługi*

*For "My Perfect Colon Fast - BASIC" and
"My Perfect Colon Fast - TRAVEL" versions

www.mypperfectcolon.com

General Diagram




Special Aerator Filter (A1, A2)



Adddy (O) - Universal adapter
(Included only with "Travel" version)




Aerator filter installation




How to use


6




7a




7b




8




9a




9b Only for Travel version



10




11



12




13 Only for Travel version




Cleaning

14




15




AdDY Installation

(For use of My Perfect Colon with AdDY, travel adapter.
To use My Perfect Colon at home, see step 1-4).


16




17




18




19




20




21




22



23



24



ZESTAW ZAWIERA:

- Opakowanie „Special Filter” (A1, A2) zawiera:
 - Pierścieni perlatora z wewnętrznym gwintem (X)
 - Pierścieni perlatora z zewnętrznym gwintem (Y)
 - Sitko perlatora (K)
 - Uszczelka (W - o przekroju prostokątnym) do połączeń z wewnętrznym gwintem
 - Uszczelka (Z - ze „schodkiem”) do połączeń z zewnętrznym gwintem
- Końcówka(B) wraz z 3 metrowym spiralnym węzłem(C), złącze (D), uchwyt (F) oraz końcówka (G)
- Sztynne aluminiowe rurki (H1 - H2) z wmontowaną dyszą (I)
- Opakowanie 20 szt. mini rurek odbytowych (L)
- Klucz do demontażu filtrów (M)
- Uniwersalna nasadka adaptująca Addy (O)* wraz z kluczem do montażu (P)*
- Etui My Perfect Colon
- Wielojęzyczna instrukcja obsługi

*Litery w nawiasach odnozą się do schematu ogólnego. Zestaw podstawowy nie zawiera części E, można ją dokupić oddzielnie. *Dołączone jedynie do zestawu Travel.*

CO TO JEST MY PERFECT COLON FAST

My Perfect Colon Fast to urządzenie medyczne przeznaczone do płukania odbytu oraz odbytnicy. **My Perfect Colon** można połączyć bezpośrednio z baterią przy pomocy specjalnego pierścienia oraz obecności zaworu regulującego ciśnienie wody (system opatentowany).

W JAKIM CELU STOSOWAĆ

Płukanie wykonane przy pomocy **My Perfect Colon Fast** zapewnia utrzymanie całkowitej higieny końcowego odcinka jelita grubego oraz usunięcie resztek kału obecnych na ściankach jelita odbytnicy. Użycie **My Perfect Colon Fast** wskazane jest w przypadkach zaparć, wzdęć, bębniacy oraz innych zaburzeń jelitowych jak również w celu utrzymania higieny końcowej części jelita.

PRZECIWWSKAZANIA

Zastosowanie **My Perfect Colon Fast** jest absolutnie niewskazane w przypadkach:

Enteritis- colon proctitis (stanów zapalnych jelita cienkiego, grubego oraz odbytu), ostrych zespołów brzusznych, ciąży, hemoroidów i szczelin odbytu w fazie krwawienia, perforacji jelita i odbytnicy, stanów nowotworowych jelita grubego, esicy i odbytnicy, krwotoków, smolistej stolca, niedawno przebytych operacji jelit lub odbytu, niewydolności krążenia, niewydolności oddechowej, padaczki i innych zespołów psychosomatycznych, biegunki, zaburzeń metabolicznych, zaburzeń tętniczo żylnych, choroby uchyłkowej jelit w fazie aktywnej, nudności i wymiotów oraz ciężkich stanów odwodnienia. Przebytych zabiegów prostaty.

Osobom, u których nie występują wyżej wymienione stany chorobowe, przed użyciem urządzenia medycznego **My Perfect Colon** zaleca się w każdym przypadku konsultację z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem **My Perfect Colon Fast** należy skontrolować wszystkie komponenty urządzenia, jak również poprawność połączenia z baterią.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA: Przed użyciem należy zapoznać się szczegółowo z instrukcją obsługi. Stosować przy użyciu letniej wody (ok. 29° C / 84°F - 36° C / 96°F).

- W przypadku doznania szczególnego dyskomfortu po zakończonym płukaniu, należy przerwać korzystanie z **My Perfect Colon Fast** oraz skontaktować się z lekarzem.
- Do korzystania z **My Perfect Colon Fast** należy użyć letniej wody, nie przekraczającej 37°C/98°F. Temperatura powinna utrzymywać się między 29°C a 36°C (84°F - 96°F). Po podłączeniu **My Perfect Colon Fast** do baterii, bez naciskania przycisku w uchwycie (F), należy ustawić temperaturę wody kontolując dłońią strumień wypływający z zaworu automatycznie regulującego ciśnienie wody (B - rys. 10). Należy pamiętać że służowka jelita jest zdecydowanie bardziej wrażliwa na ciepło lub zimno niż skóra na dłoniach.
- Kiedy po rozpoczęciu płukania woda okaże się zbyt gorąca lub zbyt zimna, należy natychmiast przerwać przepływ wody, puszczając przycisk w uchwycie (F), a następnie uregulować ponownie temperaturę wody wypływającej bezpośrednio z baterii. Montaż **My Perfect Colon Fast** do baterii może spowodować że niektóre kotły gazowe nie rozpoczną podgrzewania wody. Aby uniknąć takiej niedogodności wystarczy jednocześnie otworzyć strumień wody z innej baterii.
- Rurki odbytowe są jednorazowe; przeznaczone są wyłącznie do jednokrotnego użytku i, nawet gdy z urządzenia korzysta ta sama osoba.
- Do płukania można wykorzystać zwykłą czystą wodę obecną w sieci wodociągowej. W przypadku wątpliwej jakości wody, do płukania jelita przy pomocy **My Perfect Colon** można użyć filtra do wody z podwójną membraną od 5 mikronów (E) który można nabyć oddzielnie.
- Podczas użytkowania urządzenia, ciśnienie strumienia wodnego nie powinno być zbyt duże, zwłaszcza podczas pierwszych płukań. Ciśnienie to należy regulować bezpośrednio poprzez pokrętkę baterii. Osobom cierpiącym na uchyłkowatość jelita grubego, uwzględniając przeciwwskazania, zaleca się wykonywanie płukań przy minimalnym ciśnieniu strumienia wodnego.
- Urządzenie nie powinno być stosowane u osób poniżej 16-tego roku życia. W przeciwnym wypadku konieczne jest pozwolenie pediatry oraz obecność osoby dorosłej.
- Urządzenia nie należy stosować u osób śpiących, nieprzytomnych, dzieci, u osób ze zmianami stanu psychicznego oraz u osób posiadających niską wrażliwość skóry.

MONTAŻ PERLATORA

UWAGA: Perlator należy zamontować do baterii przed użyciem **My Perfect Colon Fast** po raz pierwszy. Nie jest konieczny demontaż specjalnego perlatora Water Powered po każdym użyciu urządzenia, gdyż nie zakłaca on normalnego funkcjonowania baterii (rys.5), oraz zapewnia napowietrzanie i filtrację wody. (Specjalny perlator **Water Powered** można połączyć do każdej baterii przy pomocy pierścienia spełniającego normę CEN-EN 246.

Aby zamontować perlator **My Perfect Colon Fast** (opakowanie „Special Filter”) do baterii (umywalkowej, wannowej, bidetu lub armatury prysznicowej**) należy:

- 1 - Od wylewki odkręcić perlator razem z uszczelką (rys. 1). W razie potrzeby użyć klucza (M).
- 2a - W przypadku wylewek z wewnętrznym gwintem (rys.2a) należy najpierw umieścić sitko perlatora (K) w pierścieniu z zewnętrznym gwintem (Y), a następnie umieścić uszczelkę ze „schodkiem”(Z) nad sitkiem (K) (rys. 2a). Całość (A1) przykręcić do wylewki (rys. 3a).
- 2b - W przypadku wylewek z zewnętrznym gwintem (rys.2b) należy najpierw umieścić sitko perlatora (K) w pierścieniu z wewnętrznym gwintem (X), a następnie umieścić uszczelkę o przekroju prostokątnym (W) nad sitkiem (K) (rys. 2b). Całość przykręcić do wylewki (rys. 3b).
- 3 - Aby dokładnie dokręcić perlator do wylewki, należy użyć końcówkę (B - rys. 4), wykonując ruch obrotowy odwrotny do ruchu wskazówek zegara.

do podłączenia **My Perfect Colon Fast do armatury prysznicowej należy użyć wielofunkcyjnej przejściówki (część zamienna sprzedawana oddzielnie - patrz „akcesoria i części zamienne”).

W sytuacjach kiedy nie jest możliwe odkręcenie perlatora od baterii (np. w podróży), **My Perfect Colon Fast** można połączyć z baterią również przy pomocy uniwersalnej nasadki adaptującej „Addy”(O). Nasadka obecna jest jedynie w zestawie **My Perfect Colon Fast Travel** lub sprzedawana oddzielnie jako część zamienna do zestawu „Basic” - patrz „akcesoria i części zamienne”.

UŻYTKOWANIE MY PERFECT COLON FAST

1. Szywną rurkę (H1) połączyć z zakrzywioną rurką (H2), a następnie całość połączyć z uchwytem (F) (rys. 6), tak aby strumień wody wypływający z końcowej dyszy znalazł się w jednej linii z uchwytem(F) (rys. 7a) (upewnić się czy szare uszczelki zostały poprawnie umieszczone na gwintach rurek).
2. Gdy po zamontowaniu rurek (H1 + H2), strumień wody nie znajdzie się w pozycji przedstawionej na rys.7a, należy lekko odkręcić końcówkę (G), obracając aluminiowe rurki ustawić dyszę (I) w jednej linii z uchwytem (F) (rys. 7b), a następnie ponownie dokręcić końcówkę (G) w celu unieruchomienia rurek (H1 + H2).
3. W celu starannego płukania jelita grubego zalecane jest użycie mini rurki odbytowych obecnych w zestawie. Montaż rurki odbytovej (L) polega na dokręceniu jej do dyszy (I)(rys. 8).
4. Przy pomocy końcówki (B) podłączyć **My Perfect Colon Fast** z perlatoem (A1 - A2) uprzednio zamontowanym do baterii lub nasadką Addy(O), wykonując ruch obrotowy przeciwny do ruchu wskazówek zegara (rys. 9a–9b). Czynność tę należy wykonywać suchymi rękami.
5. Otworzyć wypływ wody naciskając przycisk w uchwycie (F); przy pomocy dłoni uregulować temperaturę (powinna mieścić się w granicach ok. 29°C / 84°F – 36°C / 96°F) strumienia wypływającego z zaworu regulującego ciśnienie (końcówka (B) - rys. 10).
6. Trzymając wciśnięty przycisk w uchwycie (F) skontrolować prądowo wypływ wody z urządzenia oraz stabilność temperatury strumienia wodnego. Puścić przycisk w uchwycie (F) w celu zatrzymania

- przepływu wody w urządzeniu.
7. Usiąść na muszli klozetowej, umieścić aluminiowe rurki **My Perfect Colon Fast** (H1+H2) między nogami, uregulować pozycję dyszy tak aby strumień wypływającej wody znajdował się w jednej linii ze zwieraczem (rys. 11). W celu utrzymania dyszy blisko zwieracza, należy docisnąć delikatnie uchwyt (F), tak aby aluminiowa rurka opierała się na brzegu muszli klozetowej stanowiącej przeciwwagę dla dyszy. W przypadku kiedy do płukania zostaje użyta mini rurka odbytowa (L) należy delikatnie wsunąć ją do odbytu (gdy pojawiają się trudności, czynność tę należy natychmiast przerwać. Zbytnie forsowanie rurki podczas wkładania może być przyczyną poważnych obrażeń. W przypadku pojawienia się krwawienia lub bólu należy skonsultować się z lekarzem.)
 8. Pozostając w pozycji siedzącej, powoli otwórzć przepływ wody oraz rozpocząć płukanie. (UWAGA: patrz „częstotliwość i czas trwania płukania” oraz „porady dotyczące płukania jelita” w celu zapoznania się ze wskazówkami.)
 9. Każde płukanie składa się z trzech faz:
 - a - napełnianie (wprowadzanie wody do odbytu); W momencie pojawienia się nieprzyjemnego uczucia wypełnienia należy natychmiast przerwać czynność, nawet gdy napełnianie rozpoczęło się kilka sekund wcześniej lub wykonuje się je po raz pierwszy.
 - b - wstrzymywanie (utrzymywanie wody wewnątrz jelita, aż do momentu pojawienia się silnej potrzeby wypróżnienia, zwykle od 1 do 5 minut.)
 - c - opróżnianie (wypróżnianie). Podczas wypróżniania, mini rurki mogą pozostać wewnątrz odbytu. Jeśli w ciągu 5 minut nie pojawi się potrzeba wypróżnienia należy mimo wszystko starać się opróżnić jelito. Niewydalenie wody z jelita w ciągu 30 minut, może być objawem odwodnienia, należy więc zwrócić się o natychmiastową pomoc lekarską.
 10. Po zakończonym płukaniu pozostając w pozycji siedzącej, zamknąć przepływ wody puszcając przycisk w uchwycie (F), a następnie zamknąć wypływ wody z baterii.
 11. Aby zakończyć płukanie należy wywalić całkowicie wodę z jelita. Zalegająca woda może powodować pojawienie się drobnych wycieków a także uczucie dyskomfortu.
 12. Odłączyć końcówkę (B), odłączyć aluminiowe rurki wraz z dyszą od uchwytu, dokładnie wypłukać je pod bieżącą wodą (rys.14), wyeliminować mini rurkę (jeśli została użyta)
 13. Zestaw **My Perfect Colon Fast** przechowywać w etui. (zapoznać się z paragrafem “Czyszczenie i konserwacja”).

CZĘSTOTLIWOŚĆ I CZAS TRWANIA PŁUKANIA

- W celu poprawnego wykonania płukania, fazy napełniania należy wykonywać na przemian z fazami wstrzymywania. Każda z faz powinna trwać 5-10 sekund.
- Podczas pierwszych płukań, fazę napełniania i wstrzymywania należy powtórzyć dwukrotnie. Podczas kolejnych płukań, poszczególne fazy można powtarzać nie więcej jednak niż 5 razy. W momencie pojawienia się uczucia wypełnienia należy przerwać

natychmiast wprowadzanie wody do jelita (nawet jeśli napełnianie trwało tylko kilka sekund).

- Po zakończeniu ostatniej fazy napełniania, przed się, należy wstrzymać wodę wewnątrz, najdłużej jak to możliwe (bez szczególnego wysiłku oraz nie dłużej niż 4-5 minut).
- Ilość wody zużytej do płukania zależy od indywidualnych uwarunkowań. Niewskazane jest jednak zużycie więcej niż 1,5 litra wody (przy całkowitym otwarciu, zarówno strumienia wodnego jak i ręcznego regulatora, oraz standardowym ciśnieniu wody w sieci – 2,5/3 bar, wskazana ilość wody wypływa z otworów umieszczonych na rurce odbytowej w ciągu 40 sekund).
- Całkowity czas płukania może zmieniać się w zależności od indywidualnych przypadków i potrzeb. Zależy on nie tylko od ilości czasu potrzebnego do napełnienia jelita, ale także od tego jak długo woda będzie przetrzymywana w jelicie oraz od ilości czasu potrzebnej na wypróżnienie się.
- W pierwszym miesiącu zaleca się przeprowadzanie nie więcej niż jednego płukania w tygodniu, następnie można zwiększyć liczbę płukań do trzech w tygodniu. Liczba płukań może zależeć od zaleceń lekarza.

PORADY DOTYCZĄCE PŁUKANIA JELITA

- W celu ułatwienia wypróżnienia się należy głęboko oddychać, wciągnąć brzuch oraz masować przez 1-2 minuty dolną oraz lewą część brzucha. Kiedy tylko jelito będzie gotowe, a stolec rozmiękczony, wypróżnienie nastąpi w sposób naturalny.
- Ciśnienie oraz temperaturę wody należy dostosować do indywidualnych potrzeb, mając na uwadze parametry wskazane w niniejszej instrukcji.
- Pierwsze płukanie przy pomocy **My Perfect Colon Fast** zaleca się, wykonywać przy umiarkowanym ciśnieniu strumienia wodnego. Zbyt duże ciśnienie strumienia wodnego należy zredukować przy pomocy przycisku w uchwycie.
- Po każdym płukaniu zaleca się spożycie probiotyków, które pomogą przywrócić równowagę flory bakteryjnej jelita.
- W niektórych przypadkach płukanie może okazać się bardzo skuteczne, wywołując, w przeciągu 2-3 godzin, potrzebę kilkakrotnego wypróżnienia się. W tym czasie, zwłaszcza podczas pierwszych płukań, należy zapewnić sobie stały dostęp do toalety. Gdy sytuacja będzie powtarzała się podczas kolejnych płukań, zalecane jest stopniowe zmniejszenie ilości wody użytej do płukania.
- Końcówka (B) posiada zawór automatycznie regulujący ciśnienie strumienia wodnego (B – system opatentowany). Nadmierne ciśnienie strumienia wody zostaje automatycznie zredukowane poprzez odprowadzenie wody bezpośrednio do umywalki lub bidetu (rys.12). Kiedy podczas wypływu wody, przycisk w uchwycie zostanie zamknięty, mogą powstawać dźwięki w postaci szyczenia lub świstu. Aby pozbyć się dźwięku, wystarczy uregulować wypływ wody bezpośrednio poprzez pokrętko baterii.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po zakończonym użytkowaniu usunąć resztki wody z

urządzenia, dmuchając do końcówki z zaworem(B); przechowywać My Perfect Colon Fast w czystym i suchym miejscu (rys. 15)

- Rurki aluminiowe(H1 i H2), po każdym użytkowaniu należy odłączyć od uchwyty oraz dokładnie wypłukać. Zaleca się w każdym razie płukanie wszystkich pozostałych części. (rys. 14);
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych detergentów, gdyż mogą one spowodować uszkodzenia gumowych oraz plastikowych części urządzenia;
- Po montażu My Perfect Colon do baterii i przed rozpoczęciem płukania, gorąca woda powinna sownobodnie wypływać przez około 30 sekund, aż do pojawienia się strumienia wodnego w rurce;
- Aby zapewnić urządzeniu My Perfect Colon higienę i czystość należy usunąć resztki wody z węża, dmuchając do końcówki z zaworem(B) (rys. 15);
- Po zakończonym użytkowaniu, urządzenie należy przechowywać w etui, w czystym i suchym miejscu aby uniemożliwić pojawienie się pleśni i bakterii.

UNIERSALNA NASADKA ADAPTUJĄCA ADDY

UWAGA: Przed użyciem należy zapoznać się szczegółowo z instrukcją obsługi.

CO TO JEST ADDY

Uniwersalna nasadka adaptująca Addy umożliwiła łatwe i szybkie połączenie My Perfect Colon Fast z większością baterii obecnych na rynku, posiadających okrągłą wylewkę. Użycie nasadki wyklucza potrzebę montażu gwintowanego pierścienia perlatora.

Doskonale nadaje się do korzystania w podróży, w hotelu, a także w przypadku baterii z niestandardowym gwintem.

Addy można zainstalować do wszystkich rodzajów baterii, posiadających okrągły perlator o średnicy zewnętrznej od 16 mm do 25 mm oraz minimalnej wysokości 5mm (fig.16).

OSTRZEŻENIA I WSKAZÓWKI DLA ADDY

- Pokrętko baterii należy otwierać stopniowo, bez nagłych ruchów;
- W czasie przepływu wody nie należy zmieniać położenia Addy , gdyż może spowodować to utratę szczelności;
- Początkowo w górnej części Addy mogą pojawić się niewielkie krople wody, które szybko jednak zanikną. W przypadku kiedy krople będą zbyt obfite lub nie znikną w krótkim czasie, zaleca się ponowny montaż nasadki do baterii;
- Aby uniknąć przecieków, przed montażem nasadki należy skontrolować szczelność perlatora;
- Zbyteńne forsowanie przy zakładaniu Addy , jak również wielokrotny jej montaż do tej samej baterii, może spowodować pojawienie się na perlatorze niewielkich rys pozostawionych przez bolce; (w przypadku wielokrotnego montażu My Perfect Colon Fast, do tej samej

baterii, zaleca się użycie gwintowanego pierścienia perlatora);

- Zaleca się pozostawienie Addy zamontowaną do baterii; przed każdym ponownym jej użyciem, korzystnie jest upewnić się, że nasadka dobrze przylega do wylewki, kontrolując dokręcenie śruby (P1);
- Podczas dokręcania śruby(P1) należy uważać aby uszczelka nie uległa deformacji (fig. 18);
- W przypadku odłączenia się nasadki od wylewki, należy powtórzyć procedurę montażu, dokręcając lekko śrubę P1 oraz pokrętko P2;
- Nie demontować części nasadki Addy;
- Zawiera małe części - trzymać z dala od dzieci.

ADDY - MONTAŻ DO BATERII

1. Ustawić uchwyt w pozycji otwartej (fig. 17), dokręcając pokrętko regulujące (P2) bez zbyteńnego forsowania, do momentu unieruchomienia uchwyty;
2. Skontrolować czy śruba mocująca jest na tyle odkręcona, aby możliwe było wsunięcie nasadki na perlator, skontrolować poprawność ułożenia uszczelki (fig.18);
3. Trzymając Addy (fig.19), docisnąć w górę, aż do całkowitego przylgnięcia uszczelki do perlatora, należy upewnić się czy:
 - śruba mocująca(P1) znajduje się z przodu lub z boku wylewki (nigdy w części tylnej);
 - Addy "śledzi" nachylenie perlatora (fig. 20), gwarantując całkowite przyleganie uszczelki do perlatora a tym samym jej szczelność;
 - Addy jest zamontowana najwyżej jak to możliwe (fig. 21).

Szczególne przypadki:

- Niektóre perlatory posiadają niewielkie wgłębienia: bolce oraz śruba mocująca nie powinny znajdować się w pobliżu nierówności, gdyż może to spowodować zsuniecie się nasadki Addy .
- W przypadku perlatorów lekko zaokrąglonych (baterie kuchenne), nasadkę Addy należy zamontować na prostej części perlatora (fig. 22), nigdy na części zaokrąglonej, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do zsunienia się nasadki.
- 4. Trzymając nieruchomo nasadkę Addy , dokręcić śrubę mocującą (P1) (bez nadmiernego forsowania) (fig. 23);
- 5. Uchwyt przestawić do pozycji zamkniętej (fig. 24);

Teraz możesz podłączyć swoje My Perfect Colon Fast (fig. 9b);

6. Po zakończeniu użytkowania, uchwyt przestawić do pozycji otwartej (fig. 13), i jeśli to konieczne odkręcić śrubę mocującą;
7. Po demontażu nasadki Addy , należy dokładnie ją wysuszyć oraz pozostawić śrubę mocującą lekko dokręconą, jednak tak aby nie zniekształciła uszczelki (fig. 18).

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Pelny zestaw akcesoriów i części zamiennych **My Perfect Colon** jest dostępny w aptekach lub na stronie internetowej www.myperfectcolon.com

Mini rurki odbytowe: zwiększają efektywność płukania; w opakowaniach po 30 sztuk.

Filtr do wody z podwójną membraną od 5 mikronów: do oczyszczania wody z bakterii oraz innych zanieczyszczeń, których wielkość przekracza 5 mikrona.

Nasadka Uniwersalna Addy: Uniwersalna nasadka adaptująca, umożliwiającą szybki montaż **My Perfect Colon Fast** do baterii, bez potrzeby odkręcania perlatora. Idealnie nadaje się do użycia w podróży, w hotelu oraz w przypadku baterii niestandardowych.

Wielofunkcyjna przejściówka do węża przyszcicowego: umożliwia połączenie **My Perfect Colon Fast** z przyszcicem.

Metalowy perlator **My Perfect Colon Fast** do wylewki: Nadaje się do wylewek ze standardowym gwintem, wewnętrznym lub zewnętrznym.

Specjalne nasadki: do wylewek z niestandardowym gwintem.

Przedłużka: spiralny 3 metrowy wąż z regulatorem przepływu wody, służący do połączenia **My Perfect Colon Fast** w przypadkach kiedy odległość baterii od węża jest większa niż 3 metry.

Phyto Regula: skoncentrowany roztwór na bazie mały i rumianku dostępny jest wyłącznie do wersji **My Perfect Colon Care**. Roztwór aplikuje się poprzez końcówkę Phyto Regula; Stosuje się w celu zwiększenia skuteczności płukania.

Ponad to dostępne są wszystkie pozostałe elementy urządzenia **My Perfect Colon Care**: Spiralny 3-metrowy wąż z zaworem regulującym przepływ wody; Końcówka Phyto Regula wraz z węzłemposiadającym zaczepek z przysawkami; Pólelastyczny wąż profilowany.

Aksesoria potrzebne do przekształcenia **My Perfect Colon Fast** w **My Perfect Colon Care** są do nabycia oddzielnie: Przedłużka z zaworem regulującym przepływ wody; Końcówka Phyto Regula wraz z węzłem posiadającym zaczepek z przysawkami; Pólelastyczny wąż profilowany.

Producent oraz dystrybutorzy uchylają się od odpowiedzialności za szkody u osób lub przedmiotów wywołane niedostosowaniem się do wskazówek dotyczących montażu i użytkowania, zamieszczonych w instrukcji, lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

My Perfect Colon nie zastępuje urządzeń używanych w gabinetach hydrocolonterapii.

Firma zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian całkowitych lub częściowych w zestawie, co może być przyczyną pojawienia się niezgodności w powyższej instrukcji.

Więcej informacji można uzyskać: na stronie internetowej www.myperfectcolon.com lub drogą mailową: customer@waterpowered.eu (lub support@waterpowered.us – wyłącznie na terenie USA i Kanady)

My Perfect Colon[®] *fast*
Natural Hydro-Therapy at Home

by



www.myperfectcolon.com

www.waterpowered.eu

www.waterpowered.us

customer@waterpowered.eu

support@waterpowered.us (only for USA and CAN)

