

# SELECT

## PROFCARE



# CE

## 0123

Medical Device Class I Sterile device, Rule 4, for non-sterile and non-invasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulatory 2017/745

STERILE EO

Made in China

SELECT SPORT A/S ■ Fabriksparken 46  
DK-2600 Glostrup ■ select-sport.com

**UK** Profcare Absorbing Pads  
Style no: 720099

#### Intended use:

The Profcare Absorbing Pads are intended to be used as a mechanical barrier for compression or for absorption of exudates. Compression on bleeding wounds, short term dressing and general wound care.  
Duration of use: short-term use.  
Change the pad when needed.  
Do not re-use.

#### Instruction for use:

Open packaging and carefully take out the pad.  
Use the wipe to clean the damaged area.  
Cover the damaged area with the clean pad and fix with a bandage if necessary.  
Seek medical advice if serious injury / damage occurs.

#### Warnings:

Do not apply if the sterile bag is broken.  
Ensure that the skin and wound are cleaned before application.

#### Material:

50 % viscose, 50 % polyester / non-woven fabric

**FIN** Profcare Absorbing Pads  
Style no: 720099

#### Käyttötarkoitus:

Profcare-imutyyny on tarkoitettu käytettäväksi mekaanisena suojana painelussa tai haavaeritteen imeytämiseksi. Veren- vuotohaavojen kompressio, lyhytaikaiset sidokset ja yleinen haavanhoido.  
Käyttöaika: lyhytaikainen.  
Vaihda sidos tarvittaessa.  
Älä käytä uudelleen.

#### Käyttöohjeet:

Avaa pakkaus ja ota sidos varovasti ulos.  
Puhdista vahingoittunut alue kertapyyhkeillä.  
Aseta vahingoittuneen alueen päälle puhdas haavatyyyny ja kiinnitä siteellä tarpeen mukaan.  
Ota yhteyttä terveyskeskukseen, mikäli vamma/vahinko on vakava.

#### Varoitukset:

Älä käytä, jos steriili pussi on rikki.  
Varmista ennen käyttöä, että iho ja haava on puhdistettu.

#### Materiaali:

50 % viskoosia, 50 % polyesteriä/joustamatonta kangasta

**IT** Profcare Absorbing Pads  
Style no: 720099

#### Destinazione d'uso:

I cuscini assorbenti Profcare sono destinati all'uso come barriera meccanica per la compressione o per l'assorbimento dell'essudato. Sono utilizzati per la compressione su ferite sanguinanti, per la medicazione a breve termine e per la cura generale delle ferite.  
Durata di utilizzo: uso a breve termine.  
Cambiare la compressa quando necessario.  
Solo per uso singolo.

#### Istruzioni per l'uso:

Aprire la confezione ed estrarre la compressa con attenzione Utilizzare la salvietta per pulire la ferita Coprire la lesione con la compressa pulita e se necessario, fasciare.  
Consultare un medico in caso di infortuni/lesioni gravi

#### Avvertenze:

Non applicare se la busta sterile è rotta.  
Assicurarsi che la cute e la lesione siano pulite prima dell'applicazione.

#### Materiale:

50% viscosa, 50% poliestere/tessuto non tessuto

**DK** Profcare Absorbing Pads  
Style no: 720099

#### Tilsigtet brug:

PROFCARE Absorbing Pads er beregnet til at blive brugt som en mekanisk barriere til kompression eller til absorption af væsker. Kompression på blødende sår, kortvarig forbindelse og generel sårbehandling.  
Brugsvarighed: kortvarig brug.  
Udskift puden efter behov.  
Må ikke genbruges.

#### Brugsanvisning:

Åbn emballagen, og tag forsigtigt puden ud.  
Brug servietten til at rense det beskadigede område.  
Dæk det beskadigede område med den rene pude, og fikser om nødvendigt med en bandage.  
Søg lægehjælp i tilfælde af alvorlige skader.

#### Advarsler:

Må ikke anvendes, hvis den sterile pose er brudt.  
Sorg for, at huden og såret er renset før påføring.

#### Materiale:

50 % viskose, 50 % polyester/uvæstet stof

**DE** Profcare Absorbing Pads  
Style no: 720099

#### Verwendungszweck:

Die Profcare Absorbing Pads sind als mechanische Barriere für die Kompression oder Absorption von Exsudat vorgesehen. Kompression bei blutenden Wunden, Kurzzeitverbänden und allgemeiner Wundversorgung.  
Einsatzdauer: kurzzeitige Verwendung.  
Das Pad bei Bedarf wechseln.  
Nicht wiederverwenden.

#### Gebrauchsanweisung:

Verpackung öffnen und Pad vorsichtig entnehmen.  
Nutzen Sie das Reinigungstuch, um den Wundbereich zu säubern.  
Sauberes Pad auf die Wundstelle legen und ggf. mit einem Verband fixieren.  
Bei schweren Verletzungen / Schädigungen ärztlichen Rat einholen.

#### Warnhinweise:

Nicht anwenden, wenn der sterile Beutel beschädigt ist.  
Stellen Sie sicher, dass Haut und Wunde vor der Anwendung gereinigt werden.

#### Material:

50 % Viskose, 50 % Polyester / Vliesstoff

**PT** Profcare Absorbing Pads  
Style no: 720099

#### Utilização a que se Destina:

As almofadas de absorção Profcare destinam-se a ser utilizadas como barreira mecânica para a compressão ou absorção de exsudatos. Compressão em feridas hemorrágicas, pensos de curta duração e cuidados gerais de feridas.  
Duração da utilização: utilização de curto prazo.  
Mude a almofada quando necessário.  
Não reutilize.

#### Instruções de utilização:

Abra a embalagem e retire a almofada cuidadosamente.  
Utilize o tecido para limpar a área danificada.  
Cubra a área danificada com a almofada limpa e, se necessário, fixe com uma ligadura.  
Consulte um médico se ocorrerem lesões/danos graves

#### Advertências:

Não aplicar se o saco estéril estiver rasgado.  
Certifique-se de que a pele e a ferida são limpas antes da aplicação.

#### Material:

50% Viskose, 50% Poliéster / tecido não tecido

**SE** Profcare Absorbing Pads  
Style no: 720099

#### Avsedd användning:

Profcare Absorbing Pads är avsedda att användas som en mekanisk barriär för kompression eller för absorption av sårsekret. Kompression av blödande sår, korttidsförband och allmän sårvård.  
Användningstid: korttidsanvändning.  
Bytt sårdynan vid behov.  
Återanvänd inte sårdynan.

#### Bruksanvisning:

Öppna förpackningen och ta försiktigt ut sårdynan.  
Använd torkduken för att rengöra det skadade området.  
Täck det skadade området med en ren sårdyna och fixera med ett bandage vid behov.  
Sök läkarvård om allvarig skada uppstår.

#### Varningar:

Använd inte produkten om den sterila påsen är trasig.  
Se till att huden och såret rengörs före applicering.

#### Material:

50 % viskos, 50 % polyester/fiberduk

**FR** Profcare Absorbing Pads  
Style no: 720099

#### Usage prévu :

Les coussinets absorbants Profcare sont destinés à être utilisés comme barrière mécanique pour la compression ou l'absorption des exsudats. Compression sur les plaies hémorragiques, pansement à court terme et traitement général des plaies.  
Durée d'utilisation : utilisation à court terme.  
Changer le pansement lorsque cela est nécessaire.  
Ne pas réutiliser.

#### Mode d'emploi :

Ouvrir l'emballage et sortir précautionneusement le pansement Utiliser la lingette pour nettoyer la zone touchée Couvrir la zone touchée d'un pansement propre et le fixer à l'aide d'une bande si nécessaire.  
Consulter un médecin en cas de blessure / dommages graves

#### Avertissements :

Ne pas appliquer si la poche stérile est cassée.  
S'assurer que la peau et la plaie sont nettoyées avant l'application.

#### Matériau :

50 % viscose, 50 % polyester / tissu non tissé

**PL** Profcare Absorbing Pads  
Style no: 720099

#### Przeznaczenie:

Wkładki chłonne Profcare są przeznaczone do stosowania jako bariera mechaniczna do kompresji lub wchłaniania wysięków. Kompresja na rany krwawiące, opatrunek krótkoterminowy i ogólnie opatrywanie ran.  
Czas użytkowania: krótkotrwałe użycie.  
Zmienić opatrunek w razie potrzeby.  
Nie używać ponownie.

#### Instrukcja użytkowania

Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyjąć opatrunek.  
Oczyszczyć ranę chusteczką.  
Zakryć ranę czystym opatrunkiem i w razie potrzeby zamocować go bandażem.  
W przypadku poważnych obrażeń i uszkodzeń należy się skontaktować z lekarzem.

#### Ostrzeżenia:

Nie stosować w przypadku uszkodzenia sterylnej worka.  
Przed nałożeniem opatrunku upewnić się, że skóra i rana są czyste.

#### Materiał:

50% wiskoza, 50% poliester/włókna

**NO** Profcare Absorbing Pads  
Style no: 720099

#### Bruksområde:

Profcare Absorbing Pads, absorberende puter ment å brukes som en mekanisk barriere for kompresjon eller for absorpsjon av eksudat. Kompresjon på blødende sår, korttidsbandasje og generell sårbehandling.  
Bruksvarighet: korttidsbruk.  
Bytt ved behov.  
Må ikke brukes om igjen.

#### Bruksanvisning:

Åpne emballasjen og ta kompresset ut forsiktig.  
Bruk servietten til å rengjøre det skadete området.  
Dekk sårområdet med et rent kompress og fest med en bandasje om nødvendig.  
Kontakt lege hvis det oppstår alvorlige sår/skader.

#### Advarsel:

Må ikke brukes hvis den sterile posen er ødelagt.  
Sorg for at huden og såret er rengjort før påføring.

#### Materiale:

50 % viskose, 50 % polyester / ikke-vevd stoff

**ES** Profcare Absorbing Pads  
Style no: 720099

#### Uso previsto:

Las almohadillas absorbentes Profcare Absorbing Pads están diseñadas para utilizarse como una barrera mecánica para la compresión o la absorción de exudados. Compresión en heridas con hemorragia, apósitos de corta duración y cuidado general de la herida.  
Duración: uso a corto plazo.  
Cambiar la almohadilla cuando sea necesario.  
No reutilizar.

#### Instrucciones de uso:

Abra el envoltorio y saque con cuidado la almohadilla Utilice la toallita para limpiar la zona dañada.  
Cubra la zona dañada con la almohadilla limpia y sujétela con esparadrapo/tirita si es necesario.  
Si la lesión o el daño es grave, solicite atención médica.

#### Advertencias:

No aplicar si la bolsa estéril está rota.  
Asegúrese de que la piel y la herida estén limpias antes de la aplicación.

#### Material:

50 % viscosa, 50 % poliéster / tela no tejida

**RU** Profcare Absorbing Pads  
Style no: 720099

#### Назначение:

Абсорбирующие прокладки Profcare предназначены для использования в качестве механического барьера для компрессии или поглощения экссудата. Компрессия на кровоточащие раны, краткосрочная повязка и общее лечение ран.  
Длительность использования: кратковременное использование.  
Меняйте прокладку по мере необходимости.  
Только для однократового применения.

#### Инструкция по применению:

Откройте упаковку и осторожно извлеките прокладку.  
Используйте салфетку, чтобы очистить поврежденный участок.  
Закройте поврежденный участок чистой прокладкой и зафиксируйте бинтом при необходимости.  
Обратитесь за медицинской помощью при серьезной травме/повреждении.

#### Предупреждения:

Не применять, если стерильный пакет поврежден.  
Убедитесь, что кожа и рана очищены перед применением.

#### Материал:

50 % вискоза, 50 % полиэстер / нетканый материал