

SELECT

PROFCARE



Made in China
SELECT SPORT A/S • Fabriksparken 46 • DK-2600 Glostrup
select-sport.com

UK

Ankle Support Lace-up - Art. 70562

Function:

- Provides optimal support and protection against ankle sprains
- Quick lace-up system for an incredibly easy application
- Open heel design
- Top elastic strap for a customized fit
- Padded lining for extra comfort
- Fits both left and right foot

Instructions for use:

Place the ankle support as shown on the front of the packaging.

Material:

- Outer materials: 92% nylon 8%PU
- Inner materials: 82% nylon, 18% spandex
- Inner foam: 100% PU

Important information:

- Do not use on patients with a known sensitivity to any of the product components.
- The product is not flameproof, avoid temperature above 120°C/ 248°F.
- The function of the product must not be changed or compromised.
- The product should only be used for its original, intended indication.
- Time of use should not exceed 3-4 hours.
- If the product contains latex or rubber and you are allergic to latex/rubber, we advise you to consult a prescriber before using the support.
- If you are allergic to heat, we advise you to use a product that does not contain SBR/neoprene.

To ensure correct fit, try the product on.

Washing instructions:

1. Close all Velcro
2. Remove detachable splints
3. Mesh laundry bag is recommended
4. Stretch product while wet and let dry



DK

Ankle Support Lace-up - Art. 70562

Funktion:

- Giver optimal støtte og forebygger belastningsskader af anklen
- Det hurtige snøresystem giver en nem påsætning
- Med åben hæl
- Elastisk strop øverst til individuel tilpasning
- Polstret foring, der giver ekstra komfort
- Passer til både venstre og højre fod

Brugsvejledning

Anbring ankelbindet som vist på forsiden af emballagen.

Materiale:

- Udvendt materiale: 92 % nylon, 8 % PU
- Indvendigt materiale: 82 % nylon, 18 % elasthan
- Indvendigt skum: 100 % PU

Vigtige oplysninger:

- Må ikke bruges til patienter med kendt overfølsomhed over for nogle af produktets komponenter.
- Produktet er ikke brandsikkert. Undgå temperaturer over 120°C.
- Produktets funktion må ikke ændres eller modificeres.
- Produktet bør kun bruges til den oprindelige, påtænkte anvendelse.
- Bør ikke bruges mere end 3-4 timer ad gangen.
- Hvis produktet indeholder latex eller gummi, og du er allergisk over for latex/ gummi, anbefaler vi, at du rådfører dig med en behandler, før produktet anvendes.
- Hvis du er allergisk over for varme, anbefaler vi, at du bruger et produkt, der ikke indeholder SBR-neopren.

Prøv produktet for at sikre den korrekte pasform.

Vaskeanvisning:

1. Luk alle velcrobånd.
2. Fjern de udtagelige stivere
3. Vaskepose anbefales
4. Stræk produktet i våd tilstand, og lad det tørre



SE

Ankle Support Lace-up- Art. 70562

Funktion:

- Ger optimalt stöd och skyddar mot vrickningar
- Snabbsnörning för enkel påtagning
- Öppen i hälen
- Elastisk resår längst upp för optimal passform
- Vadderat foder för extra komfort
- Passar både vänster och höger fot

Instruktion för användning:

Placera skyddet enligt bilden på framsidan av förpackningen

Material:

- Yttermaterial: 92 % nylon, 8 % polyuretan
- Innermaterial: 82 % nylon, 18 % elasthan
- Innerskum: 100 % polyuretan

Viktig information:

- Använd inte på patienter med känd överkänslighet för någon av produktens komponenter.
- Produkten är inte flamsäker, undvik temperaturer över 120°C.
- Produktens funktion får inte ändras eller äventyras.
- Produkten får endast användas för sitt ursprungliga syfte.
- Produkten bör inte användas i mer än 3–4 timmar.
- Om produkten innehåller latex eller gummi, och du är allergisk mot latex/ gummi, rekommenderar vi att du konsulterar en läkare innan du använder skyddet.
- Om du är allergisk mot värme rekommenderar vi att du använder en produkt som inte innehåller SBR/neopren.

Prova produkten för att säkerställa bra passform.

Tvåtråd:

1. Förslut alla kardborreband
2. Ta bort de uttagbara skenor
3. Tvättpåse rekommenderas
4. Sträck i vått tillstånd och låt där efter torka



NO

Ankle Support Lace-up - Art. 70562

Funksjon:

- Gir optimal støtte og beskyttelse mot ankelskader
- Raskt Lace-up-system som gjør den veldig enkel å ta på
- Åpen hæl
- Elastisk stropp lengst opp for en tilpasset passform
- Polstret før for ekstra komfort
- Passer både venstre og høyre fot

Brukerveiledning:

Plasser ankelstøtten som vist på forpakningens framside.

Material:

- Utside: 92 % nylon, 8 % PU
- Innside: 82 % nylon, 18 % elasthan
- Skum på innsiden: 100 % PU

Viktig informasjon:

- Må ikke brukes på pasienter som er følsomme for en eller flere av produktkomponentene.
- Produktet er ikke flammesikkert. Unngå temperaturer over 120 °C/ 248 °F.
- Produktets funksjon må ikke endres eller svekkes.
- Produktet må bare brukes til det det er ment for.
- Brukstiden bør ikke overstige 3–4 timer.
- Hvis produktet inneholder lateks eller gummi, og du er allergisk mot dette, råder vi deg til å snakke med en lege før du tar i bruk produktet.
- Hvis du er allergisk mot varme, råder vi deg til å bruke et produkt som ikke inneholder SBR/neopren.

Prøv produktet for å sørge for at det sitter skikkelig.

Vaskeinstruksjoner:

1. Lukk alle borrelåstroppene
2. Fjern avtakbare skinner
3. Bruk av vaskepose anbefales
4. Dra i produktet mens det er vått, og la det tørke



FIN

Ankle Support Lace-up- Art. 70562

Käyttötarkoitus:

- Antaa optimaalisen tuen nilkalle ja suojaa nyrjähdyksiltä
- Nopeasti sidottavat nauhat tekevät tuesta helppokäyttöisen
- Avoin kantapää
- Päällä oleva elastinen nauha takaa sopivuuden
- Pehmustettu vuoraus tuo lisämukavuutta
- Sopii sekä vasempaan että oikeaan jalkaan

Käyttöohjeet:

Aseta nilkkatuki kuten pakkauksen etupuolella olevassa kuvassa.

Materiaali:

- Päälysmateriaali: 92 % nailon, 8 % PU
- Sisämateriaali: 82 % nailon, 18 % spandex
- Sisäpehmuste: 100 % PU

Tärkeää tietoa:

- Älä käytä potilailla, joilla tiedetään esiintyvän yliherkkyyttä tuotteen sisältäville aineille.
- Tuote ei ole palosuojakäsitelty. Vältä yli 120 °C:n/ 248 °F:n lämpötiloja.
- Tuotteen käyttötarkoitusta ei saa muuttaa tai vaarantaa.
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan sen alkuperäiseen ja aiottuun käyttötarkoitukseen.
- Käyttöaika ei saa ylittää 3–4 tuntia.
- Jos tuote sisältää lateksia tai kumia ja olet allerginen lateksille/kumille, pyydämme kääntymään asiantuntijan puoleen ennen tuen käyttöä.
- Jos olet allerginen lämmölle, suosittelemme käyttämään tuotetta, joka ei sisällä SBR-ää/neopreeniä.

Varmista oikea istuvuus sovittamalla tuotetta.

Pesuhjeet:

1. Sulje tarranauhat
2. Poista irrotettavat lastat
3. Pesupussin käyttö on suositeltavaa
4. Venytä tuotetta, kun se on vielä märkä. Anna kuivua.



DE

Ankle Support Lace-up - Art. 70562

Funktion:

- Stützt optimal und schützt vor Knöchelverstauchungen
- Schnellschnürsystem für sehr einfache Anwendung
- Design mit offener Ferse
- Im oberen Bereich dehbar für individuelle Passform
- Wattiertes Futter für zusätzlichen Komfort
- Passform für linken und rechten Fuß

Gebrauchsanweisung:

Die Knöchelstütze wie vorn auf der Verpackung abgebildet anbringen.

Material:

- Außenmaterial: 92 % Nylon, 8 % PU
- Innenmaterial: 82 % Nylon, 18 % Elasthan
- Schaumstoffwattierung: 100 % PU

Wichtige Informationen:

- Nicht für Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit für eine der Produktkomponenten geeignet.
- Das Produkt ist nicht flammfest, Temperaturen über 120 °C vermeiden.
- Die Funktion des Produktes darf nicht geändert oder beeinträchtigt werden.
- Das Produkt darf ausschließlich für seinen ursprünglich vorgesehene Zweck verwendet werden.
- Es sollte nicht länger als 3-4 Stunden verwendet werden.
- Wenn das Produkt Latex oder Gummi enthält und Sie eine Latex-/ Gummiallergie haben, empfehlen wir, vor der Verwendung der Stütze einen Arzt zu konsultieren.
- Wenn Sie allergisch auf Hitze reagieren, empfehlen wir die Verwendung eines Produktes, das kein SBR/Neopren enthält.

Das Produkt für eine korrekte Passform anprobieren.

Washanleitung:

1. Alle Klettverschlüsse schließen
2. Abnehmbare Schienen entfernen
3. Ein Waschnetz wird empfohlen
4. Das Produkt in nassem Zustand in Form ziehen und trocknen lassen



FR

Ankle Support Lace-up - Art. 70562

Fonction:

- Stabilisation et protection optimales contre les entorses de la cheville
- Laçage rapide et extrêmement facile
- Design à talon ouvert
- Bande élastique dans le haut procurant un ajustement sur mesure
- Doublure rembourrée confortable
- Pied gauche ou droit

Mode d'emploi:

Portez la chevillière tel qu'illustré sur le devant de l'emballage.

Matériau:

- Matériaux extérieurs : 92 % nylon et 8 % PU
- Matériaux intérieurs : 82 % nylon et 18 % élasthanne
- Mousse intérieure : 100 % PU

Informations importantes:

- Les patients souffrant d'une sensibilité connue à l'un des composants du produit ne doivent pas l'utiliser.
- Le produit n'est pas ignifuge. Évitez les températures supérieures à 120 °C/248 °F.
- La fonction du produit ne doit pas être modifiée ou altérée.
- Le produit ne doit être utilisé que conformément à l'indication thérapeutique d'origine.
- Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser les 3 à 4 heures.
- Si le produit contient du latex ou du caoutchouc, et que vous y êtes allergique, nous vous conseillons de consulter un médecin avant d'utiliser la protection.
- Si vous êtes allergique à la chaleur, nous vous conseillons d'utiliser un produit qui ne contient pas de SBR/néoprène.

Pour vous assurer de choisir la bonne taille, essayez le produit.

Instructions de nettoyage:

1. Fermez toutes les bandes Velcro
2. Retirez les attelles amovibles
3. L'utilisation d'un filet de lavage est recommandée
4. Étirez le produit encore humide et laissez sécher



ES**Ankle Support Lace-up - Art. 70562****Función:**

- Proporciona un apoyo óptimo y protección contra esguinces de tobillo
- El sistema de cierre con cordones permite colocarla de un modo increíblemente rápido y sencillo
- Diseño de talón abierto
- Banda elástica superior que ofrece un ajuste personalizado
- Revestimiento acolchado que mejora la comodidad
- Se puede usar en cualquiera de los tobillos, izquierdo o derecho

Instrucciones de uso:

Colocar la tobillera como se muestra en la parte delantera de la caja.

Material:

- Material exterior: 92% nylon, 8% PU
- Materiales del interior: 82% nylon, 18% spandex
- Interior de espuma: 100% PU

Información importante:

- No usar en pacientes con sensibilidad conocida a cualquiera de los componentes del producto.
- El producto no es ignífugo, evitar temperaturas superiores a 120 °C.
- La función del producto no debe cambiarse ni comprometerse.
- El producto debe utilizarse exclusivamente para la función original prevista.
- El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas.
- Si el producto contiene látex o caucho y usted es alérgico al látex o el caucho, le recomendamos que consulte con el profesional que le ha recomendado el producto antes de comenzar a utilizarlo.
- Si es alérgico al calor, le recomendamos que utilice un producto que no contenga neopreno/SBR.

Para garantizar un ajuste correcto, pruebe el producto.

Instrucciones de lavado:

1. Cerrar todos los cierres de Velcro
2. Retirar las tabillitas extraíble
3. Se recomienda el uso de una bolsa de malla para lavadora
4. Estirar el producto mientras está húmedo y dejar secar

**PL****Ankle Support Lace-up - Art. 70562****Funkcja:**

- Zapewnia optymalne podparcie i zabezpiecza przed skręceniem kostki
- System szybkiego sznurowania umożliwiający niezwykle wygodne zakładanie
- Otwarta pięta
- Elastyczna taśma od wierzchu umożliwiająca indywidualne dopasowanie
- Wyściółka zapewniająca wyjątkowy komfort noszenia
- Pasuje zarówno na lewą, jak i na prawą stopę

Instrukcja użytkowania:

Założyć stabilizator, jak przedstawiono z przodu opakowania.

Material:

- Materiały elementów zewnętrznych: 92% nylon, 8% poliuretan
- Materiały elementów wewnętrznych: 82% nylon, 18% spandex
- Pianka wewnętrzna: 100% poliuretan

Ważne informacje:

- Nie stosować u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na którykolwiek z materiałów użytych w produkcie.
- Produkt nie jest ognioodporny. Unikać temperatur powyżej 120°C.
- Nie modyfikować funkcji produktu ani nie utrudniać jej działania.
- Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.
- Czas stosowania nie powinien przekraczać 3–4 godzin.
- Jeśli produkt zawiera lateks lub gumę, a użytkownik jest uczulony na któryś z tych materiałów, zalecamy konsultację ze specjalistą przed rozpoczęciem używania stabilizatora.
- Jeśli użytkownik cierpi na alergię na ciepło, zaleca się stosowanie produktów niezawierających SBR/neoprenu.

Aby sprawdzić poprawność dopasowania, należy przymierzyć produkt.

Instrukcje prania:

1. Zapiąć wszystkie rzepy
2. Wyjąć zdejmowane szyny
3. Zalecane pranie w woreczku do prania
4. Wilgotny produkt rozciągnąć i pozostawić do wyschnięcia

**IT****Ankle Support Lace-up - Art. 70562****Indicazioni:**

- Supporto e protezione ottimali per le distorsioni alla caviglia
- Sistema di allacciatura rapida per la massima semplicità di applicazione
- Design con apertura sul tallone
- Cinghia elastica per una vestibilità su misura
- Imbottitura interna, per un comfort eccezionale
- Idonea per l'uso su entrambi i piedi (destro o sinistro)

Istruzioni per l'uso:

Posizionare il supporto per caviglia come indicato nella parte anteriore della confezione.

Materiale:

- Rivestimento esterno: 92% nylon 8% poliuretano
- Rivestimento interno: 82% nylon, 18% elastan
- Parte interna in schiuma: 100% poliuretano

Informazioni importanti:

- Evitare l'uso nel caso di pazienti che presentino sensibilità a uno o più dei materiali di cui è composto il prodotto.
- Il prodotto non è ignifugo, evitare temperature superiori a 120°C/248°F.
- È essenziale rispettare le indicazioni del prodotto, senza alcuna modifica o alterazione.
- Il prodotto va utilizzato solamente per le indicazioni a cui è originariamente destinato.
- La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore.
- Se il prodotto contiene lattice o gomma e si soffre di allergie a tali materiali, si consiglia di consultare un medico prescrittore prima di indossare il supporto.
- Se si soffre di intolleranza al calore, è consigliabile l'uso di un prodotto che non contenga SBR/neoprene.

Per verificarne la vestibilità, provare il prodotto.

Istruzioni per il lavaggio:

1. Allacciare tutte le chiusure in velcro
2. Rimuovere le aste smontabili
3. Si consiglia l'uso di una rete salvabucato
4. Ridare forma al prodotto quando è ancora umido e lasciare asciugare.

**PT****Ankle Support Lace-up - Art. 70562****Indicazioni:**

- Oferece um apoio e proteção ideais contra entorses do tornozelo
- Sistema de cordões rápido para uma aplicação incrivelmente fácil
- Modelo com calcanhar aberto
- Cinta elástica superior para um ajuste personalizado
- Forro acolchoado para um conforto extra
- Pode ser usado no pé esquerdo ou direito

Modo de usar:

Coloque o suporte de tornozelo conforme se ilustra na frente da embalagem.

Material:

- Materiais exteriores: 92% nylon 8% poliuretano
- Materiais do interior: 82% nylon, 18% spandex
- Espuma interior: 100% poliuretano

Informações importantes:

- Não usar em pacientes com uma sensibilidade conhecida a qualquer dos componentes do produto.
- O produto não é à prova de fogo; evitar temperaturas superiores a 120 °C/ 248 °F.
- A função do produto não deve ser alterada ou comprometida.
- O produto apenas deve ser usado para o fim a que originariamente se destina.
- O tempo de utilização não deve ultrapassar as 3-4 horas.
- Se o produto contiver látex ou borracha e for alérgico ao látex/borracha, aconselho-lo a consultar um prescritor antes de utilizar o suporte.
- Se for alérgico ao calor, recomendamos a utilização de um produto que não contenha SBR/neopreno.

Para garantir um ajuste correto, experimente o produto colocado.

Instruções de lavagem:

1. Feche todos os Velcros
2. Retire as talas removíveis
3. Recomenda-se a lavagem num saco de rede
4. Estique o produto ainda molhado e deixe secar

**RU****Ankle Support Lace-up - Арт. 70562****Назначение:**

- Обеспечивает оптимальную поддержку и защиту против растяжений связок голеностопного сустава
- Система быстрой шнуровки для невероятного простого применения
- Дизайн с открытой пяткой
- Верхняя эластичная тесьма для «подгонки» под себя
- Подбитая подкладка для дополнительного комфорта
- Подходит как для левой, так и для правой стопы

Инструкция по применению:

Поместите фиксатор для поддержки щиколотки, как показано спереди на упаковке.

Материал:

- Внешние материалы: 92 % нейлон 8 % ПУ (сокр. от полиуретан, англ. сокр. PU — polyurethane)
- Внутренние материалы: 82 % нейлон, 18 % спандекс
- Внутренняя пена: 100 % ПУ (сокр. от полиуретан, англ. сокр. PU — polyurethane)

Важная информация:

- Не применяйте на пациентах с подтвержденной чувствительностью к любым из компонентов изделия.
- Изделие не является жароустойчивым, избегайте температуры выше 120 °C (по шкале Цельсия)/248°F (по шкале Фаренгейта).
- Изменения или нарушения в назначении изделия недопустимы.
- Изделие следует использовать только для его первичного, предполагаемого показания к применению.
- Время использования не должно превышать 3-4 часа.
- Если изделие содержит латекс или каучук и у вас аллергия на латекс/каучук, мы советуем вам проконсультироваться у назначающего лица перед использованием фиксатора для поддержки.
- Если у вас аллергия на тепло, мы советуем вам использовать изделие, которое не содержит БСК/неопрен (БСК — сокр. от бутадиев-стирольный каучук, англ. сокр. SBR — styrene-butadiene rubber).

Чтобы убедиться в правильной посадке, примерьте изделие.

Инструкции по стирке:

1. Застегните все застёжки «липучка» Velcro («Велкро»)
2. Вытащите съёмные планки
3. Рекомендуется сетчатый мешок для стирки
4. Растяните изделие, пока оно влажное, и дайте высохнуть



SELECT
PROFCARE 